



GIMA

PROFESIONÁLNÍ LÉKAŘSKÉ PRODUKTY

SYGMOMANOMETRY

SYGMOMANOMETRY

TENSIOMETRŮ

MONITORY KREVNÍHO TLAKU

ESFIGMOMANOMETROS

ESFIGMOMANMETROS

Sfygmomanometry

أجهزة قياس ضغط الدم

REF

32709 - 32719 - 32720 - 32725 - 32726
32727 - 32728 - 32731 - 32734 - 32738



Gima SpA
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Itálie
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Vyrobeno v Číně



FUNKCE

Rádi bychom vám poděkovali za zakoupení přesného tlakoměru GIMA.

Všechny tlakoměry GIMA jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a při zachování dokonalé provozní účinnosti pravidelnými kalibračními kontrolami zajišťují naprostou spolehlivost a přesnost i po několika letech používání.

Naše řada tlakoměrů nabízí stejné standardy kvality pro profesionální i domácí modely.

Sfygmomanometr, který jste si zakoupili, odpovídá směrnici EHS 93/42/CEE.

PŘEDPISY



Je třeba poznamenat, že samoměřicí přístroje nenahrazují pravidelné lékařské prohlídky a že tato měření může přesně analyzovat pouze váš lékař.

Arteriální tlak je silně ovlivněn nervovým napětím a fyzickou únavou. Proto se doporučuje provádět měření za podmínek fyzického i duševního uvolnění, v sedě nebo vleže a pokud možno vždy ve stejnou denní dobu, daleko od jídla.

Pamatujte: při měření tlaku se nehýbejte a nenoste oblečení, které vám zakrývá paži a mohlo by omezovat krevní oběh.

Tlak se během dne mění: je nižší ráno a vyšší večer; v létě je také nižší a v zimě vyšší.

INSTALACE

Po otevření obalů je nejprve nutné zkontrolovat všechny kusy a díly tvořící výrobek. Zkontrolujte, zda jsou všechny přítomné a v perfektním stavu.

Přiložte pásku na holou levou paži, 2-3 cm. nad loketním kloubem a poté si podepřete předloktí a držte je na úrovni srdce.

Pásek na suchý zip: Uzavřete pásek pomocí pásku na suchý zip.

Pokud to není výslovně uvedeno, jsou všechny tlakoměry GIMA vybaveny páskami na ruce pro dospělé; na požádání zajistíme nátepníky pro obězní, pro použití na stehno a pro děti od předčasně narozených dětí až po 14leté.

Umístěte sluchátko stetoskopu na tepnu pod paží.

FUNGOVÁNÍ

- 1) Po nasazení pásku na ruku pumpujte pomocí bulbu až o přibližně 20 mmHg nad úroveň individuálního systolického tlaku: jinými slovy, dokud nedojde k ucpaní pažní tepny (maximální úroveň). Je nezbytné, aby měřená osoba zůstala sedět a v klidu a její předloktí spočívalo v úrovni srdce vnitřní částí nahoru.
- 2) Chcete-li změřit krevní tlak, otáčejte uvolňovacím/vypouštěcím šroubem na baňce a pomalu jej vyšroubovávejte proti směru hodinových ručiček. Ideální rychlost vyfukování je kolem 2-3 mmHg/s.
Vizuálně zkontrolujte rychlost vyfukování: na stupnici se indikátor musí pohybovat rychlostí mezi 1 a 1,5 stupně za sekundu.
Modely s automatickým vyfukováním manometru, který automaticky reguluje rychlost vyfukování při 2-3 mmHg/s. Jednoduše stiskněte ventil až k prvnímu tlakovému bodu.
- 3) V důsledku postupné dekomprese začne vaše krev znovu protékat pažní tepnou, což zase způsobí počáteční pulzaci, kterou jasně zaznamená fonendoskop: tlak indikovaný na jehle přesně v okamžiku prvního úderu zaznamenaný se označuje jako „systolický nebo maximální tlak“.

Systola = maximální hladina tlaku, kdy se srdce stahuje a krev je tlačena do

cévy.

Jak pokračujete s dekompresí, pulsace se postupně snižují, až náhle zmizí nebo se stanou tak nízkými, že jsou nepostřehnutelné.

Tlak indikovaný ručičkou měřidla v okamžiku, kdy pulzace zmizí, se nazývá „diastolický nebo minimální tlak“.

Diastola: minimální hladina krevního tlaku, když se srdeční sval rozšiřuje a doplňuje krví.

4) Nyní zcela otevřete uvolňovací ventil, dokud z pásky nezačne vycházet vzduch.

Měření krevního tlaku je nyní dokončeno.

ÚDRŽBA

1. Měřidlo a žárovka

Čištění: Měřidlo a žárovku lze otřít vlhkým hadříkem. Sterilizace není nutná, protože části nepřicházejí do přímého kontaktu s tělem pacienta.

2. Pásky na ruce

Čištění: Po vyjmutí přetlakové komory lze vložky otřít vlhkým hadříkem, popř můžete je umýt mýdlem a studenou vodou. Pokud použijete tento druhý způsob, opláchněte nátepníky čistou vodou a nechte je uschnout na vzduchu. Nylonové nátepníky se nesmí žehlit.

Přetlakovou komoru a trubky lze otřít vlhkým bavlněným hadříkem.

	Pozor: pozorně si přečtěte pokyny (varování).		Zdravotnický prostředek vyhovuje směrnici 93/42/EHS
	Uchovávejte na chladném a suchém místě		Chraňte před slunečním zářením
	Výrobce		Přečtěte si návod k použití
	Kód produktu		Číslo šarže

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY GIMA

Platí 12měsíční standardní B2B záruka Gima.

