



Před použitím si přečtěte návod.

Charakteristika všech stetoskopů MDF:

1. plně rotační zvukový ventil
2. ručně vyrobený
3. program náhradních dílů na celý život
4. zlepšená akustika
5. olivy MDF poskytují vynikající akustiku a dlouhotrvající komfort při práci
6. přesně vyrobený, velmi odolný
7. hadice stetoskopu je materiál s velmi vysokou hustotou, nelepí se, nerozpadá se, neobsahuje latex
8. poskytuje vynikající akustické zesílení a izolaci pro nízkofrekvenční zvuky.
9. ultra citlivá vláknitá membrána zvyšuje přenosovou frekvenci zvuků

Obecné informace:

Stetoskopy MDF jsou navrženy jako neinvazivní lékařské nástroje pro auskultaci zvuků srdce a plic na zdravé pokožce kolem hrudníku. Díky funkci zesílení zvuku může stetoskop poškodit sluch uživatele, pokud se používá pro jiné než lékařské účely. Nenechávejte stetoskop bez dozoru v dosahu dětí.

Všeobecné podmínky používání: Lyra stetoskopů MDF je anatomicky upravena tak, aby se zajistilo pohodlí při používání a vynikající přenos zvuku. Lyru stetoskopu byste měli nosit s olivami směřujícími od vás (pokud držíte stetoskop před vámi).

Návod k použití:

1. Nejdříve vložte oba konce lyry stetoskopu do uší.
2. Jemně se dotkněte hlavy prstem. Pokud uslyšíte čistý zvuk, znamená to, že stetoskop je připraven k použití.
3. Pokud neslyšíte klepání, otáčejte hlavou o 180 stupňů, dokud nezacvakne - pak je hlava stetoskopu ve správné poloze (pro oboustranné stetoskopy).
4. Znovu se dotkněte hlavy prstem. Uslyšíte klepnutí znamená to, že je přístroj připraven k použití.
5. Nyní můžete pacienta vyšetřit.
6. Před vyšetřením dalšího hrudníku zopakujte výše uvedené kroky.

Čištění a údržba::

Stetoskop by se měl před každým použitím důkladně vyčistit. Hlavu, hadici a olivy čistěte čistým hadříkem nebo k čištění znečištěných komponent použijte vatový tampon namočený do ředěného alkoholu nebo isopropylalkoholu.

Vyvarujte se dlouhodobému vystavení hadice nadměrnému teplu, chladu, rozpouštědlům, vlhkosti a olejům/tukům (obsaženým v lidské pokožce).

Dámy a pánové, záruční podmínky na stetoskopy MDF Instruments se změnily dne 10.08.2012. Proto tento záruční list spolu s návodem k použití zcela nahrazuje záruční list na Stetoskopy MDF dodávané v továrním balení.

Záruční list

V případě poškození materiálu nebo chyb výroby se na zařízení vztahuje doživotní záruka od data zakoupení. Výjimkou jsou modely stetoskopů: MDF 740, 757PT Pulse Time, na které se vztahuje 5letá záruka.

Poškozené části budou v rámci záruky bezplatně vyměněny nebo opraveny.

Záruka se nevztahuje na opotřebení v důsledku přirozeného použití následujících komponent stetoskopu: tělo hlavy, akustická hadice a lyra.

K programu Free-Parts-for-Life (celoživotní výměna náhradních dílů) se vztahují na tyto spotřební díly a příslušenství pro stetoskopy: náhradní díl hlavy – membránový nechladič kroužek, membránový pojistný kroužek, membrána, identifikátor, měkké olivy ComfortSeal.

Opravu přístroje může provádět pouze autorizované servisní středisko.

Zařízení by mělo být zasláno do servisu k opravě do 8 dnů od zjištění závady, po předchozím oznámení telefonicky nebo prostřednictvím formuláře www.novamed.pl/reklamacja

Náklady na přepravu nese uživatel.

Opravy, na které se nevztahují záruční podmínky, pokrývá uživatel.

Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo škody, které nebyly způsobeny výrobcem (pád, nesprávná přeprava).

Záruka neposkytuje žádnou náhradu za přímé nebo nepřímé škody způsobené osobám nebo zařízením, když zařízení nefungovalo.

Záruka je platná od data nákupu potvrzeného fakturou nebo pokladním dokladem, které musí být přiloženy k záručnímu listu.

Nedoložení správně vyplněného záručního listu a faktury nebo dokladu o koupi se rovná ztrátě záruky.

POZNÁMKA: Přečtěte si více informací o programu celoživotní záruky.

Free-Life-Time-Warranty ao programu doživotní výměny náhradních dílů Free-Parts-for-Life z příložené karty MDF SERVIS PROGRAM

MODELKA	
SÉRIOVÉ ČÍSLO	
DATUM PRODEJE	
PODPIS KUPUJÍCÍHO	
RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO	

Výrobce:

Společnost MDF Instruments Direct, Inc.
5016 Chesebro Road Suite 100
Agoura Hills CA, 91301
Jelen

Prodejce:

MLongauer, sro
Hlavní 43
951 53 Babindol
www.Babys.sk

Servisní program MDF

Každý kupující zařízení MDF Instruments je krytý dvěma jedinečnými servisními programy: Free-Parts-for-Life (doživotní výměna náhradních dílů) a Free-Life-Time-Warranty (doživotní záruční program).

I. Program Free-Parts-for-Life (doživotní výměny náhradních dílů)

Ano, máte pravdu – náhradní díly na celý život! MDF Instruments garantuje celoživotní výměnu částí pro všechny typy stetoskopů (během životnosti stetoskopu). Části, na které se vztahuje doživotní záruka, jsou: náhradní díl hlavy – membránový nechladicí kroužek, membránový pojistný kroužek, membrána, identifikátor, měkké olivy ComfortSeal.

Zásady:

Po zakoupení přístroje zaregistrujte své údaje jako údaje uživatele, které se spojí s údaji zařízení (sériové číslo vyražené na hlavě) a dokladem o koupi, jakož i s popisem důvodu zakoupení. Od této chvíle začíná registrace následných požadavků.

Každý zákazník si může objednat až 2 kusy dané součástky za rok.

Náklady na přepravu objednaného dílu nese zákazník dle zvolené formy přepravy (včetně kurýrní služby). O asistenci při přepravě můžete požádat prodejce: MLongauer sro, Hlavní 43 951 53 Babindol, kontakt - +421940404831.

Jak si objednat náhradní díly pro stetoskop?

Pokud si chcete objednat náhradní díl pro stetoskop v rámci programu Free-Parts-for-Life, pošlete žádost na adresu program@mdfdirect.pl nebo mdf@novamed.pl. Servisní personál zahájí [postup odesílání náhradních dílů](#).

Žádost by měla mimo jiné obsahovat model, sériové číslo vyražené na hlavě, barvu stetoskopu, údaje o zákazníkovi včetně dodací adresy. Podrobné informace jsou k dispozici na webové stránce: program@mdfdirect.pl nebo mdf@novamed.pl

10. Program doživotní záruky MDF (Free-Life-Time-Warranty). Tradice ručně vyráběných produktů MDF se datuje do roku 1971. Produkty MDF Instruments jsou mimořádně funkční, vysoce efektivní zdravotnické pomůcky, které splňují nejvyšší

Machine Translated by Google
požadavky na přesnost a kvalitu. Díky neustálé péči o kvalitu nabízíme pro naše výrobky bezkonkurenční záruční podmínky.

Stetoskopy MDF Instruments se skrytými vadami materiálu (vztahují se i na kabel!)
Během celé životnosti stetoskopu budou vyměňovány nebo opravovány bezplatně. Z programu celoživotní záruky jsou vyloučeny následující modely stetoskopů: MDF 740, a stetoskop MDF 757PT, na které se vztahuje 5letá záruka.

Zásady:

Postup při vyřizování reklamací v rámci programu doživotní záruky je založen na obecných zásadách při podávání reklamací, z nichž nejdůležitější jsou:

Každý nahlášený případ by měl být popsán (popis poruchy, sériové číslo, údaje kupujícího, doklad o koupi).

Zákazník pošle stetoskop na své vlastní náklady.

Servis pošle opravený nebo vyměněný stetoskop zpět na náklady servisu.

Máte-li dotazy nebo připomínky, kontaktujte nás pomocí jedné z adres:
program@mdfdirect.pl nebo mdf@novamed.pl

Asistenci při uvedených požadavcích vám poskytne prodejce:
MLongauer sro, Hlavní 43 951 53 Babindol, kontakt - +421940404831.