



## M0420 - EM420B

<b>GB</b>	<b>MULTIMETER</b>
<b>CZ</b>	<b>MULTIMETR</b>
<b>SK</b>	<b>MULTIMETER</b>
<b>PL</b>	<b>MULTIMETR</b>
<b>HU</b>	<b>MULTIMETR</b>
<b>SI</b>	<b>MULTIMETER</b>
<b>SRB HR BIH</b>	<b>MULTIMETAR</b>
<b>DE</b>	<b>MULTIMETER</b>
<b>UA</b>	<b>МУЛЬТИМЕТР</b>
<b>RO</b>	<b>MULTIMETRU</b>
<b>LT</b>	<b>MULTIMETRAS</b>
<b>LV</b>	<b>MULTIMETRS</b>

# GB MULTIMETER EM420B

Read this owner's manual thoroughly before use

## ⚠ WARRANTY

This instrument is warranted to be free from defects in material and workmanship for a period of two year.

Any instrument found defective within two years from the delivery date and returned to the factory with transportation charges prepaid, will be repaired, adjusted, or replaced at no charge to the original purchaser. This warranty does not cover expandable items such as batteries or fuse. If the defect has been caused by a misuse or abnormal operation conditions, the repair will be billed at a nominal cost.

## SAFETY INFORMATION

The multimeter has been designed according to IEC-61010 concerning electronic measuring instruments with a measurement category (CAT II 600V) and Pollution degree 2

## ELECTRICAL SYMBOLS

~	AC (Alternating Current)
⎓	DC (Direct Current)
⎓	DC or AC(alternating current or directive current)
⚠	Important safety information. Refer to the manual
⚠	Dangerous voltage may be present.
⏚	Earth ground
Fuse	
CE	Conforms to European Union directives
□	Double insulated.
+	Low battery
→	Diode
MAX	The maximum values is being held
DATA	The display data is being held
°F	Fahrenheit
°C	Centigrade
.ping	Continuity test
clamp	Measurement with clamp (optional), widening the field of applications of the meter
AUTO	Autorange
-	Danger of electrical injury
⚠	Warning. Danger. Please pay attention to the passages of this manual where this symbol is used.

## ⚠ WARNING

To avoid possible electric shock or personal injury, follow these guidelines:

- Do not use the meter if it is damaged. Before you use the meter, inspect the case. Pay particular attention to the insulation surrounding the connectors.
- Inspect the test leads for damaged insulation or exposed metal. Check the test leads for continuity. Replace damaged test leads before you use the meter.
- Do not use the meter if it operates abnormally. Protection may be impaired. When in doubt, have the meter serviced.
- Do not operate the meter around explosive gas, vapor, or dust.
- Do not apply more than the rated voltage, as marked on the meter, between terminals or between any terminal and earth ground.
- Before use, verify the meter's operation by measuring a known voltage.
- When measuring current, turn off circuit power before connecting the meter in the circuit. Remember to place the meter in the circuit. Remember to place the meter in series with the circuit.
- When servicing the meter, use only specified replacement parts.
- Use with caution when working above 30V ac rms, 42V peak, or 60V dc. Such voltages pose a shock hazard.
- When using the probes, keep your fingers behind the finger guards on the probes.
- Connect the common test lead before you connect the live test lead. When you disconnect test leads, disconnect the live test lead first.
- Remove the test leads from the meter before you open the case.
- Do not operate the meter with the cover removed or loosened.
- To avoid false readings, which could lead to possible electric shock or personal injury, replace the batteries as soon as the low battery indicator appears.
- Do not use the test leads to measure the voltage which is more than 600V or the current which is more than 10A.

- Remaining endangerment: When an input terminal is connected to dangerous live potential it is to be noted than this potential at all other terminals can occur!
- CATII-Measurement Category II is for measurements performed on circuits directly connected to low voltage installation. Do not use the meter for measurements within Measurement Categories III and IV.

## CAUTION

To avoid possible damage to the meter or to the equipment under test, follow these guidelines:

- Disconnect circuit power and discharge all high voltage capacitors before testing resistance, continuity, diodes, or capacitance.
- Use the proper terminals, function, and range for your measurements.
- Before measuring current, check the meter's fuse and turn power OFF to the circuit before connecting the meter to the circuit.
- Before rotating Function / Range switch to change functions, disconnect test leads from the circuit under test.
- Before inserting transistor to the adapter , always be sure all the test leads have been removed from the meter
- Remove test leads from the meter before opening the battery cover or the case.

## MAINTENANCE

To continue protection against fire, replace fuse only with the specified voltage and currents rating: F 250 mA L 250V, fast action.

To clean the meter, use a damp cloth and mild detergent only, do not use abrasives or solvents on it.

## GENERAL DESCRIPTION

This digital multimeter is compact 3.5 digits digital multimeter for measuring DC and AC voltage, DC and AC current, resistance, temperature, diode, transistor, continuity, capacitance (only EM420B) and battery(only EM420A). It has the functions of polarity indication, data hold, maximum value hold, overrange indicator and automatic power-off. It can be operated easily and is ideal instrument tool.

## Instruction

1 **DISPLAY** – 3.5 digit LCD with a max reading of 1999

2 **RANGE button** – The meter defaults to the autorange mode when you measure the voltage, current or resistance. When the meter is in the autorange mode, AUTO is displayed.

To enter and exit the manual range mode:

a) Press RANGE button – The meter enters the manual range mode and the symbol AUTO turns off.

Each press of the RANGE button increments the range. Then the highest range is reached, the meter wraps to lowest range

b) To exit the manual range mode, press and hold down the RANGE button for 2 seconds, the meter returns to the autorange mode and the symbol AUTO is displayed again.

3 **FUNC. button** – When you measure the current, pressing this button will switch the meter between DC function and AC function.

When you measure the temperature, pressing this button will switch the meter between °F mode and °C mode

When you measure the diode or the continuity functions.

4 **POWER switch** – It can be used to turn on/off the meter.

5 **FUNCTION/RANGE SWITCH** – This switch can be used to select desired function and range.

6 **10A Jack** – Plug-in connector for the red test lead for current (200 mA ~10 A) measurement.

7 **COM Jack** – Plug-in connector for black(negative) test lead.

8 **INPUT Jack** – Plug-in connector for the red test lead for all measurement except current(>200mA) measurements.

9 **\* Button** – To turn on or off the backlight, press and hold this button for about 2 seconds. The backlight will turns off automatically about 15 seconds later after you turn on it.

10 **[DATA] Button** – After pressing the button, the present reading is held on the display, meanwhile is displayed on the LCD as an indicator. To exit th Hold Mode, press the button again and the indicator will disappear.

11 **[MAX] Button** –The hold the maximum value, press this button and will appear as an indicator, the meter will hold the maximum of all readings taken since the button was pressed. To exit the maximum value hold mode, just press this button again and will disappear.

In some ranges, the maximum value hold mode is not available.

## GENERAL SPECIFICATION

Display: LCD, 1999 counts, updates 2–3 times/sec

Overrange Indications: OL shown on display

Battery: 3x 1,5V, AAA

Polarity Indication: “+” displayed automatically

Low Battery Indication: shown on display

Operating Temperature: 0 °C to 40 °C, <75%RH  
 Storage Temperature: -10 °C to 50 °C, <85%RH  
 Dimensions: 158 x 75 x 35mm  
 Weight: about 200g (including battery)

## Specifications

Accuracy is specified for a period of 1 year after calibration and at 18 °C – 28 °C (64°F–82°F) with relative humidity <75%. Accuracy specifications take the form of:  
 $\pm$ (% of Reading)+(Number of Least Significant Digits)

## DC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
200mV	0.1mV	$\pm(0.8\%+5)$
2V	0.001V	
20V	0.01V	$\pm(0.8\%+5)$
200V	0.1V	
600V	1V	$\pm(1\%+5)$

Input Impedance: 10MΩ  
 Overload protection: 600 V DC/AC rms (200 mV range: 250V DC/AC rms)  
 Max. Input Voltage: 600 V DC

## AC Voltage

Range	Resolution	Accuracy
2V	0.001V	
20V	0.01V	$\pm(1\%+5)$
200V	0.1V	
600V	1V	$\pm(1.2\%+5)$

Input Impedance: 10MΩ  
 Frequency range: 40Hz – 400Hz  
 Overload protection: 600 V DC/AC rms  
 Response: Average, calibrated in rms of sine wave  
 Max. Input Voltage: 600 V AC rms

## DC Current

Range	Resolution	Accuracy
200µA	0.1µA	
2000µA	1µA	$\pm(1.2\%+5)$
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	
2A	0.001A	$\pm(2\%+10)$
10A	0.01A	

Overload protection: µA and mA ranges: F 250 mA L 250V fuse  
 2A and 10A ranges: unfused  
 Max. Input Current: INPUT jack: 200mA; 10A jack: 10A  
 (for measurements > 5A: duration < 15 seconds, interval > 15 minutes)

Voltage drop: 200µA, 20mA and 2A ranges: 20mV  
 2000µA, 200mA and 10A ranges: 200mV

**Maximum voltage in open circuit must be ≤ 250 V**

## AC Current

Range	Resolution	Accuracy
200µA	0.1µA	
2000µA	1µA	$\pm(1.5\%+5)$
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	
2A	0.001A	$\pm(3\%+10)$
10A	0.01A	

Overload protection: µA and mA ranges: F 250 mA L 250V fuse  
 2A and 10A ranges: unfused  
 Max. Input Current: INPUT jack: 200mA; 10A jack: 10A  
 (for measurements > 5A: duration < 15 seconds, interval > 15 minutes)

Voltage drop: 200µA, 20mA and 2A ranges: 20mV  
 2000µA, 200mA and 10A ranges: 200mV

Frequency range: 40Hz – 400Hz  
 Response: Average, calibrated in rms of sine wave

**Maximum voltage in open circuit must be ≤ 250 V**

## DC current (with clamp, optional – EM420A, B)

	Range	Resolution	Accuracy
meter	200A	0.1mV/0.1A	$\pm(1.2\%+5)$
meter	1000A	1mV/1A	$\pm(1.2\%+5)$

Overload protection: 250V DC/AC rms  
 Max. Input Voltage: 200mV  
 Frequency range: 40Hz – 400Hz  
 Response: Average, calibrated in rms of sine wave

## Resistance

Range	Resolution	Accuracy
200Ω	0.1Ω	$\pm(1.2\%+5)$
2kΩ	0.001kΩ	
20kΩ	0.01kΩ	$\pm(1\%+5)$
200kΩ	0.1kΩ	
2MΩ	0.001MΩ	$\pm(1.2\%+5)$
20MΩ	0.01MΩ	$\pm(1.5\%+5)$

Open circuit Voltage: about 0.25V  
 Overload Protection: 250V DC/AC rms

## Temperature

Range	Resolution	Accuracy
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C: $\pm(5\%+4)$ 0 °C ~ 400 °C: $\pm(1\%+3)$ 400 °C ~ 1000 °C: $\pm(2\%+3)$
0°F ~ 1800°F	1°F	0°F ~ 50°F: $\pm(5\%+4)$ 50°F ~ 750°F: $\pm(1\%+3)$ 750°F ~ 1800°F: $\pm(2\%+3)$

Overload Protection: 250V DC/AC rms

## Battery (only EM420A)

Range	Resolution	Function
1.5V	0.01V	
3V	0.01V	
9V	0.01V	The approx. Voltage of the battery is shown on the LCD

Overload Protection: 1.5V and 3V ranges: F 250 mA L 250V fuse  
 9V range: 250mA L 250V fuse

Test current: 1.5V range: about 50mA  
 3V range: about 30mA  
 9V range: about 12mA

## Capacitance

Range	Resolution	Accuracy
20nF	0.01 nF	$\pm(8\%+10)$
200nF	0.1 nF	
2µF	0.001 µF	$\pm(5\%+5)$
20µF	0.01 µF	
200µF	0.1 µF	
1000µF	1µF	$\pm(8\%+10)$

Overload Protection: 200µF and 1000µF ranges: no overload protection  
 the other ranges: F 250mA L 250V fuse

Open Circuit Voltage: about 0.5V  
 Overload Protection: 250V DC/AC rms

## Transistor h<sub>FE</sub> Test

Range	h <sub>FE</sub>	Test Current	Test Voltage
PNP & NPN	0~1000	I <sub>b</sub> ~ 2 µA	V <sub>ce</sub> ~ 1V

## Diode and Continuity

Symbol	Introduction	Remark
→	The approximate forward voltage drop will be displayed	Open circuit Voltage: about 1.5V
•))	The built-in buzzer will sound if the resistance is less than about 30Ω	Open circuit Voltage: about 0.5V

Overload Protection: 250V DC/AC rms

For Continuity Test: When the resistance is between 30Ω and 100Ω, the buzzer may sound or may not sound. When the resistance is more than 100Ω, the buzzer won't sound.

## OPERATION INTRODUCTION

### Measuring Voltage

- Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack.
- Set the range switch to  $\text{V}$  or  $\text{mV}$  position. Select auto range or manual range with the "RANGE" button.



3. In manual range, if the voltage magnitude to be measured is not known beforehand, select the highest range.
- In manual range mode, when the meter shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected
4. Connect the test leads across the source or load to be measured - Read the reading on the display. For DC voltage measurement, the polarity of the red test lead connection will be indicated as well.
- In small range, the meter may display an unstable reading when the test leads have not been connected to the load to be measured. It is normal and will not affect the measurements.

Note: To avoid damage to the meter, don't measure a voltage which exceeds 600Vdc (for DC voltage measurement) or 600Vac (for AC voltage measurement).

⚠ If 600 V is reached, the measuring must be terminated immediately. Otherwise multimeter can be damaged or electrical shock may occur.

### Measuring Current

1. Connect the black test lead to the "COM" jack. If the current to be measured is less than 200 mA, connect to red test lead to the "INPUT" jack. If the current is between 200 mA and 10 A, connect the red test lead to the "10 A" jack instead.
2. Set the range switch to  $\mu\text{A}$ ,  $\text{mA}$  or  $\text{A}$  range. If the current magnitude to be measured is not known beforehand, set the range switch to the highest range position and then reduce it range until satisfactory resolution is obtained.
3. Select DC current measurement or AC current measurement with the "FUNC." Button
4. Select autorange or manual range with the "RANGE" button. In manual range, if the current magnitude to be measured is not known beforehand, select the highest range.
5. Connect test leads in series with the circuit to be measured.
6. Read the reading on the display. For DC current measurement, the polarity of the red test lead connection will be indicated as well.

Note: When the display shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected.

⚠ Never measure current if voltage in open circuit is higher than 250V. Measuring of current with higher voltage in open circuit may damage the product (fuse burning, electrical discharge) or electrical shock.

⚠ When measuring, please make sure that correct range is used!

### Mesuring Current (with clamp, only optional)

1. If you want measure DC current, you must use the DC clamp.
- If you want measure AC current, you must use the AC clamp.
2. Connect the negative (-) output lead of the select clamp to the "COM" jack, connect to positive (+) output lead of the clamp to the "INPUT" jack.
3. Set the range switch to position.
4. Select DC current measurement or AC current measurement with the "FUNC." button
5. Select auto range or manual range with "RANGE" button.

In manual range, if the current magnitude to be measured is not known beforehand, select the highest range.

6. Clamp the cable to be measured with the clamp

Note: Each time only one cable should be clamped and the cable should be in the center of the clamp jaws.

7. Read the reading on the display. For DC current measurement, the polarity of the positive (+) output lead of the clamp will be indicated as well.

Note:

1. In manual range mode, when the meter shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected
2. Don't touch the circuit under test with hand or skin.
3. Matching problem about the meter and the sensitivity of the clamp:
  - a) The sensitivity of the matching clamp is  $0.1\text{A}/0.1\text{mV}$ . If you use a matching clamp, the present indicated value is same to the measured value.
  - b) If you use a clamp whose sensitivity does n't equal is  $0.1\text{A}/0.1\text{mV}$ , you should multiply the present reading by a factor which is determined by the used clamp, the result is the measured value. To determine the factor, please refer to the instruction of the clamp which you use.

### Mesuring Resistance

1. Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
2. Set the range switch to  $\Omega$  range
3. Select auto range or manual range with the "RANGE" button.  
In manual range mode, when the meter shows the overrange symbol "OL" a higher range has to be selected.
4. Connect the test leads across the load to be measured.
5. Read the reading on the display.

Note:

1. For resistance measurement  $>1\text{M}\Omega$ , the meter may take a few second to stabilize reading. This is normal for high-resistance measurement.
2. When the input is not connected, i.e. at open circuit, the symbol "OL" will be displayed as an overrange indicator.
3. Before measuring in-circuit resistance, be sure that the circuit under test has all power removed and all capacitors are fully discharged.

### Measuring Capacitance (only EM420B)

1. Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack.
2. Set the range switch to desired "1000\mu\text{F}" or "1\mu\text{F}" or "1\text{F}" position.
3. Select auto range or manual range with the "RANGE" button.
4. Connect the test leads across the capacitor to be measured. Make sure that the polarity of connection is observed. (The red test lead should be connected to the anode of the capacitor, the black one should be connected to the cathode of the capacitor) - Read the reading on the display.

In small range, before the test leads are connected to the capacitor, the display may show a reading, it is normal because of the stray capacitance of the test leads and input circuit of the meter. It will not affect the measurement accuracy.

### Continuity Test

1. Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
2. Set the range switch to range.
3. Press the "FUNC." Button to select continuity measurement mode and the symbol "will appear as an indicator.
4. Connect the test leads to the circuit to be measured.
5. If the circuit resistance is lower than about  $30\Omega$ , the built-in buzzer will sound.

### Diode

1. Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
2. Set the range switch to  $\rightarrow$  range.
3. Press the "FUNC." Button to select diode measurement mode and the symbol  $\rightarrow$  will appear as an indicator.
4. Connect the red test lead to the anode of the diode to be tested and the black test lead to the cathode.
5. The meter will show the approximate forward voltage of the diode.  
If the connections are reversed, "OL" will be shown on the display.

### Transistor test

1. Set the range switch to  $h_{FE}$  position
2. Refer to the figure 2, connect the adapter to the "COM" jack and an the "INPUT" jack.  
Don't reverse the connection.
3. Identify whether the transistor is NPN or PNP type and locate emitter, base and collector lead. Insert the leads of the transistor to be tested into to proper holes of the transistor test socket of the adapter.
4. LCD display will show the approximate  $h_{FE}$  value

### Measuring Temperature

1. Set the range switch to Temp range
2. Press the "FUNC." button to select "C" or "F" mode, and the symbol "C" or "F" mode and symbol "C" nebo "F" will appear as an indicator.
3. Insert the black (or "+") plug of the K type thermocouple to the "COM" jack and the red (or "-") plug to the "INPUT" jack.
4. Carefully touch the end the thermocouple to the object to be measured.
5. Wait a while, read the reading on the display.

### Battery Test (only EM420A, C)

1. Connect the black test lead to the "COM" jack and the red test lead to the "INPUT" jack. (Note: The polarity of the red test lead is positive "+").
2. According to the different type off the battery (1.5V, 3V, 9V) to be tested, set the range switch to the desired BATT range.
3. Connect the test leads to the battery to be tested.
4. Read the reading on the display. The polarity of the red test lead connection will be indicated.

### Auto Power Off

If you don't operate the meter for about 15 minutes, it will turn off automatically. To turn on it again, just rotate the range switch or press a button.  
If you press the button to arouse the meter after it turns off automatically, the automatic power-off function will be disabled.

### Battery replacement

Before battery change, test leads must be disconnected off the measured circuit/equipment.

When symbol appears on the display, it shows that the battery should be replaced. To replace the battery, use an appropriate screwdriver to gently rotate the rotary lock on the battery cover by 90° in the indicated direction (refer to figure 3). Remove battery cover, replace the exhausted batteries with new batteries of the same type(AAA type). Reinstall the battery cover and gently rotate the rotary lock by 90° clockwise to lock the battery cover.

Note: Excess force will cause damage to the rotary lock.  
Don't use a screwdriver which is not big enough.

### Fuse replacement

Before fuse change, test leads must be disconnected off the measured circuit/equipment.

Fuse rarely needs replacement and is blown almost as a result of operator's errors. This meter uses a fuse: F 250mA L 250V, fast action.



To replace the fuse, open the battery cover, replace the damaged fuse with a new fuse of the specified ratings. Reinstall the battery cover and lock this cover.

## Accessories

Owner manual	1pcs
Test leads	1 pair
K type thermocouple	1pcs
Adapter	1 pcs
DC clamp (optional)	
AC clamp (optional)	

Technical support can be obtained from the supplier:  
EMOS spol. s r.o., Šífa 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

Declaration of Conformity has been issued for this product.

This product is not to be used by persons (including children), whose physical, sensual or mental abilities or lack of experience and knowledge does not ensure safe use of the appliance, unless they are supervised or unless they have been instructed about the use of this appliance by a person in charge of their safety. Supervision over children is required to prohibit them from playing with the appliance.



13.8.2005

When the product and batteries reach the end of their service life, do not throw them into non sorted communal waste, use sorted waste collection points instead. By proper disposal you can avoid negative impact on human health and environment. Recycling of materials helps to protect our natural resources. You can get more information about recycling of this product from your municipal authority, the nearest household waste processing company or the sales point, where you bought the product.

## CZ MULTIMETR EM420B

Než začnete EM420B používat, pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze. Jsou v něm zvýražněny zvláště důležité pasáže, které pojednávají o zásadách bezpečnosti práce s tímto přístrojem. Zabíráte tak možnému úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje.

Multimetr byl navržen v souladu s normou IEC-61010 vztahující se na elektronické měřicí přístroje spadající do kategorie (CAT II 600V), do bezpečnostní třídy II a pro uroveň znečištění 2.

	střídavý proud (AC)
	stejnosměrný proud (DC)
	střídavý nebo stejnosměrný proud
	uzemnění
	dvojitá izolace
	dioda
	pojistka
	jednotka °C
	jednotka °F
	záznam maximální hodnoty
	záznam zobrazeného údaje
	test spojnosti
	měření pomocí kleští (volitelné)
	automatický rozsah
	výbitá baterie
	upozornění
	nebezpečí úrazu elektrickým proudem
	prohlášení o shodě (CE)

- symbol upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem  
 - symbol výstrahy, rizika nebezpečí. Venujte zvýšenou pozornost pasážím v návodu, kde je tato znacka použita!

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Dbejte zejména následujících instrukcí:

- Než začnete multimetr používat, pozorom zkontrolujte, zda není přístroj poškozen. Pokud naleznete na této přístroje zjevné poškození, neprovádějte žádání měření! Zkontrolujte, není-li povrch multimetu poškrábaný a nejsou-li boční spoje rozklizěné.
- Zkontrolujte také izolaci na měřicích sondách. Při poškození izolace hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Poškozené měřicí sondy nepoužívejte!
- Neměřte napětí vyšší než 600 V, nebo proud vyšší jak 10 A!
- Neměřte proud, je-li napětí napřáždno větší než 250 V v rozpojeném obvodu.
- Sverka „COM“ musí být vždy připojena na vztáznou měřicí zem.
- Zjistte-li abnormální výsledky měření, multimetr nepoužívejte. Může být přerušena pojistka. Pokud si nejste jisti příčinou závady, kontaktujte servisní středisko.
- Neměřte vyšší napětí a proudy, než jaké jsou vyznačeny na předním panelu multimetu. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a poškození multimetru.
- Před používáním si ověřte, zda multimetr správně pracuje. Otestujte obvod, u kterého znáte jeho elektrické vlastnosti.
- Než multimetr připojíte k obvodu, u kterého se chystáte měřit proud, vypněte napájení daného obvodu.
- Nepoužívejte a neskladujte multimetr v prostředích s vysokou teplotou, průstříškou a vlhkostí. Nedoporučujeme také používat přístroj v prostředí, kde se může vyskytovat silně magnetické pole nebo kde hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

• Při výměně součásti multimetu (např. baterie, pojistky), použijte náhradní díly stejněho typu a specifikaci. Výměnu provádějte při odpojeném a vypnutém multimetu.

- Nepozůmejte nebo nikým neupravujete vnitřní obvody multimetu!
- Dbejte zvýšené opatrnosti při měřeních napětí výšší jak 30 AC rms, 42 V čípkových nebo 60 V DC. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Když používáte měřicí hroty, ujistěte se, že je svíráte rukou až za zábranou prstů.
- Odpojte měřicí hroty od testovaného obvodu předtím, než otevřete kryt multimetu.
- Nepravidelně měření, je-li kryt multimetu odstraněn nebo je-li uvolněn.
- Vyměňte baterii, jakmile se na displeji objeví ikona „výbitá baterie“. V opačném případě mohou být následně provedená měření budou nepřesná. To může vést k zkresleným či falešným výsledkům měření a k následnému úrazu elektrickým proudem!
- Kategorie CAT II je určena k měření obvodů nízkonapěťových zařízení. Nepoužívejte multimetr k měření rozsahů spadajících do kategorií III a IV!

### ⚠️ Varování

Používejte multimetr EM420B pouze tak, jak je specifikováno níže. Jinak může dojít k poškození přístroje nebo Vašeho zdraví. Dbejte následujícím instrukcím:

- Dřívě nezprovádějte měření odpornu, diodu nebo proud, odpojte obvod od zdrojů energie a vybjíte vysokonapěťové kondenzátory.
- Před měřením se přesvědčte, že je kruhový přepínač rozsahu měření ve správné poloze. V žádném případě neprovádějte žádné změny v měřicím rozsahu (pootočením kruhového přepínače programu měření) v průběhu měření! Mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Budete-li měřit proud, zkонтrolujte pojistku multimetu a vypněte napájení obvodu předtím, než k němu multimetr připojíte.

### Popis přístroje

Multimetr EM420B je látkově kompaktní přístroj s 3,5 číslicovým displejem, určený k měření stejnosměrného a střídavého napětí, stejnosměrného proudu, odporu, kapacity (pouze EM420B), teploty, testování diod, test baterií (pouze EM420A) a zvukové zkoušky vodivosti a obvodu. Multimetr je vybaven přidřízením maximální hodnoty a zobrazeném údaji. Indikuje překročení měřeného rozsahu. Můžete automaticky vypnout. Multimetr poskytuje ochranu před přetížením a informuje o nízkém stavu baterie. Ideálně použíte multimetr EM420B je např. v dílnách, laboratořích a domácnostech.

### Čelní pohled na multimetr

- 1 **Displej** – zobrazuje 3,5 číslice a maximum zobrazení je 1999
- 2 **Přepínací měření rozsahů** – pokud měříte napětí, proud, odpor a kapacitu, je nastavení rozsahu automatické. V tom případě je na displeji nápis AUTO.
- a) Pro volbu manuálního režimu rozsahu zatiskněte tlačítko RANGE Multimetr přejde do manuálního režimu a symbol AUTO zmizí. Každý další stisk RANGE zvýšuje rozsah. Po dosažení rozsahu nejvyššího se vrátí ke nejnížšímu rozsahu.
- b) Pro ukončení manuálního režimu zatiskněte RANGE na dobu 2 sekund. Multimetr se vrátí do automatického režimu a na displeji se objeví nápis AUTO.
- 3 **Tlačítko FUNC** – přepíná měření střídavého nebo stejnosměrného proudu, při měření teploty jednotky v °C nebo °F. Tlačítkem FUNC. se volí měření diod nebo vodivosti test obvodu.
- 4 **Vypínač multimetru** – tisk zapíná nebo vypíná
- 5 **Přepínací funkci a rozsahů** – volí požadovanou funkci a rozsah
- 6 **Zdírka „10A“** – pro konkavou červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotem měření proudu na prouduvém rozsahu 10 A AC/DC.
- 7 **Zdírka „COM“** – pro konkavou černého (záporného) měřicího vodiče s hrotem k měření napětí, odporu, kapacity nebo proudu do 200 mA.
- 8 **Zdírka „INPUT“** – pro konkavou červeného (kladného) měřicího vodiče s hrotem k měření napětí, odporu, kapacity nebo proudu do 200 mA.
- 9 **Tlačítko podsvícení displeje** – podsvícení zhasne po 15 sekundách automaticky nebo jej vypne opětne podržení tlačítka po dobu 2 sekund.



- 10 Tlačítko [DATA]** - po stisku dojde k podřízení právě naměřené hodnoty a na displeji se objeví nápis **[DATA]**. Opětovný stisk tlačítka funkci zruší a nápis zmizí.  
**11 Tlačítko [MAX]** - po stisku se automaticky zaznamenává nejvyšší hodnota a na displeji bude nápis **[MAX]**. Opětovný stisk tlačítka funkci zruší a nápis zmizí. V některých rozsazích není funkce záznamu nejvyšší hodnoty dostupná.

## Technické parametry

Displej:	LCD, 1999 (3,5 čísla); automatickou indikací polarity
Metoda měření:	dvojitá sestupná integrace A/D převodníkem
Rychlosť čtení:	2-3x za sekundu
Pracovní teplota:	0 °C až 40 °C < 75 %
Teplota skladování:	-10 °C až 50 °C, relativní vlhkost < 85 %
Napájení:	3x 1,5V AAA
Pojistka:	F250 mA/250 V, Ø 5 x 20 mm
Slabá baterie:	indikace pomocí symbolu baterie na displeji
Indikace překročení rozsahu:	zobrazení čísla „OL“ na LCD
Kategorie měření:	CAT II (600 V)
Rozměry a hmotnost:	158 x 75 x 35 mm; 200 g (baterie připojeny)

## Přesnost měření

Přesnost je daná po dobu jednoho roku od kalibrace přístroje při 18 °C až 28 °C při relativní vlhkosti do 75 % a měr.  $\pm( \%)$  (z rozsahu) - (nejnižší platné číslo)

## Stejnosměrné napětí (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vstupní impedance: 10 MΩ  
Ochrana proti přetížení: 600 V DC/AC rms (rozsa 200 mV; 250V DC/AC rms)

**△ Maximální vstupní napětí: 600 V DC**

## Střídavé napětí (AC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Vstupní impedance: 10 MΩ  
Frekvenční rozsah: 40 Hz až 400 Hz  
Ochrana proti přetížení: 600 V DC/AC rms  
Jde o průměrnou hodnotu, odpovídající kalibrovánu efektivnímu sinusovému průběhu

**△ Maximální vstupní napětí: 600 V AC rms**

## Stejnosměrný proud (DC)

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(2 \% + 10)$
10 A	0,01 A	

Ochrana před přetížením: rozsa µA a mA: pojistka F 250 mA L 250 V  
Maximální vstupní proud: rozsa 10 A nejštějn pojistkou  
(při měření proudu větším jako 5 A: délka měření musí být maximálně 15 sekund a další měření opakovat až po 15 minutách)

Ubytek napětí: rozsa 200 µA, 20 mA a 2 A: 20mV  
rozsa: 2000 µA, 200 mA a 10 A: 200 mV

**△ Maximální napětí v rozpojeném měřeném obvodu musí být ≤ 250 V**

## Střídavý proud

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	$\pm(1,5 \% + 5)$
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(3 \% + 10)$
10 A	0,01 A	

Ochrana před přetížením: rozsa µA a mA: pojistka F 250 mA L 250 V  
rozsa 10A nejštějn pojistkou

Maximální vstupní proud: zdírka INPUT max 200 mA; zdírka 10 A max 10 A  
(při měření proudu větším jako 5 A: délka měření musí být maximálně 15 sekund a další měření opakovat až po 15 minutách)

Úbytek napětí: rozsa 200 µA, 20 mA a 2 A: 20 mV  
rozsa: 2000 µA, 200 mA a 10A: 200 mV

Frekvenční rozsah:

Je to průměrná hodnota odpovídající kalibrovánu efektivnímu sinusovému průběhu

**△ Maximální napětí v rozpojeném měřeném obvodu musí být ≤ 250 V**

## Stejnosměrný proud (měření kleštěmi – volitelné příslušenství pro EM420A, B)

	Rozsah	Rozlišení	Přesnost
měření	1 200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$
měření	1 1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$

Ochrana před přetížením: 250V DC/AC rms

Maximální vstupní napětí: 200 mV

Frekvenční rozsah:

Je to průměrná hodnota odpovídající kalibrovánu efektivnímu sinusovému průběhu

## Odpor

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	$\pm(1 \% + 5)$
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,2 \% + 5)$
20 MΩ	0,01 MΩ	$\pm(1,5 \% + 5)$

Napětí naprázdno:

0,25 V

Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC rms

## Teplota

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	$-20^{\circ}\text{C} - 0^{\circ}\text{C} \pm(5 \% + 4)$ $0^{\circ}\text{C} - 400^{\circ}\text{C} \pm(1 \% + 3)$ $400^{\circ}\text{C} - 1000^{\circ}\text{C} \pm(2 \% + 3)$
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	$0^{\circ}\text{F} - 50^{\circ}\text{F} \pm(5 \% + 4)$ $50^{\circ}\text{F} - 750^{\circ}\text{F} \pm(1 \% + 3)$ $750^{\circ}\text{F} - 1800^{\circ}\text{F} \pm(2 \% + 3)$

Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC rms

## Test baterií (pro model EM420A, C)

Rozsah	Rozlišení	Funkce
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	

Ochrana před přetížením: rozsa 1,5 V a 3 V: pojistka F 250 mA L 250 V

rozsa 9 V: 250V DC/AC rms

rozsa 1,5V: přibližně 50 mA

rozsa 3 V: přibližně 30 mA

rozsa 9 V: přibližně 12 mA

## Kapacita

Rozsah	Rozlišení	Přesnost
20 nF	0,01 nF	$\pm(8 \% + 10)$
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	$\pm(5 \% + 5)$
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	
1000 µF	1 µF	$\pm(8 \% + 10)$

Ochrana před přetížením: rozsa 200µF a 1000µF: bez jistění

ostatní rozsahy: pojistka F 250 mA L 250 V

Napětí naprázdno:

0,5V

Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC rms



## Test diod a spojitosti obvodu

Symbol	Popis	Poznámka
►	Na displeji se objeví přibližné napětí diody v propustném směru	Napětí bez zátěže: 1,5 V
•))	Vestavěný bzučák signalizuje, že odpov v obvodu je menší než 30 Ω	Napětí bez zátěže: 0,5 V

Ochrana před přetížením: 250 V DC/AC rms  
Pro test spojitosti obvodů: Když je odpov mezi 30 Ω a 100 Ω, bzučák může a nemusí znít.

## Měření napětí

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotem do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) pro měření napětí do zádi "INPUT".
- Kruhovým přepínacem nastavte druh měřené hodnoty na nápis "V" nebo "mV". Vyberte měření v auto rozsahu (na displeji je zobrazen nápis AUTO) nebo stiskem tlačítka RANGE v odpovídajícím rozsahu očekávané hodnoty napětí.
- Při ručním nastavení a při neznámé hodnotě napětí vždy nastavte nejvyšší rozsah. Pokud se při měření v ručně nastaveném rozsahu objeví na displeji symbol "OL", je nutné přepnout na vyšší rozsah.
- Připojte měřicí hrot k měřenému zdroji napětí. Hodnota měřeného napětí se zobrazí na displeji. Jde-li o stejnosměrné napětí, a červený měřicí hrot je na plus pólu, je indikován jako kladná hodnota napětí. V opačném případě se na displeji objeví znaménko minus.
- Při měření rozsahu napětí se může hodnota napětí zobrazovat nestabilně. Měřicí hrot v tomto případě nebyly připojeny ke zdroji napětí. To je normální jev a nemá vliv na měření.
- Nikdy multitemrem neměřte napětí, které přesahuje rozsah 600V DC a nebo 600V AC.
- ⚠️ Při překročení rozsahu 600V okamžitě utěkejte měření. V opačném případě hrozí poškození multimetu a úraz elektrickým proudem.**

## Měření proudu

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření proudu menšího jak 200 mA do zádi "INPUT". Pokud je rozsah měřeného proudu v rozmezí 200 mA až 10 A, připojte červený měřicí hrot do zádi "10A".
- Kruhovým přepínacem nastavte rozsah měřeného proudu v µA, mA nebo A.
- Při ručním nastavení a při neznámé hodnotě proudu vždy nastavte nejvyšší rozsah, který snižuje až do zobrazení odpovídající hodnoty proudu. Pokud se na displeji objeví symbol "OL", je nutné přepnout na vyšší rozsah!
- Zvolte tlačítkem FUNC měření stejnosměrného nebo střídavého proudu.
- Vyberte měření v auto rozsahu (na displeji je zápis AUTO) nebo stiskem tlačítka RANGE v odpovídajícím rozsahu očekávané hodnoty proudu.
- Připojte měřicí hrot do série s měřeným proudem obvodu. Hodnota měřeného proudu se zobrazí na displeji. Jde-li o stejnosměrný proud, a červený měřicí hrot je na plus pólu, je indikován jako kladná hodnota proudu. V opačném případě se na displeji objeví znaménko minus.
- ⚠️ Nikdy neměřte přístrojem proud tam, kde je napětí napřízadno v otevřeném obvodu vyšší jak 250 V. Měření proudu při vyšším napětí napřízadno může vést k poškození přístroje (shofení pojistky, elektrickým výboji) případně k úrazu elektrickým proudem.**

Před měřením se vždy ujistěte, že používáte správný rozsah měření!

## Měření proudu (měřicí kleště – volitelné příslušenství pro EM420A, B)

Pro měření stejnosměrného proudu je nutno použít měřicí DC kleště, pro měření střídavého proudu měřicí AC kleště.

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu do zádi "INPUT".
- Přepněte do rozsahu .
- Zvolte měření stejnosměrného nebo střídavého proudu tlačítkem FUNC.
- Vyberte měření v auto rozsahu (na displeji je nápis AUTO) nebo stiskem tlačítka RANGE v odpovídajícím rozsahu očekávané hodnoty proudu.
- Při ručním nastavení a při neznámé hodnotě proudu nastavte vždy nejvyšší rozsah, který snižuje až do zobrazení odpovídající hodnoty proudu. Pokud se na displeji objeví symbol "OL", je nutné přepnout na vyšší rozsah!
- Měření kleštěmi provedete tak, že měřený vodič zaklapnete ve středu kleště. V jeden okamžik lze měřit jen jeden vodič.
- Hodnota měřeného proudu se zobrazí na displeji. Jde-li o stejnosměrný proud, a červený měřicí hrot je na plus pólu, je indikován jako kladná hodnota proudu. V opačném případě se na displeji objeví znaménko minus.

Poznámka: Sjednocení odchylky při měření citlivosti

- a) Cítilivost měření kleštěmi je 0,1 A/0,1mA. Pokud používáte přizpůsobené kleště, pak udávaná hodnota ještě je sňatena od měřené hodnoty.
- b) Při použití kleště, jejíž cítilivost není 0,1 A/0,1mA, měly by se násobit hodnotou, která je určena témito použitými kleštěmi, aby hodnota byla odpovídající naměřené.

**⚠️ Nedotýkejte se rukou ani jinou částí těla měřeného obvodu**

## Měření odporu

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) hrotu pro měření odporu do zádi "INPUT".
- Přepněte do rozsahu "Ω" – měření odporu.
- Vyberte auto nebo ruční měření tlačítkem RANGE. Měříte-li v ručně nastaveném rozsahu a na displeji se objeví symbol "OL", je nutné přepnout na vyšší rozsah.
- Připojte měřicí hrot k měřenému objektu (odporu).
- Hodnota měřeného odporu se zobrazí na displeji. Při měření odporu s hodnotou vyšší jak 1 MΩ je nutné počkat několik sekund, než se měřená hodnota stabilizuje.
- ⚠️ Při měřením odporu se pøevèdte, zda mèrený objekt je odpojen od napájení a všechny kondenzátory jsou plnè vybité.**

## Měření kapacity (pouze model EM420B)

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření kapacity do zádi "INPUT".
- Vyberte kruhovým přepínacem rozsah 1000pF, 20pF nebo nF.
- Vyberte auto nebo ruční měření pomocí tlačítka RANGE.
- Připojte měřicí hrot k měřenému objektu (kondenzátoru). Pokud se jedná např. o elektrolytický kondenzátor, dodržte u měření polaritu. (červený měřicí kabel by měl být připojený k plus kondenzátoru, černý k zápornému pól kondenzátoru). Hodnota měřené kapacity se zobrazí na displeji.
- Při ručním měření kapacity se může hodnota kapacity zobrazovat nestabilně. Měřicí hrot v tomto případě nebyly připojeny k objektu (kondenzátoru). Je to normální jev a nemá to vliv na měření.

## Test spojitosti obvodu

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče s hrotom do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření spojitosti obvodu do zádi "INPUT".
- Vyberte kruhovým přepínacem rozsah •)) .
- Vyberte tlačítkem FUNC měření spojitosti obvodu – na displeji se zobrazí symbol •)).
- Připojte měřicí hrot k měřenému obvodu. Pokud je odpor měřeného obvodu menší jak 30 Ω, spustí se bzučák.

## Měření diod

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření diod do zádi "INPUT".
- Vyberte kruhovým přepínacem rozsah ►.
- Vyberte tlačítkem FUNC měření diod a na displeji se zobrazí symbol ►.
- Připojte červený měřicí hrot na anodu diody a červený měřicí hrot na katodu diody. Přiblížené napětí v propustném směru se objeví na displeji. Při prohození polarity se na displeji objeví nápis "OL".

## Měření tranzistorů (zesílení)

- Vyberte kruhovým přepínacem rozsah h<sub>FE</sub>.
- Zapojte redukci pro měření tranzistoru do zádi COM (minus) a INPUT (plus) podle obrázku. Tato redukce je nutná pro správné připojení!
- Před měřením zjistěte, zda se jedná o typ tranzistoru s přechodem NPN nebo PNP a určete báz, emitor a kolektor. Zasunte vývody tranzistoru do označených dér v redukci – přiblížená hodnota tranzistorového zesílení h<sub>FE</sub> se objeví na displeji.

## Měření teploty

- Vyberte kruhovým přepínacem rozsah Temp
- Vyberte jednotku teploty °C nebo °F tlačítkem FUNC.
- Zapojte černou koncovku (minus) do zádi COM a červenou koncovku (plus) redukci sondy tlačítkem INPUT.
- Opatrně přiložte koncovku sondy k měřenému předmětu. Předmět nesmí být pod napětím a pozor na rotující části různých zařízení. Po chvíli se naměřená teplota objeví na displeji.

## Měření baterií (pouze model EM420A, C)

- Zapojte koncovku černého (záporného) měřicího vodiče do zádi "COM" a koncovku červeného (kladného) měřicího hrotu pro měření baterii do zádi "INPUT".
- Nastavte kruhovým přepínacem rozsah 1,5 V, 3 V nebo 9 V podle typu baterie, kterou chcete měřit.
- Připojte měřicí hrot na baterii, kterou chcete měřit. Dodržujte polaritu. Na displeji se zobrazí hodnota napětí baterie

## Automatické vypínání

Multimetr se automaticky vypne po 15 minutách nečinnosti. Před automatickým vypnutím multimetr několikrát zapíp. Vypnutí nastane do 1 minuty a provází je delší pipnutí Multimetr se zapne stiskem kteréhokoli tlačítka nebo otocením kruhového přepínače rozsahů.

Stiskněte klávesu **[DATA]** po automatickém vypnutí, funkce automatického vypnutí se vrátí.

## Výměna baterií

Objeví-li se na displeji symbol vybité baterie, je nutno baterie vyměnit. Pro výměnu použijte sroubkovací odpovídající velikost (menší typ může poškodit zámků) a jemně točte o 90° zámkem krytu baterií na zadní straně multimetu (viz obr. 3).

použití hrubé sily hrozi poškození otočného zámku. Vyměňte slabé baterie za nové s předepsanými parametry. Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. Dordruží polaritu vkládaných baterií. Po výměně baterii nasaďte kryt a pečlivě otočte zámek.

⚠ Před výměnou baterie musí být odpojeny měřicí hroty od měřeného obvodu nebo zařízení.

## Výměna pojistky

Dodejte-li multimetu k přetavení pojistiky, je to většinou způsobeno chybou obsluhy. Pojistku vyměňte vždy za stejný typ se stejnými parametry: F 250 mA L 250V, rychlá reakce.

Pojistka se nachází pod krytem baterií. Po výměně nasaďte a pečlivě uzavřete kryt baterií.

⚠ Před výměnou pojistiky musí být odpojeny měřicí hroty od měřeného obvodu nebo zařízení.

## Pokyny k údržbě multimetru

### ⚠ Upozornění

Nepokusujte se multimetr opravovat nebo jakkoliv upravovat, nejste-li kvalifikováni pro takovouto činnost a nemáte-li k dispozici potřebné kalibrální přístroje.

Dbejte, aby do vnitřní části multimetu nevnikla voda – zabráňte tak úrazu elektrickým proudem!

- Než otevřete kryt multimetu, odpojte měřicí hroty od testovaného obvodu.
- Pravidelně čistěte tělo multimetu vlnkým hadříkem a jemným myčím prostředkem (saponátem). Čistění provádějte pouze při odpojeném a vypnutém multimetu!
- K čistění nepoužívejte rozpusťstěla nebo brusny prostředky!
- Nepoužívejte multimetr delší dobu, vypněte jej a vyměňte baterie.
- Multimetr nechovávejte v místech s vysokou vlhkostí a teplotou nebo v prostředí, kde je silné magnetické pole!
- Při výměně bezpečnostní pojistiky se ujistěte, že nová pojistka je stejněho typu a roztepu jako původní. Pojistka: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 x 20 mm.

## Příslušenství

1 ks návod

1 pácky měřicí hroty

1 ks teplotní sonda typu K

1 ks redukce pro měření tranzistorů

1 ks zámek krytu baterií

## Informace na zadní straně multimetru:

Multimetr byl navržen v souladu s normou IEC-61010 vztahující se na elektronické měřicí přístroje spadající do kategorie (CAT II 600V), do bezpečnostní třídy II a pro úroveň znečištění 2.

Varování ⚠⚠⚠

Před použitím prostudujte návod. Před otevřením multimetru odpojte měřicí šnury od zámků. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým proudem.

Varování

Pro stálou ochranu před přetížením používejte pojistku o předepsaném proudu a napětí

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosnosti a znalosti zabírají v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohled nad dětmi, aby se zajištilo, že se nebudou s přístrojem hrát.

Nevhazujte výrobek ani baterie po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa třídeného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklice materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecný úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupil.



13.8.2005

Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě.

Technickou pomoc lze získat u dodavatele:

EMOS spol. s r.o.,  
Šířava 295/17,  
750 02 Přerov I-Město  
www.emos.eu

## SK MULTIMETER EM420B

Skó ako začnete EM-391 používať, pozorne si prečítajte tento návod k obsluhe. Sú v tom zvýraznené zvlášť dôležité pasáže, ktoré pojednávajú o zásadách bezpečnosti práce s týmto prístrojom. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom alebo poškodeniu prístroja.

Multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-61010 vztahujúca sa na elektronické meracie prístroje spadajúce do kategórie (CAT II 600V), do bezpečnostnej triedy II a pre úroveň znečistenia 2.

~~	střídavý proud (AC)
■■■	stojnosměrný proud (DC)
~~~~~	střídavý nebo stojnosměrný proud
±	uzemnění
□	dvojitá izolace
→	dioda
□□	pojistka
°C	jednotka °C
°F	jednotka °F
MAX	záZNAM maximální hodnoty
DATA	záZNAM zobrazeného údaje
TEST	test spojnosti
KEY	měření pomocí klášti (volitelné)
AUTO	automatický rozsah
+	výbití baterie
⚠	upozornění
⚠	nebezpečí úrazu elektrickým prudem
CE	prohlášení o shodě (CE)

⚠ - symbol upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým prudem

⚠ - symbol výstrahy, rizika nebezpečia. Venujte zvýšenú pozornosť pasážam v návode, kde je tato značka použitá!

### ⚠ UPOMORNENIE

Dabajte hlavne na nasledujuce instrukcie:

- Než začnete multimetr používať, pozorne skontrolujte, či nie je prístroj poškodený. Pokiaľ nájdete na tele prístroja zjavné poškodenie, nevykonávajte žiadne merania! Skontrolujte, či nie je povrh multimeta poškrabany a ak nie sú bočné spoje rozklodené.
- Skontrolujte tiež izolácie na meracích sondách. Pri poškodení izolácie hrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom. Poškodené meracie sondy nepoužívajte!
- Nemerajte napätie vyššie ako 600 V, alebo prúd vyšší ako 10 A!
- Nemerajte prúd, ak je napätie naprázdno väčšie ako 250V v rozpojenom obvode.
- S vorka „COM“ musí byť vždy pripojená na vziaňu meracieho zemia.
- Ak zistíte abnormálne výsledky merania, multimetr nepoužívajte. Môže byť prerušená poistka. Pokiaľ si nie ste istý príčinou poruchy, kontaktujte servisné stredisko.
- Nemerajte multimetrom vyššie napätie (a prúdu), než aké sú vyznačené na prednom paneli multimeta. Hrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom a poškodenie multimetu!
- Pred používaním si overte, či multimetr správne pracuje. Otestujte obvod, pri ktorom poznáte jeho elektrické veličiny.
- Než multimetr pripojíte k obvodu, pri ktorom sa chystá merať prúd, vypnite napájanie daného obvodu.
- Nepoužívajte a neskladujte multimetr v prostrediah s vysokou teplotou, prásťou a vlhkostou. Neodporúčame tiež používať prístroj v prostredí, kde sa môže vyskytovať silné magnetické pole alebo kde hrozí nebezpečie výbuchu či požiaru.
- Pri výmene súčasti multimetra (napr. baterie, pojistky), použite vždy náhradné diely rovnakého typu a specifikácií. Výmenu vykonávajte pri odpojení a vypnutí multimetu.
- Nemeteľte alebo nijak neupravujete vnútorné obvody multimetra!
- Dbaťte na zvýšenú opatrnosť pri meracích napätiach vyšších ako 30 V AC rms, 40 V Špičkových alebo 60 V DC. Hrozí nebezpečie úrazu elektrickým prúdom!
- Keď používate meracie hroty, uistite sa, že ich zvierate ručou až za zábranu prstov.
- Odpojte meracie hroty od testovaného obvodu predtým, než otvoríte kryt multimetu.
- Nevykonávajte meranie, ak je kryt multimeta odstraňený alebo ak je uvolnený.
- Vymeňte batériu, ako náhle sa na displeji objaví varovný indikátor výbití batérie.



V opačnom pripade môže dôjsť k situácií, kedy následne vykonané merania budú nepresné. To môže viesť k skresleným či falósnym výsledkom meraní a k následnému úrazu elektrickým prúdom!

- Kategórie CAT II je určená k meraniu obvodov nízkonapäťových zariadení. Nepoužívajte multimeter k meraniu rozsah spadajúcich do kategórií III a IV!

### ⚠ Upozornenie

Používajte multimeter EM420B iba tak, ako je špecifikované nižšie. Inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja alebo Vašho zdravia. Dabajte nasledujúcich inštrukcií:

- Skôr, ako vykonáte merania odporu, diódu alebo prúdu, odpojte obvody od zdrojov energie a výbicie vysokonapäťové kondenzátory.
- Pred meraním sa presvedčte, že je kruhový prepínač rozsahu meraní nastavený v správnej polohe. V žiadnom pripade nevykonávajte žiadne zmeny v meracom rozsahu (pootáčaním kruhového prepínacia programov meraní) v priebehu meraní! Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Ak budeťte merat prúd, skontrolujte poistku multimetra a vypnite napájanie obvodu predtým, než k nemu multimeter pripojíte.

### Popis prístroja

Multimeter EM420B je rady kompaktných prístrojov s 3,5 číslcovým displejom, ktoré sú určené pre meranie jednosmerného a striedavého napätia, jednosmerného prúdu, odporu, kapacit (iba EM420B), teploty, testovanie diód, test batérií (iba EM420A) a zvukovej skúsky vodivosti a obvodov. Multimeter je vybavený príhraničnou maximálnou hodnotou a záloženého údaja. Indikuje prekročenie meraneho rozsahu. Má funkciu automatického vypnutia. Multimeter poskytuje ochranu pred preťažením a informuje o nízkom stavu batérie. Ideálne používanie multimetra EM420B je napr. v dielňach, laboratóriach a domácnostach.

### Čelný pohľad na multimeter

1 **Displej** – zobrazuje 3,5 číslice a maximum zobrazení je 1999

2 **Prepínac meraní rozsahov** – automatické nastavenie rozsahov, pokiaľ meriate napätie, prúd, odpor a kapacitu. V režime automatického rozsahu je na displeji napísa AUTO.

a) Pre volbu či ukončenie manuálneho režimu rozsahov stlačte tlačidlo RANGE. Multimeter predej do manuálneho režimu a symbol AUTO zmizne. Pri každom ďalšom stlačení RANGE sa zvýšuje rozsah. Po dosiahnutí najvyššieho rozsahu sa opäť vráti k najnižšiemu rozsahu.

b) Pre ukončenie manuálneho režimu stlačte tlačidlo RANGE na dobu 2 sekúnd. Multimeter sa vráti do automatického režimu a na displeji sa objaví napísa AUTO.

3 **Tlačidlo FUNC.** – prepína meranie striedavého alebo jednosmerného prúdu, pri meraní teploty jednotky °C alebo °F. Tlačidlom FUNC. sa volí meranie diód alebo vodivosti test obvodov.

4 **Vypínač multitemetu** – stlačenie zapína alebo vypína

5 **Prepínac funkcia a rozsahov** – volí požadovanú funkciu a rozsah

6 **Zdiereka, 10A** – pre koncovku červeného (kladného) meracieho vodiča s hrotom k meranju prúdu na prúdovom rozsahu 1 A DC/AC.

7 **Zdiereka, COM** – pre koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom.

8 **Zdiereka, INPUT** – pre koncovku červeného (kladného) meracieho vodiča s hrotom k meraniu napäťia, odporu, kapacity alebo prúdu do 200 mV.

9 Tlačidlo podsvietenia displeja – podprášené po dobu 2 sekúnd dojde k podsvieteniu. Podsvietenie automaticky zhasej po 15 sekundach alebo ho môžete vypnúť opäť podprášením tlačítka po dobu 2 sekúnd.

10 Tlačidlo **[DATA]** – po stlačení dojde k podprášeniu práve meranej hodnoty a na displeji sa objaví napísa **[DATA]**. Po ukončení stlačte opäť tlačidlo a nápis zmizne.

11 Tlačidlo **[MAX/H]** – po stlačení sa bude automaticky zaznamenávať najvyššia hodnota a na displeji bude nápis **[MAX/H]**. Po opätnom stlačení tlačidla sa funkcia zruší a nápis zmizne.

V niektorých rozsahoch nie je funkcia záznamu najvyššej hodnoty dostupná.

### Technické parametre

Displej:	LCD, 1999 (3,5 číslice) s automatickou indikáciou polarity
Metoda merania:	dvojitéj zostupnej integrácia A/D pre vodivníkom
Rýchlosť čítania:	2-3x za sekundu
Pracovná teplota:	0 °C až 40 °C < 75 %
Teplota skladovania:	-10 °C až 50 °C, relativná vlhkosť < 85 %
Napájanie:	3x 1,5V AAA
Poistka:	F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm
Slabá batéria:	indikácia pomocou symbolu batérie na displeji
Indikácia prekročenia rozsahu:	zobrazenie čísla „OL“ na LCD
Kategórie meraní:	CAT II (600 V)
Rozmery, hmotnosť:	158 x 75 x 35 mm, 200 g (priložené batérie)

### Presnosť meraní

Presnosť je daná po dobu jedného roku od kalibrácie prístroja pri 18 °C až 28 °C pri relatívnej vlhkosti do 75 % a má tvar:  $\pm([% \text{ zo rozsahu}] + [\text{najnižšie platné číslice}])$

### Jednosmerné napätie (DC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	
200 V	0,1 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vstupná impedancia:

10 MΩ

Ochrana proti preťaženiu:

600 V DC/AC rms

(rozsah 200 mV: 250 V DC/AC rms)

⚠ Maximálne vstupné napätie: 600 V DC

### Striedavé napätie (AC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Vstupná impedancia:

10 MΩ

Frekvenčný rozsah:

40 Hz až 400 Hz

Ochrana proti preťaženiu:

600 V DC/AC rms

Poznámka: Je to priemerná hodnota odpovedajúca kalibrovanému efektívneemu sínusovému priebehu

⚠ Max. vstupné napätie: 600 V AC rms

### Jednosmerný prúd (DC)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(1,2 \% + 5)$
10 A	0,01 A	$\pm(2 \% + 10)$

Ochrana pred preťažením:

Rozsah µA a mA: poistka F 250 mA L 250 V

Rozsah 10 A neistený poistkovou

Maximálny vstupný prúd:

Zdiereka INPUT max 200 mA; Zdiereka 10 A max 10 A

(pri meraní prúdu väčšom ako 5 A: dĺžka merania musí byť maximálne 15 sekúnd a ďalšie meranie opakovat až po 15 minútach)

Úbytok napäťia:

Rozsah 200 µA, 20 mA a 2 A: 20 mV

Rozsah: 2000 µA, 200mA a 10A: 200mV

⚠ Maximálne napätie v rozpojenom meranom obvode musí byť  $\leq 250$  V.

### Striedavý prúd

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(1,5 \% + 5)$
10 A	0,01 A	$\pm(3 \% + 10)$

Ochrana pred preťažením:

Rozsah µA a mA: poistka F 250 mA L 250 V

Rozsah 10 A neistený poistkovou

Maximálny vstupný prúd:

Zdiereka INPUT max 200 mA

Zdiereka 10 A max 10 A

(pri meraní prúdu väčšom ako 5 A: dĺžka merania musí byť maximálne 15 sekúnd a ďalšie meranie opakovat až po 15 minútach)

Úbytok napäťia:

Rozsah 200 µA, 20 mA a 2 A: 20 mV

Rozsah: 2000 µA, 200mA a 10A: 200mV

Frekvenčný rozsah:

40 Hz až 400 Hz

Poznámka: Je to priemerná hodnota odpovedajúca kalibrovanému efektívnemu sínusovému priebehu

⚠ Maximálne napätie v rozpojenom meranom obvode musí byť  $\leq 250$  V.

### Jednosmerný prúd (meranie klieštami – voliteľné príslušenstvo pre EM420A, B)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$
1 000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$

Ochrana pred preťažením: 250 V DC/AC rms

Maximálne vstupné napätie: 200 mV

## Striedavý prúd (meranie klieštami – voliteľné príslušenstvo pre EM420A, B)

	Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
meranie	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,5\% + 5)$
meranie	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,5\% + 5)$

Ochrana pred preťažením: 250 V DC/AC rms

Maximálne vstupné napätie: 200 mV

Frekvenčný rozsah: 40 Hz až 400Hz

Poznámka: Je to priemerná hodnota odpovedajúca kalibrovanému efektívnomu sinusovému priebehu

### Odpor

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2\% + 5)$
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	$\pm(1\% + 5)$
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,2\% + 5)$
20 MΩ	0,01 MΩ	$\pm(1,5\% + 5)$

Napätie naprázdno: 0,25 V

Ochrana pred preťažením: 250 V DC/AC rms

### Teplota

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	$-20^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C} \pm(5\% + 4)$ $0^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C} \pm(1\% + 3)$ $400^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm(2\% + 3)$
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	$0^{\circ}\text{F} \sim 50^{\circ}\text{F} \pm(5\% + 4)$ $50^{\circ}\text{F} \sim 750^{\circ}\text{F} \pm(1\% + 3)$ $750^{\circ}\text{F} \sim 1800^{\circ}\text{F} \pm(2\% + 3)$

Ochrana pred preťažením: 250 V DC/AC rms

### Test batérií (pre model EM420A, C)

Rozsah	Rozlíšenie	Funkcie
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	Na displeji sa objavi približné napätie batérie
9 V	0,01 V	

Ochrana pred preťažením: Rozsah 1,5 V a 3 V: poistka F 250 mA L 250V

Rozsah 9 V: 250V DC/AC rms

Zátažovací prúd: rozsah 1,5V: približne 50 mA

rozsah 3 V: približne 30 mA

rozsah 9 približne 12 mA

### Kapacita

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
20 nF	0,01 nF	$\pm(8\% + 10)$
200 nF	0,1 nF	
2 μF	0,001 μF	
20 μF	0,01 μF	$\pm(5\% + 5)$
200 μF	0,1 μF	
1000 μF	1 μF	$\pm(8\% + 10)$

Ochrana pred preťažením: Rozsah 200 μF a 1000 μF: bez istenia

Ostatné rozsahy: poistka F 250 mA L 250V

Napätie naprázdno: 0,5 V

Ochrana pred preťažením: 250 V DC/AC rms

### Test diód a spojitosť obvodov

Symbol	Popis	Poznámka
→	Na displeji sa objavi približné napätie diódy v prieplustnom smere	Napätie bez záťaže: 1,5 V
•))	Vstavaný bzučiak signalizuje, že odpor v obvode je menší než 30 Ω	Napätie bez záťaže: 0,5 V

Ochrana pred preťažením: 250 V DC/AC rms

Pre test spojitosť obvodov: Ked je odpor medzi 30 Ω a 1000, bzučiak môže a nemusí znieť.

### Meranie napäcia

- Zapojujte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) pre meranie napäcia do zdierky "INPUT".

2. Kruhový prepínačom nastavte druh meraného napäcia X alebo Y. Vyberte meranie v auto rozsahu (na displeji je zobrazený nápis AUTO) alebo stačením tlačítka RANGE v odpovedajúcom rozsahu očakávané hodnoty napäcia.

3. Pri ručnom nastavení a pri neznámej hodnote napäcia vždy nastavte najvyšší rozsah.

Pokiaľ sa pri meraní v ručne nastavenom rozsahu na displeji objavi symbol "OL", je nutné prepripnúť na vyšší rozsah.

4. Pripojte meracie hroty k meranému zdroju napäcia.

Hodnota meraného napäcia sa zobrazí na displeji. Ak ide o jednosmerné napätie, a červený meraci hrot je na plus polu, je indikovaný ako kladná hodnota napäcia. V opačnom prípade sa na displeji objaví znamienko minus.

Pri malom rozsahu napäcia sa môže hodnota napäcia zobrazovať nestabilne. Meracie hroty v tomto prípade neboli pripojené ku zdroju napäcia. To je normálny jav a nemá vplyv na meranie.

Nikdy multimeterom nemerať napätie, ktoré presahuje rozsah 600V DC alebo 600V AC. △ Pri prekročení rozsahu 600V Vokametrie ukončíte meranie. V opačnom prípade poškodenie multimetra a úraz elektrickým prúdom.

### Meranie prúdu

- Zapojujte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie prúdu menšieho ako 200 mA do zdierky "INPUT". Pokiaľ je rozmery meraného prúdu v rozmedzí 200 mA až 10 A, pripojte červený meraci hrot do zdierky "10A"
- Kruhovým prepínačom nastavte rozsah meraného prúdu v μA=, mA= alebo A=.
- Pri ručnom nastavení a pri neznámej hodnote prúdu vždy nastavte najvyšší rozsah, ktorý znížiťe, až do zobrazenia odpovedajúcej hodnoty prúdu. Pokiaľ sa na displeji objaví symbol "OL", je nutné prepripnúť na vyšší rozsah.

4. Zvolte tlačítkom FUNC meranie jednosmerného alebo striedavého prúdu.

5. Vyberte meranie v auto rozsahu (na displeji je zobrazený nápis AUTO) alebo stačením tlačítka RANGE v odpovedajúcom rozsahu očakávané hodnoty prúdu.

6. Pripojte meracie vodiče s hrotmi do série s meraným prúdovým obvodom.

Hodnota meraného prúdu sa zobrazí na displeji. Ak ide o jednosmerný prúd, a červený meraci hrot je na plus polu, je indikovaný ako kladná hodnota prúdu. V opačnom prípade sa na displeji objaví znamienko minus.

△ Nikdy nemerať prístrojom prúd tam, kde je napätie naprázdno v otvorenom obvode vyššie ako 250 V. Meranie prúdu pri vyššom napäti naprázdno by mohlo viesť k poškodeniu prístroja (zhorenie poistky, elektrického výboju) prípadne k úrazu elektrickým prúdom!

Pred meraním sa vždy uistite, že používate správny rozsah merania!

### Meranie prúdu (meracie klieše – voliteľné príslušenstvo pre EM420A, B)

Pri meraní jednosmerného prúdu je nutné použiť meracie DC klieše, pre meranie striedavého prúdu meracie AC klieše.

1. Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu do zdierky "INPUT".

2. Prepnite do rozsahu .

3. Zvolte meranie jednosmerného alebo striedavého prúdu tlačítkom FUNC.

4. Vyberte meranie v auto rozsahu (na displeji je nápis AUTO) alebo stačením tlačítka RANGE v odpovedajúcom rozsahu očakávané hodnoty prúdu.

5. Pri ručnom nastavení a pri neznámej hodnote prúdu vždy nastavte najvyšší rozsah, ktorý znížiťe až do zobrazenia odpovedajúcej hodnoty prúdu. Pokiaľ sa na displeji objaví symbol "OL", je nutné prepripnúť na vyšší rozsah!

6. Meranie kliešťou vyzkouňte tak, že merany vodič je po zaklapnutí v strede kliešťi. V jednej okamžike možna meriť len jeden vodič.

Hodnota meraného prúdu sa zobrazí na displeji. Ak ide o jednosmerný prúd, a červený meraci hrot je na plus polu, je indikovaný ako kladná hodnota prúdu. V opačnom prípade sa na displeji objaví znamienko minus.

Poznámka: Zjednotenie odchylyk pri meraní citlivosti

a) Citlosť merania pomocou kliešťi je 0,1A/0,1mV. Pokiaľ používate prispôsobené klieše, patom udávaná hodnota je rovnaká s nameranou hodnotou.

b) Pri používaní kliešťi, ktorých citlosť nie je 0,1A/0,1mV, mal by sa násobiť hodnotu, ktorá je určená týmto použitím kliešťami, aby hodnota bola odpovedajúca nameranej.

△ Nedotýkajte sa rukou ani inou časťou tela meraného obvodu

### Meranie odporu

- Zapojujte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie odporu do zdierky "INPUT".

2. Prepnite do rozsahu Ω – meranie odporu

3. Vyberte auto alebo ručné meranie tlačítkom RANGE. Pokiaľ meriate v ručne nastavenom rozsahu a na displeji sa objaví symbol "OL", je nutné prepripnúť na vyšší rozsah.

4. Pripojte meracie hroty k meranému objektu (odporu).

Hodnota meraného odporu sa zobrazí na displeji. Pri meraní odporov s hodnotou vyššou ako 1 MΩ je nutné počkať niekoľko sekúnd, než sa meraná hodnota stabilizuje.

Pri neuvazovom obvode sa objaví symbol "OL" ako pri prekročení rozsahu.

△ Pred meraním odporu sa presvedčte, či meraný objekt je odpojený od napájania a všetky kondenzátory sú plne vybité.



## Meranie kapacity (iba model EM420B)

- Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie kapacity o elektrolytický kondenzátor, dodržíte pri meraní polaritu. (červený merací kabel by mal byť pripojený k plus kondenzátoru, čierny k zápornému polu kondenzátoru).
- Vyberte kruhovým prepinačom rozsah 1000μF, 20μF alebo nF.
- Vyberte auto alebo ručné meranie pomocou tlačítka RANGE.
- Pripojte meracie hroty k meranejmu objektu (kondenzátoru). Pokiaľ sa jedná napr. o elektrolytický kondenzátor, dodržíte pri meraní polaritu. (červený merací kabel by mal byť pripojený k plus kondenzátoru, čierny k zápornému polu kondenzátoru).

Hodnota meranej kapacity sa zobrazí na displeji.

Pri malom rozsahu kapacity sa môže hodnota kapacity zobrazovať nestabilne.

Meracie hroty v tomto pripade neboli pripojené k objektu (kondenzátoru). Je to normálny jav a nemá to vplyv na meranie.

## Test spojitosťi obvodov

- Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie spojitosťi obvodov do zdierky "INPUT".
- Vyberte kruhovým prepinačom rozsah
- Vyberte tlačítkom FUNC meranie spojitosťi obvodov a na displeji sa zobrazí symbol
- Pripojte meracie hroty k meranejmu obvodu. Pokiaľ je odpor meraného obvodu menší ako 30Ω, spustí sa bzučiak.

## Meranie diód

- Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie diód do zdierky "INPUT".
- Vyberte kruhovým prepinačom rozsah
- Vyberte tlačítkom FUNC meranie diód a na displeji sa zobrazí symbol
- Pripojte červený merací hrot na anódu diódy a čierny merací hrot na katódu diódy. Približné napätie v prieupustnom smere sa objaví na displeji. Pri prehodení polarity sa na displeji objaví napís "OL".

## Meranie tranzistorov (zosilnenie)

- Vyberte kruhovým prepinačom rozsah
- Zapojte redukciu pre meranie tranzistorov do zdierky COM (minus) a INPUT (plus) podľa obrázku 2. Pozor na správne pripojenie!
- Pred meraním zistíte, či sa jedná o typ tranzistoru s prechodom NPN alebo PNP a určitej bázi, emitor a kolektor. Zásimu vývody tranzistoru do označených dier v redukcii.

Približná hodnota tranzistorového zosilnenia  $h_{FE}$  sa objaví na displeji.

## Meranie teplosty

- Vyberte kruhovým prepinačom rozsah Temp
- Vyberte jednotku teploty "Calebo"
- Zapojte čiernu koncovku (minus) do zdierky COM a červenú koncovku (plus) teplotej sondy typu K do zdierky INPUT.
- Opatrne priložte koniec teplotej sondy k meranejmu predmetu. Predmet nesmie byť pod napätiom a pozor na rotovanie časti rôznych zariadení. Po chvíli sa nameraná teplota objaví na displeji.

## Meranie batérií (iba model EM420A, C)

- Zapojte koncovku čierneho (záporného) meracieho vodiča s hrotom do zdierky "COM" a koncovku červeného (kladného) meracieho hrotu pre meranie batérií do zdierky "INPUT".
- Nastavte kruhovým prepinačom rozsah 1,5 V, 3 V alebo 9 V podľa typu batérie, ktorú chcete merat.
- Pripojte meracie hroty na batériu, ktorú chcete merat. Dodržujte polaritu. Na displeji sa zobrazí hodnota napäťia batérie

## Automatické vypínanie

Multimeter sa automaticky vypne po 15 minútach nečinnosti. Pred automatickým vypnutím multimeter niekoľkokrát zapíša. Vypnutie nastane do 1 minúty a sprevádzka ho dlhšie pripomietanie.

Multimeter sa zapne stlačením ktorehokoľvek tlačítka alebo otvorením kruhového prepinača rozsahov.

Ak stlačíte klávesu po automatickom vypnutí, funkcia automatického vypnutia sa vyradi.

## Výmenu batérií

Ak sa objaví na displeji symbol batérie, je nutné batériu vymeniť. Pre výmenu použite šraubovák odpovedajúci veľkosti (menší typ môže poškodiť zámok), a jemne točte o

90° zámkom krytu batérie na zadnej strane multimetu (viď obr. 3). Pri použití hubej sily hrozí poškodenie otvoreného zámku. Vymenite slabé batérie za nové s predpisými parametrami. Doporučujeme použiť kvalitné alkalickej batérie. Dodržujte polaritu vkladaných batérií. Po výmene batérií nasadte kryt a pozorne otvorte zámok.

Pred výmenou batérií musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia.

## Výmena poistky

Ak dôjde v multimetri k pretaveniu poistky, je to väčšinou spôsobené chybou obsluhu.

Poistku vymenite vždy za rovnaký typ s rovnakými parametrami: F 250 mA L 250V, rýchla reakcia.

Poistka sa nachádza pod krytom batérií. Po výmene nasadte a pozorne uzavrite kryt batérií.

Pred výmenou poistky musia byť odpojené meracie hroty od meraného obvodu alebo zariadenia.

## Príslušenstvo

- 1 ks návod
- 1 párs meracie hroty
- 1 ks teplotná sonda typu K
- 1 ks redukcia pre meranie tranzistorov
- 1 ks zámok krytu batérií

## Pokyny k údržbe multimetra

### Upozornenie:

Nepoužívajte sa multimeter opravovať alebo akokolvek upravovať, ak nie ste kvalifikovaní pre takto činnosť a ak nemáte k dispozícii potrebné kalibráčne prístroje. Dabajte, aby v vnútorej časti multimetra nevnikla voda – zabráňte tak úrazu elektrickým prúdom!

- Než otvoríte kryt multimetra, odpojte meracie hroty od testovaného obvodu.
- Pravidelne čistite telo multimetra vlhkou handričkou a jemnými čisticími prostriedkami (saponátom). Čistenie vykonávajte iba pri odpojenom a vypnutom multimetri.
- Ak čisteniu nepoužívate rozpuštiaľ alebo brusné prostriedky!
- Ak nepoužívate multimeter dlhšiu dobu, vypnite ho a vyderte batérie.
- Multimeter neuochovávajte v miestach s vysokou vlhkostou a teplotej alebo v prostredí, kde je silné magnetické pole!
- Pri výmene bezpečnostnej poistky sa uistite, že nová poistka je rovnakého typu a rozptiate ju pôvodne. Poistka (F250mA/250V), typ F, Ø 5 x 20 mm.

## Informácie na zadnej strane multimetra:

Multimeter bol navrhnutý v súlade s normou IEC-61010 vztahujúcej sa na elektronické meracie prístroje spadajúce do kategórie (CAT II 600V), do bezpečnostnej triedy II a pre úroveň znečistenia 2.

### Varovanie

Pred použitím preštudujte návod. Pred otvorením multimetra odpojte meracie šnúry od záverok. Zabráňte tak možnému úrazu elektrickým prúdom.

### Varovanie

Pri stálej ochrane pred preťažením používajte poistku na predpísaný prúd a napätie

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatočná skúsenosť a znalosť zabranuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohľadávané alebo pokiaľ nebudú inštruuované ohľadne použitia tohto prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohlídka nad detmi, aby sa zaistilo, že sa nebudú s prístrojom hrať.

Nevyhodzujte výrobok ani batérie po skončení životnosti ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Správnu likvidáciu produktu zabráňte negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prirodzených zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu Vám poskytne obecný úrad, organizácia pre spracovanie domového odpadu alebo predajne miesto, kde ste produkt zakúpili.

Na výrobok bolo vydané Prehľásenie o zhode.

Technickú pomoc možno získať u dodávateľa:

EMOS Sk.s.r.o.,

Hlinická 409/2,

014 01 Bytča

www.emos.eu



13.8.2005

PL

# MULTIMETR EM391



Przed rozpoczęciem korzystania z EM420B prosimy dokładnie przeczytać tę instrukcję obsługi. Są w niej zaznaczone szczególnie ważne fragmenty, które omawiają zasady bezpieczeństwa pracy w tym przyrządzie. W ten sposób przeciwdziałamy ewentualnemu porażeniu prądem elektrycznym albo uszkodzeniu przyrządu.

Multimetr został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-61010, która dotyczy elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT II 600V), do klasy bezpieczeństwa II i poziomu zakłóczeń 2.

	Prąd zmienny (AC)
	Prąd stał (DC)
	Prąd stał albo zmienny
	Uziemienie
	Podwójna izolacja
	Dioda
	Bezpiecznik
	Jednostka °C
	Jednostka °F
	Zapis wartości maksymalnej
	Zapis wyświetlonej wartości
	Test ciągłości
	Pomiary za pomocą cęgów (opcjonalnie)
	Zakres automatyczny
	Rozładowana bateria
	Ostrzeżenie
	Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym
	Deklaracja zgodności (CE)

- symbol ostrzega przed niebezpieczeństwem porażenia prądem elektrycznym  
 - symbol ostrzegający przed zagrożeniem. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na te fragmenty instrukcji, w których ten symbol został użyty!

## ⚠ UWAGA

W szczególności przestrzegamy następujących instrukcji:

- Przed uruchomieniem multimetru sprawdzamy, czy przyrząd nie jest uszkodzony. Jeżeli na przyrządzie będą widoczne uszkodzenia, to nie wykonujemy żadnych pomiarów! Sprawdzamy, czego powierzchnia multimetru nie jest podrapana, a połączenia bocne poprzesuwane.
- Sprawdzamy izolację sond pomiarowych. Przy uszkodzeniu izolacji istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Uszkodzonych sond pomiarowych nie używamy!
- Nie mierzymy napięć przekraczających 600 V, albo prądów większych od 10 A!
- Nie mierzymy prądu, jeżeli napięcie jadalne przekracza 250 V w rozłączonym obwodzie.
- Zapisik „COM” musi być zawsze podłączony do pomiarowej ziemi odniesienia.
- Jeżeli stwierdzimy nienormalne wyniki pomiarów, przestajemy korzystać z tego multimetru. Mogły się przepralić bezpieczniki. Jeżeli nie możemy zlokalizować usterek, skontaktuj się z ośrodkiem serwisowym.
- Nie mierzymy multimetrem wyższych napięć (i prądów), niż są podane na przednim panelu multimetru. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym i uszkodzenia multimetru!
- Przed włączeniem sprawdzamy, czy multimeter pracuje poprawnie. Sprawdzamy go w obwodzie, którego dane są nam znane.
- Przed podłączeniem multimetru do obwodu, w którym chcemy mierzyć prąd, wyłączamy zasilanie tego obwodu.
- Nie korzystamy i nie przechowujemy multimetru w pomieszczeniach z wysoką temperaturą, zapylonymi i wilgotnymi. Nie zalecamy też korzystać z przyrządu w środowisku, w którym występują silne pola magnetyczne i gdzie zagraża bezpieczeństwo wybuchu albo pożaru.
- Przy wymianie części multimetru (na przykład baterie, bezpieczników), korzystamy zawsze z zapasowych części tego samego typu i o tych samych parametramach. Wymianę wykonyujemy przy odłączonym i wyłączenym multimetrem.
- Nie przerabiamy wewnętrznych połączeń multimetru!
- Zachowujemy szczególną ostrożność przy pomiarze napięć wyższych od 30 V AC rms, 42 V w amplitudzie albo 60 V DC. Grozi porażeniem prądem elektrycznym!
- Jeżeli korzystamy z końcówek pomiarowych, to musimy sprawdzić, czy trzymamy je w reзе połącznikami.
- Końcówki pomiarowe odłączamy od mierzonego obwodu przed otwarciem obudowy multimetru.

• Nie mierzymy, jeżeli obudowa multimetru jest zdjęta albo poluzowana.

• Wymieniamy baterię, jak tylko na wyświetlaczu pojawi się symbol ostrzegawczy rozładowanej baterii. W przeciwnym razie już nawet następny wynik pomiaru może być niedokładny. To może prowadzić do uchybów i fałszywych wyników pomiarów a nawet spowodować porażenie prądem elektrycznym!

• Kategoria CAT II jest przeznaczona do pomiaru obwodów w urządzeniach nisko-napięciowych. Nie korzystamy z tego multimetru do pomiarów zaliczanych do kategorii III i IV!

## ⚠ UWAGA

Z multimetrem EM420B korzystamy tylko tak, jak wstępnie określono poniżej. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia przyrządu albo do zagrożenia Waszego zdrowia. Przestrzegamy następujących instrukcji:

- Przed pomiarem rezystancji, diodą prądu, odłączamy obwody od źródła energii i rozładowujemy kondensatory wysokonapięciowe.
- Przed pomiarem sprawdzamy, czy obrotowy przełącznik zakresów jest poprawnie ustawiony. W żadnym razie nie zmieniamy zakresu pomiarowego obracając przełącznik zakresów podczas pomiaru. Może to spowodować uszkodzenie przyrządu.
- Jeżeli będziemy mierzyć prąd, sprawdźcie bezpiecznik multimetru i wyłączecie zasilanie obwodu zanim podłączycie do niego multimetru.

## Opis przyrządu

Multimetr EM420B jest przyrządem kompaktowym z wyświetlaczem 3,5 cyfrowym, który jest przeznaczony do pomiaru napięcia prądu stałego i zmiennej, prądu zmiennego, rezystancji, pojemności (tylko EM420B), temperatury, testowania diod, testu baterii (tylko EM420A) i dźwiękowego sprawdzania ciągłości obwodów. Multimetr jest wyposażony w układ zapamiętywania wartości maksymalnej i wyświetlanych danych. Wykrywa przekroczenie zakresu pomiarowego. Ma funkcję automatycznego wyłączenia.

Multimetr posiada ochronę przed przeciążeniem i informuje o rozładowaniu baterii. Multimetr EM420B idealnie nadaje się do zastosowania w warsztatach, laboratoriach i gospodarstwie domowym.

## Widok multimetru z przodu

1 Wyświetlacz – pokazuje 3,5 cyfry a maksymalna wartość wynosi 1999

2 Przełącznik zakresów pomiarowych – Automatyczne ustawianie zakresu przy pomiarze napięcia, prądu, rezystancji i pojemności. W trybie automatycznym na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO.

Zeby wybrać albo zakończyć ręczny tryb pomiarów należy:

a) Naciągnąć przycisk RANGE

multimetr przejdzie do trybu ręcznego a symbol AUTO zniknie. Przy każdym następnym nacięciu RANGE zwiększa się zakres pomiaru. Po osiągnięciu najbliższego rozpoznaje się powrót do zakresu najmniejszego.

b) Zeby zakończyć tryb ręczny naciśnij przycisk RANGE przez 2 sekundy. Multimetr wraca do trybu automatycznego a na wyświetlaczu pojawi się napis AUTO.

3 Przycisk FUNC – przełącza między mierzeniem prądu stałego i zmiennej, oraz jednostki przy pomiarze temperatury w °C albo °F. Przyciskiem FUNC.Wybiera się pomiar diod lub test ciągłości obwodów.

4 Wyłącznik multimetru – naciśnięcie włącza lub wyłącza

5 Przełącznik funkcji i zakresów – wybiera wymaganą funkcję i zakres

6 Zaciśk „10A” – do końcówek czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego z gromem do pomiaru prądu w zakresie pomiarowym 10 A AC/DC.

7 Zaciśk „COM” – do końcówek czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z gromem.

8 Zaciśk „INPUT” – do końcówek czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego z gromem do pomiaru napięcia, rezystancji, pojemności albo prądu do 200 mA.

9 Przycisk podświetlenia wyświetlacza – – przytrzymanie przez 2 sekundy włącza podświetlenie. Podświetlenie automatycznie gaśnie po 15 sekundach albo można je wyłączyć ponownym przytaczaniem przycisku przez 2 sekundy.

10 Przycisk [DATA] – po nacięciu zostanie zapamiętana ostatnia mierzona wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis. Zeby zakończyć ponownie naciśnij przycisk a napis zmieni się.

11 Przycisk [MAX] – po nacięciu zostanie automatycznie zapisańska największa wartość a na wyświetlaczu pojawi się napis. Po ponownym nacięciu przycisku funkcja zostaje wyłączona a napis zmienia.

W niektórych zakresach funkcja zapisu największej wartości nie jest dostępna.

## Parametry techniczne

Wyświetlacz: LCD, 1999 (3,5 cyfry) zautom. wskaźnikiem polaryzacji  
 Metoda pomiaru: całkowite podwójne z przetwornikiem A/D

Szybkość odczytu: 2-3x na sekundę

Temperatura pracy: 0 °C do 40 °C < 75 %

Temperatura składowa: -10 °C do 50 °C, wilgotność względna < 85 %

Zasilanie: 3x 1,5V AAA

Bezpiecznik: F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm

Rozładowanie baterii: wskazywanie za pomocą symbolu baterii na wyświetlaczu

Wskaznik przekroczenia zakresu: wyświetlanie napisu „OL” na LCD  
 Kategoria mierzenia: CAT II (600 V)  
 Wymiary, cięże: 158 x 75 x 35 mm; 200 g (z bateriami)

### Dokładność pomiaru

Dokładność jest gwarantowana w czasie jednego roku od kalibracji przyrządu przy 18 °C ± 28 °C przy wilgotności względnej do 75 % i ma format: ±(% z zakresu) + (najmniejsza cyfra znacząca)

### Prąd stały (DC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 mV	0,1 mV	±(0,8 % + 5)
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(0,8 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1 % + 5)

Impedancja wejściowa: 10 MΩ  
 Ochrona przed przecieleniem: 600 V DC/AC rms  
 (zakres 200 mV: 250 V DC/AC rms)

⚠️ Maksymalne napięcie wejściowe: 600 V DC

### Napięcie zmienne (AC)

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(1 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1,2 % + 5)

Impedancja wejściowa: 10 MΩ  
 Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400 Hz  
 Ochrona przed przecieleniem: 600 V DC/AC rms

Uwaga: Jest to średnia wartość odpowiadająca kalibrowanemu skutczemu przebiegowi sinusoidalnemu

⚠️ Maksymalne napięcie wejściowe: 600 V AC rms

### Prąd stały

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,2 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(2 % + 10)
10 A	0,01 A	

Ochrona przed przecieleniem: Zakres µA i mA: bezpiecznik F 250 mA L 250 V  
 Zakres 10 A nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem  
 Maksymalny prąd wejściowy: Zaciśk INPUT maks. 200 mA  
 Zaciśk 10 A maks. 10 A  
 (przy pomiarze prądu przekraczającego 5 A; czas pomiaru nie może przekroczyć 15 sekund a kolejny pomiar można wykonać dopiero po 15 minutach)  
 Spadek napięcia: zakres 200 µA, 20 mA i 2 A: 20mV  
 Zakres 2000µA, 200mA i 10A: 200mV

⚠️ Maksymalne napięcie w otwartym obwodzie mierzonym musi być ≤ 250 V.

### Prąd zmieniający

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,5 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(3 % + 10)
10 A	0,01 A	

Ochrona przed przecieleniem: Zakres µA i mA: bezpiecznik F 250 mA L 250 V  
 Zakres 10 A nie jest zabezpieczony bezpiecznikiem  
 Maksymalny prąd wejściowy: Zaciśk INPUT maks. 200 mA  
 Zaciśk 10 A maks. 10 A  
 (przy pomiarze prądu przekraczającego 5 A; czas pomiaru nie może przekroczyć 15 sekund a kolejny pomiar można wykonać dopiero po 15 minutach)

Spadek napięcia: zakres 200 µA, 20 mA i 2 A: 20mV

Zakres częstotliwości: Zakres 2000 µA, 200 mA i 10A: 200mV

Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400Hz

Uwaga: Jest to średnia wartość odpowiadająca kalibrowanemu skutczemu przebiegowi sinusoidalnemu

⚠️ Maksymalne napięcie w otwartym obwodzie mierzonym musi być ≤ 250 V.

### Prąd stały (pomiar cęgami – opcjonalne wyposażenie do EM420A, B)

	Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
pomiar	200 A	0,1 mA/0,1 A	±(1,2 % + 5)
pomiar	1000 A	1 mA/1 A	±(1,2 % + 5)

Ochrona przed przecieleniem: 250 V DC/AC rms  
 Maksymalne napięcie wejściowe: 200 mV

### Prąd zmienny (pomiar cęgami – opcjonalne wyposażenie do EM420A, B)

	Rozsah	Rozdzielcość	Dokładność
pomiar	200 A	0,1 mA/0,1 A	±(1,5 % + 5)
pomiar	1000 A	1 mA/1 A	±(1,5 % + 5)

Ochrona przed przecieleniem: 250 V DC/AC rms  
 Maksymalne napięcie wejściowe: 200 mV

Zakres częstotliwości: 40 Hz do 400 Hz

Uwaga: Jest to średnia wartość odpowiadająca kalibrowanemu skutczemu przebiegowi sinusoidalnemu

### Rezystancja

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Napięcie jałowe: 0,25 V

Ochrona przed przecieleniem: 250 V DC/AC rms

### Temperatura

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
-20 °C ~ 100 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Ochrona przed przecieleniem: 250 V DC/AC rms

### Test baterii (w modelu EM420A,C)

Zakres	Rozdzielcość	Funkcja
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	Na wyświetlaczu pojawi się orientacyjne napięcie baterii

Ochrona przed przecieleniem: Zakres 1,5 V i 3 V: bezpiecznik F 250 mA L 250 V

Zakres 9 V: 250 V DC/AC rms

Piad obciążenia: zakres 1,5 V: w przybliżeniu 50 mA

zakres 3 V: w przybliżeniu 30 mA

zakres 9 V: w przybliżeniu 12 mA

### Pojemność

Zakres	Rozdzielcość	Dokładność
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	±(5 % + 5)
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	
1000 µF	1 µF	±(8 % + 10)

Ochrona przed przecieleniem: Zakres 2000µF i 1000µF: bez zabezpieczenia

Pozostałe zakresy: bezpiecznik: F 250 mA L 250 V

Napięcie jałowe: 0,5V

Ochrona przed przecieleniem: 250 V DC/AC rms

### Test diod i ciągłości obwodu

Symbol	Opis	Uwaga
►	Na wyświetlaczu pojawia się przyłożone napięcie diody w kierunku przewodzenia	Napięcie bez obciążenia: 1,5V

Symbol	Opis	Uwaga
	Wbudowany brzęczek sygnalizuje, że rezystancja obwodu jest mniejsza od 30 Ω	Napięcie bez obciążenia: 0,5 V

Ochrona przed przecieleniem: 250 V DC/AC rms  
Dla testu ciągłości obwodu: Jeżeli rezystancja jest pomiędzy 300 Ω a 100Ω, brzęczek może, ale nie musi być słyszalny.

## Pomiar napięcia

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu do pomiaru napięcia do zacisku "INPUT".
- Przelącznikiem obrotowym ustawiamy rodzaj mierzonego napięcia  $\text{V}$  albo  $\text{V}$ . Wybieramy pomiar w zakresie auto (na wyświetlaczu pojawia się napis AUTO) albo naciśkając przycisk RANGE wybieramy zakres odpowiedni do spodziewanego napięcia.
- Przy ręcznym ustawianiu i nieznanej wartości napięcia zawsze rozpoczętymy od największego zakresu.  
Jeżeli przy pomiarze w ręcznie ustawionym zakresie na wyświetlaczu pojawi się symbol "OL", to przyrząd należy przełączyć na wyższy zakres.
- Podłączamy przewody pomiarowe do mierzonego źródła napięcia.  
Wartość mierzonego napięcia pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli jest to napięcie stałe, a czerwony przewód pomiarowy jest podłączony do bieguna dodatniego, to wskazywana jest dodatnia wartość napięcia. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się znak minus. Małym zakresie pomiarowym wartość napięcia może być wyświetlana niestabilnie. Oznacza to, że końcówki pomiarowe nie były w tym przypadku podłączone do źródła napięcia. To jest normalne zjawisko i nie ma wpływu na pomiary.

Nigdy multimetrem nie mierzmy napięć przekraczających 600 V DC i/ lub 600 V AC.  
 Po przekroczeniu zakresu 600 V natychmiast kończymy pomiary. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia multimetru i porażenia prądem elektrycznym.

## Pomiar prądu

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia prądu mniejszego od 200 mA do zacisku "INPUT". Jeżeli zakres mierzonego prądu zatrzymał się w granicach 200 mA do 1 A, czerwony przewód pomiarowy podłączamy do zacisku "10A".
- Przelącznikiem obrotowym ustawiamy zakres mierzonego prądu w  $\mu\text{A}$ ,  $\text{mA}$  albo  $\text{A}$ .
- Przy ręcznym ustawianiu i nieznanej wartości prądu zawsze rozpoczętymy od największego zakresu, który zmniejszamy, aż do wyświetlenia odpowiedniej wartości prądu. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol "OL", to przyrząd należy przełączyć na wyższy zakres!
- Przyciskiem FUNC wybieramy pomiar prądu stałego albo zmiennego.
- Wybieramy pomiar w zakresie auto (na wyświetlaczu pojawia się napis AUTO) albo naciśkając przycisk RANGE wybieramy zakres odpowiedni do spodziewanego napięcia prądu.
- Przewody pomiarowe łączymy w szereg z obwodem mierzonym.  
Wartość mierzonego prądu pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli jest to prąd stary, a z czerwony przewód pomiarowy jest podłączony do bieguna dodatniego, to wskazywana jest dodatnia wartość napięcia prądu. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się znak minus.

Nigdy multitemetrem nie mierzmy napięć przekraczających 600 V DC i/ lub 600 V AC.  
 Po przekroczeniu zakresu 600 V natychmiast kończymy pomiary. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia multimetru i porażenia prądem elektrycznym.

## Pomiar prądu (cegi pomiarowe – wyposażenie opcjonalne do EM420A, B)

Dla mierzenia prądu stałego trzeba skorzystać z cęgów pomiarowych DC, do mierzenia prądu zmieniego z cęgów pomiarowych AC.

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do zacisku "INPUT".
- Przelączamy na zakres .
- Przyciskiem FUNC wybieramy pomiar prądu stałego albo zmiennego.
- Wybieramy pomiar w zakresie auto (na wyświetlaczu pojawia się napis AUTO) albo naciśkając przycisk RANGE wybieramy zakres odpowiedni do spodziewanego napięcia prądu.
- Przy ręcznym ustawianiu i nieznanej wartości prądu zawsze rozpoczętymy od największego zakresu, który zmniejszamy, aż do wyświetlenia odpowiedniej wartości prądu. Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol "OL", to przyrząd należy przełączyć na wyższy zakres!
- Pomiar cęgami wykonujemy tak, że mierzony przewód przechodzi przez środek zamkniętych cęgów pomiarowych. Na raz można mierzyć prąd tylko w jednym przewodzie.

Wartość mierzonego prądu pojawi się na wyświetlaczu. Jeżeli jest to prąd stary, a z czerwony przewód pomiarowy jest podłączony do bieguna dodatniego, to wskazywana jest dodatnia wartość napięcia prądu. W przeciwnym razie na wyświetlaczu pojawi się znak minus.

Uwaga: Ustalenie opawki przy mierzeniu czułości

- Czułość pomiaru cęgami wynosi 0,1 A/0,1mV. Jeżeli używamy dopasowanych cęgów, to wskazywana wartość jest równa wartości mierzonej.
- Jeżeli stosujemy cęgi o czułości innej, niż 0,1 A/0,1mV, to wynik pomiaru należy pomnożyć przez wartość, która wynika ze stosunku czułości cęgów tak, żeby pomiar był poprawny.

Ręka, ani inną część ciała nie wolno dotykać mierzonego obwodu.

## Pomiar rezystancji

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia rezystancji do zacisku "INPUT".
- Przelącznik przelączamy na zakres  $\Omega$  – pomiar rezystancji
- Wybieramy pomiar auto lub ręczny przyciskiem RANGE. Jeżeli wykonujemy pomiary w trybie ręcznym a na wyświetlaczu pojawi się symbol "OL", to przyrząd należy przełączyć na wyższy zakres.
- Podłączamy końcówki pomiarowe do obiektu (rezystora).  
Wartość zmierzonej rezystancji pojawi się na wyświetlaczu. Przy mierzeniu rezystancji o wartości przekraczającej 1 MΩ trzeba poczekać kilka sekund, aż wynik pomiaru się ustabilizuje.  
Przy rozwarciu obwodu pojawi się symbol "OL" tak, jak przy przekroczeniu zakresu.

Przed pomiarem rezystancji sprawdzamy, czy mierzony obiekt jest odłączony od zasilania a wszystkie kondensatory zostały rozładowane.

## Pomiar pojemności (tylko model EM420B)

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do zacisku "INPUT".
- Przelącznik obrotowy przelączamy na zakres 1000 $\mu\text{F}$ , 20 $\mu\text{F}$  albo nF.
- Wybieramy pomiar auto lub ręczny przyciskiem RANGE.
- Podłączamy końcówki pomiarowe do obiektu (kondensatora). Jeżeli jest to kondensator elektrolityczny, to należy przestrzegać polaryzacji (czarny przewód pomiarowy powinien być podłączony do plusa kondensatora, a czarny do bieguna ujemnego kondensatora).  
Wartość mierzonej pojemności pojawi się na wyświetlaczu.  
Przy małym zakresie wartość pojemności może się zachowywać niestabilnie. Zwykle w takiej sytuacji końcówki pomiarowe były źle podłączone do obiektu (kondensatora). To jest normalne zjawisko i nie ma wpływu na pomiary.

## Test ciągłości obwodu

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia ciągłości obwodu do zacisku "INPUT".
- Przelącznik obrotowy przelączamy na zakres .
- Wybieramy przyciskiem FUNC pomiar ciągłości obwodu a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- Podłączamy końcówki pomiarowe do mierzonego obwodu. Jeżeli rezystancja mierzonego obwodu jest mniejsza od 30Ω, brzęczek zostanie uruchomiony.

## Pomiar diod

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grotem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia diod do zacisku "INPUT".
- Przelącznik obrotowy przelączamy na zakres .
- Wybieramy przyciskiem FUNC pomiar diod a na wyświetlaczu pojawi się symbol .
- Podłączamy czarny przewód pomiarowy do anody diody i czarny przewód do katody diody.  
Przybliżona wartość napięcia w kierunku przewodzenia pojawi się na wyświetlaczu. Przy zmianie polaryzacji na wyświetlaczu pojawi się napis "OL".

## Pomiar tranzystorów (wzmocnienie)

- Przelącznik obrotowy przelączamy na zakres  $I_{FE}$ .
- Włączamy adaptore do pomiaru tranzystorów do zacisków COM (minus) i INPUT (plus) zgodnie z rysunkiem 2. Uwaga na poprawne podłączenie!
- Przed pomiarem sprawdzamy, czy chodzi o tranzystor typu NPN albo PNP i ustalamy położenie bazy, emitera i kolektora. Końcówki tranzystora wkładamy do otworów w adapterze.

Orientacyjna wartość wzmacnienia tranzystora  $h_{FE}$  pojawi się na wyświetlaczu.

## Pomiar temperatury

- Przelącznik obrotowy przelączamy na zakres Temp.
- Wybieramy jednostkę temperatury °C albo °F przy użyciu przycisku FUNC.
- Podłączamy czarną końcówkę (minus) do zacisku COM a końcówkę czerwoną (plus) sondy temperaturowej typu K do zacisku INPUT.
- Ostrożnie dostajemy sondy temperaturowej do mierzonego przedmiotu. Przedmiot nie może być pod napięciem należy uważać na wirujące części różnych urządzeń. Po chwilu zmierzona temperatura pojawi się na wyświetlaczu.

## Pomiar baterii (tylko model EM420A, C)

- Podłączamy końcówkę czarnego (ujemnego) przewodu pomiarowego z grometem do zacisku "COM" a końcówkę czerwonego (dodatniego) przewodu pomiarowego do mierzenia baterii do zacisku "INPUT".
- Przelącznik obrotowy przełączamy na zakres 1,5 V, 3 V albo 9 V zależnie od typu baterii, którą będziemy mierzyć.
- Konikiowi pomiarowe podłączamy do mierzonych baterii. Przestrzegamy polaryzacji. Na wyświetlaczu pojawia się napięcie baterii.

## Automatyczne wyłączanie

Multimetr automatycznie wyłącza się po 15 minutach przerwy w pomiarach. Przed automatycznym wyłączeniem multimetr kilka razy pika. Do wyłączenia pozostało 1 minuta i poprzedza go jedno długie pikinięcie.

Multimetr wyłącza się naciśkając dowolny przycisk albo obracając przelącznik zakresów. Jeżeli naciśnijmy przycisk **DATUM** po automatycznym wyłączeniu, to funkcja automatycznego wyłączania zostanie zablokowana.

## Wymiana baterii

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, to należy wymienić baterie. Do wymiany wykorzystujemy wkrętak odpowiedniej wielkości (za mały może uszkodzić zamek) i delikatnie obracamy o 90° zamek osłony baterii na tylnej ściance multimetru (patrzrys. 3). Użycie dużej siły może uszkodzić zamek obrotowy. Zużyte baterie wymieniamy nowe o odpowiednich parametrach. Zalecamy stosować wysokiej jakości baterie alkaliczne. Przestrzegamy poprawnej polaryzacji wkladanych baterii. Po wymianie baterii zakładamy osłonę i delikatnie przekręcamy zamek.

⚠ Przed wymianą baterii przewody pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu albo urządzenia.

## Wymiana bezpiecznika

Jeżeli w multimeterze nastąpi przepalenie bezpiecznika topikowego, to w większości przypadków jest to skutek błędnej obsługi.

Bezpiecznik wymieniamy zawsze z nowego tego samego typu o identycznych parametrach F 250 mA L 250V, o działaniu szybkim.

Bezpiecznik znajduje się pod osłoną baterii. Po wymianie starannie zakładamy i zamkamy osłonę baterii.

⚠ Przed wymianą bezpiecznika przewody pomiarowe muszą być odłączone od mierzonego obwodu albo urządzenia.

## Wypożyczenie

1 szt. instrukcja

1 para konikiów pomiarowe

1 szt. sonda temperatury typu K

1 szt. podstawkę do pomiarów tranzystorów

1 szt. zamek osłony baterii

## Zalecenia do konserwacji multimetru

### ⚠ UWAGA

Nie próbujmy multimeteru naprawiać, ani w żaden sposób przerabiać, bo nie mamy kwalifikacji do takich prac i nie mamy do dyspozycji niezbędnych urządzeń do kalibracji. Uważamy, żeby do wnętrza multimeteru nie przedostała się woda – w ten sposób zapobiegamy porażeniu prądem elektrycznym!

## HU EM420B MULTIMÉTER

 Mielőtt elkezdenéd az EM420B műszer használni, olvassa el ezt a használati utasítást! Hangsúlyozzuk, hogy vannak benne különösen fontos részek, melyek a készülékkel történő munkavégzésnél a munkabiztonságot érintik. Igy megakadályozhatjuk az esetleges áramtűs vagy a készülék sérülésének veszélyét.

A multiméter az IEC-61010 elektronikus mérőrészrekeire vonatkozó szabáványal összhangban lett megtervezve, mely a (CAT II 600V) kategóriára, a ll. biztonsági osztály, 2. szennyezőszintre vonatkozik.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS

Különösen a következőt utasításra oktatjuk:

- A multiméter használata vétele előtt gondosan ellenőrizze, hogy nem sérült-e a műszer! Ha a készülék testén látható sérülést talál, semmiféle méréseket se végezzen! Ellenőrizze, hogy a multiméter felülete nem karcolt-e és az oldalbekötések nem sérültek-e!
- A szigetelés a mérőszondákon nem lehet sérült. A szigetelés séréseten fenn áll ez elektromos áram okozta baleset veszélye. Ezért ne használjon sérült mérő szondákat!
- Ne mérijen 600V-nál magasabb feszültséget és 10 A-nál nagyobb áramerősséget!
- Ne mérijen áramerősséget, ha a szétkapcsolt áramkörben az üresen mért feszültség 250 V-nál magasabb!
- A „COM” csatlakoztatott pont mindenig a vonatkozó mérési földre legyen bekötve.
- Ha a mérés eredménye eltér a normál értéktől, ne használja a multimétert! Sérült lehet a biztosíték! Ha nem biztos a hiba okában, vegye fel a kapcsolatot a szerviz központtal!
- Ne mérijen a multiméterrel magasabb feszültséget (áramerősséget), mint az a multiméter első paneljén látható! Fenn áll az áramtűs okozta baleset és a multiméter károsodásának veszélye!

• Przed otwarciem obudowy multimetru, odłączamy przewody od mierzonego obwodu.

• Okresowo czyszczymy obudowę multimetru wilgotną ściereczką i delikatnym środkiem czyszczącym (płyn do mycia naczyń). Czyszczymy zawsze tylko wyłączony i odłączony multimetr.

• Do czyszczenia nie korzystamy z rozpuszczalników, ani środków o działaniu ścinającym!

• Jeżeli z multimetru nie korzystamy przez dłuższy czas, to dobrze jest go wyłączyć i wyjąć baterię.

• Multimetr nie powinien być przechowywany w miejscach o dużej wilgotności i temperaturze, ani w środowisku, w którym występuje silne pole magnetyczne!

• Przy wymianie bezpiecznika sprawdzamy, czy nowy bezpiecznik jest tego samego typu i wymiarów jak poprzedni. Bezpiecznik: (F250mA/250V), typ F, Ø 5 x 20 mm

## Informacje na tylnej ściance multimetru:

Multimetr został zaprojektowany zgodnie z normą IEC-61010 dotyczącą elektronicznych przyrządów pomiarowych zaliczanych do kategorii (CAT II 600V), do klasy bezpieczeństwa II i poziomu zakładeń 2.

Ostrzeżenie: 

Przed uruchomieniem prosimy przeczytać instrukcję. Przed otwarciem multimetru wyjmujemy przewody pomiarowe z gniazdek. W ten sposób zapobiegamy porażeniu prądem elektrycznym.

Ostrzeżenie:

Jako ochronę przed przeciżeniaem stosujemy bezpiecznik o zalecanym prądzie i napięciu znamionowym

Tego urządzenia nie mogą obsługwać osoby (łącznie z dziećmi), których predyspozycje fizyczne, umysłowe albo mentalne oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwalają na bezpieczne korzystanie z urządzenia, jeżeli nie są one pod nadzorem lubnie zostały poinstruowane w zakresie korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za jego bezpieczeństwo. Należy dopilnować, żeby dzieci nie bawły się tym urządzeniem.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZEE i zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekroślonego kosza. Użytkownik, chcąc pożbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu.



W sprzecie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Masa sprzętu 200 g

Na wybór została wydana Deklaracja Zgodności.

Pomoc techniczna można uzyskać u dostawcy:

EMOS spol. s.r.o.,

Síťava 295/17,

750 02 Přerov I-Město

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

• A CAT II. kategória rendelhetettsége alacsony feszültségű áramkörű berendezések mérésére. Ne használja a multimeteret III. és IV. kategóriára tartozó mérésék végzésére!

#### △ Figyelmeztetés

Az EM420B multimeter csak olyan módon használja, ahogy a lenti leírásban található! Ellenkező esetben megsérülhet a készülék vagy veszélyeztetheti a saját egészségét! Ügyeljen a következő utasítások betartására:

- Mielőtt végrehajtana az ellenállások, diódák vagy áramerősség méréset, kapcsolja le az áramkörököt az energiaforsarakról és szüsse ki a magasfeszültségű kondenzátorokat!
- Mielőtt elkezdene mérni, győződjön meg rörről, hogy a körkapcsoló beállítása megfelelő helyzetben van! A mérés ideje alatt semmiféle terjedelmőmodosítást se végezzzen a körkapcsoló elfordításával a mérés programjában! Előfordulhatna a készülék sérülése.
- Ha áramerősséget fog mérni, ellenőrizze a multimeter biztosítékát és kapcsolja ki a táplálást, mielőtt a multimeteret hozza csatlánho!

~	Váltóáram (AC)
■■■	Egyenáram (PC)
⎓	Váltó- vagy egyenáram
±	Földelés
□	Kettős szigetelés
→	Dióda
■■	Biztosíték
°C	°C egység
°F	°F egység
[MAX]	Maximális érték jegyzése
[DATA]	Az ábrázolt adat rögzítése
⌚	Áramkör zártágának tesztje
⚡	Mérés fogó segítségével (választható)
AUTO	Automatikus terjedelem
✚	Kimerült elem
⚠	Figyelmeztetés
⚠	Áramütés okozta baleset veszélye
CEE	Minőségi megfelelőségi nyilatkozat (CE)

⚠ - az áramütés által okozott baleset veszélyre figyelmeztető szimbólum

⚠ - figyelmeztetés szimbóluma, kocskáz, veszély. Fokozott figyelemmel tanulmányozza azokat a részeket, ahol ez a jelzés előfordul!

#### A készülék leírása

Az EM420B multimeter a kompakt mérőműszerek sorozatához tartozik, melyeknek 3,5 számjegyes kijelzésük van, egyen- és váltóáram feszültség, egyenáram áramerősségi, ellenállási, kapacitási méréseire, diódák, elemek tesztelésére (csak az EM420A) valamint a vezetékesség és áramkörök hanglejtéssel történő vizsgálatára szolgál. A multimeter a maximális érték és az ábrázolt adat rögzítésének lehetőségeivel rendelkezik. Kijelzi a mérő terjedelem tulélpését. Automatikus kikapcsolás funkciójával van szerelve. A multimeter védettséget nyújt a túlerhűlések ellen és tájékoztat az elem alacsony energia állapotáról. Az EM420B multimeter idealisan használható pl. műhelyekben, laboratóriumokban, és a háztartásban.

#### A multimeter homlokoldali nézete

1 Képernyő - 3,5 számjelzést ábrázoló és az ábrázolás maximális értéke 1999.

2 Mérés terjedelem átkapcsolója - automatikus terjedelem beállítás, ha feszültséget, áramerősséget, ellenállást, és kapacitást mér. Az automatikus terjedelem üzemmódjában a képernyőn az AUTO felirat látható.

A terjedelemek közé beállításának változása vagy kezdetbe:

a) Nyomja le a RANGE billentyűt!

A Multimeter által kezít üzemmodba és az AUTO szimbólum eltűnik. A RANGE minden további lenyomása után nő a terjedelem. A legnagyobb terjedelem elérésé után újabb visszatér a legkisebbre.

b) A kezük kapcsolási üzemmód megszüntetéséhez 2 másodpercig nyomja le a RANGE billentyűt! A multimeter visszatér automatikus üzemmódba és a képernyón megjelenik az AUTO felirat.

3 A FUNC/billentyű átkapcsolja a váltó és egyenáram méréssel, hőmérséklet mérés esetén °C vagy °F. A FUNC billentyűvel választhatja a diódák mérése és az áramkörök vezetékességének tesztje.

4 A multimeter kikapcsolása - lenyomása kikapcsolja és bekapcsolja.

5 Terjedelem és funkció átkapcsoló - kivájt funkciót és terjedelem választ.

6 „10A” aljzat - a piros mérővezeték csatlakoztatására (plusz), melynek hegye 10 A/DC terjedelem áramerősséggel mérésre szolgál.

7 „COM” aljzat - a fekete mérővezeték csatlakoztatására (minusz) fém heggel.

8 Az „INPUT aljzat” - a piros (positív) mérővezeték csatlakoztatására heggel, a feszültség, ellenállás, kapacitás vagy áramerősség mérésére 200 mA terhelésig.

9 \* Az „ákerépmű aláírólátsági billentyű” - ha 2 másodpercig lenyomva, a billentyűt. Az álállításhoz 15 másodperc elteltével automatikusan kikapcsolható vagy kikapcsolható a billentyű 2 másodpercig történő lenyomásával.

10 A [DATA] billentyű - lenyomása után kerül sor az aktuálisan mért érték rögzítésére, a képernyőn megjelenik egy felirat. A befejezés után ismét nyomja le a billentyűt, s a [DATA] felirat eltűnik.

11 A [MAX] billentyű - lenyomása után automatikusan rögzítve marad a legmagasabb érték és a képernyőn felirat lesz látható. A billentyű ismételt lenyomása után a funkció megszűnik, és a [MAX] felirat eltűnik. Némelyik terjedelem nem érhető el a legmagasabb érték rögzítésének funkciója.

#### Műszaki paraméterek

Képernyő: LCD, 1999 (3,5 számok) automatikus polaritás kijelzéssel

Mérési módszer: kettős, lefelé haladó integráció A/D átalakítóval

A leolvashatóság: másodpercenként 2-3x

Ütemi hőmérséklet: 0°C és 40°C között < 75%

Tárolási hőmérséklet: -10°C és 50°C között, relativ páratartalom < 85%

Táplálás: 3x 1,5 V AAA

Biztosíték: F 250 mA/250 V, Ø 5 x 20 mm

Lemerül elem: a képernyőn az elem szimbólum segítségével jelezve

Terjedelem tulélpésének kijelzése: ábrázolás számokkal „OL” az LCD-n

Mérés kategória: CAT II. (600 V)

Méretek, súlya: 158 x 75 x 35 mm, 200 g (mellékelt elemek)

#### Mérés pontossága

A pontosság a készülék kalibrálásához számítva egy év időtartamra garantált 18°C és 28°C között, ha a relatív páratartalom nem lépi túl a 75 % értékét és a következő formájára van:  $\pm(0.1\% \text{ terjedelem} + 0.1\% \text{ legalacsonyabb érvényes szám})$

#### Egyenáram (DC)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 mV	0.1 mV	$\pm(0.8\% + 5)$
2 V	0.001 V	
20 V	0.01 V	$\pm(0.8\% + 5)$
200 V	0.1 V	
600 V	1 V	$\pm(1\% + 5)$

Belépő impedancia: 10 MΩ  
Túlerhés védelem: 600 V DC/AC rms (terjedelem 200 mV: 250 V DC/AC rms)

⚠ Maximális belépő feszültség: 600 V DC

#### Váltóáram (AC)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
2 V	0.001 V	
20 V	0.01 V	$\pm(1\% + 5)$
200 V	0.1 V	
600 V	1 V	$\pm(1.2\% + 5)$

Belépő impedancia: 10 MΩ  
Frekvencia terjedelem: 40 Hz-től 400 Hz-ig

Túlerhés védelem: 600V DC/AC rms

Megjegyzés: Ez átlagérték, mely megfelel a kalibrálás effektív színusz folyamatnak.

⚠ Max. belépő feszültség: 600 V AC rms

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 µA	0.1 µA	
2000 µA	1 µA	$\pm(1.2\% + 5)$
Fennmaradt áramérő 20 mA	0.01 mA	
200 mA	0.1 mA	
2 A	0.01 A	$\pm(2\% + 10)$
10 A	0.01 A	

Túlerhés védelem: Terjedelem µA a mA: biztosíték F 250 mA L 250 V  
A terjedelem 10 A biztosítékkal nincs biztosítva

Maximális belépő áramérősség: INPUT aljzat max. 200 mA

Aljzat 10 A max. 10 A

(Ha a mért áramérősség nagyobb, mint 5 A; a mérés hossza maximum 15 másodperc lehet és nem ismétlhető 15 percnél hamarabb.)

Feszültség csökkenés: Terjedelem 2000 µA, 20 mA és 2 A: 20 mV

Terjedelem: 2000 µA, 200 mA a 10A: 200 mV

⚠ A maximális feszültségeknek a szétkapcsolt áramkörön ≤ 250 V kell lennie.



## Váltóáram

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 µA	0,1 µA	±(1,5 % + 5)
2000 µA	1 µA	
fennálló áramerő 20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	±(3 % + 10)

Túlterhelés védelem: Terjedelem µA a mA: biztosíték F 250 mA L 250 V  
Terjedelem 10A biztosítékkal nincs biztosítva

Maximális belépő áramerősség: INPUT aljzat max. 200 mA  
Aljzat 10 A max. 10 A  
(Ha a mért áramerősség nagyobb, mint 5A: a mérés hossza maximum 15 másodperc lehet, és nem ismételhető 15 percnél harabarab)

Feszültség csökkenés: Terjedelem 200 µA, 200 mA és 2 A: 20 mV  
Terjedelem: 200 µA, 200 mA és 10A: 200 mV  
40 Hz-tól 400 Hz-ig

Megjegyzés: Ez átlagérték, mely megfelel a kalibrizett effektív szinusz folyamatnak.  
Δ A maximális feszültségnek a szétkapcsolt áramkörön ≤ 250 V kell lennie.

## Egyenáram (mérés fogóval – az EM420A, B-hez kérhető tartozék)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
mérés	200 A	0,1 mV/0,1 A
mérés	1000 A	1 mV/1 A

Túlterhelés védelem: 250V DC/AC rms  
Maximális belépő feszültség: 200 mV

## Egyenáram (mérés fogóval – az EM420A, B-hez kérhető tartozék)

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
mérés	200 A	0,1 mV/0,1 A
mérés	1000 A	1 mV/1 A

Túlterhelés védelem: 250V DC/AC rms

Maximális belépő feszültség: 200 mV

Frekvencia terjedelem: 40 Hz-tól 400 Hz-ig

Megjegyzés: Ez átlagérték, mely megfelel a kalibrizett effektív szinusz folyamatnak.

## Ellenállás

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Üresjárati feszültség:

0,25V

Túlterhelés védelem: 250 V DC/AC rms

## Hőmérséklet

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Túlterhelés védelem: 250 V DC/AC rms

## Elemtesztelés az EM420A,C modellhez

Terjedelem	Megkülönböztetés	Funkció
1,5V	0,01 V	A képernyőn megjelenik az elem megközelítő feszültsége
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	

Túlterhelés védelem: Terjedelem 1,5 V és 3 V: biztosíték F 250 mA L 250V  
Terjedelem 9 V: 250V DC/AC rms

Terhelő áramerősség: Terjedelem 1,5V: megközelítően 50 mA

Terjedelem 3 V: megközelítően 30 mA

Terjedelem 9 V: megközelítően 12 mA

## Kapacitás

Terjedelem	Megkülönböztetés	Pontosság
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	
1000 µF	1 µF	±(8 % + 10)

Túlterhelés védelem:

Terjedelem 200µF és 1000 µF: biztosítás nélküli

Egyéb terjedelemek: biztosíték: F 250 mA L 250V

Üresjárati feszültség:

0,5V

Túlterhelés védelem:

250 V DC/AC rms

## Diódák és áramkörök áramáteresztsének tesztelése

Symbol	Leírás	Megjegyzés
→	A képernyőn megjelenik a dióda körülbelülű feszültsége áteresztő irányban	Üresjárati feszültség: 1,5V
•))	A beépített berregő kijelzi, hogy az áramkör ellenállása kisebb, mint 30 Ω	Üresjárati feszültség: 0,5V

Túlterhelés védelem: 250 V DC/AC rms

Az áramkörök áteresztő képesességei tesztje:

Ha az ellenállás értéke 30Ω a 100Ω között található, nem biztos, hogy megszólal a berregő.

## Feszültségs mérése

- Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba
- A körkapcsolóval állítja be a mért feszültség típusát  $\frac{V}{A}$  válassza a mérést auto terjedelemben (a képernyón látható az AUTO felirat) vagy a RANGE billentyű lenyomásával a megfelelő terjedelemben várjuk a mért feszültség értékét.
- Kézi beállításnál és ismertetni értéknél mindenkor legnagyobb terjedelmet állítja be!

Ha a kézel beállított terjedelemben történő mérés közben a képernyőn megjelenik az "OL" szimbólum, magasabb terjedelemre szükséges kapcsolni.

4. Csatlakoztatás a mérőhelyeket a mért feszültség forráshoz!

A képernyőn ábrázolásra kerül a mért feszültség értéke! Ha egyenáramú feszültségről van szó, és a piros mérőhogy a plusz pólosra van csatlakoztatva, a feszültség plusz értékkel kerül kijelzésre. Fordított esetben a képernyőn a minusz jel kerül ábrázolásra.

Alacsony feszültség terjedelemnél a feszültség értéke kis stabilisításkerül ábrázolásra. Ebben az esetben a mérőhogyek nem voltak csatlakoztatva a feszültség forráshoz. Ez normális jelenség és nincs befolyásával a mérésre.

Soha ne mérje olyan feszültséget a multiméterrel, melynek terjedelme túlliép a 600V DC vagy 600V AC értékkel!

△ 600 V terjedelmi tüllépésnél azonnali fejezz be a mérést! Ellenkező esetben fenn áll a multiméter sérülésének veszélye valamint az áramütés okozta baleset veszélye!

## Áramerősségs mérése

- Csatlakoztatás a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba 200 mA-nál kisebb áramerősségi mérésére! Ha a mért áramerősség 200 mA és 10 A között található, csatlakoztassa a mérőhogyeket a "10A" jelűsítő csatlakozáshoz!
  - Állítja be a körkapcsolóval a mérés terjedelmet  $\mu\text{-ben}$ ,  $\text{mA-ben}$  vagy  $\text{A-ben}$
  - Kézi beállításnál és ismertetni értéknél mindenkor legnagyobb terjedelmet, melyet csökkenésgében a megfelelő áramerősségi értékekkel ábrázolásig. Ha a képernyőn megjelenik az "OL" szimbólum, magasabb terjedelemre szükséges kapcsolni!
  - Válassza ki a FUNC billentyűvel az egyenáram vagy váltóáram mérését!
  - Válassza a mérést auto terjedelemben (a képernyón látható az AUTO felirat), vagy a RANGE billentyű lenyomásával a megfelelő terjedelemben várjuk a mért feszültség értékét.
  - Csatlakoztatás sorba a mérővezetéket a mérőhelyekkel a mért áramerősséggel áramkörebe!
- A képernyőn ábrázolásra kerül a mért áramerősség értéke. Ha egyenáramú áramerősségről van szó, és a piros mérőhogy a plusz pólosra van csatlakoztatva, az áramerősség plusz értékkel kerül kijelzésre. Fordított esetben a képernyőn a minusz jel kerül ábrázolásra.

△ Soha ne mérje a készülékkel ott, ahol az üresjáratban mért feszültségs nyíl áramkörön magasabb, mint 250 V! Az áramerősségi mérésre nagyobb üresjáratú feszültségnél a készülék sérüléséhez (biztosíték kiégett, elektronos áramkísulás), esetleg áramütés okozta balesethöz vezethet!

Mérés előtt mindenkor győződjön meg arról, hogy megfelelő mérési terjedelmet használ!



## Egyenáram (mérés fogóval)

### - az EM420A, B-hez kérhető tartozék)

Egyenáram méréséhez a DC fogót kell használni, a váltóáram méréséhez pedig az AC fogót.

- Csatlakoztassa a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- Kapcsolja terjedelembe!
- Válassza ki a FUNC billentyűt az egyenáramról vagy a váltóáram mérését!
- Válassza a mérést auto terjedelemben (a képernyón látható az AUTO felirat), vagy a RANGE billentyű lenyomásával megfelelő terjedelemben várjuk a mért feszültség értékét.
- Kézi beállításnál és ismeretlen értéknél minden állítsa be a legnagyobb terjedelmet, melyet csökken egészsen a gépművelet áramerősséggel értékeket ábrázolásáig! Ha a képernyón megjelenik az "OL" szimbólum, magasabb terjedelemben kell kapcsolni!
- A mérés úgy végezzük a mérő fogóval, hogy bekapcsolás után a mért vezeték a fogó középen. Egy adott pillanatban csak egy vezeték mérhető.
- A képernyón ábrázolásra kerül a mért áramerősség értéke. Ha egyenáramú áramerősségről van szó, a piros mérőhélye a plusz polusra van csatlakoztatva, az áramerősség plusz értéként kerül kijelzésre. Fordított esetben a képernyón a minusz jel kerül ábrázolásra.

Megjegyzés: Elterjén egyesítésre az érzékenység mérésénél

- Erzékenység mérése fogó segítségével 0,1 A/0,1 mV. Ha megfelelő mérőfogót használ, akkor a megadott érték azonos a mért értékkel.
- Olyan fogó használataival, melyek érzékenysége nem 0,1 A/0,1 mV, szorozni kell olyan értékkel, mely a használt fogóhoz van megadva, hogy az érték megfelejen a mért értékkel.

Ne érjen se kézzel, se más testrészsel a mért áramkörhöz!

## Ellenállás mérése

- Csatlakoztassa a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- Kapcsolja - ellenállásmérés terjedelemre!
- Válassza ki a RANGE billentyű segítségével az auto vagy a kézi mérést! Ha a kézzel beállított terjedelemben történő mérés közben a képernyón megjelenik az "OL" szimbólum, magasabb terjedelemben kell kapcsolni.
- Csatlakoztassa a mérőhegyeket a mért helyhez (ellenállás)!
- A képernyón ábrázolásra kerül a mért áramerősség értéke. Ha az ellenállások mérése hegyekkel magasabb értékkel történik, mint 1 MΩ, várnak kell néhány másodpercet, amíg a mért érték stabilizálódik.
- Nem zárt áramkörrel a terjedelem tüllépésnél esetén megjelenik az "OL" szimbólum.

Ellenállás mérése előtt győződjön meg arról, hogy a mért objektum le van-e kapcsolva a táplálóról és hogy teljesen ki van-e sütve valamennyi kondenzátor!

## Kapacitás mérése (csak az EM420B modell)

- Csatlakoztassa a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- Válassza a körkapcsolával a 1000U, 20U vagy nF terjedelemet!
- Válassza ki a RANGE billentyű segítségével az auto vagy a kézi mérést!
- Csatlakoztassa a mérőhegyeket a mért helyhez (kondenzátor)! Ha piros elektrolitikus kondenzátorról van szó, tarba be a mérésnél a polaritást! (A piros mérő kábelt a kondenzátor plusz polushoz kell csatlakoztatni, a feketét a kondenzátor minusz polushoz.)

A képernyón ábrázolásra kerül a mért kapacitás értéke.

Alacsony kapacitás terjedelemben a feszültség értéke kissé stabilisíték kerül ábrázolásra. Ebben az esetben a mérőhegyek nem voltak csatlakoztatva a feszültség forrásra. Ez normális jelenség és nincs befolyásolja a mérést.

## Az áramkörök átereszto körésségének tesztje

- Csatlakoztassa a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- A kör kapcsolával válassza a szimbólumot!
- A FUNC billentyűvel válassza ki a mért áramkörök lezárást és a képernyón ábrázolásra kerül a szimbólum.
- Csatlakoztassa a mérőhegyeket a mért helyhez! Ha a mért áramkör ellenállása kisebb, mint 30Ω, bekapcsol a berregőt.

## Díoda mérése

- Csatlakoztassa a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- A kör kapcsolával válassza ki a terjedelemet !
- A FUNC billentyűvel válassza ki a mért áramkörök lezárást, s a képernyón ábrázolásra kerül a szimbólum.
- Helyezze a piros mérőhegyet a dióda anódjára, majd helyezze a feketé mérőhegyet a dióda katódjára!
- A képernyón megjelenik a dióda körülbelül feszültsége átereszto irányban. A polaritás cseréje után a képernyón az "OL" felirat jelenik meg.

## Tranzisztor mérése (erősítés)

- A körkapcsoló segítségével válassza ki a h<sub>FE</sub> terjedelmet!
- Csatlakoztassa a tranzisztorról redukciót a COM (minusz) és INPUT (plusz) aljzatokra a 2. ábra szerint! Ügyeljen a megfelelő csatlakoztatásra!
- Mérés előtt állapítsa meg, hogy a mért tranzisztor NPN vagy PNP típusú, és határozza meg a bázist, az emitter és kollektor pólusokat! Illeszze a tranzisztor kivezetéseit a megfelelő nyílakkal a redukcióra!
- A tranzisztoros erősítés megközelítő h<sub>FE</sub> értéke megjelenik a képernyón.

## Hőmérséklet mérése

- A körkapcsoló segítségével válassza ki a Temp terjedelmet!
- Válassza ki a "F" vagy a "C" mértékegységet a FUNC billentyű segítségével!
- Csatlakoztassa a fekete végét (minusz) a COM aljzatba és a piros (plusz) végét a K típusú hőmérőszert szonda végét a mért tárgyhoz! A tárgy nem lehet feszültség alatt és vigyázzon a különböző berendezések forgó részeire! Kis idő eltérővel a mért hőmérőszert megjelenik a képernyón.
- Övatosan tegye a hőmérőszekrényt sonda végét a mért tárgyhoz! A tárgy nem lehet feszültség alatt és vigyázzon a különböző berendezések forgó részeire! Kis idő eltérővel a mért hőmérőszert megjelenik a képernyón.

## Elemek mérése (csak az EM420A, C model)

- Csatlakoztassa a mérőműszer fekete (minusz) mérővezeték csatlakoztatását a "COM" aljzatba, és a piros (pozitív) mérővezeték csatlakoztatását az "INPUT" aljzatba!
- Kapcsolja a körkapcsoló segítségével a terjedelmet 1,5 V, 3 V vagy 9 V-ra a mért kivánt elem tipustól függően!
- Csatlakoztassa a mérőhegyeket a mért kivánt elemhez! Ügyeljen a polaritásra! A képernyón ábrázolásra kerül az elem feszültségének értéke.

## Automatikus kikapcsolás

- A multiméter automatikusan kikapcsol 15 perc eltelt után. Az automatikus kikapcsolás előtt a multiméter néhányszor csipog. A kikapcsolás 1 percen belül történik, és hosszabb csipogás előzi meg.
- A multiméter bekapcsolásakor bármely billentyű lenyomásával történhet, vagy a terjedelemkapsoló átkapcsolása után.
- Ha a billentyű nyomja le az automatikus kikapcsolás után, az automatikus kikapcsolás funkciója kikapcsolásra kerül.

## Az elemek cseréje

Ha a képernyón megjelenik az szimbólum, az elemeket ki kell cserélni. A cseréhez megfelelő mértű csavarhúzót kell használni (kisebb típus megérheti a zárat), övatosan fordítja az 90°-al az elemek fedélén zajlót a multiméter hátdoldalon (lásd a 3. ábrát!) Durva erő alkalmazása esetén megcserei a forgó zár. Cseréje az előírt paramétereikkel rendelkező újakra a lementő elemeket! Árajánluk, hogy használjon magas minőségű alkáli elemeket! Ügyeljen a behelyezett elemek polaritásáról! Az elem cseréje után illessze vissza a fedet és fordítás el a zárat!

Az elem vagy a biztosíték cseréje előtt a mérőhegyeket le kell csatlakoztatni a mért áramkörrel vagy berendezésről!

## Biztosíték cseréje

Ha a multiméternél a biztosíték kiolvadására kerül sor, ez általában hibás kezelés következménye.

A biztosítékot mindig azonos paraméterekekkel rendelkező, azonos típusra cserélje: F 250 mA L 250V, gyors reakció.

A biztosíték elemek fedele alatt található. Csere után helyezze vissza a helyére és zárja le a fedelmet!

Az elem vagy a biztosíték cseréje előtt a mérőhegyeket le kell csatlakoztatni a mért áramkörrel vagy berendezésről!

## Tartozékok

- 1 db használati utasítás
- 1 pár mérőhégy
- 1 db k tipusú mérőszonda
- 1 db redukció tranzisztor mérésére
- 1 db elem fedél zár

## A multiméter karbantartási utasításai

### A fogyelmeztetés:

Ne próbálkozzon a multiméter javításával vagy bármilyen módosításával, ha Ön nem rendelkezik szakkönyvtással az ilyen munka elvégzésére, és ha nem állnak rendelkezésére a szükséges kalibráziós műszerek!

Ügyeljen arra, hogy a műszer belső részébe ne jusson víz – így megakadályozza az áramütést okozta balestet!

- Kapcsolja le a mérőhegyeket a tesztelt áramkörölt mielőtt felfenytá a multiméter fedélét!
- Rendszeresen tisztítja a multiméter külsejét nedves ronggyal és finom mosószerrrel (tisztítószerrel)! A tisztításhoz csak kikapcsolt és áramkörrel lekápcsolt multiméteren végezze!
- A tisztításhoz ne használjon oldószeretek vagy csírozott eszközöket!
- Ha a multimétert hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és vegye ki belőle az elemet!
- Ne tárolja a multimétert olyan helyen, ahol magas a relatív pártartalom, hőmérőkkel vagy olyan környezetben, ahol erős mágneses térfal állhat!
- A biztonsági biztosítékok cseréjénél győződjön meg arról, hogy az új biztosíték azonos típusú és terjedelmű, mint az eredeti. Biztosíték: F 250 mA (250V), típus F, Ø 5 x 20 mm.

## A multiméter háttoldalán található információk

A multiméter az IEC-61010 elektronikus mérőműszerekre vonatkozó szabvánnyal összhangban lett megtervezve, mely a (CAT II 600V) kategóriára vonatkozik, II. biztonsági osztály és 2 szennyezási szint szerint.

Figyelmeztetés: △ △  
Felhasználás előtt tanulmányozza át a használati utasítást! A multiméter felnyitása előtt kapcsolja le a mérőhegyeket a csatlakoztatásról! Ig y megakadályozza az esetleges áramütés veszélyét.

### Figyelmeztetés:

Állandó tölterhelés védettség érdekében használja az áramerősségezhez és feszültségezhez készült, előírt értékű biztosítékot!

A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszeri képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellettek szakszerű felügyelet, ill. nem kaptak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukról felelős személytől.

## SI MULTIMETER EM420B

 Preden začnete uporabljati EM420B, si pozorno preberite ta navodila za uporabo. V njih so poudarjena posebaj pomembna mesta z navodili o načinu varnega dela s to napravo. S tem lahko preprečite možnost poškodbe z električnim tokom ali poškodbo naprave.

Multimeter je bil izdelan v skladu z normativi IEC-61010, ki se nanašajo na elektronske merilne naprave, ki spadajo v kategorijo (CAT II 600V), v varnostni razred II in so na ravni onesnaževanja 2.

	izmenični tok
	enosmerni tok
	izmenični ali enosmerni tok
	ozemljitev
	dvojna izolacija
	dioda
	varovalka
	enota °C
	enota °F
	beleženje maksimalne vrednosti
	beleženje prikazane podatka
	test vezljivosti
	merjenje s pomočjo kleč (izbiro)
	avtomatičen razpon
	izpraznjena baterija
	opozorilo
	nevarnost poškodbe z električnim tokom
	izjava o skladnosti (CE)

△ - znak, ki opozarja na nevarnost poškodbe z električnim tokom  
△ - znak opozorila, tveganja nevarnosti. Bodite pozorni na dele navodila, kjer je uporabljen ta znak!

### ▲ OPOZORILA

Pazite predvsem na naslednje:

- preden začnete uporabljati multimeter pozorno preverite, da naprava ni poškodovana. Če na napravi opazite očitno poškodbo, ne izvajajte meritve! Preverite, da površina ni odgrnjena in da bočne povezave niso razvezane.
- Preverite tudi izolacijo na merilnih sondah. Ob poškodbi izolacije obstaja nevarnost poškodbe z električnim tokom. Ne uporabljajte poškodovanih merilnih sond!
- Ne merite višje napetosti od 600 V ali tok, ki je višji od 10 A!
- Ne merite toka, če je napetost v prazno višja od 250 V ločenem obodu.
- Spona „COM“ mora biti vedno priključena na odnosno merilno podlago.
- Če dobiti nenavadenje rezultate merjenja, multimetre ne uporabljajte. Lahko gre za prekinjeno varovalko. Če niste prepričani v vzrok napake, kontaktirajte servisni center.
- Ne merite z multimetrom višje napetosti (in toka), kot sta označena na sprednjem panelu multimetra. Obstaja nevarnost poškodbe z električnim tokom in poškodbe multimetra!
- Pred uporabo preverite, če multimeter deluje pravilno. Preverite obodo, za katerega poznate električne vrednosti.
- Preden multimeter priključite na obodo, katerega tok nameravate meriti, izključite napajanje danega oboda.

A gyereknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezést játszani.

A készülék és az elemeket ellettartanak lejtára után ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a selektív hulladékgyűjtő helyeket. A termék megfelelő megsemmisítésének biztosításával hozzájárul a környezet és az emberi egészséget károsító hatások keletti védekezéshez. Az anyagok újrafeldolgozásáról részesíteten tájékozódhat a települési önkormányzatnál, a helyi hulladékfeldolgozónál, vagy a boltban, ahol a terméket vásárolta.



A termék megfelelőségi nyilatkozattal rendelkezik.

### Műszaki segítséget a szállítójától kaphat:

EMOS spol. s.r.o., Šírová 295/17,  
CZ 750 02 Přerov I-Město

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

- Ne uporabljajte ali skladiščite multimetra v okolju z visoko temperaturo, prašnijo in vlažnostjo. Ne priporocamo uporabe naprave v okolju, kjer obstaja močno magnetno polje ali kjer obstaja nevarnost eksplozije ali požara.
- Ob zamenjavi delu merilne multimeta (npr. baterije, varovalke), vedno uporabite nadomestne dele enakega tipa in specifikacije. Zamenjavo izvajajte vedno ob izključenem multimetr.
- Ne spreminjajte na kakršen kolik način notranjih obodov multimetra!
- Posebej pazite na merjenje napetosti višje od 30 V AC rms, 42 V ali 60 V DC. Obstaja nevarnost poškodbe z električnim tokom!
- Če uporabljate merilne konice, pazite, da jo uporabljate šele za prepreko za prst!
- Izključite merilne konice od testiranega oboda preden odprete pokrov multimetra.
- Ne izvajajte nobenih merjenij, če je pokrov multimetra odstranjen ali sproščen.
- Zamenjajte baterijo, takoj ko se na zaslonu pojavi opozorilni signal izrazljene baterije V nasprotnem primeru se lahko zgodi, da nadaljnja merjenja ne bodo načrtovana. To lahko privede do popačenih ali napaka rezultatov merjenja in k posledični poškodbi z električnim tokom!
- Kategorija CAT II je namenjena merjenju obodov nizkonapetostnih naprav. Ne uporabljajte multimetra za merjenje velikosti, ki spadajo v kategorije III in IV!

### △ Opozorila

Uporabljajte multimeter EM420B le tako, kot je navedeno spodaj. V nasprotnem primeru lahko povzroči škodo na napravi ali vašemu zdravju. Pazite na naslednja navodila:

- Preden izmerite odpor, dolžino ali tok, izključite obode od virov energije in izpraznite visoko napetostne kondenzatorje.
- Pred merjenjem se prepričajte, da je krožno stikalno velikosti merjenja nastavljen v pravilen položaj. V nobenem primeru ne izvajajte nikakršnih sprememb v merilni velikosti (z obrajanjem ročnega stikala programov merjenja) tekom merjenja! Lahko nastane škoda na napravi.
- Če boste merili tok, preverite varovalko multimetra in izključite napajanje oboda preden k njemu priključite multimeter.

### Opis naprave

Multimeter EM420B je iz vrste kompaktnih naprav s 3,5 numeričnim zaslonom, ki so namenjeni merjenju enosmernemu in izmeničnemu napetosti, enosmernega toka, upora, kapacitete (le EM420B), temperature, testiranju diod, testu baterij (le EM420A) in zvočnih preizkusov prevodnosti v obodov. Multimeter je opremljen z možnostjo pridržanja maksimalne vrednosti in prikazane podatka. Prikaze prekoračite merjene velikosti. Imajo funkcijo avtomatične izključitve.

Multimeter nudi zaščito pred preobremnitvijo in informira o nizkem stanju baterije. Idealna uporaba multimetra EM420B je npr. v delavnicah, laboratorijsih in gospodinjstvih.

### Člen pogled na multimeter

1 **Zaslon** – prikazuje 3,5 števila, maksimum prikazov je 1999

2 **Stikalo merjenja velikosti** – avtomatična nastavitev velikosti, če merite napetost, tok, upor in kapaciteto. V rezimu avtomatične velikosti je na zaslonu napis AUTO.

3 **Zaibiro ali konec ročnega režima velikosti**:

a) Pritisnite tipko RANGE

Multimeter preide v ročni režim in simbol AUTO izgine. Pri vsakem naslednjem pritisku na RANGE se poveča velikost. Po doseganju najvišje velikosti se ponovno vrne na najnižjo velikost.

b) Za končanje ročnega režima pritisnite tipko RANGE za 2 sekundi. Multimeter se vrne v avtomatični režim, na zaslonu pa se prikaže napis AUTO.

3 **Tipka FUNC.** – prestavlja merjenje izmeničnega ali enosmernega toka, pri merjenju temperature enote v °C ali °F. S tipko FUNC. se izbere merjenje diod ali prevodnosti test obodov.

4 **Stikalo multimetra** – pritisk vključi ali izključi

5 **Stikalo funkcij in velikosti** – izbere želeno funkcijo in velikost



**6 Vtičnica „10A“** – za končničko rdečega (pozitivnega) merilnega vodilca s konico za merjenje toka na velikosti toka 10 A AC/DC.

**7 Vtičnica „COM“** – za končničko črnega (negativnega) merilnega vodilca s konico.

**8 Vtičnica „INPUT“** – za končničko rdečega (pozitivnega) merilnega vodilca s konico za merjenje napetosti, upora, kapacitete ali toka do 200 mA.

**9 \*** **Tipka osvetlitev zaslona** – z držanjem za 2 sekundi se zaslonski osvetlitve se avtomatično ugasne po 15 sekundah ali pa jo izključimo s ponovnim držanjem tipke za 2 sekundi.

**10 Tipka [DATA]** – po pritisku pride do zadržanja ravno namerjene vrednosti, na zaslonsku se prikaže napis [DATA]. Za konec ponovno pritisnite tipko in napis izgine.

**11 Tipka [MAX]** – po pritisku se bo avtomatično zabeležila najvišja vrednost in na zaslonsku bo napis [MAX]. Po ponovnem pritisku tipke se funkcija izbriše in napis izgine.

Z nekaterih velikosti funkcija beleženja najvišje vrednosti ni dostopna.

### Tehnični parametri

Zaslonski:	LCD, 1999 (3,5 števil) z avtomatični kazalcem polarnosti
Metoda merjenja:	dvojna sestopna integracija A/D s prevodnikom
Hittrost branja:	2-3x na sekundo
Delovna temperaturna:	od 0 °C do 40 °C < 75 %
Skladiščna temperaturna:	od -10 °C do 50 °C, relativna vlažnost < 85 %
Napajanje:	3x 1,5V AAA
Varovalka:	F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm
Sibka baterija:	indikacija s pomočjo simbola baterije na zaslonski prikazi stavelek „OL“ na LCD
Indikacija prekoračitve velikosti:	CAT II (600 V)
Dimenzije:	158 x 75 x 35 mm
Teža:	200 g (pričlenje baterije)

### Natančnost merjenja

Natančnost je zagotovljena za dobo enega leta od kalibracije naprave pri 18 °C do 28 °C ob relativni vlažnosti do 75 % in ima obliko:  $\pm(\% \text{ od velikosti}) + (\text{najnižje veljavne cifre})$

### Enakosmerna napetost (DC)

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Vstopna impedanca: 10 MΩ  
Zaščita proti preobremenitvi: 600 V DC/AC rms  
(velikost 200 mV: 250 V DC/AC rms)

**△ Maksimalna vstopna napetost: 600 V DC**

### Izmenična napetost (AC)

velikost	Ločljivost	Natančnost
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Vstopna impedanca: 10 MΩ  
Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400 Hz  
Zaščita proti preobremenitvi: 600 V DC/AC rms  
Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza kalibriranemu dejanskemu sinusnemu potoku

**△ Maksimalna vstopna napetost: 600 V AC rms**

### Enakosmerni tok

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(2 \% + 10)$
10 A	0,01 A	

Zaščita proti preobremenitvi: velikost µA in mA: varovalka F 250 mA L 250 V  
velikost 10 A brez varovalke

Maksimalni vstopni tok: Vtičnica INPUT maks. 200 mA  
Vtičnica 10 A maks. 10 A

(pri merjenju toka, ki je višji od 5 A: dolžina merjenja mora biti največ 15 sekund, naslednje merjenje se ponovi po 15 minutah)

Zmanjšanje napetosti: velikost 200 µA, 20 mA in 2 A: 20mV  
velikost: 200µA, 200mA in 10A: 200mV

**△ Maksimalna napetost v ločenem merjenem obodu mora biti ≤ 250 V.**

### Izmenični tok

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	$\pm(1,5 \% + 5)$
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(3 \% + 10)$
10 A	0,01 A	

Zaščita proti preobremenitvi: velikost µA in mA: varovalka F 250 mA L 250 V

velikost 10 A brez varovalke

Maksimalni vstopni tok: Vtičnica INPUT maks. 200 mA

Vtičnica 10 A maks. 10 A

(pri merjenju toka, ki je večji od 5A: dolžina merjenja mora biti največ 15 sekund, naslednje merjenje se ponovi po 15 minutah)

Zmanjšanje napetosti: velikost 200 µA, 20 mA in 2 A: 20 mV

velikost: 2000 µA, 200 mA in 10A: 200mV

Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400Hz

Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza dejanskemu kalibriranemu sinusnemu potoku.

**△ Maksimalna napetost v ločenem merjenem obodu mora biti ≤ 250 V.**

### Enakosmerni tok (merjenje s kleščami – dodatna oprema za EM420A, B)

	velikost	Ločljivost	Natančnost
merjenje	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$
merjenje	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Maksimalna vstopna napetost: 200 mV

### Izmenični tok (merjenje s kleščami – dodatna oprema za EM420A, B)

	Rozsah	Ločljivost	Natančnost
merjenje	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,5 \% + 5)$
merjenje	1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,5 \% + 5)$

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

Maksimalna vstopna napetost: 200 mV

Frekvenčni velikost: od 40 Hz do 400Hz

Opomba: To je povprečna vrednost, ki ustreza dejanskemu kalibriranemu sinusnemu potoku.

### Upor

velikost	Ločljivost	Natančnost
200 Ω	0,1 Ω	$\pm(1,2 \% + 5)$
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	$\pm(1 \% + 5)$
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	$\pm(1,2 \% + 5)$
20 MΩ	0,01 MΩ	$\pm(1,5 \% + 5)$

Napetost v prazno: 0,25 V

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

	velikost	Ločljivost	Natančnost
-20 °C ~ 100 °C	1 °C		$-20^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C} \pm(5 \% + 4)$ $0^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C} \pm(1 \% + 3)$
400 °C ~ 1000 °C			$400^{\circ}\text{C} \sim 1000^{\circ}\text{C} \pm(2 \% + 3)$
0 °F ~ 50 °F	1 °F		$0^{\circ}\text{F} \sim 50^{\circ}\text{F} \pm(5 \% + 4)$
50 °F ~ 750 °F			$50^{\circ}\text{F} \sim 750^{\circ}\text{F} \pm(1 \% + 3)$
750 °F ~ 1800 °F			$750^{\circ}\text{F} \sim 1800^{\circ}\text{F} \pm(2 \% + 3)$

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

### Test baterij (za model EM420A, C)

velikost	Ločljivost	Funkcije
1,5V	0,01 V	
3 V	0,01 V	
9 V	0,01 V	Na zaslonsu se prikaže približna napetost baterije

Zaščita proti preobremenitvi: velikost 1,5 V a 3 V-varovalka F 250 mA L 250V

velikost 9 V: 250V DC/AC rms

velikost 1,5V: približno 50 mA

velikost 3 V: približno 30 mA

velikost 9 V: približno 12 mA



## Kapaciteta

velikost	Ložljivost	Natančnost
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	±(5 % + 5)
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	
1000 µF	1 µF	±(8 % + 10)

Zaščita proti preobremenitvi: velikost 200µF in 1000µF: brez varovalke  
Ostali velikosti: varovalka F 250 mA L 250V

Napetost v prazno: 0,5 V  
Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms

## Test diod in vezljivosti obodov

Symbol	Opis	Opomba
►	Na zaslonu se prikaže približna napetost diode v prepustni smeri	Napetost odprtrega tokokroga: približno 1,5V
»»	Vstavljen zvonec opozarja, da je odpor v obodu je manjši kot 30 Ω	Napetost odprtrega tokokroga: približno 0,5V

Zaščita proti preobremenitvi: 250 V DC/AC rms  
Za test vezljivosti obodov: Če je odpor mezi 30Ω in 100Ω, zvonec lahko zvoni, ni pa nujno.

## Merjenje napetosti

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivnega) za merjenje napetosti v vtičnico "INPUT".
- S krožnim stikalom nastavite vrste merjenje napetosti  $\nabla$  ali  $\vee$ . Izberite merjenje v avtomatični velikosti (na zaslonu je prikazan napis AUTO) ali s pritiskom na tipko RANGE v ustrezni velikosti pričakovanje vrednosti napetosti.
- Pri ročni nastaviti in ob neznani vrednosti napetosti vedno nastavite najvišjo velikost.
- Če se pri merjenju v ročno nastavljeni velikosti na zaslonu pojavi simbol "OL", je potrebno prestaviti v višjo velikost.
- Priklikujte merilne konice na merjeni vir napetosti.
- Vrednost merjene napetosti se prikaže na zaslonu. Če gre za enakosmerni napetost in je rdeča merilna konica na plus polu, je prikazan kot pozitivna vrednost napetosti. V nasprotnem primeru se na zaslonu prikaže znamenje minus.
- Pri majhni velikosti napetosti se lahko vrednosti napetosti prikucajejo nestabilno. Merilne konice v tem primeru niso bile priključene na vir napetosti. To je normalen pojav in nima vpliva na merjenje.

Nikoli z multimetrom ne merite napetosti, ki presega velikost 600 V DC in 600 V AC.

⚠ Pri prekoračitvi velikosti 600 V nemudoma končajte z merjenjem, v nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodbe multimetra in poškodbe z električnim tokom.

## Merjenje toka

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivnega) merilne konice za merjenje toka, ki je manjši od 200 mA v vtičnico "INPUT". Če je velikost merjenega toka v razponu med 200 mA in 10 A, prikeljite rdečo merilno konico v vtičnico "10A".
- S krožnim stikalom nastavite velikost merjenega toka v  $\mu\text{A}$ ,  $\text{mA}$  nebo  $\text{A}^{\text{--}}$ .
- Pri ročni nastaviti in neznani vrednosti toka vedno nastavite najvišji velikost, ki jo znižujete do prikaza ustrezne vrednosti toka. Če se na zaslonu prikaže simbol "OL", je potrebno prestaviti na višjo velikost!
- Izberite s tipko FUNC merjenje enakosmernega ali izmeničnega toka.
- Izberite merjenje v avtomatični velikosti (na zaslonu je prikazan napis AUTO) ali s pritiskom na tipko RANGE v ustrezni velikosti pričakovanje vrednosti toka.
- Priklikujte merilne vodnike s konico do serije z merjenjem toka z obodom.
- Vrednost merjenega toka se prikaže na zaslonu. Če gre za enakosmerni tok, in je rdeča merilna konica na plus polu, je prikazan kot pozitivna vrednost toka. V nasprotnem primeru se na zaslonu prikaže znamenje minus.

⚠ Z napravo nikoli ne merite toka tam, kjer je napetost v prazno in odpretem obodu višja kot 250 V. Merjenje toka pri višji napetosti v prazno lahko povzroči poškodbe naprave (pregrevanje varovalke, električnih izpraznitve) ali poškodbe z električnim tokom!

Pred merjenjem se vedno prepričajte, da uporabljate pravilno velikost merjenja!

## Merjenje toka (merilne kleče)

### - izbirna oprema za EM420A, B)

Za merjenje enakosmernega toka je potrebno uporabiti merilne DC kleče, za merjenje izmeničnega toka pa merilne AC kleče.

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivne) merilne konice v vtičnico "INPUT".
- Prestavite v velikost  $\text{Ω}$ .
- Izberite merjenje enakosmernega ali izmeničnega toka s tipko FUNC.
- Izberite merjenje v avtomatični velikosti (na zaslonu je napis AUTO) ali s pritiskom na tipko RANGE v ustrezni velikosti pričakovanje vrednosti toka.

5. Pri ročnih nastavitevih in pri neznani vrednosti toka nastavite vedno najvišjo velikost, ki jo znižujete do prikaza ustrezne vrednosti toka. Če se na zaslonu prikaže simbol "OL", je potrebno prestaviti na višjo velikost!

6. Merjenje s kleščami opravite tako, da je merjeni vodnik po zaprtju v sredini kleše. Naenkrat lahko merimo le en vodnik.

Vrednost merjenega toka se prikaže na zaslonu. Če gre za enakosmerni tok in je rdeča merilna konica na plus polu, je prikazan kot pozitivna vrednost toka. V nasprotnem primeru se na zaslonu prikaže znak minus.

Opomba: Družilitev odstopanja pri merjenju občutljivosti a) Občutljivost merjenja s pomočjo kleše je 0,1A/0,1mV, bi jih morali zmnožiti z vrednostjo, ki jo določajo te kleše, da bi vrednost ustrezala namejereni.

⚠ Ne dotikajte se merjenega oboda z roko ali drugim delom telesa.

## Merjenje upora

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivne) merilne konice za merjenje upora v vtičnico "INPUT".
- Prestavite v velikost  $\Omega$  – merjenje upora

- Izberite avtomatično ali ročno merjenje s tipko RANGE. Če merite v ročno nastavljeni velikosti in se na zaslonu prikaže simbol "OL", je potrebno prestaviti na višjo velikost.
- Priklikujte merilne konice na merjeni objekt (odporu).

Vrednost merjenega upora se prikaže na zaslonu. Pri merjenju uporov s vrednostjo, ki je višja od 1 MΩ je potrebno počakati nekaj sekund, preden se merjena vrednost stabilizira.

Ob nezaptrem obodu se prikaže simbol "OL", kot pri prekoračitvi velikosti. ▲ Pred merjenjem upora se prepričajte, da je merjeni objekt izključen iz napajanja in so vsi kondenzatorji popolnoma prazni.

## Merjenje kapacitete (le model EM420B)

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivne) merilne konice za merjenje kapacitete v vtičnico "INPUT".
- Izberite s krožnim stikalom velikost 1000µF, 20µF nebo nF.

- Izberite s krožnim stikalom velikost 1000µF, 20µF nebo nF.
- Izberite avtomatično ali ročno merjenje s pomočjo tipka RANGE.

5. Priklikujte merilne konice na merjeni objekt (kondenzatorja). Če gre npr. za elektrolytični kondenzator, pri merjenju ohranite polarnost (rdeči merilni kabel, mora biti priključen na plus kondenzatorja, črn na minus kondenzatorja).

Vrednost merjene kapacitete se prikaže na zaslonu.

Pri majhni velikosti kapacitete se lahko hrapav kapacitetu prikucaje nestabilno.

Merilne konice v tem primeru niso bile pritrjene na objekt (kondenzatorja). Gre za normalen pojav, ki nima vpliva na merjenje.

## Test vezljivosti obodov

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivne) merilne konice za merjenje vezljivosti obodov v vtičnico "INPUT".
- Izberite s krožnim stikalom velikost 1000µF.

- Izberite s krožnim stikalom velikost 1000µF, 20µF nebo nF.
- Izberite s tipko FUNC merjenje vezljivosti obodov in na zaslonu se prikaže simbol "OL".

- Priklikujte merilne konice na merjeni obod. Če je upor merjenega oboda manjši od 30Ω, se spravi zvonec.

## Merjenje diod

- Priklikujte končnico črnega (negativnega) merilnega vodnika s konico v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivne) merilne konice za merjenje diod v vtičnico "INPUT".
- Izberite s krožnim stikalom velikost  $\text{Ω}$ .

- Izberite s tipko FUNC merjenje diod in na zaslonu se prikaže simbol  $\rightarrow$ .

- Priklikujte rdečo merilno konico na anodo diode in crno merilno konico na katodo diode.

Približna napetost v prepustni smeri se prikaže na zaslonu. Ob zamenjavi polarnosti se na zaslonu prikaže napis "OL"

## Merjenje tranzistorjev (ojačanje)

- Izberite s krožnim stikalom velikost  $h_{FE}$ .

- Priklikujte redukcijo za merjenje tranzistorjev v vtičnico COM (minus) in INPUT (plus) glede na sliko 2. Pazite na pravilno priključitev!

- Pred merjenjem preverite, če gre za tip tranzistorja s prehodom NPN ali PNP in določite bazo, emitor in kolektorja. Vključite zaključek tranzistorja v označene luknje v redukciji.

Približna vrednost tranzistorjev ojačitve  $h_{FE}$  se prikaže na zaslonu.

## Merjenje topotle

- Izberite s krožnim stikalom velikost Temp.

- Izberite enoto temperature °C ali °F s tipko FUNC.

- Vključite črno končnico (minus) v vtičnico COM in rdečo končnico (plus) topotle sonde tipa K v vtičnico INPUT.

- Pazljivo priložite konec topotle sonde k merjenemu predmetu. Predmet ne smi biti pod napetostjo, pazite na rotirajoče dele raznih naprav. Čez trenutek se namejena temperatura prikaže na zaslonu.

## Merjenje baterij (le model EM420A, C)

- Priklopite končnico črnega (negativnega) merilne vodnika v vtičnico "COM" in končnico rdeče (pozitivne) merilne konice za merjenje baterij v vtičnico "INPUT".
- Nastavite krožno stikalo z velikostjo 1,5V, 3 Vali 9V glede na tip baterije, ki jo želite meriti.
- Priklopite merilne konice na baterijo, ki jo želite meriti. Ohranite polarnost. Na zaslonu se prikaže vrednost napetosti baterije.

## Avtomatična izključitev

Multimeter se avtomatično izključi po 15 minutah nedejavnosti. Pred avtomatično izključitvijo multimeter nekajkrat zapiska. Izključitev se zgodi v 1 minutu in jo spremja daljše pisanje multimetra se vključi s pritiskom na katero koli tipko ali z obračanjem krožnega stikala velikosti.

Če pritisnete tipko **DATATEK** po avtomatični izključitvi, funkcija avtomatične izključitve preneha.

## Zamenjava baterij

Če se prikaže na zaslonu simbol „izpraznjena baterija“, je potrebno baterije zamenjati. Za zamenjanjo uporabite izvirke primerne velikosti (premajhen lahko poškoduje klučavnico) in rahlo obračnite klučavnice za 90° pokrov baterij na zadnji strani multimetra (gl. sl. 3). Ob uporabi močne sile obstaja nevarnost poškodbe vrtljive klučavnice. Zamenjajte sibče baterij za nove s predpisanimi parametri. Priporočamo uporabo kakovostnih alkalinih baterij. Ohranite polarnost vloženih baterij. Po zamenjavi baterij namestite pokrov in pazljivo obrnite klučavnico.

⚠ Pred zamenjavo baterije morajo biti merilne konice izključene iz merjenega oboda ali naprave.

## Zamenjava varovalke

Če v multimetu pride do okvare varovalke, je to večinoma posledica nepravilne uporabe.

Varovalko zamenjajte za isti tip z enakimi parametri: F 250 mA L 250V, hitra reakcija. Varovalka se nahaja pod pokrovom baterij. Po zamenjavi namestite in pazljivo zaprite pokrov baterij.

⚠ Pred zamenjavo varovalke morajo biti merilne konice izključene iz merjenega oboda ali naprave.

## Oprema

- 1 kos navodilo
- 1 par merilnih konic
- 1 kos topotlana sonda tipa K
- 1 kos redukcija za merjenje tranzistorjev
- 1 kos klučavnica pokrova baterij

## Navodila za vzdrževanje multimetra

### ⚠ Opozorilo

Ne poskušajte multimetra popravljati ali kakor koli spreminti, če za to niste usposobljeni in nimate pri roki potrebnih kalibracijskih naprav.



## MULTIMETAR EM420B

⚠ Prije nego počnete koristiti EM420B pažljivo pročitate ovaj naputak. U njemu se označeni posebno važni dijelovi koji navode načela sigurnosti na radu s ovim aparatom. Tako će se sprejeti nesretran slučaj električnom strujom ili oštećenjem aparata.

Multimetar je izveden u skladu s normom IEC-1010 koja se odnosi na elektronske mjerne aparate te se ubrajuje v kategoriju (CAT II 600V), u sigurnosnu klasu II i za razinu zagadjenja 2.

~	izmjenična struja (AC)
...	jednaka struja (DC)
~	izmjenična ili jednaka struja
±	uzemljenje
□	dupla izolacija
→	dioda
□	osigurač
°C	jedinica °C
°F	jedinica °F
<b>MAX</b>	bilješka maksimalne vrijednosti
<b>DATATEK</b>	bilješka prikazanog podatka
...	test povezanosti
...	mjerjenje pomočnega klijšeta (slobodno)
<b>AUTO</b>	automatski opseg
<b>+</b>	prazna baterija

Pazite, da v notranji del multimetra ne vdre voda – in tako preprečite poškodbo z električnim tokom!

- Pred odprtjem pokrov multimetra, izključite merilne konice iz preizkušenega oboda.
- Redno čistite telo multimetra z vlažno krpico in blagim čistilnim sredstvom (sapontatom). Čiščenje izvajajte le ob izključenem multimetru.
- Za čiščenje ne uporabljajte raztopin ali brušilnih sredstev.
- Če multimetra dalj časa ne uporabljate, ga izključite in odstranite baterije.
- Multimeta ne hrante na mestih z visoko vlažnostjo in topoto ali v okolju, kjer je močno magnetno polje!
- Pri zamenjavi varnostne varovalke se prepričajte, da je nova varovalka istega tipa in velikosti kot prejšnja. Varovalka: (F250mA/250V), tip F, Ø 5 x 20 mm.

## Informacije na zadnji strani multimetra:

Multimetar je bil izdelan v skladu z normo IEC-61010, ki se nanaša na elektronske merilne naprave, ki spadajo v kategorijo (CAT II 600V), v varnostni razred II in v razred onesnaževanja 2.

### Opozorilo □

Pred uporabo prencitev napodilo. Pred odprtjem multimetra izključite merilne vrvice od vtičnic. S tem preprečite možnost poškodbe z električnim tokom.

### Opozorilo

Za stalno začetilo pred obremenitvijo uporabite varovalko za predpisani tok in napetost.

Naprave ne smejte uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomajkanje izkušen, in znani oviraji pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Nujen je nadzor nad otroki, da bo zagotovljeno, da se ne bodo z napravo igrali.

Izdelek in baterij po koncu življenjske dobe ne odlagajte med mesane komunalne odpadke, uporabite zbirna mesta ločenih odpadkov. S pravilno odstranitvijo izdelka boste preprečili negativne vplive na človeško zdravje in okolje. Reciklaža materialov prispeva varstvu naravnih virov. Več informacij o reciklaži tega izdelka Van ponudijo upravne enote, organizacije za obdelavo gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili.

13.8.2005

Za ta izdelek je bil izdan Certifikat o skladnosti.

Tehnično pomoč nuditi proizvajalec:

EMOS spol. d.o.o.,  
Šíráva 295/17,  
750 02 Přerov I-Město

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)



### ⚠ upozorenje

### ⚠ opasnost od udara električnom strujom

### CE izjava o suglasnosti (CE)

△ - simbol upozoravajući na opasnost od ozljede električnom strujom

⚠ - simbol opreznosti, rizik opasnosti. Obrnite povečano pažnjo dijelovima u naputku gdje je to potrebno!

## ⚠ UPPOZORENJE

Prije svega pazite na sljedeće upute:

- Prije nego počnete koristiti EM420B pažljivo prekontrolirajte da li aparat nije oštećen. Ukoliko ste na tijelu aparatova pronašli oštećenje, ne izvodite dalje mjerjenje. Prekontrolirajte da li površina multimetra nije oštećena te bočni spojevi rasklopjeni.
- Isto tako prekontrolirajte izolaciju na mernim sondama. U slučaju da se ošteti izolacija, prijeti opasnost od ozljede električnom strujom. Oštećene mjerje sonde ne koristite!
- Ne mjerite naponi viši od 600 V, ili ako je struja viša od 10 A!
- Ne mjerite struju ako je napon bez opterećenja veći od 250 V u rastavljenom krugu. Stezaljka „COM“ uvijek mora biti priključena na mjeru zemlju.
- Kada utvrdite nemoralne rezultate mjerjenja, multimetar ne koristite. Možda je potreban osiguraj.
- Ne mjerite više napone i struje nego su označene na prednjoj ploči multimetra. Prijeti opasnost ozljede električnom strujom i oštećenje multimetra!
- Prije uporabe provjerite da li multimetar ispravno radi. Testirajte krug kod kojeg znate njegovu električnu veličinu.
- Prije nego multimetar priključite na krug kod kojeg namjeravate mjeriti struju, isključite napajanje određenog kruga.



- Ne koristite i ne čuvajte multimeter u prostorijama s visokom temperaturom, gdje je pršnja i vlaga. Tačkoder ne preporučamo koristiti aparat u sredini gdje se može pojavitajmo kako magnetsko polje ili gori prijeti opasnost eksplozije ili požara.
- Kada mijenjate sastavne dijelove multimetra (npr. baterije, osigurače), koristite rezervne dijelove istog tipa i specifikacije. Zamjenu izvodite kada je multimeter isključen i ugašen.
- Ne mijenjajte ili na drugi način izvoditi promjene unutrašnjih krugova multimetra!

#### ⚠ Upozorenja

Multimeter EM420B koristite samo na taj način, kako je navedeno dolje. Inače, može doći do oštećenja uređaja ili vašeg zdravlja. Poštujte sljedeće naputke:

- Prije nego što bi izveli mjerjenje otpora, dioda ili struje, odspojite krug od energetskih izvora i ispraznite visokonaponske kondenzatore.
- Prije mjerjenja provjerite da li kružni birac na uređaju za mjerjenje u pravilnom položaju. U svakom slučaju, ne možete napravljati bilo kakve promjene u rasponu mjerjenja (okretanjem kružnog biraca programa mjerjenja) tijekom mjerjenja! To bi moglo dovesti do oštećenja uređaja.
- Prije mjerjenja struje, provjerite osigurač multimetra i isključite napajanje kruga prije priključenja multimetra na njega.

#### Popis uređaja

Multimeter EM420B je jedan od serije kompaktnih aparatova s zaslonom sa 3,5 brojka, koji su konstruirani za mjerjenje istosmjerne i izmjenične napona, istosmjerne struje, otpora, kapaciteta (samo EM420B), temperature, ispitivanje dioda, testiranje baterija (samo EM420A) i audio test provodljivosti i krovog. Multimeter je opremljen funkcijom produženog pokazivalja maksimalne vrijednosti i prikazivanjem podataka. Pokazuje prekoračenje mjerljivog razmaka. Takođe ima funkciju automatskog isključivanja. Multimeter pruža zaštitu od preopterećenja i informacije o niskom stanju baterije. Multimeter EM420B koristite idealno u radionicama, laboratorijima i kućanstvu.

#### Prednji pogled na multimeter

- Zaslon – prikazuje tri i po - a maksmalna pokazivanja vrijednost je 1999.
- Kružni prekidač podešavanje raspona mjerjenja – ako mijenjate napon, struju, otpor i kapacitet, je podešavanje raspona automatsko. U ovom slučaju zaslon prikazuje AUTO.
- Za odabir manualnog režima raspona, pritisnite tipku RANGE mjerjač prelazi na ručni način rada i simbol AUTO će nestati. Svaki dodatni pritisak na tipku RANGE povećava raspon. Nakon postizanja maksimalnog raspona vraca se na najniži raspon.
- Za izlaz u ručnog režima, pritisnite tipku RANGE za 2 sekunde mjerjač se vraća u automatski način rada i zaslon prikazuje AUTO.
- 3 Tipka FUNC** – prebacuje među mjerjenja izmjenične i istosmjerne struje, među mjerjenjem temperature u °C ili °F. Pritisnite tipku FUNC za odabir mjerjenja dioda ili ispitivanja vodljivosti krovog.
- 4 Prekidač multimetra** – Ako ga pritisnete multimeter se uljekući ili isključi.
- 5 Prekidač funkcije i raspona** – odabira željenu funkciju i raspon
- 6 Uticnica „10A“** – u ovu utičnicu morate prebaciti crveni (+) i plavni provod ako trenutno želite struju u rasponu do 10 A izmjenične/istosmjerne struje.
- 7 Uticnica „COM“** – za priključivanje crnog (-) ispitnog provoda.
- 8 Uticnica „INPUT“** – za priključivanje crvenog (+) ispitnog provoda za mjerjenje napona, otpora, kapaciteta ili struje do 200 mA.
- 9 Tipka pozadinskog osvjetljavanja zaslona \*** – pritisnite i podržite 2 sekunde će se upaliti pozadinsko osvjetljenje. Pozadinsko osvjetljenje se automatski isključuje nakon 15 sekundi ili ako ponovno držite tipku za dvije sekunde.
- 10 Tipka DATA#** – nakon pritiska će podržati na zaslonu upravo izmjerene vrijednosti i zajedno se pojavljuje simbol **[DATA#]**. Ponovnim pritiskom tipke se ta funkcija ukine i natpis nestaje.
- 11 Tipka [MAX/D]** – nakon pritiska se automatski bilježi najveća vrijednost i na zaslonu se pojavlja **[MAX/D]**. Ponovnim pritiskom tipke se ta funkcija ukine i natpis nestaje.

#### Tehnički parametri

Zaslon:	LCD, 1999 (3,5 brojke) s automatskim prikazom polariteta
Metoda mjerjenja:	dupla silazna integracija A/D pretvaračem
Brzina čitanja:	2-3x za sekundu
Radna temperatura:	0 °C do 40 °C < 75 %
Temperatura skladistištenja:	-10 °C do 50 °C, relativna vlagu < 85 %
Napajanje:	3x 1,5V AAA
Osigurač:	F250 mA/250 V, Ø 5 x 20 mm
Slaba baterija:	naznaka pomoću simbola baterije na zaslonu
Naznaka prekoračenja raspona:	prikaz brojke „OL“ na LCD
Kategorija mjerjenja:	CAT II (600 V)
Dimenzije i težina:	158 x 75 x 35 mm; 200 g (s baterijama)

#### Točnost mjerjenja

Točnost je određena u trajanju od jedne godine od kalibracije aparat-a pri 18 °C do 28 °C relativne vlage do 75 % te ima oblik:  $\pm(\% \text{ od raspona}) + (\text{najniža važeća brojka})$

#### Jednaki napon (DC)

Raspon	Razlučivost	Točnost
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1 \% + 5)$

Uzalna impedancija:

10 MΩ

Zaštitu od opterećenja:

600 V DC/AC rms (raspon 200 mV: 250V DC/AC rms)

⚠ Maksimalni ulazni napon: 600 V DC

#### Izmjenični napon (AC)

Raspon	Razlučivost	Točnost
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm(1 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm(1,2 \% + 5)$

Uzalna impedancija:

10 MΩ

Frekvencijski raspon:

40 Hz do 400 Hz

Zaštitu od opterećenja:

600 V DC/AC rms

Radi se o prosječnoj vrijednosti koja odgovara kalibriranom efektivnom sinusnom toku.

⚠ Maksimalni ulazni napon: 600 V AC rms

#### Jednaka struja (DC)

Raspon	Razlučivost	Točnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	
20 mA	0,01 mA	$\pm(1,2 \% + 5)$
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm(2 \% + 10)$

Zaštitu od opterećenja:

raspon µA i mA: osigurač F 250 mA L 250 V

raspon 10 A nije osiguran osiguračem

Maksimalna ulazna struja:

rupica INPUT max 200 mA; rupica 10 A max 10 A

(pri mjerjenju struje više od 5 A: duljina mjerjenja mora biti maksimalno 15 sekundi te dalje mjerjenje ponoviti tek za 15 minuta)

Pad napona:

raspon 200 µA, 20 mA i 2 A: 20 mV

raspon: 2000 µA, 200 mA i 10 A: 200 mV

⚠ Maksimalni napon u rastavljrenom mjernom krugu mora biti ≤ 250 V.

#### Izmjenična struja

Raspon	Razlučivost	Točnost
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	$\pm(1,5 \% + 5)$
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm(3 \% + 10)$

Zaštitu od opterećenja:

raspon µA i mA: osigurač F 250 mA L 250 V

raspon 10 A nije osiguran osiguračem

Maksimalna ulazna struja:

rupica INPUT max 200 mA; rupica 10 A max 10 A

(pri mjerjenju struje više od 5 A: duljina mjerjenja mora biti maksimalno 15 sekundi te dalje mjerjenje ponoviti tek za 15 minuta)

Pad napona:

raspon 200 µA, 20 mA i 2 A: 20 mV

raspon 2000 µA, 200 mA i 10 A: 200 mV

Frekvencijski raspon:

40 Hz do 400 Hz

Radi se o prosječnoj vrijednosti koja odgovara kalibriranom efektivnom sinusnom toku.

⚠ Maksimalni napon u rastavljrenom mjernom krugu mora biti ≤ 250 V.

#### Jednaka struja (mjerjenje klijestama – oprema po vlastitom odabiru za EM420A, B)

Raspon	Razlučivost	Točnost
200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$
1000 A	1 mV/1 A	$\pm(1,2 \% + 5)$

Zaštitu od opterećenja: 250V DC/AC rms

Maksimalni ulazni napon: 200 mV

## Izmjenična struja (mjerjenje klijestama – oprema po vlastitom odabiru za EM420A, B)

	Raspon	Razlučivost	Točnost
mjerjenje	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,5 % + 5)
mjerjenje	1000 A	1 mV/1 A	±(1,5 % + 5)

Zaštita od opterećenja: 250V DC/AC rms

Maksimalni ulazni napon: 200 mV

Frekvencijski raspon: 40 Hz do 400 Hz

Radi se o prosječnoj vrijednosti koja odgovara kalibriranom efektivnom sinusnom toku.

## Otpor

Raspon	Razlučivost	Točnost
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Napon bez opterećenja: 0,25 V

Zaštita od opterećenja: 250V DC/AC rms

## Temperatura

Raspon	Razlučivost	Točnost
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Zaštita od opterećenja: 250V DC/AC rms

## Test baterija (za model EM420A, C)

Raspon	Razlučivost	Funkcija
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	Na zaslonu se prikaze napon baterije
9 V	0,01 V	

Zaštita od opterećenja: raspon 1,5 V a 3 V: osigurač F 250 mA L 250V

raspon 9 V/250V DC/AC rms

raspon 1,5V: otpriklike 50 mA

raspon 3 V: otpriklike 30 mA

raspon 9 V: otpriklike 12 mA

## Kapacitet

Raspon	Razlučivost	Točnost
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	±(5 % + 5)
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	
1000 µF	1 µF	±(8 % + 10)

Zaštita od opterećenja: raspon 200µF i 1000µF: bez osiguranja

ostali rasponi: osiguranje F 250 mA L 250V

Napon bez opterećenja: 0,5V

Zaštita od opterećenja: 250V DC/AC rms

## Test dioda i povezivanja krugova

Simbol	Opis	Napomena
→	Na zaslonu se prikaže približan napon diode u smjeru prema naprijed	Napon bez tereta: 1,5 V
•))	Ugrađena zuljaka signalizira da je otpor krugu manji od 30 Ω	Napon bez tereta: 0,5 V

Zaštita od opterećenja: 250V DC/AC rms

Za test povezanih krugova: Kada je otpor između 30 Ω i 100 Ω, zuljica se može ali ne mora čuti.

## Mjerjenje napona

- Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) za mjerjenje napona u rupicu "INPUT".
- Kružnim prekidacem namjestite vrstu mjerog napona  $\text{V}_\text{IL}$  ili  $\text{V}_\text{IL}$ . Odaberite mjerjenje u auto rasponu (na zaslonu je prikazan natpis AUTO) ili pritiškom na tipku RANGE u odgovarajućem rasponu očekivane vrijednosti napona.

3. Pri ručnom namještanju i nepoznate vrijednosti napona uvijek namjestite najviši raspon.

Kada se tijekom mjerjenja u ročno namještenom rasponu na zaslonu pojavi simbol "OL", neophodno je prebaciti na viši raspon.

4. Prikupljuće mjerne vrhove na izvor napona.

Vrijednost napona koju se mjeri prikaže se na zaslonu. Kada se radi o jednakom napunu te je crveni mjerni vrh na polu plus, naznačuje se pozitivna vrijednost napona. U protivnom se na zaslonu prikaze znak minus. Kada je raspon napona mali vrijednost napona može se prikazivati nestabilno. Mjerni vrhovi su u tom slučaju priključeni na izvor napona. To je normalna pojava i ne utječe na mjerjenje.

Nikada multimetrom ne mjerite napon koji prelazi raspon 600V DC ili 1100V AC.

⚠️ Kada se raspon od 600V prekorači, odmah prestanite mjeriti. U protivnom slučaju: prijeti oštećenje multimetra i ozljeda električnom strujom.

## Mjerjenje struje

1. Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha za mjerjenje struje manje od 200 mA u rupicu "INPUT". Kada je raspon mjerene struje u granici 200 mA do 10 A, uključite crveni mjeri vrh u rupicu "10A".

2. Kružnim prekidacem namjestite vrstu mjerene struje u rasponu 200 mA do 10 A, uključite crveni mjeri vrh u rupicu "10A".

3. Pri ručnom namještanju i nepoznatoj vrijednosti struje uvijek namjestite najviši raspon, koji smjeru čak dok se ne prikaže pripadajuću vrijednost struje. Kada se na zaslonu pojavi simbol "OL", neophodno je prebaciti na viši raspon.

4. Pomoći tipke FUNC odaberite mjerjenje jednake ili izmjenične struje.

5. Odaberite mjerjenje u auto rasponu (na zaslonu je prikazan natpis AUTO) ili pritiškom na tipku RANGE u odgovarajućem rasponu očekivane vrijednosti napona.

6. Prikupljuće mjerne vodiče s vrhovima u seriju na mjereni strujni krug.

Vrijednost mjerene struje prikaže se na zaslonu. Kada se radi o jednakoj struci te je crveni mjerni vrh na polu plus, naznačuje se pozitivna vrijednost struje. U protivnom se na zaslonu prikaze znak minus.

⚠️ Nikada ne mjerite aparatom struju tamo gdje je napon bez opterećenja u otvorenom krugu visi od 250 V. Mjerjenje struje kada je napon bez opterećenja visi može voditi do oštećenja aparata (pregorjeti osigurač, električno pranjeњe) ili do ozljede električnom strujom!

Prije mjerjenja uvijek se uvjerite da koristite ispravan raspon mjerjenja!

## Mjerjenje struje (klijesta za mjerjenje – oprema po izboru za EM420A, B)

Za mjerjenje jednake struje neophodno je koristiti klijesta za mjerjenje DC, za mjerjenje izmjenične struje klijesta za mjerjenje AC.

1. Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha u rupicu "INPUT".

2. Prebacite u raspon .

3. Odaberite mjerjenje jednake ili izmjenične struje tipkom FUNC.

4. Odaberite mjerjenje u auto rasponu (na zaslonu je prikazan natpis AUTO) ili pritiškom na tipku RANGE u odgovarajućem rasponu očekivane vrijednosti struje.

5. Pri ručnom namještanju i nepoznatoj vrijednosti struje uvijek namjestite najviši raspon, koji se postepeno smanjuje sve dok se ne prikaže pripadajuća vrijednost struke. Kada se na zaslonu pojavi simbol "OL", neophodno je prebaciti na viši raspon.

6. Mjerjenje klijestama izvodite tako da mjereni vodiči ukucate u sredinu klijesta. U jednom trenutku može se mjeriti samo jedan vodič.

Vrijednost mjerene struje prikaže se na zaslonu. Kada se radi o jednakoj struci te je crveni mjerni vrh na polu plus, naznačuje se pozitivna vrijednost struje. U protivnom se na zaslonu prikaze znak minus.

Napomena: Izjednačenje razlike pri mjerjenju osjetljivosti:

a) Osjetljivost mjerena klijestama je 0,1/A, 0,1mV. Kada koristite prilagođena klijesta, onda je navedena vrijednost ista sa izmjerrenom vrijednošću.

b) Kada koristite klijesta cija osjetljivost nije 0,1/A, 0,1mV, trebali bi se pomnožiti vrijednošću koja je određena klijestima koja se koriste, tako da vrijednost odgovara izmjerenoj vrijednosti.

⚠️ Ne dirajte rukom ni drugim dijelom tijela mjereni krug

## Mjerjenje otpora

1. Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha otpora u rupicu "INPUT".

2. Prebacite u raspon  $\Omega$ – mjerjenje otpora

3. Odaberite auto ili ručno mjerjenje tipkom RANGE. Kada mjerite u ručno namještenom rasponu te se na zaslonu pojavi simbol "OL", neophodno je prebaciti na viši raspon.

4. Prikupljuće mjerne vrhove na mjereni objekt (otporni).

Vrijednost mjerjenog otpora prikaže se na zaslonu. Pri mjerjenju otpora s vrijednošću višom od 1 MΩ neophodno je sačekati nekoliko sekundi da se mjerena vrijednost stabilizira.

kada krug nije zatvoren pojavi se simbol "OL" kao pri prekoracenu rasponu.

⚠️ Prije mjerjenja otpora uvjerite se da li je mjereni objekt isključen od napajanja i da su svi kondenzatori savsim prazni.

## Mjerjenje kapaciteta (samo model EM420B)

1. Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha za mjerjenje kapaciteta u rupicu "INPUT".

2. Kružnim prekidacem odaberite raspon 1000µF, 20µF ili nF.



3. Odaberite auit ili ručno mjerjenje pomoći tipke RANGE.

4. Prikupljuće mjerje vrhove na mjereni objekt (kondenzator). Kada se recimo radi o elektrolytikom kondenzatoru, postupite pri mjerjenju polaritet. (crveni mjeriti kabel treba biti priključen na plus kondenzatora, crni na negativni pol kondenzatora).

Vrijednost mjerog kapaciteta prikaže se na zaslonu.

Kada je raspon kapaciteta mali vrijednost kapaciteta može se prikazivati nestabilno. Ispitne pipalice u tom slučaju nisu bile priključene na objekte (kondenzatora). Radi se o normalnoj pojavi koja ne utječe na mjerjenje.

### Test povezanosti krugova

- Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha za mjerjenje povezanosti krugova u rupicu "INPUT".
- Odaberite kružnim prekidačem raspon .
- Pomoći tipke FUNC odaberite mjerjenje povezanosti krugova – na zaslonu se prikaže simbol .
- Prikupljuće mjerje pipalice na izvor napona. Ako je otpor mjerog kruga manji od 30 Ω oglasi se zujalica.

### Mjerjenje dioda

- Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha za mjerjenje dioda u rupicu "INPUT".
  - Odaberite kružnim prekidačem raspon .
  - Pomoći tipke FUNC odaberite mjerjenje dioda i na zaslonu se prikaže simbol .
  - Stavite crvenu ispitnu pipalicu na anodu dole te crnu ispitnu pipalicu stavite na katodu diodu.
- U smjeru naprijed se na zaslonu prikaže približna vrijednost napona. Ako je polaritet prebačen na zaslonu se prikaže natpis "OL"

### Mjerjenje tranzistora (pojačanje)

- Odaberite kružnim prekidačem raspon  $h_{FE}$ .
- Uključite redukciju za mjerjenje tranzistora u rupice COM (minus) i INPUT (plus) prema sliz. 2. Pazite na ispravno priključenje!
- Prije mjerjenja utvrdite da li se radi o tipu tranzistora s prijelazom NPN ili PNP te odredite bazu, emitor i kolektor. Stavite izvore tranzistora u označene rupice u redukciji. Približna vrijednost pojačanja tranzistora  $h_{FE}$  prikazat će se na zaslonu.

### Mjerjenje temperature

- Odaberite kružnim prekidačem raspon Temp
- Odaberite jedinicu temperature °C ili °F pomoći tipke FUNC.
- Uključite crnu žlu (minus) u rupicu COM i crvenu žlu (plus) sonde temperature tipa K u rupicu INPUT.
- Oprezno stavite žlu sonde temperature na mjereni predmet. Predmet ne smije biti ispod napona te pazite na rotirajuće dijelove raznih dijelova uređaja. Za kratko će se izmjeriti temperatura pojavitati na zaslonu.

### Mjerjenje baterija (samo model EM420A, C)

- Uključite žlu crnog (negativnog) mjerog vodiča s vrhom u rupicu "COM" i kraj crvenog (pozitivnog) mjerog vrha za mjerjenje baterija u rupicu "INPUT".
- Kružnim prekidačem odaberite raspon 1,5 V, 3 V ili 9 V prema tipu baterije koju želite mjeriti.
- Stavite ispitne pipalice na bateriju koju želite mjeriti. Pazite na polaritet. Na zaslonu se prikaže vrijednost napona baterije.

### Automatsko isključivanje

Multimeter se automatski isključi nakon 15 minuta neaktivnosti. Prije automatskog isključenja multimeter se nekoliko puta oglasi. Isključi se do 1 minute uz dulji zvučni signal. Multimeter se uključuje pritisnom na blizu tipku ili okretanjem kružnog prekidača raspona.

Kada nakon automatskog isključenja **[DATA]** pritisnete tipku funkcija automatskog isključenja se isključi.

### Izmjena baterija

Kada se na zaslonu prikaže simbol prazne baterije, baterija se mora zamjeniti. Za izmjenu koristite odvijač odgovarajuće veličine (manji tip može ostetišti bravici) i polako okrećite za 90° bravicom pokrova baterije na zadnjoj strani multimetera (vidi sl. 3). Pri uporabi: grubije sile prijeti oštećenje okretnje bravice. Slabe baterije promijenite za nove s propisanim parametrima. Preporučamo koristiti kvalitetne alkalne baterije.

## DE MULTIMETER EM420B



Bevor Sie EM420B zu benutzen beginnen, lesen Sie sorgfältig diese Bedienungsanweisung. Es sind drin besonders wichtige Passagen hervorgehoben, die die Grundsätze der Arbeitssicherheit mit diesem Gerät behandeln. Dadurch vermeiden Sie einen möglichen durch Strom verursachten Unfall oder die Beschädigung des Gerätes.

Der Multimeter wurde in Übereinstimmung mit der Norm IEC-61010, die sich auf in die Kategorie (CAT II 600V), in die Sicherheitsklasse II fallende elektronische Messgeräte bezieht, und für die Verunreinigungsebene 2 entworfen.

### ⚠ HINWEIS

Beachten Sie insbesondere folgende Anweisungen:

- Bevor Sie den Multimeter zu benutzen beginnen, prüfen Sie vorsichtig, ob das Gerät nicht beschädigt ist. Sollten Sie auf dem Körper des Gerätes eine offensichtliche Beschädigung finden, führen Sie keine Messungen durch! Vergewissern Sie sich, ob

Pazite na polaritet umetnutih baterija. Nakon izmjene baterija nametnite pokrov i bravici pažljivo okremitre.

⚠ Prije izmjene baterije ispitne pipalice moraju se isključiti od mjerog kruga ili uređaja.

### Zamjena osigurača

Kada se u multimetu rastopi osigurač, većinom se to dogodi zbog lošeg rukovanja. Osigura uvijek mijenjate za isti tip sa istim parametrima: F 250 mA/250V bra reakcija. Osigura se nalazi ispod pokrova baterija. Nakon izmjene pokrov baterije pažljivo nametnite i zatvorite.

⚠ Prije izmjene osigurača ispitne pipalice moraju se isključiti od mjerog kruga ili uređaja.

### Upotreba za održavanje multimetra

#### ⚠ Upozorenje

Ne trudite se multimeter popravljati ili na bilo koji način mijenjati ako nije kvalificiran za istu djelatnost te ako nemate na raspodjeljivanju potrebne instrumente za kalibriranje. Pazite da u unutarnjim dio multimetra ne uđe voda – tako će spriječiti ozljedu električnom strujom!

• Prije nego otvorite pokrov multimetra, izvucite ispitne pipalice iz kruga za ispitivanje.

• Redovito čistite tijelo multimetra vlažnom krpicom i finim sredstvom za čišćenje (sapunom). Čišćenje izvodite kada je multimeter isključen i uglašen.

• Za čišćenje ne koristite otapala ili brusna sredstva!

• Kada multimeter ne koristite dulje vrijeme, isključite ga i izvadite baterije.

• Multimeter ne čuvajte na mjestima s visokom vlagom i temperaturom ili u sredini gdje je jako magnetsko polje!

• Kad mijenjate sigurnosni osigurač uvjerite se da li je novi osigurač istog tipa i raspona kao izvorni osigurač. Osigurač (F250mA/250V), tip F, Ø 5 x 20 mm.

### Oprema

1 kom naputak

1 par mjeri vrhovi

1 kom topkinska sonda tipa K

1 kom redukcija za mjerjenje tranzistora

1 kom bravica pokrova baterije

### Informacije na zadnjoj strani multimetra:

Multimeter je izveden u skladu s normom IEC-1010 koja se odnosi na elektronske mjerne aparate te se ubrajuju u kategoriju (CAT II 600V), u sigurnosnu klasu II i za razinu zagadjenja 2.

#### Upozorenje ⚠⚠

Prije uporabe pročitajte pažljivo naputak. Prije otvaranja multimetra izvucite mjerne kablove iz rupica. Tako će se spriječiti nesretni slučaj električnom strujom.

### Upozorenje

Za stalnu zaštitu od opterećenja koristite osigurač propisane struje i napona

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključivo djecu), kod kojih tjelesna, čulna ili mentalna nesposobnost ili nedostatak iskustva i znanja sprječava sigurno korištenje uređaja, ukoliko nisu pod nadzorom ili ako nisu dobili upute u svezi uporabe istog uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Neophodan je nadzor djece, kako bi se osiguralo da se s uređajem ne igraju.

Ne bacati električne aparate, prijenosne baterije i akumulatorke kao neklasificirani komunalni otpad, koristite sabirna mjesta za klasificirani otpad.



Za aktualne informacije o sabirnim mjestima kontaktirajte mjesne uredove. Ukoliko se električni uređaji odložite na mjestu sa otpadom, tvari mogu ulaziti u podzemne vode, ući u prehrabeni lanac te ostetići vaše zdravlje i ugodnost.

Izjava o saglasnosti je bila izdata za ovaj proizvod.

Tehnička pomoć se može dobiti kod dobavljača

EMOS spol. s.r.o.,

Sířava 295/17,

750 02 Přerov I-Město

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

13.8.2005

die Oberfläche des Multimeters nicht verkratzen und die seitlichen Verbindungen nicht gelockert sind.

• Prüfen Sie auch die Isolation auf den Messsonden. Bei einer Beschädigung der Isolation droht die Unfallgefahr durch Strom. Beschädigte Messsonden dürfen nicht verwendet werden!

• Messen Sie weder Spannung über 600 V noch Strom über 10 A!

• Messen Sie den Strom nicht, wenn die Leerlaufspannung im geöffneten Kreis höher als 250 V ist.



- Die „COM“ Klemme muss jeweils an die Bezugsmesserde angeschlossen sein.
- Falls Sie abnormale Messergebnisse feststellen, benutzen Sie den Multimeter nicht. Es kann sich um die unterbrochene Sicherung handeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was die Defektursache ist, setzen Sie sich mit der Servicezentrale in Verbindung.
- Messen Sie mit den Multimeter keine höheren Spannungen (und Ströme) als an der vorderen Tafel des Multimeters vermerkt sind. Es droht die Unfallgefahr durch Strom und die Beschädigung des Multimeters!
- Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob der Multimeter korrekt arbeitet. Testen Sie den Kreis, bei dem Sie seine Stromgrößen kennen.
- Bevor Sie den Multimeter an den Kreis anschließen, bei dem Sie die Strommessung beabsichtigen, schalten Sie die Versorgung des jeweiligen Kreises aus.
- Der Multimeter darf in Umgebungen mit hohen Temperaturen, hoher Verstaubung und Feuchtigkeit nicht verwendet und gelagert werden. Es wird auch nicht empfohlen, das Gerät in einer Umgebung zu benutzen, wo ein starkes magnetisches Feld auftreten kann oder wo es Explosions- oder Brändegefahr droht.
- Bei der Erneuerung der Multimeterbestandteile (z.B. Batterien, Sicherungen) sind jeweils Ersatzteile desselben Typs und analoger Spezifikationen zu verwenden. Führen Sie den Wechsel beim ab- und ausschalten des Multimeters durch.
- Die Innenkreise des Multimeters dürfen auf keine Art geregt werden!
- Achten Sie auf erhöhte Vorsichtshaltung bei höheren Spannungsmessungen als 30 V AC rms, 42 V SPitzenspannungen oder 60 V DC. Es droht die Unfallgefahr durch Strom!
- Wenn Sie Messspitzen verwenden, überzeugen Sie sich, dass Sie sie mit der Hand erst hinter der Fingerschutzvorrichtung klemmen.
- Trennen Sie die Messspitzen vom getesteten Kreis, bevor Sie die Abdeckung des Multimeters öffnen.
- Führen Sie keine Messdurchgang, wenn das Verdeck des Multimeters entfernt oder gelockert ist.
- Wechseln Sie die Batterie, sobald auf dem Display die Warnanzeige der Batterieladung erscheint. Widrigfalls kann es zur Situation kommen, wo die anschließend durchgeführten Messungen ungern sein werden. Das kann zu verzerrten oder falschen Messergebnissen und dem darauf folgenden Unfall durch Strom führen!
- Die CAT II Kategorie ist für die Messung der Kreise von Niederspannungsanlagen bestimmt. Benutzen Sie den Multimeter zur Messung der in die Kategorien II und IV fallenden Bereiche!

#### △ Hinweis

Benutzen Sie den Multimeter EM420B lediglich so, wie unten spezifiziert ist. Sonst kann es zur Beschädigung des Gerätes oder Ihrer Gesundheit kommen. Beachten Sie folgende Anweisungen:

- Bevor Sie die Widerstand-, Dioden- oder Strommessung durchführen, trennen Sie die Kreise von den Energiequellen und entladen Sie Hochspannungskondensatoren.
- Vergewissern Sie sich vor der Messung, ob der Kreisschalter des Messbereichs in der richtigen Position eingestellt ist. Auf keinen Fall führen Sie irgendwelche Änderungen im Messbereich (durch das Drehen des Kreisschalters der Messprogramme) während des Messverlaufs durch! Es könnte zur Beschädigung des Geräts kommen.
- Wenn Sie Strom messen, überprüfen Sie die Sicherung des Multimeters und schalten Sie die Kreisversorgung aus, bevor Sie den Multimeter daran anschließen.

~	Wechselstrom (AC)
⎓	Gleichstrom (DC)
⎓\~	Wechsel- oder Gleichstrom
⏚	Erdung
□	Doppelisolation
→	Diode
☒	Sicherung
°C	Einheit °C
°F	Einheit °F
[MAX]	Aufzeichnung des Maximalwerts
[DATA]	Aufzeichnung der angezeigten Angabe
⌚	Kontinuitätstest
⚡	Messung mittels der Zange (optional)
AUTO	Automatischer Bereich
🔋	Entladene Batterie

⚠	Hinweis
⚠	Unfallgefahr durch Strom
CE	Konformitätserklärung (CE)

⚠ - auf die Unfallgefahr durch Strom hinweisendes Symbol

⚠ - Warnungssymbol für das Gefahrenrisiko. Widmen Sie Ihre erhöhte Aufmerksamkeit den Passagen in der Anweisung, wo dieses Zeichen verwendet ist!

## Beschreibung des Geräts

Der Multimeter EM420B stammt von der Reihe der Kompaktgeräte mit einem 3,5 Ziffernanzeiger, die für die Gleichstrom- und Wechselspannungs-, Gleichstrom-, Widerstand-, Kapazitäts- (nur EM420B), Temperaturmessung, Dioden- und Batterietester (nur EM420A) und die Klangproben der Leistungsfähigkeit und der Kreise bestimmt sind. Der Multimeter ist mit verlängerter Dauer des Maximalwerts und der angezeigten Angabe ausgestattet. Er zeigt die Überschreitung des Bereichs an und verfügt über die Funktion der automatischen Abschaltung. Der Multimeter gewährt den Überlastungsschutz und informiert über einen niedrigen Batteriestand. Die ideale Benutzung des Multimeters EM420B erfolgt z.B. in Werkstätten, Laboratorien und Haushalten.

## Frontansicht des Multimeters

1 **Display** - es zeigt 3,5 Ziffern und das Anzeigemaximum ist 1999

2 **Umschalter der Bereichmessung** - automatische Einstellung der Bereiche, wenn Sie Spannung, Strom, Widerstand und Kapazität messen. Im Modus des automatischen Bereichs steht auf dem Display die Aufschrift AUTO.

Zwecks der Wahl oder der Beendigung des manuellen Bereichmodus:

a) Die Taste RANGE betätigen

Der Multimeter geht in den manuellen Modus über und das AUTO-Symbol erlischt. Bei jeder weiteren Betätigung der RANGE-Taste wird der Bereich erweitert. Nach dem Erreichen des größten Bereichs geht er erneut zurück zum kleinsten Bereich über.

b) Für die Beendigung des manuellen Modus muss für 2 Sekunden die RANGE-Taste betätigt werden. Der Multimeter geht in den automatischen Modus über und auf dem Display erscheint die Aufschrift AUTO.

3 **Die Taste FUNC** - schaltet die Wechsel- oder Gleichstrommessung, bei der Temperaturmessung die Einheiten in °C oder °F. Durch die FUNC-Taste wird die Diodenmessung oder der Leitfähigkeitswert der Kreise gewählt.

4 **Ausschalter des Multimeters** - er wird durch das Drücken ein- oder ausgeschaltet

5 **Funktions- und Bereichschalter** - er wählt die erwünschte Funktion und den Soll-Bereich

6 **Buchse „10A“** - für das Endstück des roten (positiven) Messleiters mit der Strommessspitze im Strombereich 10 A AC/DC.

7 **Die „COM“-Buchse** - für das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit Spitze.

8. **INPUT-Buchse** - für das Endstück des roten (positiven) Messleiters mit der Spannungs-, Widerstand-, Kapazitäts- oder Strommessspitze bis 200 mA.

9 **\* Taste der Displayhintergrundbeleuchtung** - durch das Drücken lange Halten erfolgt die Hintergrundbeleuchtung. Die Hintergrundbeleuchtung erlischt automatisch nach 15 Sekunden oder sie kann erneut durch das 2 Sekunden lange Halten der Taste ausgeschaltet werden.

10 **Taste DATA** - nach der Betätigung kommt es zum Aufhalten des eben gemessenen Werts und auf dem Display erscheint die Aufschrift [DATA]. Drücken Sie nach dem Abschluss wieder die Taste und die Aufschrift erlischt.

11 **Taste [MAX]** - nach der Betätigung wird die Aufschrift bzw. Anzeige [MAX] stehen. Nach der wiederholten Betätigung der Taste wird die Funktion aufgehoben und die Anzeige erlischt.

In manchen Bereichen ist die Funktion der Höchstwertaufzeichnung unerreichbar.

## Technische Parameter

Display: LCD, 1999 (3,5 Ziffern) mit automatischer Polaritäts-indikation

Messmethode: absteigende Doppelintegration A/D durch den Wandler

Lesegeschwindigkeit: 2-3x pro Sekunde

Arbeitstemperatur: 0 °C bis 40 °C < 75 %

Lagerungstemperatur: -10 °C bis 50 °C, Relativfeuchtigkeit < 85 %

Versorgung: 3x 1,5V AAA

Sicherung: F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm

Schwache Batterie: Anzeige mittels des Batteriesymbols auf dem Display

Anzeige der Bereichüberschreitung: Anzeige der „OL“-Nummer auf LCD

Messungskategorie: CAT II (600 V)

Abmessungen, gewicht: 158 x 75 x 35 mm, 200 g (Batterien beigelegt)

## Messgenauigkeit

Die Genauigkeit ist über einen Zeitraum von 1 Jahr seit der Kalibrierung des Geräts bei 18 °C ± 28 °C, bei der Relativfeuchtigkeit bis 75 % gegeben und hat die Form  $\pm (\%)$  aus dem Bereich) + (niedrigste gültige Ziffern)



## Gleichstromspannung (DC)

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
200 mV	0,1 mV	±(0,8 % + 5)
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(0,8 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1 % + 5)

Eingangsimpedanz: 10 MΩ  
Überlastungsschutz: 600V DC/AC rms  
(Bereich 200 mV: 250V DC/AC rms)

⚠ Höchststeigungsspannung: 600 V DC

## Wechselspannung (AC)

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	±(1 % + 5)
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	±(1,2 % + 5)

Eingangsimpedanz: 10 MΩ  
Frequenzbereich: 40 Hz bis 400Hz  
Überlastungsschutz: 600 V DC/AC rms  
Anmerkung: Es ist der dem kalibrierten effektiven Sinusverlauf entsprechende Durchschnittswert.

⚠ Max. Eingangsspannung: 600 V AC rms

## Gleichstrom

Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,2 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(2 % + 10)
10 A	0,01 A	

Überlastungsschutz: Bereich µA und mA: Sicherung F 250 mA L 250 V  
Bereich 10 A ungesichert durch eine Sicherung  
Höchststeigungsstrom: INPUT-Buchse max. 200 mA  
Buchse 10 A max. 10 A  
(bei der Strommessung größer als 5 A; die Messlänge hat höchstens 15 Sekunden zu betragen und die nächste Messung ist erst nach 15 Minuten zu wiederholen)  
Spannungsabfall: Bereich 200 µA, 20 mA und 2 A: 20mV  
Bereich: 2000µA, 20mA und 10A: 200mV

⚠ Die Höchstspannung im geöffneten Messkreis muss ≤ 250 V betragen.

## Wechselstrom

Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
200 µA	0,1 µA	
2000 µA	1 µA	±(1,5 % + 5)
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	±(3 % + 10)
10 A	0,01 A	

Überlastungsschutz: Bereich µA a mA: Sicherung F 250 mA L 250 V  
Bereich 10A ungesichert durch eine Sicherung  
Höchststeigungsstrom: INPUT-Buchse max. 200 mA  
Buchse 10 A max. 10 A  
(bei der Strommessung größer als 5 A; die Messlänge hat höchstens 15 Sekunden zu betragen und die nächste Messung ist erst nach 15 Minuten zu wiederholen)  
Spannungsabfall: Bereich 200 µA, 20 mA und 2 A: 20 mV

Bereich: 2000 µA, 20 mA und 10A: 200mV

Frequenzbereich: 40 Hz bis 400Hz

Anmerkung: Es ist der dem kalibrierten effektiven Sinusverlauf entsprechende Durchschnittswert.

⚠ Die Höchstspannung im geöffneten Messkreis muss ≤ 250 V betragen ≤ 250 V.

## Gleichstrom (Zangenmessung – optionales Zubehör für EM420A, B)

	Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
Messung	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,2 % + 5)
Messung	1000 A	1 mV/1 A	±(1,2 % + 5)

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

Höchststeigungsspannung: 200 mV

## Wechselstrom (Zangenmessung – optionales Zubehör für EM420A, B)

	Rozsah	Auflösung	Genaugigkeit
Messung	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,5 % + 5)
Messung	1000 A	1 mV/1 A	±(1,5 % + 5)

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

Höchststeigungsspannung: 200 mV

Frequenzbereich: 40 Hz až 400Hz

Anmerkung: Es ist der dem kalibrierten effektiven Sinusverlauf entsprechende Durchschnittswert.

## Widerstand

Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Leerlaufspannung: 0,25 V

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

## Temperatur

Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(1 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

## Batterietest (für das Modell EM420A,C)

Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	Auf der Display wird die ungefähre Batteriespannung angezeigt
9 V	0,01 V	

Überlastungsschutz: Bereich 1,5 V a 3 V: Sicherung F 250 mA L 250V

Bereich 9 V: 250V DC/AC rms

Laststrom: Bereich 1,5V: ungefähr 50 mA

Bereich 3 V: ungefähr 30 mA

Bereich 9 V: ungefähr 12 mA

## Kapazität

Bereich	Auflösung	Genaugigkeit
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 µF	0,001 µF	±(5 % + 5)
20 µF	0,01 µF	
200 µF	0,1 µF	±(8 % + 10)

Überlastungsschutz: Bereich 200µF und 1000µF: ohne Sicherung

Sonstige Bereiche: Sicherung F 250 mA L 250V

Leerlaufspannung: 0,5 V

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

## Test der Dioden und der Kreiskontinuität

Symbol	Beschreibung	Anmerkung
→↔	Auf dem Display erscheint die ungefähre Diodenspannung in der durchlässigen Richtung	Spannung ohne Belastung: 1,5 V
•↔)	Der eingebaute Summer signalisiert, dass der Widerstand im Kreis kleiner als 30 Ω ist	Spannung ohne Belastung: 0,5 V

Überlastungsschutz: 250 V DC/AC rms

Für den Test der Kreiskontinuität: Wenn der Widerstand zwischen 30Ω und 100Ω liegt, kann der Summer lauten, muss aber nicht.



## Spannungsmessung

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück des roten (positiven) Messleiters für die Messung der Spannung in die „INPUT“-Buchse.
- Stellen Sie mit dem Kreisschalter die Art der Messspannung  $\text{V}_d$  oder  $\text{V}_u$  ein. Wählen Sie die Messung im Auto-Bereich (auf dem Display steht die Aufschrift AUTO) oder durch die Betätigung der RANGE-Taste im entsprechenden Bereich des vorgesehenen Spannungswerts.
- Stellen Sie bei der manuellen Einstellung und beim unbekannten Spannungswert jeweils den größten Bereich ein.  
Sollte bei der Messung im manuell eingestellten Bereich auf dem Display das Symbol „OL“ erscheinen, dann muss auf einen höheren Bereich umgeschaltet werden. Der Wert der Messspannung erscheint auf dem Display. Falls es sich um die Gleichstromspannung handelt und die rote Messspitze auf dem Plus-Pol steht, wird er als positiver Spannungswert angezeigt. Widrigfalls erscheint auf dem Display das Minuszeichen.  
Bei einem kleinen Spannungsbereich kann der Spannungswert unstabil angezeigt werden. Die Messspitzen wurden in diesem Fall an die Spannungsquelle nicht angeschlossen. Das ist eine normale Erscheinung und hat auf die Messung keinen Einfluss.

Messen Sie mit dem Multimeter niemals eine Spannung, die den Bereich von 600V DC oder 600V AC überschreitet.

**⚠ Brechen Sie die Messung bei der Überschreitung des 600 V Bereichs sofort ab. Widrigfalls drohen eine Mutimeterbeschädigung und ein durch Strom verursachter Unfall.**

## Strommessung

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze für die Strommessung unter 200 mA in die „INPUT“-Buchse. Sofern der Strommusbereich im Bereich 200 mA bis 10 A liegt, schließen Sie die rote Messspitze an die „10A“-Buchse an.
- Stellen Sie mit dem Kreisschalter den Bereich des Messstroms in  $\mu\text{A}$ ,  $\text{mA}$  oder  $\text{A}$  ein.
- Stellen Sie bei der manuellen Einstellung und beim unbekannten Stromwert jeweils den größten Bereich ein und reduzieren Sie ihn bis zur Anzeige des entsprechenden Stromwerts. Sollte auf dem Display das Symbol „OL“ erscheinen, dann muss auf einen höheren Bereich umgeschaltet werden!
- Wählen Sie mit der FUNC-Taste die Messung des Gleich- oder Wechselstroms.
- Wählen Sie die Messung im Auto-Bereich (auf dem Display steht die Aufschrift AUTO) oder durch die Betätigung der RANGE-Taste im entsprechenden Bereich des vorgesehenen Stromwerts.
- Schalten Sie die Messleiter mit Spitzern serial mit dem gemessenen Stromkreis. Der Wert des Messstroms wird auf dem Display angezeigt. Wenn es sich um den Gleichstrom handelt und die rote Messspitze auf dem Plus-Pol steht, wird er als positiver Stromwert angezeigt. Widrigfalls erscheint auf dem Display das Minuszeichen!

**⚠ Messen Sie mit dem Gerät niemals das Strom dort, wo die Leerlaufspannung im geöffneten Kreis höher als 250 A. Die Strommessung bei einer höheren Leerlaufspannung könnte zur Beschädigung des Geräts (Abrennen der Sicherung, elektrische Entladung) gegebenenfalls zum durch Strom verursachten Unfall führen!  
Vergewissern Sie sich jeweils vor der Messung, dass Sie den richtigen Messbereich verwenden!**

## Strommessung (Messzange)

### - optionales Zubehör für EM420A, B)

Für die Gleichstrommessung ist die DC-Messzange, für die Wechselstrommessung ist die AC-Messzange zu verwenden.

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze in die „INPUT“-Buchse.
- Schalten Sie in den Bereich um.
- Wählen Sie mit der FUNC-Taste die Messung des Gleich- oder Wechselstroms.
- Wählen Sie die Messung im Auto-Bereich (auf dem Display steht die Aufschrift AUTO) oder durch die Betätigung der RANGE-Taste im entsprechenden Bereich des vorgesehenen Stromwerts.
- Stellen Sie bei der manuellen Einstellung und beim unbekannten Stromwert jeweils den größten Bereich ein und reduzieren Sie ihn bis zur Anzeige des entsprechenden Stromwerts. Sollte auf dem Display das Symbol „OL“ erscheinen, dann muss auf einen höheren Bereich umgeschaltet werden!
- Die Zangenmessung wird so durchgeführt, dass der gemessene Leiter nach Einrasten in der Mitte der Zange ist. Zu einem Augenblick kann nur ein Leiter gemessen werden.

Der Strommusbereich wird auf dem Display angezeigt. Falls es sich um die Gleichstromspannung handelt und die rote Messspitze auf dem Plus-Pol steht, wird er als positiver Stromwert angezeigt. Widrigfalls erscheint auf dem Display das Minuszeichen.

Anmerkung: Vereinigung der Abweichung bei der Empfindlichkeitsmessung:

- Die Empfindlichkeitsmessung mittels der Zange ist  $0,1 \text{ A}/0,1 \text{ mV}$ . Falls Sie eine angepasste Zange verwenden, dann ist der angegebene Wert mit dem gemessenen Wert identisch.

- Bei der Verwendung einer Zange, deren Empfindlichkeit keine  $0,1 \text{ A}/0,1 \text{ mV}$  beträgt, sollten sie mit dem Wert multipliziert werden, der durch diese verwendete Zange bestimmt ist, damit der Wert dem Messwert entspricht.

**⚠ Berühren Sie weder mit der Hand noch mit einem anderen Körperteil den gemessenen Kreis!**

## Widerstandsmessung

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Widerstandsmessspitze in die „INPUT“-Buchse.
- Schalten Sie in den Bereich  $\Omega$  um – Widerstandsmessung
- Wählen Sie Auto oder die manuelle Messung mit der Taste RANGE. Sollten Sie im manuell eingestellten Bereich messen und auf dem Display „OL“ erscheinen, ist es nötig, auf einen höheren Bereich umzuschalten.
- Schließen Sie die messspitzen an das Messobjekt (Widerstand) an.  
Der Wert des gemessenen Widerstands erscheint auf dem Display. Bei der Widerstandsmessung mit einem höheren Wert als  $1 \text{ MO}$  ist es nötig ein paar Sekunden abzuwarten, bis sich der gemessene Wert stabilisiert.

Beim nicht geschlossenen Kreis erscheint das Symbol „OL“ wie beim Überschreiten des Bereichs.

**⚠ Vergewissern Sie sich vor der Widerstandsmessung, ob das gemessene Objekt von der Versorgung abgeschaltet ist und alle Kondensatoren völlig entladen sind.**

## Kapazitätsmessung (nur Modell EM420B)

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze für die Kapazitätsmessung in die „INPUT“-Buchse.
- Wählen Sie mit dem Kreisschalter den Bereich  $1000\text{pF}$ ,  $20\text{pF}$  oder  $n\text{F}$ .
- Wählen Sie Auto oder die manuelle Messung mittels der RANGE-Taste.
- Schließen Sie die Messspitzen an das Messobjekt (Kondensator) an. Sofern es sich z.B. und einen elektrolytischen Kondensator handelt, halten Sie beim Messen die Polarität ein. (Das rote Messkabel sollte an den Plus-Kondensator, das schwarze an den Negativ-Pol des Kondensators angeschlossen werden).  
Der Wert der gemessenen Kapazität wird auf dem Display angezeigt.  
Bei einem kleinen Kapazitätsbereich kann der Kapazitätswertunstabil angezeigt werden. Die Messspitzen wurden in diesem Fall an das Objekt (Kondensator) nicht angeschlossen. Das ist eine normale Erscheinung und hat auf die Messung keinen Einfluss.

## Test der Kreiskontinuität

- Schließen Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze für die Kreiskontinuitätsmessung in die „INPUT“-Buchse.
- Wählen Sie mit dem Kreisschalter den Bereich  $\bullet\bullet\bullet$ .
- Wählen Sie mit der FUNC-Taste die Kreiskontinuitätsmessung und auf dem Display erscheint das Symbol  $\bullet\bullet\bullet$ .
- Schließen Sie die Messspitzen an den gemessenen Kreis an. Ist der Widerstand des gemessenen Kreises kleiner als  $300\Omega$ , wird der Summer ausgelöst.

## Diodenmessung

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze für die Diodenmessung in die „INPUT“-Buchse.
- Wählen Sie durch den Kreisschalter den Bereich  $\rightarrow\leftarrow$ .
- Wählen Sie mit der FUNC-Taste die Diodenmessung und auf dem Display erscheint das Symbol  $\rightarrow\leftarrow$ .
- Schließen Sie die rote Messspitze an die Anode der Diode und die schwarze Messspitze an die Kondektode der Diode an.  
Die ungefähre Spannung in der durchlässigen Richtung erscheint auf dem Display. Beim Umpolen erscheint auf dem Display die Aufschrift „OL“.

## Transistormessung (Verstärkung)

- Wählen Sie mit dem Kreisschalter den  $\text{h}_{FE}$ -Bereich.
- Schalten Sie die Reduktion für die Transistormessung in die COM (Minus) und INPUT (Plus) Buchsen anhand der Abbildung 2. Beachten Sie den korrekten Anschluss!
- Stellen Sie vor der Messung fest, ob es sich um den Transistorotyp mit dem NPN- oder PNP-Übergang handelt, und bestimmen Sie die Basis, den Strahler und den Kollektor. Stecken Sie die Transistorausführungen in die gekennzeichneten Löcher in der Reduktion.  
Der ungefähre Wert der Transistorverstärkung  $\text{hFE}$  erscheint auf dem Display.

## Temperaturmessung

- Wählen Sie mit dem Kreisschalter den Temp-Bereich
- Wählen Sie die Temperatureinheit °C oder °F mit der FUNC-Taste.
- Schalten Sie das schwarze Endstück (Minus) in die COM-Buchse und das rote Endstück (Plus) der Wärmesonde vom Typ K in die INPUT-Buchse.
- Legen Sie die Ende der Wärmesonde an den gemessenen Gegenstand. Der Gegenstand darf nicht unter Spannung sein und beachten Sie rotierende Teile verschiedener Anlagen. Die gemessene Temperatur erscheint gleich auf dem Display.

## Batteriemessung (nur Modell EM420A, C)

- Schalten Sie das Endstück des schwarzen (negativen) Messleiters mit der Spitze in die „COM“-Buchse und das Endstück der roten (positiven) Messspitze für die Batteriemessung in die „INPUT“-Buchse.



2. Stellen Sie mit dem Kreisschalter den Bereich 1,5V, 3V oder 9Vj nach Batterietyp ein, den Sie messen wollen.
3. Schalten Sie die Messspitzen an die Batterie an, die Sie messen möchten. Die Polarität ist einzuhalten. Auf dem Display erscheint der Wert der Batteriespannung.

### Automatische Ausschaltung

Der Multimeter wird nach 15 Minuten Untätigkeit automatisch ausgeschaltet. Vor dem automatischen Ausschalten piept der Multimeter ein paar Mal. Das Ausschalten folgt innerhalb von 1 Minute und es wird ein einem längeren Piepsen begleitet.

Der Multimeter wird durch die Betätigung irgendeiner Taste oder das Drehen des Kreisschalters der Bereiche eingeschaltet.

Sollten Sie die Taste **[DATA]** nach dem automatischen Ausschalten drücken, wird die Funktion der automatischen Ausschaltung abgeschaltet.

### Batteriewechsel

Wird auf dem Display das Symbol angezeigt, ist es nötig, die Batterie zu wechseln. Benutzen Sie für den Batteriewechsel einen Schraubenzieher der entsprechenden Größe (ein kleinerer Typ kann das Schloss beschädigen) und drehen Sie vorsichtig um 90° das Schloss des Batterieverdecks auf der Rückseite des Multimeters (siehe Abb. 3). Bei Aufleitung einer groben Kraft droht eine Beschädigung des Drehschlusses. Wechseln Sie schwache Batterien gegen neue mit vorgeschriebenen Parametern. Wir empfehlen, alkalische Qualitätsbatterien zu benutzen. Die Polarität der eingelegten Batterien ist zu beachten. Setzen Sie nach dem Batteriewechsel das Verdeck und drehen Sie sorgfältig das Schloss.

⚠️ Vor dem Batteriewechsel müssen die Messspitzen vom gemessenen Kreis oder von der Anlage getrennt werden.

### Sicherungswechsel

Wenn es im Multimeter zum Abschmelzen der Sicherung kommt, ist es meistens durch eine fehlerhafte Bedingung verursacht.

Wechseln Sie die Sicherung jeweils gegen denselben Typ mit denselben Parametern: F 250 mA L 250V, schnelle Reaktion.

Die Sicherung befindet sich unter dem Batterieverdeck. Setzen Sie das Batterieverdeck nach dem Wechsel sorgfältig auf.

⚠️ Vor dem Sicherungswechsel müssen die Messspitzen vom gemessenen Kreis oder von der Anlage getrennt werden.

### Anweisungen zur Wartung des Multimeters

#### ⚠️ Hinweis

Versuchen Sie nicht, den Multimeter zu reparieren oder irgendwie zu korrigieren, wenn Sie für eine solche Tätigkeit nicht qualifiziert sind und wenn Ihnen keine erforderlichen Kalibrierungsgeräte zur Verfügung stehen.

Achten Sie darauf, dass ins Multimeterinnere kein Wasser eindringt - so vermeiden Sie eine Stromunfall!

- Bevor Sie das Multimeterverdeck öffnen, trennen Sie die Messspitzen vom getesteten Kreis.
- Reinigen Sie den Körper des Multimeters mit einem feuchten Tuch und einem feinen Waschmittel (Surfactant). Die Reinigung ist lediglich beim ausgeschalteten und getrennten Multimeter durchzuführen.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungs- oder Schleifmittel!

- Falls Sie den Multimeter über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, schalten Sie ihn aus und nehmen Sie Batterien heraus.
- Bewahren Sie den Multimeter an Stellen mit großer Feuchtigkeit und Temperatur oder in der Umgebung, wo starkes magnetisches Feld besteht!
- Vergewissern Sie sich beim Wechsel der Sicherung, dass die neue Sicherung von denselben Typ und derselben Spanne wie die Originalsicherung ist. Sicherung: (F250mA/250V), Typ F, Ø 5 x 20 mm.

### Zubehör

- 1 Stück Anweisung
- 1 Paar Messspitzen
- 1 Stück Wärmesonde vom Typ K
- 1 Stück Reduktion für die Messung von Transistoren
- 1 Stück Schloss des Batterieverdecks

### Informationen auf der Rückseite des Multimeters:

Der Multimeter wurde in Übereinstimmung mit der Norm IEC-61010 entworfen, die sich auf die Kategorie CAT II 600V, in die Sicherheitsklasse II und für die Verschmutzungsebene 2 fallende elektronische Messgeräte beziehen.

#### ⚠️ Warnung

Lesen Sie vor der Benutzung sorgfältig die Anweisung. Trennen Sie vor dem Öffnen des Multimeters die Messschläuche von den Buchsen. So vermeiden Sie einen möglichen Stromunfall.

#### ⚠️ Warnung

Für den kontinuierlichen Überlastungsschutz ist die Sicherung mit dem vorgeschriebenen Strom und Spannung zu verwenden.

Das Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzu-reichen-de Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicherer Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden. Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen aber Sammelstellen für sortierten Abfall benutzen. Durch richtige Entsorgung des Produkts verhindern Sie negativen Einfluss auf die Gesundheit und die Umwelt. Material-recycling trägt dem Umweltschutz bei. Mehr Informationen über das Recycling dieses Produkts gibt Ihnen die Gemeindebehörde, Unternehmen für die Hausmüllverarbeitung oder die Verkaufsstelle, in der Sie es gekauft haben.



13.8.2005

Auf das Produkt ist eine Gleichheitserklärung herausgegeben

Die technische Hilfe können Sie beim Lieferanten einholen:

EMOS spol. s.r.o.,  
Síťava 295/17,  
750 02 Přerov I-Město

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

## UA МУЛЬТИМЕТР EM420B



Перед тим, як почнете користуватися EM420B, дбайливо прочитайте цю інструкцію для обслуговування. У ній, зокрема підкреслені важливі пасажі, які трактують Зippo основну техніку безпеки при користуванні цим приладом. Таким чином, можливо запобігти травмам від електричного струму чи пошкодженням приладу. Мультиметр був запропоновано відповідно з нормою IEC-61010, що відноситься до електронних вимірювальних приладів та підлягає категорії (CAT II 600V), до класу безпеки II та до рівня забруднення 2.

~	змінний струм (AC)
■■■	постійний струм (DC)
~~	змінний чи постійний струм
±	заземлення
□	подвійна ізоляція
→	діод
—	запобіжник
°C	одиниця °C
°F	одиниця °F
MATCH	запис максимальної величини
[DATA]	запис викорінених даних
♪	тест зв'язку
KEY	вимірювання за допомогою кліщів (на вибір)
AUTO	автоматичний діапазон

	роздріжена батарея
	попередження
	небезпека травми електричним струмом
	дикарація про згоду (CE)

⚠️ символ, попереджуючий про небезпеку травми електричним струмом.

⚠️ символ застереження, небезпечної ризику. Приділайте високу увагу пасажам у інструкції, де цей знак використаній!

### ⚠️ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Дайте зокрема послідовнічим інструкціям:

- Перед тим, як почнете мультиметром користуватися, уважно перевірте, чи прилад не пошкоджений. Якщо на корпусі приладу виявите явні пошкодження, не проводите жодних вимірювань! Перевірте, чи поверхні мультиметру не пошкоджані вимірювальними зонами. При пошкодженні ізоляції загрожує небезпечність травми електричним струмом. Не користуйтесь пошкодженими вимірювальними зонами!
- Також перевірте ізоляцію на вимірювальних зонах. При пошкодженні ізоляції загрожує небезпечність травми електричним струмом. Не користуйтесь пошкодженими вимірювальними зонами!
- Забороняється вимірювати напругу вищу ніж 600 Вт, чи струм вищий ніж 10 А!
- Забороняється вимірювати струм, якщо напруга вхолосту у роз'єднаному контурі вища ніж 250 Вт.



- Клема „COM“ повинна завжди бути приєднана до функціонального заземлення.
- Ящо виявите нестандартні високовимірювання, мультиметр не використовуйте. Може бути переварений запобіжник. Якщо Ви неевенені у причині дефекту, контактуйте з сервісний пункт.
- Забороняється мультиметром вимірювати вищу напругу (та струм), ніж яка вказана на передній панелці мультиметру. Загрожує небезпека травми електричним струмом та пошкодження мультиметру!
- Перед користуванням перевірте, чи мультиметр правильно працює. Зробіть тест контура, у якого знаете його електричні параметри.
- Перед тим, як мультиметр підключіть до контуру, у якому хочите вимірюти струм, відключіть живлення даного контуру.
- Не використовуйте та не зберігайте мультиметр в середовищах з високою температурою, де порох та вологість. Також, не рекомендуємо користуватися приладом у середовищі, де може існувати сильне магнітне поле, чи де загрожує небезпека вибуху чи пожежі.
- При заміні запасних частин мультиметру (наприклад батареї, запобіжника), використовуйте завжди запчастини однакового типу та специфікації. Заміну робить коли виключені та відключені мультиметр.
- Забороняється змінювати та переробляти внутрішні контури мультиметру!
- Дайте на півднішній міру передстороги при вимірюванні напруги вищої ніж 30 Вт AC rms, 42 Вт вищого рівня, чи 60 Вт DC. Загрожує небезпека травми електричним струмом!
- Коли користуєтесь вимірювальними наконечниками, пересвідтеся, що рукою стиснені аж де закінчуються пальці.
- Перед тим, як зніміте кришку мультиметру, відключіть вимірювальні наконечники від тестованих контурів.
- Не вимірюйте, коли кришка мультиметру знята, чи якщо розхитана.
- Вимірюйте батареї, тільки тоді, коли на дисплеї зобразиться попереджуючий індикатор розрядження батареї. У цьому разі може статися, що проведені вимірювання будуть не точними. Це може привести до не точних неправдивих результатів вимірювання та наслідку цого, до травми електричним струмом!
- Категорія CAT II призначена для вимірювання контуру низьковапругових установок. Мультиметр не використовуйте для вимірювання межі, що підлягають категорії III та IV!

#### ⚠ Застереження

Мультиметр EM420B користується тільки так, як це нижче специфіковано. У іншому випадку може дійти до пошкодження приладу чи Вашого здоров'я. Дотримуйтесь послідувачі інструкції:

- Перед тим, як проведете вимірювання контуру, діодів чи струму, контури відключіть від джерела енергії та розрідіть високовапругові конденсатори.
- Перед вимірюванням переконайтесь, що круговий перемікач діапазону вимірювання, установленій в правильному положенні. У жодному разі, не проводите жодних змін у вимірювальному діапазоні (поверненням кругового перемікача програми вимірювання) на протязі вимірювання! Цим може прилад зіспускатися.
- Коли будете вимірювати струм, перевірте запобіжник мультиметру та вимініть живлення контуру перед тим, ніж підключите до нього мультиметр.

#### Описання приладу

Мультиметр EM420B відноситься до ряду компактних приладів з 3,5 цифровим дисплеєм, котрі призначенні для вимірювання постійної та змінної напруги, постійного струму, опору, потужності (тильки EM420B), температури, тестів діодів, тесту батареї (тильки EM420A) та виробованою звукопроводністю та контурами. Мультиметр вміщає притриманням максимальної величини та зображену дію. Індикатор перевищення вимірювального діапазону. Має функцію автоматичного вимірювання. Мультиметр надає охорону від перевантаження та інформацію про низький стан батареї. Наїкраща використання мультиметру EM420B наприклад в цехах, лабораторіях та у домашньому господарстві.

#### Вигляд передньої сторони мультиметру

- 1 **Дисплей** – зображує 3,5 цифри та максимум зображення з 1999
- 2 **Перемикач вимірювання діапазонів** – автоматичне встановлення діапазонів, коли вимірюєте напругу, струм, опір та потужність. У режимі автоматичного діапазону на дисплеї зображені надписи AUTO.

Для вибору чи закінчення вручну режиму діапазону:

- a) Натисніть кнопку RANGE

Мультиметр перейде на ручний режим та символ AUTO зникне. Після кожного наступного стиснення RANGE, підівіщеться діапазон. Після досління максимального діапазону, знову повернеться у найнижчий діапазон.

- b) Після закінчення режиму вручну, стисніть кнопку RANGE на 2 секунди. Мультиметр повернеться у автоматичний режим, та на дисплеї зобразиться надпис AUTO.

3 **Кнопка FUNC** – перемикає вимірювання змінного чи постійного струму, при вимірюванні температурної одиниці в °C чи °F. Кнопкою FUNC вибирається вимірювання діодів чи тест провідності контуру.

4 **Вимикач мультиметра** – стисненням вимикається чи вимикається.

5 **Перемикач функції та діапазонів** – вибирається Базова функція та діапазон.

6 **Гніздо „10A“** – для наконечника червоного (позитивного) вимірюючого провідника з наконечником для вимірювання струму у струмовому діапазоні 10 A AC/DC.

7 **Гніздо „COM“** – для наконечника чорвоного (негативного) вимірюючого провідника з наконечником

8 **Гнізда „INPUT“** – для наконечника червоного (позитивного) вимірюючого провідника з наконечником для вимірювання напруги, опору, потужності чи струму до 200 mA.

9 **\* кнопка підсвічування дисплея** – стисненням на протязі 2 секунд, розвісить підсвічування. Підсвічування автоматично погасне після 15 секунд, чи іого можливо знову вимкнути стисненням кнопки на протязі 2 секунд.

10 **Кнопка DATA** – після стиснення зафіксується вимірювана величина, та на дисплеї зобразиться надпис [DATA]. Після закінчення знову зтисніть кнопку а надпис зникне.

11 **Кнопка MAX/H** – після стиснення автоматично буде зазначатися максимальна величина та на дисплеї буде надпис [MAX/H]. Після повторного стиснення кнопки, функція зупиняється а надпис зникне.

У деяких діапазонах функція запису максимальної величини не доступна.

#### Технічні параметри

Дисплей: LCD, 1999 (3,5 цифровий) з автоматичним показником полярності.

Метод вимірювання: подвійний зникучий показник A/D передвідіком.

Швидкість читання: 2-3 рази за секунду.

Робоча температура: від 0 °C до 40 °C <75 %.

Температура зберігання: від -10 °C до 50 °C, відносна вологість < 85 %.

Живлення: 3x 1,5V AAA.

Запобіжник: F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm.

Слача батарея: показник з допомогою символу батареї на дисплеї.

Показник перевищення діапазону: зображення номера „OL“ на LCD

Категорія вимірювання: CAT II (600 V)

Розміри, вага: 158 x 75 x 35 mm, 200 g (прикладені батареї)

#### Точність вимірювання

Точність діється строком на один рік від калібрації приладу від 18 °C до 28 °C при відносній вологості до 75 % та має форму:  $\pm(0,8\% + 5)$  дійсні цифри]]

#### Постійна напруга (DC)

Діапазон	Диференції	Точність
200 mV	0,1 mV	$\pm(0,8\% + 5)$
2 Вт	0,001 Вт	
20 Вт	0,01 Вт	$\pm(0,8\% + 5)$
200 Вт	0,1 Вт	
600 Вт	1 Вт	$\pm(1\% + 5)$

Вхідний импеданс: 10 MΩ

Охорона від перевантаження: 600 Вт DC/AC rms  
(діапазон 200 mV: 250V DC/AC rms)

△ Максимальна вхідна напруга: 600 Вт DC

#### Змінна напруга (AC)

Діапазон	Диференції	Точність
2 Вт	0,001 Вт	
20 Вт	0,01 Вт	$\pm(1\% + 5)$
200 Вт	0,1 Вт	
600 Вт	1 Вт	$\pm(1,2\% + 5)$

Вхідний импеданс: 10 MΩ

Частотний діапазон: від 40 Hz до 400 Hz

Охорона від перевантаження: 600 Вт DC/AC rms

Помітка: Це є середня величина, що відповідає калібраційному ефективному синусовому проходження

△ Максимальна вхідна напруга: 600 Вт AC rms

#### Постійний струм

Діапазон	Диференції	Точність
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	$\pm(1,2\% + 5)$
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	$\pm(2\% + 10)$
10 A	0,01 A	

Охорона від перевантаження:

Діапазон 1A а мА: запобіжник F 250 mA L 250 V

Діапазон 10 A незаобезпечений запобіжником

Максимальний вхідний струм: Гніздо INPUT макс. 200 mA

Гніздо 10 A макс. 10 A

(при вимірюванні струму сильнішого

ніж 5 A; час вимірювання повинен бути



максимально 15 секунд та наступні вимірювання повторяти тільки після 15 хвилин.)
Падіння напруги: діапазон 200 мА, 20 mA та 2 A: 20mV
Діапазон: 2000μA, 200mA та 10A: 200mV

Δ Максимальна напруга у роз'єднаному вимірюючому контурі повинна бути ≤ 250 Вт.

### Перемінний струм

Діапазон	Диференції	Точність
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	±(3 % + 10)

Охорона від перевантаження:

Діапазон μA та mA: запобіжник F 250 mA L 250V

Діапазон 10A незабезпечений запобіжником

Максимальний вхідний струм: Гніздо INPUT макс.: 200 mA

Гніздо 10 A макс 10 A

(під час міряння вищого струму ніж 5A; час вимірювання максимально повинен бути 15 секунд та наступні вимірювання повторяти тільки після 15 хвилин)

Падіння напруги:

діапазон 200 μA, 20 mA та 2 A: 20 mV

діапазон: 2000 μA, 200 mA та 10A: 200mV

Частотний діапазон:

від 40 Hz до 400Hz

Помітка: Це є середня величина, що відповідає калібраційному ефективному сучасному проходженню

Δ Максимальна напруга у роз'єднаному вимірюючому контурі повинна бути ≤ 250 Вт.

### Постійний струм (вимірювання кліщами – обладнання на вибір для ЕМ420A, В)

	Діапазон	Диференції	Точність
вимірювання	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,5 % + 5)
вимірювання	1000 A	1 mV/1 A	±(1,2 % + 5)

Охорона від перевантаження: 250 Вт DC/AC rms

Максимальна входна напруга: 200 mV

### Перемінний струм (вимірювання кліщами – обладнання на вибір для ЕМ420A, В)

	Діапазон	Диференції	Точність
вимірювання	200 A	0,1 mV/0,1 A	±(1,5 % + 5)
вимірювання	1000 A	1 mV/1 A	±(1,5 % + 5)

Охорона від перевантаження: 250Вт DC/AC rms

Максимальний вхідний струм: 200 mV

Частотний діапазон: від 40 Hz до 400Hz

Помітка: Це є середня величина, що відповідає калібраційному ефективному сучасному проходженню

### Опір

Діапазон	Диференції	Точність
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Напруга вхолості: 0,25 Вт

Охорона від перевантаження: 250 Вт DC/AC rms

### Температура

Діапазон	Диференції	Точність
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4) 0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3) 400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4) 50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3) 750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Охорона від перевантаження: 250 Вт DC/AC rms

### Тест батареї (для моделі ЕМ420A,C)

Діапазон	Диференції	Funkcie
1,5 Вт	0,01 Вт	
3 Вт	0,01 Вт	На дисплей зобразиться приблизна напруга батареї
9 Вт	0,01 Вт	

Охорона від перевантаження:

Діапазон 1,5 Вт та 3 Вт: запобіжник F 250 mA L 250Vt

Діапазон 9 Вт: 250Вт DC/AC rms

Струм навантаження: діапазон 1,5Вт: приблизно 50 mA

діапазон 3 Вт: приблизно 30 mA

діапазон 9 Вт: приблизно 12 mA

### Потужність

Діапазон	Диференції	Точність
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 μF	0,001 μF	±(5 % + 5)
20 μF	0,01 μF	
200 μF	0,1 μF	
1000 μF	1 μF	±(8 % + 10)

Охорона від перевантаження: Діапазон 200μF та 1000μF: без захисту

Інші діапазони: захист: F 250 mA L 250Vt

Напруга вхолості: 0,5 Вт

Охорона від перевантаження: 250 Вт DC/AC rms

### Тест діоду та сполучення контурів

	Опис	Помітка
►	Надисплей зобразиться приблизна напруга діода у прямому направленні	напруга без навантаження: 1,5V
•))	Вставлений зумер сигналує, що опір в контурі є менший ніж 30 Ω	напруга без навантаження: 0,5 V

Охорона від перевантаження: 250 Вт DC/AC rms

Для тесту сполучення контурів:

Коли опір є між 30Ω та 100Ω, зумер звучить, але також і не мусить звучати.

### Вимірювання струму

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірюючого провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник червоного (позитивного) провідника для вимірювання напруги у гніздо "INPUT".
2. Круговим перемикачем наставте вид вимірювальної напруги **U** чи **V**. Виберіть вимірювання у відповідному, (на дисплей зобразиться надпис AUTO) чи списку кнопки RANGE у відповідному діапазоні чеканки величини напруги.
3. Під час ручного встановлення, та при не знайомі величині напруги, завжди встановіть максимальний діапазон. Якщо при вимірюванні в рукою наставному діапазоні, на дисплей зобразиться символ "OL", необхідно перемикнути на вищий діапазон.
4. Підключіть вимірювальні наконечники до вимірювального джерела напруги. На дисплей зобразиться величина вимірювальної напруги. Якщо говориться не постійній напругі, і червоний вимірювальний наконечник знаходиться на plus полі, показується як позитивна величина напруги. У протилежному випадку на дисплей зобразиться знак minus.
5. При малому діапазоні напруги, величина напруги може зображенням не стабільно. Вимірювальні наконечники у цьому випадку не були приднані до джерела напруги.
- Це являється нормальним явищем та немає впливу на вимірювання.
- Ніколи мультиметром не вимірюйте напругу, которая перевищує діапазон 600Вt чи 600В AC.
- Δ При перевищенні діапазону 600 Вт моментально перервіть вимірювання. У іншому випадку може пошкодитися мультиметр та може статися травма електричним струмом.
6. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірюючого наконечника для вимірювання струму меншого ніж 200 mA у гніздо "INPUT". Якщо діапазон вимірювального струму знаходитьться у межах від 200 mA до 10 A вставте червоний вимірювальний наконечник у гніздо "10A".
7. Круговим перемикачем наставте вид вимірювального струму **mΑ**, **tΑ** чи **A**.
8. Під час встановлення в ручку, та при не знайомі величині струму, завжди встановіть максимальний діапазон, который знижуйте аж до зображення відповідної величини струму. Якщо на дисплей зобразиться символ "OL", необхідно перемикнути на вищий діапазон.
9. Кнопкою FUNC виберіть вимірювання постійного чи перемінного струму.
10. Виберіть вимірювання в автодіапазоні (на дисплей зображені надпис AUTO) чи списком кнопки RANGE у відповідному діапазоні приблизну величину струму.



6. Підключіть вимірюючі провідники з наконечниками, у серію з вимірюючим струмом контура.

На дисплей зобразиться величина вимірюючого струму. Якщо говориться про постійний струм, і чорвоний вимірюючий наконечник знаходиться на плюс полі, показується як позитивна величина струму. У протилежному випадку на дисплей зобразиться знак мінус.

**⚠ Забороняється приладом вимірювати струм там, де напруга вхолосту у відкритому контурі вища ніж 250 Вт. Вимірювання струму при вищій напрузі вхолосту, може запричинити пошкодження приладу (згорання запобіжника, електричного розрідження), чи причинити травму електричним струмом!**

**Перед вимірюванням завжди переконайтесь, чи використовуєте правильний діапазон вимірювання!**

## Вимірювання струму (вимірювальні кілці – обладнання на вибір для EM420A, B)

Для вимірювання постійного струму, необхідно використати вимірювальні DC кілці, для вимірювання перенімного струму, вимірювальний АС кілці.

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірювального провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник чорвоного (позитивного) провідника для вимірювання струму у гніздо "INPUT".

2. Переключіть у діапазон

3. Виберіть вимірювання постійного чи перенімного струму кнопкою FUNC.

4. Виберіть вимірювання в автодіапазоні (на дисплеї зображені надпис AUTO), чи стисненням кнопки RANGE у відповідному діапазоні бажану величину струму.

5. Під час встановлення вручну та при незадовільній величині струму, завжди встановіть максимальний діапазон, котрій знижується як до зображення відповідної величини струму. Якщо на дисплеї зобразиться символ "OL", необхідно перемінути на вищій діапазон!

6. Вимірюванням кілцями виконайте так, щоб вимірювальний провідник після захоплення знаходився в середині кілці. Одним вимірюванням можливо вимірювати тільки один провідник.

На дисплей зобразиться величина вимірювального струму. Якщо говориться про постійний струм, і чорвоний вимірюючий наконечник знаходиться на плюс полі, показується як позитивна величина струму. У протилежному випадку на дисплей зобразиться знак мінус.

Помітка: Сполучення відхилення при вимірюванні чутливості

a) Чутливість вимірювання за допомогою кілці є 0,1A/0,1mV. Якщо використовуєте пристосовані кілці, тоді паспортна величина буде однакова як вимірювання величини.

b) При користуванні кілцями, чутливість котрих є лише 0,1A/0,1mV, потрібно помножити на величину, яку призначена кілцам, котрі були використані, щоб величина була відповідною вимірюванням величини.

**⚠ Не торкайте рукою чи іншою частиною тіла, вимірювального контура.**

## Вимірювання опору

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірювального провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник чорвоного (позитивного) провідника для вимірювання опору у гніздо "INPUT".

2. Переключіть у діапазон О – вимірювання опору.

3. Виберіть вимірювання AUTO чи механічним способом, кнопкою RANGE. Якщо вимірюєте механічним способом встановленням діапазону 1 на дисплеї зобразиться символ "OL", необхідно переключіти на вищий діапазон.

4. Підключіть вимірювальні наконечники до об'єкту вимірювання (опору).

На дисплей зобразиться величина вимірювального опору. При вимірюванні опору з величиною вищою ніж 1MΩ, необхідно кілька секунд почекати, щоб вимірювання стабілізувалася.

При незакритому контурі зобразиться символ "OL", як при перевищенні діапазону.

**⚠ Перед вимірюванням опору переконайтесь, чи вимірюючий об'єкт відключені від джерела живлення, чи всі конденсатори повністю розряджені.**

## Вимірювання потужності (тільки модель EM420B)

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірювального провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник чорвоного (позитивного) провідника для вимірювання потужності у гніздо "INPUT".

2. Круговим перемикачем виберіть діапазон 1000μF, 20μF чи nF.

3. Виберіть вимірювання AUTO чи механічне з допомогою кнопки RANGE.

4. Підключіть вимірюючий наконечник до вимірювального об'єкту (кондесаторів). Якщо наприклад говориться про електролітичний конденсатор, при вимірюванні дотримуйтесь полярності, (чорвоний вимірюючий провідник має би бути підключений до плюс конденсатора, чорний до негативного поля конденсатора).

Вимірювання потужності зобразиться на дисплеї. При малому діапазоні потужності, величина потужності може зображення не стабільно. Вимірюючі наконечники у цьому випадку не були підключенні до об'єкту (кондесатора).

Це буде нормальним явищем та немає вплив на вимірювання.

## Тест сполучення контурів

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірювального провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник чорвоного (позитивного) провідника для вимірювання сполучення контурів у гніздо "INPUT"

2. Круговим перемикачем вибиріть діапазон .

3. Кнопкою FUNC, виберіть вимірювання сполучення контурів та на дисплеї зобразиться символ .

4. Підключіть вимірюючі наконечники до вимірювального контура. Якщо опір вимірювального контура менший ніж 30Ω, включиться зумер.

## Вимірювання діодів

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірювального провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник чорвоного (позитивного) провідника для вимірювання діодів у гніздо "INPUT"

2. Круговим перемикачем вибиріть діапазон .

3. Кнопкою FUNC, виберіть вимірювання діодів та на дисплеї зобразиться символ .

4. Підключіть чорвоний вимірюючий наконечник до аноді діоду а чорний вимірюючий наконечник до катоді діоду. Приблизна напруга на пропускному напрямку зобразиться на дисплеї. При перекиданні полярності на дисплеї зобразиться надпис "OL".

## Вимірювання транзисторів (підвищення)

1. Круговим перемикачем вибиріть діапазон  $I_{FE}$ .

2. Вставте редукцію для вимірювання транзисторів у гніздо СОМ (мінус) та INPUT (плюс) згідно малюнка. Увага на правильне підключення!

3. Перед вимірюванням ввійдіть, чи говориться про тип транзистора з переходом NPN чи PNP та виберіть базу, еміттор та колектор. Вставте виводи транзисторів у означенні отворів в редукції.

Приблизна величина транзисторового підсилення  $I_{FE}$  зобразиться на дисплеї.

## Вимірювання температури

1. Круговим перемикачем вибиріть діапазон Temp

2. Виберіть одиницю температури °C чи °F кнопкою FUNC.

3. Вставте чорний наконечник (мінус) у гніздо СОМ та чорвоний наконечник (плюс) температурну сонду типу K у гніздо INPUT.

4. Обережно прикладіть кінці температурної сонди до вимірювального предмета. Предмет неможе бути під напругою, також обережно на руках частини різних обладнання. За декілька хвилин на мірена температура зобразиться на дисплеї.

## Вимірювання батареї (тільки модель EM420A)

1. Вставте наконечник чорного (негативного) вимірювального провідника з наконечником у гніздо "COM" та наконечник чорвоного (позитивного) провідника для вимірювання батареї у гніздо "INPUT".

2. Круговим перемикачем наставте діапазон 1,5 Вт, 3 Вт чи 9 Вт, згідно типу батареї, яку хочете замінити.

3. Підключіть вимірюючі наконечники на батарею, которую хочете вимінити. Дотримуйтесь полярності. На дисплеї зобразиться величина напруги батареї.

## Автоматичне виключання

Мультиметр автоматично виключається після 15 хвилин нечinnості. Перед автоматичним виключанням мультиметр кілька разів подасть сигнал. Мультиметр виключається до однієї хвилини та його супроводить другий сигнал.

Мультиметр виключається стиснанням будь-якої кнопки чи поверненням кругового перемикача діапазонів. Якщо стисніть кнопку DATA після автоматичного виключення, функція автоматичного виключення вибудеться.

## Вимірювання батареї

Якщо на дисплеї зобразиться символ "розрідження батареї", необхідно батарею замінити. Для вимірювання використайте викрутку відповідної величини (менший тип може походить замок) також обережно замок кришки батареї поверніть на 90°, що на задній стороні мультиметру (див. мал. 3). При застосуванні надмірної, сили можите пошкодити поворотний замок. Вимінійте слабі батареї за нові з встановленими параметрами. Рекомендуюмо користуватися якісними лужними батареями. Додержуйте полярність вкладених батареї. Після вимірювання батареї насадіть кришку та дайбайво поверніть замок.

**⚠ Перед вимірюванням батареї, наконечники вимірювання повинні бути відключенні від вимірювального контура чи устаткування.**

## Вимірювання запобіжника

Коли в мультиметрі розглядається запобіжник, це у більшості заподіяно помилкою у обслуговуванні.

Запобіжник вимінійт завжди за одинаковий тип з одинаковими параметрами: F 250 mA L 250Ω, широка реакція.

Запобіжник знаходитьться під кришкою батареї. Після заміни, кришку батареї насадіть та дайбайво закрійте.

**⚠ Перед вимірюванням запобіжника, вимірюючі наконечники повинні бути відключенні від вимірювального контура чи устаткування.**

## Обладнання

1 шт інструкція.

1 пара вимірювальних наконечників.

1 шт. температурна сonda типу K.

1 шт. редукція для вимірювання транзисторів.

1 шт. замок кришки батареї.

## Правила щодо обслуговування мультиметру

### ⚠️ Зауваження

Не пробуйте мультиметр ремонтувати самі чи його як завгодно переобладнавати, для такої чинності не маєте відповідну кваліфікацію та для цього не маєте потрібної калібраційні прилади. Дайте, щоб у внутрішньо частину мультиметру не проникла вода – так можите запобігти травмі електричним струмом!

- Передтим як зінімте кришку мультиметру, відключіть вимірюючу наконечники від тестованого контура.
- Регулярно чистіть корпус мультиметру вологим ганчиркою та відповідним миючим засобом (спонатом). Мультиметр чистіть тільки після виключення та відключення.
- Для чищення не використовуйте розчинники чи шліфувальні засоби!
- Якщо довший час не користується мультиметром, виключіть його та вимініть батареї.
- Мультиметр не зберігайте у місцях з високою вологостю чи високою температурою, чи на місцях, де є сильне магнітнічне поле!
- При вимірюванні безпечнощного запобіжника переконайтесь, чи новий запобіжник є того ж типу та параметрів, як первісний, запобіжник (F250mA/250V), тип F, Ø 5 × 20 mm.

## Інформація на задній стороні мультиметру

Мультиметр був запропонованій відповідно з нормою IEC-61010, що відноситься до електронних вимірюючих приладів, які підлягають категорії (CAT II 600V), до класу безпеки II та до рівня забруднення 2.

### Застереження ⚠️ ⚠️

Перед користуванням прочитайте інструкцію. Перед відкриттям мультиметра вимініть вимірювальні провідники з гнізд. Таким чином можите запобігти травмі електричним струмом.

### Застереження

Для постійної охорони від перевантаження використовуйте запобіжник про відповідний струм та напругу.

Цей пристрій призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова недільність, чи не достаток досвіду та знань забороняє їм безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо це буде проваджено для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за її безпекінсть. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити їх з пристроєм не гратися.

Після закінчення строку служби виріб та батареї не викидайте, як не сортовані побутові відходи, використовуйте місця збору сортованих відходів. Правильно ліквідацією виробу можете запобігти негативним впливам на здоров'я людей і на навколишнє середовище. Переобробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Більш детальну інформацію про переробку цього продукту Вам надасть міська рада, організація по переробці домашніх відходів, або місце, де ви придбали цей виріб.

На виробі була видана Декларація про відповідність.



15.8.2005

Технічна допомога можливо отримати у постачальника:

EMOS spol. s.r.o.,  
Ширкава 295/17,  
750 02 Пржевор L-Město

www.emos.eu

## RO MULTIMETRU EM420B



Inainte de începeră utilizările EM420B citiți cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Sunt subliniate mai ales pasajele importante care tratează regulile de securitate a muncii cu acest aparat. Preveniți, astfel, o eventuală electrocucere sau deteriorarea aparatului.

Multimetru a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-61010 referitoare la aparatelor de măsură electrice din categoria (CAT II 600V), clasa de securitate II și nivelul de poluare 2.

~	current alternativ (AC)
---	current continuu (DC)
—	current alternativ sau continuu
±	priază de pământ
□	izolație dublă
→	diodă
■	siguranță
°C	unități °C
°F	unități °F
MAX	notarea valorii maxime
DATA	notarea valorii afișate
■	testul continuității
●	măsurarea cu ajutorul cleștilor (optional)
AUTO	interval automat
+	baterie descărcată
⚠️	avertizare
⚠️	pericol de electrocucere
CE	declaratie de conformitate (CE)

⚠️ - simbolul avertizează asupra pericolului de electrocucere

⚠️ - simbol de avertizare, riscuri, pericole. Acordați atenție sporită pasajelor din instrucțiunile marcate cu acest simbol!

### ⚠️ AVERTIZARE

Respectați mai ales următoarele indicații:

- Inainte de începerea utilizării multimeterului controlați cu atenție dacă aparatul nu este deteriorat. În cazul constatării deteriorării vizibile pe corpul aparatului,

nu efectuați nici un fel de măsurători! Controlați ca suprafața multimeterului să nu fie zgâriată, iar izolația laterială să nu fie desfăcută.

• Controlați, de asemenea, izolația de pe sondele de măsurare. În cazul deteriorării izolației există pericol de electrocucere. Nu folosiți sondele de măsurare deteriorate.

• Nu măsurăți tensiunea mai mare de 600 V, sau current mai mare de 10 A!

• Nu măsurăți currentul, dacă tensiunea în gol este mai mare de 250 V în circuit decuplat.

• Borna „COM“ trebuie întotdeauna conectată la pământul de referință al măsurării.

• La constatarea unor rezultate de măsurare anormale, nu folosiți multimeterul. Poate fi întreprud siguranță. Dacă nu sunteți siguri de cauza defecțiunii, contactați centru de reparații.

• Nu măsurăți cu multimeter tensiune mai mare (și current), decât sunt indicate pe panoul din față al multimeterului. Există pericol de electrocucere și deteriorarea multimeterului.

• Înainte de utilizare verificați dacă multimeterul funcționează corect. Testați circuitul ale căruia mărimi electrice le cunoașteți.

• Înainte de conectați multimeterul la circuit, al căruia curent intenționat să-l măsurăți, deconectați alimentarea acestui circuit.

• Nu utilizați și nu depozitați multimeterul în mediul cu temperatură ridicată, praf și umiditate. Nu recomandăm utilizarea aparatului în mediul în care ar putea exista un câmp magnetic puternic sau unde există pericol de explozie sau incendiu.

• La înlocuirea pieselor multimeterului (de ex. baterii, siguranțe), folosiți întotdeauna piese de schimb de același tip și specificație. Înlocuirea o efectuați cu multimeterul oprit și deconectat.

• Nu modificați circuitele interne ale multimeterului!

• Acordați atenție sporită la măsurarea tensiunii mari de 30 V AC rms, 42 V valorilor de vîrf sau 60 V DC. Există pericol de electrocucere!

• Dacă folosiți sondele de măsurare, asigurați-vă că le apăcați cu mâna în locul indicat.

• Deconectați sondele de la circuitul verificat înaintea deschiderii carcasei multimeterului.

• Nu efectuați măsurarea dacă capacul multimeterului este îndepărtat sau destrâns.

• Înlocuiți bateriile imediat ce pe ecran apare indicația baterie descărcată în caz contrar se poate ajunge la situația, când măsurarea efectuată ulterior va fi eronată. Aceasta poate duce la rezultate false și deformate ale măsurărilor, având ca urmare accidente prin electrocucere.

• Categorie CAT II este destinată măsurării circuitelor unor aparate de joasă tensiune. Nu folosiți multimeter pentru măsurarea intervalelor incluse în categoria III și IV!

### ⚠️ Avertizare

Folosiți multimeterul EM420B doar cum este specificat mai jos. Altfel se poate ajunge la deteriorarea aparatului sau periclitarea sănătății dumneavoastră. Respectați următoarele instrucțiuni:

- Înainte de efectuarea măsurării rezistenței, diodelor sau curentului, deconectați circuitele de la sursele de energie și descărcați condensatorii de înălță tensiune.
- Înaintea măsurării asigurați-vă că selectorul circular al intervalului de măsurare este în poziție corectă. În nici un caz nu efectuați modificări la intervalul de măsurare (rotind selectorul circular al programelor de măsurare) în timpul măsurării! S-ar putea provoca deteriorarea aparatului.
- Dacă vări măsura curentul, controlați siguranța multimetrului și opriți alimentarea circuitului înainte de conectarea multimetrului.

### Descrierea aparatului

Multimetrul EM420B este din seria aparatelor compacte cu ecran numeric de 3,5 digit, care sunt destinate măsurării tensiunii continue și alternative, rezistenței, capacitații (doar EM420B), temperaturii, testării diodelor, testării bateriei (doar EM420A) și examinării acustice a conductibilității circuitelor. Multimetrul este dotat cu memorie valorii maxime și a valorii aflate. Indică depășirea intervalului măsură.

Apărarea împotriva opririi automate. Multimetrul este dotat cu protecție la suprasarcină și informează despre nivel scăzut al bateriei. Utilizarea ideală a multimetrului EM420B este de ex. în ateliere, laboratoare și în gospodărie.

### Imaginea frontală a multimetrului

1 Ecran – afișează cifre 3,5 digit, și afișarea maximă este 1999

2 Selectorul de măsurare a intervalor – reglare automată a intervalelor, dacă măsurări tensiunea, curentul, rezistența și capacitatea. În regimul intervalului automat pe ecran este afișată indicația AUTO.

Pentru oprirea sau oprirea regimului manual al intervalelor:

a) Apăsați butonul RANGE

Multimetrul trece în regimul manual și simbolul AUTO dispără. La fiecare apăsare RANGE se măreste intervalul. După atingerea intervalului maxim revine la intervalul minim.

b) Pentru oprirea regimului manual țineți butonul RANGE timp de 2 secunde. Multimetrul revine la regimul automat și pe ecran apare indicația AUTO.

3 Butonul FUNC. – selectează măsurarea curentului alternativ sau continuu, la măsurarea temperaturii unitatea ċC sau °F. Cu butonul FUNC se selectează măsurarea diodelor sau verificarea continuității circuitelor.

4 Întrerupătorul multimetrului – prin apăsare pornește sau oprește.

5 Selectorul funcțiilor și intervalor – selectează funcția solicitată și intervalul

6 MuFa „10A” – pentru fișa conductorului roșu (pozitiv) de măsurare cu sonda de măsurare pe intervalul de curent de 10 A AC/DC.

7 MuFa „COM” – pentru fișa conductorului negru (negativ) de măsurare cu sondă.

8 MuFa „INPUT” – pentru fișa conductorului roșu (pozitiv) de măsurare cu sonda de măsurare a tensiunii, rezistenței, capacitații sau curentului până la 200 mA.

9 \* butonul de iluminare a ecranului – ținând apăsat timp de 2 secunde, se obține iluminarea ecranului. Iluminarea se stinge automat după 15 secunde sau se poate întări, ținând apăsat butonul timp de 2 secunde.

10 Butonul DATAH – după apăsare se obține reținerea valorii tocmai măsurate și pe ecran apar inscripția **[DATAH]**. Pentru incetare apăsați din nou butonul și inscripția dispără.

11 Butonul [MAX/D] – după apăsare se va înregistra automat valoarea cea mai mare și pe ecran va fi inscripția **[MAX/D]**. După o nouă apăsare a butonului funcția se anulează și inscripția dispără.

In unele intervale funcția de înregistrare a valorii maxime nu este accesibilă.

### Parametrii tehnici

Ecran:

LCD, 1999 (cifre 3,5) cu indicare automată a polarității

Metoda de măsurare:

integrale dublă descendentează cu convertor A/D

Viteză citirii:

de 2-3x pe secundă

Temperatura de lucru:

0 °C la 40 °C < 75 %

Temperatura de depozitare:

-10 °C – 50 °C, umiditate relativă < 85 %

Alimentare:

3x 1,5V AAA

Siguranță:

F250mA/250V, Ø 5 x 20 mm

Baterie descărcată:

indicație cu ajutorul simbolului bateriei pe ecran

Indicația depășirii intervalului:

afişajul inscripciei „OL” pe LCD

Categoriea de măsurare:

CAT II (600 V)

Dimensiuni:

158 x 75 x 35 mm

Gruțeata:

200 g (batterii incluse)

### Precizia măsurării

Precizia este dată pe durata unui an de la calibrarea apartului de la 18 °C la 28 °C umiditate relativă la 75 % are forma:  $\pm (\% \text{ din interval}) + (\text{cifre minime valabile})$

### Tensiune continuu (DC)

Interval	Rezoluție	Precizie
200 mV	0,1 mV	$\pm (0,8 \% + 5)$
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	$\pm (0,8 \% + 5)$
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm (1 \% + 5)$

Impedanță de intrare:

10 MΩ

Protecție la suprasarcină:

600 V DC/AC rms

(Intervalul 200 mV: 250V DC/AC rms)

### Δ Tensiune de intrare maximă 600 V DC

### Tensiune alternativă (AC)

Interval	Rezoluție	Precizie
2 V	0,001 V	
20 V	0,01 V	
200 V	0,1 V	
600 V	1 V	$\pm (1,2 \% + 5)$

Impedanță de intrare:

10 MΩ

Intervalul de frecvență:

40 Hz – 400Hz

Protecție la suprasarcină:

600 V DC/AC rms

Notă: Este valoarea medie corespunzătoare unde efective calibrate sinusoidale.

### Δ Tensiune de intrare maximă: 600 V AC rms

### Curent continuu

Interval	Rezoluție	Precizie
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm (2 \% + 10)$

Protecție la suprasarcină:

Intervalul μA a mA: siguranță F 250 mA L 250 V

Intervalul 10 A fără siguranță

Curent de intrare maxim: MuFa INPUT max 200 mA; MuFa 10 A max 10 A (la măsurarea curentului mai mare de 5A; durata măsurării trebuie să fie de maxim 15 secunde, iar repetarea măsurării se face după 15 minute)

Cădere tensiunii:

Intervalul 200 μA, 20 mA a 2 A: 20mV

Intervalul: 2000 μA, 200 mA a 10A: 200mV

### Δ Tensiunea maximă în circuitul măsurat decuplat trebuie să fie ≤ 250 V.

### Curent alternativ

Interval	Rezoluție	Precizie
200 μA	0,1 μA	
2000 μA	1 μA	
20 mA	0,01 mA	
200 mA	0,1 mA	
2 A	0,001 A	
10 A	0,01 A	$\pm (3 \% + 10)$

Protecție la suprasarcină:

Intervalul μA a mA: siguranță F 250 mA L 250 V

Intervalul 10A fără siguranță

Curent de intrare maxim: MuFa INPUT max 200 mA; MuFa 10 A max 10 A (la măsurarea curentului mai mare de 5A; durata măsurării trebuie să fie de maxim 15 secunde, iar repetarea măsurării se face după 15 minute)

Cădere tensiunii:

Intervalul 200 μA, 20 mA a 2 A: 20 mV

Intervalul: 2000 μA, 200 mA a 10A: 200mV

Intervalul de frecvență:

40 Hz – 400Hz

Notă: Este valoarea medie corespunzătoare unde efective calibrate sinusoidale.

### Δ Tensiunea maximă în circuitul măsurat decuplat trebuie să fie ≤ 250 V.

### Curent continuu (măsurarea cu clește

### – accesoriu optional pentru EM420A, B)

	Interval	Rezoluție	Precizie
măsurare	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm (1,2 \% + 5)$
măsurare	1 1000 A	1 mV/1 A	$\pm (1,2 \% + 5)$

Protecție la suprasarcină:

250 V DC/AC rms

Tensiune de intrare maximă:

200 mV

### Curent alternativ (măsurarea cu clește

### – accesoriu optional pentru EM420A, B)

	Interval	Rezoluție	Precizie
măsurare	200 A	0,1 mV/0,1 A	$\pm (1,5 \% + 5)$
măsurare	1 1000 A	1 mV/1 A	$\pm (1,5 \% + 5)$

Protecție la suprasarcină:

250 V DC/AC rms

Tensiune de intrare maximă:

200 mV

Intervalul de frecvență:

40 Hz – 400Hz

Notă: Este valoarea medie corespunzătoare unde efective calibrate sinusoidale.

## Rezistență

Interval	Rezoluție	Precizie
200 Ω	0,1 Ω	±(1,2 % + 5)
2 kΩ	0,001 kΩ	
20 kΩ	0,01 kΩ	±(1 % + 5)
200 kΩ	0,1 kΩ	
2 MΩ	0,001 MΩ	±(1,2 % + 5)
20 MΩ	0,01 MΩ	±(1,5 % + 5)

Tensiune în gol: 0,25 V  
Protecție la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

## Temperatură

Interval	Rezoluție	Precizie
-20 °C ~ 1000 °C	1 °C	-20 °C ~ 0 °C ±(5 % + 4)
		0 °C ~ 400 °C ±(1 % + 3)
		400 °C ~ 1000 °C ±(2 % + 3)
0 °F ~ 1800 °F	1 °F	0 °F ~ 50 °F ±(5 % + 4)
		50 °F ~ 750 °F ±(1 % + 3)
		750 °F ~ 1800 °F ±(2 % + 3)

Protecție la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

## Testul bateriilor (pentru modelul EM420A,C)

Interval	Rezoluție	Funcția
1,5 V	0,01 V	
3 V	0,01 V	Pe ecran apare tensiunea aproximativă a bateriei
9 V	0,01 V	

Protecție la suprasarcină: Intervalul 1,5 V a 3 V; siguranță F 250 mA L 250V  
Intervalul 9 V: 250 V DC/AC rms  
Curent de sarcină: Intervalul 1,5V/approximativ 50 mA  
Intervalul 3 V/approximativ 30 mA  
Intervalul 9 V/approximativ 12 mA

## Capacitatea

Interval	Rezoluție	Precizie
20 nF	0,01 nF	±(8 % + 10)
200 nF	0,1 nF	
2 μF	0,001 μF	±(5 % + 5)
200 μF	0,01 μF	
1000 μF	0,1 μF	
		±(8 % + 10)

Protecție la suprasarcină: Intervalul 200 μF a 1000 μF; fără siguranță  
Celelalte intervale: siguranță F 250 mA L 250V  
Tensiune în gol: 0,5 V  
Protecție la suprasarcină: 250 V DC/AC rms

## Testul diodelor și continuitatei circuitelor

Symbol	Descriere	Notă
→	Pe ecran apare tensiune aproxiatativă a diodeli în sensul admis	Tensiune fără sarcină: 1,5 V
•))	Buzzerul inclus semnalizează că rezistența din circuit este mai mică de 30 Ω	Tensiune fără sarcină: 0,5 V

Protecție la suprasarcină: 250 V DC/AC rms  
Pentru testul continuității circuitelor:  
Dacă rezistența este între 300 și 1000, buzzerul poate să sune.

## Măsurarea tensiunii

- Conectați fișa conductorului negru de măsurare (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa conductorului roșu (pozitiv) pentru măsurarea tensiunii în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați tipul tensiunii măsurate  $\text{V}$  sau  $\text{X}$ . Selectați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul corespunzător al valorii de curent preconizate.
- La reglarea manuală și la valoarea necunoscută a tensiunii reglați întotdeauna intervalul maxim. Dacă la măsurarea în intervalul reglat manual pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
- Conectați sondele de măsurare la sursa de tensiune măsurată. Valoarea tensiunii măsurate se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuu și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoare de tensiune pozitivă. În caz contrar pe ecran apare semnul minus. La interval de tensiune scăzut valoarea tensiunii se poate afișa instabil. Sondele de măsurare în acest caz nu au fost conectate la sursa de tensiune. Este un fenomen normal și nu influențează măsurarea.

Cu multimetru nu măsurăți nicicând tensiunea, care depășește intervalul 600V DC sau 600V AC.

Δ Nici dețineți intervalul 600 V încațați imediat măsurarea. În caz contrar riscați deteriorarea multimetrului sau accident de electrocutare.

## Măsurarea curentului

- Conectați fișa conductorului negru de măsurare (negativ) cu sondă în mufa "COM" iar fișa conductorului roșu (pozitiv) la sondă a curentului mai mic de 200 mA în mufa "INPUT". Dacă intervalul curentului măsurat este în limita între 200 mA și 10 A, conectați fișa roșie de măsurare în mufa "10A".
- Cu selectorul circular reglați intervalul curentului măsurat la  $\mu\text{A}$ ,  $\text{mA}$  sau  $\text{A}$ .
- La reglarea manuală și la valoarea necunoscută a curentului reglați întotdeauna la intervalul maxim, pe care îl reduceți până la afișarea valorii corespunzătoare a curentului. Dacă pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
- Cu butonul FUNC selectați măsurarea curentului continuu sau alternativ.
- Reglați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul corespunzător al valorii de curent preconizate.
- Conectați conductorii de măsurare cu sonda în serie cu circuitul curentului măsurat. Valoarea curentului măsurat se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuu și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoare de curent pozitivă. În caz contrar pe ecran apare semnul minus.

Δ Nicidăm nu măsurăți cu acest aparat curentul acolo, unde tensiunea în gol în circuit deschis este mai mare de 250 V. Măsurarea curentului la tensiune în gol mai ridicată nu poate duce la deteriorarea aparatului (arderea siguranței, descărcare electrică) eventual la electrocutare!

Inainte de măsurare asigurați-vă că folosiți intervalul de măsurare corect!

## Măsurarea curentului (clește de măsurat - accesoriu optional pentru EM420A, B)

Pentru măsurarea curentului continuu trebuie folosit clește de măsurare DC, pentru măsurarea curentului alternativ clește AC.

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondel de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- Comutați în intervalul  $\text{mA}$ .
- Selectați măsurarea curentului continuu sau alternativ cu butonul FUNC.
- Reglați măsurarea în intervalul auto (pe ecran este afișată inscripția AUTO) sau prin apăsarea butonului RANGE în intervalul corespunzător al valorii de curent preconizate.
- La reglarea manuală și la valoarea necunoscută a curentului reglați întotdeauna la intervalul maxim, pe care îl reduceți până la afișarea valorii corespunzătoare a curentului. Dacă pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
- Măsurarea cu clește se efectuează astfel, că după închidere conductorul măsurat să fie în mijlocul cleștelui. Într-un moment se poate măsura doar un conductor. Valoarea curentului măsurat se afișează pe ecran. Dacă este vorba despre tensiune continuu și sonda de măsurare roșie este la polul plus, este indicată ca valoare de curent pozitivă. În caz contrar pe ecran apare semnul minus.

Nota: Unificarea abaterii la măsurarea sensibilității

- Aprobarea măsurării cu ajutorul cleștelui este 0,1A/0,1mV. Dacă folosiți clește adaptat, atunci valoarea arătată este egală cu valoarea măsurată.
- B) La folosirea cleștelui a căruia sensibilitate nu este 0,1A/0,1mV, ar trebui înmulțită valoarea rezistență prin utilizarea acestui clește, pentru ca valoarea să corespundă cu cea măsurată.

Δ Nu vă atingeți cu mâna sau altă parte a corpului de circuitul măsurat.

## Măsurarea rezistenței

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondel de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- Comutați în interval  $\Omega$  - măsurarea rezistenței
- Selectați măsurarea auto sau manuală cu butonul RANGE. Dacă măsurăți în interval reglat manual și pe ecran apare simbolul "OL", este necesară comutarea la interval superior.
- Conectați sondele de măsurare la obiectul măsurat (rezistență).

Valoarea rezistenței măsurate se afișează pe ecran. La măsurarea rezistenței cu o valoare mai mare de 1 MΩ trebuie să așteptați câteva secunde, până ce valoarea măsurată se stabilezează.

La circuit deschis apare simbolul "OL" ca la depășirea intervalului.

Δ Înainte de măsurare verificați dacă obiectul măsurat este deconectat de la sursa de alimentare și toate condensatoarele sunt total desărcărate.

## Măsurarea capacitatii (doar model EM420B)

- Conectați fișa conductorului de măsurare negru (negativ) în mufa "COM" și fișa sondel de măsurare roșie (pozitivă) în mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglați intervalul 1000μF, 20μF sau nF.
- Selectați măsurarea auto sau manuală cu ajutorul butonului RANGE.
- Conectați sondele de măsurare la obiectul măsurat (condensator). Dacă este de tip condensator electrostatic, la măsurare respectați polaritatea (cablul de măsurare roșu ar trebui conectat la polul plus al condensatorului, cel negru la polul negativ). Valoarea capacitatii măsurate se afișează pe ecran. La interval mic al capacitatii



valoarea capacitatei se poate afisa instabila. Sondele de masurare sunt in acest caz nu sunt conectate la obiect (condensator). Este un fenomen normal si nu influenteaza masurarea.

## Testul continuitatii circuitelor

- Conectati fisa conductoarului de masurare negru (negativ) cu sonda in mufa "COM" iar fisa rosie (pozitiva) a sondei pentru masurarea continuitatii circuitelor in mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglat intervalul  $\star\star\star$ .
- Cu butonul FUNC alegeti masurarea continuitatii circuitelor, pe ecran se afiseaza simbolul  $\star\star\star$ .
- Conectati sondele de masurare la circuitul masurat. Daca rezistența circuitului masurat este mai mica de 30Ω, buzzerul incepe sa suna.

## Masurarea diodelor

- Conectati fisa conductoarului de masurare negru (negativ) cu sonda in mufa "COM" iar fisa rosie (pozitiva) a sondei pentru masurarea diodelor in mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglat intervalul  $\rightarrow\rightarrow$ .
- Cu butonul FUNC alegeti masurarea diodelor si pe ecran se afiseaza simbolul  $\rightarrow\rightarrow$ .
- Conectati sonda de masurare rosie la anodul diodei si sonda neagra la catodul diodei. Tensiunea aproximativa in directia admisă apare pe ecran. La inversarea polaritatii pe ecran apare inscripția "OL".

## Masurarea tranzistorilor (amplificarea)

- Cu selectorul circular reglat intervalul  $h_{FE}$ .
- Conectati reducerea pentru masurarea tranzistorilor in mufile COM (minus) si INPUT (plus) conform ilustratiei 2. Atentie la conexiunea corecta!
- Inainte de masurare verificati dacă tipul de tranzistor este cu racord NPN sau PNP și stabilitatea baza, emitor și colector. Introduceti ieșirile tranzistorului în orificiile marcate din reducere. Valoarea aproximativa a amplificarii tranzistorului  $h_{FE}$  apare pe ecran.

## Masurarea temperaturii

- Cu selectorul circular reglat intervalul Temp.
- Selectati unitatea de temperatura °C sau °F cu butonul FUNC.
- Conectati fisa conductoarului de masurare negru (minus) și fisa rosie (plus) a sondei de temperatura de tip K in mufa INPUT.
- Aplicati cu atentie capatul sondei de temperatura pe obiectul masurat. Obiectul să nu fie sub tensiune și atentia la partile mobile ale difteritorilor utilaje. Peste o clipă temperatura masurata apare pe ecran.

## Masurarea bateriilor (doar modelul EM420A, C)

- Conectati fisa conductoarului de masurare negru (negativ) cu sonda in mufa "COM" iar fisa rosie (pozitiva) a sondei pentru masurarea bateriilor in mufa "INPUT".
- Cu selectorul circular reglat intervalul 1,5V, 3V sau 9V dupa tipul bateriei, pe care vreti să o masurati.
- Conectati sondele de masurare la bateria pe care doriti să o masurati. Respectati polaritatea. Pe ecran se afiseaza valoarea tensiunii bateriei.

## Oprirea automată

Multimetru se opreste automat după 15 minute de inactivitate. Înainte de oprirea automată multimetru trebuie să dețineți butonul de activare într-un minut însăși de același semn sonor. Multimetru se pornește prin apăsarea oricărui buton sau prin rotirea selectorului circular al intervalului. Dacă apăsați tasta **DATATEK** după oprirea automată, funcția opririi automate se anulează.

## Înlocuirea bateriilor

Dacă pe ecran apare simbolul „baterie descărcată”, trebuie înlocuite bateriile. Pentru aceasta folosiți o surubelniță corespunzătoare (una de tip mic sau putea deteriora lacătul) și răsuștiți ușor cu 90° lacătul capucinii bateriilor din partea din dos a multimetrului (vezi fig. 3). Prin deschidere forțată s-ar putea deteriora lacătul rotitor. Înlocuți bateriile slabe cu cele noi cu parametri stabilii. Recomandăm folosirea bateriilor de călătoare alcăline. După înlocuire fixați capacul prin rotirea lacătului.

$\Delta$  Înaintea înlocuirii bateriei deconectați sondele de masurare de la circuitul sau aparatul masurat.

## Înlocuirea siguranței

Înlocuirea multimetrelui este cauzată de obicei de eroarea utilizatorului. Înlocuiri întotdeauna siguranța cu alta de același tip cu parametri identici: F 250 mA L 250V, reacție rapidă. Siguranța se află sub capacul bateriilor. După înlocuire fixați cu atenție capacul bateriilor.  $\Delta$  Înaintea înlocuirii siguranței deconectați sondele de masurare de la circuitul sau aparatul masurat.

## Accesoriu

- 1 buc instrucțiuni
- 1 pereche sonde de masurare
- 1 buc sonda de temperatură tip K
- 1 buc reducere pentru masurarea tranzistorilor
- 1 buc lacătul capacului bateriilor

## Indicații de întreținere a multimetrului

### Avertizare

Nu încercați să reparați sau să modificați multimetru, dacă nu sunteți calificat pentru o asemenea activitate și nu aveți la dispoziție aparatul de calibrare necesare. Feriți multimetru de pătrunderea apei în interior – evitați, astfel, accidentele de electrocutare!

- Înainte de deschiderea capacului multimetrelui, deconectați sondele de la circuitul testat.
- Curătați regulat corpul multimetrelui cu cărpă umedă și detergent fin. Curățarea o efectuați numai după deconectarea și oprirea multimetrelui..
- Pentru curățare nu folosiți diluant și mijloace abrazive!
- Dacă nu folosiți multimetru timp îndelungat, opriți-l și scoateți bateriile.
- Nu păstrați multimetru în locuri cu umiditate și temperatură ridicată sau în mediu cu câmp magnetic puternic!
- La înlocuirea siguranței asigurați-vă că siguranța nouă este de același tip și interval ca cea originală. Siguranță fuzibilă: (F250mA/250V), tip F, Ø 5 x 20 mm.

## Informații pe partea din dos a multimetrului:

Multimetru a fost proiectat în conformitate cu norma IEC-61010 privitoare la aparatelor de masură electrice din categoria (CAT II 600V), clasa de securitate II și nivelul de poluare 2.

### Avertizare $\Delta\Delta$

Înainte de utilizare studiați instrucțiunile. Înaintea deschiderii multimetrelui deconectați caburile de masurare din mufe. Evitați, astfel, posibile accidente de electrocutare.

### Avertizare

Ca protecție permanentă la suprasarcină folosiți siguranță cu tensiunea și curent stabil.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiență și cunoștințele insuficiente impiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se impiedica joaca lor cu acest aparat.

Nu aruncați produsul uzat nici bateriile la deșeuri comunale nesortate. Folosiți bazele de receptie a deșeurilor sortate. Prin lichidarea corectă a produsului împiedicați impactul negativ asupra sănătății și mediului ambiental. Reciclearea materialelor contribuie la protejarea resurselor naturale. Mai multe informații privind reciclarea acestui produs vi le poate oferi primăria locală, organizațiile de tratare a deșeurilor menajere sau la locul de desfaceri, unde ați cumpărat produsul.



13.8.2005

Pentru acest produs a fost eliberat Certificat de conformitate.

Suptor tehnic puteți obține de la furnizor:

EMOS spol. s.r.o.,  
Šíráva 295/17,  
750 02 Přerov I-Město

[www.emos.eu](http://www.emos.eu)

# LT MULTIMETRAS EM420B

Read this owner's manual thoroughly before use

## WARRANTY

Prije naudojimą būtinai atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

## SAUGUMO INFORMACIJA

Multimetras sukurta laikantis IEC – 1010 standarto elektroniniams matavimo prietaisams su viršutinio kategorija (CAT II 600V) ir 2 radijo taršos lygiu.  
Laikykitės saugumo ir matavimo instrukcijų tam, kad užtikrintumėte saugų naudojimą.

## ELEKTRINIAI SIMBOLIAI

	kintama įtampa (AC)
	nuolatinė įtampa (DC)
	kintama arba nuolatinė įtampa
	Įžeminimas (bendras kontaktas)
	Dviguba izoliacija
	diodas



	Saugiklis
	Celsijaus laipsniai
	Farenheito laipsniai
	Didžiausios reikšmės įsimenamos
	Reikšmės fiksuoja
	Grandinės nepertraukiámumo matavimas
	matavimas su gnybtais (pasirinktinai), praplečia prietaiso pritaikymo galimybes
	Automatinis diapazonas
	Baterijos išskrovusios
	Svarbi saugumo informacija
	pavojinga įtampa
	atitinka ES direktyvų reikalavimus
-	Pažeidimo elektros srove pavojus
	Dėmesio, Pavojinga. Atnkreipkite dėmesį, kai šioje instrukcijoje pamatyti ši simbolis.

## DEMESIO

Kad išsvengtumėte pažeidimo elektros srove, laikykites šių reikalavimų:

- esinaudokite multimetrui. Priės naudojimąsi apžiūrėkite korpusą. Ypač atkreipkite dėmesį į laidų prijungimo vietas.
- atikrinkite ar nepažeista laidų izoliaciją, ar nesimato atviru metalu. Patikrinkite ar laidai nenutrūksta. Pakeiskeite pažeistus laidus prieš naudotinėmis multimetu.
- Nesinaudodkite multimetrui sprogiuose, garuose ar dulkėse.
- Niekada matuodami neviršykite leistinų matavimo ribų.
- Priės matuodamis srove, visada išjunkite grandinės maitinimą prieš pajungdamis multimetrą į grandinę. Nepamirkite pajungti multimetrą į grandinę. -Pajunkite multimetrą į grandinę nuosekliai.
- Remontuojant multimetrą galima naudoti tik originalias dalis.
- Būkite atsargūs matuodamis didesnė kaip 30V vidutinė kintamą srove, 42 V impulsinių srove ar 60V nuolatinė srove.
- Naudodamis liestukus laikykite pirštus už liestukų pirštų apsaugų.
- Pirmai bendra laida, po to matavimo laida. Atjungdami laidus pirma atjunkite matavimo laida, po to bendra laida.
- Priės atidarydami dangtelį atjunkite laidus nuo multimetro.
- Nesinaudokite multimetrui atidarytu dangteliu.
- Kad išvengti klaidingų paradyromų, kurie gali vesti prie elektros smūgio ar asmeninių sužalojimų keiskite elementus kai tik pasirodo išskrovusios elementų simbolių.
- Nematuokite didesnės kaip 600V įtampos ir didesnės kaip 10A srovės.
- Jei matavimo laidaus prijungtas prie pavojingos įtampos, visada yra tikimybė, kad ši įtampa atsiras iš kituose kontaktose.
- Matavimo kategorija CAT II skirta matavimams grandinėse, prijungtuose prie žemos įtampos tinklo. Nenaudokite multimetro matavimams pagal III ar IV kategorijas.

## PERSPEJIMAS

Kad nesugaudytum multimetro ar jangos, kuri matuojama, laikykites šių nurodymų:

- Atnjunkite maitinimą iš iškrautų visus aukštostus įtampos kondensatorių prieš matuodami varžą, diodus, grandinės nepertraukiámumą ar talpą.
- Matavimams naudokite terminalus, funkcijas ir diapazoną.
- Priės matuodamis srove patikrinkite multimetro saugiklį ir atjunkite maitinimą nuo grandinės prieš prijungdamis multimetrą.
- Priės pasukdami Funkcijų/diapazono perjungėją atjunkite multimetrą nuo matuojamos grandinės.
- Priės prijungdamis tranzistorius prie sudeinintuvu išsitinkinkite, kad laida atjungti nuo multimetro.
- Priės prijungdamis tranzistorius prie sudeinintuvu išsitinkinkite, kad laida atjungti nuo multimetro.

## PRIEŽIŪRA

Perdegusų saugiklį keiskite tik į nurodytos įtampos ir srovės: greito veikimo F 250 mA L250V.

Valydymai matuojuklių nenaudokite abrazivų (šveitimo priemonių) ir tirpiklių, tik drėgną skudurėlį ir svelnų ploviklį.

## APRAŠYMAS

Šis skaitmeninis multimetas yra kompaktinis 3,5 skaičių multimetas, skirtas matuoti nuolatinę (AC) ir kintamą (DC) įtampon, nuolatinę (DC) ir kintamą (AC) srove, varžą, temperatūrą, diodus, transistorius, grandinės nepertraukiámumą, talpą (tik EM420B) ir elementus (tik EM420A). Jis turi polarumo indikaciją, reikšmės fiksavimą, didžiausios reikšmės fiksavimą, diapazono viršijimo indikaciją ir automatinį išjungimą. Juo lengva naudotis, tai priekūnai priešas.

## Instrukcija

1. **Ekranas** - 3,5skaičių skaitmeninis skystų kristalų, didžiausia skaitinė reikšmė 1999.
2. **RANGE mygtukas** - matuojant įtampą, srovę ir varžą multimetras pagal nuteilėjimą yra automatiškai diapazono režime (ekrane bus užrašas AUTO). Kad pereiti/griti į iš rankinį režimą:
  - a) paspaukite RANGE mygtuką. Multimetras persijungia į rankinį režimą. Užrašas AUTO dingsta. Kiekvienas paspaudimas padidina diapazoną. Pasiekus didžiausią po to pereinama į ižmėtusią.
  - b) kad išeiti iš rankinio režimo paspauskite ir palaikykite RANGE mygtuką 2 s. Multimetras persijungia į automatiškio diapazono režimą. Atranda užrašas AUTO.
3. **FUNC. mygtukas** - matuojant srovę šio mygtuko paspaudimas perjungia multimetrą tarp kintamos ir nuolatinės srovės matavimo. Matuojant temperatūrą šio mygtuko paspaudimas perjungia multimetrą tarp °F ir °C. Matuojant diodą/ grandinės nepertraukiámumą šio mygtuko paspaudimas perjungia multimetrą pagal diodo diodio ir grandinės nepertraukiámumų matavimą.
4. **Įjungimo mygtukas** - įjungia/išjungia multimetrą.
5. **FUNCTION/RANGE perjungėjas** - juo galima pasirinkti norimą funkciją ar diapazoną.
6. **10A jack jungtis** - raudono laido pajungimui matuojant 200 mA - 10 A srovę.
7. **COM jack jungtis** - juodo (neigiamo, bendro) laido pajungimui.
8. **INPUT Jack jungtis** - raudono laido pajungimui matuojant viską išskyrus ≥ 200 mA srovę.
9. **MAX mygtukas** - kad įjungti/išjungti ekrano apšvietimą palaikykite nuspaužę mygtuką 2 s. Apšvietimas išjungiamas automatiškai prieš 15 s nuo įjungimo.
10. **DATA<sub>1</sub> mygtukas** - paspaudus esama reikšmė užskruojama ekrane, ekrane bus užrašas **DATA<sub>1</sub>**. Išelama iš šio režimo dar kartą paspaudus mygtuką.
11. **MAX<sub>2</sub> mygtukas** - paspaudus multimetras įsimena didžiausią reikšmę po pašpaudimo, ekrane bus užrašas **MAX<sub>2</sub>**. Išelama iš šio režimo dar kartą paspaudus mygtuką. Kai kuriuose diapazonuose šis režimas naveikia.

## SPECIFIKACIJA

Ekranas	skystų kristalų LCD, 1999 skaičiai, 2-3 atnaujinimai per s
Diapazono viršijimo indikacija	OL ekrane
Maitinimas	3x 1,5V, AAA
Polarumo indikacija	„+“ rodomas automatiškai
Išskrovė elemento	rodoma ekrane
Darbo temperatūra	nuo 0 iki 40 °C, <75%RH
Saugojimo temperatūra	nuo -10 iki 50 °C, <85%RH
Išmatavimai	158 x 75 x 35 mm
Svoris	apie 200 g (su elementais)

## Specifikacija

Tikslumas nurodytas 1 metams po kalibravimo esant nuo 18 iki 28 °C temperatūrai ir <75% drėgmei. Tikslumas rodomas +/- (% nuo diapazono) + mažiausiai galiojančių skaitmenų skaičius

## DC įtampa

Riba	Skyra	Tikslumas
200mV	0.1mV	±(0.8%+5)
2V	0.001V	
20V	0.01V	±(0.8%+5)
200V	0.1V	
600V	1V	±(1%+5)

Jejimo impedansas 10MΩ  
Perkrovos apsauga 600V DC/AC rms (200 mV diapazonui 250V DC/AC rms)  
Didžiausia įtampa jejime 600V DC

## AC įtampa

Riba	Skyra	Tikslumas
2V	0.001V	
20V	0.01V	±(1%+5)
200V	0.1V	
600V	1V	±(1,2%+5)

Jejimo impedansas 10MΩ  
Dažnis 40–400Hz  
Perkrovos apsauga 600V DC/AC rms  
Didžiausia įtampa jejime 600V AC rms



## DC Srovė

Riba	Skyra	Tikslumas
200µA	0.1µA	±(1,2%+5)
2000µA	1µA	
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	
2A	0.001A	
10A	0.01A	±(2%+10)

Perkrovos apsauga  
2A ir 10Adiapažonams  
Didžiausia srovė jėjime INPUT jack jungtis: 200 mA; 10A jack jungtis: 10A (matavimams >5A trukmė <15s, intervalas >15 min)  
Įtampos kritimas 200µA, 20 mA ir 2A diapažonai 20mV  
2000µA, 200 mA ir 10A diapažonai 200mV  
Dažnis 40–400Hz  
Reakcija vidutinė, kalibruota rms sinusoidei  
Didžiausia atviros grandinės įtampa ≤ 250V

## AC Srovė

Riba	Skyra	Tikslumas
200µA	0.1µA	±(1,5%+5)
2000µA	1µA	
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	
2A	0.001A	
10A	0.01A	±(3%+10)

Perkrovos apsauga  
2A ir 10Adiapažonams  
Didžiausia srovė jėjime INPUT jack jungtis: 200 mA; 10A jack jungtis: 10A (matavimams >5A trukmė <15s, intervalas >15 min)  
Įtampos kritimas 200µA, 20 mA ir 2A diapažonai 20mV  
2000µA, 200 mA ir 10A diapažonai 200mV  
Dažnis 40–400Hz  
Reakcija vidutinė, kalibruota rms sinusoidei  
Didžiausia atviros grandinės įtampa ≤ 250V

## Nuolatinė (DC) srovė (su gnybtais, tik EM420A, B modeliams)

	Riba	Skyra	Tikslumas
meter	200A	0.1mV/0.1A	±(1,2%+5)
meter	1000A	1mV/1A	±(1,2%+5)

Perkrovos apsauga 250 DC/AC rms  
Didžiausia įtampa jėjime 200 mV  
Dažnis 40–400Hz  
Reakcija vidutinė, kalibruota rms sinusoidei

## Varža

Riba	Skyra	Tikslumas
200Ω	0.1Ω	±(1,2%+5)
2kΩ	0.001kΩ	
20kΩ	0.01kΩ	
200kΩ	0.1kΩ	
2MΩ	0.001MΩ	
20MΩ	0.01MΩ	±(1,5%+5)

Atviros grandinės įtampa apie 0,25V  
Perkrovos apsauga 250 DC/AC rms

## Temperatūra

Riba	Skyra	Tikslumas
-20 °C ~1000 °C	1 °C	-20 °C ~0 °C: ±(5%+4)
		0 °C ~400 °C: ±(1%+3)
		400 °C ~1000 °C: ±(2%+3)
0°F ~1800°F	1°F	0°F ~50°F: ±(5%+4)
		50°F ~750°F: ±(1%+3)
		750°F ~1800°F: ±(2%+3)

Perkrovos apsauga 250 DC/AC rms

## Baterija (tik EM420A modeliu)

Riba	Skyra	Funkcija
1,5V	0,01V	
3V	0,01V	The approx. Voltage of the battery is shown on the LCD
9V	0,01V	

Perkrovos apsauga 1,5V ir 3V diapažonams F 250 mA L250Vsaugiklis  
9V diapažonui 250 DC/AC rms  
Matavimo srovė 1,5V diapažonui apie 50mA  
3V diapažonui apie 30mA  
9V diapažonui apie 12mA

## Palpa

Riba	Skyra	Funkcija
20nF	0.01 nF	±(8%+10)
200nF	0.1 nF	
2µF	0.001 µF	
20µF	0.01 µF	
200µF	0.1 µF	
1000µF	1 µF	±(8%+10)

Perkrovos apsauga 200µF ir 1000µF diapažonams be apsaugos  
Kiti diapažonai F 250 mA L250Vsaugiklis  
Atviros grandinės įtampa apie 0,5V  
Perkrovos apsauga 250 DC/AC rms

## Tranzistorių h<sub>FE</sub> matavimas

Riba	h <sub>FE</sub>	Srovė	Įtampa
PNP & NPN	0–1000	Ib ~ 2 µA	Vce ~ 1V

## Diodas ir grandinės nepertraukiamaus

Simbolis	Pateikimas	Pastaba
→	rodomas apytikslius tiesioginius įtampos kritimus	Atviros grandinės įtampa: apie 1,5 V
•»»	Jei varža mažesnė kaip 30Ω skambės signalas	Atviros grandinės įtampa: apie 0,5 V

Perkrovos apsauga 250 DC/AC rms

Grandinės nepertraukiamaus matavimas Kai varža yra tarp 30 ir 100Ω zumeris skambės arba ne. Kai varža yra >100Ω zumeris neskambės.

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

### Įtampos matavimas

- Prūpinkite juodą laidą prie COM jungties. Jei matuojamas srovė iki 200 mA, raudoną laidą prūpinkite prie INPUT jungties. Jei srovė yra tarp 200 mA ir 10 A, raudoną laidą prūpinkite prie 10 A jungties.
- Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja j V ar Y poziciją. Pasirinkite rankinį ar automatinį diapažono būdą mygtuku RANGE.
- Esan rankiniam būdui, jei įtampa nėra iš anksto žinoma, pasirinkite didžiausią diapažoną.
- Priliekite liestukus prie matuojamo šaltinio ar apkrovos.
- Reikšmę matysite ekrane. Matuojant nuolatinę (DC) įtampą ekrane taip pat rodomas raudono laido polarumas.

### Pastabos

- Mažame diapazone kai laida neprijungta multimetras gali rodyti nestabiliją reikšmę. Tai normalu ir neįtakoja matavimą.
  - Esan rankiniam būdui, jei ekrane rodomas perkrovos simbolis OL, pasirinkite didesnį diapažoną.
  - Kad nesugirdinti multimetru, nematuojokite didesnias kaip 600 Vdc (matuojant nuolatinę (DC) įtampą) ir 600 Vac (matuojant kintamą (DC) įtampą).
- ⚠ Jei pasiekta 600 V įtampa, nedelsiant nutraukite matavimą. Kitapai multimetras gali būti sugadintas ar galite patirti elektros smugi.

### Srovės matavimas

- Prūpinkite juodą laidą prie COM jungties, o raudoną prie INPUT jungties.
- Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja j µA mA A ar A poziciją. Jei srovės stiprumas iš anksto nėzinos, nustatykite didžiausią diapažoną ir po to mažinkite palaiptuvį, kol pasieksit tinkamą. Mygtuku FUNC, pasirinkite nuolatinę (DC) ar kintamą (AC) srovės matavimą.
- Pasirinkite rankinį ar automatinį diapažono būdą mygtuku RANGE.
- Esan rankiniam būdui, jei srovės stiprumas nėra iš anksto žinoma, pasirinkite didžiausią diapažoną.
- Priliekite liestukus nuosekliai prie matuojamos grandinės.
- Reikšmę matysite ekrane. Matuojant nuolatinę (DC) srovę ekrane taip pat rodomas raudono laido polarumas.



## Pastabos

1. Esant rankiniams būdui, jei ekranė rodomas perkrovos simbolis OL, pasirinkite didesnį diapazoną.
- ⚠ Nematukite srovės, jei atviro grandinės įtampa didesnė kaip 250V. Kitai multimetras gali būti sugadintas (saugiklio sudėjimas, elektros iškrova) ar galite patirti elektros smūgių.

## Srovės matavimas (su gnybtais)

1. Jei norite matuoti nuolatinę srovę (DC) turite naudoti gnybtus.
2. Prijunkite neigiamą (-) gnybту laida prie COM jungties, o teigiamą (+) prie INPUT jungties.
3. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į atitinkamą poziciją. Mygtuką FUNKC. pasirinkite nuolatinęs (DC) ar kintamo (AC) srovės matavimą.
4. Pasirinkite rankinį ar automatinį diapazoną būdą mygtuką RANGE.
5. Esant rankiniams būdui, jei srovės stiprumas nėra iš anksto žinoma, pasirinkite didžiausią diapazoną.
6. Sugnybkite matuojamos grandinės laida gnybtu. Tik vienas laidas vienu metu gali būti gnybty ir turi būti jo centre. Prijunkite kitą gnybту prie kita laido.
7. Reikšmę matysite ekranė. Matuojant nuolatinę (DC) srovę ekranė taip pat rodomas teigiamo (+) laido poliarumas.

## Pastabos

1. Esant rankiniams būdui, jei ekranė rodomas perkrovos simbolis OL, pasirinkite didesnį diapazoną.
2. Nelieskite matuojamos grandinės ranga ar oda.
3. Multimetro ir gnybty jautrumo problemos sprendimas:
  - a) Gnybty jautrumas yra 0,1A/0,1mV. Jei naudojate tokius gnybty, rodoma reikšmė atitinka išmatuotą reikšmę.
  - b) Jei naudojate gnybty, kurios jautrumas ne 0,1A/0,1mV jūs turite rodoma reikšmę padauginti iš koeficiento, kuris priklauso nuo naudojamų gnybty.
- ⚠ Rezultatas bus išmatuota reikšmė. Koeficientą galite rasti gnybty instrukcijoje.

## Vario matavimas

1. Prijunkite juodą laida prie COM jungties, o raudoną prie INPUT jungties. Raudono laido poliarumas teigiamas (+).
2. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į Ω poziciją
3. Pasirinkite rankinį ar automatinį diapazoną būdą mygtuką RANGE. Esant rankiniams būdui, jei ekranė rodomas perkrovos simbolis OL, pasirinkite didesnį diapazoną.
4. Prilieskite liestukus prie matuojamos apkrovos.
5. Reikšmę matysite ekranė.

## Pastabos

1. Matuojant didesnę kaip 1MΩ varžą multimetrui gali reikėti šiek tiek lako reikšmės stabilizuavimui. Tai normalu matuojant didelę varžą.
2. Jei liestukai neprireisti, ty. grandinė atvira, ekranė rodomas OL kaip ir esant per dideliam diapazonu.
3. Jei matuoju varžą apkrovos, esančios grandinėje, išlitinkite, kad grandinės mažinimasis išjungtas ir visi kondensatoriai iškrauti.

## Talpos matavimas (tik EM420B modeliu)

1. Prijunkite juodą laida prie COM jungties, o raudoną prie INPUT jungties.
2. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į 1000μF...20μF ar nF poziciją.
3. Pasirinkite rankinį ar automatinį diapazoną būdą mygtuką RANGE.
4. Prilieskite liestukus prie matuojamo kondensatoriaus. Atidžiai žiūrėkite poliarumą. (Raudonas laidas jungiamas prie anodo, juodas prie katodo).
5. Reikšmę matysite ekranė.

## Pastabos

Mažame diapazone, prieš paliečiant liestukams kondensatorų ekranė gali būti rodoma reikšmė dėl atstiklinės talpos tarp laidių ir multimetro jėjimo grandinės. Tai returi įtakos matavimui.

## Grandinės nepertraukiamuoto matavimas

1. Prijunkite juodą laida prie COM jungties, o raudoną prie INPUT jungties. Raudono laido poliarumas teigiamas (+).
2. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į <→> poziciją.
3. Paspauskite mygtuką FUNC., ekranė atsiras <→> simbolis.
4. Prijunkite liestukus nuosekliai prie matuojamos grandinės.
5. Jei grandinės varža mažesnė kaip 30Ω skambės zumeris.

## Diodo matavimas

1. Prijunkite juodą laida prie COM jungties, o raudoną prie INPUT jungties. Raudono laido poliarumas teigiamas (+).
2. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į → poziciją.

3. Paspauskite mygtuką FUNC., kol ekranė atsiras → simbolis.

4. Raudonas laido jungiamas prie diodo anodo, juodas prie katodo.

5. Multimetras rodyti apytiksles tiesiogiai diodo įtampa. Jei prijungėte atvirkščiai, ekranė bus OL.

## Transistoriaus matavimas

1. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į hFE poziciją.
2. Prijunkite suderintuvą prie COM ir INPUT jungčių. Neapverskite suderintuvą!
3. Nustatykite ar transistorius yra NPN ar PNP tipo, suraskite emiterį, bazę ir kolektorių.
4. Ekrane matysite apytikrį hFE reikšmę.

## Terminatorius matavimas

1. Nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į Temp poziciją.
2. Paspauskite mygtuką FUNC., kol ekranė atsiras °C ar °F simbolis.
3. Prijunkite neigiamą (-) termoelemento laida prie COM jungties, o teigiamą (+) prie INPUT jungties.
4. Atsargiai priliaukite termoelemento prie matuojamo objekto.
5. Truputį palaukite, ekranė matysite reikšmę.

## Baterijos tikrinimas (tik EM420C modeliu)

1. Prijunkite juodą laida prie COM jungties, o raudoną prie INPUT jungties. Raudono laido poliarumas teigiamas (+).
2. Priklausomai, kokią bateriją, 1,5V, 3V ar 9V tikrinsite, nustatykite FUNCTION/RANGE perjungėja į atitinkamą BATT poziciją.
3. Prijunkite liestukus prie tikrinamos baterijos.
4. Reikšmę matysite ekranė. Ekranė taip pat rodomas teigiamo (+) laido poliarumas.

## Automatinis išsijungimas

Jei multimetr nesinaudinėliai ilgiau kaip 15 min, jis automatiškai išsijungia. Kad vėl ji įjungtų, pasukite FUNCTION/RANGE perjungėja arba paspauskite bet kurį mygtuką. Jei paspaudžiate mygtuką po automatinio multimetro išsijungimo, automatinio išsijungimo funkcija bus išjungta.

## Elementų keitimasis

Priei keičiant elementus laida turi būti atjungti nuo multimetro. Kai išsirovius baterijų simbolis atsiranda ekranė, baterijas reikia keisti. Atsuktiu pasukite dangtelį fiksatoriu 90°. Atidarykite dangtelį, paleiskite baterijas (AAA tipas). Uždarykite dangtelį, pasukite fiksatoriu 90°. Nenaudokite dideles jėgos. Tai gali sugadinti fiksatorius.

## Saugiklio keitimasis

Priei keičiant saugiklį laida turi būti atjungti nuo multimetro. Saugiklį keisti reikia retai. Parastai jis perdega dėl naudojoto klaidos. Siame multimetre naudojamas F 250 mA L250Vsaugiklis. Kad pakilti saugiklį, atidarykite saugiklį skyriaus dangtelį, paleiskite saugiklį tokiu pačiu parametru, vėl uždarykite dangtelį.

## Komplekte

Multimetras	1 vnt
Instrukcija	1 vnt
Laida	1 pora
Klipo termoelementas	1 vnt
Suderintuvas	1 vnt

Gaminio draudžiamiai naudotis asmenims, kurie dėl savo fizinio, jutiminių, psichinio neįgalumų ar patirėjusi ar žinių stokos negali daryti to saugiai. Nenabėt jei yra prizūrimi ar ampykoti asmenys, atsakingo už jų saugumą. Neleiskite vaikams žaisti gaminiumi, tai ne žaislas.

## KUR DÉTI NAUDΟJIMUI NEBETINKAMA MULTIMETRA

Gaminiai negalima išsmesti kartu su būtinėmis šliukšlėmis. Išmeskite gaminį specialiai elektros ir elektronikos atliekomis skirtose vietose. Tinkamai surinkdami ir perdibdam būtančius gaminimus užterkame keliai neigiamame poveikiu žmogaus sveikatai ir aplinkai. Perdirbimasis padeda tausoti natūralius išteklius. Daugiau informacijos apie elektros ir elektronikos atlieku šalinimą ir perdibimą galite rasti savivaldybėje, atliekų perdirbimo organizacijose ar prekybos vietose.



13.8.2005

Ši prekė turi Atitinkies deklaraciją.

## Techninę pagalbą galite gauti:

EMOS spol. s.r.o., Šíráva 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Českijos Respubliko

# LV MULTIMETRS EM420B

Rūpigi izlasiet so instrukciju pirms lietošanas!

## ⚠ GARANTIJA

Šīm instrumentam ir viena gada garantija, kas attiecas tā materiālu un izgatavošanas kvalitati. Visas ierices, kas gada laikā kopējās nepirkšanas brīža, būs bojātas, tikt sūtītas uz rūpniču un tās tiks salabotas, pieļogtas, vai nomainītas bez maksas. Garantija neatniecas uz mainīmajām daļām, kā piemēram - baterijā, drosinātājās. Ja defekts radies nepareizas lietošanas dēļ, labošanas darbi tiks veikti pēc standarta cennā.

## Drošības informācija

Multimetrs ir izstrādāts saskaņā ar IEC-1010 kas attiecas un elektroniskajiem mērinstrumentiem, kategorija (CAT II 600V) un piešārsojuma klasei 2.

## Internacionālie elektroniskie apzīmējumi

~	AC (mainīstrāva)
DC	DC (līdzstrāva)
DC	DC vai AC (maiņstrāva, līdzstrāva)
±	zemējums
□	dubultā izolācija
→	Diode
■	drosinātājs
°C	Celsijs
°F	Farenheitī
[MAX]	maksimālās vērtības tiek saglabātas
[DATA]	attelotie dati tiek saglabāti
♪	nepārtrauktības tests
clip	Mērijušs ar klipsi (izvēles) paplašina mērāmo lauku
AUTO	automātiskais diapazons
⊕	liebūtētās baterijas zems līmenis
⚠	svarīgs drošības informācija, atsaucieties uz instrukciju
⚠	bistama sprieguma brīdinājums
CE	atbilst ES direktīvām
-	elektrisko ievainojumu bilstamība
⚠	Uzmanību, bilstami. Lūdz ieverojiet instrukciju, kur šis simbols tiek lietots

## ⚠ UZMANĪBU

Lai izvairītos no iespējama elektriskā triecienu un sevis ievainošanas, ieverojiet šos noteikumus:

- Nelietot multimeteru, ja tas ir bojāts, pirms lietošanas pārbaudiet to! Uzmanību pievērtiet savienojumiem pie konnektoriem.
- Pārbaudiet testa vadus, vai tie nav bojāti. Pārbaudiet tos kēde. Ja tie ir bojāti, neievēojiet tos.
- Nelietot multimeteru, ja tas nestrādā pareizi. Tādos gadījumos aizsardzība var būt traucēta. Ja jums rodas šaubas, griezieties pie specialista.
- Nelietot ierīci netālu gāzu ī īķimūku tuvumā, putekļu tuvumā.
- Nelietot ierīci netālu gāzu ī īķimūku tuvumā, putekļu tuvumā.
- Pirms lietošanas pārbaudiet par nominālo, kas norādīts uz multimeteru, vai starp terminalu un zemējumu.
- Pirms lietošanas pārbaudiet ierīci, mērot zināmu spriegumu.
- Mērot stravas, izslēdziet kēdes jaudu pirms savienošanas ar mērījumu kēdi. Atceļties mērījumā pievienot kēde. Atcerieties mērījumu pievienot kēdes virkni.
- Kad labojet ierīci, izmantojiet tikai noteiktas rezerves detalas.
- strādājiet īpaši uzmanīgi virs 30V AC rms, 42V max, vai 600V DC. Šādi spriegumi rada triecienu apdraudējumu.
- Jā izmantojiet mērīmo vadu zondes, turiet pirkstus aiz pirkstu sargiem.
- Pievienojet kopējo pārbaudes vadu (zondi) pirms pievienojet dzīvo testa vadu (zondi). Pirms atvienojet zondes, pirmi atvienojet dzīvo vadu tad tikai otru.
- Atvienojiet testera vadus no testera, kad vēlaties atvērt testera korpus.
- Neizmantojiet multimeteru, ja izsargācījusi nav uzkritis vai nav stingri pieplītināts.
- Lai izvairītos no neprecīzu datu saņemšanās, kas var izraisīt elektrošoku, baterijas mainiet uzzreiz kā ir parādījies brīdinājums par to ka baterijas ir tuksas.
- Nelietot multimeteru, lai izmērītu spriegumu, kas ir lielaks kā 600V vai strāvu, kas ir lielāks kā 10A.

• CATII-mmijumu kategorija II- prieks mērījumiem, kas veicami tiešā kēde, kas savienota ar zemu sprieguma instalāciju. Neveiciet mērījumus, kas atbilst III un IV kategorijai.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lai izvairītos no iespējama multimetra bojājuma, ieverojiet šos:
- Atvienojet kēdes barošanu un izlādējet visus augstsprieguma kondensatorus pirms mērit pretestību, nepārtrauktību, diodes un kapacitātes.
  - Izmantojiet atbilstošus terminālus, funkcijas un diapazonu prieks veicamajiem mērījumiem.
  - Pirms strāvas mērīšanas, pārbaudiet ierīces drosinātājus un izslēdziet kēdes barošanu pirms savienojet testeri ar kēdi.
  - Pirms Funkciju/Diapazona slēdzi pagriešanas, atvienojiet mērāmos vadus (zondes) no mērāmās kēdes.

## Lietošana/kopšana

- Pirms kopšanas atvēršanas vienmēr atvienojet mērāmos vadus.
- Lai izvairītos no aizdegšanās, nomainiet drosinātājā ar tiešā tādu pašu, kas atbilst parametriem: F250mA/250V
- Periodiski trieti multimeteru ar mitru lupatīnu un maiņiem tīrīšanas līdzekļiem. Neizmantojiet kimīsmus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus

## VISPĀRĒJS APRAKSTS

Šīs sērijas instruments aprīkots ar kompaktu 3 zīmuļu ekrānu. Digitalais multimeters priekš DC un AC sprieguma mērīšanas, DC stāvās, pretestības, temperatūras, diōzu, tranzistoru, kapacitātes (tikai EM420B) testēšanai, nepārtrauktības noteikšanai, bateriju testēšanai (tikai EM420A). Tam ir polaritātes indikācija, datu atmīna, maksimalo vērtību atmīna, vīrs diapazona indikators un automātiska izslēgšanās funkcija. Tas ir viegli lietojams.

## Apaksts

- 1 EKRĀNS – 3,5 zīmuļu LCD, Max. rādījums of 1999
- 2 RANGE pogā – ierīce iestātīta automātiska diapazona režīmā, kad vēlaties mērit spriegumu, stravu vai pretestību. Kad ir iestāgti automātiskais režīms, uz ekrāna redz AUTO ikona. Lai iestātu un izietu manuāļa diapazona režīmā:
  - a) nospiедiet RANGE pogā- ierīce tiek iestātīta manuāļa režīmā, AUTO ikona uz ekrāna nav redzama. Katru reizi ka nospiedēs RANGE pogā, diapazon tiek palielināts. Kad sasniedz maksimālais diapazons, nākamais tiek parādīts pats mazākais.
  - b) lai iestātu no manuāla diapazona iestāšanas, nospiediet pogu RANGE un paturiet to apmēram 2 sekundes, tad tas tiek iestātīts automātiskajā režīmā un ikona AUTO atkal būs redzama uz ekrāna.
- 3 FUNC. pogā – kad mērat stravu, nospiēzot so pogu ierīce rādis DC vai AC. Kad mērat temperatūru, nospiēzot šo pogu varat izvēlēties °F vai °C režīmu, kad testējat diodi vai nepārtrauktību.
- 4 POWER slēdzis – iestēšanās/izlestīšanās.
- 5 FUNCTION/RANGE slēdzis – šis slēdzis lietojams lai izvēlētos funkciju un vēlamo diapazonu
- 6 10A spraudnis – Līdzgada sarkanā (pozitīvs) vada (zondes) ieviešanai priekš strāvas (starp 0mA un 10A) mērījumiem
- 7 COM spraudnis – iessraudīt melno (negatīvs) vadu (zondi)
- 8 INPUT spraudnis – iessraudīt sarkanu mērīšanas vadu priekš visa, izņemot strāvas (>200mA) mērījuma
- 9 pogā – lai iestātu vai izslēgti ekrāna apgaismojumu. Nospiediet un turiet so pogu apmēram 2 sekundes. Apgaismojums izslēdzas automātiski apmēram pēc 15 sekundēm velāk.
- 10 DATA slēdzis – nospiēzot šo pogu, mērījumu dati tiek saglabāti uz ekrāna, taču laikā ekrāns ir kā indikators. Lai izietu nospiediet un turiet pohu MODE, līdz dati izdzīsti.
- 11 pogā [MAX] – nospiēzot šo pogu, tiek saglabātas maksimālās mērīšanas vērtības, no tā brīža, kad šī pogā ir nospiesta. Lai izietu no šīs funkcijas, nospiediet šo pogu atkārtoti. Dažādos diapazonos šī funkcija nav pieejama.

## Vispārējais apraksts

- Ekrāns: LCD, 1999 cipari, atjaunojas 2-3 reizes/sec  
Vīrs diapazona indikācija: OL parādās ekrāna  
barošana: 3x 1,5V, AAA  
Polaritātes indikācija: „-“, prādās automātiski  
Zēma baterijas līmenis: parādās uz ekrāna  
Darbības temperatūra: 0 °C līdz 40 °C, <75%RH  
Uzglābšanas temperatūra: -10 °C līdz 50 °C, <85%RH  
Izmērs: 158 x 75 x 35mm  
Svars: apmēram 200g (ieskaitot bateriju)

## Apraksts

Precizitāte noteikta viena gada periodā pēc kalibrācijas un pie 18C – 28C (64F-82F) ar gaisa mitruma līmeni līdz 75%

Precizitātes mērījumi noteikti no: +/- (%no noslējuma)+(numuru un ciemciem cipariem)



## DC spriegums

diapazons	rezolūcija	precizitāte
200mV	0.1mV	±(0.8%+5)
2V	0.001V	
20V	0.01V	
200V	0.1V	
600V	1V	±(1%+5)

Ieejas pretestība: 10MΩ  
 Pārslodzes aizsardzība: 600 V DC/AC rms (200 mV diapazons: 250V DC/AC rms)  
 Max. leejas spriegums: 600 V DC

## AC spriegums

diapazons	rezolūcija	precizitāte
2V	0.001V	±(1%+5)
20V	0.01V	
200V	0.1V	
600V	1V	

Ieejas pretestība: 10MΩ  
 Frekvences diapazons: 40Hz – 400Hz  
 Pārslodzes aizsardzība: 600 V DC/AC rms  
 Reakcīja: visēdājs reakcijas, kalibrācijas (RMS) un sinusa vilnis.  
 Max. leejas spriegums: 600 V AC rms

## DC strāva

diapazons	rezolūcija	precizitāte
200µA	0.1µA	±(1.2%+5)
2000µA	1µA	
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	
2A	0.001A	±(2%+10)
10A	0.01A	

Pārslodzes aizsardzība:  
 2A un 10A diapazons: µA un mA diapazonos: F 250 mA L 250V drošinātājs bez drošinātāja  
 Max. leejas strāva: ieejas spraudnis: 200mA; 10A spraudnis: 10A (priekš mēriņumiem> 5A: ilgums <15 sekundes, intervāls>15 minūtes)  
 Sprieguma kritums: 200µA, 20mA un 2A diapazonos: 20mV  
 2000µA, 200mA un 10A diapazonos: 200mV  
 Maksimālais spriegums atverītā kēdē vajadzīgs ≤250 V

## AC strāva

diapazons	rezolūcija	precizitāte
200µA	0.1µA	±(1.5%+5)
2000µA	1µA	
20mA	0.01mA	
200mA	0.1mA	
2A	0.001A	±(3%+10)
10A	0.01A	

Pārslodzes aizsardzība:  
 2A un 10A diapazons: µA un mA diapazonos: F 250 mA L 250V drošinātājs bez drošinātāja  
 Max. leejas strāva: IEEJAS spraudnis: 200mA; 10A spraudnis: 10A (mērijuumiem> 5A: ilgums <15 sekundes, intervāls>15 minūtes)  
 Sprieguma kritums: 200µA, 20mA un 2A diapazonos: 20mV  
 2000µA, 200mA un 10A diapazonos: 200mV  
 Frekvences diapazons: 40Hz – 400Hz  
 Reakcīja: visēdājs reakcijas, kalibrācijas (RMS) un sinusa vilnis.  
 Maksimālais spriegums atverītā kēdē vajadzīgs ≤250 V

## DC strāva (ar klipsi, izvēles – EM420A, B)

	diapazons	rezolūcija	precizitāte
meter	200A	0.1mV/0.1A	±(1.2%+5)
meter	1000A	1mV/1A	±(1.2%+5)

Pārslodzes aizsardzība: 250V DC/AC rms  
 Max. leejas spriegums: 200mV  
 Frekvences diapazons: 40Hz – 400Hz  
 Reakcīja: visēdājs eakcijas, kalibrācijas (RMS) un sinusa vilnis.

## Resistance

diapazons	rezolūcija	precizitāte
200Ω	0.1Ω	±(1.2%+5)
2kΩ	0.001kΩ	
20kΩ	0.01kΩ	
200kΩ	0.1kΩ	
2MΩ	0.001MΩ	±(1.2%+5)
20MΩ	0.01MΩ	±(1.5%+5)

Pārslodzes aizsardzība: apmēram 0.25V  
 Pārslodzes aizsardzība: 250V DC/AC rms

## Temperatūra

diapazons	rezolūcija	precizitāte
-20 °C~1000 °C	1 °C	-20 °C~0 °C: ±(1%+4) 0 °C~400 °C: ±(1%+3) 400 °C~1000 °C: ±(2%+3)
0°F~1800°F	1°F	
0°F~50°F: ±(5%+4)		
50°F~750°F: ±(1%+3)		
750°F~1800°F: ±(2%+3)		

Pārslodzes aizsardzība: 250V DC/AC rms

## Baterija (tikai EM420A)

diapazons	rezolūcija	Function
1.5V	0.01V	
3V	0.01V	Vidējais baterijas spriegums parādās uz ekrāna

Pārslodzes aizsardzība: 1.5V un 3V diapazonos: F 250 mA L 250V drošinātājs  
 9V diapazonos: 250V DC/AC rms

Strāvs tests: 1.5V diapazonos: apmēram 50mA  
 3V diapazonos: apmēram 30mA  
 9V diapazonos: apmēram 12mA

## Kapacitāte

diapazons	rezolūcija	precizitāte
20nF	0.01 nF	±(8%+10)
200nF	0.1 nF	
2μF	0.001 μF	
20μF	0.01 μF	
200μF	0.1 μF	±(5%+5)
1000μF	1 μF	

Pārslodzes aizsardzība: 200μF un 1000μF diapazonos: nav pārslodzes aizsardzība:

Citā diapazona: F 250mA L 250V drošinātājs

Pārslodzes aizsardzība: apmēram 0.5V

Pārslodzes aizsardzība: 250V DC/AC rms

## Tranzistora $h_{FE}$ Tests

diapazons	$h_{FE}$	strāvs tests	sprieguma tests
PNP & NPN	0~1000	IB ~ 2 µA	Vce ~ 1V

## Diode nepārtrauktībības Tests

Simbols	apraksts	Piezīme
$\rightarrow\!\!\!$	aptuvenais sprieguma kritums būsredzams	Kēdes spriegums: aptuveni 1,5 V
$\bullet\!\!\!)\!\!\!$	iebūvētais skājas signāls būs dzirdams, kad pretestība mazāka par apmēram 30Ω	Kēdes spriegums: aptuveni 0,5 V

Pārslodzes aizsardzība: 250V DC/AC rms

Nepārtrauktības testam:  
 Kad pretestība ir starp 30Ω un 100Ω, skājas signals var atskanēt un var ari neatksanēt, bet kad pretestība lielāka par 100Ω, skājas signāla nebūs.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### Sprieguma mērišana

1. Savienojiet mēlno testera vadu „COM“ spraudni un sarkanu testera vadu „INPUT“ spraudni.



2. Iestatiet diapazonu pagriezot slēdzi **V** vai **V** pozicijā. Izvēlieties automātisko diapazonu vai manuālo ar „**RANGE**” pogu.
3. Manuālā diapazona režīmā, ja sprieguma vērtība iepriekš nav ziņāma, izvēlieties maksimālu diapazonu.
4. Savienojiet testera vadus ar mērāmo virsmu.
5. Nolasiet rādījumus, kas redzami uz ekrāna. Priekš DC mērījumiem polaritāte sarkanajām mērišanas vadam tiek noteikta automātiski.

**Piezīmes:**

1. Saurā diapazonā, ierice var rādīt nestabilus mērījumus, ja mērāmie vadi nebievienoti mērāmajai virsmai. Tas ir normāls un tas neieiktēmē mērišuma rezultātu.
2. Manuālā diapazona režīmā, kad ierice rāda virs diapazona ikonu „OL”, pieciešams izvēlēties lielāku diapazonu.
3. Lai izvairītos no multimetra sabojāšanas, nemēriet spriegumu, kas lieklās kā 600VDC (priekš DC sprieguma mērišanas vai 600 V AC (priekš AC mērišanas).

⚠️ Ja 600 V ir sasniegti, mV ir sasniegti, mērums ir jāpārtrauc nekavējoties. Cītādi multimetru ir iespējams sabojāt vai var notikt elektrošok.

## Strāvas mērišana

1. Savienojiet melno testera vadu „COM” spraudni. Ja mērāmis spriegums ir mazaks pāri 200 mA, tad ievēlotajā sarkanā mērišanas vadu „INPUT” spraudni, ja starp 200mA un 10A, tad pievienojiet sarkanā mērišanas vadu „10A” spraudni.
2. Iestatiet diapazonu pagriezot slēdzi **mA** vai **A** diapazonā. Ja mērāms strāvas apjoms nav ziņāms, iestatiet augstāku diapazonu un ja pieciešams, samaziniet to, līdz mērījums ir precīzs.
3. Izvēlieties DC strāvas mērišanu vai AC strāvas mērišanu ar „**FUNC**” pogu.
4. Izvēlieties automātisko vai manuālo diapazonu ar „**RANGE**” pogu. Manuāls izvēles diapazonā, ja mērām stāvās lielums nav zinams, izvēlieties lielāku diapazonu.
5. Pievienojiet mērāmos vadus kēdei, ko vēlaties mērit.
6. Nolasiet rādījumus, kas redzami uz ekrāna. Priekš DC mērījumiem polaritāte sarkanajām mērišanas vadam tiek noteikta automātiski.

**Piezīmes:**

1. Ja ierice rāda virs diapazona ikonu „OL”, izvēlieties lielāku diapazonu.

⚠️ Nekad neievēciet mērījumu, ja strāva ir lielāka par 250V, citādi varat sabojāt ierici (drošinātāju sadegšana, elektriskā izlāde) vai gūt elektrisko triecienu.

⚠️ Veicot mērījumus pārliecīnieties vai ir iestatīts pareizais diapazons!

## Strāvas mērišana (izmantojot klipsi, izvēles)

1. Ja vēlaties izmērīt DC strāvu, varat izmantojiet DC klipsi. Ja jūs velaties izmērīt AC strāvu, jāzāmato AC klipss.
2. Pievienojiet negativajai (-) iezījai vadu ar klipssi „COM” spraudni, pievienojiet pozitīvo (+) iezījai vadu ar klipssi „INPUT” spraudni.
3. Izvēlieties diapazonu.
4. Izvelieties DC vai AC strāvas mērišanu ar „**FUNC**” pogu.
5. Izvēlieties automātisko diapazonu vai manuālo diapazonu ar „**RANGE**” pogu. Manuāls izvēles diapazonā, ja mērām stāvās lielums nav zinams, izvēlieties lielāku diapazonu.
6. Pievienojiet klipsi pie mērāmo objekta.

**Piezīme:**

1. Ja ierice rāda virs diapazona ikonu „OL”, izvēlieties lielāku diapazonu.
2. nepieskarieties kēdei ko testējat ar roku vai ādu.
3. iespējamās problēmas lietot jericī ar klipssi:

- a) klipša jutīgums ir 0,1A/0,1mV. Ja mērat ar klipsi tad patreizējā vērtību indikācija sakritis ar mērāmo vērtību.
- b) ja izmantojat klipsi kura jutīgums nav vienāds ar 0,1A/0,1mV, jums jāiem vērā faktori nolasot rādījumus, kas ieteikti klipsi. Lai iegūtu precīzāku informāciju, skatiet pie apraksta, par mērīšanu ar klipsi.

## Pretestības mērišana

1. Savienojiet melno testera vadu „COM” spraudni un sarkanā testera vadu „INPUT” spraudni. (piezīme: polaritātes testam sarkanais vads ir pozitīvs „+”)
2. iestatiet diapazonu uz **Ω** diapazonu
3. Izvēlieties automātisko diapazonu vai manuālo diapazonu ar „**RANGE**” pogu. Ja ierice rāda virs diapazona ikonu „OL”, izvēlieties lielāku diapazonu
4. Pievienojiet mērāmos vadus pie mērāmo objekta.
5. Nolasiet rādījumus, kas redzami uz ekrāna.

**Piezīme:**

1. priekš pretestības mērījuma >1MΩ, iericei pieciešams pāres sekundes, lai nolasītu precīzus mērījumus. Tas ir normāls priekš lielas pretestības mērījumiem.
2. Kad ieejašis nav pievienots pie atvērtas kēdes, simbols „OL” būs redzams ekrānā.
3. Pirms mērījumu veikšanas kēdes pretestībā, pārliecīnieties, ka kēdei ir nonēta barošana un kolektori ir pilnīga izlādēti.

## Kapacitātes mērišana (tikai EM420B)

1. Savienojiet melno testera vadu „COM” spraudni un sarkanā testera vadu „INPUT” spraudni.
2. izvēlieties pieciešamo diapazonu starp „1000F”-“20uF” vai „nF” poziciju.
3. Izvēlieties automātisko diapazonu vai manuālo diapazonu ar „**RANGE**” pogu.
4. Pievienojiet mērāmos vadus pie mērāmo objekta. Pārliecīnieties, ka polaritāte ir leverota. (sarkanais mērvads pievienots kapacitātei anodei un melnais pie kapacitātēs katoda.)

5. Nolasiet rādījumus, kas redzami uz ekrāna.

**Piezīme:**

Pie ūsu diapazona, pirms mērišanas vadi i pievienoti pie kapacitātes objekta, uz ekrāna var parādīties dažādas vērtības, tas ir normali, jo kapacitāte ir gan testa vados, gan lekšēji testera kēdei. Tas neieiktēmē mērījumus.

## Neapstrauktības tests

1. Savienojiet melno testera vadu „COM” spraudni un sarkanā testera vadu „INPUT” spraudni. (piezīme: polaritātes testam sarkanais vads ir pozitīvs „+”)
2. izvēlieties pieciešamo diapazonu
3. Nospiediet „**FUNC**” pogu, lai izvēlotos neapstrauktības mērišanas režīmu un simbols parādīsies kā indikators.
4. Pievienojiet mērāmos vadus pie mērāmo objekta.
5. Ja kēdes pretestība ir mazāka par apmēram 300, skandas signals būs dzirdams.

**Diode**

1. Savienojiet melno testera vadu „COM” spraudni un sarkanā testera vadu „INPUT” spraudni. (piezīme: polaritātes testam sarkanais vads ir pozitīvs „+”)
2. izvēlieties diapazonu **►**.
3. Nospiediet „**FUNC**” pogu, lai izveletos diodes mērišanas režīmu un simbols **►** parādīsies kā indikators.
4. Pievienojiet mērānu mērvadu pie anda un melnu pie katoda.
5. ierīce parāpus atpūtēno diodes spriegumu. Ja savienojums ir severss, „OL” būs redzams ekrānā.

## Transistora tests

1. iestatiet diapazonu **h<sub>FE</sub>** pozicijā
2. Kā rādīts 2. telpī, pievienojiet „COM” spraudni un „INPUT” spraudni.
3. nosakiet vāl transistors ir NPN vai PNP tipa, un nosakiet emitētāju, bāzi un kolektori. levietojiet vadus transistorā, pareizajos caurumos, kas paredzēti adaptiera pievienošanai.
4. LCD ekrānā parādīsies aptuvenu **h<sub>FE</sub>** vērtība.

## Temperatūras mērišana

1. iestatiet diapazonu **T** TEMP pozicijā
2. nosiediet pogu „**FUNC**”. Lai izvēlotos starp „C” vai „F” režīmu, attiecīga ikona parādīsies ari uz ekrāna.
3. levietojiet melnu (vai „-”) K tipa termoelementu „COM” spraudni un sarkanu (vai „+”) iespriudiet „**INPUT**” spraudni.
4. Uzmanīgi prieskatiet termolementam, ko velaties mērīt.
5. Pagaidīt kādu laiku un nolasiet rādījumus no ekrāna.

## Baterijs tests (tikai EM420A, C)

1. Savienojiet melno testera vadu „COM” spraudni un sarkanā testera vadu „INPUT” spraudni. (piezīme: polaritātes testam sarkanais vads ir pozitīvs „+”)
2. Saskaņā ar dažādu bateriju tipu (1,5V, 3V, 9V) ko velaties testēt, iestatiet diapazonu **BATT**
3. Pievienojiet mērāmos vadus pie baterijas, ko velaties testēt.
4. Nolasiet rādījumus, kas redzami uz ekrāna. Sarkanā mērvāda polaritāte nosakās automātiski.

## Automatiska izslēgšanās

Jā ūsu nelietojat ierīci ilgāk par 15 minūtēm, tas automatiski izslēgsies. Lai to atkal izslēgt, pagrieziet rotējošo slēdzi vai nosiediet jebkuru pogu. Ja nosiediesit pogu, lai atkal izslēgtu ierīci, pēc automātiskās izslēgšanās, tad automātiskā izslēgšanās funkcijas būs atslēta.

## Baterijs nomināja

Pirms bateriju nomājās, visiem vadiem no testera jābūt atvienotiem. Kai simbols parādās uz ekrāna, tā parāda, ka ir pieciešams nomātin bateriju. Lai nomātinātu bateriju, lietotajā piemēruto skrūvērijā, un maiņi atskrūvējiet baterijas aizsargāvāciņu 90° norādītajā virzienā, skatiet 3.attēlu. Izņemiet baterijas aizsargāvāciņu, nomātiniet vecās baterijas pret jaunām, tiesi tāda paša tipa (AAA). Salieci atpākai aizsargāvāciņu, līdzīgi kā atvērt.

Piezīme: pieļemotu liku spēku veicot šo operāciju, varat sabojāt slādzi. Nelietojiet skrūvērijā, kas nav pieteikami liels.

## Drošinātāja mainja

Pirms drošinātāja nomājās, visiem vadiem no testera jābūt atvienotiem. Drošinātāja pastri jāmainā reti - kad tie ir bojāti nepareizas ierīces lietotās laikā. Šīs multimeteri ar aprīkojumiem ar drošinātāju: F 250mA L 250V.

Lai to mainītuvar netīrāt bateriju aizsargāvāciņu, nomātiniet pret jaunu drošinātāju, kas atbilst tehniskiem parametriem. Attiecīt atpākai bateriju aizsargāvāciņu, aizslēdziet to.

## **Komplektā ietilpst:**

Lietošanas instrukcija	1 gab.
Testa vadi:	1 pāris
K tipa termoelements	1 gab.
Adapteris	1 gab.
DC klipss (izvēles)	
AC klipss (izvēles)	

Šī ierice nav spēlmanta, šī ierice nav paredzēta lietošanai bērniem, vai personām ar psiches traucējumiem, kam šāda tipa ierices lietošana nav droša, ja vien to nelieto kopā ar personu, kas uzrauga drošību.

Neizmetiet šo ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to speciālajos elektronikas savākšanas punktos. Slikā informāciju par tiem varat gūt jautājot vietā, kur šo ierīci iegādājāties.



13.8.2005

Šīm produktam ir atbildības deklarācija.

## **Tehnisko atbalstu varat saņemt:**

EMOS spol. s r.o., Šíráva 295/17, 750 02 Přerov I-Město, Czech Republic

## **GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovaniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikllopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## **NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK**

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.  
EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: MULTIMETER

TIP: EM420B

DATUM PRODAJE: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija, tel: +386 8 205 17 20