

**MASSZÁZS
PISZTOLY BS MG
SPORT
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
YWMG13**



Köszönjük, hogy megvásárolta a
terméket
BODYSONIC!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, olvassa el figyelmesen.

CHARGE

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort
2. Csatlakoztassa az ORIGINALIS adaptert a készülékhez, majd egy konnektorhoz.
3. A készüléket töltés közben ki kell kapcsolni
4. A töltés körülbelül 4-5 órát vesz igénybe
5. Az akkumulátor bármikor újratölthető
6. Ne hagyja az akkumulátort 1 hónapnál hosszabb ideig lemerülni, mert visszafordíthatatlan károsodás következhet be, amelyre a garancia nem terjed ki.

A BODYSONIC masszázspisztoly egy mechanikus eszköz elektromos alkatrészekkel. Ha a készüléket vagy annak részét nem az utasításoknak megfelelően használják, fennáll a sérülés, az elektromos kisülés és a tűzveszély veszélye.

A MŰSZER LEÍRÁSA

1. Töltőport
2. Sebességjelző 1-30
3. Töltésjelző. Ha a jobb oldali kijelzőn 99-et mutat, az akkumulátor teljesen feltöltött. Használat közben 80, 60, 40...az akkumulátor fokozatosan lemerül. Ha 20 alá csökken, a készüléket fel kell tölteni.
4. Gomb a masszázs szint hozzáadásához
5. ON/OFF be-/kikapcsoló
6. Gomb a masszázs szintjének csökkentéséhez



USE

A Bodysonic masszázspisztoly segít a testnek az edzés utáni regenerálódásban, és felgyorsítja az izmok bemelegedését az edzés előtt.

Használata ellazítja a triggerpontokat és javítja az izomkoordinációt és a mobilitást. Ez lehetővé teszi a sérülések és sérülések megelőzését a sportban vagy a fitnessben. A masszírozó emellett enyhíti a fájdalmat és elősegíti a jobb testtartást. Ellazítja a merev izmokat, beleértve az izomgörcsöket is. Mindez segít az izmok jobb hidratálása és az izmok energiaellátásának helyreállítása érdekében. A BODYSONIC használatával kiválthatja a napi nyújtást.

1. Bekapcsoláskor a LED világít, és a kijelzőn megjelennek az akkumulátor töltöttségi szintjét jelző számok (03).

2. Válassza ki a megfelelő masszázsféjet, és helyezze be a készülék elejébe. Ügyeljen arra, hogy a behelyezés egyenes legyen. Felszerelések cseréjekor óvatosan fogja meg a műanyag hüvelyt, és vegye ki a fejet. Soha ne vegye ki a tartozékokat a készülékből a masszázsrésznél fogva. A tartozékok kezelésénél fokozott óvatossággal kell eljárni a tartozék esetleges sérülése miatt.

3. Nyomja meg a +/- gombot a sebesség aktiválásához. A + minden további megnyomása növeli az impulzus sebességet.

4. A készülék elindítása után helyezze a testére, és lassú mozdulatokkal masszírozza

a kívánt területeket. Használja az Önnek kényelmes nyomást. Nem kell sietni, masszírozza lassan - minél lassabban, annál jobb (kb. 3 mozdulat).

cm/másodperc). Az egész testre a masszázs 15 percig alkalmas; rendkívül fájó izmok esetén a masszázs 30-60 másodpercig alkalmazható a nap folyamán.

A készülék nem használható a fejen, a nemi szervek területén, a pajzsmirigyben, csontkinövésekkel vagy nyirokcsomókkal rendelkező területeken.

Ne használja a készüléket nyílt sebek esetén.

Ha bizonytalan az eszköz használatával kapcsolatban, forduljon terapeutájához vagy orvosához.

5. Ha a masszázs befejeződött, kapcsolja ki a készüléket az OFF gombbal.

6. A tartozékok cseréjekor óvatosan fogja meg a műanyag hüvelyt, és vegye ki a fejet. Soha ne vegye ki a tartozékokat a készülékből a masszázsrésznél fogva. A tartozékok kezelésénél fokozott óvatossággal kell eljárni a tartozék esetleges sérülése miatt.

8. A készülék biztonsága és védelme
érdekében a masszázspisztolyt maximum 60
perc használat után 30 percig ki kell
kapcsolni!!! Ellenkező esetben a készülék
megsérülhet.

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, hagyja 4-5 órán át töltődni. **SOHA NE**

**HAGYJA AZ AKKUMULÁTORT FELÜGYELET
NÉLKÜL TÖLTŐDNI. SZAG VAGY EGYÉB
GYANÚ ESETÉN AZONNAL VÁLASSZA LE A
KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATRÓL!!!**

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket az alábbi biztonsági előírásoknak megfelelően kell használni.

1. A készülék kizárólag felnőttek számára készült
2. Ne végezzen masszázst a csupasz testen. A masszázs területét ruhával vagy tiszta, száraz törölközővel kell letakarni. Kezdje a gyengéd alkalmazást alacsony sebességgel.
3. Az egy ponton végzett masszázs időtartama nem haladhatja meg a 60 másodpercet!
4. A legmagasabb sebességet csak a test lágy szöveti területein használja. A masszázs nem lehet fájdalmas vagy kényelmetlen.
5. Soha ne használjon nagy sebességet és nagy nyomást olyan területeken, ahol csontok és ízületek vannak.
6. Mindig megfelelő masszázsféjet használjon
7. A nagy sebesség és a nagy nyomás gyakori használata ugyanazon a helyen bőrhorzsolásokat és egyéb problémákat okozhat. Ha fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a használatát.
8. Tartsa az ujjakat, a haját és más testrészeket biztonságos távolságban a gép elejétől és a motortól. Sérülés történhet
9. Ne takarja le a motor szellőzőnyílásait
10. A készülék nem érintkezhet vízzel

11. Ne szedje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga.

12. NE használja a készüléket töltés közben

KARBANTARTÁS

Használat után nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd száraz ruhával szárítsa meg.

A masszázsfégeket átlagosan 90 naponta kell cserélni. Intenzív használat esetén 30 napos használat után.

MEGJEGYZÉS

Soha ne végezzen masszázs víz alatt, tartsa a készüléket távol a víztől és más folyadékoktól vagy hőforrásoktól. Mindig ellenőrizze a motor szellőzőnyílásait, hogy azokat semmi ne zárja el.

Soha ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket.

Ne használja a készüléket a harapási területen vagy a C4-es és a feletti nyakcsigolyáknál.

Legalább 1 óra használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja pihenni 30 percig.

A töltés után húzza ki a töltőt a konnektorból.

Ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

A MASSZÍROZÓ HASZNÁLATA A SÉRÜLT TESTRÉSZEKEN TILOS. **HASZNÁLATÁHOZ MINDIG FORDULJON ORVOSHOZ.**

Ne használja a készüléket orvosa jóváhagyása nélkül, ha Ön:
terhes, cukorbeteg, akinek szövődményei vannak, például neuropátia, friss műtét után, epilepsziás, aki szenved a

Migrén, ízületi pótláson átesett, nem teljesen cselekvőképessé vagy 18 év alatti és nem illetékes felügyelet alatt álló, illetve sérült retinával, pacemakerrel, sérvvel, spondylolízissel, műízülettel vagy a csontváz bármely részének fém pótlásával rendelkező személy.

Ezek a diagnózisok nem zárják ki teljesen a vibrációs eszköz használatának lehetőségét, de felhívják a figyelmet arra, hogy használat előtt konzultálni kell egy hozzáértő orvossal. A vibrációs berendezések és a testmozgás konkrét egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatásainak kutatása folyamatban van. Ez valószínűleg azon állapotok fenti listájának rövidüléséhez vezet, amelyek esetében nem megfelelő a készülék használata. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs eszközök használata a kezelésben és a rehabilitációban számos esetben megfelelő eszköznek bizonyul. A vibrációs eszközök használatát azonban mindig az adott esetben az orvos vagy fizioterapeuta konzultációjával összhangban kell végezni.

AZ ALAPFEJEK ÉS A MASSZÁZS TÍPUSÁNAK LEÍRÁSA



Kúpos fej

Az egyszerű, kúpos forma lehetővé teszi a közvetlen hatást a test mélyebb izmaira. Alkalmas a lábfej, a kéz, a csukló, a hát és a kisebb izmok izmainak stimulálása.

Lapos fej

A kisebb és rövidebb gomba alakú kialakítás, amely enyhén lekerekített masszázsféjjel rendelkezik, és az egész test masszírozására van szabva.

a has és a mellkas belső izmainak stimulálására alkalmas.

U - fej

Az érintett izom közvetett módon, másodlagos pontokon is stimulálható. Masszázs fej alakú

az "U" betű lehetővé teszi az érintett terület közvetlenül szomszédos izmainak aktív masszírozását. Az Utvar nyújtásával a gerinc, a bordák, a nyakcsigolyák és a vállak körüli masszázs végezhető. Az érzékeny terület közvetett masszírozása nem okoz fájdalmat.

Gömb alakú fej

A masszázsfajda gömb alakú kialakítása alkalmas az izmok edzés előtti és utáni ellazítására, így teremtve kompromisszum az érintett izom pontszerű stimulálása és a környező izomszövet gyengéd ellazítása között. Ez a fajta fej lehetővé teszi mind az érintett terület erősebb nyomását, mind a környező pontok gyengéd stimulálását. A masszázsfajda gömb alakja alkalmas a derék, a has, a combok és a fenék ellazítására és lazítására.

Szolgáltatás.

Az ügyfelek az értékesítés utáni szolgáltatásokhoz a vállalat műszaki ügyfélszolgálatához fordulhatnak: servis@bodysonic.cz, vagy közvetlenül a kereskedőtől kérhetnek segítséget. Vagy egyszerűen panaszt tehetnek a www.bodysonic.cz alján található online űrlap segítségével. Állítások.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ESIN s.r.o. kijelenti, hogy a berendezés megfelel az Európai Közösség vonatkozó előírásainak. A termék CE-jelöléssel van ellátva.

A készülék akkumulátorral van felszerelve. Ne dobja az elemeket a háztartási hulladékba. Cégünk a REMA kollektív rendszer tagja. A gyűjtőpontok listája a www.remabattery.cz oldalon érhető el.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozatot kérésre a info@bodysonic.cz címen lehet beszerezni, vagy letölteni a www.bodysonic.cz címről.

Ez a termék nem szolgál szakmai diagnózissal, krónikus betegségek kezelésére, nem helyettesíti az orvosi kezelést, és nem minősül orvosi vagy szakmai eszköznek.

IMPORTŐR: ESIN s.r.o.

Plaská 622/3, 150 00 Prága

www.bodysonic.cz

info@bodysonic.cz

EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

	Shenzhen BYS Testing Co., Ltd. Floor 4, Building 2, No.38 Guangda Road, Yuanshan Street, Longgang district, Shenzhen, China Tel:0755-28268814 Web:Http://www.bys-cert.com
EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	
Číslo certifikátu : BYS-C201902590C	
Sestavitel dokumentace:	Shenzhen Yuway Technology Co., Ltd. 2F Building A, 58# 2nd Industrial Area, Houting, Shatin, Bao'an, Shenzhen, China
Výrobce	Hopthink (Shenzhen) Industry Co., Ltd. 4F,18-2 Yuquan east road, Gongming street, guangming new district, Shenzhen, China
Produkt	Elektrický masáž
Model	YWMG-03 YWMG-01, YWMG-02, YWMG-04, YWMG-05, YWMG-06, YWMG-07, YWMG-08, YWMG-09, YWMG-10, YWMG-11, YWMG-12, YWMG-13, YWMG-14, YWMG-15, YWMG-16, YWMG-17, YWMG-18, YWMG-19, YWMG-20
Test Standardy	EN 55014-1:2017 EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 55014-2:2015 EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017
EUT popsany výše byl testován podle uvedených standardů a shledán ve shodě s rozhodnutím EMC directive 2014/30/EU. Je možné používat označení CE pro ujištění o shodě s tímto EMC nařízením. Je platné pouze s test reportem číslo: BYS-C201902590R.	
	 Manager Sep. 09, 2019