

MASSÁZS PISZTOLY BS MG03 HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



Köszönjük, hogy megvásárolta a
terméket
BODYSONIC!

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Kérjük, olvassa el figyelmesen.

CHARGE

1. Az első használat előtt tölts fel teljesen az akkumulátort
2. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd egy konnektorhoz.
3. A töltést jelzi a LED villogó fénye
4. Teljesen feltöltött állapotban a jelzőfény zöld színű
5. Az akkumulátor bármikor újratölthető
6. Ne hagyja az akkumulátort 1 hónapnál hosszabb ideig lemerülni, mert visszafordíthatatlan károsodás következhet be, amelyre a garancia nem terjed ki.

A BODYSONIC masszázspisztoly egy mechanikus eszköz elektromos alkatrészekkel. Ha a készüléket vagy annak részét nem az utasításoknak megfelelően használják, fennáll a sérülés, az elektromos kisülés és a tűzveszély veszélye.

A MŰSZER LEÍRÁSA

1. Gomb az akkumulátor eltávolításához
2. Töltésjelző
3. A készülék be-/kikapcsolása
4. Töltőport
5. Masszázs fej
6. Töltésjelző. Ha a jobb oldali kijelzőn 99-et mutat, az akkumulátor teljesen feltöltött. Használat közben 80, 60, 40...az akkumulátor fokozatosan lemerül. Ha 20 alá csökken, a készüléket fel kell tölteni.
7. Sebességjelző. A bal oldali kijelzőn a kiválasztott sebességszint látható. 01=> FREQUENCY 1200 impulzus percenként. Ha egy újabb sebességfokozatot ad hozzá, a sebesség nő. A legmagasabb beállítás a 20, a sebesség 3200 impulzus percenként.
8. Növeléshez, csökkentéshez használja a  gombokat. Ha öt másodpercig nyomva tartja a +/- gombot, a készülék kikapcsol. A + gomb ismételt megnyomásával újra bekapcsol.
9. 24V-os akkumulátor



Nagy és kis gömbfej Sonic U-fej Puha fej Lapos fej Lapos fej



USE

A Bodysonic masszázspisztoly segít a testnek az edzés utáni regenerálódásban, és felgyorsítja az izmok bemelegedését az edzés előtt. Használata ellazítja a triggerpontokat és javítja az izomkoordinációt és a mobilitást. Ez lehetővé teszi a sérülések és sérülések megelőzését a sportban vagy a fitneszben. A masszírozó emellett enyhíti a fájdalmat és elősegíti a jobb testtartást. Ellazítja a merev izmokat, beleértve az izomgörcsöket is. Mindez segít az izmok jobb hidratálásában és az izmok energiájának helyreállítása érdekében. A BODYSONIC használatával kiválthatja a napi nyújtást.

1. Ha az akkumulátor a készüléken kívül van, helyezze be egyenesen a készülékbe.
2. Bekapcsoláskor a LED világít, és a kijelzőn két szám jelenik meg, amelyek az akkumulátor állapotát jelzik 99/80/60/40/40/20 a teljes feltöltöttségtől a lemerült állapotig, 20-as szám.
3. Válassza ki a megfelelő masszázsfjelet, és helyezze be a készülék elejébe. Ügyeljen arra, hogy a behelyezés egyenes legyen. A tartozékok cseréjekor óvatosan fogja meg

távolítsa el a műanyag hüvelyt és a fejet. Rögzítések a

Semmilyen körülmények között ne távolítsa el a masszázsrészt a készülékből. A tartozékok kezelésénél fokozott óvatossággal kell eljárni a tartozék esetleges sérülése miatt

3200 impulzus percenként. Hosszan nyomja meg +/- öt másodpercig, a készülék kikapcsol. Az újbóli bekapcsoláshoz nyomja meg a + gombot

5. A készülék elindítása után helyezze a testére, és lassú mozdulatokkal masszírozza a kívánt területeket. Használja az Önnek kényelmes nyomást. Nem kell sietni, masszírozza lassan - minél lassabban, annál jobb (kb. 3 cm másodpercenként). Az egész test számára 15 perces masszázs megfelelő; rendkívül fájó izmok esetén akár napközben is alkalmazható 30-60 másodperces masszázs. A készülék nem használható a fejen, a nemi szervek területén, a pajzsmirigyben, csontkinövésekkel vagy nyirokcsomókkal rendelkező területeken.

Ne használja a készüléket nyílt sebek esetén. Ha bizonytalan az eszköz használatával kapcsolatban, forduljon terapeutájához vagy orvosához.

6. Amikor a masszázs befejeződött, kapcsolja ki a készüléket a fogantyú aljáról a kikapcsoló gomb megnyomásával.

7. A tartozékok cseréjekor óvatosan fogja meg a műanyag hüvelyt, és vegye ki a fejet. A tartozékok a

4. Nyomja meg a +/- gombot a sebesség aktiválásához. 01=1200 fordulat/perc, minden további + megnyomásával az impulzussebesség növekszik. A 20-as legmagasabb fokozat megfelel

Sem	oz	s	o
mily	ék		l
en	es	v	y
kör	etl	é	1
ülm	eg	d	0
ény	es	e	p
ek	sé	l	e
köz	rül	m	r
ött	és	e	c
ne	e		u
távo	mi	é	t
lítsa	att	r	á
el a	8. A	d	n
mas		e	v
száz	k	k	a
srés	é	é	g
zt a	s	b	y
kész	z	e	e
ülék	ü	n	r
ból.	l		ő
A	é	a	s
tart	k		n
ozé		m	y
kok	b	a	o
kez	i	s	m
elés	z	s	á
énél	t	z	s
foko	o	á	r
zott	n	z	a
óvat	s	s	k
ossá	á	p	i
ggal	g	i	k
kell	a	s	a
eljár		z	p
ni a		t	c
tart	é		

sol.

AZ AKKUMULÁTORRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, hagyja 1,5-2 órán át töltődni. Töltés közben a töltésjelző világít. SOHA NE HAGYJA AZ AKKUMULÁTORT FELÜGYELET NÉLKÜL TÖLTŐDNI. SZAG VAGY EGYÉB GYANÚ ESETÉN AZONNAL VÁLASSZA LE A KÉSZÜLÉKET A HÁLÓZATRÓL!!!

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A készüléket az alábbi biztonsági előírásoknak megfelelően kell használni.

1. A készülék kizárólag felnőttek számára készült
2. Ne végezzen masszázst a csupasz testen. A masszázs területét ruhával vagy tiszta, száraz törölközővel kell letakarni. Kezdje a gyengéd alkalmazást alacsony sebességgel.
3. Az egy ponton végzett masszázs időtartama nem haladhatja meg a 60 másodpercet!
4. A legnagyobb sebességet csak a test lágy szövetei területein használja. A masszázs nem lehet fájdalmas vagy kényelmetlen.
5. Soha ne használjon nagy sebességet és nagy nyomást olyan területeken, ahol csontok és ízületek vannak.
6. Mindig megfelelő masszázsféjet használjon
7. A nagy sebesség és a nagy nyomás gyakori használata ugyanazon a helyen

bőrrhorzsolásokat és egyéb problémákat okozhat. Ha fájdalmat érez, azonnal hagyja abba a használatát.

8. Tartsa az ujjakat, a haját és más testrészeket biztonságos távolságban a gép elejétől és a motortól. Sérülés történhet

9. Ne takarja le a motor szellőzőnyílásait

10. A készülék nem érintkezhet vízzel

11. Ne szedje szét vagy javítsa meg a készüléket saját maga.

12. NE használja a készüléket töltés közben

KARBANTARTÁS

Használat után nedves ruhával tisztítsa meg a készüléket, majd száraz ruhával szárítsa meg.

A masszázsfejeket átlagosan 90 naponta kell cserélni. Intenzív klinikai használat esetén 30 naponkénti használat után.

MEGJEGYZÉS

Soha ne végezzen masszázs víz alatt, tartsa a készüléket távol a víztől és más folyadékoktól vagy hőforrásoktól. Mindig ellenőrizze a motor szellőzőnyílásait, hogy azokat semmi ne zárja el.

Soha ne szerelje szét vagy javítsa meg a készüléket.

Ne használja a készüléket a harapási területen vagy a C4-es és a feletti nyakcsigolyáknál.

Legalább 1 óra használat után kapcsolja ki a készüléket, és hagyja pihenni 30 percig.

A töltés után húzza ki a töltőt a konnektorból. Ne kapcsolja be a készüléket töltés közben.

A MASSZÍROZÓ HASZNÁLATA A SÉRÜLT TESTRÉSZEKEN TILOS. HASZNÁLATÁHOZ MINDIG FORDULJON ORVOSHOZ.

Ne használja a készüléket orvosa jóváhagyása nélkül, ha Ön:

Terhes, szövődmenyes cukorbeteg, például neuropátia, friss műtéten átesett, migrénben szenvedő epilepsziás, ízületi pótláson átesett, nem teljesen cselekvőképes vagy 18 év alatti és nem illetékes felügyelet alatt álló, illetve sérült retina, pacemaker, sérv, spondylolysis, műízület vagy a csontváz bármely részének fémpótlása.

Ezek a diagnózisok nem zárják ki teljesen a vibrációs készülék használatának lehetőségét, de felhívják a figyelmet arra, hogy használat előtt konzultáljon egy hozzáértő orvossal. A vibrációs berendezések és a testmozgás konkrét egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatásainak kutatása folyamatban van. Ez valószínűleg azon állapotok fenti listájának rövidüléséhez vezet, amelyek esetében nem megfelelő a készülék használata. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs eszközök használata a kezelésben és a rehabilitációban számos esetben megfelelő eszköznek bizonyul. A vibrációs eszközök használatát azonban mindig az adott esetben az orvos vagy fizioterapeuta konzultációjával összhangban kell végezni.

AZ ALAPFEJEK ÉS A MASSZÁZS TÍPUSÁNAK LEÍRÁSA



Kúpos fej

Az egyszerű, kúpos forma lehetővé teszi a közvetlen hatást a test mélyebb izmaira. Alkalmas a lábfej, a kéz, a csukló, a hát és a kisebb izomterületek stimulálására.

Lapos fej

A kisebb és rövidebb gomba alakú, enyhén lekerekített masszázsféjjel rendelkező, az egész test masszírozására alkalmas kialakítás a has és a mellkas belső izmainak stimulálására is alkalmas.

U - fej

Az érintett izom közvetett módon, másodlagos pontokon is stimulálható. Az U alakú masszázsfej lehetővé teszi az érintett területhez közvetlenül kapcsolódó izmok aktív masszírozását. A Stretch Utvar a gerinc, a bordák, a nyakcsigolyák és a vállak körüli masszázásra képes. Az érzékeny terület közvetett masszírozása nem okoz fájdalmat.

Gömb alakú fej

A masszázsfej gömb alakú kialakítása alkalmas az izmok edzés előtti és utáni ellazítására, kompromisszumot teremtve az érintett izom pontszerű stimulálása és a környező izomszövet gyengéd ellazítása között. Ez a típusú fej lehetővé teszi az érintett izomzatra gyakorolt erősebb nyomást is. helyére, így finoman stimulálja a környező pontokat. A masszázsfej gömb alakja alkalmas a derék, a has, a combok és a fenék ellazítására és lazítására.

Pneumatikus fej

Ideális az érzékeny testrészek masszírozásához, de gyengéd teljes testmasszázsához is.

Fém rozsdamentes acél fejek (tartozékok)

Könnyen tisztítható és karbantartható, érzékeny bőrre és olajos masszázásra alkalmas.



Szolgáltatás.

Az ügyfelek az értékesítés utáni szolgáltatásokhoz a vállalat műszaki ügyfélszolgálatához fordulhatnak: servis@bodysonic.cz, vagy közvetlenül a kereskedőtől kérhetnek segítséget.

Megfelelőségi nyilatkozat

Az ESIN s.r.o. kijelenti, hogy a berendezés megfelel az Európai Közösség vonatkozó előírásainak. A termék CE-jelöléssel van ellátva.

A készülék akkumulátorral van felszerelve. Ne dobja az elemeket a háztartási hulladékba. Cégünk a REMA kollektív rendszer tagja. A gyűjtőpontok listája a www.remabattery.cz oldalon érhető el.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a mellékletet képezi, és szintén megtalálható a kérésre a info@bodysonic.cz címen

Ez a termék nem szolgál szakmai diagnózissra, krónikus betegségek kezelésére, és nem helyettesíti az orvosi kezelést.



IMPORTŐR: ESIN s.r.o.

Plaská 622/3, 150 00 Prága

www.bodysonic.cz

info@bodysonic.cz

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Shenzhen BYS Testing Co., Ltd.
Floor 4, Building 2, No.38 Guangda Road, Yuanshan Street,
Longgang district, Shenzhen, China
Tel:0755-28268814 Web:Http://www.bys-cert.com

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo certifikátu : **BYS-C201902590C**

Sestavitel : **Shenzhen Yuway Technology Co., Ltd.**
dokumentace: 2F Building A, 58# 2nd Industrial Area, Houting, Shajin, Bao'an,
Shenzhen, China
Výrobce : **Hopthink (Shenzhen) Industry Co., Ltd.**
4F,18-2 Yuquan east road, Gongming street, guangming new district,
Shenzhen, China
Produkt : **Elektrický masáže**
Model : **YWMG-03**
YWMG-01, YWMG-02, YWMG-04, YWMG-05, YWMG-06, YWMG-07,
YWMG-08, YWMG-09, YWMG-10, YWMG-11, YWMG-11, YWMG-12,
YWMG-13, YWMG-14, YWMG-15, YWMG-16, YWMG-17, YWMG-18,
YWMG-19, YWMG-20
Test Standardy : EN 55014-1:2017,
EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019
EN 55014-2:2015
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010,
EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014/AC:2015, EN 61000-4-11:2004+A1:2017

EUT popsaný výše byl testován podle uvedených standardů a shledán ve shodě s rozhodnutím EMC directive 2014/30/EU. Je možné používat označení CE pro ujištění o shodě s tímto EMC nařízením. Je platné pouze s test reportem číslo: **BYS-C201902590R**.



Shenzhen BYS Testing Co., Ltd.
Floor 4, Building 2, No.38 Guangda Road, Yuanshan Street,
Longgang district, Shenzhen, China
Tel:0755-28268814 Web:Http://www.bys-cert.com

EC PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Číslo certifikátu : **BYS-C201902591C**

Sestavitel : **Shenzhen Yuway Technology Co., Ltd.**
dokumentace: 2F Building A, 58# 2nd Industrial Area, Houting, Shajin, Bao'an,
Shenzhen, China
Výrobce : **Hopthink (Shenzhen) Industry Co., Ltd.**
4F,18-2 Yuquan east road, Gongming street, guangming new district,
Shenzhen, China
Produkt : **Elektrický masáže**
Model : **YWMG-03**
YWMG-01, YWMG-02, YWMG-04, YWMG-05, YWMG-06, YWMG-07,
YWMG-08, YWMG-09, YWMG-10, YWMG-11, YWMG-11, YWMG-12,
YWMG-13, YWMG-14, YWMG-15, YWMG-16, YWMG-17, YWMG-18,
YWMG-19, YWMG-20
Test Standardy : EN 60335-1:2012+A11:2014

EUT popsaný výše byl testován podle uvedených standardů a shledán ve shodě s rozhodnutím LVD directive 2014/35/EU. Je možné používat označení CE pro ujištění o shodě s tímto LVD nařízením. Je platné pouze s test reportem číslo: **BYS-C201902591R**.

