

Návod Ultrazvuková kavitace 3v1

Před prvním uvedením do provozu si přečtěte tento návod k obsluze, prohlédněte veškerá vyobrazení a návod si uschovejte pro případnou pozdější potřebu. • Je-li vaše pokožka postižena závažným kožním onemocněním, přístroj nepoužívejte. První použití konzultujte se svým praktickým lékařem. • Přístroj je primárně určen pro vaši osobní potřebu. Nesdílejte jej s rodinnými příslušníky nebo přáteli. Pokud přístroj používá více osob, je třeba věnovat zvýšenou pozornost zásadám hygieny. • Pokud se přístroj poškodil, nepracuje správně nebo spadl do vody, nikdy ho neuvádějte do provozu. • Pokud je přístroj rozbitý, nedotýkejte se vnitřních částí, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. • Pokud spadne přístroj na zem, může být poškozen. V tomto případě přístroj dále nepoužívejte a kontaktujte servisní oddělení prodejce. • Přístroj nepoužívejte v blízkosti vody nebo v místech se zvýšenou vlhkostí (vana, sprcha, bazén, atd.). • Přístroj není omyvatelný. Nesmí být ponořeno do vody nebo pod proud tekoucí vody. • Přístroj nenechávejte bez dozoru. Po každém použití přístroj vždy důsledně vypněte. • Pokud byl přístroj přenesen z velmi chladného do velmi teplého prostředí, před jeho použitím vyčkejte alespoň 3 hodiny. • Přístroj není určen pro používání dětmi a těmi osobami, jejichž fyzická nebo duševní kondice neumožňuje bezpečné používání spotřebiče. • Přístroj nepokládejte ani nepoužívejte na horkých tepelných zdrojích (radiátor, kamna, oheň, atd.). • Přístroj se nepokoušejte sami rozmontovat nebo opravovat. • Přístroj skladujte v suchém prostředí. Snažte se, aby byl chráněn před působením prachu. • Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření. • Distributor neručí za škody, které byly způsobeny nesprávným používáním v rozporu s pokyny v tomto návodu k použití. Není odpovědný za následky, které byly způsobeny nedodržením bezpečnostních upozornění. • Za případné škody na zdraví či majetku při jiném způsobu používání nenese distributor odpovědnost

KONTRAINDIKACE Přístroj nesmí v žádném případě používat osoby, které trpí některým z těchto stavů: • Rakovina, epilepsie, cukrovka, virové onemocnění • Při stavu vysokých horeček • Vážné onemocnění ledvin nebo jater • Vysoký cholesterol • Kožní onemocnění • Únavový syndrom • Srdeční onemocnění, kardiostimulátor, hypertenze • Kovové implantáty v těle • Cévní poruchy nebo arterioskleróza • Těhotenství • Menstruace • Osoby užívající léky proti srážlivosti krve • Pacienti, kteří podstoupili operativní zákrok s transplantací • Osoby, které vyžadují trvalý dohled, smí přístroj používat pouze po předchozí konzultaci s lékařem

ZAKÁZANÉ PARTIE OŠETŘENÍ • Hlava • Krk (přední i zadní strana) • Oblast, kde je srdce • Podpaží • Loket • Zápěstí • Kolena • Kotník • Dlaně • Chodidla • Zákolenní oblast • Páte

POVOLENÉ PARTIE OŠETŘENÍ • Předloktí • Paže • Bříško • Stehna • Zadeček • Lýtka Poznámka: párová oblast těla je brána jako jedna partie ČAS OŠETŘENÍ Čas ošetření by neměl přesáhnout 15 minut. V případě párové části těl rozdělit tento čas na polovinu. Tzn. 7,5 minuty jedno stehno a 7,5 minut druhé stehno. Ošetřit lze najednou maximálně dvě partie ve frekvenci maximálně jedenkrát do týdne. Stejnou partii je možné ošetřit nejdříve za 7 dní. Příklad rozvrhu ošetření těla Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle paže + lýtka volno volno stehna + lýtka Proč volné dny? Po ošetření přístrojem s produktem je nezbytně nutné dát tělo nějaký čas, než proběhne cyklus nastartovaného procesu v těle. Uvolněný tuk se štěpí na glycerol a volné mastné kyseliny. Glycerol slouží jako zdroj energie, zatímco mastné kyseliny jsou přeneseny do jater, kde jsou zpracovány jako běžné mastné kyseliny z potravy a vyloučeny z těla ven přirozenou cestou. Po ukončení tohoto procesu je možné bezpečně přístrojové ošetření opakovat.

HLAVNÍ VÝHODY • přístroj garantuje ošetření maximálně šetrné k vašemu tělu. • Ideální na tělesné partie, které je problematické vyformovat cvičením. • Neinvazivní, šetrné a vysoce účinné řešení. • Ultrazvukové vlny nezpůsobí na těle žádné modřiny, otoky nebo jizvy. • Dvě úrovně nastavení intenzity ultrazvukových vln. • Velká aplikační hlavice. • Vybrané partie: Ruce, břicho, hýždě, stehna, lýtka. • Jednoduché intuitivní používání. • Snadné ovládání. • Používání přístroje zvládnete v domácím prostředí. • Návod k obsluze zahrnuje veškeré podrobné instrukce.

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE • Terapie infračerveným světlem. • 8 infračervených zářičů po obvodu hlavice. • Podporuje krevní oběh a látkovou výměnu. • Příznivě stimuluje metabolismus. • Populární metoda používaná po celém světě. • Velké aplikační gelové elektrody. • k dispozici je na výběr až 5 úrovní intenzity. • 5 různých režimů EMS masáže: poklep, masáž, hnětení, protahování, formování. • Partie, které lze ošetřit: ruce, břicho, hýždě, stehna, lýtka. **TECHNICKÉ PARAMETRY** • Evropská certifikace: Ano. • Frekvence ultrazvuku: 1Mhz. • Napájení: adaptérem z elektrické sítě 220V. •