

Masážní přístroj na lýtka USB-C



UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Návod k použití

01/

Před použitím zkontrolujte, zda lze masážní přístroj spustit. Pokud není možné jej spustit, nabijte masážní přístroj pomocí přiloženého nabíjecího kabelu před použitím.

02/

Oddělte lepicí části masážního přístroje na suchý zip, aby byl produkt plně rozložen.

03/

Při upevňování masážního přístroje na lýtko dolní končetiny se ujistěte, že tlačítko napájení hostitele směřuje nahoru, a upravte vhodnou míru utažení.

Poznámka: Produkt lze používat přes oblečení.

04/

Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund, produkt vstoupí do pracovního režimu: režim 1, střední intenzita, střední vytápění.

05/

Stiskněte tlačítko režimu vzduchového tlaku v zapnutém stavu, produkt má na výběr z 6 režimů. V režimu 1 prostřední kontrolka blikne jednou, v režimu 2 kontrolka režimu blikne dvakrát a tak dále.

06/

Stiskněte tlačítko intenzity v zapnutém stavu, produkt má na výběr ze 3 intenzit. Nízká rychlost (zelené světlo), střední rychlost (žluté světlo), vysoká rychlost (červené světlo).

07/

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko vytápění pro výběr režimu vytápění produktu: nízká teplota (indikátor zelený), střední teplota (indikátor žlutý) a vysoká teplota (indikátor červený).

08/

Po spuštění je výchozí nastavený čas 15 minut. Po uplynutí času vypněte všechny zátěže a přejděte do stavu zastavení masáže.

09/

V nabitém stavu produkt nefunguje. Při připojení k napájení USB se rozsvítí červený indikátor a po úplném nabití se změní na zelený.

10/

Ujistěte se, že nabíjecí port směřuje nahoru.

Úvod k produktu

Vlastnosti produktu

Masážní přístroj na lýtka vyráběný naší společností je jednoduchý a módní v designu a snadno ovladatelný. Produkt masíruje lýtkové svaly stlačováním vzduchového polštáře. Topení má velmi dobrý uklidňující účinek na otoky lýtek, bolest svalů po cvičení, tvarování nohou atd. Je to váš ideální domácí masážní terapeut.

Mechanismus účinku

Masážní přístroj na lýtka hlavně nafukuje a vyfukuje vícekomorové vzduchové polštáře postupně, aby vytvořil kruhový tlak na dolní končetiny a tkáň. Zlepšuje zásobování a výživu a zvyšuje vitalitu organismu.

Vlastnosti

- Stlačení vzduchového polštáře
- Teplý obklad
- Tříúrovňová intenzita vzduchového polštáře
- Tříúrovňové nastavení vytápění
- Režim šestirychlostního vzduchového polštáře

Technické parametry

Název produktu: Masážní přístroj na lýtka

Model produktu: RK2601

Jmenovitý výkon: 7,5 W

Jmenovité napětí: 5 V

Napětí baterie: DC3,7 V

Výchozí časování: 15 minut

Výkonný standard: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008

※Poznámka: Tento produkt je nabíjecí produkt

Prostředí použití

Parametr	Prostředí použití	Skladování a přeprava
-----	-----	-----
Teplotní rozsah	5°C - 40°C	-25°C - 70°C
Rozsah vlhkosti	15% - 90% RH	0% RH - 90% RH
Atmosférický tlak	70 kPa - 106 kPa	70 kPa - 116 kPa

Bezpečnostní opatření

VAROVÁNÍ

Nebezpečný obsah kvůli nesprávné obsluze.

Upozornění

Nesprávná obsluha může mít za následek ohrožení osobní bezpečnosti nebo poškození majetku.

POZOR

Osoby s následujícími stavy by měly výrobek používat s opatrností nebo pod vedením lékaře:

- Těhotné nebo ženy po porodu
- Lidé s kostními chorobami
- Kožní alergie (např. popáleniny nebo popáleniny)
- Pacienti s rakovinou
- Lidé s vážným srdečním onemocněním, lidé s abnormálním krevním tlakem
- Epilepsie
- Tělo má implantované zařízení (např. kardiostimulátor)
- Lidé s osteoporózou

OPATRŇ

- Rádiová frekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit tento výrobek;
- Nepoužívejte tento výrobek vedle nebo naskládaný s jiným vybavením;
- Nepoužívejte výrobky jiné než speciální příslušenství, jinak to může vést k zvýšenému záření a snížené imunitě.

Údržba a čištění

Péče o hostitele

Displej hostitele s dotykovou funkcí by měl být řádně chráněn a čistěn měkkým hadříkem.

Oblast textilie produktu

Textilní část nelze prát. Při čištění a údržbě používejte alkohol k dezinfekci a odstranění potních skvrn nebo otírejte čistým vlhkým hadříkem.

Požadavky na skladování

Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí, mimo vlhkost, vysoké teploty, přímé sluneční záření a vodní postřík. Vypněte napájení, když není v provozu po dlouhou dobu a udržujte nabíjení každé dva měsíce.

Likvidace

Baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy nebo předpisy na ochranu životního prostředí.

Řešení potíží

Porucha	Příčina	Obecné řešení
Masážní přístroj nefunguje?	Produkt není spuštěn?	Prosím spusťte
Masážní přístroj pracuje slabě nebo necítí vůbec?	Je fit dostatečný?	Přilepte znovu/používejte
	Nízká baterie?	Prosím nabíjejte
Masážní přístroj se nezapne	Dochází baterie?	Restartujte po nabíjení nějakou dobu

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vestavěná baterie:

- Když baterie obsažená v zařízení obsahuje materiály, které jsou škodlivé pro životní prostředí, návod k použití zařízení by měl obsahovat podrobné kroky, jak baterii vyjmout, a měl by uvádět:
 - Před likvidací zařízení musí být baterie vyjmuta ze zařízení;
 - Zařízení musí být při vyjímání baterie vypnuto;
 - Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány.

Poznámka:

- Likvidujte baterie v souladu s národními zákony a místními předpisy. Recyklujte baterie, pokud je to možné, nevyhazujte baterie jako běžný odpad a nevhazujte baterie do ohně.

Kroky pro vyjmutí baterie:

1. Zařízení je vypnuto, použijte nástroj k odstranění krytu.
 2. Najděte polohu baterie a vyjměte baterii.
- Nelze používat při nabíjení, používejte zařízení ve stavu nenabíjení;
 - Dlouze stiskněte tlačítko napájení, když není zařízení používáno.
 - Během používání, pokud chcete zastavit používání, nejprve vypněte napájení;
 - Nedoporučuje se používat tento produkt při řízení;
 - Neodborný personál by neměl zařízení rozebírat nebo opravovat bez povolení;
 - Nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozen;
 - Nepoužívejte, když se do zařízení dostane voda nebo jiné tekutiny;

- Nepoužívejte, pokud je zařízení abnormální;
- Pokud se necítíte pohodlně, přestaňte tento produkt okamžitě používat;
- Neumisťujte zařízení do hořlavých, výbušných, chemických nebo vlhkých míst;
- Nepoužívejte ostré nástroje k dotýkání se tohoto produktu, aby nedošlo k jeho poškození;
- Tento produkt obsahuje lithiové baterie, které musí být před likvidací zařízení vyjmuty ze zařízení. Zařízení musí být vypnuto při vyjímání baterie.
- Zařízení není určeno k použití osobami s fyzickým, smyslovým nebo intelektuálním postižením (včetně dětí) nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud zařízení nepoužívají pod dohledem a vedením osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si s přístroji nehrají.
- Zařízení má topný povrch a při používání osobami, které nejsou citlivé na teplo, je třeba dbát zvýšené opatrnosti.
- Likvidujte baterie podle místních předpisů. Recyklujte baterii, pokud je to možné. Nevyhazujte baterie jako běžný odpad. Baterie nesmí být likvidovány ohněm v souladu s národními zákony upravujícími takové položky.
- Děkujeme, že používáte tento produkt. Pro usnadnění použití si prosím před použitím pečlivě přečtete a uschovejte tento návod.
- Obrázky v tomto manuálu jsou pouze ilustrační a skutečný produkt má přednost.