



FitGo - Ideas for health
Health & fitness

Uživatelská příručka BOT CHYTRÁ OSOBNÍ VÁHA ALFA



iOS App



Android App

One-click sync with



Apple Health



Google Fit

Mobilní zařízení



iOS 7.0



Android 4.3



Bluetooth 4.0

Před prvním použitím

1. Instalace baterií

Otevřete dvířka prostoru pro baterie a vložte do nich baterie se správnou polaritou.

2. Instalace aplikace

Naskenujte QR kód zobrazený výše, nebo stáhněte "OKOK International" z App store nebo Android Google Play.

3. Registrace

Zapněte Bluetooth na mobilním zařízení, otevřete aplikaci "OKOK International" a následujte kroky nutné k registraci uživatelského profilu.

Kontrola dvanácti indexů zdraví



Váha



BMI



Tělesný tuk



Voda



Svaly



Kosti



BMR



Stupeň obezity



Viscerální tuk



Bílkoviny



Tělesný věk



LBM

Více uživatelů

8 uživatelů a 1 návštěvník mohou sdílet jeden uživatelský účet v

Cílová váha

Users can set their own target weight to customize their own health plan.

Upozornění

1. Zajištěte dobrý kontakt mezi bosýma nohama a kovovými elektrodami, jinak se zobrazí pouze
Vaše váha.
2. Ujistěte se, že je váha na rovném, rovnoměrném a pevném povrchu. Vyhněte se kobercům nebo
měkkým povrchům.
3. Povrch váhy bude kluzký, pokud bude mokrá. Před použitím zkontrolujte, zda jsou sklo i nohy suché.
4. Tato váha není vodotěsná. Nevystavujte vlhkosti.
5. Váhu očistěte mírně navlhčeným hadříkem. K čištění váhy nepoužívejte žádné chemické / abrazivní čisticí prostředky.
6. Pokud váhu nebudete delší dobu používat, vyjměte baterie.
7. Spotřebič je určen výhradně pro domácí použití v domácnosti.
8. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s přístrojem nebudou hrát.



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektroodpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na určené sběrné místo pro elektrický odpad.



Tímto dovozce, společnost Blueroad RE s.r.o. (Gruzínská 662/12, Praha 10, 100 00) prohlašuje, že produkty BOT jsou ve shodě se základními požadavky směrnice 2014/53/EU. Komplexní text Prohlášení o shodě je k dispozici na požádání na webu www.blueroad.cz.