

NÁVOD K POUŽITÍ – Parafínová vana

Upozornění: Tento produkt byl zakoupen prostřednictvím internetového obchodu a byl přepraven kurýrní nebo poštovní společností, kde není zajištěna optimální a stálá teplota vzduchu. Z toho důvodu Vás žádáme před prvním použitím zařízení nezapínejte cca 1 hodinu a skladujte jej při pokojové teplotě. Okamžité zapnutí může poškodit zařízení, nebo jeho části.

Specifikace:

- Výkon: 200W
- Napětí: 220V-240V 50HZ
- Certifikát: ROHS

Návod k použití:

1. Umístěte přístroj na rovný stůl a odstraňte vrchní kryt.
 2. Před vložením parafínu se ujistěte, že nádoba přístroje je prázdná.
 3. Parafín z obalu umístěte do vany. Udržujte hladinu parafínu mezi vyznačenými ryskami!
 4. Přikryjte víčkem – chrání parafín před vnějšími nečistotami
4. Zapojte přístroj do zásuvky, přepněte na polohu „HI“ a rozsvítí se kontrolka. Poloha „HI“ je určena pro rychlé rozpouštění parafínu, což se dostaví cca po 30-45 minutách. Pak přepněte do polohy „LO“. Pokud přístroj necháte zapnutý v poloze „HI“ déle než je stanovený čas, parafín bude příliš horký na to, abyste ho používali, proto se nedoporučuje vkládat ani ruce ani nohy. V případě, že zapomenete přístroj v poloze „HI“ déle, než je stanovený čas, a parafín dosáhne teploty 80°C, přístroj automaticky přestane parafín vyhřívat a zelené světélko se zhasne. Po přepnutí přístroje do polohy „LO“ vyčkejte, dokud parafín dosáhne teploty 50-60°C. Každý člověk má mez tolerance teploty jinou, proto dodržujte doporučenou teplotu parafínu a vždy vyzkoušejte vnitřní stranou zápěstí, zda je teplota přijatelná. Před každým zábalem je třeba ruce pořádně umýt a popřípadě použít peeling, který odstraní staré šupinky kůže. Uvolněné a čisté ruce ponoříme až po zápěstí do rozehráté parafínové vany na 2 sekundy (parafín by měl mít správnou teplotu a neměl by pálit!). Ruce vytáhneme a proces opakujeme nejlépe 3-5x. Poté ruce vložíme do igelitových nebo mikroténových rukavic či sáčků a navlékneme froté rukavice. Tento zábal necháme působit 10-20 minut. Rukavice včetně sáčků sundáme a ztuhlý vosk jemně stáhneme. Nakonec můžeme ruce protřít výživným krémem.

Upozornění:

- Pokud máte nebo jste měl/a kožní chorobu či zdravotní problémy, konzultujte použití parafínové vany se svým lékařem
- Pokud se během aplikace parafínu objeví podráždění, bolest, zarudnutí či nepohodlí, konzultujte další použití vany se svým lékařem
- Nikdy neohřívejte parafínový vosk v jiných přístrojích, pouze v parafínové vaně. Parafínový vosk vždy vyjměte z obalu před rozehríváním
- Přístroj je určen pouze pro použití ve vnitřních prostorech
- Nikdy nenechte klesnout hladinu parafínu pod minimum a nenaplňujte nad maximum
- Do přístroje si nestoupejte
- Nikdy nedávejte ruce ani nohy do přístroje, když je v poloze „HI“
- Ušchovejte mimo dosah dětí
- Přístroj chraňte před kontaktem s vodou, nebo jinými roztoky
- Pokud přístroj padne do vody, nepřibližujte se k vodě, ani se nedotýkejte přístroje, ale vytáhněte jej ze zástrčky
- NIKDY nezapínejte přístroj bez parafínu, když je prázdný
- K čištění přístroje použijte k tomu určené pomůcky a přípravky a před čištěním přístroj vždy vypněte
- Použitý parafín zlikvidujte a nepoužívejte jej opakovaně
- Pouze u námi prodávaných parafínů můžeme zajistit správnou funkčnost celé procedury. Funkčnost ostatních parafínů NEZARUČUJEME

Reklamáce: Na prodávané zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců pro spotřebitele dle Občanského zákoníku, nebo minimálně 12 měsíců dle Obchodního zákoníku (při profesionálním použití přístrojů 12 měsíců).

Reklamáce se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a vady způsobené nevhodným zacházením!