

NÁVOD K POUŽITÍ – Parafínová vana

Upozornění: Tento produkt byl zakoupen prostřednictvím internetového obchodu a byl přepraven kurýrní nebo poštovní společností, kde není zajištěna optimální a stálá teplota vzduchu. Z toho důvodu Vás žádáme, před prvním použitím zařízení nezapínejte cca 1 hodinu a skladujte jej při pokojové teplotě. Okamžité zapnutí může poškodit zařízení, nebo jeho části.

Parafín vkládejte do parafínové vany vždy bez obalu!

Návod k použití:

1. Zapněte přístroj do zásuvky.
2. Před vložením parafínu se ujistěte, že nádoba přístroje je prázdná.
3. Parafín z obalu umístěte do vany. Udržujte hladinu parafínu mezi vyznačenými ryskami!
4. Nastavte teplotu pomocí tlačítka „TEMP“ (teplotu je možno nastavit až na 65°C), a potom zmáčkněte tlačítko 0. Rozsvítí se kontrolka a na displeji se ukáže aktuální teplota.
5. Jakmile kontrolka zhasne, zařízení bude udržovat teplotu. Počkejte než se dokonale rozpustí všechn parafín.
6. Nastavte požadovanou teplotu (obvykle 40 - 45°C). Před použitím se ujistěte, zda parafín není příliš horký.
7. Po použití přístroj vypněte a odpojte ze sítě.

Čas rozpouštění parafínu je kolem 120 minut. Množství parafínu může ovlivnit čas rozpouštění.

Postup při parafínovém zábalu:

1. Vybalte parafín z obalu.
2. Následně si sundejte veškerou bižuterii (prsteny a náramky).
3. Umyjte si a důkladně osušte ruce/nohy.
4. Namočte ruce/nohy do parafínu.
5. Před lázní je možno použít vyživující krém.
6. Vložte ruce/nohy do parafínové lázně, přičemž neohýbejte prsty.
7. Jakmile nebude vosk stékat, vytáhněte ruce/nohy z lázně.
8. na ruce si nasad'te jednorázové rukavice (případně mikroténové sáčky) a na ně hřejivé rukavice, aby vosk zůstal co nejdéle teplý.
9. Po 10 minutách sundejte bavlněné i jednorázové rukavice včetně vosku od zápěstí k prstům.