

Ruhhy 24638 Analytická osobní váha 225 kg, BMI – Návod

Analytická osobní váha, 225kg | Ruhhy nabízí přesné měření hmotnosti a analýzu tělesných údajů, je ideálním pomocníkem pro sledování vašeho zdraví. Díky pokročilým funkcím váha měří nejen tělesnou hmotnost (5-225 kg), ale analyzuje také složení těla: BMI, procento tělesného tuku, procento vody a svalové hmoty, čímž poskytuje komplexní informace o vašem zdraví.

Váha umožňuje výběr pohlaví (žena, muž, sportovec) a úroveň fyzické aktivity (1-5), což umožňuje přesnější výsledky přizpůsobené vašemu životnímu stylu. LCD displej z tvrzeného skla prezentuje výsledky s jasnou přesností, po ukončení měření se data automaticky uloží do uživatelského profilu.

Specifikace hmotnosti:

- přesné měření tělesné hmotnosti, rozsah od 5 do 225 kg
- pokročilá analýza složení těla, čtení BMI, procenta tělesného tuku, procenta vody a svalové hmoty
- vysoce kvalitní zpracování, pouzdro z odolného materiálu ABS a LCD displej z tvrzeného skla
- možnost volby pohlaví a režimu aktivity žena, muž, sportovec a úroveň aktivity 1-5
- funkce ukládání profilu, paměť pro 10 různých uživatelů
- inteligentní rozpoznávání uživatele, automatické přiřazení výsledků k příslušnému profilu (+/- 3 kg)
- možnost změny jednotek měření pohodlné tlačítko UNIT (kg, libry, kámen) pod stupnicí
- jednoduchý proces vytvoření profilu nastavení věku (18-80 let), výšky (100-220 cm) a úrovně aktivity
- Automatické úsporné vypnutí po 60 sekundách nečinnosti
- snadné ovládání, intuitivní tlačítko SET a konfigurační šipky
- automatické ukládání dat, výsledky měření se ukládají do profilu uživatele
- rychlý proces měření trvá jen několik sekund po zvukovém signálu
- ergonomické elektrody dva velké elektrodové listy zajišťují pohodlí při používání
- snadná údržba, lze jej čistit vlhkým měkkým hadříkem
- napájení 3 AAA baterie součástí balení
-

Bezpečnostní pokyny k analytickým vahám

1. Použití a prostředí

- Používejte váhu **na pevné, rovné a suché podlaze** (nejlépe dlažba, vinyl, laminát).
- Nevstupujte na váhu s **mokrými nohama nebo když je povrch vlhký** → hrozí uklouznutí.
- Nepoužívejte váhu na koberci, výsledky by byly nepřesné.

2. Elektronika a napájení

- Vyměňuj baterie pouze za doporučený typ.
- Nevystavuj váhu **přímému slunci, vysoké vlhkosti ani extrémním teplotám**.
- Pokud se delší dobu nepoužívá → vyjmi baterie, zabráníš vytečení elektrolytu.

3. Ochrana zdraví

- **Nevhodné pro osoby s kardiostimulátorem nebo jinými elektronickými implantáty** – měření složení těla využívá bioelektrickou impedanci (proud je sice velmi slabý, ale může rušit přístroj).
- Nedoporučuje se pro **těhotné ženy** → hodnoty tuku/vody nemusí být spolehlivé.
- U dětí a mladistvých do cca 10–12 let může být měření složení nepřesné (jejich tělo se vyvíjí).

4. Bezpečnost při používání

- Nestoupej na hrany váhy → může se převrátit.
- Nevstupuj na váhu víc než jednou nohou, vždy celou plochou chodidla.
- Nepoužívej váhu jako stoličku nebo podnožku.
- Nepřekračuj maximální nosnost (u RUHHY 24638 je to **225 kg**) → hrozí poškození senzoru nebo prasknutí skla.

5. Čištění a údržba

- Čisti jemně navlhčeným hadříkem, bez agresivních čisticích prostředků.
- Nepoužívej abrazivní houbičky.
- Nikdy neponořuj váhu do vody ani ji neoplachuj.

Odpad z elektrických a elektronických zařízení - nařízení Evropské unie 2002/96/EC a upravující problematiku tříděného sběru odpadu



Toto označení na zařízení nebo jeho obalu znamená, že se nesmí likvidovat s běžným domovním odpadem. Odevzdejte ho do sběrného střediska na recyklaci a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení. Správná likvidace nezpůsobí negativní vlivy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva. Přispějete tak k ochraně a ke zlepšení životního prostředí.

Toto zařízení je označeno podle evropského nařízení 2002/96/EC o elektrickém odpadu a elektronickém vybavení (WEEE). Tato směrnice tvoří rámec celoevropské odůvodněnosti o sběru a recyklaci elektrického odpadu a elektronického vybavení.



Tento výrobek odpovídá všem základním požadavkům směrnic EU, které se na něj vztahují.