

NÁVOD K POUŽITÍ

TERAPIE ČERVENÝM SVĚTLEM

RED LIGHT PANEL 1500 W

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Model	AL1500
Typ LED	5W LED
Počet LED	300 ks
Celkový výkon	1500 W
Vlnová délka	480 nm / 630 nm / 660 nm / 810 nm / 830 nm / 850 nm / 940 nm
Úhel paprsku	30 stupňů
Počet chladicích ventilátorů	4 ks
EMF emise	0,0 μ T @ 3 cm

Hlučnost @ 15 cm	≤35 dB
Blikání	Bez blikání (No flicker)
Intenzita světla (15 cm)	>232,2 mW/cm ²
Vstupní napětí	AC 110–240 V, 50/60 Hz
Provozní teplota	-20 °C až 40 °C
Rozměry	910 × 300 × 60 mm
Hmotnost	8,6 kg
Životnost LED	100 000 hodin
Záruka	2 roky

Spínače a ovládání

Zařízení je vybaveno **displejem, časovačem a dálkovým ovladačem.**

Světelné režimy:

- **RED** – červené světlo
- **NIR** – blízké infračervené světlo
- **BLUE** – modré světlo

Jednotlivé režimy lze používat samostatně nebo v kombinaci dle potřeby.

Vlastnosti produktu

RED LIGHT PANEL 1500 W je profesionální zařízení určené pro **hloubkovou regeneraci, péči o pokožku a celotělovou terapii.**

Červené světlo (630 nm, 660 nm)

- Stimuluje tvorbu kolagenu
- Zlepšuje elasticitu a strukturu pokožky
- Pomáhá redukovat jemné vrásky a pigmentaci
- Podporuje hojení pokožky

Blízké infračervené světlo – NIR (810 nm, 830 nm, 850 nm, 940 nm)

- Proniká hluboko do svalů, kloubů a tkání
- Podporuje regeneraci svalů a vaziv
- Pomáhá snižovat záněty a bolest
- Urychluje zotavení po fyzické zátěži nebo zranění

Infračervené světlo (IR)

- Zvyšuje účinnost terapie
- Podporuje buněčný metabolismus
- Pomáhá snižovat oxidační stres

Modré světlo (480 nm)

- Pomáhá při péči o problematickou a aknézní pleť
- Zklidňuje pokožku

- Přispívá ke zlepšení textury pleti
 - Podporuje pocit svěžesti a vitality
-

Jak používat

1. Umístěte panel na stabilní místo pomocí stojanu.
2. Nastavte vzdálenost **15–30 cm od těla**.
3. Zvolte požadovaný světelný režim.
4. Nastavte čas **10–20 minut**.
5. Používejte **1–2× denně**, nebo dle potřeby.

Pro celotělovou terapii doporučujeme postupně ošetřit jednotlivé části těla.

Doporučení pro použití

- Používejte na **čistou a suchou pokožku**
 - Po terapii je vhodné pokožku **hydratovat**
 - Dodržujte doporučenou dobu expozice
 - Při použití modrého světla a ošetření obličeje používejte **ochranné brýle**
-

Může to poškodit mé oči?

Červené, infračervené i modré světlo je při správném používání bezpečné, **nikdy se však nedívejte přímo do LED diod**.

Při terapii obličeje nebo pokud máte citlivé oči vždy používejte **ochranné brýle** (součást balení).

Upozornění

- Tento produkt **není určen jako náhrada lékařské léčby**
- Nepoužívejte na otevřené rány nebo při vysoké horečce
- Nepoužívejte při epilepsii nebo užívání fotosenzitivních léků bez konzultace s lékařem
- Pokud se objeví podráždění, přerušete používání
- Uchovávejte mimo dosah dětí