

Verk 24540 Masážní přístroj na lýtka s vyhříváním a kompresí – Návod

Bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje je důležité se seznámit se základními bezpečnostními pravidly:

- Přístroj používejte pouze na rovném povrchu v interiéru.
- Nepoužívejte jej, pokud máte oteklé nebo zanícené nohy, vyrážku, krevní sraženinu nebo hlubokou žilní trombózu.
- Poradte se s lékařem, pokud jste těhotná, máte cukrovku, kardiostimulátor nebo jiné zdravotní potíže.
- Povrch přístroje může být horký, buďte opatrní, pokud jste necitliví na teplo.
- Během používání se ujistěte, že sedíte nebo ležíte, abyste minimalizovali riziko pádu.
- Po použití a před čištěním přístroj vždy odpojte od napájení a nechte jej vychladnout.
- Ne ponořujte přístroj do vody ani do něj nevkládejte žádné předměty do otvorů.

Čištění a skladování

- K čištění používejte **pouze mírně navlhčený hadřík**. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, ředidla ani alkohol.
- Před dalším použitím nechte přístroj **zcela uschnout**.
- Přístroj skladujte na **suchém a chladném místě** mimo dosah dětí, ideálně v originálním obalu.

Vlastnosti:

- Vzduchová masáž se třemi úrovněmi intenzity
- Vyhřívání ve 3 stupních (nízké, střední, vysoké)
- Vibrace s 3 úrovněmi nastavení
- Vestavěný časovač 20 minut pro bezpečné používání
- Dobíjecí baterie 2000 mAh – až 4 hodiny nabíjení
- Pohodlné upevnění díky nastavitelným suchým zipům
- Ovládací panel s intuitivními tlačítky

Návod k obsluze a funkce:

- **Zapnutí/Vypnutí:** Dlouhým stisknutím tlačítka ON/OFF (cca 3 sekundy) přístroj zapnete. Výchozí nastavení je obvykle uklidňující režim.
- **Kompresa (Tlaková masáž):** Tlačítkem "Mode" přepínáte mezi intenzitami vzduchové masáže (3 úrovně – jemná, střední, silná).
- **Vyhřívání (Heat):** Tlačítko "Heating" aktivuje ohřev. Opakovaným stisknutím nastavujete nízkou, střední nebo vysokou úroveň tepla.
- **Aplikace:** Omotejte suchým zipem kolem lýtek (ne příliš těsně, ponechte prostor pro nafouknutí).
- **Bezpečnost:** Používejte na suché pokožce. V případě těhotenství, cukrovky nebo srdečních potíží se poraďte s lékařem.

KONTRAINDIKACE:

Tento vzduchový masážní přístroj na nohy není určen k použití, pokud máte některý z následujících zdravotních problémů. Doporučujeme vám, abyste se nejprve poradili s lékařem, abyste potvrdili, zda je použití produktu pro vás klinicky bezpečné.

- Předpokládaný důkaz městnavého srdečního selhání, kdy by zvýšení krve vrácené do srdce mohlo být škodlivé.
- Preexistující hluboká žilní trombóza (DVT) nebo krevní sraženiny.
- Existující hemoragické onemocnění nebo problémy s koagulací.
- Tromboflebitida
- Plicní embolie

PROSÍM, NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT, POKUD MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY:

- Máte kardiostimulátor nebo jakýkoli jiný lékařský implantát
- Trpíte srdeční chorobou.
- Trpíte cukrovkou.
- Vaše kosti jsou křehké nebo zraněné.
- Trpíte rakovinou.
- Léčíte se nebo váš krevní tlak není normální.
- Trpíte osteoporózou.
- V současné době jste těhotná nebo máte menstruaci.
- Děti nebo dospívající, kteří se fyzicky vyvíjejí.

Poznámka:

Při používání zařízení se prosím ujistěte, že pohodlně sedíte nebo ležíte, abyste předešli riziku pádu. To je nejlepší způsob, jak si masáž užít.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ



Upozornění:

Tento výrobek není určen pro děti do 3 let.

Obsahuje malé části, které mohou představovat nebezpečí vdechnutí nebo spolknutí a následné udušení. Používejte pouze pod dohledem dospělé osoby. Uchovávejte mimo dosah dětí mladších 3 let.