

Elektronická osobní váha LAICA PS 5007

Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.

Před prvním použitím si prosím přečtete informace a upozornění v této příručce

UPOZORNĚNÍ

- Tato váha nevyžaduje žádnou speciální údržbu.
- Váhu nepřetěžujte
- Váhu neotvírejte . V případě vniknutí a neodborné manipulace pozbývá záruka na Váš přístroj platnosti.
- V případě problémů se obraťte na Vašeho prodejce.
- Pozor! Pokud je povrch mokrá, váha může být kluzká!
- Važte se vždy ve stejnou denní dobu, nejlépe vždy po ránu, ještě před snídaní a pokud možno bez oblečení.

Použitím této váhy je zcela bezpečné. Váha je napájena výměnnými 1,5V alkalickými bateriemi.

Nicméně lidé se zdravotními problémy či omezením by měli konzultovat použití váhy s lékařem.

Jedná se zejména o uživatele

*s kardiostimulátorem, případně vybavené jiným elektrickým medicínským zařízením

*s vysokou tělesnou teplotou

*s kardiovaskulárním onemocněním

*trpící osteoporózou, edémy na nohou, na dialýze

*těhotné ženy

VLOŽENÍ BATERIÍ

Tato váha využívá na napájení 3ks alkalické lithiové baterie. Když jsou baterie vybité, na displeji se zobrazí „LO“, nebo symbol baterie. Vložte nové baterie. Dbejte na správnou polaritu. Vyndejte baterie, pokud váhu nebudete delší dobu používat.

Vyjměte vybité baterie vysunutím krytu baterií ve spodní části váhy. Vybité baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, ale do speciálního sběrného kontejneru např. ve sběrném dvoře v místě Vašeho bydliště, nebo u Vašeho prodejce. Doporučení: Pro větší bezpečnost by neměly děti do 12 let samy vyměňovat baterie.

NÁVOD K POUŽITÍ

1) Položte váhu na rovný a pevný podklad. Nerovný a měkký povrch podlahy (např. koberce, linolea) může způsobit nepřesnost ve vážení.

2) Zapnete váhu tlačítkem „0/I“ a vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0,0“. Zvolte požadovanou měřicí jednotku (kg nebo lb) stisknutím tlačítek „▲“ nebo „▼“.

VÁŽENÍ

1) Váhu aktivujte našlápnutím na střed vážící platformy. Vyčkejte, až se na displeji zobrazí „0,0“.

2) Stoupněte si na váhu, chodidla paralelně vedle sebe (viz. obrázek v originálním návodu). Během vážení stůjte klidně, nepředklánějte se, mohlo by dojít k ovlivnění výsledku. Na displeji se zobrazí vaše váha.

3) Sestupte z váhy dolů, na displeji bude ještě chvíli vidět výsledek měření, poté se váha automaticky vypne.

VLOŽENÍ OSOBNÍCH DAT

Tato digitální váha je schopná uchovat osobní data až 10. různých osob.

1) Pokud je váha vypnuta, stiskněte tlačítko „0/I“. Na displeji začne blikat „P0“ což znamená personální údaje osoby č.1. Pokud chcete změnit číslo osoby (máte na výběr z P0 až P9), stiskněte tlačítka „▲“ nebo „▼“. Výběr osoby potvrďte tlačítkem „SET“.

2) Nyní displej znázorňuje postavu ženy nebo muže. Požadovanou volbu proved'te tlačítky „▲“

nebo "▼" a poté potvrďte tlačítkem „SET“.

3) Pak nastavte Vaší výšku pomocí tlačítek "▲" nebo "▼" – od 100 do 220 cm. Potvrďte tlačítkem „SET“.

4) Tlačítka "▲" nebo "▼" nastavte Váš věk (od 10 do 80 let) a potvrďte tlačítkem „SET“.

5) Nyní jsou všechna Vaše osobní data uložena, na displeji je zobrazeno „0,0“. Stoupněte si na váhu a dbejte na zvýšenou opatrnost, aby se vaše bosá chodidla správně dotýkala dvou senzorů na platformě váhy. Displej započne zobrazovat postupně tyto hodnoty (vždy 3x):

*váší váhu

*% tuku přítomný ve Vašem těle (FAT)

„THIN“ - nízká váha je indikována modrou LED diodou

„HEALTHY“ - optimální váha je indikována zelenou LED diodou

„FAT“ - nadváha, obezita je indikována červenou LED diodou

*% vody přítomné ve vašem těle (TBW)

*% tělesného svalstva (MUS)

*hodnota bazálního metabolismu (KCAL)

*BMI index (BMI)

6) Po třetím zobrazení dosažených hodnot se váha automaticky vypne. Pro úpravu vložených dat zopakujte výše zmíněný postup. Pro vložení osobních dat další osoby opakujte celý postup znovu, pouze je na počátku nutné zvolit další volnou pozici paměti (např. P2, P3 atd.). Pokud v průběhu vkládání osobních dat nestisknete žádné tlačítko po dobu 10. sekund, váha se automaticky vypne.

MĚŘENÍ VÁHY, %TĚLESNÉHO TUKU, % VODY, % TĚLESNÉHO SVALSTVA A HODNOTA BAZÁLNÍHO METABOLISMU

1) Ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko „SET“. Na displeji začne blikat poslední zvolená oblast paměti, např. „P0“ což znamená osobní údaje osoby č.1, P1 jsou osobní údaje osoby č.2 atd. Pokud chcete změnit osobu, stiskněte tlačítka "▲" nebo "▼" (možnosti P0 až P9).

2) Jakmile se na displeji zobrazí „0,0“, stoupněte si na váhu a vyčkejte výsledky vážení, které se začnou postupně zobrazovat na displeji v pořadí – viz. předchozí odstavec, bod 5.

Pozor! Pokud není na displeji zobrazeno „0,0“, váha není připravena k vážení. Pokud se na displeji objeví „Err“, znamená to, že se během vážení vyskytla nějaká chyba. Sestupte z váhy a opakujte celou proceduru znovu.

V případě přetížení se na displeji zobrazí hlášení „OL“. V tomto případě přerušte okamžitě vážení a sestupte z váhy, aby nedošlo k nevratnému poškození váhy.

ÚDRŽBA

- Váhu používejte opatrně, jedná se o velmi přesný přístroj.
- Vyvarujte se používání váhy v extrémních teplotách, nevystavujte zvýšené vlhkosti, nárazům, prachu, přímému slunečnímu záření a mechanickému poškození.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Čištění váhy provádějte pouze suchým, jemným hadříkem.
- Nepoužívejte abrazivní a agresivní čisticí prostředky, nebo rozpouštědla.
- Nedopusťte vniknutí žádné kapaliny do váhy – tato váha není vodotěsná!
- Neuchovávejte, nebo nepoužívejte v místech s vysokou vzdušnou vlhkostí. Vyšší vzdušná vlhkost než 85%, nebo vniknutí kapaliny způsobí korozi, které může přístroj nenávratně poškodit.

TECHNICKÉ PARAMETRY

LCD displej

Maximální tolerance: + / -1%

Skladujte v prostředí: +10°C až +50° C, vlhkost maximální do 85%

Provozní prostředí: +10° C až +40° C, vlhkost maximální do 85%

Maximální váha: 180kg po 100g

Paměť: pro 10 osob

Baterie: 3ks 1,5V alkalické baterie AAA

CE: Tento produkt je určen pro domácí použití. Značka CE na zařízení znamená, že tento elektronický výrobek je plně v souladu se směrnicí ES 2004/108 o elektromagnetické kompatibilitě. Toto zařízení neovlivňuje jiná zařízení (tzv. elektromagnetická kompatibilita) a je naprosto bezpečné pokud je zachován doporučený způsob použití uvedený v tomto návodu. V případě výskytu nějaké provozní anomálie, obraťte se na Vašeho prodejce, či přímo na výrobce.

Postup při likvidaci (směrnice 2002/96/ES - WEEE)

Symbol přeškrtnuté popelnice na spodní straně přístroje znamená, že po skončení životnosti výrobku jej umístíte do separovaného sběru elektronických a elektrických zařízení ve sběrném středisku ve Vaší oblasti. Nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!

Tento postup odděleného sběru elektrických a elektronických zařízení je plně v souladu se strategií evropské environmentální politiky zaměřené na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí.

Pozor! Za nesprávný postup při likvidaci elektrických a elektronických zařízení můžete být vystaveni sankcím, nebo pokutám.

ZÁRUKA

Na tento přístroj je poskytována záruka po dobu 2 let od data prodeje. Datum prodeje se prokazuje řádně vyplněným a orazítkovaným záručním listem podepsaným prodejcem, případně daňovým dokladem-účtenkou. Záruka se vztahuje pouze na skryté závady vzniklé při výrobě tohoto přístroje. Záruka se nevztahuje se na náhodná poškození, vady vzniklé nesprávným používáním, nebo nedbalostí. Používejte pouze originální příslušenství, použitím neschválených doplňků může záruka zaniknout. Nikdy neotvírejte přístroj, v případě otevření a neodborné manipulace záruka automaticky zaniká. Záruka se nevztahuje ani části podléhající opotřebení a na baterie (jsou-li součástí balení). Záruční doba končí 2 roky od data zakoupení, po uplynutí této doby budou veškeré servisní zákroky účtovány. V případě poruchy se obraťte na Vašeho prodejce.. Použití na veřejných prostranstvích není dovoleno. Výrobce neručí za žádné škody na lidech, majetku nebo na domácích zvířatech, a to buď přímých, či nepřímých, vzniklých v důsledku nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu k použití.

Společnost Laica si vyhrazuje (v souladu se svou strategií neustále zlepšovat své výrobky) právo změnit své výrobky, a to buď plně a nebo částečně a to i bez předchozího oznámení. Za tyto změny společnost Laica nenese žádnou odpovědnost.

Země původu:

Čína

Dovozce do ČR a SR:

Expro Mobil s.r.o.
Březhradská 148
503 34 Hradec Králové
Česká republika
www.mujpramen.cz