

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Shiatsu neck massager **BeautyRelax BR-090**



Kedves vásárlónk, köszönöm a bizalmát termékünk vásárlásában. Az első használat előtt olvassa el figyelmesen az üzemeltetési utasításban szereplő összes részletes információt. Különös figyelmet kell fordítani a biztonsági figyelmeztetésekre. Pontosan használja az eszközt az utasításoknak megfelelően. Ezek a lépések hozzájárulnak az eszköz összes funkciójának maximális kihasználásához. Ebben az útmutatóban megpróbáljuk a lehető legközelebb hozni Önt a használt technológiákhoz és az eszköz lehető legjobb kihasználásához.

Ha bármilyen kétértelműség merül fel az utasítások elolvasása közben, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az e-mail címen: mh@santadria.cz

Tartsa a használati útmutatót biztonságos helyen, későbbi felhasználás céljából.

RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A nyaki gerincfájdalom jelenleg a civilizáció úgynevezett betegsége. A fájdalom forrásai főként olyan tényezőket tartalmaznak, amelyekért magunkat hibáztathatjuk. Leggyakrabban ez a test tartásának rossz módja, kevés mozgás vagy megnövekedett egyoldalú terhelés.

A nyaki masször kellemes, pihentető shiatsu masszázst biztosít. Négy nagy masszázsféjjel rendelkezik, amelyek abszolút pontosan stimulálják a nyaki izmokat. Az infravörös hő melegszik mélyen az izomszövetbe és jelentősen javítja a vérkeringést. Az összes funkció könnyen kezelhető az érintőképernyőn keresztül.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉS

- Ne kísérelje meg szétszerelni vagy javítani a készüléket
- tárolja és használja a készüléket száraz, zárt környezetben
- (a készüléket tilos használni a fürdőszobában)
- tilos a készülék használata, ha a nyaki gerinc vagy a test más része műtétet követően, amelyre a masszázskészüléket tervezték
- tilos a készülék használata, ha súlyos krónikus problémái vannak a nyaki gerincvel, és a nyak területe nagyon érzékeny
- ne használja a készüléket túl sokáig; mindössze 5–10 perc naponta az izmok kellemes kikapcsolódásához és ellazításához; A megadottnál hosszabb ideig fejfájást okozhat (a nyaki gerincre történő alkalmazás esetén)
- ha nem biztos benne, konzultáljon orvosával; a készüléknek nem kell jelentős mechanikai karbantartást végeznie
- a távirányító tisztítása előtt húzza ki a készüléket a hálózati adatterről. A távirányító felületét csak tiszta, puha ruhával tisztítsa
- Ne használjon agresszív tisztítószeret. ez károsíthatja a vezérlő felületét; ne hagyja a csomagolóanyagot körül fekvő; veszélyes játékgé válhat a gyermekek számára
- óvatosan kezelje a terméket; ne tegye ki ütéseknek, ütéseknél vagy ütéseknél; megengedett környezeti hőmérséklet: 5 ° C - + 50 ° C
- a biztonsági figyelmeztetések és a használati utasítás figyelmen kívül hagyása által okozott károk érvénytelenítik a készülékre vonatkozó garanciaigényeket; nem felelősek semmilyen következményes károkért, amelyek ezen feltételek megsértéséből származnak
- nem vállalunk felelősséget a termék nem megfelelő vagy nem megfelelő kezeléséből eredő személyi egészségkárosodásért; ezekben az esetekben a termékgarancia lejár

MŰKÖDÉS ELVE

Ennek az ősi japán gyógymódnak a fő elve a masszázs, amely a hüvelykujja, az ujj vagy a tenyere nyomását használja. A masszázsgallér fokozatosan ellazítja a merev izmokat. Csökkenti a stresszt és a feszültséget! A masszázsgallér beépített kifinomult masszázsmechanizmussal rendelkezik. Nagyon részletesen úgy tervezték, hogy a valódi kezek mozgását a lehető legjobban szimulálja.

JELLEMZŐK ÉS SPECIFIKÁCIÓK

- Az izomfeszültség és a merevség hatékony enyhítése.
- Kiváló eszköz a sportolók számára az izmok regenerálására.
- Segít kiküszöbölni a kimerültség és kimerültség tüneteit.
- Kellemes pihenés a nehéz munka után.
- Univerzális felhasználás a test több részén: nyakon, vállon, háton, derékon vagy combon.

INFRÁS FŰTÉS

A minőségi masszázst hővel kombinálják. Az izmok gyorsabban ellazulnak és jobban reagálnak a masszázsfőjekre. A masszázsgallér infravörös melegítést használ. A hő nem csak a bőr felületét melegíti. Közvetlenül az izomszövetbe hatol be, ahol teljesíti céljait!

MASSZÁZS MÓD

Annak érdekében, hogy a masszázs egy idő után ne váljon túl monotonnak, a masszázsgallér a kezelőpanelen lévő gomb megnyomásával a masszázsfőjek két mozgási irányát kínálja. Az izmok varázspálcaként ellazulnak.

HASZNÁLAT

- A készülék ideális a nyaki gerinc és a váll masszírozására.
- A használat nagyon univerzális.
- A masszázskészüléket otthon, az irodában vagy az autóban fogja használni a hosszú utazások szüneténél.

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

- Fogyasztás: 24W.
- Fűtés: Igen.
- Tömeg: 2kg.
- Méretek: 40x31.5x16cm.

KÉSZÜLÉK LEÍRÁS

1. Masszázs fej
2. Irányító panel
3. Kézi markolat



IRÁNYÍTÓ PANEL LEÍRÁSA



1. *BE/KI Gomb*
2. *Gomb a masszázs irányának megváltoztatásához*
3. *Masszázs sebesség beállító gomb*
4. *Fűtés gomb*

HOGYAN HASZNÁLD

1. Csatlakoztassa a masszázskészüléket a csomagban található két adapter egyikéhez (220 V hálózati adapter vagy 12 V autó adapter).
2. A masszázskészülék bekapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot (1).
3. A gombbal (2) módosíthatja a masszázsfjek mozgási irányát.
4. A gombbal (3) állítsa be a masszázsfjek sebességét.
5. A fűtés bekapcsolásához használja a gombot (4).
6. A masszázs készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON / OFF gombot (1).

Ön a befolyásolhatja a masszázs intenzitását, ha megfogja a gallér végét. Minél többször megnyomja, annál intenzívebb a masszázs.

A masszázs kezelésekenként legfeljebb 10-15 percig ajánlott

KOMOLY FIGYELMEZTETÉS

Szigorúan Tilos a masszázspárna használata autóvezetés közben. Baleset esetén fennáll annak a kockázata, hogy megsérül a gerinc vagy más terület, amelyet masszázspárnával masszíroznak.

JÓ HA TUDOD

Használhatja a masszázskészüléket ülő vagy fekvő helyzetben. Ha vízszintes helyzetben fekszik a készüléken, akkor nyomást gyakorol a test súlyára, és a masszázs a lehető leginkább intenzív lesz! Csökkentheti a masszázs hatalmát egy széken vagy fotelben ülve. Ennek köszönhetően a masszázs intenzitását saját maga szabályozza a masszázspárnára gyakorolt nyomás alapján. Ha a masszázs intenzitása továbbra is erős, helyezzen be egy takarót a háta és az eszköz közé, hogy enyhítse a masszázsfjek nyomását.

HASZNÁLATI LEHETŐSÉGEK

A nyakon kívül a masszázskészüléket a következő testrészekre is használhatja:



MEGSZABADULÁS A HASZNÁLT ELEKTRONIKÁTÓL



Ez a szimbólum a terméken vagy a kísérő dokumentumokban azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad hozzáadni a szokásos kommunális hulladékhoz. A megfelelő hulladékkezelés, hasznosítás és újrahasznosítás céljából szállítsa ezeket a termékeket a kijelölt gyűjtőhelyekre. Alternatív megoldásként az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban termékeket visszaküldheti a helyi kereskedőnek, amikor egyenértékű új terméket vásárol. Annak biztosításával, hogy ezt a terméket megfelelő módon ártalmatlanítják, elősegíti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következmények elkerülését, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhat. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Ez a szimbólum az Európai Unióban érvényes. Ha el akarja dobni ezt a terméket, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal vagy a forgalmazóval a helyes hulladékkezelési módszerrel kapcsolatban.



Ez a termék megfelel az EU elektromágneses kompatibilitásra és elektromos biztonságra vonatkozó irányelveinek.

IMPORTŐR

SANTADRIA s.r.o. | Mojmírovo nám. 75/2, 612 00 Brno IČO: 29195454 | DIČ: CZ29195454

Email: mh@santadria.cz

A tipográfiai hibák, a tulajdonságok és a műszaki paraméterek változása fenntartva.