


Body Cardio



Quick Installation Guide

- CZ** Průvodce rychlým spuštěním
- SK** Sprievodca rýchlym spustením
- HU** Gyors üzembe helyezési útmutató



NEED HELP

POTŘEBUJETE POMOCI? | POTREBUJETE POMOC? | SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE?


➔ <http://support.withings.com/bodycardio>

Thank you for choosing the Withings Body Cardio


Děkujeme vám, že jste si vybrali Withings Body Cardio | Ďakujeme vám, že ste si vybrali Withings Body Cardio | Köszönjük, hogy a Withings Body Cardio-t választotta

Box content

Obsah balení | Obsah balenia | A csomagolás tartalma



Withings Body Cardio



USB Cable

CZ USB kabel

HU USB kábel

SK USB kábel

USB Cable

USB kabel | USB kábel
USB kábel

Connect the cable to a power source to charge your Body Cardio. Unplug the cable to weigh yourself again.

CZ Pro napájení svého Body Cardio připojte kabel k napájecímu zdroji. Chcete-li se vážit, kabel odpojte.

SK Na napájanie Body Cardio pripojte kábel k napájacímu zdroju. Ak sa chcete vážiť, kábel odpojte.

HU A Body Cardio csatlakoztatásához csatlakoztassa a kábelt a tápegységhez. Ha meg szeretné mérni a súlyát, húzza ki a kábelt.

Quick **start**

Rychlé spuštění | Rýchle
spustenie | Gyors indítás



1

Press and hold the side button for a few seconds

CZ Stiskněte a přidržte po dobu několika sekund boční tlačítko

SK Stlačte a pridržte na niekoľko sekúnd bočné tlačidlo

HU Nyomja le, és tartsuk néhány másodpercig benyomva az oldalsó gombot



2

Visit *go.withings.com*
to get the app and follow
the instructions

- CZ** Pro stažení aplikace navštivte
go.withings.com a postupujte podle
pokynů
- SK** Na stiahnutie aplikácie navštívte
go.withings.com a postupujte podľa
pokynov
- HU** Az alkalmazás letöltéséhez látogasson le
a *go.withings.com* oldalra, és kövesse az
utasításokat




Analyze your Body Composition, Heart Rate, Pulse Wave Velocity and be notified of Weather Forecast for the day, while weighing

- CZ** Analyzujte složení svého těla, tepovou frekvenci, rychlost pulzových vln a při vážení budete informováni o předpovědi počasí na daný den
- SK** Analyzujte zloženie svojho tela, tepovú frekvenciu, rýchlosť pulzových vln a pri vážení budete informovaní o predpovedi počasia na daný deň
- HU** Elemezze teste összetételét, a pulzusszámot, a pulzushullámok sebességét, és a mérleg használatá során tájékoztatást kap az adott napra vonatkozó időjárás-előrejelzésről

* Only with Wi-Fi connection

- CZ** Pouze s Wi-Fi připojením
- SK** Len s Wi-Fi pripojením
- HU** Kizárólag Wi-Fi kapcsolattal



Weight (kg, lb, st lb)
Hmotnosť | Hmotnosť
Tömeg



Fat Mass
Tělesný tuk | Telesný tuk
Testzsír




Total Body Water
Obsah vody v těle | Obsah vody
v tele | A test víztartalma




Weather* morning | afternoon (°C or °F)
Počasí dopoledne, odpoledne
Počasie doobeda, poobede
Időjárás délelőtt, délután




Heart Rate (bpm)
Tepová frekvence | Tepová frekvencia
Pulzusszám



Muscle Mass
Svalová hmota | Svalová hmota
Izomtömeg



Number of steps*
Počet kroků | Počet krokov
Lépések száma



Change the order of the screens and choose what matters most to you

If you use a Withings activity tracker or track your steps with the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much you walked the previous day!

CZ Změňte pořadí obrazovek a vyberte si, co je pro vás nejdůležitější



Pokud používáte fitness náramek Withings nebo sledujete počet svých kroků pomocí aplikace Health Mate™, aktivujte obrazovku Steps (Kroky), abyste věděli, kolik jste předchozí den ušli!

SK Zmeňte poradie obrazoviek a vyberte si to, čo je pre vás najdôležitejšie

Ak používate fitness náramok Withings alebo sledujete počet svojich krokov pomocou aplikácie Health Mate™, aktivujte obrazovku Steps (Kroky), aby ste vedeli, koľko ste predchádzajúci deň ušli!



HU Változtassa meg a képernyők sorrendjét, és válassza ki, mi a legfontosabb az Ön számára

Ha Withings fitnessz-karkötőt használ, vagy ha a Health Mate™ alkalmazás segítségével figyelemmel követi a lépéseit, aktiválja a Steps (lépések) képernyőt. Így információkat kaphat az előző napon megtett lépések számáról!



Description

Popis | Popis | Leírás



A Screen

CZ Displej

SK Displej

HU Kijelző

B Electrodes

Elektrody

Elektródy

Elektródák

C Feet

Nožičky

Nožičky

Lábak

D Micro USB Port

Port Micro USB

Port Micro USB

Micro USB port

E Unit & Pairing button


Párovací tlačítko

Párovacie tlačidlo

Összerendelő gomb

Care and Maintenance

Péče a údržba | Starostlivosť a údržba | Ápolás és karbantartás



Damp cloth

Vlhký hadřík | Vlhká
handrička | Nedves törölröuha

Use only a cloth dampened with water to clean your scale. The use of any detergents or cleaners may cause irreversible damage to the coating that protects the electrodes used to measure your body fat and heart rate.

CZ K čištění váhy používejte pouze vlhký hadřík. Použití čisticích prostředků by mohlo nevratně poškodit povlak elektrod používaných k měření vašeho tělesného tuku a tepové frekvence.

SK Na čistenie váhy používajte len vlhkú handričku. Použitie čistiacich prostriedkov by mohlo nevratne poškodiť povlak elektród používaných na meranie vášho telesného tuku a tepovej frekvencie.

HU A mérleg tisztításához csak benedvesített törölrühát használjon. A tisztítószerek használata visszafordíthatatlanul károsíthatja a testzsír és a pulzus mérésére használt elektródák bevonatát.

Important notice

Důležité upozornění | Dôležité upozornenie | Fontos figyelmeztetés



- This product is not suitable for people wearing a pacemaker or any other internal medical device.
- This product is not a medical device and should not be used to diagnose or treat any medical condition.

CZ - Tento výrobek není vhodný pro lidi, které nosí kardiostimulátor nebo jiný vnitřní zdravotnický prostředek.
- Tento výrobek není zdravotnický prostředek a neměl by se používat k diagnostice nebo léčení jakéhokoli zdravotního stavu.

SK - Tento výrobok nie je vhodný pre ľudí, ktorí nosia kardiostimulátor alebo iný vnútorný zdravotnícky prostriedok.

- Tento výrobok nie je zdravotnícky prostriedok a nemal by sa používať na diagnostiku alebo liečenie akéhokoľvek zdravotného stavu.

HU - A terméket nem használhatják pacemakert vagy bármilyen más belső orvosi eszközt viselő személyek.
- A termék nem orvostechnikai eszköz, és nem használható sem az egészségügyi állapot diagnosztizálására, sem gyógyításra.

Warranty ZÁRUKA | ZÁRUKA | JÓTÁLLÁS

US Withings™ One (1) Year Limited Warranty – Withings Body Cardio

Withings Inc. of 16192 Coastal Highway, Lewes, DE 19958 (“Withings”) warrants the Withings-branded hardware product (“Withings Product”) against defects in materials and workmanship when used normally in accordance with Withings’ published guidelines for a period of **ONE (1) YEAR** from the date of original retail purchase by the end-user purchaser («Warranty Period»). Withings’ published guidelines include but are not limited to information contained in technical specifications, safety instructions or quick start guide. Withings does not warrant that the operation of the Withings Product will be uninterrupted or error-free. Withings is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to the Withings Product’s use.

CZ Jednoletá omezená záruka Withings™ – Withings Body Cardio

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, France (dále jen „Withings“) zaručuje, že výrobek značky Withings (dále jen „Výrobek Withings“) bude bez materiálových a výrobních vad při běžném používání v souladu s pokyny zveřejněnými společností Withings, a to po dobu **JEDNOHO (1) ROKU** od data původního maloobchodního nákupu koncovým kupujícím („Záruční doba“). Zveřejněné pokyny společnosti Withings zahrnují informace obsažené v technických specifikacích, bezpečnostních pokynech nebo v průvodci rychlým spuštěním, ale nejsou na ně omezeny. Withings nezaručuje, že bude provoz Výrobku Withings nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost Withings není odpovědná za škody způsobené nedodržením pokynů týkajících se použití Výrobku Withings.

SK Jednoročná obmedzená záruka Withings™ – Withings Body Cardio

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, France (ďalej len „Withings“) zaručuje, že výrobok značky Withings (ďalej len „Výrobok Withings“) bude bez materiálových a výrobných chýb pri bežnom používaní v súlade s pokynmi zverejnenými spoločnosťou Withings, a to na obdobie **JEDNÉHO (1) ROKU** od dátumu pôvodného maloobchodného nákupu koncovým kupujúcim („Záručná lehota“). Zverejnené pokyny spoločnosti Withings zahŕňajú informácie obsiahnuté v technických špecifikáciách, bezpečnostných pokynoch alebo v sprievodcoch rýchlym spustením, ale nie sú na ne obmedzené. Withings nezaručuje, že bude prevádzka Výrobku Withings neprerušovaná alebo bezchybná. Spoločnosť Withings nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním pokynov týkajúcich sa použitia Výrobku Withings.

HU Korlátozott egy (1) éves Withings™ – Withings Body Cardio jóttállás

Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann 92130 Issy les Moulineaux, France (a továbbiakban „Withings“) garantálja, hogy a Withings márkájú termék (a továbbiakban: „Withings termék“) standard, és a Withings társaság által közzétett utasításokkal összhangban lévő használat esetén anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz, mégpedig a termék végfelhasználó általi kiskereskedelmi megvásárlásának pillanatától számított **EGY (1) ÉVEN ÁT** („Jótállási idő“). A Withings társaság által közzétett utasítások a műszaki specifikációk, biztonsági utasítások vagy a gyors üzembe helyezési útmutató tartalmazta információkat tartalmazzák, ám nem korlátozódnak kizárólag azokra. A Withings nem garantálja, hogy a termék működése maradéktalanul megszakítás nélküli és hibátlan lesz. A Withings társaság nem felel a Withings termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartása okozta károkért.



FCC ID: XNAWBS04 IC: 11411A-WBS04

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je podmíněn dvěma následujícími podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat nežádoucí rušení; a (2) toto zařízení musí odolat jakémukoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí fungování.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka je podmienená dvomi nasledujúcimi podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať nežiaduce rušenie; a (2) toto zariadenie musí odolať akémukoľvek rušeniu, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce fungovanie.

A készülék megfelel az FCC-szabályzat 15. cikkének. Működési követelmény az alábbi két feltételnek való megfelelés: (1) a készülék nem okozhat nemkívánatos zavarást; és (2) a készüléknek ellen kell állnia bármilyen zavarásnak, beleértve a nemkívánatos működést okozó zavarást is.

This device complies with the R&TTE Directive. A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.withings.com/compliance

Tento přístroj je v souladu se směrnicí R&TTE. Kopie prohlášení o shodě EU je k dispozici on-line na www.withings.com/compliance

Tento prístroj je v súlade so smernicou R&TTE. Kópia vyhlásenia EÚ o zhode je k dispozícii on-line na www.withings.com/compliance

A készülék megfelel az R&TTE irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat másolata online elérhető a www.withings.com/compliance oldalon.



2, rue Maurice Hartmann | 92130 Issy-les-Moulineaux | France

©2016 Withings. All rights reserved.

iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc.

Android is a trademark of Google Inc.