



YUNMAI Pro

**User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 38
Deutsch	39 – 47

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Important

- YUNMAI Smart Scale should not be used to diagnose or treat any medical situation.
- Do not disassemble, squeeze, puncture the product or put it into water, fire or exposes it to temperature higher than 60° (140°F).

Notice before use

- Please ignore the first weighing reading at your first time use or after moving the scale.
- After scale power on or reset, please wait for the LED display flash " " • " " for several seconds, and then start your weigh-in.
- After each move of the scale, please wait for 5 seconds for the sensor to self-recalibrate with the floor, and then weigh for accurate reading.

Note

- Following groups may not get accurate results:
- Juveniles
- Professional athletes
- Pregnant women
- Users with Cardiac Pacemaker device

Weighing Notice


- Do not weigh during charging.
- The scale surface may become slippery in humid places, please watch your steps.
- Before meal or before bath is the most recommend time for weighing, because eating and bathing may affect the body moisture
- and temperature ,which might affect the sensor accuracy."
- Recommend to weigh yourself at the same time and same condition in each day for more accurate data record.

Maintenance

- Use a damp cloth to wipe the surface of the scale.
- Do not use any detergent to clean the scale, because detergent might damage the ITO conductive coating which may affect the accuracy of detecting body fat data

Product Introduction and Installation

Thank you for choosing YUNMAI Pro Smart Scale.



1. Note: Charging Port: Plug the USB cable into the charging port to recharge the battery
2. Note: Power Switch: Slide the power switch to power on and off

Install YUNMAI App

Search "" YUNMAI "" in Application Market for Android or App Store for iOS. You can also download by scan the following QR code. The scale will connect to it once turned on after installation.

The mobile app downloaded via other channels might be unusable. Before pairing with your device, please ensure that your device meets the following requirements:


Compatible with iPhone/iPod touch with iOS 10.0 or above OR Android 4.3 or above, with Bluetooth 4.0




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Connect to the scale via Bluetooth

Open Yunmai app and Bluetooth, the scale will get connected automatically, and your real-time data will be synced to the App



iOS: Slide from the bottom of the screen to open the Control Center and Click on the Bluetooth Logo



Android: Click on Allow to turn on Bluetooth when the system reminds you when open YUMAI App

Start Using

Correct Standing Posture

Making sure your feet placement is as correct as shown below



Stand up Straight



Stand in the wrong direction will shield the screen



Bending knees may affect the accuracy



Squatting posture may affect the accuracy

To ensure the accuracy, please stand on the scale barefoot with the right posture

Display



LED on: Charging/ LED flash: Low Battery

Body mass index

BMI (for men and women)					
Age	Underweight	Normal	Overweight	Obese	Morbidly Obese
18-120	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9	> 35


Body mass index (BMI) = weight (kg) ÷ height < 2 (m)

For example: BMI = 70kg ÷ (1.75m x 1.75m) = 22.86 , belongs to the normal range.

Note: BMI Index is a standard that is widely used to measure a person's health condition.

YUNMAI App

Using Yunmai Smart Scale with the assistance of YUNMAI APP, you can manage your personal health data. Yunmai will generate a brief health report and improvement recommendations for you.



This picture is for reference only. For more information please download the latest version of YUNMAI App.

Product Specifications

Product name	YUNMAI Pro Smart Scale
Model	MI806
Measurement unit	Kg / LB
Connection	Bluetooth 4.0
Size	300 x 300 x 20 mm
Net weight	1.74 Kg
Weighing range	5 Kg-180 Kg
Accuracy	+/- 50g
Working temperature	23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)
Bottom cover material	ABS Engineering Plastics
Battery capacity	1000 mAh
Input voltage	DC 5V
Battery type	Lithium Battery
Charging input	DC 5V 0.5A
Input current	0.5A

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Weighing scale

Model / Type: YUNMAI PRO

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):

Directive No. (EU) 2014/53/EU

Directive No. (EU) 2014/35/EU


Directive No. (EU) 2011/65/EU as amended 2015/863/EU

Prague



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité

- Chytrá váha YUNMAI by neměla být používána k diagnostice nebo léčbě jakéhokoli zdravotního stavu.
- Výrobek nerozebírejte, nemačkejte, nepropichujte, nekládejte do vody, ohně ani jej nevystavujte teplotě vyšší než 60°.

Upozornění před použitím

- Při prvním použití nebo po přemístění váhy ignorujte první údaj o vážení.
- Po zapnutí nebo resetování váhy vyčkejte několik sekund, než se na LED displeji rozblíká "" - "", a poté se začněte vážit.
- Po každém pohybu váhy vyčkejte 5 sekund, aby se senzor sám zkalibroval s podlahou, a poté se zvažte, abyste získali přesné údaje.

Poznámka

- Následující skupiny nemusí získat přesné výsledky:
- Mladiství
- Profesionální sportovci
- Těhotné ženy
- Uživatelé s kardiostimulátorem

Oznámení o vážení


- Během nabíjení se nevažte.
- Povrch váhy může být ve vlhkém prostředí kluzký, dávejte si proto pozor, kam šlapete.
- Nejvhodnější dobou pro vážení je doba před jídlem nebo před koupelí, protože jídlo a koupání mohou ovlivnit vlhkost těla a teplotu, které mohou ovlivnit přesnost senzoru.
- Doporučujeme vážit se každý den ve stejnou dobu a ve stejném stavu, abyste získali přesnější údaje.

Údržba

- Povrch váhy otřete vlhkým hadříkem.
- K čištění váhy nepoužívejte žádné čisticí prostředky, protože by mohly poškodit vodivý povlak ITO, což by mohlo ovlivnit přesnost zjišťování údajů o tělesném tuku.

Představení a instalace produktu

Děkujeme, že jste si vybrali Chytrou váhu YUNMAI Pro.



1. Poznámka: Nabíjecí port: Pro dobíjení baterie zapojte kabel USB do nabíjecího portu.
2. Poznámka: Přepínač napájení: Posunutím vypínače zapnete a vypnete napájení.

Instalace aplikace YUNMAI

Vyhledejte "" YUNMAI "" v aplikaci Obchod Play pro Android nebo App Store pro iOS. Stáhnout si ji můžete také naskenováním následujícího QR kódu. Váha se k němu připojí po zapnutí po instalaci.

Mobilní aplikace stažená jinými kanály může být nepoužitelná. Před spárováním se zařízením se ujistěte, že vaše zařízení splňuje následující požadavky:


Kompatibilní s iPhone/iPodem touch s iOS 10.0 nebo novějším NEBO Androidem 4.3 nebo novějším, s Bluetooth 4.0




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Připojení k váze přes Bluetooth

Otevřete aplikaci Yunmai a Bluetooth, váha se automaticky připojí a vaše data v reálném čase se synchronizují s aplikací.



iOS: Posunutím od spodního okraje obrazovky otevřete Ovládací centrum a klikněte na logo Bluetooth.



Android: Kliknutím na Povolit zapnete Bluetooth, pokud vám to systém připomene při otevření aplikace YUMAI.

Začněte používat

Správné držení těla ve stoje

Ujistěte se, že je umístění nohou správné, jak je uvedeno níže.



Postavte se rovně



Stání ve špatném směru stíní obrazovku



Ohýbání kolenn může ovlivnit přesnost



Postoj v dřepu může ovlivnit přesnost

Pro zajištění přesnosti se na váhu postavte bosí a ve správném postoji.

Zobrazení



LED dioda svítí: Nabíjení/ blikání LED: slabá baterie

Index tělesné hmotnosti

BMI (pro muže a ženy)

Věk	Podváha	Normální	Nadváha	Obézní	Morbidně obézní
18-120	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9	> 35


Body mass index (BMI) = hmotnost (kg) ÷ výška < 2 (m)

Například: BMI = 70 kg ÷ (1,75 m x 1,75 m) = 22,86 , patří do normálního rozmezí.

Poznámka: BMI index je standard, který se běžně používá k měření zdravotního stavu člověka.

Aplikace YUNMAI

Pomocí Chytré váhy Yunmai a aplikace YUNMAI můžete spravovat své osobní zdravotní údaje. Yunmai vám vygeneruje stručnou zprávu o zdravotním stavu a doporučení ke zlepšení.



Tento obrázek je pouze orientační. Pro více informací si stáhněte nejnovější verzi aplikace YUNMAI.

Specifikace produktu

Název produktu	Chytrá váha YUNMAI Pro
Model	MI806
Měřicí jednotka	Kg / LB
Připojení	Bluetooth 4.0
Velikost	300 x 300 x 20 mm
Čistá hmotnost	1,74 kg
Rozsah vážení	5 Kg-180 Kg
Přesnost	+/- 50g
Provozní teplota	23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)
Materiál spodního krytu	Technické plasty ABS
Kapacita baterie	1000 mAh
Vstupní napětí	DC 5V
Typ baterie	Lithiová baterie
Nabíjecí vstup	DC 5V 0,5A
Vstupní proud	0.5A

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Váha

Model / typ: YUNMAI PRO

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. (EU) 2014/53/EU

Směrnice č. (EU) 2014/35/EU

Směrnice č. (EU) 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU

Praha



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité

- Inteligentná váha YUNMAI by sa nemala používať na diagnostiku alebo liečbu akejkoľvek zdravotnej situácie.
- Výrobok nerozoberajte, c, neprepichujte, nevkladajte do vody, ohňa ani ho nevystavujte teplote vyššej ako 60°.

Upozornenie pred použitím

- Pri prvom použití alebo po premiestnení váhy ignorujte prvý údaj o vážení.
- Po zapnutí alebo resetovaní váhy počkajte niekoľko sekúnd, kým sa na displeji LED rozbliká ""-"" , a potom začnite vážiť.
- Po každom premiestnení váhy počkajte 5 sekúnd, kým sa snímač sám nakalibruje s podlahou, a potom váhu precízne odčítajte.

Poznámka

Nasledujúce skupiny nemusia získať presné výsledky:

- Mladiství
- Profesionálni športovci
- Tehotné ženy
- Používatelia so zariadením na stimuláciu srdca

Oznámenie o vážení


- Počas nabíjania nevážte.
- Povrch váhy môže byť na vlhkých miestach klzký, preto si dávajte pozor na kroky.
- Pred jedlom alebo pred kúpaním je najvhodnejší čas na váženie, pretože jedlo a kúpanie môžu ovplyvniť vlhkosť tela a teploty, ktoré môžu ovplyvniť presnosť snímača.
- Odporúčame vážiť sa v rovnakom čase a v rovnakom stave každý deň, aby ste získali presnejšie údaje.

Údržba

- Na utretie povrchu váhy použite vlhkú handričku.
- Na čistenie váhy nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť vodivý povlak ITO, čo môže ovplyvniť presnosť zisťovania údajov o telesnom tuku.

Predstavenie a inštalácia produktu

Ďakujeme, že ste si vybrali inteligentnú váhu YUNMAI Pro.



1. Poznámka: Nabíjací port: Pripojte kábel USB do nabíjacieho portu, aby ste dobíjali batériu
2. Poznámka: Vypínač napájania: Posuňte vypínač na zapnutie a vypnutie napájania.

Inštalácia aplikácie YUNMAI

Vyhľadajte "" YUNMAI "" v aplikácii Market pre Android alebo App Store pre iOS. Môžete si ju tiež stiahnuť naskenovaním nasledujúceho QR kódu. Váha sa k nemu pripojí po zapnutí po inštalácii.

Mobilná aplikácia stiahnutá inými kanálmi môže byť nepoužiteľná. Pred spárovaním so zariadením sa uistite, že vaše zariadenie spĺňa nasledujúce požiadavky:


Kompatibilný s iPhone/iPod touch so systémom iOS 10.0 alebo novším alebo Android 4.3 alebo novším, s Bluetooth 4.0




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Pripojenie k váhe cez Bluetooth

Otvorte aplikáciu Yunmai a Bluetooth, váha sa automaticky pripojí a vaše údaje v reálnom čase sa synchronizujú s aplikáciou.



iOS: Posunutím z dolnej časti obrazovky otvorte Ovládacie centrum a kliknite na logo Bluetooth.



Android: Kliknutím na Povolit zapnete Bluetooth, keď vám systém pripomenie otvorenie aplikácie YUMAI

Začnite používať

Správne držanie tela v stoji

Uistite sa, že vaše nohy sú umiestnené správne, ako je znázornené nižšie



Aby ste zaistili presnosť, postavte sa na váhu bosí a v správnom postoji.

Zobrazení



LED dióda svieti: Nabíjanie/blikanie LED: slabá batéria

Index telesnej hmotnosti

BMI (pre mužov a ženy)					
Vek	Podváha	Normálne	Nadváha	Obézny	Morbídne obézny
18-120	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9	> 35


Index telesnej hmotnosti (BMI) = hmotnosť (kg) ÷ výška ² (m)

Napríklad: BMI = 70 kg ÷ (1,75 m × 1,75 m) = 22,86 , patrí do normálneho rozmedzia.

Poznámka: Index BMI je štandard, ktorý sa bežne používa na meranie zdravotného stavu človeka.

Aplikácia YUNMAI

Pomocou inteligentnej váhy Yunmai s aplikáciou YUNMAI APP môžete spravovať svoje osobné zdravotné údaje. Yunmai vám vygeneruje stručnú zdravotnú správu a odporúčania na zlepšenie.



Tento obrázok slúži len na porovnanie. Pre viac informácií si stiahnite najnovšiu verziu aplikácie YUNMAI.

Špecifikácia produktu

Názov produktu	Inteligentná váha YUNMAI Pro
Model	MI806
Merná jednotka	Kg/LB
Pripojenie	Bluetooth 4.0
Veľkosť	300 × 300 × 20 mm
Čistá hmotnosť	1,74 kg
Rozsah váženia	5 Kg-180 Kg
Presnosť	+/- 50g
Prevádzková teplota	23 °F - 104 °F (-5 °C - 40 °C)
Materiál spodného krytu	Technické plasty ABS
Kapacita batérie	1 000 mAh
Vstupné napätie	DC 5V
Typ batérie	Lítiová batéria
Nabíjací vstup	DC 5V 0,5A
Vstupný prúd	0.5A

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo spoločnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7

CIN: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Váha

Model/typ: YUNMAI PRO

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica č. (EÚ) 2014/53/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2014/35/EÚ

Smernica č. (EÚ) 2011/65/EÚ v znení zmien 2015/863/EÚ

Praha



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos

- A YUNMAI Smart Scale nem használható semmilyen orvosi eset diagnosztizálására vagy kezelésére.
- Ne szedje szét, ne nyomja össze, ne lyukassza ki a terméket, ne tegye vízbe, tűzbe, és ne tegye ki 60° (140°F) feletti hőmérsékletnek.

Használat előtti figyelmeztetés

- Kérjük, hagyja figyelmen kívül az első mérési értéket az első használatkor vagy a mérleg áthelyezése után.
- A mérleg bekapcsolása vagy visszaállítása után várjon, amíg a LED-kijelző néhány másodpercig villog "" - "", majd indítsa el a mérést.
- A mérleg minden egyes mozgatása után várjon 5 másodpercet, hogy az érzékelő önkalibrálódjon a padlóval, majd mérje meg a pontos leolvasás érdekében.

Megjegyzés:

- A következő csoportok nem biztos, hogy pontos eredményeket kapnak:
- Fiatakorúak
- Profi sportolók
- Terhes nők
- Szívritmus-szabályozóval rendelkező felhasználók

Mérési közlemény


- Ne mérjen töltés közben.
- A mérleg felülete nedves helyeken csúszóssá válhat, kérjük, figyeljen a lépteire.
- Étkezés vagy fürdés előtt a legmegfelelőbb idő a mérésre, mert az étkezés és a fürdés befolyásolhatja a test nedvességét és hőmérsékletét, ami befolyásolhatja az érzékelő pontosságát.
- Javasoljuk, hogy a pontosabb adatrögzítés érdekében minden nap ugyanabban az időben és ugyanabban az állapotban mérje magát.

Karbantartás

- A mérleg felületét nedves ruhával törölje át.
- Ne használjon semmilyen tisztítószer a mérleg tisztításához, mert a tisztítószer károsíthatja az ITO vezető bevonatot, ami befolyásolhatja a testzsíradatok kimutatásának pontosságát.

A termék bevezetése és telepítése

Köszönjük, hogy a YUNMAI Pro Smart Scale-t választotta.



1. Megjegyzés: Töltőport: Az akkumulátor feltöltéséhez csatlakoztassa az USB-kábelt a töltőporthoz.
2. Megjegyzés: Tápkapcsoló: Be- és kikapcsoláshoz csúsztassa el a hálózati kapcsolót.

Telepítse a YUNMAI alkalmazást

Keressen "YUNMAI" a Play Store-ban az Android vagy az App Store-ban az iOS esetében. Letöltheti a következő QR-kód beolvasásával is. A mérleg a telepítés után bekapcsolva csatlakozik hozzá.

A más csatornákon keresztül letöltött mobilalkalmazás használhatatlan lehet. A készülékkel való párosítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék megfelel az alábbi követelményeknek:


Kompatibilis iPhone/iPod touch iOS 10.0 vagy magasabb verziószámmal VAGY Android 4.3 vagy magasabb verziószámmal, Bluetooth 4.0-val.




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Csatlakozás a mérleghez Bluetooth-on keresztül

Nyissa meg a Yunmai alkalmazást és a Bluetooth-t, a mérleg automatikusan csatlakozik, és a valós idejű adatok szinkronizálódnak az alkalmazással.



iOS: Csúsztassa a képernyő aljáról a Vezérlőközpont megnyitásához, és kattintson a Bluetooth logóra.



Android: Kattintson az Engedélyezés gombra a Bluetooth bekapcsolásához, amikor a rendszer kéri a YUMAI alkalmazás megnyitásakor.

Kezdje el használni

Helyes álló testtartás

Győződjön meg róla, hogy a lábak elhelyezése az alábbiakban bemutatott módon történik.



Álljon egyenesen



Ha rossz irányba áll
árnyékolja a
képernyőt



A térdhajlítás
befolyásolhatja a
pontosságot



A guggoló
testtartás
befolyásolhatja a
pontosságot

A pontosság biztosítása érdekében kérjük, álljon a mérlegre mezítláb, megfelelő testtartással.

Kijelző



LED bekapcsolva: LED villog: alacsony akkumulátor töltés

Testtömegindex

BMI (férfiak és nők esetében)					
Kor	Sovány	Normál	Túlsúlyos	Elhízott	Morbid módon elhízott
18-120	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9	> 35

Testtömegindex (BMI) = testsúly (kg) ÷ magasság² (m)

Például: A BMI = 70kg ÷ (1,75m x 1,75m) = 22,86 , a normál tartományba tartozik.

Megjegyzés: A BMI-index egy olyan szabvány, amelyet széles körben használnak egy személy egészségi állapotának mérésére.

YUNMAI alkalmazás

A Yunmai Smart Scale használatával a YUNMAI APP segítségével kezelheti személyes egészségügyi adatait. A Yunmai rövid egészségügyi jelentést és jobbá válási javaslatokat készít Önnek.



Ez a kép csak tájékoztató jellegű. További információkért kérjük, töltsse le a YUNMAI App legújabb verzióját.

Termékleírások

Termék neve	YUNMAI Pro Smart mérleg
Modell	MI806
Mérési egység	Kg / LB
Kapcsolat	Bluetooth 4.0
Méret	300 x 300 x 20 mm
Nettó súly	1,74 kg
Mérési tartomány	5 kg-180 kg
Pontosság	+/- 50g
Munkahőmérséklet	23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)
Alsó borítás anyaga	ABS műszaki műanyag
Az akkumulátor kapacitása	1000 mAh
Bemeneti feszültség	DC 5V
Akkumulátor típusa	Lítium akkumulátor
Töltési bemenet	DC 5V 0.5A
Bemeneti áram	0.5A

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékekre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Mérleg

Modell / típus: YUNMAI PRO

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

(EU) 2014/53/EU irányelv

(EU) 2014/35/EU irányelv

(EU) 2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosítással

Prága



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtig

- Die YUNMAI Smart Waage sollte nicht zur Diagnose oder Behandlung medizinischer Probleme verwendet werden.
- Zerlegen Sie das Produkt nicht, quetschen Sie es nicht, durchstechen Sie es nicht, setzen Sie es nicht in Wasser oder Feuer ein und setzen Sie es nicht Temperaturen von über 60° (140°F) aus.

Hinweis vor der Verwendung

- Bitte ignorieren Sie die erste Ablesung bei der ersten Benutzung oder nach einem Umzug der Waage.
- Nach dem Einschalten oder Zurücksetzen der Waage warten Sie bitte, bis die LED-Anzeige "" - "" einige Sekunden lang blinkt, und beginnen Sie dann mit dem Wiegen.
- Nach jeder Bewegung der Waage warten Sie bitte 5 Sekunden, bis sich der Sensor mit dem Boden neu kalibriert hat, und wiegen Sie dann, um eine genaue Messung zu erhalten.

Hinweis

- Die folgenden Gruppen erhalten möglicherweise keine genauen Ergebnisse:
- Jugendliche
- Professionelle Sportler
- Schwangere Frauen
- Benutzer mit Herzschrittmacher

Hinweis zum Wiegen


- Wiegen Sie nicht während des Ladevorgangs.
- Die Oberfläche der Waage kann an feuchten Orten rutschig werden, bitte achten Sie auf Ihre Schritte.
- Vor dem Essen oder vor dem Baden ist die beste Zeit zum Wiegen, da Essen und Baden die Körpertemperatur und -feuchtigkeit beeinflussen können, was die Genauigkeit des Sensors beeinträchtigen kann.
- Es wird empfohlen, sich jeden Tag zur gleichen Zeit und im gleichen Zustand zu wiegen, um eine genauere Aufzeichnung der Daten zu erhalten.

Wartung

- Verwenden Sie ein feuchtes Tuch, um die Oberfläche der Waage abzuwischen.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Waage keine Reinigungsmittel, da diese die leitfähige ITO-Beschichtung beschädigen können, was die Genauigkeit der Körperfettmessung beeinträchtigen kann.

Produkteinführung und Installation

Vielen Dank, dass Sie sich für YUNMAI Pro Smart Waage entschieden haben.



1. Hinweis: Ladeanschluss: Schließen Sie das USB-Kabel an den Ladeanschluss an, um den Akku aufzuladen.
2. Hinweis: Netzschalter: Schieben Sie den Netzschalter zum Ein- und Ausschalten

YUNMAI-App installieren

Suchen Sie "" YUNMAI "" im App Store für Android oder im App Store für iOS. Sie können auch herunterladen, indem Sie den folgenden QR-Code scannen. Die Waage stellt nach der Installation eine Verbindung her, sobald sie eingeschaltet ist.

Die über anderen Kanäle heruntergeladene mobile App ist möglicherweise unbrauchbar. Stellen Sie vor der Kopplung mit Ihrem Gerät sicher, dass Ihr Gerät die folgenden Anforderungen erfüllt:


Kompatibel mit iPhone/iPod touch mit iOS 10.0 oder höher ODER Android 4.3 oder höher, mit Bluetooth 4.0




Scan QR Code
Download <YUNMAI App>

Verbindung zur Waage über Bluetooth

Öffnen Sie die Yunmai-App und Bluetooth, die Waage wird automatisch verbunden, und Ihre Echtzeitdaten werden mit der App synchronisiert.



iOS: Streichen Sie vom unteren Rand des Bildschirms, um das Kontrollzentrum zu öffnen, und klicken Sie auf das Bluetooth-Logo.



Android: Klicken Sie auf Zulassen, um Bluetooth einzuschalten, wenn das System Sie beim Öffnen der YUMAI-App daran erinnert.

Start mit

Richtiges Stehen

Vergewissern Sie sich, dass Ihre Füße richtig platziert sind, wie unten gezeigt



Aufrechtes Stehen



Wenn Sie in die falsche Richtung stehen, wird der Bildschirm verdeckt.



Beugende Knie können die Genauigkeit beeinträchtigen



Die hockende Haltung kann die Genauigkeit beeinträchtigen

Um die Genauigkeit zu gewährleisten, stellen Sie sich bitte barfuß und in der richtigen Haltung auf die Waage.

Anzeige



Figuren wiegen

LED leuchtet: Aufladen/ LED-Blitz: Niedriger Batteriestand

Body-Mass-Index

BMI (für Männer und Frauen)					
Alter	Untergewicht	Normal	Übergewicht	Fettleibig	krankhafte Fettleibigkeit
18-120	< 18.5	18.5-24.9	25-29.9	30-34.9	> 35


Body-Mass-Index (BMI) = Gewicht (kg) ÷ Körpergröße < 2 (m)

Ein Beispiel: BMI = 70kg ÷ (1,75m x 1,75m) = 22,86, gehört zum Normalbereich.

Hinweis: Der BMI-Index ist ein weit verbreiteter Standard zur Messung des Gesundheitszustands einer Person.

YUNMAI App

Mit der Yunmai Smart Waage können Sie mit Hilfe der YUNMAI APP Ihre persönlichen Gesundheitsdaten verwalten. Yunmai erstellt für Sie einen kurzen Gesundheitsbericht und Empfehlungen zur Verbesserung.



Dieses Bild dient nur als Referenz. Für weitere Informationen laden Sie bitte die neueste Version der YUNMAI App herunter.

Produktspezifikationen

Name des Produkts	YUNMAI Pro Smart Waage
Modell	MI806
Maßeinheit	Kg / LB
Verbindung	Bluetooth 4.0
Größe	300 x 300 x 20 mm
Nettogewicht	1,74 kg
Wäge Bereich	5 Kg-180 Kg
Genauigkeit	+/- 50g
Arbeitstemperatur	23 °F-104 °F (-5 °C - 40 °C)
Material der unteren Abdeckung	ABS Technische Kunststoffe
Kapazität der Batterie	1000 mAh
Eingangsspannung	DC 5V
Akku-Typ	Lithium-Batterie
Ladung Eingang	DC 5V 0,5A
Eingangsstrom	0.5A

Garantiebedingungen

Für ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, gilt eine Garantie von 2 Jahren. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Verkäufer des Produkts, Sie müssen den ursprünglichen Kaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Die folgenden Punkte gelten als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch eine Naturkatastrophe, das Eingreifen einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. während des Transports, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürliche Abnutzung und Alterung von Verbrauchsgütern oder Bauteilen während des Gebrauchs (z. B. Batterien usw.).
- Einwirkung schädlicher äußerer Einflüsse, wie z. B. Sonnenlicht und andere Strahlungen oder elektromagnetische Felder, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie z. B. gebrauchte Netzteile usw.
- Wenn jemand Veränderungen, Modifikationen, Änderungen am Design oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts im Vergleich zum

gekauften Design zu verändern oder zu erweitern, oder wenn er nicht originale Komponenten verwendet hat.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Waage

Modell / Typ: YUNMAI PRO

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):



Richtlinie Nr. (EU) 2014/53/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2014/35/EU

Richtlinie Nr. (EU) 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU

Prag

WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

