

مننا


Popis výrobku/Popis výrobku/Termékleírás

Liip Smart Monitor je chytrý náramek, který poskytuje informace o hlavních životních funkcích dítěte: srdeční frekvence, hladiny kyslíku v krvi a teploty, prostřednictvím nejinnovativnějších technologií./ Liip Smart Monitor je chytrý náramek, ktorý poskytuje informácie o hlavných životných funkciách dieťaťa: srdcová frekvencia, hladina kyslíka v krvi a teploty, prostredníctvom najinovatívnejších technológií./ A Liip Smart Monitor egy intelligens karkötő, amely a leginnovatívabb technológiákon keresztül nyújt információkat a gyermek fő életfunkcióiról: pulzusszámról, vér oxigénszintjéről és hőmérsékletéről.


Liip Smart Monitor vás informuje o neustálých zmenách životných funkcií, ktoré jsou mimo normální hodnoty, prostřednictvím aplikace Liip Care na chytrých telefonech / tabletech./ Liip Smart Monitor vás informuje o neustálých zmenách životných funkcií, ktoré sú mimo normálne hodnoty, prostredníctvom aplikácie Liip Care na chytrých telefonech / tabletoch./ A Liip Smart Monitor az okostelefonokon vagy tableteken található Liip Care alkalmazáson keresztül tájékoztatja Önt az életfunkciók állandó változásairól, amelyek kívül esnek a normál értékeken.

Obsah krabice/ Obsah krabice/ A doboz tartalma :


- A. Liip Smart Monitor
- B. Výmenné náramky/ Výmenné náramky/ Cserélhető karkötők
- C. Nabíječka/Nabíjačka/Töltő
- D. USB kabel/USB kabel/USB kábel
- E. Resetovací tlačítko/ Resetovacie tlačidlo/ Reset gomb
- F. Uživatelská příručka/ Uživatelská příručka/ Használati utasítás

**Přehled produktu/ Prehľad produktu/ Termék áttekintése**

- 1. LED informační světlo/ LED informačné svetlo/ LED információs lámpa
- 2. Tlačítko vypnutí a reset/ Tlačidlo vypnuté a reset/Kikapcs és reset gomb
- 3. Bezpečnostní západka/ Bezpečnostná západka/ Biztonsági retesz
- 4. USB konektor pro nabíjení baterie/USB konektor pre nabíjanie batérie/USB-csatlakozó az elem töltéséhez
- 5. Pulzní oxymetrický senzor/ Pulzný oxymetrický senzor/ Pulzus-oximetria-érzékelő
- 6. Čep/Čap/Rögzítő pecék
- 7. Senzor teploty/ Sensor teploty/ Hőmérséklet szenzor



1.



Nabíjete Liip Smart Monitor baterie, dokud led kontrolka nezačne svítit zeleně./Nabíte Liip Smart Monitor baterie, kým led kontrolka nezačne svietiť na zeleno./Töltse fel a Liip Smart Monitor elemet, amíg a LED zöldre nem vált.

4.

Liip Smart Monitor

Liip WZ6W
PIN: 992400
P/N: 2000000
S/N: L2P000000001

Chcete-li propojit Liip Smart Monitor se smartphonem, musíte zadat propojovací kód. Tento kód má 6 čísel a je umístěn ve spodní části pole./Ak chcete pripojiť Liip Smart Monitor so smartphonom, musíte zadat propojovací kód. Tento kód má 6 čísel a je umiestnený v spodnej časti poľa./A Liip Smart Monitor okostelefonhoz történő csatlakoztatásához meg kell adnia a csatlakozási kódot. Ennek a kód 6 számjegyű, és a mező alján található.

2.



Stáhněte si aplikaci do svého smartphonu, hledejte Liip v obchodě s aplikacemi./Stiahnite si aplikáciu do svojho smartphonu, hľadajte Liip v obchode s aplikáciami./Töltse le az alkalmazást okostelefonjára, keresse meg a Liip alkalmazást az App Store-ban vagy Google Play

3.



Spustíte aplikaci a podle pokynů vytvoříte svůj uživatelský účet a propojíte svůj telefon s chytrým monitorem Liip/ Spustíte aplikáciu a podľa pokynov vytvoríte svoj užívateľský účet a pripojíte svoj telefón s chytrým monitorom Liip/ Indítsa el az alkalmazást, és kövesse az utasításokat a felhasználói fiók létrehozásához és a telefon csatlakoztatásához a Liip intelligens monitorhoz

5.



1-15 měsíci/1-15
mesiacov/1-15 hónap



15+ měsíci/15+
mesiacov/15+ hónap

Příprava a umístění Liip Smart Monitor : Liip Smart Monitor by měl být upevněn na levou nohu. Jádru by mělo směřovat nahoru a logo Liip směrem ven. Měl by být připevněn pevně, aby se při vyvíjení nejmenšího tlaku neotáčel kolem dětské nohy. U dětí starších 15 měsíců lze Liip Smart Monitor umístit také na zápästí. Správný způsob umístění je na levou ruku s logem Liip směrem nahoru a dovnitř.

Pripodobenie a umiestnenie Liip Smart Monitor : Liip Smart Monitor by mal byť upevnený na ľavú nohu. Jadro by malo smerovať hore a logo Liip smerom von. Mal by byť pripievaný pevne, aby sa pri vyvíjaní najmenšieho tlaku neotáčal okolo detskej nohy. U detí starších ako 15 mesiacov je možné Liip Smart Monitor umiestniť tiež na zápästie. Správny spôsob umiestnenia je na ľavú ruku s logom Liip smerom nahor a dovnútra.

A Liip Smart Monitor beáallítása és felhelyezése : A Liip Smart Monitor készüléket a bal lábra kell felhelyezni. A készüléknek felfelé, a Liip logóval pedig kifelé kell néznie. Úgy kell rögzíteni, hogy a nyomás hatására ne forogjon a gyermek lába körül. 15 hónaposnál idősebb gyermekeknél a Liip Smart Monitor a csuklóra is felhelyezhető. A gyermek bal kezére kell csatolni, a Liip logó felfelé és befelé nézzen.

Pokyny k praní : Materiály používané v Liip Smart Monitor jsou hypoalergenní a snadno omyvatelné, což usnadňuje zajištění správné hygieny. Jádru a náramky se musí prát samostatně. Náramky lze prát v ruce / nebo v pračce při 30°C. Nepoužívejte bělidlo. Nesušte v sušičce. Nežehlete. Nečistěte chemicky. Jádru by mělo být čistěno suchým hadříkem, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat tomu, aby senzory, pro jejich správnou funkci, byly co nejčistší.

Pokyny k praníu : Materiály používané v Liip Smart Monitor sú hypoalergénne a ľahko umývateľné, čo uľahčuje zabezpečenie správnej hygieny. Jadro a náramky sa musia prať samostatne. Náramky možno prať ručne / alebo v pračke pri 30 ° C. Nepoužívajte bielidlo. Nesušte v sušičke. Nežehlite. Nečistite chemicky. Jádru by malo byť čistené suchou handričkou, pričom osobitnú pozornosť treba venovať tomu, aby senzory pre ich správnu funkciu, boli čo najčistejšie.

A Liip tisztítása : A Liip Smart Monitorban használt anyagok hypoallergének és könnyen moshatók, ami megkönnyíti a megfelelő higiénia biztosítását. A készüléket és a karkötőket külön kell mosni. A karkötőket kézzel és/vagy a mosógépben 30 °C-on lehet mosni. Ne használjon fehérítőt. Ne szárítsa szárítógépben. Nem vasalható. Ne tisztítsa vegyszerrel. A készüléket száraz ruhával kell megtisztítani, különös figyelmet fordítva arra, hogy az érzékelők a lehető legtisztábbak legyenek, hogy megfelelő módon működhessenek.



Průvodce řešením problémů

PRVNÍ POUŽITÍ

Problém	Příčina	Řešení
Zpráva „Výpočet dat“ se zobrazovala na centrálním displeji po několika minut. Jsem připojen, ale nezobrazují se žádná data o životně důležitých funkcích.	1. Poloha Liip Smart monitoru je nesprávná. 2. Dítě je neklidné a hodně se pohybuje.	1. Přečtěte si videa, která jsme pro vás připravili, v digitální výukové příručce na App Liip Care > Nastavení> Náповěda> První použití> Jak umístit Liip Smart Monitor na vaše dítě 2. Počkejte, až se dítě uklidní. Poté zkontrolujte, zda je poloha a uchycení správné.
Dostávám mnoho oznámení „zkontrolovat polohu“.	1. Poloha Liip Smart monitoru je nesprávná. 2. Dítě je neklidné a hodně se pohybuje. 3. Moje dítě váží méně než 3,4 kg.	1. Podívejte se na videa, která jsme pro vás připravili, v digitální výukové příručce na stránce App Liip Care > Nastavení> Náповěda 2. Počkejte, až se dítě uklidní. Poté zkontrolujte, zda je poloha a uchycení správné. 3. U novorozenců s nízkou porodní hmotností doporučujeme, abyste si přečetli digitální didaktickou příručku, kde vysvětlujeme, jak umístit Liip na děti předčasně narozené a děti mladší 15 dnů: Péče o aplikaci Liip> Nastavení> Náповěda> První použití> Jak umístit Liip Smart Monitor na vaše dítě.
Neobdržel jsem zprávu s potvrzením účtu nebo obdržím zprávu „Chyba při registraci účtu“.	1. Jsem připojen k Wi-Fi. 2. Nemám internetová data. 3. Mám špatné pokrytí. 4. Už jsem si vytvořil účet. 5. Napsal jsem nesprávnou e-mailovou adresu.	1. Resetujte Wi-Fi a ověřte, že vaše internetové připojení funguje správně. 2. K vytvoření uživatelského účtu musíte mít přístup k internetu. 3. Vyhledejte místo s lepším pokrytím. 4. Vraťte se na obrazovku registrace účtu a napište svůj e-mailový účet a heslo a stiskněte „Spojit se se svým dítětem“. 5. Zkontrolujte, zda jste správně zadali přístup k vašemu uživatelskému účtu.

PŘIPOJENÍ

Problém	Příčina	Řešení
App Liip Care hledal několik minut a nepřipojil se.	1. Bluetooth Low Energy navazuje nejpomalejší připojení, když Liip Smart Monitor NENÍ připojen k napájení. 2. Nejbližší smartphone / tablet k inteligentnímu monitoru Liip je mimo dosah Bluetooth.	1. Nabijte Liip Smart Monitor. 2. Liip Smart Monitor lze připojit až k 20 smartphonům / tabletům. Potřebujete pouze jedno zařízení ve stejné místnosti jako je dítě a informace jsou v reálném čase předávány dalším smartphonům / tabletům, které mají nainstalovanou a otevřenou aplikaci Liip Care. Tímto způsobem budete vědět, jaký je stav vašeho dítěte bez omezení a kdekoli na světě. Připojení několika smartphonů / tabletů s Liip Smart Monitorem: a) Odhlaste se na prvním smartphonu / tabletu, kde jste účet zaregistrovali. b) Stáhněte si aplikaci Liip Care do druhého smartphonu / tabletu a získejte přístup pomocí stejného e-mailu a hesla a zadejte propojovací PIN. c) Přihlaste se znovu k prvním smartphonu / tabletu, který začne automaticky přijímat data. d) Tento proces můžete opakovat až na 20 smartphonech / tabletech.

PŘÍPOJENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Aplikace Lip Care neustále vyhledává a nepřipojuje se, i když se nachází vedle smartphonu / tabletu.	Nesprávná konfigurace smartphonu / tabletu.	1. ANDROID • Připojte Lip Smart Monitor k napájení a zůstaňte v jeho blízkosti. • Odhlaste se ze služby Lip Care na všech smartphonech / tabletech, kde je služba otevřena a které mají přihlašovací účet. • Resetujte smartphone/tablet. • Aktivujte polohu /GPS na smartphonu/tabletu. • Přejděte na nastavení smartphonu/tabletu. • Přejděte na Nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda je připojen smartphone/tablet. Pokud ano, přeskočte odkaz. • Vypněte Bluetooth a znovu jej zapněte. • Připojte zařízení znovu. • Po propojení odinstalujte aplikaci Lip Care a znovu ji nainstalujte: Nezapomeňte udělit aplikacím oprávnění pro umístění, spuštění na pozadí a další požadovaná oprávnění. Ujistěte se, že máte na smartphonu/tabletu povoleno umístění GPS (někteří výrobci potřebují tuto možnost povolenou pro Bluetooth k detekci Lip Smart Monitor). 2. IOS • Připojte Lip Smart monitor ke zdroji energie a zůstaňte v jeho blízkosti. • Resetujte iPhone / iPad. • Odhlaste se z Lip Care ze všech přístrojů iPhone/iPad, kde je otevřený, které mají přihlašovací účet. • Odinstalujte aplikaci Lip Care na iPhone/iPad. • Znovu nainstalujte aplikaci Lip Care. NEPŘÍHLAŠUJTE SE VAŠIM uživatelským jménem a heslem. • Jděte do nastavení pro iPhone / iPad. • Jděte na Nastavení Bluetooth a zkontrolujte, zda je iPhone / iPad připojen. • Pokud je zařízení připojeno: přeskočte zařízení, vypněte a zapněte Bluetooth. Vstupte do aplikace Lip Care zadáním svého uživatelského jména a hesla, počkejte 1 minutu na odpověď. Když se objeví obrazovka propojení, počkejte, až se objeví symbol baterie, a aktivujte senzory. • Pokud není zařízení připojeno: vstupte do aplikace Lip Care zadáním uživatelského jména a hesla, počkejte 1 minutu na odpověď. Když se objeví obrazovka propojení, počkejte, až se objeví symbol baterie, a aktivujte senzory. • Otevřete aplikaci Lip Care a počkejte 1 až 2 minuty, než se připojí.
Oznámení nebo alarmy jsou bez zvuku.	1. Smartphone / tablet je v tichém režimu nebo v režimu „nerušte“. 2. Světlá upozornění jsou deaktivována. 3. Smartphone / tablet blokuje zvuky.	1. V závislosti na modelu smartphonu / tabletu a verzi operačního systému má operační systém kontrolu nad správou aplikací. Aby byl zvuk vytvářen v aplikaci Lip Care, musíte se ujistit, že nemáte aktivovaný režim ztlumení nebo „nerušit“. 2. Přejděte na Lip Care> Nastavení> Zvuky. Ověřte, že jsou aktivována upozornění na světelné výstrahy (zeleně). Oznámení výstrah nelze změnit. 3. Proveďte následující kroky, které najdete podrobněji v digitální didaktické příručce v části „Zvuky“: a) Restartujte smartphone / tablet, kde jste aplikaci nainstalovali. b) Odinstalujte aplikaci Lip Care ve všech smartphonech / tabletech a znovu ji nainstalujte. c) Přejděte do nabídky Zvuky v nabídce aplikace Lip Care a klikněte na názvy zvuků, na modré slovo pro „upozornění“ nebo „oznámení“ a zkontrolujte, zda slyšíte všechny zvuky. Pokud po stisknutí není slyšet žádný zvuk, pak zvuky smartphone / tablet blokuje. d) Zkontrolujte nastavení oznámení prahu: d1 Android: Nastavení> Aplikace> Lip Care> Oznámení> Oznámení prahových hodnot: Zapněte a vypněte dvakrát nebo třikrát. > Klikněte na možnost zvuku „co dělat“ a zkontrolujte, zda jste vybrali možnost „zvuk a zobrazení“. Pokud ne, vyberte tuto možnost. d2 Nastavení iOS> Oznámení> Lip Care> Povolit všechna oznámení

Sprievodca riešením problémov

PRVÉ POUŽITIE

Problém	Príčina	Riešenie
Správa "Výpočet dát" sa zobrazovala na centrálnom displeji po niekoľko minút. Som pripojený, ale nezobrazujú sa žiadne dáta o životne dôležitých funkciách.	1. Poloha Lip Smart monitora je nesprávna. 2. Dieťa je nepokojné a veľa sa pohybuje.	1. Pozrite si videá, ktoré sme pre vás pripravili, v digitálnej výučbovej príručke na App Lip Care> Nastavenia> Pomocník> Prvé použitie> Ako umiestniť Lip Smart Monitor na vaše dieťa 2. Počkajte, až sa dieťa upokojí. Potom skontrolujte, či je poloha a uchytenie správne.
Dostávam veľa oznámení "skontrolovať polohu".	1. Poloha Lip Smart monitora je nesprávna. 2. Dieťa je nepokojné a veľa sa pohybuje. 3. Moje dieťa váži menej ako 3,4 kg.	1. Pozrite sa na videá, ktoré sme pre vás pripravili, v digitálnej výučbovej príručke na stránke App Lip Care > Nastavenia> Pomocník 2. Počkajte, až sa dieťa upokojí. Potom skontrolujte, či je poloha a uchytenie správne. 3. U novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou odporúčame, aby ste si prečítali digitálne didaktickú príručku, kde vysvetľujeme, ako umiestniť Lip na deti predčasne narodené a deti mladšie 15 dní: Starostlivosť o aplikáciu Lip> Nastavenia> Pomocník> Prvé použitie> Ako umiestniť Lip Smart Monitor na vaše dieťa.
Nedostal som správu s potvrdením účtu alebo dostanem správu "Chyba pri registrácii účtu".	1. Som pripojený k Wi-Fi. 2. Nemám internetové dáta. 3. Mám zlé pokrytie. 4. Už som si vytvoril účet. 5. Napísal som nesprávnu e-mailovú adresu.	1. Resetujte a Wi-Fi-t, és ellenőrizze, hogy az internet-kapcsolat megfelelően működik-e. 2. A felhasználói fiók létrehozásához rendelkeznie kell internet hozzáféréssel. 3. Keressen egy jobb lefedettségű helyet. 4. Térjen vissza a fiók regisztráció képernyőjére, írja be e-mail fiókját és jelszavát, majd nyomja meg a „Csatlakozzon gyermekéhez” gombot. 5. Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a felhasználói fiókhöz való hozzáféréshez szükséges adatokat.

PRIPOJENIE

Problém	Príčina	Riešenie
App Lip Care hľadal niekoľko minút a nepripojil sa.	1. Bluetooth Low Energy nadväzuje najpomalšie pripojenie, keď Lip Smart Monitor NIE JE pripojený k napájaniu. 2. Najbližší smartphone / tablet k inteligentnému monitoru Lip je mimo dosahu Bluetooth.	1. Nabite Lip Smart Monitor. 2. Lip Smart Monitor je možné pripojiť až k 20 smartphonom / tabletom. Potrebujete iba jedno zariadenie v rovnakej miestnosti ako je dieťa a informácie sú v reálnom čase odovzdávané ďalším smartphonom / tabletom, ktoré majú nainštalovanú a otvorenú aplikáciu Lip Care. Týmto spôsobom budete vedieť, aký je stav vášho dieťaťa bez obmedzenia a kdekoľvek na svete. Prepojenie niekoľkých smartphonov / tabletov s Lip Smart Monitorom: a) Odhláste sa na prvom smartphone / tablete, kde ste účet zaregistrovali. b) Stiahnite si aplikáciu Lip Care do druhého smartphonu / tabletu a získajte prístup pomocou rovnakého e-mailu a hesla a zadajte prepojovací PIN. c) Prihláste sa znovu k prvému smartphonu / tabletu, ktorý začne automaticky prijímať dáta. d) Tento proces môžete opakovať až na 20 smartphonoch / tabletoch.

PRIPOJENIE

Problém	Príčina	Riešenie
Aplikácia Lip Care neustále vyhľadáva a neprípája sa, aj keď sa nachádza vedľa smartphonu / tabletu.	Nesprávna konfigurácia smartphonu / tabletu.	1. ANDROID • Pripojte Lip Smart Monitor na napájanie a zostaňte v jeho blízkosti. • Odhláste sa zo služby Lip Care na všetkých smartphonoch / tabletoch, kde je služba otvorená a ktoré majú prihlasovacie konto. • Resetujte smartphonu / tablet. • Aktivujte polohu / GPS na smartphonu / tablete. • Prejdite na nastavenia smartphonu / tabletu. • Prejdite na Nastavenie Bluetooth a skontrolujte, či je pripojený smartphonu / tablet. Ak áno, preskočte odkaz. • Vypnite Bluetooth a znova ho zapnite. • Pripojte zariadenie znova. • Po prepojení odinštalujte aplikáciu Lip Care a znovu ju nainštalujte: Nezabudnite udeliť aplikáciám oprávnenia pre umiestnenie, spustenie na pozadí a ďalšie požadované povolenia. Uistite sa, že máte na smartphonu / tablete povolené umiestnenie GPS (niektorí výrobcovia potrebujú túto možnosť povolenú pre Bluetooth k detekcii Lip Smart Monitor). 2. iOS • Pripojte Lip Smart monitor k zdroju energie a zostaňte v jeho blízkosti. • Resetujte iPhone / iPad. • Odhláste sa z Lip Care zo všetkých prístrojov iPhone / iPad, kde je otvorený, ktoré majú prihlasovacie konto. • Odinštalujte aplikáciu Lip Care na iPhone / iPad. • Znovu nainštalujte aplikáciu Lip Care. Neprihlasujte SA VAŠIM užívateľským menom a heslom. • Chodte do nastavenia pre iPhone / iPad. • Chodte na Nastavenie Bluetooth a skontrolujte, či je iPhone / iPad pripojený. • Ak je zariadenie pripojené: preskočte zariadenia, vypnite a zapnite Bluetooth. Vstúpte do aplikácie Lip Care zadaním svojho užívateľského mena a hesla, počkajte 1 minútu na odpoveď. Keď sa objaví obrazovka prepojenia, počkajte, až sa objaví symbol batérie, a aktivujte senzory. • Ak nie je zariadenie pripojené: vstúpte do aplikácie Lip Care zadaním používateľského mena a hesla, počkajte 1 minútu na odpoveď. Keď sa objaví obrazovka prepojenia, počkajte, až sa objaví symbol batérie a aktivujte senzory. • Otvorte aplikáciu Lip Care a počkajte 1 až 2 minúty, než sa pripojí.
Oznámenia alebo alarmy sú bez zvuku.	1. Smartphonu / tablet je v tichom režime alebo v režime "nerušte". 2.Svetelné upozornenia sú deaktivované. 3. Smartphonu / tablet blokuje zvuky.	1. V závislosti od modelu smartphonu / tabletu a verziu operačného systému má operačný systém kontrolu nad správou aplikácií. Aby bol zvuk vytváraný v aplikácii Lip Care, musíte sa uistiť, že nemáte aktivovaný režim stlmenia alebo "nerušiť". 2. Prejdite na Lip Care> Nastavenia> Zvuky. Overtte, že sú aktivované upozornenie svetelnej výstrahy (zelené). Oznámenie výstrah nemožno zmeniť. 3. Vykonaťte nasledovné kroky, ktoré nájdete podrobnejšie v digitálnej didaktickej príručke v časti "Zvuky": a) Reštartujte smartphonu / tablet, kde ste aplikáciu nainštalovali. b) Odinštalujte aplikáciu Lip Care so všetkých smartphonoch / tabletoch a znova ju nainštalujte. c) Prejdite do ponuky Zvuky v ponuke aplikácie Lip Care a kliknite na názvy zvukov, na modré slovo pre "upozornenie" alebo "oznámenie" a skontrolujte, či počujete všetky zvuky. Ak po stlačení nevychádza žiadny zvuk, potom zvuky smartphonu / tablet blokuje. d) Skontrolujte nastavenie oznámenia prahu: d1 Android. Nastavenie> Aplikácie> Lip Care> Oznámenie> Oznámenie prahových hodnôt: Zapnite a vypnite dvakrát alebo trikrát. > Kliknite na možnosť zvuku "čo robiť" a skontrolujte, či ste vybrali možnosť "zvuk a zobrazenie". Ak nie, vyberte túto možnosť. d2 Nastavenie iOS> Oznámenie> Lip Care> Povolit všetky oznámenia

Hibaelhárítási útmutató

ELSŐ HASZNÁLAT

Probléma	Ok	Megoldás
A központi kijelzőn percekig az „Adatok kiszámítása” üzenet jelenik meg. A csatlakozás létrejött, de az élethelekkel kapcsolatos adatok nem jelennek meg.	1. A Liip Smart Monitor felhelyezése nem megfelelő. 2. A gyermek nyugtalan és sokat mozog.	1. Tekintse meg a videókat a Liip Care alkalmazás digitális bemutatójában> Beállítások> Súly> Első használat> A Liip Smart Monitor felhelyezése a gyermekre 2. Várja meg, amíg a gyermek megnyugszik. Ezután ellenőrizze, hogy a készülék pozíciója és rögzítése megfelelő-e.
Folyamatosan az „ellenőrizze a Liip helyzetét” értesítés jelenik meg.	1. A Liip Smart monitor felhelyezése nem megfelelő. 2. A baba nyugtalan és sokat mozog. 3. A baba súlya kevesebb, mint 3,4 kg.	1. Tekintse meg a videókat a Liip Care alkalmazás digitális bemutatójában > Beállítások> Súly 2. Várja meg, amíg a gyermek megnyugszik. Ezután ellenőrizze, hogy a készülék pozíciója és rögzítése megfelelő-e. 3. Kis súlyú újszülött esetén javasoljuk, hogy olvassa el a Digitális Didaktikai Útmutatót, amelyben elmagyarázzuk, hogyan kell a Liip-et elhelyezni koraszülött csecsemőknél és 15 naposnál fiatalabb babánál: Liip-kezelés> Beállítások> Súly> Első használat> A Liip Smart Monitor felhelyezése a gyermekre.
Nem kaptam meg a fiók megerősítésére vonatkozó üzenetet, vagy „Hiba a regisztrációnál” üzenetet kaptam.	1. Csatlakoztam a Wi-Fi-hez. 2. Nincs internet hozzáférésem. 3. Rossz a lefedettség. 4. Már létrehoztam egy fiókot. 5. Helytelen e-mail címet adtam meg.	1. Resetelje a Wi-Fi-t, és ellenőrizze, hogy az internet-kapcsolat megfelelően működik-e. 2. A felhasználói fiók létrehozásához rendelkeznie kell internet hozzáféréssel. 3. Keressen egy jobb lefedettségű helyet. 4. Térjen vissza a fiók regisztráció képernyőjére, írja be e-mail fiókját és jelszavát, majd nyomja meg a „Csatlakozzon gyermekéhez” gombot. 5. Ellenőrizze, hogy helyesen írta-e be a felhasználói fiókhoz való hozzáféréshez szükséges adatokat.

KAPCSOLAT

Probléma	Ok	Megoldás
A Liip Care alkalmazás néhány perc keresést követően nem tudott csatlakozni.	1. A Bluetooth Low Energy nagyon lassan kapcsolódik abban az esetben, ha a Liip Smart Monitor NINCS csatlakoztatva a hálózathoz. 2. A Liip Smart Monitorhoz legközelebbi okostelefon/táblagép a Bluetooth hatósugarán kívül van.	1. Töltse fel a Liip Smart Monitort. 2. A Liip Smart Monitor akár 20 okostelefonhoz/táblagéphez csatlakoztatható. Csak egy eszköznek kell a gyermekkel egy szobában lennie, erről az információ valós időben kerül továbbításra más okostelefonokra/táblagépekre, amelyeken telepítve van és fut a Liip Care alkalmazás. Így korlátozás nélkül és bárhol a világon tudomást szerezhet gyermeke állapotáról. Több okostelefon/táblagép csatlakoztatása a Liip Smart Monitor készülékkel: a) Jelentkezzen ki az első okostelefonon/táblagépen, ahol regisztrálta a fiókot. b) Töltse le a Liip Care alkalmazást a másik okostelefonra/táblagépre, és ugyanazzal az e-mail címmel és jelszóval jelentkezzen be, és írja be a kapcsolat PIN-kódját. c) Jelentkezzen be újra az első okostelefonon/táblagépen, amely automatikusan elkezd az adatok fogadását. d) Ezt a folyamatot legfeljebb 20 okostelefonon/táblagépen megismételheti.

HU		
KAPCSOLAT		
Probléma	Ok	Megoldás
A Lip Care alkalmazás folyamatosan keres, de nem csatlakozik, még akkor sem, ha az okostelefon/táblagép mellett található.	Helytelen okostelefon/táblagép konfiguráció.	1. ANDROID • Csatlakoztassa a Lip Smart Monitort a töltőhöz, és maradjon közel hozzá. • Jelenkezzen ki a Lip Care szolgáltatásból minden okostelefon/táblagépen, ahol a szolgáltatás nyitva van és bejelentkezési fiókkal rendelkezik. • Indítsa újra az okostelefon/táblagépet. • Aktiválja a helymeghatározást/GPS-t okostelefonján/táblagépén. • Nyissa meg az okostelefon/táblagép beállításait. • Lépjén a Bluetooth beállítások oldalra, és ellenőrizze, hogy az okostelefon/táblagép csatlakoztatva van-e. Ha igen, akkor hagyja ki a következő 2 lépést. • Kapcsolja ki, majd ismét be a Bluetooth-t. • Csatlakoztassa újra az eszközt. • A kapcsolódás után távolítsa el és telepítse újra a Lip Care alkalmazást: Ügyeljen arra, hogy engedélyezze az alkalmazás hozzáféréseit a helyadatokhoz, a háttérben való futatás és az egyéb szükséges engedélyeket. Győződjön meg arról, hogy engedélyezve van-e a GPS-helyzet az okostelefonon/táblagépen (néhány gyártó esetében ezt a lehetőséget engedélyezni kell a Bluetooth számára a Lip Smart Monitor észleléséhez). 2. IOS • Csatlakoztassa a Lip Smart Monitort töltőhöz, és maradjon közel hozzá . • Indítsa újra az iPhone/iPad készüléket. • Jelenkezzen ki a Lip Care szolgáltatásból az összes olyan iPhone/iPad eszközön, ahol az meg van nyitva, és rendelkezik belépési fiókkal. • Távolítsa el a Lip Care alkalmazást az iPhone/iPad készülékről. • Telepítse újra a Lip Care alkalmazást. NE jelenkezzen be felhasználónevével és jelszával. • Lépjén az iPhone / iPad beállításaira. • Lépjén a Bluetooth beállítások oldalra, és ellenőrizze, hogy az iPhone/iPad csatlakoztatva van-e a Monitorhoz. • Ha az eszköz csatlakoztatva van, hagyja ki a következő lépést. • Kapcsolja ki és be a Bluetooth-ot. Léjjen be a Lip Care alkalmazásba felhasználói név és jelszó megadásával, várjon 1 percet a válaszra. Amikor megjelenik a csatlakozási képernyő, várjon, amíg az elem szimbóluma meg nem jelenik, és aktiválja az érzékelőket. • Ha az eszköz nincs csatlakoztatva: a felhasználónév és jelszó megadásával léjjen be a Lip Care alkalmazásba, várjon 1 percet a válaszra. Amikor megjelenik a csatlakozási képernyő, várjon, amíg az elem szimbóluma meg nem jelenik, és aktiválja az érzékelőket. • Nyissa meg a LIP Care alkalmazást, és várjon 1-2 percet, amíg csatlakozik.
Az értesítések vagy a riasztások némák.	1. Az okostelefon/táblagép néma üzemmódban vagy „ne zavarj” üzemmódban van. 2. A fényjelzések ki vannak kapcsolva. 3. Az okostelefon/táblagép blokkolja a hangokat.	1. Az okostelefon/táblagép típusától és az operációs rendszer verziójától függően az operációs rendszer irányíthatja az alkalmazások kezelését. Annak érdekében, hogy a hang a Lip Care alkalmazásban keletkezzen, ellenőriznie kell, hogy nincs-e aktiválva a néma üzemmód vagy a „ne zavarj” üzemmód. 2. Lépjén be a Lip Care> Beállítások> Hangok menübe. Ellenőrizze, hogy a (zöld) riasztási értesítések engedélyezve vannak-e. A riasztási értesítéseket nem lehet megváltoztatni. 3. Végezze el a következő lépéseket, amelyek részletesebben megtalálhatóak a digitális kézikönyvben, a "Hangok" részben: a) Indítsa újra az okostelefon/táblagépet, amelyen telepítette az alkalmazást. b) Távolítsa el a Lip Care alkalmazást minden okostelefonról/táblagépről, és telepítse újra. c) Lépjén a Hangok menübe a Lip Care menüben, és kattintson a hangok neveire, a két „értesítés” vagy „figyelemztetés” szóra, és győződjön meg arról, hogy hallja az összes hangot. Ha megnyomásakor nem hallható hang, akkor az okostelefon/táblagép blokkolja a hangokat. d) Ellenőrizze az értesítési hangok beállítását: d1: Android. Beállítások> Alkalmazások> Lip Care> Értesítések> Értesítések: Kétszer vagy háromszor kapcsolja be és ki. > Kattintson a „Mi a teendő” hang opcióra, és ellenőrizze, hogy a „Hang és megjelenítés” opciót választotta-e. Ha nem, válassza ezt az opciót. d2: iOS Beállítások> Értesítések> Lip Care> Az összes értesítés engedélyezése

PŘÍPOJENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Generování alarmů trvá alespoň minutu.	Liip Care NEZASÍLÁNÍ UPOZORNĚNÍ PRO JEDNOTLIVÉ VYSOKÉ NEBO NÍZKÉ HODNOTY. Liip zasílá upozornění pro vývoj/vzorce změn životních funkcí, aby snížil falešné poplachy a zvýšil spolehlivost.	Ve zvláštních případech a na doporučení odborníka lze použít režim „prahové hodnoty“. Tento režim přizpůsobuje maximální a minimální hodnoty výstrah. V těchto případech kontaktujte liip@liip.care
Na mém smartphonu / tabletu nelze vypnout zvuky z aplikace Liip Care.	Nastavení nebo zvuky můžete změnit pouze ze smartphonu / tabletu připojeného přes Bluetooth k Liip Smart monitoru.	Použijte smartphone / tablet připojený přes Bluetooth k Liip Smart Monitor a upravte nastavení nebo zvuky.
Stále dostávám alarmy nebo oznámení, i když se Liip Smart monitor nepoužívá.	Sundali jste Liip Smart Monitor ze svého dítěte a zapomněli jste vypnout senzory.	Přejděte na Liip Care> Nastavení> Senzory> Deaktivovat
Mám pulzní oxymetr a data se neshodují s daty z Liip Care.	Důvod rozdílu dat s ostatními pulzními oxymetry je následující: Liip Smart Monitor měří 8 dat za 1,2 sekundy a aplikace Liip Care zobrazuje 6 sekundová shrnutí těchto údajů pro zlepšení zkušenosti uživatele. Protože ostatní pulzní oxymetry měří méně často, je nepravděpodobné, že se data budou shodovat na 100%.	

DATOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

Problém	Příčina	Řešení
Nevidím žádná data uložená v Liip Care Aplikace.	Mohu zobrazit pouze data a oznámení uložená po dobu jednoho týdne.	Stiskněte „Aktivovat senzory“ a ujistěte se, že přijímáte data.
Mohu zobrazit pouze data a oznámení uložená po dobu jednoho týdne.	Aplikace Liip Care ukládá data a oznámení za posledních 7 dní.	Platforma Connected Care je dostupná všem uživatelům. Zobrazuje podrobné grafy se všemi daty a oznámeními generovanými Liip Smart Monitorem od prvního použití. Na tuto platformu se dostanete na adrese https://connected.liip.care

Platforma „Connected Care“

Connected Care je platforma pro PC a tablety, která vám umožní pohodlně a podrobně zkontrolovat a vizualizovat sledování zdraví vašeho dítěte. Na rozdíl od grafů v aplikaci Liip Care, která zobrazuje pouze poslední týden nahrávání, vám Connected Care nabízí možnost vidět historii životních konstant za posledních 12 měsíců, zadávat oznámení a podrobně sledovat změny generované každým oznámením.

Liip zpřístupňuje platformu Connected Care uživatelům prostřednictvím následujícího odkazu <https://connected.liip.care>.

Platforma Connected Care a aplikace Liip Care mají stejný přístup, takže stačí zadat na obou platformách stejné uživatelské jméno a heslo.

PRÍPOJENIE

Problém	Príčina	Riešenie
Generovanie alarmov trvá aspoň minútu.	Liip Care NEZASIELANIE UPOZORNENIA PRE JEDNOTLIVÉ VYSOKÉ ALEBO NÍZKE HODNOTY. Liip posiela upozornenia pre vývoj / vzorce zmien životných funkcií, aby znížil falošné poplachy a zvýšil spoľahlivosť.	V osobitných prípadoch a na odporúčanie odborníka možno použiť režim "prahové hodnoty". Tento režim prispôsobuje maximálne a minimálne hodnoty výstrah. V týchto prípadoch kontaktujte liip@liip.care
Na mojom smartphone / tablete sa nedajú vypnúť zvuky z aplikácie Liip Care.	Nastavenie alebo zvuky môžete zmeniť iba zo smartfónu / tabletu pripojeného cez Bluetooth k Liip Smart monitoru.	Použite smartphone / tablet pripojený cez Bluetooth k Liip Smart Monitor a upravte nastavenia alebo zvuky.
Stále dostávam alarmy alebo oznámenia, aj keď sa Liip Smart monitor nepoužíva.	Zložili ste Liip Smart Monitor zo svojho dieťaťa a zabudli ste vypnúť senzory.	Prejdite na Liip Care> Nastavenia> Senzory> Deaktivovať
Mám pulzný oximeter a dáta sa nezohodujú s dátami z Liip Care.	Dôvod rozdielu dát s ostatnými pulznými oximetrami je nasledujúci: Liip Smart Monitor meria 8 dát za 1,2 sekundu a aplikácia Liip Care zobrazuje 6 sekundové zhrnutie týchto údajov pre zlepšenie skúseností užívateľov. Pretože ostatné pulzové oximetre merali menej často, je nepravdepodobné, že sa dáta budú zhodovať na 100%.	

Dátové úložisko

Problém	Príčina	Riešenie
Nevidím žiadne dáta uložené v Liip Care Aplikácii.	Môžem zobraziť iba dáta a oznámenia uložené po dobu jedného týždňa.	Stlačte "Aktivovať senzory" a uistite sa, že prijímate dáta
Môžem zobraziť iba dáta a oznámenia uložené po dobu jedného týždňa.	Aplikácia Liip Care ukladá dáta a oznámenia za posledných 7 dní.	Platforma Connected Care je dostupná všetkým používateľom. Zobrazuje podrobné grafy so všetkými dátami a oznámeniami generovanými Liip Smart Monitorom od prvého použitia. Na túto platformu sa dostanete na adrese https://connected.liip.care

Platforma "Connected Care"

Connected Care je platforma pre PC a tablety, ktorá vám umožní pohodlne a podrobne skontrolovať a vizualizovať sledovanie zdravia vášho dieťaťa. Na rozdiel od grafov v aplikácii Liip Care, ktorá zobrazuje iba posledný týždeň nahrávania, vám Connected Care ponúka možnosť vidieť históriu životných konštánt za posledných 12 mesiacov, zadávať oznámenia a podrobne sledovať zmeny generované každým oznámením. Liip sprístupňuje platformu Connected Care užívateľom prostredníctvom nasledujúceho odkazu <https://connected.liip.care>. Platforma Connected Care a aplikácie Liip Care majú rovnaký prístup, takže stačí zadať na oboch platformách rovnaké používateľské meno a heslo.

KAPCSOLAT

Probléma	Ok	Megoldás
Legalább egy percig tart a riasztások generálása..	A Lipi Care NEM KÜLD FIGYELMEZTETÉSEKET AZ EGYSZERI MAGAS VAGY ALACSONY ÉRTÉKEK ESETÉBEN. A hamis riasztások csökkentése és a megbízhatóság növelése érdekében a Lipi csak akkor küld figyelmeztetést, ha az életjelek alakulása/mintázata ezt indokolja.	Különleges esetekben szakorvosi ajánlás alapján alkalmazható a „küszöbérték” rendszer. Ebben az üzemmódban maximális és minimális riasztási értékek kerülnek beállításra. Amennyiben erre az üzemmódra tart igényt, lépjen velünk kapcsolatba a lipi@lipi.care címen
A Lipi Care hangjait nem lehet kikapcsolni ki az okostelefonon vagy táblagépen.	A beállításokat vagy a hangokat csak a Lipi Smart Monitorhoz Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott okostelefonon/táblagépen lehet módosítani.	Használja azt az okostelefont/táblagépet, amely Bluetooth-on csatlakozik a Lipi Smart Monitorhoz, és állítsa be a beállításokat vagy a hangokat.
Még akkor is riasztásokat vagy értesítéseket kapok, ha a Lipi Smart Monitor nincs használatban.	Levette gyermekéről a Lipi Smart Monitor készüléket, és elfelejtette kikapcsolni az érzékelőket.	Lépjen be a Lipi Care alkalmazásba> Beállítások> Érzékelők> Deaktiválás
Van egy pulzoximéterem, és a mért adatok nem egyeznek meg a Lipi Care adataival.	A más pulzoximéterrel mért adatokban mutakozó eltérés oka a következó: A Lipi Smart Monitor 8 adatot mér 1,2 mp-en belül, a Lipi Care pedig az adatok 6 másodperces összefoglaló értékeit jeleníti meg a felhasználói tapasztalatok javítása érdekében. Mivel más pulzoximéterek ritkábban mérnek, nem valószínű, hogy az adatok 100%-ban megegyeznek.	

ADATTÁROLÁS

Probléma	Ok	Megoldás
Nem látom a Lipi Care alkalmazásban tárolt adatokat.	A tárolt adatok és értesítések csak egy hétig jeleníthetők meg.	Nyomja meg az „Érzékelők aktiválása” gombot, és ellenőrizze, hogy fogad-e adatokat
A tárolt adatok és értesítések csak egy hétig jeleníthetők meg.	A Lipi Care az elmúlt 7 nap adatait és értesítéseit tárolja.	A Connected Care platform minden felhasználó számára elérhető. Részletes grafikonokat jelenít meg a Lipi Smart Monitor által az első használat óta generált adatokkal és értesítésekkel együtt. Ezt a platformot a https://connected.lipi.care címen érheti el

A "Connected Care" platform

A Connected Care egy számítógépes és táblagépen elérhető platform, melynek segítségével kényelmesen és részletekbe menően ellenőrizheti és megjelenítheti gyermekének egészségügyi állapotát. A Lipi Care grafikonjaitól eltérően, amelyek csupán az elmúlt hét adatait mutatják, a Connected Care lehetőséget nyújt az elmúlt 12 hónap életjeleinek megtekintésére, értesítések bevitelére és az egyes értesítések által generált változások szoros figyelemmel kísérésére. Lipi a Connected Care platformot a https://connected.lipi.care címen hívhatja segítségül elérhetővé teszi a felhasználók számára. A Connected Care platform és a Lipi Care azonos hozzáféréssel rendelkezik, tehát ugyanazt a felhasználónevet és jelszót használhatja mindkét platformon.

Informace o omezené záruce a vyloučení odpovědnosti

OMEZENÁ ZÁRUKA

Wearables Intelligentes S.L. („Liip“) zaručuje původnímu kupujícímu, že jeho elektronické zařízení Liip Smart Monitor (dále jen „produkt“) bude bez vad materiálu a zpracování při běžném používání po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení, pokud kupující nemá bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a nekoupil si svůj produkt Liip * v EHP, kde je záruční doba dva (2) roky * ode dne nabytí („záruční doba“). Liip nezaručuje, že provoz Produktu bude nepetržitý nebo že nebude bez závad. Liip nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů v souvislosti s používáním produktu. Tato omezená záruka se nevztahuje na software zabudovaný do produktu a služby poskytované Liip vlastníkům produktu. Chcete-li získat podrobnosti o svých právech v souvislosti s jeho používáním, prostudujte si licenční smlouvu, která doprovází software a podmínky služeb společnosti Liip.

*Životnost baterie výrobku z hlediska životnosti závisí na podmínkách použití a konfiguraci zařízení. Protože baterie jsou považovány za spotřební materiál, specifikace naznačují, že pro svůj produkt získáte optimální výkon během prvních šesti (6) měsíců od nákupu a přibližně na dalších 200 znovu naplnění.

Zdroje

Pokud je zjištěna závada hardwaru a společnost Liip obdrží platnou reklamaci v záruční lhůtě, podle svého výhradního uvážení a v souladu s ustanoveními zákona opraví Liip (1) produkt bezplatně novými nebo opravenými náhradními díly, nebo (2) vymění Produkt za nový nebo opravený Produkt. **V případě závady jsou podle vašeho zákona stanoveny pouze vaše možné zdroje.** Převážní náklady mohou být požadovány, pokud to není zakázáno platnými zákony. Tato omezená záruka je platná pouze v těch jurisdikcích, ve kterých jsou výrobky uváděny na trh Liipem nebo prostřednictvím jeho autorizovaných distributorů nebo zástupců a je platná v rozsahu povolených zákonů použitelnými pro tyto jurisdikce. Na všechny náhradní hardwarové produkty bude poskytována záruka po zbývajší původní záruční dobu nebo třicet (30) dní, podle toho, která doba je delší, nebo během jakéhokoli dalšího období, které platí ve vaší jurisdikci.

Jak získat záruční servis

Abyste mohli využít záruční servis, musíte produkt doručit s uhrazenými přepravními náklady a v původním obalu nebo v balení, které poskytuje stejnou úroveň ochrany na adresu uvedenou společností Liip. V souladu s platnými zákony může společnost Liip požadovat, abyste před poskytnutím záručního servisu poskytli doklad o koupi, splnění určitých registračních požadavků nebo obojí.

Vyloučení a omezení

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený Liipem nebo pro něj a který lze identifikovat ochrannou známkou „Liip“, obchodní značkou nebo logem, které představuje. Omezená záruka se nevztahuje na (a) Liip produkty a služby jiné než Produkt, (b) Non-Liip hardwarové produkty, (c) spotřební materiál (jako jsou baterie) nebo (d) software, i když je součástí balení nebo bude prodána s produktem nebo integrována do produktu. Tato záruka se nevztahuje na žádný produkt nebo jeho část, který byl změněn nebo upraven (například za účelem změny funkcí nebo schopností) kýmoli jiným než zástupcem společnosti Liip, nebo pokud je produkt vložen nebo nainstalován v zařízení, které neposkytuje Liip. Kromě toho tato omezená záruka se nevztahuje na tyto případy: (a) škody způsobené použitím produktů jiných než Liip, (b) škody způsobené nehodou, nesprávným použitím, povodněmi, požáry, zemetřesením nebo jinými vnějšími příčinami, (c) poškození způsobené používáním produktu mimo povolená nebo označená použití popsaná Liip nebo společně s nedostatečným napětím nebo napájením, nebo (d) poškození způsobené údržbovými úkoly (včetně aktualizací a rozšíření), které provedl kdokoli jiný než zástupce Liip. Obnova a přeinstalování softwarových programů a uživatelských dat se na tuto omezenou záruku nevztahuje.

Žádný distributor, agent nebo zaměstnanec Liip není oprávněn provádět žádné změny, doplňky nebo rozšíření této omezené záruky. Pokud bude některá z podmínek prohlášena za nezákonnou nebo nepoužitelnou, zůstane zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících podmínek platná a nebude tím dotčena.

Implicitní záruky

S výjimkou rozsahu zakázaného prámem jsou všechny předpokládané záruky (včetně záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na vás nemusí vztahovat.

Omezení poškození

S výjimkou rozsahu, v jakém to platné zákony zakazují, neodpovídá Liip za jakékoli náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně, ale nejen, ztráty výhod, výnosů nebo dat v důsledku jakéhokoli porušení výslovných nebo záručních podmínek nebo záruky. Implicitní, nebo v souladu s jakoukoli jinou právní teorií, i v případě, že Liip byl informován o možnosti takové škody. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení nebo omezení zvláštních, nepřímých, náhodných nebo následných škod, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

Aplikované právo

Tato omezená záruka se bude řídit zákony Španělska a Evropské unie, aniž by to mělo dopad na kolizi zákonů, která by mohla umožnit použití právních předpisů jiné jurisdikce.

Služby zákazníkům

V případě jakýchkoli nároků na uplatnění právní záruky vašeho produktu nás můžete kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu liip@liip.care.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI A PŘÍSLUŠNÝ SOUD

Liip Smart Monitor a aplikace Liip Care mají v úmyslu pomoci při péči o vaše dítě a nemají v úmyslu nahradit, být používány bez monitorování nebo namísto sledování odpovědným dospělým.

Používáním Liip Smart Monitor uživatel souhlasí a potvrzuje, že Wearables Inteligentes SL, včetně jeho agentů, zaměstnanců, investorů a členů, neodpovídá za žádné ztráty, škody nebo zranění vzniklé v souvislosti s používáním nebo provozováním Liipu Smart Monitor, bez ohledu na příčinu.

Liip Smart Monitor je určen pro zdravé děti; proto prahy oznámení na Liip Smart Monitoru nejsou tak přísné jako lékařský monitor.

Pamatujte: Nepoužívejte Liip Smart Monitor jako diagnostický nástroj. Nepoužívejte Liip Smart Monitor, pokud váš lékař doporučuje použití nemocničního pulzního oxymetru. Nepoužívejte Liip Smart Monitor, pokud váš lékař doporučuje použití monitoru apnoe v nemocnici. Nepoužívejte Liip Smart Monitor jako omluvu pro nebezpečné spánkové návyky.

Používáním Liip Smart Monitoru uživatel souhlasí a potvrzuje, že jakýkoli spor vyplývající z jeho používání nebo provozu bude zahájen a vyslechnut u soudů ve španělské Valencii v souladu se španělskými zákony.

Přečtěte si tuto příručku

Uvnitř najdete mnoho užitečných rad, jak správně používat a udržovat Liip Smart Monitor. Pokud si přečtete online uživatelskou příručku, možná nás nebudete muset kontaktovat pro pomoc.

Kompletní informace o nastavení a použití jsou k dispozici online na adrese https://liip.care/online-user-guide_en.php.

Přečtěte si bezpečnostní informace

Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních jsou pro nás velmi důležité. V této příručce je mnoho důležitých bezpečnostních zpráv.

Vždy si přečtete a dodržujte všechny bezpečnostní zprávy.

Informácie o obmedzenej záruke a vylúčení zodpovednosti

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Wearables Intelligentes S.L. ("Liip") zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že jeho elektronické zariadenie Liip Smart Monitor (ďalej len "produkt") bude bez chýb materiálu a spracovania pri bežnom používaní po dobu jedného (1) roka od dňa nadobudnutia, ak kupujúci nemá bydlisko v Európskom hospodárskom priestore (EHP) a nekúpil si svoj produkt Liip * v EHP, kde je záručná doba dva (2) roky * od dňa nadobudnutia ("záručná doba"). Liip nezaručuje, že prevádzka Produktu bude nepretržitá alebo, že nebude bez závad. Liip nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov v súvislosti s používaním produktu. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na softvér zabudovaný do produktu a služby poskytované Liip vlastnikom produktu. Ak chcete získať podrobnosti o svojich právach v súvislosti s jeho používaním, preštudujte si licenčnú zmluvu, ktorá sprevádza softvéra podmienky služieb spoločnosti Liip.

* Životnosť batérie výrobku z hľadiska životnosti závisí od podmienok použitia a konfiguráciu zariadenia. Pretože batérie sú považované za spotrebné materiál, špecifikácie naznačujú, že pre svoj produkt získate optimálny výkon počas prvých šiestich (6) mesiacov od nákupu a približne ďalších 200 znovu naplnení.

Zdroje

Ak je zistená porucha hardvéru a spoločnosť Liip odobrí platnú reklamáciu v záručnej lehote, podľa vlastného uváženia a v súlade s ustanoveniami zákona o praví Liip (1) produkt bezplatne novými alebo opravenými náhradnými dielmi. alebo (2) vymení Produkt za nový alebo opravený Produkt. V prípade poruchy sú podľa vášho zákona stanovené len vaše možné zdroje. Prepravné náklady môžu byť požadované, ak to nie je zakázané platnými zákonmi. Táto obmedzená záruka je platná len v tých jurisdikciách, v ktorých sú výrobky uvádzané na trh Liipem alebo prostredníctvom jeho autorizovaných distribútorov alebo zástupcov a je platná v rozsahu povolenom zákonmi platnými pre tieto jurisdikcie. Na všetky náhradné hardvérové produkty bude poskytovaná záruka po zbývajúcú pôvodnú záručnú dobu alebo tridsať (30) dní, podľa toho, čo trvá dlhšie, alebo počas akéhokoľvek ďalšieho obdobia, ktoré platia vo vašej jurisdikcii.

Ako získať záručný servis

Aby ste mohli využívať záručný servis, musíte produkt doručiť s uhradenými prepravnými nákladmi a v pôvodnom obale alebo v bábni, ktoré poskytujú rovnakú úroveň ochrany na adresu uvedenú spoločnosťou Liip. V súlade s platnými zákonmi môže spoločnosť Liip požadovať, aby ste pred poskytnutím záručného servisu poskytli doklad o kúpe, splnenie určitých požiadaviek na registráciu alebo oboje.

Vylúčenie a obmedzenie

Táto obmedzená záruka sa vzťahuje iba na produkt vyrobený Liipem alebo pre neho a ktorý možno identifikovať ochrannou známkou "Liip", obchodnou známkou alebo logom, ktoré predstavuje. Obmedzená záruka sa nevzťahuje na (a) Liip produkty a služby nie ako Produkt, (b) Non-Liip hardvérové produkty, (c) spotrebné materiál (ako sú batérie) alebo (d) softvér, aj keď je súčasťou balenia alebo bude predaný s produktom alebo integrovaná do produktu. Táto záruka sa nevzťahuje na žiadny produkt alebo jeho časť, ktorá bol zmenený alebo upravený (napríklad za účelom zmeny funkcie alebo špecifnosti) kýmkoľvek iným ako zástupcom spoločnosti Liip, alebo ak to bolo vložený alebo nainštalovaný v zariadení, ktoré neposkytuje Liip. Okrem toho táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: (a) škody spôsobené použitím produktov iných ako Liip, (b) škody spôsobené nehodou, nesprávnym použitím, záplavami, požiarom, zemetrasením alebo inými vonkajšími príčinami, (c) poškodenie spôsobené používaním produktu mimo povolené alebo označené použitie popísané Liip alebo spolu s nedostatokmi napätia alebo napájaním, alebo (d) poškodenie spôsobené údržbovými úlohami (vrátane aktualizácií a rozšírení), ktoré vykonali ktokoľvek iný ako zástupca Liip. Obnova a preinštalovanie softvérových programov a používateľských dát sa na túto obmedzenú záruku nevzťahuje. Žiadny distribútor, agent alebo zamestnanec Liip nie je oprávnený vykonávať žiadne zmeny, doplnky alebo rozšírenie tejto obmedzenej záruky. Ak bude niektorá z podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nepoužiteľnú, zostane zákonnosť alebo vymáhateľnosť zostávajúcich podmienok platná a nebude tým dotknutá.

Implicitné záruky

S výnimkou rozsahu zakázaného platným právom sú všetky predpokladané záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené na dobu trvania tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Obmedzenie poškodenia

S výnimkou rozsahu, v akom to platné zákony zakazujú, nezodpovedá Liip za akékoľvek náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane, ale nielen, straty výhod, výnosov alebo dát v dôsledku akéhokoľvek porušenia výslovných alebo záručných podmienok alebo záruk. Implicitné, alebo v súlade s akoukoľvek inou právnou teóriou, aj v prípade, že Liip bol informovaný o možnosti takejto škody. Niektoré jurisdikcie nemožujú vylúčenie alebo obmedzenie zvláštnych, nepriamych, náhodných alebo následných škôd, takže vyššie uvedené obmedzenie alebo vylúčenie sa na vás nemusia vzťahovať.

Aplikované právo

Táto obmedzená záruka sa bude riadiť zákonmi Španielska a Európskej únie, bez toho, aby to malo vplyv na kolíziu zákonov, ktorá by mohla umožniť použitie právnych predpisov inej jurisdikcie

Služby zákazníkom

V prípade akýchkoľvek nárokov na uplatnenie právnej záruky vášho produktu nás môžete kontaktovať prostredníctvom nášho e-mailu

liip@liip.care

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI A PRÍSLUŠNÝ SÚD

Liip Smart Monitor a aplikácia Liip Care majú v úmysle pomôcť pri starostlivosti o vaše dieťa a nemajú v úmysle nahradiť, byť používané bez monitorovania alebo namiesto sledovania zodpovedným dospelým. Používaním Liip Smart Monitor užívateľ súhlasí a potvrdzuje, že Wearables Intelligentes SL, vrátane jeho agentov, zamestnancov, investorov a členov, nezodpovedá za žiadne straty, škody alebo zranenia vzniknuté v súvislosti s používaním alebo prevádzkovaním Liipu Smart Monitor, bez ohľadu na príčinu. Liip Smart Monitor je určený pre zdravé deti; preto prahy oznámenia na Liip Smart Monitore nie sú tak prísne ako lekársky monitor.

Pamätajte! Nepoužívajte Liip Smart Monitor ako diagnostickú nástrôj. Nepoužívajte Liip Smart Monitor, ak váš lekár odporúča použitie nemocničného pulzného oxymetra. Nepoužívajte Liip Smart Monitor, ak váš lekár odporúča použitie monitora apnoe v nemocnici. Nepoužívajte Liip Smart Monitor ako ospravedlnenie pre nebezpečné spánkové návyky.

Používaním Liip Smart Monitora užívateľ súhlasí a potvrdzuje, že akýkoľvek spor vyplývajúci z jeho používania alebo prevádzky bude zahájený a vypočutý na súdoch v španielskej Valencii v súlade so španielskymi zákonmi.

Prečítajte si túto príručku

Vnútri nájdete mnoho užitočných rád, ako správne používať a udržiavať Liip Smart Monitor. Ak si prečítate online návod, možno nás nebudete musieť kontaktovať pre pomoc. Kompletne informácie o nastavení a používaní sú k dispozícii online na adrese https://liip.care/online-user-guide_en.php.

Prečítajte si bezpečnostné informácie

Váša bezpečnosť a bezpečnosť ostatných sú pre nás veľmi dôležité. V tejto príručke je veľa dôležitých bezpečnostných správ.

Vždy si prečítajte a dodržiavajte všetky bezpečnostné správy.

Korlátozott jótállási és felelősségi nyilatkozat

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A Wearables Inteligentes S.L. (a továbbiakban: „Liip”) garantálja az eredeti vásárló számára, hogy a Liip Smart Monitor elektronikus készüléke (a továbbiakban: „termék”) a vásárlás időpontjától számított egy (1) évig normál használat esetén mentes minden alanyvag- és gyártási hibáktól, kivéve azt az esetet, ha a vásárló lakóhelye az Európai Gazdasági Térségben található (a továbbiakban: „EGT”) és „Liip” termékét az EGT-ben vásárolta meg, ahol a jótállási idő két (2) év* a beszerzés napjától („garanciaidő”). A Liip nem garantálja, hogy a termék működése megszakítás nélküli vagy hibamentes lesz. A Liip nem vállal felelősséget a termék használatával kapcsolatos utasítások be nem tartásából fakadó károkért. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a a termékbe beépített szoftverre és a Liip által a termék tulajdonosainak nyújtott szolgáltatásokra. A használatával kapcsolatos jogainak részleteiért kérjük, olvassa el a Liipszoftvert kísérő licencszerződést és a szolgáltatási feltételeket.

*A termék akkumulátorának élettartama a készülék használatától és konfigurációjától függ. Mivel az akkumulátorok fogyóeszköznek tekinthetők, a specifikációk azt jelzik, hogy a termék optimális teljesítményét a vásárlás első hat (6) hónapjában és körülbelül további 200 újratöltéssel érheti el.

Források

Amennyiben a készülék meghibásodik és a Liip számára a garanciaidőn belül érvényes garanciaigény kerül benyújtásra, a Liip (1) saját belátása szerint és a törvény rendelkezéseivel összhangban ingyenesen javítja a terméket új vagy javított alkatrészekkel; vagy (2) kicseréli a terméket egy új vagy javított termékre. Hiba esetén a törvény csak a lehetséges forrásokat határozza meg. A Liip igényelheti a szállítási költségek megtérítését, kivéve, ha azt az alkalmazandó törvények tiltják. Ez a korlátozott jótállás csak azokban a joghatóságokban érvényes, ahol a termékeket a Liip vagy annak hivatalos forgalmazói vagy képviselői forgalmazzák, és az adott joghatóságokra alkalmazandó törvények által megengedett mértékben érvényes. A csereként nyújtott valamennyi készülékre a fennmaradó eredeti jótállási időszak vagy harminc (30) nap vonatkozik, attól függően, hogy melyik hosszabb, vagy az Ön joghatósága alatt érvényes jótállási időszak.

A jótállási szolgáltatás igénybevétele

A jótállási szolgáltatás igénybeviteléhez a terméket előre megfizetett szállítási költségekkel a Liip által megadott címre kell elküldenie, eredeti csomagolásban vagy olyan csomagolásban, amely az eredeti csomagolással megegyező szintű védelmet nyújt. Az alkalmazandó joggal összhangban a Liip kérheti, hogy a garanciaszolgáltatás nyújtása előtt igazolja a vásárlást, az egyes regisztrációs követelményeknek való megfelelést vagy mindkettőt.

Kizárások és korlátozások

Ez a korlátozott garancia csak a Liip által gyártott vagy a Liip számára gyártott termékekre vonatkozik, amelyeket a rajtuk feltüntetett „Liip” védjegy, kereskedelmi márka vagy logó azonosíthat. A korlátozott jótállás nem vonatkozik a) a Terméktől eltérő Liip termékekre és szolgáltatásokra; b) a nem-Liip hardver termékekre, c) fogyóeszközökre (például akkumulátorok) vagy (d) szoftverre, még akkor sem, ha azokat a csomag tartalmazza, vagy a termékbe vannak integrálva. Ez a jótállás nem vonatkozik az olyan Termékekre, vagy azok részeire, amelyet a Liip képviselőjétől eltérő személy megvásároltatt vagy módosított (például a funkciók vagy képességek megváltoztatása), vagy ha a Terméket nem Liip eszközebe helyezték be vagy telepítették. Ezenkívül ez a korlátozott jótállás nem terjed ki a következőkre: (a) a Liip-től eltérő termékek alkalmazása által okozott károk, (b) balesetek, helytelen használat, árvíz, tűz, földrengés vagy egyéb külső okok által okozott károk, (c) a termék olyan felhasználása által okozott károk, amik nem megengedettek vagy nem a Liip által megjelölt felhasználási módok, ideértve az elégtelen feszültség vagy áramerősség eseteit, vagy (d) a Liip képviselőjétől eltérő személy által végzett karbantartási feladatok (beleértve a frissítéseket és kiterjesztéseket) által okozott károk. Ez a korlátozott garancia nem terjed ki a szoftverprogramok és a felhasználói adatok helyreállítására és újratelepítésére. Semmilyen forgalmazó, képviselő vagy Liip alkalmazott nem jogosult a korlátozott jótállás módosítására, kiegészítésére vagy meghosszabbítására. Ha valamelyik feltételt illegálisnak vagy alkalmazhatatlannak nyilvánítják, a fennmaradó feltételek jogszerűsége vagy végrehajthatósága teljes hatályban marad.

Implicit jótállások

Az összes feltételezett jótállás a hatályos jogi előírások által tiltott esetek kivételével (ideértve a forgalmazhatóság és az adott célra való alkalmasság garanciáit is) e korlátozott jótállás időtartamára korlátozott. Egyes jogrendek nem engedélyezik az implicit jótállás időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás nem vonatkozik Önre.

A kár korlátozása

A vonatkozó törvények által tiltott mérték kivételével a Liip nem vállal felelősséget semmilyen véletlen, közvetet, különleges vagy következményként fellépő károkért, beleértve, de nem kizárólag az előnyök, anyagi javak vagy adatok explicit vagy garanciaváladási feltételek megsértésének következtében bekövetkező elvesztése. Hallgatólagosan vagy bármely más jogi elmélettel összhangban, még akkor is, ha a Liipet tájékoztatták az ilyen kár lehetőségeiről. Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a speciális, közvetett, véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárásnem vonatkozik Önre.

Alkalmazandó jog

Ezt a korlátozott jótállást Spanyolország és az Európai Unió törvényei szabályozzák, anélkül, hogy a kollízió olyan hatással járna, amely lehetővé tenné egy másik joghatóság jogszabályainak alkalmazását.

Ügyfélszolgálat

Termékének jogi garanciája iránti igény esetén felveheti velünk a kapcsolatot a liip@liip.care e-mail címen

FELELŐSÉG ELUTASÍTÁSA ÉS ILLETÉKES BÍRÓSÁG

A Liip Smart Monitor és a Liip Care gyermekek gondozásának kiegészítésére szolgál, és nem célja, hogy a felelős felnőttek által végzett felügyeletet helyettesítse vagy pótolja. A Liip Smart Monitor használatával a felhasználó beleegyezik és megerősíti, hogy a Wearables Intelligentes SL - beleértve ügynökeit, alkalmazottait, befektetőit és tagjait is - nem felelős a Liip Smart Monitor használatával vagy üzemeltetésével összefüggő veszteségeikért, károkért vagy sérülésekért, azok okától függetlenül. A Liip Smart Monitor egészségügy gyermekek számára készült; ezért a Liip Smart Monitor értesítési küszöbértéke nem olyan szigorú, mint egy orvosi monitoré. Ne feledd: Ne használja a Liip Smart Monitor diagnosztikai eszközként. Ne használja a Liip Smart Monitor készüléket, ha orvosa kórházi pulzoximéter használatát javasolja. Ne használja a Liip Smart Monitor készüléket, ha orvosa kórházban apnoe monitor használatát javasolja. Ne használja a Liip Smart Monitor a veszélyes alvási szokások ellensúlyozására. A Liip Smart Monitor használatával a felhasználó beleegyezik és megerősíti, hogy a használatából vagy működéséből adódó bármilyen vitát a spanyolországi Valencia bíróságai kezdeményeznek és tárgyalnak, a spanyol törvényeknek megfelelően.

Olvassa el ezt az útmutatót

Az útmutatóban hasznos tippeket talál a Liip Smart Monitor megfelelő használatához és karbantartásához. Az online felhasználói útmutató elolvasásával számos kérdésére választ kaphat, így lehet, hogy nem kell kapcsolatba lépnie velünk segítségért. A teljes beállítási és használati információ elérhető a https://liip.care/online-user-guide_hu.php webhelyen.

Olvassa el a biztonsági információkat.

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban számos fontos biztonsági üzenet található. Mindig olvassa el és kövesse az összes biztonsági üzenetet.



Tento symbol je v této příručce používán jako upozornění na důležité bezpečnostní informace! Všechna bezpečnostní hlášení budou následovat symbol výstražného upozornění a to buď slovem „NEBEZPEČÍ“, „VAROVÁNÍ“, „UPOZORNĚNÍ“ NEBO „UPOZORNĚNÍ“.

Tato slova znamenají:

NEBEZPEČÍ = bezprostředně nebezpečná situace, která bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění nebo poškození majetku.

UPOZORNĚNÍ = Potenciálně nebezpečná situace, která má za následek lehké nebo střední zranění.

OZNÁMENÍ = Nebezpečí, která by mohla mít za následek jiné věci než zranění osob, například poškození majetku.

Tento symbol je v tejto príručke používaný ako upozornenie na dôležité bezpečnostné informácie! Všetky bezpečnostné hlásenia budú nasledovať symbol výstražného upozornenia a to buď slovom "NEBEZPEČENSTVO", "VAROVANIE", "UPOZORNENIE" ALEBO "OZNÁMENIE".

Tieto slová znamenajú:

NEBEZPEČENSTVO = bezprostredne nebezpečná situácia, ktorá bude mať za následok smrť alebo vážne zranenie.

VAROVANIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo vážne zranenie alebo poškodenie majetku. UPOZORNENIE = Potenciálne nebezpečná situácia, ktorá má za následok ľahké alebo stredné zranenia. OZNÁMENIE = Nebezpečenstvo, ktoré by mohlo mať za následok iné veci ako zranenie osôb, napríklad poškodenie majetku.

Ez a szimbólum a kézikönyvben a kiemelkedő fontosságú biztonsági információk jelzésére szolgál! Minden biztonsági üzenetet figyelmeztető szimbólum követ, vagy a „VESZÉLY”, „VIGYÁZAT”, „FIGYELMEZTETÉS”, vagy „ÉRTESÍTÉS” szó.

A szavak jelentése:

VESZÉLY = közvetlen életveszély jelző helyzet, amelynek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezet.

VIGYÁZAT = Potenciálisan veszélyes helyzet, amelynek figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vagy anyagi károk keletkezéséhez vezethet.

FIGYELMEZTETÉS = Potenciálisan veszélyes helyzet, amelynek figyelmen kívül hagyása enyhe vagy közepesen súlyos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS = Veszély, amely személyi sérülésektől eltérő dolgokat, például anyagi károkat okozhat.

VAROVÁNÍ a důležité bezpečnostní informace



VAROVÁNÍ: MONITOR LIIP SMART NENÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ.

Liip Smart Monitor vás upozorní, pokud bude srdeční frekvence vašeho dítěte nebo obsah kyslíku v jeho krvi nebo jeho teplota mimo povolený rozsah. Liip Smart Monitor je určen pro děti od narození od do sedmi let (7) let, ale ne pro děti starší sedmi let (7). Liip Smart Monitor není zdravotnické zařízení. Neurčuje, neléčí, nesnížuje, nemonitoruje, nezabraňuje nemoci ani zranění. Neovlivňuje funkci ani strukturu těla. Chemickým působením nedosahuje primárních účelů, pro které byl navržen. Nezabrání syndromu náhlého úmrtí kojcenců (SIDS).

Tato příručka slouží dvěma primárním funkcím: Poskytnout uživateli základní pokyny a doporučení pro správnou instalaci a používání Liip Smart Monitor; a vysvětlit funkce, operace, bezpečnostní opatření, údržbu Liip Smart Monitoru. Je nezbytné, aby si všechny osoby, u nichž se očekává, že budou tento Liip Smart Monitor obsluhovat nebo upravovat, přečetli pokyny, aby rozuměli tomu, jak správně obsluhovat Liip Smart Monitor, a aby tyto pokyny dodržovali. Pokud těmto pokynům nerozumíte, kontaktujte nás prosím přímo na adrese liip@liip.care



VAROVÁNÍ: PRO VAŠI BEZPEČNOST A PRO BEZPEČNOST DĚTÍ.

Nenabíjejte Liip Smart Monitor v blízkosti svého dítěte nebo nepoužívejte Liip Smart Monitor nabíjení, protože kabel může představovat nebezpečí uškrcení. Liip Smart Monitor je pomůcka. Liip Smart Monitor nenahrazuje dohled dospělého. U předčasně narozených dětí, kojenců s doplňkovým kyslíkem nebo u dětí s komplikovaným zdravotním stavem se prosím obraťte na svého lékaře a poraďte se, zda je Liip Smart Monitor pro vás vhodný. Prosíme, reagujte okamžitě, kdykoli zazní výstražné oznámení.



FCC informace pro uživatele

TOTO ZAŘÍZENÍ VYHOVUJE POŽADAVKŮM ČÁSTI 15 SMĚRNICE FCC

Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) obsahuje FCC ID: **2AAUS-ISP1507**

Toto zařízení vyhovuje standardům RSS RSS osvobozeným od licence.

Změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, by mohly zrušit oprávnění uživatele používat toto zařízení.

Používejte POUZE dodaný napájecí adaptér. Pokud tak neučiníte, může dojít ke ztrátě naší omezené záruky.

Zařízení prošlo testy a bylo uznáno za odpovídající limitům pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajišťovaly odpovídající ochranu proti škodlivému rušení při instalaci v domácím prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii rádiové frekvence, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci dalšími radiokomunikacím.



Obsahuje IC ID: **11306A-ISP1507**

Provoz/Manipulace je podmíněna následujícími dvěma podmínkami: (1) toto zařízení nesmí způsobovat rušení a (2) zařízení musí přijmout jakékoli přijaté rušení, včetně rušení způsobujícího nežádoucí provoz.

Podmínky použití :

1. Přečtěte si pokyny. 2. Dodržujte pokyny. 3. Respektujte všechna varování. 4. Postupujte podle všech pokynů. 5. Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody. 6. Neumístujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla jako jsou radiátory, tepelné regulátory, kamna nebo jiná zařízení, která generují teplo. 7. Používejte tento produkt pouze pod dohledem dospělé osoby. 8. Používejte pouze nabíječku a kabel prodávány spolu se spotřebičem nebo certifikovaný podle EN 60950-1. 9. Veškeré opravy musí provádět kvalifikovaný servisní personál. Spotřebič musí být opraven za těchto okolností, například : když byl poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, když došlo k rozliti tekutiny, když byl spotřebič vystaven dešti nebo vlhkosti, když zařízení nefungovalo nebo po pádu. 10. Nevystavujte toto zařízení stříkající nebo kapající vodě, ujistěte se, že na zařízení nejsou předměty s tekutinami, například sklenice. 11. Pro úplné odpojení spotřebiče od sítě; odpojte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky střídaného proudu. 12. Sítová zástrčka napájecího kabelu musí zůstat připravena k opětovnému použití. 13. Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, jakým je přímé sluneční záření, oheň nebo podobné zdroje tepla. 14. Nepokoušejte se zařízení sami otevírat, rozebírat ani opravovat. 15. Nenechte zařízení spadnout, hodit do vakua nebo se jej pokoušet ohnout.

VAROVANIE a dôležité bezpečnostné informácie



VAROVANIE: MONITOR LIIP SMART NIE JE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE.

Liip Smart Monitor vás upozorní, ak bude srdcová frekvencia vášho dieťaťa alebo obsah kyslíka v jeho krvi alebo jeho teplota mimo povolený rozsah. Liip Smart Monitor je určený pre deti od narodenia do siedmich rokov (7) rokov, ale nie pre deti staršie siedmich rokov (7). Liip Smart Monitor nie je zdravotnícke zariadenie. Neurčuje, nelieči, neznižuje, nemonitoruje, nezabraňuje choroby ani zranenia. Neovplyvňuje funkciu ani štruktúru tela. Chemickým pôsobením nedosahuje primárnych účelov, na ktoré bol navrhnutý. Nezabráni syndrómu náhleho úmrtia dojčiat (SIDS). Táto príručka slúži dvom primárnym funkciám: Poskytnúť užívateľovi základné pokyny a odporúčania pre správnu inštaláciu a používanie Liip Smart Monitor; a vysvetliť funkcie, operácie, bezpečnostné opatrenia, údržbu Liip Smart Monitoru. Je nevyhnutné, aby si všetky osoby, u ktorých sa očakáva, že budú tento Liip Smart Monitor obsluhovať alebo upravovať, prečítali pokyny, aby rozumeli tomu, ako správne obsluhovať Liip Smart Monitor, a aby tieto pokyny dodržiavali. Ak týmto pokynom nerozumiete, kontaktujte nás prosím priamo na adrese liip@liip.care



VAROVANIE: PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ A PRE BEZPEČNOSŤ DETÍ.

Nenabíjajte Liip Smart Monitor v blízkosti svojho dieťaťa alebo nepoužívajte Liip Smart Monitor pri nabíjaní, pretože kábel môže predstavovať nebezpečenstvo úškrtenia. Liip Smart Monitor je pomôcka. Liip Smart Monitor nenahrádza dohľad dospelého. U predčasne narodených detí, dojčiat s doplnkovým kyslíkom alebo u detí s komplikovaným zdravotným stavom sa prosím obráťte na svojho lekára a poraďte sa, či je Liip Smart Monitor pre vás vhodný. Prosíme, reagujte okamžite, kedykoľvek zaznie výstražné oznámenia.



FCC informácie pre používateľov

TOTO ZARIADENIE VYHOVUJE POŽIADAVKÁM ČASTI 15 SMERNICE FCC

Vyhlasenie o kompatibilitate komisie FCC (Federal Communications Commission) obsahuje FCC ID: **2AAUS-ISP1507**

Toto zariadenie vyhovuje štandardom RSS RSS oslobodeným od licencie.

Zmeny alebo úpravy toto zariadenia, ktoré neboli výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, by mohli zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie. Používajte LEN dodaný napájací adaptér. Ak tak neurobite, môže dôjsť k strate našej obmedzenej záruky. Zariadenie prešlo testami a bolo uznané za zodpovedajúce limitom pre digitálne zariadenie triedy B, podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú nastavené tak, aby zaistovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu pri inštalácii v domácom prostredí. Toto zariadenie vytvára, využíva a môže vyžarovať energiu rádiových frekvencií, a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivú interferenciu ďalším rozhlasu.



Obsahuje IC ID: 11306-ISP1507

Prevádzka / Manipulácia je podmienená / s nasledujúcimi dvoma podmienkami: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) zariadenie musí prijať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia spôsobujúceho nežiadúcu prevádzku.

Podmienky použitia:

1. Prečítajte si pokyny. 2. Dodržujte pokyny. 3. Rešpektujte všetky varovania. 4. Postupujte podľa všetkých pokynov. 5. Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vody. 6. Neumiestňujte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle alebo iné zariadenia, ktoré generujú teplo. 7. Používajte tento produkt len pod dohľadom dospeljej osoby. 8. Používajte iba nabíjačku a kábel predávaný spolu so spotrebičom alebo certifikovaný podľa EN 60950-1. 9. Všetky opravy musí vykonávať kvalifikovaný servisný personál. Spotrebič musí byť opravený za týchto okolností, napríklad: keď bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, keď došlo k rozliatiu tekutiny, keď bol spotrebič vystavený dažďu alebo vlhkosti, keď zariadenie nefungovalo alebo po páde. 10. Nevystavujte toto zariadenie striekajúcej alebo kvapkajúcej vode, uistite sa, že na zariadení nie sú predmety s tekutinami, napríklad poháre. 11. Pre úplné odpojenie spotrebiča od siete: odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky striedavého prúdu. 12. Sieťová zástrčka napájacieho kábla musí zostať pripravená na opätovné použitie. 13. Nevystavujte batérie nadmernému teplu, akým je priame slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla. 14. Nepokúšajte sa zariadenie sami otvárať, rozoberať ani opravovať. 15. Nenechajte zariadenie spadnúť, hodiť do vaku alebo sa ho pokúšať ohnúť.

FIGYELMEZTETÉS és fontos biztonsági információk



FIGYELMEZTETÉS : A LIIP SMART MONITOR NEM ORVOSI ESZKÖZ.

A Liip Smart Monitor figyelmeztet, ha gyermeke szívritmusa vagy véroxigénszintje vagy a hőmérséklete túllépi a megengedett tartományt. A Liip Smart Monitor születéstől hét (7) éves korig alkalmazható, hét (7) évnél idősebb gyermekek számára nem ajánlott. A Liip Smart Monitor nem orvosi eszköz. Nem határozza meg, nem gyógyítja meg, nem csökkenti, nem figyeli és nem előzi meg a betegségeket vagy sérüléseket. Nem befolyásolja a test működését vagy felépítését. A z elsődleges célokat, amelyre tervezték, nem kémiai módszerekkel éri el. Nem akadályozza meg a csecsemő hirtelen halálának szindrómáját (SIDS). Ez a kézikönyv két elsődleges funkciót szolgál: alapvető utasításokat és ajánlásokat nyújt a felhasználó számára a Liip Smart Monitor helyes telepítéséhez és használatához; illetve elmagyarázza a Liip Smart Monitor funkcióit, működését, a követendő biztonsági óvintézkedéseket és az eszköz karbantartását. Fontos, hogy mindenki, aki várhatóan működtetni vagy módosítani fogja ezt a Liip Smart Monitor készüléket, olvassa el az utasításokat és kövesse azokat, hogy megértse, hogyan kell a Liip Smart Monitorot megfelelően működtetni. Ha nem érti ezeket az utasításokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül a liip@liip.care címen.



FIGYELMEZTETÉS: AZ ÖN BIZTONSÁGA ÉS A GYERMEKE BIZTONSÁGA

Ne töltsön a Liip Smart Monitor készüléket gyermeke közelében, töltés közben ne használja a Liip Smart Monitor készüléket, mivel a kábel fulladásveszélyt jelenthet a gyermek számára. A Liip Smart Monitor egy segédeszköz. A Liip Smart Monitor nem helyettesíti a felnőtt felügyeletét. Koraszülött csecsemők, kiegészítő oxigénterápiára szoruló csecsemők, vagy összetett betegségben szenvedő gyermekek esetén kérjük, forduljon orvosához, hogy megtudja, a Liip Smart Monitor megfelelő-e az Ön számára. Kérjük, azonnal reagáljon, amikor a figyelmeztető üzenet megszólal.



FCC felhasználói információk

Ez a berendezés megfelel az FCC IRÁNYELV 15. RÉSZÉNEK KÖVETELMÉNYEINEK

A Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) kompatibilitási nyilatkozata az FCC azonosított tartalmazza: 2AAUS-ISP1507

Ez a készülék megfelel az RSS RSS szabványoknak, melyek nem engedélykötelesek.

A készüléknek a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott módosításai érvényteleníthetik a felhasználó jogosultságát a berendezés üzemeltetésére. CSAK a készülékhez kapott hálózati adaptert használja. Ennek elmulasztása a korlátozott jótállás elvesztését jelentheti.

Ezt a berendezést tesztelték és megállapították, hogy megfelel az FCC szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy egyszerű védelmet biztosítsanak a káros interferenciák ellen lakóépületekben. Ez a berendezés rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat, és ha nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban.



IC Mod: 11306A-ISP1507

Az üzemeltetés az alábbi két feltétel függvénye: (1) a készülék nem bocsáthat ki interferenciát, és (2) a készüléknek el kell viselnie minden kapott interferenciát, a készülék nem kívánt működését okozó interferenciát is beleértve.

Használati feltételek :

1. Olvassa el az utasításokat. 2. Kövesse az utasításokat. 3. Vegye figyelembe az összes figyelmeztetést. 4. Kövesse az összes utasítást. 5. Ne használja ezt a készüléket víz közelében. 6. Ne helyezze a készüléket hőforrások, például radiátorok, hőszabályozók, kályhák vagy más hő termelő eszközök közelébe. 7. Ezt a terméket csak felnőtt felügyelete alatt használja. 8. Csak a készülékkel együtt vásárolt vagy az EN 60950-1 szerint szabványzott töltőt és kábelt használja. 9. Minden javítást szakembernek kell elvégeznie. A készüléket meg kell javítani, például a következő esetekben: ha a kábel vagy a csatlakozó sérült, ha folyadék ömlött rá, ha a készüléket esőnek vagy nedvességnek tette ki, ha a készülék nem működik, vagy ha leesett. 10. Ne tegye ki a készüléket fröcskölő vagy csepegő víznek; ügyeljen arra, hogy a készüléken ne legyenek folyadékokkal töltött tárgyak, például poharak. 11. Teljesen válassza le a készüléket a hálózatról; húzza ki a kábelt a hálózati aljzatból. 12. A kábel dugójának rendelkezésre kell állnia az újrafelhasználásra. 13. Ne tegye ki az akkumulátorokat túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy hasonlóknak. 14. Ne kísérelje meg kinyitni, szétszerelni vagy javítani a készüléket. 15. Ne ejtse le, ne dobja és ne kísérelje meg meghajlítani a készüléket.

Pokyny k recyklaci a likvidaci baterií

SHODA SE SMĚRNICÍ EU 2006/66/ES : Nová směrnice 2006/66 / ES o bateriích a akumulátorech, která nahrazuje předchozí směrnici, vstoupila v platnost dne 26. září 2008. Směrnice se vztahuje na všechny typy baterií a akumulátorů (AA, AAA, knoflíkové baterie, olověné, dobíjecí), včetně těch, které jsou začleněny do elektrických spotřebičů, s výjimkou vojenského, lékařského a elektrického nářadí. Směrnice stanoví normy pro sběr, zpracování, recyklaci a likvidaci baterií a jejím cílem je zakázat některé nebezpečné látky a zlepšit vliv baterií a všech operátorů v dodavatelském řetězci na životní prostředí.

Baterie vašeho zařízení není vyjímatelná a uživatel ji nemůže vyjmout. Střediska recyklace nebo využití jsou ta, která řídí demontáž produktu a vyjmutí baterie. Pokud je z nějakého důvodu nutné baterii vyměnit, musí být tento postup proveden v autorizovaných servisních střediscích.

V Evropské unii a jinde je zakázáno likvidovat baterie společně s domovním odpadem. Všechny baterie by měly být likvidovány způsobem, který není škodlivý pro životní prostředí.

Symbol přeškrtnuté popelnice na baterii nebo obalu výrobku znamená, že výrobek se po skončení jeho životnosti nesmí likvidovat jako komunální odpad, ale musí se odevzdat na sběrném místě pro tříděný odpad nebo vrátit prodejci při nákupu nových standardních nebo nabíjecích baterií. Uživatel je odpovědný za odevzdání použitých baterií na příslušném sběrném místě ke zpracování a recyklaci. Odpovídající sběr tříděného odpadu a následná ekologická recyklace, zpracování a likvidace starých baterií přispívají k ochraně zdraví a životního prostředí a podporují recyklaci materiálů, použitých k výrobě baterií. Nelegální likvidace výrobku uživatelem poškozuje životní prostředí a ohrožuje lidské zdraví. Pro další informace o dostupných službách v oblasti likvidace odpadu kontaktujte místní společnost, zabývající se likvidací odpadu, nebo obchod, ve kterém jste spotřebič zakoupili.

Opatření při používání baterie : 1. Nepokoušejte se baterii otevřít. 2. Baterii nijak nedemontujte, ani ji nezkratujte. 3. Nevhazujte baterii do ohně ani do koše, nevystavujte ji teplotám nad 60 ° C. 4. Nepoužívejte baterii pro jiné účely, než pro které byla určena. 5. Nepoužívejte baterie poškozené nebo nedoporučené společností Wearables Inteligentes S.L.



Odpad z elektrických a elektronických zařízení / SMĚRNICE 2012/19/EU

Produkt splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU ze dne 4.7.2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment).

Dle nařízení Evropské unie produkt označen přeškrtnutou popelnicí na kolečkách, nepatří do běžné popelnice, a pokud ho chcete vyhodit, využijte k tomu odpovídající sběrné zařízení.

Povinnosti po skončení životnosti výrobku:

- recyklovat obaly a produkt na konci období užívání v odpovídající recyklingové firmě,
- nevrhovat výrobek do odpadkového koše společně s běžnými odpady,
- nepálit výrobek.

Dodržováním výše uvedených povinností řízené likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení vylučujete škodlivé účinky na životní prostředí a nebezpečí pro lidské zdraví.

V souladu se směrnicí RoHS:

Prostřednictvím tohoto dokumentu WEARABLES INTELIGENTES SL prohlašuje, že tento produkt je v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/65 / EU ze dne 8. června, 2011 o omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

Elektromagnetické vlny

Prostřednictvím tohoto dokumentu WEARABLES INTELIGENTES SL prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se komercializace rádiových zařízení, včetně pokynů pro vystavení elektromagnetickým vlnám podle EN 301.489-1 a EN 301.489-17 a pokyny pro vysokofrekvenční vysílání podle EN 300.328. Toto zařízení je vysílač a přijímač rádiových vln a je navrženo tak, aby nepřekračovalo limity expozice rádiovým vlnám (vysokofrekvenční elektromagnetická pole) doporučené mezinárodními pokyny. Pokyny byly vypracovány nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují značnou míru bezpečnosti, aby byla zajištěna bezpečnost všech lidí, bez ohledu na jejich věk nebo zdravotní stav. Podle těchto kritérií norma stanoví, že maximální zákonitě vyzařovaný výkon pro toto zařízení je 20 mW.

Pokyny k recyklácii a likvidácii batérií

ZHODA SO SMERNICOU 2006/66 / ES: Nová smernica 2006/66 / ES o batériách a akumulátoroch, ktorá nahrádza predchádzajúcu smernicu, nadobudla účinnosť 26. septembra 2008. Smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov (AA, AAA, gombíkové batérie, olovené, dobijacie), vrátane tých, ktoré sú začlenené do elektrických spotrebičov, s výnimkou vojenského, lekárskeho a elektrického náradia. Smernica stanovuje normy pre zber, spracovanie, recykláciu a likvidáciu batérií a jej cieľom je zakázať niektoré nebezpečné látky a zlepšiť vplyv batérií a všetkých operátorov v dodávateľskom reťazci na životné prostredie.

Batéria vášho zariadenia nie je vyberateľná a používateľ ju nemôže vybrať. Strediská recyklácie alebo využitia sú tie, ktoré riadi demontáž produktu a vybratie batérie. Ak je z nejakého dôvodu nutné batériu vymeniť, musí byť tento proces vykonávaný v autorizovaných servisných strediskách.

V Európskej únii a inde je zakázané likvidovať batérie spolu s komunálnym odpadom. Všetky batérie by mali byť likvidované spôsobom, ktorý nie je škodlivý pre životné prostredie.

Symbol prečiarknutého odpadkového koša na batérii alebo obale výrobku znamená, že výrobok sa po skončení jeho životnosti nesmie likvidovať ako komunálny odpad, ale musí sa odovzdať na zbernom mieste pre triedený odpad alebo vrátiť predajcovi pri nákupe nových štandardných alebo najbližších batérií. Užívateľ je zodpovedný za odovzdanie použitých batérií na príslušnom zbernom mieste na spracovanie a recykláciu. Zodpovedný zber triedeného odpadu a následná ekologická recyklácia, spracovanie a likvidácia starých batérií prispievajú k ochrane zdravia a životného prostredia a podporujú recykláciu materiálov, použitých na výrobu batérií. Nelegálna likvidácia výrobku užívateľom poškodzuje životné prostredie a ohrozuje ľudské zdravie. Pre ďalšie informácie o dostupných službách v oblasti likvidácie odpadu kontaktujte miestnu spoločnosť, zaoberajúca sa likvidáciou odpadu, alebo obchod, v ktorom ste spotrebič kúpili.

Opatrenia pri používaní batérie: 1. Nepokúšajte sa batériu otvoriť. 2. Batériu nijako nerozoberajte, ani ju neskrutujte. 3. Nevhadzujte batériu do ohňa ani do koša, nevystavujte ju teplotám nad 60 ° C. 4. Nepoužívajte batériu na iné účely, než na ktoré bola určená. 5. Nepoužívajte batérie poškodené alebo nedoporučené spoločnosťou Wearables Intelligentes S.L.



Odpad z elektrických a elektronických zariadení / **SMERNICA 2012/19 / EÚ**

Produkt spĺňa požiadavky Smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/19 / EÚ z 4.7.2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment).

Podľa nariadenia Európskej únie produkt označený symbolom preškrtnutého koša na kolieskach, nepatrí do bežného odpadkového koša, a ak ho chcete vyhodiť, využite k tomu zodpovedajúce zberné zariadenie.

Povinnosti po skončení životnosti výrobku:

- recyklovať obaly a produkt na konci obdobia používania v zodpovedajúcej recyklingovej firme,
- nevyhadzovať výrobok do odpadkového koša spoločne s bežnými odpadkami,
- nepáliť výrobok.

Dodržaním vyššie uvedených povinností riadenej likvidácie odpadu z elektrických a elektronických zariadení vylučujete škodlivé účinky na životné prostredie a nebezpečenstvo pre ľudské zdravie.

V súlade so smernicou RoHS:

Prostredníctvom tohto dokumentu WEARABLES INTELLIGENTES SL prehlasuje, že tento produkt je v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/65 / EÚ z 8. júna, 2011 o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Elektromagnetické vlny

Prostredníctvom tohto dokumentu wearables INTELLIGENTES SL vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a iné príslušné ustanovenia smernice 2014/53 / EÚ Európskeho parlamentu a Rady z 16. apríla 2014 o zosúladiení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa komercializácia rádiových zariadení, vrátane pokynov pre vystavenie elektromagnetickým vlnám podľa EN 301.489-1 a EN 301.489-17 a pokyny pre vysokofrekvenčné vysielačie podľa EN 300.328. Toto zariadenie je vysielač a prijímač rádiových vln a je navrhnuté tak, aby neprekračovalo limity vystavenia rádiovým vlnám (vysokofrekvenčné elektromagnetické polia) odporúčané medzinárodnými pokynmi. Pokyny boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou (CINIRP) a zahŕňajú značnú mieru bezpečnosti, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých ľudí, bez ohľadu na ich vek alebo zdravotný stav. Podľa týchto kritérií norma stanovuje, že maximálny zákonný vyžarovaný výkon pre toto zariadenie je 20 mW.

Wearables Intelligentes, S.L. - Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 7-9 Edificio Tecnoparc, bajo Derecha 5, 46980 Paterna, Valencia (Spain)

Az akkumulátor újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasításai

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/66/EK irányelve (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről minden típusú elemre és akkumulátorra (AA, AAA, gombelem, ólom-sav, újratölthető) vonatkozik, beleértve az elektromos készülékekbe beépített elemeket is, a katonai, orvosi és elektromos számszámok kivételével. Az irányelv szabványokat határoz meg az elemek gyűjtésére, kezelésére, újrahasznosítására és ártalmatlanítására, és célja bizonyos veszélyes anyagok betiltása, valamint az elemek és az ellátási lánc minden szereplőjének környezeti teljesítményének javítása.

A készülék akkumulátorát nem lehet eltávolítani, és a felhasználó nem tudja azt eltávolítani. Az újrahasznosítási központok a zok, amelyek ellenőrzik a termékek szétszerelését és az elemek eltávolítását. Ha valamilyen okból ki kell cserélni az akkumulátort, ezt az eljárást a hivatalos szervizközpontoknak kell elvégezniük.

Az akkumulátorok háztartási hulladékkal történő ártalmatlanítása tilos az Európai Unióban és másutt. Az összes akkumulátort ártalmatlanítani kell oly módon, hogy ne legyen ártalmas a környezetre.

Az akkumulátoron vagy a termék csomagolásán az áthúzott, kerekese szemétygyűjtő tartály szimbólum azt jelenti, hogy a terméket élettartama végén nem szabad kommunális hulladékként ártalmatlanítani, hanem át kell adni a megfelelő hulladékgyűjtő helyre vagy visszaküldeni a kereskedőnek új szabványos vagy újratölthető elemek vásárlásakor. A felhasználó felel azért, hogy a használt elemeket megfelelő gyűjtőhelyen ártalmatlanítsa további kezelésre és újrahasznosításra. A válogatott hulladék megfelelő gyűjtése és az azt követő ökológiai újrahasznosítás, a régi elemek kezelése és ártalmatlanítása hozzájárul az egészség és a környezet védelméhez, és támogatja az elemek gyártásában használt anyagok újrahasznosítását. A termék felhasználó általi illegális ártalmatlanítása a károsítja a környezetet és veszélyezteti az emberi egészséget. A rendelkezésre álló hulladékkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a helyi hulladékkezelő céggel vagy az üzlettel, ahol a készüléket vásárolta.

Az akkumulátorral kapcsolatos óvintézkedések: 1. Ne kísérelje meg kinyitni az akkumulátort. 2. Ne szedje szét és ne zárja rövidre az akkumulátort. 3. Ne dobja az akkumulátort tűzbe vagy szemeteskosárba, és ne tegye ki 60 °C feletti hőmérsékletnek. 4. Az akkumulátort csak a rendeltetési célra szabad felhasználni. 5. Ne használjon sérült vagy a Wearables Intelligentes S.L. által nem ajánlott akkumulátorokat.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló **2012/19/ EU IRÁNYELV**

A termék megfelel az elektromos és elektronikus hulladékokról szóló, 2012. július 4-i 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv követelményeinek.

Az Európai Unió előírásainak megfelelően a terméket áthúzott, kerekese szemétygyűjtő tartály szimbólummal látták el, azaz a termék nem tartozik a szokásos szemeteskosárba, és ha el akarja dobni, használja a megfelelő gyűjtőeszközt.

Kötelezettségek a termék élettartama végén:

- a csomagolás és a termék újrahasznosítása a felhasználási időszak végén a megfelelő újrahasznosító társaságban,
- ne dobja a terméket a szeméttárolóba a szokásos szeméttel együtt,
- Ne égesse el a terméket.

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának ellenőrzött ártalmatlanítására vonatkozó fenti kötelezettségek betartásával kizárja a környezetre való káros hatásait és az emberi egészség veszélyeztetését.

Az RoHS irányelvvel való összhang:

Ezzel a dokumentummal a WEARABLES INTELIGENTES SL kijelenti, hogy ez a termék megfelel a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való felhasználásának korlátozásáról szóló, 2011. június 8-i 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek.

Elektromágneses hullámok

A dokumentum révén a WEARABLES INTELIGENTES SL kijelenti, hogy ez a berendezés megfelel a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó alap jogszabályok harmonizációjáról szóló, 2014. április 16-i 2014/53/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (beleértve az iránymutatásokat) alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek, elektromágneses hullámoknak való kitettségnek az EN 301.489-1 és az EN 301.489-17, valamint a nagyfrekvenciás átvitelre vonatkozó iránymutatók szerint az EN 300.328 szerint. Ez a berendezés rádióhullám-adó és -vevő, és úgy tervezték, hogy ne lépje túl a rádióhullámok (rádiófrekvenciás elektromágneses mezők) kitettségének a nemzetközi irányelvek által javasolt határértékeit. Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és magas szintű biztonságot nyújtanak minden ember biztonságának biztosítása érdekében, életkortól vagy egészségi állapotuktól függetlenül. E kritériumok szerint a szabvány előírja, hogy ennek a készüléknek a legnagyobb engedélyezett sugárzott teljesítménye 20 mW.

Wearables Intelligentes, S.L. Ronda Narciso Monturiol y Estarriol, 7-9 Edificio Tecnoparq, bajo Derecha 5, 46980 Paterna, Valencia (Spanyolország)

