



W1

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás**

English	3 – 10
Čeština	11 – 18
Slovenčina	19 – 26
Magyar	27 – 34

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.


✉ www.alza.co.uk/kontakt

☎ +44 (0)203 514 4411

Importer Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Important Safety Tips


- This product can only be used with Oclean special nozzle. Oclean will not bear the responsibility caused using any third-party accessories.
- To prevent water from spraying toward eyes, nose, ears, or throat to cause accidental injury, do NOT use for purpose other than oral cleaning.
- People who have just undergone oral surgery for treatment. It is recommended those who have mouth disease such as seriously haemorrhaged gums to consult a dentist before using it.
- It's normal to feel a bit discomfort or bleeding slightly when use it for the first time, situation will be much better as gum gets healthier. If there is a large amount of bleeding or bleeding after 3-4 weeks still, it's recommended to consult a dentist.
- To avoid injury caused by accidental inhalation by children or infants, this product is only recommended for people over 12 years old.



Instructions


1. Refill the water tank

Pull down the water tank with a little force to detach it. Fill water or mouthwash into the water tank (The liquid temperature should not be over 40°C), then insert the water back into the device.




2. Installation of nozzle

1. Fix the silicone cap to the nozzle.
2. Insert the nozzle to the device body.




3. Mode switch

Short press on modes switch choose the best fit mode, the device will memorize the latest mode.




4. Bursting Instructions

Put the nozzle intermittently close to the slit between teeth. Press and hold the power button to start cleaning. Slowly move along the gum line to the next zone, repeat the cleaning for all slit.



Device Cleaning and Maintenance

1. Remove the nozzle, clean the nozzle with running water after each use.



2. Detach the water tank, get rid of the remaining liquid and clean the water tank with running water.



3. Wipe the surface of the device with a soft wet cloth to keep it clean.



Important Tips

- It's normal that the first few bursts may be only gas, it will become a mixture of air and water burst when water reaches the nozzle.
- Do NOT soak the device body in water, use dry cloth to clean it after use.
- If the device will be long time shelved, please empty the water tank to dry. It's recommended to use spray function to clear the remaining water. Clean and store the product in a cool and dry place. Do NOT expose it in direct sunlight.
- It's normal that the device heats up a little during cleaning process.
- It's normal there's a little plastic smell in the first few tanks of cleaning, the smell will disappear after several times of use.
- Please empty the water tank and wipe it dry before putting into the travel case.

Specifications

Product Name	Oclean W1 Smart Oral Irrigator
Model	Oclean W1
Water Tank Capacity	30 ml
Waterproof level	IPX5
Input Power	2.5 W
Charging	Oclean magnetic charging
Input	5V  0.5A
Battery Life*	30 days
Battery Capacity	1200 mAh
Charging time	3 hours
Standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Remark: Battery life is calculated based on default mode, working once/day, 1 tank/time

Other Tips

- It's recommended to change the nozzle every 4-6 months. If the nozzle is seriously blocked or cannot be installed on the device body normally and tightly, it also needs to be replaced immediately.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Smart Oral Irrigator

Model / Type: W1

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.

✉ www.alza.cz/kontakt

☎ + 420 225 340 111

Dovozce Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité bezpečnostní upozornění


- Tento výrobek lze používat pouze se speciální tryskou Oclean. Společnost Oclean nenese odpovědnost za použití příslušenství třetích stran.
- Aby nedošlo k vystříknutí vody do očí, nosu, uší nebo krku a k náhodnému poranění, NEPOUŽÍVEJTE přístroj k jiným účelům než k čištění ústní dutiny.
- Lidé, kteří právě podstoupili chirurgický zákrok v dutině ústní. Těm, kteří mají onemocnění ústní dutiny, například vážně krvácející dásně, se doporučuje, aby se před použitím poradili se zubním lékařem.
- Je normální, že při prvním použití cítíte trochu nepohodlí nebo mírně krvácíte, situace bude mnohem lepší, jakmile se dásně uzdraví. Pokud je krvácení velké nebo krvácí ještě po 3-4 týdnech, doporučujeme poradit se se zubním lékařem.
- Aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným vdechnutím dětmi nebo kojenci, je tento výrobek doporučen pouze osobám starším 12 let.



Pokyny


1. Doplněte nádržku na vodu

Nádržku na vodu mírnou silou stáhněte dolů, abyste ji odpojili. Do nádržky na vodu naplňte vodu nebo ústní vodu (teplota kapaliny by neměla být vyšší než 40 °C) a poté ji vložte zpět do přístroje.




2. Instalace trysky

1. Připevněte silikonovou krytku k trysce.
2. Nasadte trysku na tělo přístroje.




3. Přepínač režimů

Krátkým stisknutím přepínače režimů zvolte nejvhodnější režim, zařízení si zapamatuje poslední režim.




4. Pokyny k vstřikování

Přiblížte trysku přerušovaně k štěrbině mezi zuby. Stisknutím a podržením tlačítka napájení spustíte čištění. Pomalu se pohybujte podél linie dásní k další zóně, čištění opakujte pro všechny štěrby.



Čištění a údržba zařízení

1. Po každém použití vyjměte trysku a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.



2. Odpojte nádržku na vodu, zbavte ji zbytků tekutiny a vyčistěte ji tekoucí vodou.



3. Povrch zařízení otřete měkkým vlhkým hadříkem, aby zůstal čistý.



Důležité tipy

- Je normální, že prvních několik vstřiků může být pouze vzduch, až se voda dostane do trysky, stane se směsí vzduchu a vody.
- Tělo přístroje nenamácejte do vody, po použití jej očistěte suchým hadříkem.
- Pokud bude přístroj dlouho uložen, vyprázdněte nádržku na vodu, aby vyschla. Doporučujeme použít funkci „sprey“ k odstranění zbývající vody. Výrobek vyčistěte a uložte na chladném a suchém místě. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Je normální, že se zařízení během čištění trochu zahřívá.
- Je normální, že při čištění prvních několika nádrží je cítit malý zápach plastu, který po několika použitích zmizí.
- Před vložením do cestovního pouzdra vyprázdněte nádržku na vodu a otřete ji do sucha.

Specifikace

Název produktu	Chytrý ústní irigátor Oclean W1
Model	Oclean W1
Kapacita nádrže na vodu	30 ml
Úroveň vodotěsnosti	IPX5
Vstupní výkon	2.5 W
Nabíjení	Magnetické nabíjení Oclean
Vstup	5V 0---,5A
Životnost baterie*	30 dní
Kapacita baterie	1200 mAh
Doba nabíjení	3 hodiny
Standardní	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Poznámka: Životnost baterie je vypočtena na základě výchozího režimu, práce jednou denně, 1 nádrž/čas.

Další tipy

- Doporučuje se měnit trysku každých 4-6 měsíců. Pokud je tryska vážně ucpaná nebo ji nelze normálně a pevně nasadit na tělo přístroje, je třeba ji rovněž okamžitě vyměnit.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Chytrý ústní irigátor

Model / typ: W1

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19 / EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.


✉ www.alza.sk/kontakt

☎ +421 257 101 800

Dovozca Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité bezpečnostné tipy


- Tento výrobok sa môže používať len so špeciálnou dýzou Oclean. Spoločnosť Oclean nezodpovedá za používanie príslušenstva tretích strán.
- Aby ste zabránili striekaniu vody do očí, nosa, uší alebo hrdla a náhodnému poraneniu, NEPOUŽÍVAJTE prístroj na iné účely ako na čistenie ústnej dutiny.
- Ľuďom, ktorí práve podstúpili operáciu ústnej dutiny a ktorí majú ochorenie ústnej dutiny, napríklad vážne krvácajúce ďasná, odporúčame, aby sa pred použitím poradili so zubným lekárom.
- Je normálne, že pri prvom použití pociťujete mierne nepohodlie alebo mierne krvácanie, situácia bude oveľa lepšia, keď sa ďasná zahoja. Ak je krvácanie silné alebo krvácanie pretrváva aj po 3 - 4 týždňoch, odporúčame konzultáciu so zubným lekárom.
- Aby sa zabránilo zraneniam spôsobeným náhodným vdýchnutím deťmi alebo dojčatami, tento výrobok sa odporúča len osobám starším ako 12 rokov.



Pokyny


1. Doplníte nádrž na vodu

Nádržku na vodu miernou silou stiahnite, aby ste ju odpojili. Zásobník na vodu naplňte vodou alebo ústnou vodou (teplota tekutiny by nemala prekročiť 40 °C) a potom ho vložte späť do prístroja.




2. Inštalácia dýzy

1. Pripevnite silikónový uzáver na dýzu.
2. Pripojte dýzu k telu zariadenia.




3. Prepínač režimov

Krátkym stlačením prepínača režimov vyberte najvhodnejší režim, zariadenie si zapamätá posledný režim.




4. Pokyny na preplachovanie

Priblížte sa s dýzou s prestávkami až k medzere medzi zubami. Stlačením a podržaním tlačidla napájania spustíte čistenie. Pomaly prejdite pozdĺž línie ďasien k ďalšej zóne a zopakujte čistenie všetkých štrbín.



Čistenie a údržba zariadenia

1. Po každom použití vyberte dýzu a vyčistite ju pod tečúcou vodou.



2. Odpojte nádržku na vodu, odstráňte zvyšky kvapaliny a vyčistite ju tečúcou vodou.



3. Povrch zariadenia utrite mäkkou vlhkou handričkou, aby ste ho udržali čistý.



Dôležité tipy

- Je normálne, že prvých niekoľko streknutí môže obsahovať iba plyn, keď sa voda dostane do dýzy, stane sa zmesou vzduchu a vody.
- Telo zariadenia nenamáčajte do vody, po použití ho vyčistite suchou handričkou.
- Ak bude zariadenie skladované dlhší čas, vyprázdnite nádrž na vodu, aby sa vysušila. Na odstránenie zvyšnej vody odporúčame použiť funkciu postreku. Výrobok vyčistite a skladujte na chladnom a suchom mieste. Nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu.
- Je normálne, že sa zariadenie počas čistenia trochu zahreje.
- Pri prvých čisteniach je normálne cítiť slabý plastový zápach, ktorý po niekoľkých použitíach zmizne.
- Pred vložením do cestovného puzdra vyprázdnite nádržku na vodu a utrite ju do sucha.

Špecifikácia

Názov produktu	Inteligentný ústny irigátor Oclean W1
Model	Oclean W1
Kapacita nádrže na vodu	30 ml
Úroveň vodotesnosti	IPX5
Vstupný výkon	2,5 W
Nabíjanie	Magnetické nabíjanie Oclean
Prístup	5 V  0,5 A
Životnosť batérie*	30 dní
Kapacita batérie	1 200 mAh
Čas nabíjania	3 hodiny
Norma	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Poznámka: životnosť batérie je vypočítaná na základe predvoleného režimu, práca raz denne, 1 nádrž/čas.

Ďalšie tipy

- Dýzu sa odporúča vymeniť každých 4 – 6 mesiacov. Ak je dýza silne upchatá alebo ju nie je možné normálne a pevne pripevniť k telu prístroja, mala by sa tiež okamžite vymeniť.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený na Alza.cz sa vzťahuje 2-ročná záruka. V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, pričom je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za porušenie záruky, pre ktoré nie je možné uznať reklamáciu, sa považuje:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený, alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku v dôsledku živeľnej pohromy, zásahu neoprávnenej osoby alebo mechanického zavinenia kupujúceho (napr. počas prepravy, čistenia nesprávnymi prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), nesprávne napájacie alebo vstupné napätie a nesprávna polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku oproti zakúpenému dizajnu alebo použiť neoriginálne diely.

Vyhlásenie o zhode EÚ

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

CIN: 27082440

Predmet vyhlásenia:

Názov: Inteligentný ústny irigátor

Model/typ: W1

Uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EU

Smernica 2011/65/EU v znení smernice 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EU). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odnieť na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou odpadu z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos biztonsági tippek


- Ez a termék csak Oclean speciális fúvókával használható. Az Oclean nem vállal felelősséget a harmadik féltől származó tartozékok használatáért.
- Annak érdekében, hogy a víz ne spricceljen a szem, az orr, a fül vagy a torok felé, és ne okozzon véletlen sérülést, NE használja a szájüregi tisztításon kívül más célra.
- Olyan emberek, akik épp most estek át szájsebészeti beavatkozáson. Azoknak, akiknek szájbetegségük van, például súlyosan bevérzett ínyük, ajánlott, hogy használat előtt konzultáljanak fogorvossal.
- Normális, hogy az első használat során egy kis kellemetlenséget vagy vérzést érezhet, a helyzet sokkal rosszabb lesz, ahogy a fogíny egészségesebbé válik. Ha 3-4 hét elteltével is nagy mennyiségű vérzés vagy vérzés jelentkezik, ajánlott fogorvoshoz fordulni.
- A gyermekek vagy csecsemők véletlen belélegzése által okozott sérülések elkerülése érdekében ez a termék csak 12 év feletti személyeknek ajánlott.



Utasítások


1. Töltse fel a víztartályt

A víztartályt kis erővel húzza lefelé, hogy levehesse. Töltsön vizet vagy szájvizet a víztartályba (a folyadék hőmérséklete nem lehet 40 °C-nál magasabb), majd helyezze vissza a készülékbe.




2. A fúvóka beszerelése

1. Rögzítse a szilikonsapkát a fúvókára.
2. Helyezze a fúvókát a készüléktestbe.




3. Üzem mód kapcsoló

Az üzemmódok kapcsoló rövid megnyomásával válassza ki a legmegfelelőbb üzemmódot, a készülék megjegyzi a legutóbbi üzemmódot.




4. Berobbanási utasításokA

fúvókát szakaszosan közelítse a fogak közötti réshez. A tisztítás megkezdéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot. Lassan haladjon az ínyvonal mentén a következő zónához, ismételje meg a tisztítást az összes résen.



Készülék tisztítása és karbantartása

1. Vegye ki a fúvókát, minden használat után folyó vízzel tisztítsa meg a fúvókát.



2. Vegye le a víztartályt, szabaduljon meg a maradék folyadéktól, és folyó vízzel tisztítsa meg a víztartályt.



3. A készülék felületét puha, nedves ruhával törölje át, hogy tisztán tartsa.



Fontos tippek

- Normális, hogy az első néhány robbanás csak gáz lehet, akkor válik levegő és víz keverékévé, amikor a víz eléri a fúvókát.
- NE áztassa a készüléktestet vízbe, használat után száraz ruhával tisztítsa meg.
- Idő a készüléket hosszú ideig polcokon, kérjük, ürítse ki a víztartályt, hogy megszáradjon. A maradék víz eltávolításához ajánlott a spray funkciót használni. Tisztítsa meg és tárolja a terméket hűvös és száraz helyen. NE tegye ki közvetlen napfénynek.
- Normális, hogy a készülék a tisztítás során kissé felmelegszik.
- Normális, hogy a tisztítás első néhány tartályában van egy kis műanyagcszag, a szag többszöri használat után eltűnik.
- Kérjük, ürítse ki a víztartályt, és törölje szárazra, mielőtt az utazótáskába teszi.

Műszaki adatok

Termék neve	Oclean W1 intelligens szájoöblítő
Modell	Oclean W1
Víztartály kapacitása	30 ml
Vízálló szint	IPX5
Bemeneti teljesítmény	2.5 W
Töltés	Oclean mágneses töltés
Bemenet	5V 0.5A
Az akkumulátor élettartama*	30 nap
Az akkumulátor kapacitása	1200 mAh
Töltési idő	3 óra
Standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.59-2008

* Megjegyzés: Az akkumulátor élettartamát alapértelmezett üzemmódban, egyszer/nap, 1 tartály/idő alapján számították ki.

Egyéb tippek

- A fúvókát 4-6 havonta ajánlott cserélni. Ha a fúvóka súlyosan eltömődött, vagy nem lehet normálisan és szorosan a készüléktestre szerelni, azt is azonnal ki kell cserélni.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Cím: Intelligens szájöblítő

Modell / típus: W1

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

A 2015/863/EU módosított 2011/65/EU irányelv



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvnek (WEEE - 2012/19 / EU) megfelelően. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.

