

FITTOP



Super hit Lite Version

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 11
Čeština	12 – 20
Slovenčina	21 – 29
Magyar	30 – 39
Deutsch	40 – 48

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Important information

Statement

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment damage, please read all instructions and warnings in Super Hit massage gun user manual before using.

Prohibition

- In case of muscle injury please consult your doctor before using Super Hit message gun. Minors are advised to use Super Hit massage gun under the adult supervision.
- Do not use wet and dirty skin. It can be used over the clothes, just gently press, and move on the skin for about 60 seconds on each part.
- Do not use over the neck, bones, and body parts with less muscle coverage. It's only applicable on the body soft tissue without causing pain or discomfort.
- Do not use when the body has bruise, pain, and discomfort.
- Do not put any objects in the vent holes of the product.
- Do not immerse the product in water and please keep water out of the product vents.
- Do not put the product into the fire or close to the fire source.
- Do not drop this product intentionally.
- Do not use other chargers to charge Super Hit message gun. It must be charged with the charger provided by Fittop Company.
- Do not use this product while charging.
- Do not disassemble this product by any means.
- Do not close to the axis and back of the message head by fingers, hair or other parts of the body, as it may be clipped.



Do not touch this part when starting the Super Hit massage gun without message head installed




Do not touch this part when starting the Super Hit massage gun with message head installed.

Warning and reminders

- Keep away from liquids or heat sources and keep the vents dust free.
- After the charging is completed, pull out the charger.
- Please use this product according to the instructions.
- Carefully check whether the product can be used normally according to the instructions in this book before each use.

Medical note:

Super Hit massage gun cannot be used in any of the following cases without the prior consent of the doctor. Pregnancy, diabetic complications (such as neuropathy or retinal damage), wearing a pacemaker, recent surgery, epilepsy or migraine, disc herniation, spondylitis, vertebral detachment, or spinal joint stiffness, recent joint replacement surgery or IUD, metal needle or steel plate, and any other serious problems related to your health. These contradictions do not mean that you cannot use this product. We recommend that you consult a doctor before use.



- Mute technology use adopting dynamic force balancing for silence work.
- Skin-friendly silicone massage heads provides a comfortable massage experience.
- High quality rechargeable lithium-ion battery.
- Compact handle for comfortable gripping.
- Wireless, lightweight, and portable.
- Anti-sweat and moisture-proof humanized design.
- Battery and the body integrated design gives ergonomic handle with no risk of loose.

Super Hit massage gun 5 changeable massage heads equipped



Achilles tendon
massage head



Triger point
massage head



General
massage head



Joint massage
head



Warm-up
activation
massage head

Massage heads installation method:

While pulling/installing, slightly rotate the massage head to pull out/install. Do not pull/install directly. Choose massage head position for most comfortable massage.

Basic parameter

Product Name	Percussion Gun
Product Model	FSL961
Size	145*62*253.5mm
Product Weight	About 0.8kg
Rated Voltage	18V
Power adapter specifications	DC, 18 $\equiv$ 1A
Rated current	1000mA
Massage heads	5 different massage heads
Mode	Five speeds optional, manual speed control
RPM	1800-3200rpm

Charging

1. Charge the battery before initial use. (If the product is sufficiently charged, there's no need for charging)
2. When charging, connect the Fittop provided adapter plug to the general household power supply, and connect the other end to the battery charging port on the bottom of the handle.
3. Do not start Super Hit massage gun when charging.

Battery display:

- The battery indicator light is always on when is fully charged, and flashes when is not.
- There are three indicated battery power levels, low, medium, and high.
When battery discharging specific level indicator light on:
Fully charged: all three indicators,
Medium: medium and low-level indicator,
Low: only low-level indicator is on or flashes.

Instructions

1. Turn on the power button  ON position, the device is standby, Speed 3 indicator light breathes.
2. Mode: Short press the mode button  to start up and start with Speed 1. The Speed 1 indicator light is always on. Short press the mode button  to level up one speed each time (the current speed indicator light is always on). When the device reaches Speed 5, short press the mode button  again to enter standby status.
3. Manual speed control mode: long press the model button  for 3 seconds to enter manual speed control mode, and the speed will increase with the button pressing time (the same goes for the speed indicator lights) until the maximum speed. Short press the mode button  to enter standby status.
4. When the product is not in use, please make sure that the power button  is switched to the OFF position, otherwise the power will be consumed.

Maintenance, Cleaning, Storage, Transport

1. Clean the device with a slightly wet towel and dry with a soft cloth.
2. Place the product in the package provided while storing or travelling.
3. Stored in a dry, well-ventilated place with non-corrosive gas and no less than 250mm height from the ground. The number of stacking layers does not exceed 5 layers.
4. If not use for a long time, store in the package after cleaning and charge every six months.
5. This product is suitable for car, train, ship, and aircraft transport.
6. This product must be fixed during the transit to prevent severe vibration, collision, roll and fall and place it upward, lightly to somewhere rainproof.

General Massage Head

Unique wave-curve structure design for better fascia stimulation. Applicable for multiple muscle groups.



Warm-up activation message head

Hitting your muscles with hand-imitation structures. Quickly penetrate stimulation and activate warm-up status.



Joint massage head

Distinctive inward concave design, for better joints and coccyx protection during percussion.



Trigger points massage head

Characteristic spiral texture design for deeper percussion into pain points and resolving connected pain points one by one!



Achilles tendon message head

Special bionic V-shape design fit adequately for Achilles tendon, hind, neck and back.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Percussion Gun

Model / Type: FSL961

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité informace

Prohlášení

Abyste snížili riziko poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru, smrti a poškození zařízení, přečtěte si před použitím všechny pokyny a varování v návodu k použití masážní pistole Super Hit.

Zákaz

- V případě svalového zranění se před použitím masážní pistole Super Hit poraďte s lékařem. Nezletilým se doporučuje používat masážní pistoli Super Hit pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte na mokrou a znečištěnou pokožku. Lze jej použít přes oblečení, stačí jemně přitlačit a pohybovat se po pokožce po dobu asi 60 sekund na každé části.
- Nepoužívejte na krk, kosti a méně svalnaté části těla. Je použitelný pouze na měkké tkáně těla, aniž by způsoboval bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte, když máte na těle modřiny, cítíte bolest a nepohodlí.
- Do větracích otvorů výrobku nekládejte žádné předměty.
- Výrobek neponořujte do ohně ani do blízkosti zdroje ohně.
- Dbejte na to, aby jste tento výrobek záměrně neupustili na zem.
- K nabíjení masážní pistole Super Hit nepoužívejte jiné náboje. Musí být nabíjena nabíječkou dodanou společností Fittop Company.
- Tento výrobek v žádném případě nerozebírejte.
- Nepřibližujte se k ose a zadní části masážní hlavice prsty, vlasy nebo jinými částmi těla, protože by mohlo dojít k jejím oříznutí.



Při spuštění masážní pistole Super Hit bez nainstalované masážní hlavice se této části nedotýkejte.



Při spouštění masážní pistole Super Hit s nainstalovanou hlavou se zprávy se této části nedotýkejte.

Upozornění a upomínky

- Uchovávejte je mimo dosah kapalin nebo zdrojů tepla a udržujte větrací otvory bez prachu.
- Po dokončení nabíjení vytáhněte nabíječku.
- Tento výrobek používejte podle návodu.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda lze výrobek normálně používat podle pokynů v této knize.

Lékařská poznámka:

Masážní pistoli Super Hit nelze bez předchozího souhlasu lékaře použít v žádném z následujících případů. Těhotenství, diabetické komplikace (např. neuropatie nebo poškození sítnice), nošení kardiostimulátoru, nedávná operace, epilepsie nebo migréna, hernie ploténky, spondylitida, odchlípení obratle nebo ztuhlost páteřního kloubu, nedávná operace kloubní náhrady nebo nitroděložního tělíska, kovová jehla nebo ocelová destička a jakékoli jiné závažné problémy související s vaším zdravím. Tyto rozpory neznamenaají, že tento výrobek nemůžete používat. Před použitím doporučujeme konzultaci s lékařem.



- Technologie tlumení využívající dynamické vyvažování sil pro tichou práci.
- Silikonové masážní hlavice šetrná k pokožce poskytuje pohodlnou masáž.
- Vysoce kvalitní dobíjecí lithium-iontová baterie.
- Kompaktní rukojeť pro pohodlné uchopení.
- Bezdrátové, lehké a přenosné.
- Humanizovaný design odolný proti potu a vlhkosti.
- Integrovaný design baterie a těla zajišťuje ergonomickou rukojeť bez rizika uvolnění.

Masážní pistole Super Hit vybavená 5 vyměnitelnými masážními hlavicemi



Masážní
hlavice
Achillovy šlachy



Masážní
hlavice na
triggerové
body



Základní
masážní
hlavice



Masážní
hlavice kloubů



Zahřívací
aktivační
masážní
hlavice

Způsob instalace masážních hlavic:

Při vytahování/instalaci lehce otáčejte masážní hlavicí, abyste ji mohli vytáhnout/instalovat. Nevytahujte/neinstalujte přímo. Zvolte polohu masážní hlavice pro nejpohodlnější masáž.

Základní parametr

Název produktu	Perkusní pistole
Model výrobku	FSL961
Velikost	145*62*253,5 mm
Hmotnost výrobku	Asi 0,8 kg
Jmenovité napětí	18V
Specifikace napájecího adaptéru	DC, 18 $\equiv$ 1A
Jmenovitý proud	1000 mA
Masážní hlavice	5 různých masážních hlavic
Režim	Pět rychlostí volitelně, ruční ovládání rychlosti
RPM	1800-3200 otáček za minutu

Nabíjení

1. Před prvním použitím baterii nabijte. (Pokud je výrobek dostatečně nabitý, není třeba jej nabíjet).
2. Při nabíjení připojte dodanou zástrčku adaptéru Fittop do běžné elektrické sítě v domácnosti a druhý konec připojte k nabíjecímu portu baterie na spodní straně rukojeti.
3. Nepouštějte masážní pistoli Super Hit při nabíjení.

Zobrazení baterie:

- Kontrolka baterie vždy svítí, když je plně nabitá, a bliká, když nabitá není.
- K dispozici jsou tři indikované úrovně napájení baterie: nízká, střední a vysoká.
Při vybíjení baterie se rozsvítí indikátor konkrétní úrovně:
Plně nabitá: všechny tři indikátory,
Střední: indikátor střední a nízké úrovně,
Nízká: svítí nebo bliká pouze indikátor nízké úrovně.

Pokyny

1. Zapněte tlačítko napájení  do polohy ZAP, zařízení je v pohotovostním režimu.
2. Režim: Krátkým stisknutím tlačítka režimu  se spustí rychlost 1. Kontrolka rychlosti 1 vždy svítí. Krátkým stisknutím tlačítka režimu  vždy zvýšíte úroveň o jednu rychlost (kontrolka aktuální rychlosti vždy svítí). Jakmile zařízení dosáhne rychlosti 5, opětovným krátkým stisknutím tlačítka režimu  přejdete do pohotovostního stavu.
3. Režim ruční regulace otáček: dlouhým stisknutím tlačítka režimu  na 3 sekundy přejdete do režimu ruční regulace otáček a otáčky se budou s dobou stisknutí tlačítka zvyšovat (totéž platí pro kontrolky otáček) až do dosažení maximální rychlosti. Krátkým stisknutím tlačítka režimu  přejdete do pohotovostního stavu.
4. Pokud výrobek nepoužíváte, ujistěte se, že je tlačítko napájení  přepnuto do polohy VYP, jinak dojde ke spotřebě energie.

Údržba, čištění, skladování, přeprava

1. Přístroj očistěte mírně navlhčenou utěrkou a osušte měkkým hadříkem.
2. Při skladování nebo cestování uložte výrobek do přiloženého obalu.
3. Skladujte na suchém, dobře větraném místě s nekorodujícím plynem a ve výšce nejméně 250 mm od země. Počet vrstev skladování nepřesahuje 5 vrstev.
4. Pokud je delší dobu nepoužíváte, uložte je po vyčištění do obalu a každých šest měsíců je nabijte.
5. Tento výrobek je vhodný pro přepravu autem, vlakem, lodí i letadlem.
6. Tento výrobek musí být během přepravy upevněn tak, aby se zabránilo silným vibracím, nárazům, kutálení a pádu, a uloženo nahoře, na voděodolném místě.

Základní masážní hlavice

Jedinečný design vlnovité struktury pro lepší stimulaci fascií. Použitelné pro více svalových skupin.



Zahřívací aktivační masážní hlavice

Údery do svalů pomocí struktur napodobujících ruce. Rychle stimuluje a aktivuje stav zahřívání



Masážní hlavice kloubů

Výrazný design s konkávním tvarem směrem dovnitř pro lepší ochranu kloubů a kostrče při úderu.



Hlavice na triggerové body

Charakteristický spirálovitý design textury pro hlubší pronikání do bolestivých bodů a řešení připojených bolestivých bodů jednoho po druhém!



Masážní hlavice Achillovy šlachy

Speciální bionická konstrukce ve tvaru písmene V vhodně padne na Achillovu šlahu, zadní část těla, krk a záda.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Perkusní pistole

Model / typ: FSL961

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité informácie

Prehlásenie

Aby ste znížili riziko poruchy, úrazu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, smrti a poškodenia zariadenia, prečítajte si pred použitím všetky pokyny a upozornenia v návode na použitie masážnej pištole Super Hit.

Zákaz

- V prípade svalového zranenia sa pred použitím pištole Super Hit Gun poraďte s lekárom. Odporúča sa, aby neploleté osoby používali masážnu pištoľ Super Hit pod dohľadom dospelého osoby.
- Nepoužívajte na mokrú a špinavú pokožku. Môže sa používať aj na oblečenie, stačí jemne pritlačiť a pohybovať po pokožke približne 60 sekúnd na každej časti.
- Nepoužívajte na krk, kosti a menej svalnaté časti tela. Môže sa používať len na mäkké tkanivá tela bez toho, aby spôsoboval bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte, ak má telo modriny, bolesť a nepohodlie.
- Do vetracích otvorov výrobku nekladajte žiadne predmety.
- Výrobok neponárajte do vody a nedovoľte, aby sa voda dostala do ventilačných otvorov výrobku.
- Výrobok neumiestňujte do ohňa ani do blízkosti zdroja ohňa.
- Tento výrobok úmyselne neupúšťajte.
- Na nabíjanie pištole Super Hit message nepoužívajte iné nabíjačky. Musí sa nabíjať pomocou nabíjačky dodávanej spoločnosťou Fittop.
- Nepoužívajte tento výrobok počas nabíjania.
- Tento výrobok za žiadnych okolností nerozoberajte.
- K osi a zadnej časti hlavy správy sa nepribližujte prstami, vlasmi ani inými časťami tela, pretože môže dôjsť k ich odrezaniu.



Nedotýkajte sa tejto časti pri spustení masážnej pištole Super Hit bez nainštalovanej masážnej hlavice.



Pri spustení masážnej pištole Super Hit s nainštalovanou hlavice sa tejto časti správy nedotýkajte.

Upozornenia a upomienky

- Uchovávajte ich mimo dosahu tekutín alebo zdrojov tepla a vetracie otvory udržiavajte bez prachu.
- Po dokončení nabíjania vyberte nabíjačku.
- Tento výrobok používajte podľa pokynov.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či sa výrobok môže bežne používať podľa pokynov v tejto knihe.

Lekárska poznámka:

Masážna pištoľ Super Hit by sa nemala používať v žiadnej z nasledujúcich situácií bez predchádzajúceho súhlasu lekára. Tehotenstvo, diabetické komplikácie (napr. neuropatia alebo poškodenie sietnice), nosenie kardiostimulátora, nedávna operácia, epilepsia alebo migréna, hernia disku, spondylitída, odlúčenie stavcov alebo stuhnutosť chrbtice, nedávna výmena kĺbu alebo operácia vnútromaternicového telieska, kovová ihla alebo oceľová platnička a akékoľvek iné závažné zdravotné problémy. Tieto nezrovnalosti neznamenajú, že tento výrobok nemôžete používať. Pred použitím odporúčame poradiť sa s lekárom.



- Použitie technológie tlmenia s dynamickým vyvažovaním síl pre tichú prevádzku.
- Silikónové masážne hlavice šetrné k pokožke poskytujú pohodlnú masáž.
- Vysokokvalitná dobíjateľná lítium-iónová batéria.
- Kompaktná rukoväť na pohodlné uchopenie.
- Bezdrôtový, ľahký a prenosný.
- Humanizovaný dizajn odolný voči potu a vlhkosti.
- Integrovaná konštrukcia batérie a tela poskytuje ergonomickú rukoväť bez rizika uvoľnenia.

Masážna pištoľ Super Hit vybavená 5 vymeniteľnými masážnymi hlavicami



Masážna
hlavica
Achillovej
šľachy



Masáž hlavy na
triggerové
body



Základná
masážna
hlavica



Masážna
hlavica kĺbov



Zahrievacia
aktivačná
masážna
hlavica

Spôsob inštalácie masážnych hlavic:

Pri vyťahovaní/inštalácii mierne otočte masážnu hlavicu, aby ste ju mohli vytiahnuť/inštalovať. Nevyťahujte/neinštalujte priamo. Vyberte polohu masážnej hlavice pre najpohodlnejšiu masáž.

Základné parametre

Názov produktu	Perkusná pištoľ
Model výrobku	FSL961
Veľkosť	145*62*253,5 mm
Hmotnosť výrobku	Približne 0,8 kg
Menovité napätie	18V
Špecifikácie napájacieho adaptéra	DC, 18 $\equiv$ 1A
Menovitý prúd	1 000 mA
Masážna hlava	5 rôznych masážnych hláv
Režim	Päť voliteľných rýchlostí, manuálne ovládanie rýchlosti
RPM	1 800 – 3 200 otáčok za minútu

Nabíjanie

1. Pred prvým použitím batériu nabite. (Ak je výrobok dostatočne nabitý, nie je potrebné ho nabíjať).
2. Pri nabíjaní pripojte dodanú zástrčku adaptéra Fittop k štandardnej domácej elektrickej sieti a druhý koniec pripojte k portu na nabíjanie batérie na spodnej strane rukoväte.
3. Počas nabíjania neupúšťajte masážnu pištoľ Super Hit.

Zobrazenie batérie:

- Kontrolka batérie vždy svieti, keď je batéria plne nabitá, a bliká, keď nie je.
- K dispozícii sú tri indikované úrovne napájania batérie: nízka, stredná a vysoká. Keď sa batéria vybíja, rozsvieti sa špecifický indikátor úrovne:
Plne nabitá: všetky tri indikátory,
Stredná: indikátor
strednej a nízkej úrovne,
Nízka: svieti alebo bliká
len indikátor nízkej úrovne.

Pokyny

1. Otočte tlačidlo napájania  do polohy ON, zariadenie je v pohotovostnom režime.
2. Režim: Krátkym stlačením tlačidla režimu  sa spustí rýchlosť 1. Kontrolka rýchlosti 1 je vždy zapnutá. Krátkym stlačením tlačidla režimu  sa úroveň vždy zvýši o jednu rýchlosť (kontrolka aktuálnej rýchlosti vždy svieti). Keď zariadenie dosiahne rýchlosť 5, opätovným krátkym stlačením tlačidla režimu  prejdete do pohotovostného režimu.
3. Režim manuálnej regulácie rýchlosti: Dlhým stlačením tlačidla modelu  na 3 sekundy vstúpite do režimu manuálnej regulácie rýchlosti a rýchlosť sa bude zvyšovať s časom stlačenia tlačidla (to isté platí pre kontrolky rýchlosti), kým sa nedosiahne maximálna rýchlosť. Krátkym stlačením tlačidla režimu  prejdete do pohotovostného režimu.
4. Keď výrobok nepoužívate, uistite sa, že je tlačidlo napájania  prepnuté do polohy OFF, inak sa spotrebuje energia.

Údržba, čistenie, skladovanie, preprava

1. Zariadenie vyčistite mierne navlhčenou handričkou a osušte ho mäkkou handričkou.
2. Pri skladovaní alebo cestovaní vložte výrobok do priloženého obalu.
3. Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste s neagresívnym plynom a vo výške najmenej 250 mm od zeme. Počet vrstiev stohovania nesmie presiahnuť 5 vrstiev.
4. Ak ich dlhší čas nepoužívate, po vyčistení ich uložte do obalu a každých šesť mesiacov ich nabite.
5. Tento výrobok je vhodný na prepravu autom, vlakom, loďou a lietadlom.
6. Tento výrobok musí byť pri preprave zabezpečený tak, aby sa zabránilo silným vibráciám, nárazom, kotúľaniu a pádom, a umiestnený nahor, naľahko, niekde v daždi.

Základná masážna hlavica

Unikátny dizajn vlnovej štruktúry na lepšiu stimuláciu fascií. Použiteľné na viacero svalových skupín.



Zahrievacia aktivačná masážna hlavica

Údery do svalov pomocou štruktúr imitujúcich ruky. Rýchlo stimuluje a aktivuje stav zahriatia.



Masážna hlavica kĺbov

Výrazný dizajn s konkávnym tvarom smerom dovnútra pre lepšiu ochranu kĺbov a kostrče pri náraze.



Hlavica na triggerové body

Charakteristický špirálový dizajn textúry pre hlbšie preniknutie do bolestivých bodov a riešenie súvisiacich bolestivých bodov jedného po druhom!



Masážna hlavica Achillovej šľachy

Špeciálna bionická konštrukcia v tvare písmena V sa prispôsobí Achillovej šľache, zadnej časti tela, krku a chrbtu.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Perkusná pištoľ

Model/typ: FSL961

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos információk

Nyilatkozat

A meghibásodás, áramütés, sérülés, tűz, halál és a berendezés károsodásának kockázatának csökkentése érdekében használat előtt olvassa el a Super Hit masszázspisztoly használati útmutatójában található összes utasítást és figyelmeztetést.

Tiltás

- Izomsérülés esetén a Super Hit masszázspisztoly használata előtt kérjük, forduljon orvosához. Kiskorúaknak ajánlott a Super Hit masszázspisztolyt felnőtt felügyelete mellett használni.
- Ne használja nedves és piszkos bőrön. Használható a ruhák felett, csak óvatosan nyomja meg, és mozgassa a bőrön kb. 60 másodpercig minden egyes részen.
- Ne használja a nyak, a csontok és a kevésbé izmos testrészek felett. Csak a test lágy szövetein alkalmazható anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne használja, ha a testen zúzódása, fájdalma van.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba.
- Ne merítse a terméket vízbe, és tartsa távol a vizet a termék szellőzőnyílásaitól.
- Ne tegye a terméket a tűzbe vagy a tűzforrás közelébe.
- Ne ejtse le szándékosan ezt a terméket.
- Ne használjon más töltőket a Super Hit üzenőpisztoly töltéséhez. A Fittop Company által biztosított töltővel kell tölteni.
- Ne használja a terméket töltés közben.
- Semmilyen módon ne szerelje szét ezt a terméket.
- Ne közelítse meg az üzenőfej tengelyét és hátulját az ujjakkal, hajjal vagy más testrészekkel, mivel az megcsípheti.



Ne érintse meg ezt az alkatrészt, amikor a Super Hit masszázspisztoly beindításakor a masszázsfaj nincs beszerelve.



Ne érintse meg ezt az alkatrészt, amikor a Super Hit masszázspisztolyt telepített masszázsfajjal indítja el.

Figyelmeztetés és emlékeztetők

- Tartsa távol a folyadékoktól vagy hőforrásoktól, és tartsa a szellőzőnyílásokat pormentesen.
- A töltés befejezése után húzza ki a töltőt.
- Kérjük, hogy a terméket az utasításoknak megfelelően használja.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék rendeltetésszerűen használható-e a jelen könyvben található utasításoknak megfelelően.

Orvosi megjegyzés:

A Super Hit masszázspisztoly az orvos előzetes beleegyezése nélkül nem használható az alábbi esetekben. Terhesség, diabéteszes szövődmények (például neuropátia vagy retinakárosodás), pacemaker viselése, nemrégiben végzett műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsér, gerincferdülés, csigolya leválás vagy gerincízületi merevség, nemrégiben végzett ízületi pótló műtét vagy IUD, fémtű vagy acéllemez, valamint bármilyen más súlyos, az egészséggel kapcsolatos probléma. Ezek az ellentmondások nem jelentik azt, hogy nem használhatja ezt a terméket. Javasoljuk, hogy használat előtt konzultáljon orvosával.



- A néma technológia használata a dinamikus erőkiegyenlítést alkalmazza a csend munkavégzéshez.
- A bőrbarát szilikon masszázsfekék kényelmes masszázstálményt nyújtanak.
- Kiváló minőségű újratölthető lítium-ion akkumulátor.

- Kompakt fogantyú a kényelmes fogásért.
- Vezeték nélküli, könnyű és hordozható.
- Izzadásgátló és nedvességálló humanizált kialakítás.
- Az akkumulátor és a test integrált kialakítása ergonomikus fogantyút biztosít, amely nem veszélyezteti a laza fogást.

Super Hit masszázspisztoly 5 cserélhető masszázsféjjel felszerelve



Achilles-ín
masszázsféj



Trigger pont
masszázsféj



Általános
masszázsféj



Ízületi
masszázsféj



Bemelegítő
aktiváló
masszázsféj

Masszázsféjek telepítési módja:

Húzás/szerelés közben enyhén forgassa el a masszázsféjet a kihúzáshoz/szereléshez. Ne húzza/szerelje közvetlenül. Válassza ki a masszázsféj pozícióját a legkényelmesebb masszázshoz.

Alapvető paraméter

Termék neve	Ütőfegyver
Termékmodell	FSL961
Méret	145*62*253.5mm
Termék súlya	Körülbelül 0.8kg
Névleges feszültség	18V
A hálózati adapter specifikációi	DC, 18  1A
Névleges áram	1000mA
Masszázsféjek	5 különböző masszázsféj
Mód	Öt sebességfokozat választható, kézi sebességszabályozás
RPM	1800-3200rpm

Töltés

- Első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. (Ha a termék megfelelően fel van töltve, nincs szükség töltésre)
- Töltéskor csatlakoztassa a Fittop által biztosított adapterdugót az általános háztartási áramforráshoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a fogantyú alján lévő akkumulátortöltő-nyíláshoz.
- Ne indítsa el a Super Hit masszázsfegyvert töltés közben.

Akkumulátor kijelző:

- Az akkumulátor jelzőfénye folytonosan világít, ha teljesen feltöltött, és villog, ha nem.
- Az akkumulátor teljesítményének három szintje van feltüntetve: alacsony, közepes és magas. Az akkumulátor lemerülésekor adott szintjelző világít:
Teljesen feltöltve: mindhárom jelzőfény,
Közepes: középső és alsó jelzőfény,
Alacsony: csak az alsójelzőfény világít vagy villog.

Utasítások

- Kapcsolja be a bekapcsológombot  ON állásban, a készülék készenléti állapotban van.
- Mód: Az üzemmód gomb rövid megnyomásával  elindul, és a sebesség 1. A sebesség 1 jelzőfény mindig világít. Nyomja meg röviden a mód gombot , hogy minden alkalommal egy sebességgel feljebb lépjen (az aktuális sebesség jelzőfénye folytonosan világít). Amikor a készülék eléri az 5. sebességet, nyomja meg ismét röviden a mód gombot , hogy készenléti állapotba lépjen.
- Kézi sebességszabályozási mód: a modell gombját () 3 másodpercig hosszan nyomja meg a kézi sebességszabályozási módba való belépéshez, és a sebesség a gomb megnyomásának idejével növekszik (ugyanez vonatkozik a sebességjelző lámpákra is) a maximális sebesség eléréséig. A készenléti állapotba való belépéshez nyomja meg röviden a  üzemmódgombot.
- Ha a termék nincs használatban, győződjön meg róla, hogy a bekapcsológomb  kikapcsolt állásba van kapcsolva, különben a készülék energiát fogyaszt.

Karbantartás, takarítás, tárolás, szállítás

- Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves törülközővel, majd szárítsa meg puha ruhával.
- Tárolás vagy utazás közben a terméket a mellékelt csomagolásban helyezze el.
- Száraz, jól szellőző helyen, nem korrodáló gázzal és a talajtól legalább 250 mm magasságban kell tárolni. Az egymásra helyezhető rétegek száma nem haladja meg az 5 réteget.
- Ha hosszabb ideig nem használja, tisztítás után tárolja a csomagolásban, és hathavonta töltsse fel.
- Ez a termék alkalmas autó-, vonat-, hajó- és repülőgép-szállításra.
- Ezt a terméket a szállítás során rögzíteni kell a súlyos rezgések, ütközések, gurulás és esés megakadályozása érdekében, és felfelé kell helyezni, enyhén valahol esőállóan.

Általános masszázsfaj

Egyedülálló hullámgörbe szerkezetű kialakítás a jobb fascia stimuláció érdekében. Több izomcsoportra alkalmazható.



Bemelegítés aktiválási üzenetfej

Az izmok megütése kézimimációs szerkezetekkel. Gyorsan kezdjen bele az ingerlésbe és aktiválja a bemelegítő állapotot.



Ízületi masszázsfaj

Jellegzetes, befelé homorú kialakítás, az ízületek és a farokcsont jobb védelme érdekében ütögetés közben.



Trigger pontok masszáz fej

Jellegzetes spirális textúra kialakítása a fájdalompontok mélyebb ütögetéséhez és a kapcsolódó fájdalompontok egyesével történő feloldásához!



Achilles-ín üzenetfej

A speciális bionikus V-alakú kialakítás megfelelően illeszkedik az Achilles-ínhoz, a hátsó, a nyakhoz és a háthoz.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Modell / típus: FSL961

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:


2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.



WEEE

Ez a termék nem semmisíthető meg normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő megsemmisítéséről, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtige Informationen

Erklärung

Um das Risiko von Fehlfunktionen, elektrischen Schlägen, Verletzungen, Feuer, Tod und Geräteschäden zu verringern, lesen Sie bitte alle Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung des Super Hit-Massagegeräts, bevor Sie es benutzen.

Verbot

- Im Falle einer Muskelverletzung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie die Super Hit Massagepistole benutzen. Minderjährigen wird empfohlen, die Super Hit Massagepistole unter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.
- Verwenden Sie keine nasse und schmutzige Haut. Es kann über die Kleidung verwendet werden, nur sanft drücken, und bewegen Sie auf der Haut für etwa 60 Sekunden auf jedem Teil.
- Nicht auf Nacken, Knochen und Körperteilen mit geringer Muskelabdeckung anwenden. Es ist nur auf das weiche Gewebe des Körpers anwendbar, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen.
- Verwenden Sie nicht, wenn der Körper hat Prellungen, Schmerzen und Unbehagen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und halten Sie Wasser von den Lüftungsöffnungen fern.
- Legen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder in die Nähe einer Feuerquelle.
- Lassen Sie das Produkt nicht absichtlich fallen.
- Verwenden Sie keine anderen Ladegeräte zum Aufladen der Super Hit Message Gun. Sie muss mit dem von der Firma Fittop gelieferten Ladegerät aufgeladen werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- Nehmen Sie dieses Produkt auf keinen Fall auseinander.
- Nähern Sie sich der Achse und dem hinteren Teil des Nachrichtenkopfes nicht mit den Fingern, Haaren oder anderen Körperteilen, da sie abgeschnitten werden könnten.



Berühren Sie dieses Teil nicht, wenn Sie die Super Hit Massagepistole ohne installierten Massagekopf starten.




Berühren Sie dieses Teil nicht, wenn Sie die Super Hit-Massagepistole mit installiertem Nachrichtenkopf starten.

Warnungen und Mahnungen

- Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fern und halten Sie die Lüftungsöffnungen staubfrei.
- Ziehen Sie das Ladegerät heraus, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig, ob das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Buch normal verwendet werden kann.

Medizinischer Hinweis:

Die Super Hit-Massagepistole darf in den folgenden Fällen nicht ohne vorherige Zustimmung des Arztes verwendet werden. Schwangerschaft, diabetische Komplikationen (wie Neuropathie oder Netzhautschäden), Tragen eines Herzschrittmachers, kürzliche Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Wirbelsäulenentzündung, Wirbelablösung oder Versteifung der Wirbelsäule, kürzliche Gelenkersatzoperationen oder Spirale, Metallnadeln oder Stahlplatten und andere schwerwiegende Probleme im Zusammenhang mit Ihrer Gesundheit. Diese Widersprüche bedeuten nicht, dass Sie dieses Produkt nicht verwenden dürfen. Wir empfehlen Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren.



- Mute-Technologie verwenden Annahme dynamischer Kraftausgleich für Stille Arbeit.
- Hautfreundliche Massagerköpfe aus Silikon sorgen für ein angenehmes Massagerlebnis.
- Hochwertige wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.
- Kompakter Griff für bequemes Greifen.
- Kabellos, leicht und tragbar.
- Schweiß- und feuchtigkeitsabweisendes, humanisiertes Design.
- Der Akku und das integrierte Design sorgen für einen ergonomischen Griff, ohne dass die Gefahr besteht, sich zu lösen.

Super Hit Massagepistole mit 5 auswechselbaren Massageköpfen



Massagekopf
für die
Achillessehne



Trigerpunkt-
Massagekopf



Allgemeiner
Massagekopf



Gelenkmassagekopf



Warm-up-
Aktivierung
Massagekopf

Installationsmethode für Massageköpfe:

Drehen Sie den Massagekopf beim Herausziehen/Installieren leicht. Nicht direkt ziehen/montieren. Wählen Sie die Position des Massagekopfes für eine möglichst angenehme Massage.

Grundparameter

Produktname	Massagepistole
Produktmodell	FSL961
Größe	145*62*253.5mm
Produkt Gewicht	Etwa 0,8 kg
Nennspannung	18V
Spezifikationen des Netzadapters	DC, 18 $\equiv$ 1A
Nennstrom	1000mA
Massageköpfe	5 verschiedene Massageköpfe
Modus	Fünf Geschwindigkeiten optional, manuelle Geschwindigkeitsregelung
RPM	1800-3200 U/min

Aufladen

1. Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung auf. (Wenn das Produkt ausreichend geladen ist, muss es nicht aufgeladen werden)
2. Schließen Sie zum Aufladen den von Fittop mitgelieferten Adapterstecker an das allgemeine Stromnetz an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Akku-Ladeanschluss an der Unterseite des Griffs.
3. Starten Sie die Super Hit-Massagepistole nicht während des Ladevorgangs.

Batterieanzeige:

- Die Akkuanzeige leuchtet immer, wenn der Akku vollständig geladen ist, und blinkt, wenn er nicht geladen ist.
- Es gibt drei angezeigte Batterieleistungsstufen, niedrig, mittel und hoch.
Wenn die Batterie entladen bestimmte Ebene Indikator Licht auf:
Voll geladen: alle drei Indikatoren,
Medium: Medium und Low-Level-Anzeige,
Low: nur Low-Level-Anzeige ist auf oder blinkt.

Anweisungen

1. Schalten Sie den Netzschalter  ON ein, das Gerät befindet sich im Standby-Modus.
2. Modus: Drücken Sie kurz die Modustaste , um das Gerät zu starten und mit Geschwindigkeit 1 zu beginnen. Drücken Sie kurz die Modustaste , um jeweils eine Stufe höher zu schalten (die Anzeigeleuchte für die aktuelle Geschwindigkeit leuchtet immer). Wenn das Gerät die Geschwindigkeit 5 erreicht hat, drücken Sie erneut kurz die Modustaste , um in den Standby-Modus zu wechseln.
3. Manueller Geschwindigkeitsregelungsmodus: Drücken Sie die Modelltaste  3 Sekunden lang, um in den manuellen Geschwindigkeitsregelungsmodus zu gelangen, und die Geschwindigkeit erhöht sich mit der Dauer des Tastendrucks (dasselbe gilt für die Geschwindigkeitsanzeigeleuchten) bis zur Höchstgeschwindigkeit. Drücken Sie kurz die Modelltaste , um in den Standby-Modus zu wechseln.
4. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, stellen Sie bitte sicher, dass der Netzschalter  in die Position OFF (Aus) geschaltet ist, da sonst Strom verbraucht wird.

Wartung, Reinigung, Lagerung, Transport

1. Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Handtuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
2. Legen Sie das Produkt bei der Lagerung oder auf Reisen in die mitgelieferte Verpackung.
3. Lagerung an einem trockenen, gut belüfteten Ort mit nicht korrosivem Gas und nicht weniger als 250 mm Höhe über dem Boden. Die Anzahl der Stapelschichten darf 5 Schichten nicht überschreiten.
4. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es nach der Reinigung in der Verpackung auf und laden Sie es alle sechs Monate auf.
5. Dieses Produkt eignet sich für den Transport in Autos, Zügen, Schiffen und Flugzeugen.
6. Dieses Produkt muss während des Transports fixiert werden, um starke Vibrationen, Kollisionen, Rollen und Stürze zu verhindern und es leicht nach oben zu platzieren, um irgendwo regensicher zu sein.

Allgemeine Massagekopf

Einzigartige Wellenkurvenstruktur für eine bessere Stimulation der Faszien. Anwendbar für mehrere Muskelgruppen.



Kopf der Aufwärmaktivierungsmeldung

Schlagen Sie Ihre Muskeln mit Hand-Imitation Strukturen. Schnell durchdringen Stimulation und aktivieren Warm-up-Status.



Gelenkmassagekopf

Ausgeprägtes, nach innen gewölbtes Design zum besseren Schutz der Gelenke und des Steißbeins bei der Massage.



Massagekopf für Triggerpunkte

Das charakteristische spiralförmige Texturdesign ermöglicht eine tiefere Massage der Schmerzpunkte und löst die damit verbundenen Schmerzpunkte einen nach dem anderen auf!



Achillessehne Massagekopf

Spezielles bionisches V-förmiges Design, geeignet für Achillessehne, Hinterteil, Nacken und Rücken.



Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Massagepistole

Modell / Typ: FSL961

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

