

FITTOP



Super hit Pro Version

**User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch**

English	3 – 14
Čeština	15 – 26
Slovenčina	27 – 38
Magyar	39 – 50
Deutsch	51 – 62

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7, www.alza.cz

Important information

Statement

To reduce the risk of malfunction, electric shock, injury, fire, death, and equipment damage, please read all instructions and warnings in Super Hit massage gun user manual before using.

Prohibition

- In case of muscle injury please consult your doctor before using Super Hit massage gun. Minors are advised to use Super Hit massage gun under the adult supervision.
- Do not use on wet and dirty skin. It can be used over the clothes, just gently press, and move on the skin for about 60 seconds on each part.
- Do not use over the neck, bones, and body parts with less muscle coverage. It's only applicable on the body soft tissue without causing pain or discomfort.
- Do not use when the body has bruise, pain, and discomfort.
- Do not put any objects in the vent holes of the product.
- Do not immerse the product into the fire or close to the fire source.
- Do not drop this product intentionally.
- Do not use other charges to charge Super Hit massage gun. It must be charged with the charger provided by Fittop Company.
- Do not disassemble this product by any means.
- Do not close to the axis and back of the massage head by fingers, hair, or other parts of the body, as it may be clipped.



Do not touch this part when starting the Super Hit massage gun without massage head installed.



Do not touch this part when starting the Super Hit massage gun with massage head installed.

Warning and reminders

- Keep away from liquids or heat sources and keep the vents dust free.
- After charging is completed, pull out the charger.
- The Super Hit massage gun cannot be used during charging.
- Please use this product according to the instructions.
- Carefully check whether the product can be used normally according to the instructions in this book before each use.

Medical note:

Super Hit massage gun cannot be used in any of the following cases without the prior consent of the doctor. Pregnancy, diabetic complications (such as neuropathy or retinal damage), wearing a pacemaker, recent surgery, epilepsy or migraine, disc herniation, spondylitis, vertebral detachment, or spinal joint stiffness, recent joint replacement surgery or IUD, metal needle or steel plate, and any other serious problems related to your health. These contraindications do not mean that you cannot use this product. We recommend that you consult a doctor before use.



- Mute technology use adopting dynamic force balancing for silent work.
- Skin-friendly silicone massage heads provides a comfortable massage experience.
- High quality rechargeable lithium-ion battery.

- Compact handle for comfortable gripping.
- Wireless, lightweight, and portable.
- Anti-sweat and moisture-proof humanized design.
- Battery and the body integrated design gives ergonomic handle with no risk of loose.

Super Hit massage gun 5 changeable massage heads equipped



Massage heads installation method:

While pulling/installing, slightly rotate the massage head to pull out/install. Do not pull/install directly. Choose massage head position for most comfortable massage.

Basic parameter

Product Name	Intelligent Chip Percussion Gun
Product Model	FSP951
Size	153.5*63*253.5mm
Product Weight	About 1kg
Rated Voltage	29V
Power adapter specifications	DC, 29V $\approx$ 1A
Rated current	About 1000mA
Timing time	Automatic shutdown after 15-minute working
Massage heads	5 different massage heads
Working mode	Intelligent mode, manual mode

Charging

- Charging the battery before initial use. (If the product is sufficiently charged, there's no need for charging).
- When charging, connect the Fittop provided adapter plug to the general household power supply, and connect the other end to the battery charging port on the bottom of the handle.
- Charging process battery indicator: battery power <25% (red light flashing), battery power <50% (yellow light flashing), battery power <75% (cyan light flashing), battery power >75% (green light flashing), battery power 100% (while charging is finished and battery saturated, green light is always on).
- Do not start Super Hit massage gun when charging.

Instructions

1. Short press the power button  to turn on the power, then short press the mode button  to start percussion.
2. In any intelligent mode, long press (3 seconds) the mode button  to switch to manual mode. Then you can manually control speed by holding the mode button.
3. The system will enter into intelligent protection mode after 15 minutes of each use, and Super Hit massage gun will automatically stop. If you want to use it again, you only need to press mode button  again.

Voice broadcasting function: When the device is on, the voice broadcasting opens by default. When the voice is on, long press power button  for 5 seconds to turn off the voice broadcasting function, and “beep, beep” indicates voice broadcasting closes. When the voice is off, long press the power button  for 5 seconds to restart the function. And “beep” indicates the voice broadcasting opens. When the battery is no more than 25% during the voice mode, it would broadcast “low battery, please charge in time” ever once in a while. (Note: when the voice is turned off, it can still indicate low power when the power is low)

Mode switch:

1. Intelligent mode: short press the mode button  to start the device, and the product defaults to the intelligent mode. The proximity sensor, massage head recognition function works in the intelligent mode. After starting up, the device automatically identifies massage head and enters into the intelligent slow speed. When the massage head is close to the object, it turns into the rated reservation speed of the current massage head. When the massage head is always from the body, it enters into the slow speed, along with the corresponding massage head and icon flashing in display screen. If there is no massage head detected, Super Hit will shut down in 5 seconds.

2. Manual mode: long press the mode button ○ in any modes after turning in the device, the product will automatically switch to the manual mode. The proximity sensor, and massage head recognition function would be off by default.
In this mode you can control speed manually. Press and hold mode button “○” Super Hit will accelerate infinitely until you release the button, or until reach the highest possible speed. Press the mode button short to shut down.

Battery status indicator:

Battery at 75% ~ 100% charged level (shows 4 lines, and power indicator shows green)

Battery at 50% ~ 75% charged level (shows 3 lines, and power indicator shows cyan)

Battery at 25% ~ 50% charged level (shows 2 lines, and power indicator shows yellow)

Battery at 5% ~ 25% charged level (shows 1 line, and power indicator shows red)

Battery at <5% charged level (shows empty battery symbol, and the power indicator shows flashing red).

Maintenance, Cleaning, Storage, Transport

- Clean the device with a slightly wet towel and dry with a soft cloth.
- Place the product in the package provided while storing or travelling.
- Stored in a dry, well-ventilated place with non-corrosive gas and no less than 250mm height from the ground. The number of stacking layers does not exceed 5 layers.
- If not in use for a long time, store in the package after cleaning and charge every six months.
- This product is suitable for car, train, ship, and aircraft transport.
- This product must be fixed during the transit to prevent severe vibration, collision, roll and fall and place it upward, lightly to somewhere rainproof.

4 Black Techs

Intelligent Control Black Technology 1

Intelligent switching massage head percussion modes

Other than traditional indistinguishable percussion, Super Hit is more intelligent and attentive for muscle needs.

When inserting different massage heads, the system will automatically identify and configure the corresponding percussion mode, intensity and amplitude. Precise configuration of percussion for different muscle area is naturally out of necessity.



Intelligent Control Black Technology 2

Intelligent voice broadcast

Instead of the traditional “mute” operation, Super Hit provides convenient and instant voice guidance.

When inserting different massage heads, the system will automatically switch to the corresponding percussion mode and voice broadcasting.

For example, when inserting the general massage head, the system will automatically switch to multi zone relaxation modes and voice broadcast: “General mode suitable for all muscle fascia parts.” You can turn on and off the intelligent voice broadcast any time you want. Press and hold power button for three seconds when device is turned on. You will hear “beep” sound for turning on and “beep, beep” sound for turning off.



Intelligent Control Black Technology 3

Visual Intelligent Control Interface

Different from the traditional one-way operation, Super Hit massage gun comes with unique user-friendly interface with clear visible icons:

- Percussion modes (Intelligent, Manual)
- Massage head icons (Multi part, Joint massage, Run & Jump, Warm up, Trigger point)
- Massage areas (Different body parts flashing)
- Time countdown (15 minutes protection mode countdown digital clock)
- Battery reminder (Battery shape with 4 lines in)
- Speed indicator circle (Green and red lines in circle)



Fittop engineers developed user-friendly interface which helps a lot and allows beginners to easy understand how Super Hit massage gun PRO works!

Intelligent Control Black Technology 4

Intelligent idling system for power saving

Distinguish from the traditional non-power-saving percussion, Super Hit possesses intelligent idling technology for power saving.

When the massage gun hovering over or away from the body, it will automatically switch to idling to or non-operating mode. Intelligent power saving not only for battery life extending, but also for longer production lifespan.



General massage head

Maximum RPM: 3500rpm

Unique wave-curve structure design for better fascia stimulation. Applicable for multiple muscle groups.

Voice broadcast entry: General mode suitable for all muscle fascia parts.



Warm-up activation massage head

Maximum RPM: 3150rpm

Hitting your muscles with hand-imitation structures. Quickly penetrate stimulation and activate warm-up status.

Voice broadcast entry: Warm-up mode for quick entering into motion state.



Trigger point massage Head

Maximum RPM: 2975rpm

Characteristic spiral texture design for deeper percussion into pain points and resolving connected pain points one by one!

Voice broadcast entry: Dedicated Trigger points release mode for whole body trigger points relieving.



Achilles tendon massage head

Maximum RPM: 2625rpm

Special bionic v-shape design fit adequately for Achilles tendon, hind neck and back.

Widely very well received by exercisers and practitioners.

Voice broadcast entry: Achilles tendon and ankle joint relaxation mode for relaxation before and after intense jumping and running exercise.



Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

Identification data of the manufacturer's / importer's authorized representative:

Importer: Alza.cz a.s.

Registered office: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prague 7

CIN: 27082440

Subject of the declaration:

Title: Intelligent Chip Percussion Gun

Model / Type: FSP951

The above product has been tested in accordance with the standard(s) used to demonstrate compliance with the essential requirements laid down in the Directive(s):


Directive No. 2014/30/EU

Directive No. 2011/65/EU as amended 2015/863/EU



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtete následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 255 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité informace

Prohlášení

Abyste snížili riziko poruchy, úrazu elektrickým proudem, zranění, požáru, smrti nebo poškození koncového zařízení, přečtěte si před použitím všechny pokyny a varování v návodu k použití masážní pistole Super Hit.

Zákaz

- V případě svalového zranění se před použitím masážní pistole Super Hit poraďte s lékařem. Nezletilým se doporučuje používat masážní pistoli Super Hit pod dohledem dospělé osoby.
- Nepoužívejte na mokrou a znečištěnou pokožku. Lze jej použít přes oblečení, stačí jemně přitlačit a pohybovat se po pokožce po dobu asi 60 sekund na každé části.
- Nepoužívejte na krk, kosti a méně svalnaté části těla. Je použitelný pouze na měkké tkáně těla, aniž by způsoboval bolest nebo nepohodlí.
- Nepoužívejte, když máte na těle modřiny, cítíte bolest a nepohodlí.
- Do větracích otvorů výrobku nevkládejte žádné předměty.
- Výrobek neponořujte do ohně ani do blízkosti zdroje ohně.
- Dbejte na to, aby jste tento výrobek záměrně neupustili na zem.
- K nabíjení masážní pistole Super Hit nepoužívejte jiné náboje. Musí být nabíjena nabíječkou dodanou společností Fittop Company.
- Tento výrobek v žádném případě nerozebírejte.
- Nepřibližujte se k ose a zadní části masážní hlavičky prsty, vlasy nebo jinými částmi těla, protože by mohlo dojít k jejím oříznutí.



Při spuštění masážní pistole Super Hit bez nainstalované masážní hlavičky se této části nedotýkejte.




Při spuštění masážní pistole Super Hit s nasazenou masážní hlavicí se této části nedotýkejte.

Upozornění a upomínky

- Uchovávejte mimo dosah kapalin nebo zdrojů tepla a udržujte větrací otvory bez prachu.
- Po dokončení nabíjení vytáhněte nabíječku.
- Masážní pistoli Super Hit nelze používat během nabíjení.
- Tento výrobek používejte podle návodu.
- Před každým použitím pečlivě zkontrolujte, zda lze výrobek normálně používat podle pokynů v této knize.

Lékařská poznámka:

Masážní pistoli Super Hit nelze bez předchozího souhlasu lékaře použít v žádném z následujících případů. Těhotenství, diabetické komplikace (např. neuropatie nebo poškození sítnice), nošení kardiostimulátoru, nedávná operace, epilepsie nebo migréna, hernie ploténky, spondylitida, odchlípení obratle nebo ztuhlost páteřního kloubu, nedávná operace kloubní náhrady nebo nitroděložního tělíska, kovová jehla nebo ocelová destička a jakékoli jiné závažné problémy související s vaším zdravím. Tyto kontraindikace neznamenaají, že tento přípravek nemůžete používat. Před použitím doporučujeme poradit se s lékařem.



- Technologie tlumení využívající dynamické vyvažování sil pro tichou práci.
- Silikonové masážní hlavice šetrná k pokožce poskytuje pohodlnou masáž.
- Vysoce kvalitní dobíjecí lithium-iontová baterie.
- Kompaktní rukojeť pro pohodlné uchopení.

- Bezdrátové, lehké a přenosné.
- Humanizovaný design odolný proti potu a vlhkosti.
- Integrovaný design baterie a těla zajišťuje ergonomickou rukojeť bez rizika uvolnění.

Masážní pistole Super Hit vybavená 5 vyměnitelnými masážními hlavicemi



Způsob instalace masážních hlavic:

Při vytahování/instalaci lehce otáčejte masážní hlavicí, abyste ji mohli vytáhnout/instalovat. Nevytahujte/neinstalujte přímo. Zvolte polohu masážní hlavice pro nejpohodlnější masáž.

Základní parametr

Název produktu	Inteligentní čipová perkusní pistole
Model výrobku	FSP951
Velikost	153,5*63*253,5 mm
Hmotnost výrobku	Asi 1 kg
Jmenovité napětí	29V
Specifikace napájecího adaptéru	DC, 29V  1A
Jmenovitý proud	Přibližně 1000 mA
Časování	Automatické vypnutí po 15 minutách práce
Masážní hlavice	5 různých masážních hlavic
Pracovní režim	Inteligentní režim, manuální režim

Nabíjení

- Nabíjení baterie před prvním použitím. (Pokud je výrobek dostatečně nabitý, není třeba jej nabíjet).
- Při nabíjení připojte dodanou zástrčku adaptéru Fittop do běžné elektrické sítě v domácnosti a druhý konec připojte k nabíjecímu portu baterie na spodní straně rukojeti.
- Indikátor procesu nabíjení baterie: nabití baterie <25 % (blikající červená kontrolka), nabití baterie <50 % (blikající žlutá kontrolka), nabití baterie <75 % (blikající azurová kontrolka), nabití baterie >75 % (blikající zelená kontrolka), nabití baterie 100 % (při dokončeném nabíjení a plně nabité baterii svítí stále zelená kontrolka).
- Nespouštějte masážní pistoli Super Hit při nabíjení.

Pokyny

1. Krátkým stisknutím tlačítka napájení[Ⓢ] zapnete napájení a poté krátkým stisknutím tlačítka režimu[○] spustíte pistoli.
2. V jakémkoli inteligentním režimu přepnete dlouhým stisknutím (3 sekundy) tlačítka režimu[○] do manuálního režimu. Rychlost můžete ručně ovládat podržením tlačítka režimu.
3. Po 15 minutách každého použití přejde systém do inteligentního ochranného režimu a masážní pistole Super Hit se automaticky zastaví. Pokud ji chcete znovu použít, stačí znovu stisknout tlačítko režimu . [○]

Funkce hlasového vysílání: Když je zařízení zapnuté, otevře se ve výchozím nastavení hlasové vysílání. Když je hlas zapnutý, dlouhým stisknutím tlačítka napájení[Ⓢ] na 5 sekund vypnete funkci hlasového vysílání a "píp, píp" signalizuje, že se hlasové vysílání vypne. Když je hlas vypnut, dlouhým stisknutím tlačítka napájení[Ⓢ] na 5 sekund funkci znovu spustíte. A "pípnutí" signalizuje, že se hlasové vysílání zapne. Když během hlasového režimu není baterie nabitá na více než 25 %, jednou za čas bude vysílána zpráva "slabá baterie, včas nabijte". (Poznámka: když je hlasové vysílání vypnuto, může stále indikovat nízkou úroveň nabití, když je energie nízká).

Přepínač režimů:

1. Inteligentní režim: krátkým stisknutím tlačítka režimu  spustíte zařízení a výrobek se přepne do inteligentního režimu. V inteligentním režimu funguje senzor přiblížení, funkce rozpoznání masážní hlavice. Po spuštění zařízení automaticky identifikuje masážní hlavici a přejde do inteligentního režimu pomalé rychlosti. Když se masážní hlavice přiblíží k objektu, přejde do jmenovité rezervační rychlosti aktuální masážní hlavice. Když je masážní hlavice vždy od těla, přejde do pomalé rychlosti spolu s příslušnou masážní hlavici a ikonou blikající na obrazovce displeje. Pokud není detekována žádná masážní hlavice, Super Hit se do 5 sekund vypne.
2. Manuální režim: po zapnutí zařízení dlouze stiskněte tlačítko režimu  v jakémkoli režimu, výrobek se automaticky přepne do manuálního režimu. Snímač přiblížení a funkce rozpoznání masážní hlavice budou ve výchozím nastavení vypnuty. V tomto režimu můžete rychlost ovládat ručně. Stiskněte a podržte tlačítko režimu  ". Super Hit bude plynule zrychlovat, dokud tlačítko neuvolníte, nebo dokud nedosáhne nejvyšší možné rychlosti. Krátkým stisknutím tlačítka režimu se vypne.

Indikátor stavu baterie:

Baterie na úrovni nabití 75 % ~ 100 % (zobrazuje 4 řádky a indikátor napájení ukazuje zelenou barvu)

Baterie na úrovni nabití 50 % ~ 75 % (zobrazuje 3 řádky a indikátor napájení ukazuje azurovou barvu)

Baterie na úrovni nabití 25 % ~ 50 % (zobrazuje 2 řádky a indikátor napájení ukazuje žlutou barvu)

Baterie na úrovni nabití 5 % ~ 25 % (zobrazuje 1 řádek a indikátor napájení ukazuje červenou barvu)

Baterie na úrovni nabití < 5 % (zobrazuje symbol prázdné baterie a indikátor napájení bliká červeně).

Údržba, čištění, skladování, přeprava

- Přístroj očistěte mírně navlhčenou utěrkou a osušte měkkým hadříkem.
- Při skladování nebo cestování uložte výrobek do přiloženého obalu.
- Skladujte na suchém, dobře větraném místě s nekorodujícím plynem a ve výšce nejméně 250 mm od země. Počet vrstev skladování nepřesahuje 5 vrstev.
- Pokud je delší dobu nepoužíváte, uložte je po vyčištění do obalu a každých šest měsíců je nabijte.
- Tento výrobek je vhodný pro přepravu autem, vlakem, lodí i letadlem.
- Tento výrobek musí být během přepravy upevněn tak, aby se zabránilo silným vibracím, nárazům, kutálení a pádu, a uloženo nahoře, na voděodolném místě.

4 Technologie Black

Technologie Intelligent Control Black 1

Intelligentní přepínání poklepových režimů masážní hlavy

Kromě tradičních nerozeznatelných perkuzí je Super Hit inteligentnější a pozornější k potřebám svalů.

Při vkládání různých masážních hlavic systém automaticky rozpozná a nastaví odpovídající režim, intenzitu a amplitudu úderů.

Přesná konfigurace úderů pro různé svalové partie je přirozeně nutností.



Technologie Intelligent Control Black 2

Intelligentní hlasové vysílání

Namísto tradičního provozu bez zvuku poskytuje funkce Super Hit pohodlné a okamžité hlasové pokyny.

Při vložení různých masážních hlavic se systém automaticky přepne na odpovídající perkusní režim a hlasové vysílání.

Například při vložení základní masážní hlavy se systém automaticky přepne do vícezónových relaxačních režimů a hlasového vysílání: "Základní režim vhodný pro všechny svalové partie." Intelligentní hlasové vysílání můžete kdykoli zapnout a vypnout. Po zapnutí zařízení stisknete a podržte tlačítko napájení po dobu tří sekund. Uslyšíte zvuk "píp" pro zapnutí a zvuk "píp, píp" pro vypnutí.



Technologie Intelligent Control Black 3

Vizuální inteligentní ovládací rozhraní

Na rozdíl od tradičního jednosměrného ovládání je masážní pistole Super Hit vybavena jedinečným uživatelsky přívětivým rozhraním s jasně viditelnými ikonami:

- Režimy perkuse (inteligentní, manuální)
- Ikony masážní hlavice (Více částí, Masáž kloubů, Run & Jump, Zahřátí, Triggerový bod)
- Masážní oblasti (různé části těla blikají)
- Odpočítávání času (digitální hodiny s 15minutovým ochranným režimem)
- Informace o baterii (tvar baterie se 4 řádky)
- Kruhový ukazatel rychlosti (zelená a červená čára v kruhu)

Inženýři společnosti Fittop vyvinuli uživatelsky přívětivé rozhraní, které velmi pomáhá a umožňuje začátečníkům snadno pochopit, jak masážní pistole Super Hit PRO funguje!



Technologie Intelligent Control Black 4

Inteligentní systém volnoběhu pro úsporu energie

Na rozdíl od tradičních perkusních strojů, které nešetří energii, disponuje Super Hit inteligentní technologií volnoběhu pro úsporu energie.

Když se masážní pistole vznáší nad tělem nebo od něj, automaticky se přepne do volnoběžného nebo nepracovního režimu.

Inteligentní úspora energie nejen pro prodloužení životnosti baterie, ale také pro prodloužení životnosti výrobku.



Základní masážní hlava

Maximální otáčky: 3500 otáček za minutu

Jedinečný design vlnovité struktury pro lepší stimulaci fascií. Použitelné pro více svalových skupin.

Záznam hlasového vysílání: Základní režim vhodný pro všechny svalové partie.



Zahřívací aktivační masážní hlavice

Maximální otáčky: 3150 otáček za minutu

Údery do svalů pomocí struktur imitujících ruce. Rychle pronikněte do stimulace a aktivujte stav zahřátí.

Záznam hlasového vysílání: Zahřívací režim pro rychlý vstup do stavu pohybu.



Hlavice na triggerové body

Maximální otáčky: 2975 ot/min

Charakteristický spirálovitý design textury pro hlubší pronikání do bolestivých bodů a řešení připojených bolestivých bodů jednoho po druhém!

Záznam hlasového vysílání: Pro uvolnění spoušťových bodů celého těla je vyhrazen režim uvolnění spoušťových bodů.



Masážní hlavice Achillovy šlachy

Maximální otáčky: 2625 ot/min

Speciální bionická konstrukce ve tvaru písmene V vhodně padne na Achillovu šlahu, zadní krk a záda.

Všeobecně velmi dobře přijímané cvičenci a cvičiteli.

Záznam hlasového vysílání: Uvolňovací režim Achillovy šlachy a hlezenního kloubu pro relaxaci před a po intenzivních skocích a běhu.



Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Identifikační údaje zplnomocněného zástupce výrobce/dovozce:

Dovozce: Alza.cz a.s.

Sídlo společnosti: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Předmět prohlášení:

Název: Inteligentní čipová perkusní pistole

Model / typ: FSP951

Výše uvedený výrobek byl testován v souladu s normou (normami) použitou (použitými) k prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnici (směrnících):

Směrnice č. 2014/30/EU

Směrnice č. 2011/65/EU ve znění 2015/863/EU



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážení zákazníci,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k prístroju, obráťte sa na linku služieb zákazníkom.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité informácie

Prehlásenie

Aby ste znížili riziko poruchy, úrazu elektrickým prúdom, zranenia, požiaru, smrti alebo poškodenia koncového zariadenia, prečítajte si pred použitím všetky pokyny a upozornenia v návode na použitie masážnej pištole Super Hit.

Zákaz

- V prípade svalového zranenia sa pred použitím masážnej pištole Super Hit poraďte s lekárom. Odporúča sa, aby nepľnoleté osoby používali masážnu pištoľ Super Hit pod dohľadom dospelého osoby.
- Nepoužívajte na mokrú a špinavú pokožku. Môže sa používať cez oblečenie, stačí jemne pritlačiť a pohybovať po pokožke približne 60 sekúnd na každej časti.
- Nepoužívajte na krk, kosti a menej svalnaté časti tela. Môže sa používať len na mäkké tkanivá tela bez toho, aby spôsobil bolesť alebo nepohodlie.
- Nepoužívajte, ak má telo modriny, bolesť a nepohodlie.
- Do vetracích otvorov výrobku nekladajte žiadne predmety.
- Výrobok neponárajte do ohňa ani do blízkosti zdroja ohňa.
- Tento výrobok úmyselne neupúšťajte.
- Na nabíjanie masážnej pištole Super Hit nepoužívajte iné kazety. Musí sa nabíjať pomocou nabíjačky dodanej spoločnosťou Fittop.
- Tento výrobok za žiadnych okolností nerozoberajte.
- K osi a zadnej časti masážnej hlavy sa nepribližujte prstami, vlasmi ani inými časťami tela, pretože by mohlo dôjsť k ich odrezaniu.



Nedotýkajte sa tejto časti pri spustení masážnej pištole Super Hit bez nainštalovanej masážnej hlavice.



Nedotýkajte sa tejto časti pri spustení masážnej hlavice Super Hit.

Upozornenia a upomienky

- Uchovávajte ich mimo dosahu tekutín alebo zdrojov tepla a vetracie otvory udržiavajte bez prachu.
- Po dokončení nabíjania vyberte nabíjačku.
- Masážnu pištoľ Super Hit nemožno používať počas nabíjania.
- Tento výrobok používajte podľa pokynov.
- Pred každým použitím dôkladne skontrolujte, či sa výrobok môže bežne používať podľa pokynov v tejto knihe.

Lekárska omáčka:

Masážna pištoľ Super Hit by sa nemala používať v žiadnej z nasledujúcich situácií bez predchádzajúceho súhlasu lekára. Tehotenstvo, diabetické komplikácie (napr. neuropatia alebo poškodenie sietnice), nosenie kardiostimulátora, nedávna operácia, epilepsia alebo migréna, hernia disku, spondylitída, odlúčenie stavcov alebo stuhnutosť chrbtice, nedávna výmena kĺbu alebo operácia vnútromaternicového telieska, kovová ihla alebo oceľová platnička a akékoľvek iné závažné zdravotné problémy. Tieto kontraindikácie neznamenaajú, že tento výrobok nemôžete používať. Pred použitím odporúčame poradiť sa s lekárom.



- Použitie technológie tlmenia pomocou dynamického vyvažovania síl pre tichú prevádzku.
- Silikónové masážne hlavice šetrné k pokožke poskytujú pohodlnú masáž.
- Vysokokvalitná dobíjateľná lítium-iónová batéria.
- Kompaktná rukoväť na pohodlné uchopenie.
- Bezdrôtový, ľahký a prenosný.
- Humanizovaný dizajn odolný voči potu a vlhkosti.
- Integrovaná konštrukcia batérie a tela poskytuje ergonomickú rukoväť bez rizika uvoľnenia.

Masážna pištoľ Super Hit vybavená 5 vymeniteľnými masážnymi hlavicami



Masážna hlavica
Achillovej šľachy



Masážna
hlavica na
triggerové
body



Základná
masážna
hlavica



Masážna
hlavica kĺbov



Zahrievacia
aktivačná
masážna
hlavica

Spôsob inštalácie masážnych hlavic:

Pri vyťahovaní/inštalácii mierne otočte masážnu hlavicu, aby ste ju mohli vytiahnuť/inštalovať. Nevyťahujte/neinštalujte priamo. Vyberte polohu masážnej hlavice pre najpohodlnejšiu masáž.

Základné parametre

Názov produktu	Inteligentná čipová perkusná pištoľ
Model výrobku	FSP951
Veľkosť	153,5*63*253,5 mm
Hmotnosť výrobku	Približne 1 kg
Menovité napätie	29V
Špecifikácie napájacieho adaptéra	DC, 29 V $\equiv$ 1A
Menovitý prúd	Približne 1 000 mA
Časovanie	Automatické vypnutie po 15 minútach práce
Masážna hlavica	5 rôznych masážnych hláv
Pracovný režim	Inteligentný režim, manuálny režim

Nabíjanie

- Pred prvým použitím batériu nabite. (Ak je výrobok dostatočne nabitý, nie je potrebné ho nabíjať).
- Pri nabíjaní pripojte dodanú zástrčku adaptéra Fittop k štandardnej domácej elektrickej sieti a druhý koniec pripojte k portu na nabíjanie batérie na spodnej strane rukoväte.
- Indikátor procesu nabíjania batérie: nabitie batérie <25 % (blikajúca kontrolka), nabitie batérie <50 % (blikajúca žltá kontrolka), nabitie batérie <75 % (blikajúca azúrová kontrolka), nabitie batérie >75 % (blikajúca zelená kontrolka), nabitie batérie 100 % (zelená kontrolka stále svieti, keď je batéria dokončená a nasýtená).
- Počas nabíjania neupúšťajte masážnu pištoľ Super Hit.

Pokyny

1. Krátkym stlačením tlačidla napájania[Ⓢ] zapnete napájanie a potom krátkym stlačením tlačidla režimu[○] spustíte pištoľ.
2. V akomkoľvek inteligentnom režime dlhým stlačením (3 sekundy) tlačidla režimu[○] prepnete na manuálny režim. Rýchlosť môžete ovládať manuálne podržaním tlačidla režimu.
3. Po 15 minútach každého použitia systém prejde do režimu inteligentného ochranného režimu a masážna pištoľ Super Hit sa automaticky zastaví. Ak ju chcete znova použiť, stačí znova stlačiť tlačidlo režimu.[○]

Funkcia hlasového vysielania. Keď je zariadenie zapnuté, otvorí sa v predvolenom nastavení hlasové vysielanie. Keď je hlas zapnutý, dlhým stlačením tlačidla napájania[Ⓢ] na 5 sekúnd sa funkcia hlasového vysielania vypne a "píp, píp" signalizuje ukončenie hlasového vysielania. Keď je hlas vypnutý, dlhým stlačením tlačidla napájania[Ⓢ] na 5 sekúnd obnovíte funkciu. Pípnutie signalizuje, že sa otvorí hlasové vysielanie. Ak batéria nie je počas hlasového režimu nabitá na viac ako 25 %, vždy raz za čas odvysiela správu "nízka úroveň nabitia batérie, včas nabite". (Poznámka: keď je hlasové vysielanie vypnuté, môže stále signalizovať nízke nabitie, keď je energia nízka).

Prepínač režimov:

1. Inteligentný režim: krátkym stlačením tlačidla režimu[○] sa zariadenie spustí a výrobok prejde do inteligentného režimu. V inteligentnom režime funguje senzor priblíženia, funkcia rozpoznania masážnej hlavice. Po spustení zariadenie automaticky identifikuje masážnu hlavicu a prejde do inteligentného režimu pomalej rýchlosti. Keď sa masážna hlavica priblíži k objektu, prejde do menovitej rezervačnej rýchlosti aktuálnej masážnej hlavice. Keď je masážna hlavica vždy od tela, prejde do pomalej rýchlosti spolu s príslušnou masážnou hlavicom a ikonou blikajúcou na obrazovke displeja. Pokiaľ nie je detegovaná žiadna masážna hlavica, Super Hit sa do 5 sekúnd vypne.
2. Manuálny režim: Po zapnutí zariadenia dlho stlačte tlačidlo režimu[○] v akomkoľvek režime, výrobok sa automaticky prepne do manuálneho režimu. Snímač priblíženia a funkcia rozpoznania masážnej hlavice sú predvolene vypnuté. V tomto režime môžete rýchlosť ovládať manuálne. Stlačte a podržte tlačidlo režimu "○". Super Hit bude nepretržite zrýchľovať, kým neuvolníte tlačidlo alebo kým nedosiahne najvyššiu možnú rýchlosť. Krátkym stlačením tlačidla režimu ho vypnete.

Indikátor stavu batérie:

Batéria pri úrovni nabitia 75 % ~ 100 % (zobrazujú sa 4 riadky a indikátor napájania svieti na zeleno)

Batéria pri úrovni nabitia 50 % ~ 75 % (zobrazujú sa 3 riadky a indikátor napájania svieti na modro)

Batéria pri úrovni nabitia 25 % ~ 50 % (zobrazujú sa 2 riadky a indikátor napájania svieti na žltu)

Batéria pri úrovni nabitia 5 % ~ 25 % (zobrazuje sa 1 riadok a indikátor napájania svieti na červeno)

Batéria na úrovni nabitia < 5 % (zobrazí sa symbol vybitej batérie a indikátor napájania bliká na červeno).

Údržba, čistenie, skladovanie, preprava

- Zariadenie vyčistite mierne navlhčenou handričkou a osušte ho mäkkou handričkou.
- Pri skladovaní alebo cestovaní vložte výrobok do priloženého obalu.
- Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste s neagresívnym plynom a vo výške najmenej 250 mm od zeme. Počet vrstiev stohovania nesmie presiahnuť 5 vrstiev.
- Ak ich dlhší čas nepoužívate, po vyčistení ich uložte do obalu a každých šesť mesiacov ich nabite.
- Tento výrobok je vhodný na prepravu autom, vlakom, loďou a lietadlom.
- Tento výrobok musí byť počas prepravy zabezpečený, aby sa zabránilo silným vibráciám, nárazom, prevráteniu a pádu, a doska musí byť vo vzpriamenej polohe, na mieste chránenom pred dažďom.

4 Technologie Black

Technológia Intelligent Control Black 1

Intelligentné prepínanie poklepových režimov masážnej hlavice

Okrem tradičných nerozoznatelných úderov je Super Hit inteligentnejší a pozornejší k potrebám svalov.

Pri vkladaní rôznych masážnych hlavíc systém automaticky rozpozná a nastaví príslušný režim, intenzitu a amplitúdu ťahov.

Presná konfigurácia úderov pre rôzne svalové oblasti je samozrejme nutnosťou.



Technológia Intelligent Control Black 2

Intelligentné hlasové vysielanie

Namiesto tradičnej prevádzky bez zvuku poskytuje funkcia Super Hit pohodlné a okamžité hlasové pokyny. Po vložení rôznych masážnych hlavíc sa systém automaticky prepne na príslušný perkusný režim a hlasové vysielanie.

Napríklad po vložení základnej masážnej hlavice sa systém automaticky prepne na viaczónové relaxačné režimy a hlasové vysielanie: "Základný režim vhodný pre všetky svalové partie. Intelligentné hlasové vysielanie môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť. Po zapnutí zariadenia stlačte a podržte tlačidlo napájania tri sekundy. Pri zapnutí počujete zvuk "píp" a pri vypnutí zvuk "píp, píp".



Technológia Intelligent Control Black 3

Vizuálne intelligentné ovládacie rozhranie

Na rozdiel od tradičného jednosmerného ovládania má masážna pištoľ Super Hit jedinečné používateľsky prívetivé rozhranie s jasne viditeľnými ikonami:

- Režimy perkusie (inteligentný, manuálny)
- Ikony masážnej hlavice (Viac častí, Masáž kĺbov, Run & Jump, Zahriatie, Triggerový bod)
- Masážne oblasti (rôzne časti tela blikajú)
- Odpočítavanie času (digitálne hodiny s 15-minútovým ochranným režimom)
- Informácie o batérii (tvar batérie so 4 riadkami)
- Kruhový ukazovateľ rýchlosti (zelená a červená čiara v kruhu)

Inžinieri spoločnosti Fittop vyvinuli používateľsky prívetivé rozhranie, ktoré je veľmi užitočné a umožňuje začiatčikom ľahko pochopiť, ako masážna pištoľ Super Hit PRO funguje!



Technológia Intelligent Control Black 4

Inteligentný systém voľnobehu na úsporu energie

Na rozdiel od tradičných perkusných strojov, ktoré nešetria energiu, má Super Hit inteligentnú technológiu voľnobehu, ktorá šetrí energiu.

Keď masážna pištoľ visí nad telom alebo sa od neho vzdaľuje, automaticky sa prepne do nečinného alebo nepracovného režimu.

Inteligentná úspora energie nielen na predĺženie životnosti batérie, ale aj na predĺženie životnosti výroby.



Základná masážna hlavica

Maximálne otáčky: 3 500 ot./min

Unikátny dizajn vlnovej štruktúry na lepšiu stimuláciu fascií. Uplatňuje sa na viacero svalových skupín.

Záznam hlasového vysielania: Základný režim vhodný pre všetky svalové partie.



Zahrievacia aktivačná masážna hlavica

Maximálne otáčky: 3 150 ot./min

Údery do svalov pomocou štruktúr imitujúcich ruky. Rýchlo preniknite do stimulácie a aktivujte stav zahriatia.

Záznam hlasového vysielania: Zahrievací režim pre rýchly vstup do stavu pohybu.



Hlavica na triggerové body

Maximálne otáčky: 2 975 ot./min

Charakteristický špirálový dizajn textúry na hlbšie preniknutie do bolestivých bodov a riešenie súvisiacich bolestivých bodov jedného po druhom!

Záznam hlasového vysielania: Pre uvoľnenie spúšťacích bodov je vyhradený režim na uvoľňovanie spúšťacích bodov.



Masážna hlavica Achillovej šľachy

Maximálne otáčky: 2 625 ot./min

Špeciálna bionická konštrukcia v tvare písmena V sa dobre prispôsobí Achillovej šľache, zadnej časti krku a chrbta. Všeobecne je veľmi dobre prijímaný cvičiteľmi a cvičencami.

Záznam hlasového vysielania: Uvoľňovací režim Achillovej šľachy a členkového kĺbu na relaxáciu pred a po intenzívnom skákaní a behu.



Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.sk sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iného servisu v záručnej dobe sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je nutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno reklamáciu uznať, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami a pod.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérií atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny, vniknutie predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, napr. použité zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny konštrukcie alebo adaptácie za účelom zmeny alebo rozšírenia funkcií výrobku oproti zakúpenej konštrukcii alebo použitie neoriginálnych súčastí.

EÚ prehlásenie o zhode

Identifikačné údaje splnomocneného zástupcu výrobcu/dovozcu:

Dovozca: Alza.cz a.s.

Sídlo: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7.

IČO: 27082440

Predmet prehlásenia:

Názov: Inteligentná čipová perkusná pištoľ

Model/typ: FSP951

Vyššie uvedený výrobok bol testovaný v súlade s normou (normami) použitou (použitými) na preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smernici (smerniciach):

Smernica 2014/30/EÚ

Smernica 2011/65/EÚ v znení 2015/863/EÚ



WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.

✉ www.alza.hu/kapcsolat

☎ +36-1-701-1111

Importőr Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos információk

Nyilatkozat

A meghibásodás, áramütés, sérülés, tűz, haláleset vagy a berendezés károsodásának veszélyének csökkentése érdekében használat előtt kérjük, olvassa el a Super Hit masszázspisztoly használati útmutatójában található összes utasítást és figyelmeztetést.

Tiltás

- Izomsérülés esetén a Super Hit masszázspisztoly használata előtt kérjük, konzultáljon orvosával. Kiskorúaknak ajánlott a Super Hit masszázspisztolyt felnőtt felügyelete mellett használni.
- Ne használja nedves és piszkos bőrön. Használható a ruhák felett, csak óvatosan nyomja meg, és mozogjon a bőrön kb. 60 másodpercig minden részen.
- Ne használja a nyak, a csontok és a kevésbé izmos testrészek felett. Csak a test lágy szövetein alkalmazható anélkül, hogy fájdalmat vagy kellemetlenséget okozna.
- Ne használja, ha a testnek zúzódása, fájdalma és kellemetlensége van.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a termék szellőzőnyílásaiba.
- Ne merítse a terméket a tűzbe vagy a tűzforrás közelébe.
- Ne ejtse le szándékosan ezt a terméket.
- Ne használjon más töltéseket a Super Hit masszázspisztoly feltöltéséhez. A Fittop Company által biztosított töltővel kell tölteni.
- Semmilyen módon ne szerelje szét ezt a terméket.
- Ne közelítse meg a masszázsfaj tengelyét és hátulját ujjával, hajával vagy más testrészével, mert az lecsípheti.



Ne érintse meg ezt az alkatrészt, amikor a Super Hit masszázsfegyver beindításakor a masszázsfaj be van szerelve.



Ne érintse meg ezt az alkatrészt, amikor a Super Hit masszázspisztolyt beépített masszázsfajjal indítja el.

Figyelmeztetés és emlékeztetők

- Tartsa távol a folyadékoktól vagy hőforrásoktól, és tartsa a szellőzőnyílásokat pormentesen.
- A töltés befejezése után húzza ki a töltőt.
- A Super Hit masszázsfegyver töltés közben nem használható.
- Kérjük, hogy a terméket az utasításoknak megfelelően használja.
- Minden használat előtt gondosan ellenőrizze, hogy a termék rendeltetésszerűen használható-e a jelen könyvben található utasításoknak megfelelően.

Orvosi megjegyzés:

A Super Hit masszázspisztoly az orvos előzetes beleegyezése nélkül nem használható az alábbi esetekben. Terhesség, diabéteszes szövődmények (például neuropátia vagy retinakárosodás), pacemaker viselése, nemrégiben végzett műtét, epilepszia vagy migrén, porckorongsérv, gerincferdülés, csigolya leválás vagy gerincízületi merevség, nemrégiben végzett ízületpótló műtét vagy IUD, fémtű vagy acéllemez, valamint bármilyen más súlyos, az egészséggel kapcsolatos probléma. Ezek az ellenjavallatok nem jelentik azt, hogy nem használhatja ezt a terméket. Javasoljuk, hogy használat előtt konzultáljon orvosával.



- A néma technológia használata a dinamikus erőkiegyenlítést alkalmazza a csendes munkavégzéshez.
- A bőrbarát szilikon masszázsfekék kényelmes masszázstálményt nyújtanak.
- Kiváló minőségű újratölthető lítium-ion akkumulátor.
- Kompakt fogantyú a kényelmes fogásért.
- Vezeték nélküli, könnyű és hordozható.
- Izzadásgátló és nedvességálló humanizált kialakítás.
- Az akkumulátor és a test integrált kialakítása ergonomikus fogantyút biztosít, amely nem veszélyezteteti a laza fogást.

Super Hit masszázspisztoly 5 cserélhető masszázssfejjel felszerelve



Achilles-ín
masszázssfej



Trigger pont
masszázssfej



Általános
masszázssfej



Ízületi
masszázssfej



Bemelegítő
aktiváló
masszázssfej

Masszázssfejek telepítési módja:

Húzás/szerelés közben enyhén forgassa el a masszázssfejet a kihúzáshoz/szereléshez. Ne húzza/szerelje közvetlenül. Válassza ki a masszázssfej pozícióját a legkényelmesebb masszázshoz.

Alapvető paraméter

Termék neve	Intelligens chipes ütőfegyver
Termékmodell	FSP951
Méret	153.5*63*253.5mm
Termék súlya	Körülbelül 1kg
Névleges feszültség	29V
A hálózati adapter specifikációi	DC, 29V $\approx$ 1A
Névleges áram	Körülbelül 1000mA
Időzítési idő	Automatikus kikapcsolás 15 perc munkavégzés után
Masszázssfejek	5 különböző masszázssfej
Munkamód	Intelligens üzemmód, manuális üzemmód

Töltés

- Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. (Ha a termék megfelelően fel van töltve, nincs szükség töltésre).
- Töltéskor csatlakoztassa a Fittop által biztosított adapterdugót az általános háztartási áramforráshoz, a másik végét pedig csatlakoztassa a fogantyú alján lévő akkumulátortöltő-nyíláshoz.
- Az akkumulátor töltési folyamatának jelzője: az akkumulátor töltöttsége <25% (ref fény villog), az akkumulátor töltöttsége <50% (sárga fény villog), az akkumulátor töltöttsége <75% (ciánkék fény villog), az akkumulátor töltöttsége >75% (zöld fény)

villog), az akkumulátor töltöttsége 100% (amíg a töltés befejeződik és az akkumulátor telített, a zöld fény mindig világít).

- Ne indítsa el a Super Hit masszázsfegyvert töltés közben.

Utasítások

- Nyomja meg röviden a bekapcsológombot[Ⓢ] a bekapcsoláshoz, majd nyomja meg röviden a mód gombot[Ⓢ] az ütdhangszerek indításához.
- Bármely intelligens üzemmódban hosszan nyomja meg (3 másodpercig) az üzemmód gombot[Ⓢ], hogy manuális üzemmódra váltsón. A sebességet manuálisan szabályozhatja az üzemmód gomb nyomva tartásával.
- A rendszer 15 perc használat után intelligens védelmi üzemmódba lép, és a Super Hit masszázs pisztoly automatikusan leáll. Ha újra használni szeretné, csak újra meg kell nyomnia az[Ⓢ] üzemmód gombot.

Hangjelzési funkció: Amikor a készülék be van kapcsolva, alapértelmezés szerint megnyílik a hangjelzés. Ha a hang bekapcsolva van, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot[Ⓢ] 5 másodpercig a hangjelzési funkció kikapcsolásához, és sípoló hang jelzi a hangjelzés befejezését. Ha a hangjelzés ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan a bekapcsológombot[Ⓢ] 5 másodpercig a funkció újraindításához. És a "sípszó" jelzi, hogy a hangjelzés elindul. Ha az akkumulátor nem több, mint 25% a hang üzemmód alatt, akkor a készüléken az "alacsony akkumulátor, kérjük, töltsse fel időben" üzenetet jelenik meg. (Megjegyzés: ha a hang kikapcsolva van, akkor is jelezheti az alacsony töltöttséget, ha az áramellátás alacsony).

Üzemmód kapcsoló:

- Intelligens üzemmód: a készülék elindításához nyomja meg röviden az üzemmód gombot[Ⓢ], és a termék alapértelmezés szerint intelligens üzemmódba kapcsol. A közelségérzékelő, masszázsfelismerő funkció intelligens üzemmódban működik. Az indítás után a készülék automatikusan felismeri a masszázsfelület és belép az intelligens lassú sebességbe. Amikor a masszázsfelület közel kerül a tárgyhoz, az aktuális masszázsfelület névleges foglalkozási sebességére vált. Amikor a masszázsfelület mindig távol van a testtől, lassú sebességbe lép, a megfelelő masszázsfelület és ikon villogásával együtt a kijelzőn. Ha nincs érzékelt masszázsfelület, a Super Hit 5 másodperc múlva kikapcsol.
- Kézi üzemmód: Nyomja meg hosszan az üzemmód gombot[Ⓢ] bármely üzemmódban a készülék bekapcsolása után, a termék automatikusan átvált kézi üzemmódba. A közelségérzékelő, és a masszázsfelismerő funkció alapértelmezés szerint ki lenne kapcsolva. Ebben az üzemmódban manuálisan szabályozhatja a sebességet. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mód gombot[Ⓢ] "A Super Hit fokozatmentesen gyorsít, amíg el nem engedi a gombot, vagy amíg el nem éri a lehető legnagyobb sebességet. A mód gomb rövid megnyomásával kikapcsolhatod.

Az akkumulátor állapotjelzője:

Az akkumulátor 75% ~ 100%-os töltöttségi szinten (4 vonalat mutat, és a teljesítményjelző zöldet mutat)

Az akkumulátor 50% ~ 75%-os töltöttségi szinten (3 vonalat mutat, és a teljesítményjelző ciánt mutat)Az

akkumulátor 25% ~ 50%-os töltöttségi szinten (2 vonalat mutat, és a teljesítményjelző sárgát mutat)

Az akkumulátor 5% ~ 25%-os töltöttségi szinten (1 vonalat mutat, és a teljesítményjelző pirosat mutat) Az

akkumulátor <5%-os töltöttségi szinten (üres akkumulátor szimbólumot mutat, és a teljesítményjelző villogó pirosat mutat).

Karbantartás, takarítás, tárolás, szállítás

- Tisztítsa meg a készüléket egy enyhén nedves törülközővel, majd szárítsa meg puha ruhával.
- Tárolás vagy utazás közben a terméket a mellékelt csomagolásban helyezze el.
- Száraz, jól szellőző helyen, nem korrodáló gázzal és a talajtól legalább 250 mm magasságban kell tárolni. Az egymásra helyezhető rétegek száma nem haladja meg az 5 réteget.
- Ha hosszabb ideig nem használja, tisztítás után tárolja a csomagolásban, és hathavonta töltse fel.
- Ez a termék alkalmas autó-, vonat-, hajó- és repülőgép-szállításra.
- Ezt a terméket a szállítás során rögzíteni kell a súlyos rezgések, ütközések, gurulások és esések megakadályozása érdekében, és felfelé kell rögzíteni, enyhén valahol esőállónak kell lennie.

4 fekete technikus

Intelligens vezérlés Fekete technológia 1

Intelligens váltó masszázsfaj ütmódok

A hagyományos eszközöktől eltérően a Super Hit intelligensebb és figyelmesebb az izmok igényeire.

A különböző masszázsfajok behelyezésekor a rendszer automatikusan azonosítja és beállítja a megfelelő módot, intenzitást és amplitúdót.

A különböző izomterületekhez tartozó ütések pontos konfigurálása természetesen szükségszerűségből történik.



Intelligens vezérlés Fekete technológia 2

Intelligens hangszórás

A hagyományos "némítás" helyett a Super Hit kényelmes és azonnali hangutasítást biztosít.

A különböző masszázsfajok behelyezésekor a rendszer automatikusan átvált a megfelelő üthangszórás üzemmódra és hangszórásra.

Például az általános masszázsfaj behelyezésekor a rendszer automatikusan átvált a többzónás relaxációs módokra és a hangszórásra: "Általános üzemmód, amely alkalmas minden izomfasciális részre". Az intelligens hangszórást bármikor be- és kikapcsolhatja. A készülék bekapcsolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot három másodpercig. A bekapcsoláskor "sípoló" hangot, a kikapcsoláskor pedig "síp, síp" hangot fog hallani.



Intelligens vezérlés Fekete technológia 3

Vizuális intelligens vezérlőfelület

A hagyományos egyirányú működéstől eltérően a Super Hit masszázspisztoly egyedi, felhasználóbarát kezelőfelülettel rendelkezik, jól látható ikonokkal:

- Ütőhangszeres üzemmódok (intelligens, manuális)
- Masszázs fej ikonok (Több rész, Ízületi masszáz, Run & Jump, Bemelegítés, Trigger pont)
- Masszázs területek (különböző testrészek villognak)
- Visszaszámlálás (15 perces védelmi módban visszaszámláló digitális óra)
- Akkumulátor-émlekeztető (Akkumulátor-forma 4 vonallal)
- Sebességjelző kör (zöld és piros vonal a körben)



A Fittop mérnökei felhasználóbarát felületet fejlesztettek ki, amely sokat segít, és lehetővé teszi a kezdők számára, hogy könnyen megértsék, hogyan működik a Super Hit masszázspisztoly PRO!

Intelligens vezérlés Fekete technológia 4

Intelligens üresjárat rendszer az energiatakarékosság érdekében

A hagyományos, nem energiatakarékos ütőhangszerektől megkülönböztetve a Super Hit intelligens üresjárat rendszerrel rendelkezik az energiatakarékosság érdekében.

Amikor a masszázspisztoly a test felett vagy attól távol lebeg, automatikusan üresjárat vagy nem üzemmódba kapcsol. Intelligens energiatakarékosság nemcsak az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása, hanem a hosszabb gyártási élettartam érdekében is.



Általános masszáz fej

Maximális fordulatszám: 3500rpm

Egyedülálló hullámgörbe szerkezetű kialakítás a jobb fascia stimuláció érdekében. Több izomcsoportra alkalmazható.

Hangsugárzás bejegyzése: Általános üzemmód, amely minden izomrost részhez alkalmas.



Bemelegítő aktiváló masszáz fej

Maximális fordulatszám: 3150rpm

Az izmok megütése kézimitációs szerkezetekkel. Gyorsan hatoljon be az ingerlésbe és aktiválja a bemelegítő állapotot.

Hangsugárzás bejegyzése: Bemelegítő üzemmód a mozgásállapotba való gyors belépéshez.



Trigger pont masszáz Fej

Maximális fordulatszám: 2975rpm

Jellegzetes spirális textúra kialakítása a fájdalompontok mélyebb ütögetéséhez és a kapcsolódó fájdalompontok egyesével történő feloldásához!

Hangsugárzás bejegyzése: Dedikált Trigger pontok felszabadítási mód az egész test triggerpontjainak enyhítésére.



Achilles-ín masszázsfej

Maximális fordulatszám: 2625rpm

A speciális bionikus v-alakú kialakítás megfelelően illeszkedik az Achilles-ínhoz, a hátsó nyakhoz és a háthoz.

Széles körben nagyon jó fogadtatásra talált az edzők és a gyakorlók körében.

Hangsugárzás bejegyzése: Achilles-ín és a bokaízület relaxációs módja az intenzív ugró- és futóedzés előtti és utáni relaxációhoz.



Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell felmutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülés (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó/importőr meghatalmazott képviselőjének azonosító adatai:

Importőr: Alza.cz a.s.

Bejegyzett székhely: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7

CIN: 27082440

A nyilatkozat tárgya:

Cím: Fegyver: Intelligens chipes ütőfegyver: Intelligens chipes ütőfegyver

Modell / típus: FSP951

A fenti terméket az irányelv(ek)ben meghatározott alapvető követelményeknek való megfelelés igazolásához használt szabvány(ok)nak megfelelően vizsgálták:

2014/30/EU irányelv

2011/65/EU irányelv, a 2015/863/EU módosított változatban.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőponthoz. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.

✉ www.alza.de/kontakt

☎ 0800 181 45 44

✉ www.alza.at/kontakt

☎ +43 720 815 999

Lieferant Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtige Informationen

Erklärung

Um das Risiko einer Fehlfunktion, eines elektrischen Schlages, einer Verletzung, eines Brandes, eines Todes oder einer Beschädigung des Gerätes zu verringern, lesen Sie bitte vor der Benutzung alle Anweisungen und Warnhinweise in der Bedienungsanleitung des Super Hit Massagegerätes.

Verbot

- Im Falle einer Muskelverletzung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie die Super Hit Massagepistole verwenden. Minderjährigen wird empfohlen, die Super Hit-Massagepistole unter Aufsicht von Erwachsenen zu benutzen.
- Nicht auf nasser und schmutziger Haut verwenden. Es kann über die Kleidung verwendet werden, nur sanft drücken, und bewegen Sie auf der Haut für etwa 60 Sekunden auf jedem Teil.
- Nicht auf Nacken, Knochen und Körperteilen mit geringer Muskelabdeckung anwenden. Es ist nur auf das weiche Gewebe des Körpers anwendbar, ohne Schmerzen oder Unbehagen zu verursachen.
- Verwenden Sie nicht, wenn der Körper hat Prellungen, Schmerzen und Unbehagen.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen des Geräts.
- Tauchen Sie das Produkt nicht ins Feuer oder in die Nähe der Feuerquelle.
- Lassen Sie das Produkt nicht absichtlich fallen.
- Verwenden Sie zum Aufladen der Super Hit-Massagepistole keine anderen Ladegeräte. Sie muss mit dem von der Firma Fittop gelieferten Ladegerät aufgeladen werden.
- Nehmen Sie dieses Produkt auf keinen Fall auseinander.
- Nähern Sie sich der Achse und der Rückseite des Massagekopfes nicht mit den Fingern, Haaren oder anderen Körperteilen, da diese abgeschnitten werden könnten.



Berühren Sie dieses Teil nicht, wenn Sie die Super Hit-Massagepistole ohne installierten Massagekopf in Betrieb nehmen.



Berühren Sie dieses Teil nicht, wenn Sie die Super Hit-Massagepistole mit installiertem Massagekopf starten.

Warnungen und Mahnungen

- Halten Sie es von Flüssigkeiten oder Wärmequellen fern und halten Sie die Lüftungsöffnungen staubfrei.
- Ziehen Sie das Ladegerät heraus, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Die Super Hit-Massagepistole kann während des Ladevorgangs nicht verwendet werden.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch sorgfältig, ob das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Buch normal verwendet werden kann.

Medizinischer Hinweis:

Die Super Hit-Massagepistole darf in den folgenden Fällen nicht ohne vorherige Zustimmung des Arztes verwendet werden. Schwangerschaft, diabetische Komplikationen (wie Neuropathie oder Netzhautschäden), Tragen eines Herzschrittmachers, kürzlich durchgeführte Operationen, Epilepsie oder Migräne, Bandscheibenvorfall, Wirbelsäulenentzündung, Wirbelablösung oder Versteifung der Wirbelsäule, kürzlich durchgeführte Gelenkersatzoperationen oder eine Spirale, Metallnadeln oder Stahlplatten und alle anderen ernsthaften gesundheitlichen Probleme. Diese Kontraindikationen bedeuten nicht, dass Sie dieses Produkt nicht verwenden dürfen. Wir empfehlen Ihnen, vor der Anwendung einen Arzt zu konsultieren.



- Die Mute-Technologie nutzt den dynamischen Kraftausgleich für leises Arbeiten.
- Hautfreundliche Massageköpfe aus Silikon sorgen für ein angenehmes Massageerlebnis.
- Hochwertige wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie.
- Kompakter Griff für bequemes Greifen.
- Kabellos, leicht und tragbar.
- Schweiß- und feuchtigkeitsabweisendes, humanisiertes Design.
- Der Akku und das integrierte Design sorgen für einen ergonomischen Griff, ohne dass die Gefahr besteht, sich zu lösen.

Super Hit Massagepistole mit 5 auswechselbaren Massageköpfen



Installationsmethode für Massageköpfe:

Drehen Sie den Massagekopf beim Herausziehen/Installieren leicht. Nicht direkt ziehen/montieren. Wählen Sie die Position des Massagekopfes für eine möglichst angenehme Massage.

Grundparameter

Produktname	Intelligente Chip-Massagespistole
Produktmodell	FSP951
Größe	153,5*63*253,5mm
Produkt Gewicht	Etwa 1kg
Nennspannung	29V
Spezifikationen des Netzadapters	DC, 29V  1A
Nennstrom	Etwa 1000mA
Zeitmessung	Automatische Abschaltung nach 15-minütigem Betrieb
Massageköpfe	5 verschiedene Massageköpfe
Arbeitsmodus	Intelligenter Modus, manueller Modus

Aufladen

- Laden Sie den Akku vor der ersten Verwendung auf. (Wenn das Produkt ausreichend geladen ist, muss es nicht aufgeladen werden).
- Schließen Sie zum Aufladen den von Fittop mitgelieferten Adapterstecker an das allgemeine Stromnetz an und verbinden Sie das andere Ende mit dem Akku-Ladeanschluss an der Unterseite des Griffs.
- Anzeige des Ladevorgangs: Batterieleistung <25% (ref. Licht blinkt), Batterieleistung <50% (gelbes Licht blinkt), Batterieleistung <75% (cyanfarbenes Licht blinkt), Batterieleistung >75% (grünes Licht blinkt), Batterieleistung 100% (wenn der Ladevorgang abgeschlossen und die Batterie gesättigt ist, leuchtet das grüne Licht immer).
- Starten Sie die Super Hit-Massagepistole nicht während des Ladevorgangs.

Anweisungen

1. Drücken Sie kurz die Einschalttaste ☺ , um das Gerät einzuschalten, und drücken Sie dann kurz die Modustaste ○ , um die Massage zu starten.
2. Drücken Sie in einem beliebigen intelligenten Modus lange (3 Sekunden) die Modustaste ○ , um in den manuellen Modus zu wechseln. Sie können die Geschwindigkeit manuell steuern, indem Sie die Modustaste gedrückt halten.
3. Das System geht nach 15 Minuten jeder Benutzung in den intelligenten Schutzmodus über, und die Super Hit-Massagepistole schaltet sich automatisch ab. Wenn Sie es wieder verwenden möchten, müssen Sie nur die Modus-Taste ○ erneut drücken.

Sprachübertragungsfunktion: Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die Sprachübertragung standardmäßig aktiviert. Wenn die Sprachübertragung eingeschaltet ist, halten Sie die Einschalttaste ☺ 5 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachübertragungsfunktion auszuschalten, und "piep, piep" zeigt an, dass die Sprachübertragung beendet ist. Wenn die Sprachübertragung ausgeschaltet ist, drücken Sie 5 Sekunden lang die Netztaste ☺ , um die Funktion wieder zu starten. Ein "Piepton" zeigt an, dass die Sprachübertragung wieder aufgenommen wird. Wenn der Akku im Sprachmodus nicht mehr als 25 % beträgt, wird hin und wieder die Meldung "Akku schwach, bitte rechtzeitig aufladen" ausgegeben. (Hinweis: Wenn die Sprachausgabe ausgeschaltet ist, kann sie immer noch anzeigen, wenn der Stromverbrauch niedrig ist)

Modus-Schalter:

1. Intelligenter Modus: Drücken Sie kurz die Modustaste ○ , um das Gerät zu starten, und das Gerät wechselt in den intelligenten Modus. Der Näherungssensor und die Erkennungsfunktion für den Massagekopf funktionieren im intelligenten Modus. Nach dem Einschalten erkennt das Gerät automatisch den Massagekopf und schaltet auf die intelligente langsame Geschwindigkeit um. Wenn sich der Massagekopf in der Nähe des Objekts befindet, schaltet es auf die Nenngeschwindigkeit des aktuellen Massagekopfs

um. Wenn der Massagekopf immer vom Körper entfernt ist, geht das Gerät in die langsame Geschwindigkeit über, wobei der entsprechende Massagekopf und das Symbol auf dem Bildschirm blinken. Wenn kein Massagekopf erkannt wird, schaltet sich Super Hit nach 5 Sekunden ab.

2. Manueller Modus: Drücken Sie in allen Modi nach dem Einschalten des Geräts lange auf die Modustaste , das Gerät schaltet automatisch in den manuellen Modus. Der Näherungssensor und die Massagekopf-Erkennungsfunktion sind standardmäßig ausgeschaltet.

In diesem Modus können Sie die Geschwindigkeit manuell steuern. Drücken und halten Sie die Modustaste "". Super Hit beschleunigt stufenlos, bis Sie die Taste loslassen, oder bis die höchstmögliche Geschwindigkeit erreicht ist. Drücken Sie die Modustaste kurz, um das Gerät abzuschalten.

Anzeige des Batteriestatus:

Akku mit 75% ~ 100% Ladezustand (zeigt 4 Linien, und Stromanzeige zeigt grün)

Akku mit 50% ~ 75% Ladezustand (zeigt 3 Linien, und Stromanzeige zeigt cyan)

Akku mit 25% ~ 50% Ladezustand (zeigt 2 Linien, und Stromanzeige zeigt gelb)

Akku mit 5% ~ 25% Ladezustand (zeigt 1 Linie, und Stromanzeige zeigt rot)

Akku mit <5% Ladezustand (zeigt leeres Akkusymbol, und die Stromanzeige zeigt rot blinkend).

Wartung, Reinigung, Lagerung, Transport

- Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Handtuch und trocknen Sie es mit einem weichen Tuch ab.
- Legen Sie das Produkt bei der Lagerung oder auf Reisen in die mitgelieferte Verpackung.
- Lagerung an einem trockenen, gut belüfteten Ort mit nicht korrosivem Gas und mindestens 250 mm Höhe über dem Boden. Die Anzahl der Stapelschichten darf 5 Schichten nicht überschreiten.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es nach der Reinigung in der Verpackung auf und laden Sie es alle sechs Monate auf.
- Dieses Produkt eignet sich für den Transport in Autos, Zügen, Schiffen und Flugzeugen.
- Dieses Produkt muss während des Transports befestigt werden, um starke Vibrationen, Zusammenstöße, Rollen und Stürze zu verhindern und es nach oben zu plätten, um es leicht irgendwo regenfest zu machen.

4 Black Technologies

Intelligente Steuerung Black Technology 1

Intelligenter Wechsel der Massagekopf-Percussion-Modi

Im Gegensatz zu den traditionellen, ununterscheidbaren Massage ist Super Hit intelligenter und aufmerksamer für die Bedürfnisse der Muskeln.

Beim Einsetzen verschiedener Massageköpfe erkennt und konfiguriert das System automatisch den entsprechenden Massagemodus, die Intensität und die Amplitude. Eine genaue Konfiguration der Massage für verschiedene Muskelbereiche ist natürlich nicht notwendig.



Intelligente Steuerung Black Technology 2

Intelligente Sprachübertragung

Anstelle der traditionellen "Stummschaltung" bietet Super Hit eine bequeme und sofortige Sprachführung.

Wenn Sie verschiedene Massageköpfe einsetzen, schaltet das System automatisch auf den entsprechenden Massagemodus und die Sprachübertragung um.

Wenn Sie z. B. den allgemeinen Massagekopf einsetzen, schaltet das System automatisch auf den Mehrzonen-Entspannungsmodus und die Sprachübertragung um: "Allgemeiner Modus, geeignet für alle Muskelfaszen". Sie können die intelligente Sprachübertragung jederzeit ein- und ausschalten. Halten Sie die Einschalttaste beim Einschalten des Geräts drei Sekunden lang gedrückt. Zum Einschalten hören Sie einen Piepton, zum Ausschalten einen Piepton.



Intelligente Steuerung Black Technology 3

Visuelle intelligente Steuerungsschnittstelle

Im Gegensatz zur herkömmlichen Einwegbedienung verfügt die Super Hit-Massagepistole über eine einzigartige benutzerfreundliche Oberfläche mit deutlich sichtbaren Symbolen:

- Massage-Modi (intelligent, manuell)
- Massagekopfsymbole (Mehrteilig, Gelenkmassage, Laufen & Springen, Aufwärmen, Triggerpunkt)
- Massagebereiche (verschiedene Körperteile blinken)
- Zeit-Countdown (15 Minuten Schutzmodus Countdown-Digitaluhr)
- Batterieerinnerung (Batterieform mit 4 Linien)
- Geschwindigkeitsanzeigekreis (grüne und rote Linien im Kreis)

Die Ingenieure von Fittop haben eine benutzerfreundliche Oberfläche entwickelt, die es Anfängern ermöglicht, die Funktionsweise der Super Hit Massagepistole PRO leicht zu verstehen!



Intelligente Steuerung Schwarze Technologie 4

Intelligentes Leerlaufsystem zum Stromsparen

Im Unterschied zu den traditionellen, nicht stromsparenden Schlaginstrumenten verfügt der Super Hit über eine intelligente Leerlauftechnologie zur Stromeinsparung.

Wenn die Massagepistole über dem Körper schwebt oder sich von ihm entfernt, schaltet sie automatisch in den Leerlauf- oder Nichtbetriebsmodus. Intelligentes Energiesparen verlängert nicht nur die Lebensdauer der Batterie, sondern auch die Lebensdauer der Produktion.



Allgemeiner Massagekopf

Maximale Drehzahlen: 3500rpm

Einzigartige Wellenkurvenstruktur für eine bessere Stimulation der Faszien. Anwendbar für mehrere Muskelgruppen.

Eingabe der Sprachübertragung:
Allgemeiner Modus, geeignet für alle Muskelfaszianteile.



Warm-up-Aktivierung Massagekopf

Maximale Drehzahlen: 3150U/min

Schlagen Sie Ihre Muskeln mit Hand-Imitation Strukturen. Schnell durchdringen Stimulation und aktivieren Warm-up-Status.

Eingabe von Sprachnachrichten:
Aufwärmmodus für den schnellen Einstieg in den Bewegungszustand.



Triggerpunktmassage Kopf

Maximale Drehzahl: 2975rpm

Das charakteristische spiralförmige Texturdesign ermöglicht eine tiefere Massage der Schmerzpunkte und löst die damit verbundenen Schmerzpunkte einen nach dem anderen auf!

Voice Broadcast Eingabe: Dedicated Triggerpunkte Release-Modus für den ganzen Körper Triggerpunkte entlastet.



Massagekopf für die Achillessehne

Maximale Drehzahl: 2625rpm

Spezielles bionisches V-förmiges Design, das für Achillessehne, Nacken und Rücken geeignet ist.

Wird von Sportlern und Praktikern sehr gut angenommen.



Eintrag im Voice Broadcast:

Achillessehnen- und Sprunggelenks-Entspannungsmodus zur Entspannung vor und nach intensiven Sprung- und Laufübungen.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z.B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Angaben zur Identifizierung des bevollmächtigten Vertreters des Herstellers/Importeurs:

Importeur: Alza.cz a.s.

Eingetragener Sitz: Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7

ID-Nummer: 27082440

Gegenstand der Erklärung:

Titel: Intelligente Chip-Massagepistole

Modell / Typ: FSP951

Das oben genannte Produkt wurde nach der/den Norm(en) geprüft, die zum Nachweis der Einhaltung der in der/den Richtlinie(n) festgelegten grundlegenden Anforderungen verwendet wurde(n):

Richtlinie Nr. 2014/30/EU

Richtlinie Nr. 2011/65/EU in der Fassung 2015/863/EU



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

