



NURSENSE IPL Epilátor

Uživatelská příručka

Před použitím si důkladně přečtěte manuál a následně jej uložte na bezpečné místo.
Použité obrázky mají pouze ilustrační charakter.

Model G15

OBSAH

Bezpečnostní opatření	4
Struktura produktu	9
Příslušenství	11
Parametry produktu.....	11
Příprava před použitím.....	12
Instrukce.....	14
Péče o pleť	18
Čištění a údržba.....	19
Základ odstraňování chloupků	21
Možné efekty	22
Problémy	23

Vlastnosti produktu

Součástí produktu je mimo jiné také inovační chladicí technologie. Kombinace polovodičové chladicí technologie a integrované chladicí technologie, Vás zbaví pocitu pálení během klasického procesu epilace chloupků. Jedinečná chladicí technologie dokáže rychle zklidnit pokožku, snížit její podráždění a přinést pohodlnou a bezbolestnou depilaci.

- Díky chladicí technologii je celý proces epilace chloupků příjemnější a vyhnete se pocitu pálení. Chladicí technologie umožňuje dosáhnout bezpečného a příjemného pocitu bezbolestné epilace. Při odstraňování chloupků může chlazení při kontaktu s pokožkou dosáhnout teploty 10 °C, což může účinně ochladit pokožku a tím zamezit pálení pokožky.
- Technologie intenzivního pulzního světla se často uplatňuje u přístrojů pro odstraňování chloupků v domácnosti.
Naše společnost používá technologii intenzivního pulzního světla (IPL), která je nejúčinnějším způsobem omezení kontinuální regenerace chloupků na trhu. Díky úzké spolupráci s odborníky na pleť jsme v průběhu let zdokonalili tuto optickou technologii, která byla vytvořena pro domácí prostředí. Světlo přístroje na odstraňování chloupků je měkké, ozařování je pohodlné a účinné a díky intenzitě světla se lidé cítí velmi příjemně. Po mnohonásobném použití Vám přebytečné chloupky nakonec přestanou zcela růst.
- Jednodílný držák ozařovací hlavičky s dlouhou životností
Tento přístroj má integrovaný držák hlavičky s dlouhou životností, který není třeba vyměňovat, a je vhodný pro více oblastí odstraňování chloupků, jako je obličej, chloupky na rtech, podpaží, linie bikin, paže, nohy atd..

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Pro nejlepší péči o svou pokožku si důkladně přečtěte tuto kapitulu.

- Před použitím přístroje nenanášejte na pokožku žádný gel ani jiný kosmetický prostředek (jako je například aloe vera).
- Používejte přístroj podle instrukcí, které najdete v tomto manuálu.
- Manuál si přečtěte důkladně a uchovejte ho pro pozdější použití.
- Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte Vašeho prodejce.



NEBEZPEČÍ

Špatné zacházení může vést k ublížení spotřebitele.



POZNÁMKA

Špatné zacházení může vést k nebezpečí



BUĎTE OPATRNÍ

Špatné zacházení může vést k ublížení spotřebitele nebo ke zničení přístroje.



NEBEZPEČÍ

- ⊗ Varování: Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchového koutu, umyvadla a další objektů obsahující vodu. Udržujte přístroj i adaptér v suchu.
- ⊗ Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte jej. Můžete se tak vyhnout elektrickému šoku.
- ⊗ Nevkládejte do přístroje žádné objekty.
- ⊗ Nepoužívejte přístroj v blízkosti očí, během používání noste ochranné brýle. Pokud však používáte přístroj v okolí očí, ochranné brýle nemohou zaručit úplné blokování vycházející energie a světlo bude pohlceno Vašemu očima.
- ⊗ Doporučujeme nosit ochranné brýle při každém použití přístroje. I přes to, že světlo z přístroje nemíří zpříma na Vaše oči, záře i tak na ně působí.
- ⊗ Pokud budete potřebovat aplikovat odstraňování chloupků na zádech nebo funkci chlazení, budete potřebovat pomoc jiné osoby. V opačném případě si můžete ublížit.
- ⊗ V případě, že jsou Vaše chloupky delší než 1mm, před epilací je oholte. Doporučujeme použít žiletku. Nadměrné absorbování tepla kůže může způsobit zarudnutí pokožky, otoky nebo vzplanutí chloupků.
- ⊗ Pokud část, kterou plánujete ozařovat přístrojem není čistá a suchá, může to ovlivnit kvalitu epilace, přístroj také nemusí na kůži v takových podmínkách reagovat.

- ⊗ Dávejte velký pozor na děti do 15 let, které by mohli přijít do kontaktu s přístrojem. Držte přístroj mimo dosah dětí mladších 15 let.
- ⊗ Používejte na různé části těla různé stupně intenzity. Barva kůže na různých částech těla není stejná.
- ⊗ Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem pověřeným specialistou.

! POZNÁMKY

- ! Nepoužívejte antiperspirant bezprostředně po epilaci.
- ! Pravidelně kontrolujte a čistěte nečistoty z ozařovací hlavičky. Můžete tak předejít poškození přístroje a tím způsobeným opáření kůže.
- ! Nepřikládejte ozařovací hlavičku blízko předmětům, které se dají lehce odmagnetizovat, vyhněte se tak poškození přístrojů.
- ! Nepoužívejte přístroj v případě, že je ventil blokován. Může to způsobit dýmení přístroje nebo dokonce i požár.
- ! Nedotýkejte se ozařovacím portem černých objektů. Přístroj tak nemůže správně fungovat.
- ! Neozařujte oblečení, vlasy a jiné předměty.
- ! Nepoužívejte přístroj na zvířatech. Můžete jim tím způsobit zranění.
- ! Nepoužívejte přístroj v oblasti očí, můžete si tím způsobit zranění.
- ! Po použití otřete přípravky pro péči o chloupky a pokožku připojené k depilátoru, aby nedošlo k poruše a poškození pokožky.
- ! Nepoužívejte přístroj pokud jsou v blízkosti děti. Přístroj vyzařuje silné světlo a může způsobit zranění očí.
- ! Zvolte si správnou úroveň intenzity záření v závislosti na Vaší barvě pokožky. Ujistěte se, že při prvním použití máte nastavenou úroveň 1.
- ! Kůže mírně zčervená, což je normální jev, který může zmírnit zapnutím funkce chlazení.
- ! Pokud je přístroj zapnutý, nenechávejte jej bez dozoru. Po použití přístroj vypněte.
- ! Před použitím se ujistěte, že je pokožka čistá, odmaštěná a chloupky jsou důkladně oholeny.
- ! Pokud se teplota okolního prostředí změní o 20°C (z nízké teploty na vysokou), vypněte přístroj a nechte ho po dobu 2 hodin vypnutý a poté jej znovu zapněte.
- ! Nepoužívejte v blízkosti hořlavých a výbušných materiálů (včetně postřikovačů, čerpacích stanic), které mohou snadno vést k požáru, úrazu elektrickým proudem a dalším nebezpečím.
- ! Po použití se nedotýkejte výstupu světla, protože výstup světla produkuje vysokou teplotu, která může snadno způsobit popáleniny.
- ! Do 24 hodin po ozáření se vyhněte přímému ultrafialovému záření.

- ❗ Nevystavujte přístroj vysoké teplotě, nebo vlhkosti. Může to způsobit poškození nebo zničení přístroje.
- ❗ Pokud vestavěný ventilátor po zapnutí zdroje nefunguje (není slyšet zvuk sběrnice), nepoužívejte jej. Hrozí doutnání a požár.

Nepoužívejte v případě:

- Nepoužívejte v případě, že jste těhotná nebo kojící žena, v případě, že máte menstruaci, jste diabetik, nebo máte citlivou pokožku.
- Nepoužívejte pokud máte těžké srdeční onemocnění, středně těžkou a těžkou hypertenzi, zhoubný nádor, folikulitidu, infekční dermatózu, kožní popáleninu, antikoagulační poruchu.
- Je zákaz používání přístroje u osob s abnormálním metabolismem kolagenu, včetně anamnézy jizev a špatného hojení ran.
- V případě, že trpíte cévním onemocněním.
- Nepoužívejte na místech, kde máte křečové žíly a rozšířené cévy.
- Nepoužívejte, pokud je pokožka citlivá na světlo a náchylná k vyrážkám nebo alergiím.
- Pokud se v místě ozařování vyskytne infekce, herpes simplex, kožní léze, hematom apod., přípravek nepoužívejte.
- Nepoužívejte k potlačení imunitních onemocnění (včetně infekce HIV, lupus erythematoses, dysfagie atd.,).
- U všech pacientů s krvácivým onemocněním je zakázáno lokální použití isotretinoinu, (AHA), (kyseliny salicylové, (BHA) nebo kyseliny azelainové..
- Pro ty, kteří použili chemickou epilaci v časovém úseku 30 dnů, použili bělicí přípravky nebo kosmetiku s obsahem vitamínu An v krátkém časovém období.
- Nepoužívejte současně s esenciálními oleji. Ujistěte se, že pokožka v ozařované oblasti je čistá, suchá a nejsou na ni naneseny krémy, mazadla ani další kosmetické přípravky..
- Pokud není povrch pokožky čistý a suchý, může to ovlivnit konečný efekt a může dojít i k poškození přístroje.
- Je zakázáno používat přístroj po dobu užívání aspirinových léků, užívání léků na psychiku, isotretinoinu a dalších léků..
- Nedoporučujeme používat přístroj, v případě, že jste v blízké době užívali léky na citlivost na světlo (např. tetracyklin, sulfonamidy atd.).
- Poškození světlem (spálení sluncem) Nepoužívejte na citlivé části, jako je sliznice.

- Je zakázáno používat tento výrobek v okolí ran, které nejsou zcela zahojeny.
- Nedoporučuje se používat na kůži postiženou hirsutismem a jinými onemocněními.
- V případě, že užíváte léky proti bolesti, používejte přístroj se zvýšenou opatrností, léky totiž snižují citlivost na teplo. Doporučujeme používat přístroj, až po tom, co účinek léků dozní.
- V případě, že Vaše barva kůže, podle tabulky není vhodná, přístroj nepoužívejte.

■ Nepoužívejte přístroj na uvedených částech těla, nebo v uvedených situacích.

- | | |
|---|---|
| 1. Vnitřek úst, rty, genitálie, sliznice atd. | 7. Obočí, vlasy, čelo |
| 2. Operované oblasti, implantáty | 8. Uši |
| 3. Oči, oční víčka, oblast kolem očí | 9. Bradavka a areola |
| 4. Hlava | 10. Uvnitř pupíku |
| 5. Husí kůže a oblast s akné | 11. Velké žíly |
| 6. Akné a mateřská znamínka | 12. Tetování a jiné pomalované části těla |

(Poznámka: tento seznam není úplný. Pokud si nejste jistí, zda tento přístroj můžete použít, doporučujeme konzultaci s Vaším doktorem.)



BUĎTE OPATRNÍ



Nepoužívejte přístroj na přirozeně tmavou plet'



Nevystavujte epilovanou kůži přímému slunci před ani po použití přístroje.



Je zakázáno používat přístroj ve tmavém prostředí.



Během používání přístroji mějte nasazené ochranné brýle.



V oblasti plánované epilace se nejdříve důkladně oholte (nepoužívejte chemické metody odstraňování chloupků)



Před prvním použitím se ujistěte, že je přístroj nastaven na stupni intenzity 1.




Nepoužívejte přístroj na přímém slunci.



Zabraňte nárazu nebo otřesům přístroje.

Názvy částí

- 1) Ozařovací okno
- 2) Zapínací/ vypínací tlačítko
- 3) Tlačítko (ozáření/auto ozáření, chlazení)
- 4) Displej
- 5) Rozhraní stejnosměrného vedení




Obrazovka

- 6) Počet záblesků
- 7) Symbol chlazení
- 8) Symbol pokračování ozařování
- 9) Značení množství energie (úrovně 1-5, čím vyšší číslo tím větší intenzita)


Je striktně zakázáno blokovat vstup a výstup vzduchu jakýmkoliv předmětem. Může to způsobit vážné poškození přístroje.

Struktura produktu



Názvy částí

- 1) Přívod vzduchu
- 2) Výstup vzduchu
- 3) Stejnoseměrný proud
- 4) Adapter




PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odstraňovač chloupků

Adapter x 1

Stejnosměrný proud x 1



PARAMETRY PRODUKTU

Název produktu	NURSENSE G15 IPL Epilátor
Rozměry produktu	185 X 69 X 58 mm
Váha	217.3 g
Vstup	12 V = 3 A
Výkon	36 W
Plocha vyzařující světlo	3.36 cm ²
intenzita	5 volitelných úrovní

PŘÍPRAVA PŘED POUŽITÍM



- Důkladně vyčistěte pokožku a ujistěte se, že je oblast správně oholená, zcela suchá a odmaštěná (od parfémů, mléka, tělové kosmetiky, opalovacích krému, atd.).
- Ujistěte se, že na hlavici přístroje nejsou nečistoty, jako například prach či zbytky chloupků a také zkontrolujte zda není některá z částí poškozená. V případě znečištění jej vyčistěte, aby nedošlo k poškození přístroje a kožním problémům.
- Před použitím neaplikujte na pokožku žádný gel, nebo kosmetický produkt (aloe vera gel atd.)
Součástí produktu je také chladicí technologie, která se stará o pokožku a díky, které je proces příjemnější a bezbolestný.

Nastavení intenzity ozařování

Tento výrobek je speciálně vyvinutý pro rodinnou epilaci, takže jeho světelná energie je jemnější a poskytuje 5 různých druhů světelné energie. Vyberte si stupeň intenzity, který je vhodný pro Vaši barvu kůže, tak abyste se během procesu cítili příjemně. Níže doporučená tabulka srovnání pokožky, Vám pomůže určit vhodnou úroveň.

1. Podle následující tabulky určete, jaká intenzita je vhodná pro vaši barvu pleti a vlasů.

Tip: Položte tabulku na svou pokožku a porovnejte je. Podle políčka, který odpovídá Vaší barvě pleti, zvolíte vhodnou intenzitu.

2. Pokud při epilaci pocítíte nepohodlí nebo bolest, snižte stupeň intenzity. Lidé s tmavší pletí absorbují více energie z přístroje a jsou tak více náchylní k alergiím. Lidem s tmavší pletí se tak doporučuje nižší stupeň. Záření může hřát, ale nemělo by být bolestivé.

Color Hair Color						
	White	Cream-Colored	Light Brown	Medium Brown	Dark Brown	Brown-Black/Darker
White Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light Gold	×	×	×	×	×	×
Dark Gold/Beige Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Dark brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Black	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×

(Poznámka: pokud je políčko označeno x, přístroj nelze aplikovat)

Poznámka: Pro výběr správné úrovně intenzity, porovnejte aktuální stav pokožky s tabulkou.

Poznámka: Z různých důvodů bude Vaše pokožka reagovat různě v závislosti na čas a situaci.

Poznámka: Bez ohledu na barvu kůže, doporučujeme začít s prvním stupněm intenzity a poté postupně přidávat.

Test barvy kůže

Pokud používáte přístroj po prvé, nebo v případě, že jste se v poslední době opálili, udělejte si test barvy kůže každé oblasti, kterou plánujete ozařovat. Test pokožky je potřebný k určení takového stupně, který bude reagovat na vaši barvu kůže a který bude během používání příjemný.

1. Vyberte část pokožky, která je součástí ozařované oblasti.

Poznámka: Nepoužívejte přístroj v těžce dostupných oblastech kůže, nebo v citlivých partiích.
(kotníky, kosti)

2. Zmáčkněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko zapnutí a ujistěte se že máte nastavenou první úroveň intenzity.
3. Umístěte přístroj vertikálně k Vaší pokožce, tak aby ozařovací port byl v kontaktu s kůží.
4. Zmáčkněte tlačítko ozáření. Přístroj poté vydá záblesk.
5. Posuňte přístroj po pokožce směrem k další části, kterou chcete epilovat.
6. Postupně zvyšujte nastavení úrovní, vydejte záblesk a poté intenzitu posuňte na další úroveň.
Tuto operaci opakujte pro všechny úrovně v rámci doporučeného rozsahu pro Váš typ pleti.
7. Po provedení kožního testu, po 2 hodinách zkontrolujte stav kůže. Pokud se neobjeví žádné abnormality, jako je například zarudnutí nebo otoky, můžete přístroj dále používat.


INSTRUKCE

Kroky pro použití režimu přerušovaného záblesku

01 / Holení

Pomocí holicího strojku oholte chloupky v oblasti, kterou potřebujete epilovat.

- ▲ Kůže, která nebyla oholena nebo vyčištěna, může při odstraňování chloupků zachytit špatné věci.



02 / Navlhčení pokožky


Po holení můžete pokožku navlhčit tonikem a poté začít epilovat, proces bude příjemnější.




03 / Dezinfekce ozařované oblasti

Ozařovaný povrch dezinfikujte vlhkým vatovým tamponem nebo vatovou tyčinkou.

- ▲ Čištění se provádí, v případě, že přístroj není zapojen do zásuvky.



04 / Připojení k napájení



05 / Zapnutí přístroje

Pro zapnutí operačního okénka zmáčkněte a držte tlačítko "⏻" po dobu 3 sekund.



07 / Porovnání kůže se tabulkou, výběr intenzity.

Použijte tabulku pro srovnání Vaší barvy pokožky pro výběr vhodného stupně intenzity. Pokud je políčko označeno x, přístroj na Vaši barvu kůže nelze aplikovat.

- ▲ Krátce zmáčkněte tlačítko "⏻", pro výběr úrovně intenzity. Tmavší pokožka, potřebuje nižší stupeň. Doporučujeme při prvním použití použít první stupeň.
- ▲ Za podmínky, že nedojde k poškození pokožky, platí pravidlo: čím větší stupeň, tím lepší efekt odstraňování chloupků.



06 / Zapnutí indikátoru

Po zapnutí se zobrazí rychlostní stupeň (ve výchozím nastavení 1. rychlostní stupeň) a režim přerušovaného záblesku.

Dlouze držte tlačítko "⏻" pro zapnutí/vypnutí režimu kontinuálního záření, a pro zapnutí/vypnutí chlazení, zmákněte krátce tlačítko dvakrát.



08 / Nasazení ochranných brýlí

Pro ochranu očí mějte během procesu nasazené profesionální ochranné brýle.



09 / Odstraňování chloupků a aplikace chlazení

Umístěte produkt vertikálně k Vaší pokožce, která má být depilována, tak aby depilátor perfektně přilehl ke kůži. Zmáčknete tlačítko, které zahájí záblesk. Zahajte odstraňování chloupků a zároveň aplikujte chlazení.



10 / Péče o pokožku po epilaci

Po odstranění chloupků aplikujte esenci z aloe, která pokožku hydratuje a dodá jí péči.



Kroky pro použití kontinuálního ozáření

01 / Vyberte režim kontinuální ozáření

Přejděte do režimu kontinuálního záblesku, tak že stisknete a podržte tlačítko blesku po dobu 3 sekund.




02 / Ozařování chloupků a chlazení

Při zapnutí přístroje je standardně nastaven režim chlazení. Stisknutím a podržením tlačítka záblesku po dobu 5 sekund, se režim mrazicího bodu vypne. Pro dosažení bezbolestné epilace doporučujeme chlazení zapnout.



03 / Začněte odstraňovat chloupky

Držte přístroj těsně u pokožky a pomalu posouváním měňte polohu. Přístroj se může automaticky rozsvítit, aniž byste museli stisknout tlačítko záblesku. Opětovným dlouhým stisknutím tlačítka blesku ukončíte nepřetržitý záblesk a přejdete do režimu přerušovaného záblesku..



▲ Depilátor se po 5 minutách nečinnosti ve všech režimech vypne.

PÉČE O PLEŤ

- Pokud pokožka po odstranění chloupků světelným zářením zčervená, použijte pro ošetřování režim ošetřování. Doporučuje se vyhnout se dotyku s vodou během 6 hodin po odstranění chloupků.
- Po odstranění chloupků nepoužívejte parfémy, masky a kosmetiku obsahující peelingové kuličky.
- Během 24 hodin po odstranění chloupků se vyhněte vystavení ultrafialovému záření. V případě potřeby použijte opalovací krém.
- Pokud máte jakékoli potíže, obraťte se na Vašeho lékaře.
- Opalování může způsobit ztmavnutí nebo spálení povrchu kůže. Při epilaci intenzivním pulzním světlem může dojít k zarudnutí, otoku, zánětu apod. Proto doporučujeme se vyhnout opalování v období, kdy se pravidelně epilujete.
- Používání umělého světla k opalování pokožky, není během období pravidelného odstraňování chloupků povoleno.


Poznámka: I když dodržíte všechny pokyny, může se u vás objevit kožní reakce. V takovém případě přestaňte toto zařízení používat a obraťte se na Vašeho prodejce.

Doporučená doba působení

Opakujte 3x týdně
během 1.-4. týdne

5.-8. týden
používejte 2x
týdně.

8.-12. týden
opakujte 1x týdně



- ▲ Používejte vícekrát v závislosti na růstu chloupků. Pro silní chloupky je vhodné přiměřeně zvýšit intenzitu. Každý si individuálně volí vhodné nastavení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Skladování a transport

Pro dosažení nejlepších výsledků a dlouhé životnosti produktu, je nutné přístroj čistit před použitím i po použití a pokud je potřeba, tak také během samotné epilace. Pokud přístroj nebude průběžně čištěn, jeho funkce mohou být nedostačující.



- Zkontrolujte přístroj, zejména hlavici a části těla. Ujistěte se, že jsou všechny jeho části čisté.
- Nečistěte přístroj a jeho části pod tekoucí vodou nebo v myčce.
- K čištění výrobku nepoužívejte drátěnku, abrazivní čisticí prostředky (zubní pastu) ani žíravé kapaliny (benzín, motorový olej, aceton atd.).

Poznámka: V případě, že je hlavice tak znečištěna, že nelze vyčistit, přestaňte přístroj používat.



- Vypněte přístroj, vypojte jej ze zásuvky a nechte přístroj zchladnout.
- Během používání přístroj se ozařovací port zahřívá. Ujistěte se, že před čištěním již zchladl.
- V případě potřeby, očistěte vnější stranu přístroje hadříkem.
- Navlhčete hadřík několika kapkami vody a poté jím vyčistěte okénko blesku.

Poznámka: V případě, že čištění přístroje čistou vodou nemá požadované výsledky, můžete použít vysoce koncentrovaný alkohol (ne více než 96%).

■ Ochrana přírodního prostředí



Při likvidaci výrobku jej nevyhazujte společně s běžným komunálním odpadem, ale odevzdejte jej do určeného recyklačního střediska. Vyhazujte odpad s ohledem na životní prostředí.

■ Elektromagnetické pole (EMF)

Tento výrobek splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se vystavení elektromagnetickým polím.

ZÁKLAD ODSTRAŇOVÁNÍ CHLOUPKŮ

Před použitím strojku oholte zjevné chloupky na všech částech a poté depilovanou oblast navlhčete ručníkem pomocí tonika, abyste předešli nepříjemným pocitům způsobeným suchou pokožkou..

■ Základ pro odstraňování chloupků

V případě, že používáte epilátor s ostrým ozařováním, postupujte podle následujících bodů.

- Odstraňování chloupků v podpaží
 - ❖ Před depilací očistěte pokožku od antiperspirantu, parfému, krému a další kosmetiky.
 - ❖ V místech, kde je kůže ochablé ji prsty napněte a poté depilujte. Lehký pocit pálení je běžný.

- Odstraňování chloupků v oblasti bikin
 - ❖ V oblastech s vyšším pigmentem a tedy s tmavší pokožkou, používejte přístroj nejprve na první stupeň.

- Epilace rukou a nohou
 - ❖ Je normální, že kosti, jamky a hrboly jsou náchylnější k zarudnutí a bolesti než jiné části.

- ▲ Nepoužívejte na níže vypsané oblasti:

Oblasti popálenin a tmavé kůže, oční víčka, oči, oblasti kolem očí, čelo a mateřská znamánka, obočí, vlasy a popáleniny od slunce.

 - ❖ Po odstranění chloupků se po dobu 24 hodin vyhýbejte místům s ultrafialovým zářením, abyste zabránili spálení pokožky sluncem.
 - ❖ Dávejte pozor, abyste se nedívali přímo do blesku.

Nežádoucí účinky

- Zarudlá nebo mírně svědivá či teplá pokožka, je normální jev, který je neškodný pro tělo a brzy zmizí.
- Reakce pokožky po epilaci, po krátkou dobu připomíná kůži vystavenou slunci. Pokud se tyto příznaky do 48 hodin neodstraní, doporučujeme konzultaci s lékařem.
- Holení a depilace spolu vysušují pokožku a mají dráždivý efekt. Podrážděná pokožka může zhoršit reakci na epilaci. O pokožku můžete pečovat pomocí funkce chlazení nebo po 24 hodinách můžete použít jemný a nedráždivý hydratační krém.

Vzácné nežádoucí účinky

1. Popáleniny, silné zarudnutí a nadýmavá bolest: tyto reakce jsou vzácné a jsou obvykle způsobeny použitím světla, které je příliš silné pro Vaši barvu kůže. Pokud tyto reakce nezmizí do tří dnů, doporučujeme vám poradit se s lékařem. Před další epilací počkejte do doby, než se pokožka zahojí, a nezapomeňte použít nižší intenzitu světla.
2. Změna barvy kůže: tento jev se vyskytuje zřídka. Zbarvení holeně se obvykle jeví tmavší nebo světlejší než okolní oblast. Je to způsobeno tím, že použitá intenzita světla je pro barvu kůže příliš vysoká.
3. Kožní infekce a záněty: vyskytují se zřídka a mohou být způsobeny podrážtajícími chloupky, nebo používáním epilátoru na oblasti s výskytem ran po holení, řezných a stávajících ran.
4. Extrémní bolest: může se vyskytnout v případě, že používáte tento výrobek na neoholenou pokožku; intenzita světla, které používáte, je příliš vysoká pro barvu vaší pokožky; mnohokrát blikáte ve stejné poloze; tento výrobek používáte na otevřené rány, záněty, infekce, tetování nebo popáleniny, může se tato reakce objevit během nebo po odstranění chloupků.

PROBLÉMY

V této kapitole jsou popsány problémy, které se mohou vyskytnout při používání tohoto produktu. Pokud nejste schopni vyřešit problém, podle uvedené tabulky, kontaktujte Vašeho prodejce.

Problém	Možný důvod	Řešení
Přístroj nelze zapnout.	Přístroj není připojený.	Zkontrolujte jestli je přístroj správně zapojen.
Přístroj nevydává světlo.	Teplota hlavičky přístroje nebo kůže uživatele je příliš vysoká, nebo hlavičky je příliš blízko pokožce.	Před použitím počkejte, až stroj přirozeně vychladne.
Indikátor se nespíná.	Přístroj je špatný.	Zkontrolujte zda napájecí zdroj funguje správně. Okamžitě opravte nebo vyměňte přístroj.
Vzniká zvláštní zápach a části chloupků červenají.	Filtr je špinavý a znečištěný a zanechává na pokožce chloupky.	Otřete filtr, abyste se zbavili chloupků a snížili intenzitu světla.
Bolest vzniká během depilace je nesnesitelná.	V oblasti, kde má být provedena epilace, nejsou oholeny chloupky.	Před použitím přístroje, v dané oblasti důkladně oholte chloupky. Pokud Vám holení způsobuje podráždění pokožky, zastříhněte je na co nejkratší délku.
	Produkt není vhodné používat pro danou oblast pokožky.	Nepoužívejte přístroj na vnitřní stydké pysky, vagínu, konečník, bradavky a areolu. Muži by tento přípravek neměli používat v oblasti obličeje a šourku.
	Intenzita záření je moc vysoká.	Snižte intenzitu záření na komfortní úroveň.
	Ozařovací port je poškozen.	Okamžitě opravte nebo vyměňte přístroj.
Po depilaci část pokožky červená.	Mírné zarudnutí je normální, pro tělo neškodné a rychle odezní.	Ke zklidnění pokožky použijte gel z aloe vera nebo ledovou čepici.
Epilace chloupků není dostačující.	Intenzita ozařování je pro danou oblast nízká.	Při dalším pokusu, zvolte vyšší úroveň intenzity.
	Na oblast sousedící s dříve ozařenou oblastí nezasvítí blesk.	Měli byste vysílat záblesky v oblastech blízko sebe a zábleskové oblasti by se měly překrývat.
	Přístroj nereaguje na Vaši barvu chloupků.	Pokud jsou Vaše chloupky blond/até, šedé, zrzavé nebo bílé, přístroj na ně nebude reagovat.
	Nedostatečná frekvence používání tohoto zařízení.	Pokud jsou Vaše chloupky blond/até, šedé, zrzavé nebo bílé, doporučujeme dodržovat plán epilace.

	Reakce Vaší pokožky na ozáření je pomalá.	Epilace by měla být prováděna alespoň po dobu 6 měsíců, aby se zabránilo novému růstu chloupků.
Během používání se přístroj zahřívá a vlhne.	Může být způsobeno dlouhým používáním přístroje.	Přístroj vypněte a před dalším použitím ho nechte zcela zchladnout.



Laser Hair Removal

Instruction Manual

Please read and keep this manual properly before use. The pictures in this manual are for illustration only and the actual product shall prevail

CATALOG

<u>Safety precautions</u>	28
<u>Product structure</u>	33
<u>Accessories & packing list</u>	35
<u>Product parameter</u>	35
<u>Prepare before use</u>	36
<u>Instructions</u>	38
<u>skin care</u>	42
<u>cleansing and maintenance</u>	43
<u>Hair removal essentials</u>	44
<u>Possible effects</u>	46
<u>Problems</u>	47

Product features

Our company has militarized and homeized the medical beauty freezing point painless hair removal technology. The innovative combination of semiconductor refrigeration technology, integrated refrigeration technology, get rid of the burning sensation in the traditional hair removal process. The unique cooling technology can quickly soothe the skin, reduce skin irritation and bring a comfortable and ice-free painless hair removal experience.

- Refrigeration technology makes the whole hair removal feed ice comfortable and get rid of the burning sensation

The chiller refrigeration technology can achieve a safe and comfortable ice-feeling painless hair removal experience. In the process of hair removal, the cooling sheet can reach 10OC when it comes into contact with the skin, which can effectively cool the epidermis and reduce the burning injury of the skin, making the whole process comfortable and painless.

- Intense pulsed light technology is perfectly applied in the field of household hair removal instrument

Our company uses intense pulsed light (IPL) technology, which is the most effective way to restrain continuous hair regeneration on the market. Through close cooperation with skin experts over the years, we have improved this optical technology, which was originally and effectively at home. The light of the hair removal instrument is soft, the irradiation is convenient and effective, and the light intensity makes people feel very comfortable. After many times of use, the excess hair will eventually cease to exits, allowing you to enjoy the pleasure of getting rid of the hair and glow with charming brilliance every day.

- Long-life one-piece lamp holder

This product has a long-life integrated lamp holder that does not need to be replaced, and is suitable for multiple hair removal areas, such as face, lip hair, armpit, bikini line, arm, leg etc., saving you expensive lamp holder replacement costs and no need to purchase accessories frequently.

SAFETY PRECAUTIONS

In order to treat your skin better, please use it closely

- Do not apply any gel or care products (aloe gel, etc.) before use
- Please be sure to use the product in accordance with the regulations contained in the Instruction Manual
- Please read the Instruction Manual carefully and keep it for inquiry
- If there is any question found in use, please contact the online customer service in the desired language



DANGER

Misoperation may lead to personal injury



NOTICE

Misoperation may lead to danger



BE CAREFUL

Misoperation may lead to personal safety or property damage.



DANGEROUS

- ⊘ Warning: do not use this product near bathtubs, shower basins, washbasins or other utensils that hold water. Please keep this product and power adapter dry.
- ⊘ If the product is damaged, do not touch any internal parts to avoid electric shock.
- ⊘ Please do not insert any objects into this product, and please do not place this product at will.
- ⊘ Do not use this product around the eyes, wearing protective glasses in a common operation to protect the user, but if you operate around the eyes, the protective glasses may not be able to completely block the energy, and the light will be absorbed by the iris melanin in your eyes at close range.
- ⊘ We recommend that you wear protective glasses every time you use it. Although the light does not directly affect your eyes, high-frequency flash light may affect your eyesight.
- ⊘ When you need a back hair removal or ice compress operation, you may need an assistant or partner to avoid the risk of using it alone
- ⊘ If your hair is longer than 1mm, please shave first. We recommend that you use a hair knife. Excessive hair absorbing heat on the skin surface will cause skin redness and swelling, and hair burning will produce a strange smell, which will affect your experience of using product.

- ⊗ If the skin of the irradiated area is not dry and clean, it will affect the effect of use, and it may also cause the product not to flash or divination.
- ⊗ Please pay attention to prevent children under the age of 15 from coming into contact with this product, and please stay away from children under the age of 15 when operating this product.
- ⊗ Please use different light intensity stalls for different body parts as needed, because the skin color of different body parts is not the same.
- ⊗ If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, product maintenance department, or similar department in order to avoid danger.

! NOTICE

- ! Do not use antiperspirant immediately after exposure to the armpit.
- ! Please confirm and clean the dirt of the irradiation mouth regularly to avoid scalding and failure.
- ! Do not put the irradiation mouth near items that are easy to degauss, so as not to cause failure and damage.
- ! Do not use it when the vent is blocked, so as not to cause any smoke and fire
- ! Do not point the irradiation port toward the black object, so as to prevent the machine from working properly.
- ! Do not irradiate clothes, hair and other items, so as to avoid scorching, discoloration and damage.
- ! Do not use it on pets to avoid injury.
- ! Do not use this product around the eyes to avoid eye injury.
- ! Please wipe the hair and skin care products attached to the depilator after use to avoid failure and skin damage.
- ! Please do not use it around children, the hair removal instrument will give off a strong light and easily hurt your eyes.
- ! Please set the irradiation intensity according to your skin condition, and be sure to use it from gear 1 for the first time
- ! Make the skin shout slightly got and red, which is a normal phenomenon, which may turn on the ice compress function and relive skin discomfort.
- ! The product cannot be left unattended after it is turned on. Please turn it off in time after use.
- ! Clean the skin and make sure there is no residual hair, completely dry, and no oily substances or stains on the surface of the skin.

- ❗ If the ambient temperature difference is more than 20°C (from low temperature environment to high temperature environment or vice versa), please turn off the instrument and rest for 2 hours and then use it again.
- ❗ Do not use in the vicinity of flammable and explosive materials (including sprayers, gas stations) which can easily lead to fire, electric shock injury and other dangers.
- ❗ The ambient temperature of this depilator is 0mm 40X. Please confirm the room temperature before using it.
- ❗ Please do not touch the light outlet after use, because the light outlet produces high temperature, it is easy to cause burns.
- ❗ Please avoid direct ultraviolet radiation within 24 hours after irradiation.
- ❗ Do not place the product in a high-temperature and high-humidity environment, which will cause product deterioration and failure.
- ❗ If the built-in fan does not work after turning on the power supply (you can not hear the bussing sound), do not use it, so as not to cause smoke and fire failure.

■ Unsuitable People and Related Situations

- Do not use it for pregnant women, breast-feeding women, menstruation, diabetes, fragile skin and light-sensitive skin.
- Severe heart disease, moderate and severe hypertension, malignant tumor, folliculitis, infectious dermatosis, burn skin, anticoagulant disorders are prohibited.
- Do not use for those with abnormal collagen metabolism, including history of scar and poor wound healing.
- If you have vascular disease,
-
- do not use it if you have varicose veins and vasodilation at the irradiated site.
- Do not use if the skin is sensitive to light and is prone to rashes or allergies.
- If the irradiation site infection, herpes simplex, skin lesions, hematoma, etc., do not use.
- Do not use to suppress immune response diseases (including HIV infection, lupus erythematosus, dysphagia, etc.,)
- It is forbidden for any patients with hemorrhagic disease, for topical use of isotretinoin, (AHA), (salicylic acid, (BHA) or azelaic acid.
- For those who use chemical hair removal within 30 days, use skin whitening products or cosmetics containing vitamin A in a short period of time.

- Do not use essential oils at the same time. Please make sure the skin in the illuminated area is clean, dry and does not use creams, lubricants and other cosmetics.
- If the skin surface is not clean and dry, it may affect the experience of using the product, and may even damage the product.
- It is prohibited during the period of taking aspirin drugs, using exemption preparations, taking isotretinoin and other drugs.
- Recent use of light-sensitive drugs (such as tetracycline, sulfonamide, etc.) is not recommended.
- Light damage (sunburn) Please do not use sensitive parts such as mucous membrane.
- It is forbidden to use this product if any type of wound is not healed.
- Skin hirsutism caused by hirsutism and other diseases is not recommended.
- If you take painkillers, it will reduce the skin's sensitivity to heat, so it is recommended to use it with caution before the effect is removed.
- If the color of you skin or hair is not suitable, do not use this product.

■ Do not use the following body parts or situations

- | | |
|---|------------------------------|
| 13. Inside the mouth, lips, genitals,
mucous membranes, etc. | 20. Eyebrows, hair, forehead |
| 14. Plastic surgery, surgical site | 21. Ears |
| 15. Adam's apple | 22. Nipple and areola |
| 16. Eyeballs, eyelids, around the eyes | 23. Inside the belly button |
| 17. Head | 24. Large veins |
| 18. Chicken skin, acne area | 25. Tattoos, body painting |
| 19. Spots and moles | |


(Note: this list is not exhaustive. If you are not sure whether you can use this product, we recommend that you consult a doctor.)



BE CAREFUL



Do not use this product for naturally dark skin



Do not expose to the sun before and after hair removal



It is forbidden to use in a dark environment



Please wear protective glasses when using



Before hair removal, please shave your hair first (do not use chemical hair removal methods)



When using for the first time, be sure to start with the first gear



Do not use in direct sunlight to avoid machine failure




Do not violently hit or shake this product.

PRODUCT STRUCTURE

Part Name

- 10) Flash window
- 11) Switch button
- 12) Button (flash/auto flash, cooling switch)
- 13) Display
- 14) DC line interface




Display screen

- 15) Number of flashes
 - 16) Refrigeration symbol
 - 17) Continuous flashing symbol
 - 18) Energy mark
- (1-5 gears, the higher the gear, the

greater the energy)


It is strictly forbidden to block the air inlet and outlet with sundries, otherwise it will cause serious damage to the product.

Product structure



Part Name

- 5) Air inlet
- 6) Air outlet
- 7) DC line
- 8) Adapter



ACCESSORIES & PACKING LIST

Hair removal host x 1

Adapter x 1

DC line x 1



PRODUCT PARAMETER

Product Name	IPL freezing point hair removal
Product Size	185 X 69 X 58 mm
Weight	217.3 g
Enter	12 V = 3 A
Power	36 W
Light Emitting Area	3.36 cm ²
Gear	5 levels adjustable

PREPARE BEFORE USE



- Thoroughly clean the skin to ensure that the skin is hairless, completely dry and free of oily substances (perfume, milk, body fluid, sunscreen, etc.).
 - Make sure that there is no dirt residue such as dust and hair at the irradiation mouth, and there is no damage or abnormality. If there is dirt, please keep it clean so as not to cause product failure, deterioration and skin problems.
- Please do not apply any gel or care products (aloe gel, etc.) before hair removal. This product has ice removal technology, which can take care of the skin in time, making it more comfortable and painless to use

Irradia3tion intensity setting

This product is specially developed for family hair removal, so its light energy is softer, providing 5 different kinds of light energy. You can adjust the light energy to suit your skin and body hair color and make yourself feel comfortable. The light energy meter recommended below will help you determine the appropriate light energy.

3. Please refer to the following table to determine which light intensity is appropriate for your skin and hair color.

Tip: you can put the skin color card on your skin and compare it with light intensity is appropriate for your skin and hair color

4. If you feel any pain or discomfort, please lower the energy gear. People with darker skin are more likely to develop skin allergies because the skin absorbs more energy. Therefore, people with darker skin are advised to use lower stalls. Pulsed light may feel warm or scorching on the skin, but it should not be painful.

Color Hair Color						
White						
Cream-Colored						
Light Brown						
Medium Brown						
Dark Brown						
Brown-Black/Darker						
White Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light Gold	×	×	×	×	×	×
Dark Gold/Beige Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Dark brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Black	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×

(Note: x indicates not applicable)

Note: Please refer to this table to select the appropriate gear

Note: Due to various reasons, your skin may react differently due to different exposure time/situations.

Note: Regardless of the skin color, it is recommended to start with the first gear for the first use and gradually increase the gear.

■ Skin Light Intensity Test

If you are using this product for the first time or have recently been tanned, you should perform a skin test on each position to be irradiated. The skin test is necessary to check whether the skin responds to radiation and to determine the correct light intensity setting for each body part.

8. Select a part near the part to be irradiated.

Note: Do not try to use this product on difficult or sensitive areas (ankles or bones).

9. Press and hold the power button for 3 seconds to turn on, and make sure to select the first gear.

10. Place the device vertically on the skin so that the flashing port is in contact with the skin.

11. Press the flash button to emit a flash.

12. Slide the device against the skin to the next part to be irradiated.

13. Increase the setting step by step, emit a flash, and then slide the device to the next position.

Repeat this operation for all levels within the recommended range of your skin type.

14. After the skin test, confirm the skin condition after 2 hours. If there are no abnormalities such as redness or blisters on the irradiated area, you can use this product with confidence.

INSTRUCTIONS

Steps To Use Intermittent Flash Mode

01 / Shaving

Use a razor to shave off the hair in the area that need care.

- ▲ Skin that has not been shaved or is not cleaned may catch bad things during hair removal.



02 / Moist skin


After shaving, you can moisten the skin with toner, and then start to irradiate hair removal, the experience will be more comfortable.




03 / Disinfection of irradiated surface

Please disinfect the irradiated surface with a damp cotton pad or cotton swab.

- ▲ Cleaning is carried out without power supply



04 / Connect to the power supply



05 / Power on

Press and hold the witch key "⏻" for 3 seconds to light up the operation window



06 / Power On Indication

After power-on, it will display the gear (one gear by default) and intermittent flash mode.


Long press "⏻" to turn on/off the continuous flash mode, and short press twice to turn on/off the refrigeration.



07 / Compare skin color card, select gear

Use the skin color card to compare your skin and choose the most suitable gear. If your skin color is the same as the color x on the color card, please do not continue.

- ▲ Short press the energy plus/minus key "⏻" to adjust the energy level. The darker the skin tone, the lower the level. It is recommended to use level 1 for the first use.
- ▲ Under the condition of not damaging the skin, the higher the gear, the better the hair removal effect.




08 / Wear protective goggles

Wear professional protective goggles during operation to avoid eye injury from flashes.



09 / Hair removal while applying ice

At this time, place the product vertically on the part that needs to be depilated, and the lamp head of the body fits perfectly with the skin, press the flash button to emit a flash, and start hair removal while applying ice.



10 / Skin care after hair removal

After hair removal, apply aloe essence to moisturize the skin and make it more skin-care.



Steps To Use Continuous Flash Mode

01 / Enter continuous flash mode

After powering on, press and hold the flash button for 3 seconds to enter the continuous flash mode.




02 / Continuous flashing hair removal while applying ice

The ice pack mode is entered by default when the machine is turned on. Press and hold the light button for 5 seconds to turn off the freezing point mode, but it is recommended to turn on the freezing point to achieve painless hair removal.



03 / Start of hair removal

Hold the machine tightly against the skin while slowly sliding to change the position, it can automatically light up without pulling the trigger button. Long press the flash button again to exit the continuous flash and enter the intermittent flash mode.




▲ The hair removal will automatically shut down if no one uses it for 5 minutes in all modes.

SKIN CARE

- If the skin turns red after hair removal by light irradiation, please use the nursing mode for nursing. It is recommended to avoid touching water within 6 hours after hair removal.
- Do not use perfume, mask and cosmetics containing scrub beads after skin hair removal.
- Please avoid ultraviolet exposure within 24 hours after hair removal. Apply sunscreen if necessary.
- If you have any discomfort, please consult a surgeon.
- Sunbathing is likely to cause skin blackening or sunburn on the surface of the skin. When irradiated by intense pulsed light at this time, it will cause redness, swelling, inflammation and so on. So during the period when you still need light irradiation to depilate, please be careful not to expose yourself to the sun. Sunburn repair time is not less than 1 week.
- It is forbidden to expose the hair removal area within 48 hours of the hair removal operation, even if you need to be exposed to the sun after 48 hours, you should always pay attention to whether there is a bad condition in the skin. Please use sunscreen after 72 hours.
- The use of artificial light tanning skin (changing the physical or chemical formula of the skin to bronzing) is not allowed during hair removal.
- If you need plastic surgery after hair removal (only refers to the hair removal area), please consult your doctor first.

Note: even if you follow all the instructions, you may still have a skin reaction. In this case, please stop using this equipment and contact the customer service center in your area.

Recommended Exposure Period



- ▲ Please use it for multiple times according to the growth of the hair. For heavy hair, the gear and frequency can be appropriately increased on this basis. The specific situation varies from person to person.

CLEANSING AND MAINTENANCE

Storage And Transportation

In order to ensure that the product achieves the best results and the longest service life, please clean the product before and after each hair removal, and clean the product during hair removal if necessary. If you do not clean normally, this product will not get its due effect.



- Check this product, especially the light-transmitting window and body parts. Make sure they are all clean and tidy.
- Do not clean the product and its accessories under the tap or in the dishwasher.
- Do not use steel wool, abrasive cleaners (toothpaste,) or corrosive liquids (gasoline, engine oil, acetone, etc.) to clean the product.

Note: If you can no longer clean the light-transmitting window, please stop using this product.



- Turn off the product, unplug the power plug, and let it cool down.
- When using this product, the flash window will heat up, make sure it cools down before cleaning.
- If necessary, clean the outside of the product with a clean soft cloth.
- Damp the soft cloth with a few drops of water, and then use it to clean the flash window.

Note: if the water cleaning effect is not good, you can use a few drops of high-concentration alcohol (not more than 96%) to clean the above parts.

Environmental Protection



Then disposing of the product, please do not throw it together with general household garbage, but should give it to the designated recycling center. This will be beneficial to the environment.

Electromagnetic Field (EMF)

This product complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

HAIR REMOVAL ESSENTIALS

Before using the machine, shave off the obvious hair on all parts, and then use a toner to moisten the depilated area with a towel to avoid discomfort due to dry skin.

Hair Removal Essentials

When using a strong pulse light depilator, please follow the following points

- Underarm hair removal
 - ❖ Before depilating, please clean the antiperspirant, perfume, cream and other cosmetics applied to the armpits.
 - ❖ Where the skin is loose, stretch the skin with your fingers first, and then depilate. It is normal for the skin to have a slight burning sensation when irradiating the mouth.
- Bikini line hair removal
 - ❖ For areas with accumulated pigments and dark colors, please start using the low gear first, and use the first gear before adapting.
- Hands and feet hair removal
 - ❖ Bones and pits and bumps are more prone to redness and pain than other parts, but this is normal.
- ▲ Do not use the following parts

Areas with burn marks and dark colors, eyeballs, eyelids, around the eyes, forehead and moles, eyebrows, forehead, hair, sun burns, etc.

 - ❖ After hair removal, avoid the place with ultraviolet rays for 24 hours to prevent the sun from burning the skin during hair removal.
 - ❖ Be careful not to look directly at the flash.

POSSIBLE EFFECTS

Adverse Reactions

- Skin slightly red or slightly itchy, warm, these are normal phenomena, are harmless to the body, and will soon disappear.
- After hair removal, the reaction of the hair removal laser for a short time is similar to that of exposure to the sun, If it is not eliminated after 48 hours, it is recommended that you consult a doctor.
- Shaving and hair removal work together in a similar period of time, which will cause dryness and itching of the skin. This phenomenon will gradually reduce the discomfort of the normal reaction. You can apply ice to cool this one. After 24 hours, you can apply a mild and non irritating moisturizer.

Rare Serious Adverse Reactions

5. Burns, severe redness, and bloating pain: these reactions are rare and are usually caused by the use of light that is too high for the color of the skin. If these reactions do not disappear within three days, you are advised to consult your doctor. Wait until the skin has healed before a second exposure, and be sure to use a lower light intensity.
6. Skin discoloration: this phenomenon rarely occurs. Skin discoloration usually appears darker or brighter than the surrounding area. This is due to the fact that the light intensity used is too high for skin color. In the case of auxiliaries usually due to the use of too high not disappears and the skin turns gray back to normal complexion.
7. Skin infection and inflammation: this rarely occurs and may be caused by the use of this product on shaving wounds or incisions, existing wounds, or inward-growing hair.
8. Extreme pain: if you use this product on unshaved skin: the light intensity you use is too high for your skin color; you flash many times in the same position; and if you use this product on open wounds, inflammation, infection, tattoos or burns, this reaction may occur during or after hair removal.

PROBLEMS

This chapter outlines the problems encountered when using this product. If you cannot use the following information to solve the problems encountered, please contact the customer service center of your country/region.

Fault	Possible Reasons	Solution
Unable to power on.	Power is not connected	Check if the power supply is plugged in.
Can't get the light.	Whether the temperature of the host head and body is too high. Is the host head close to the skin.	Wait for the machine to cool down naturally before using it. Place the host close to the ferret and wait for the light indicator to turn on.
The work indicator is not on.	Bad machine.	Check whether the power supply is working properly, repair or return the product immediately.
There is a strange smell in the flash, and the part of the hair turns red.	The filter is dirty and contaminated, and the body surface hair remains.	Wipe the filter to shave off the hair and reduce the light intensity.
When depilating the pain is unbearable.	Did not shave the hair in the area to be depilated.	Before using this product, shave the hair on the part to be irradiated. If shaving causes skin irritation, please cut the hair as short as possible and use it in a comfortable setting.
	The part being depilated is not suitable or using this product.	Do not use this product on the inner labia, vagina, anus, nipples and areola. Men should not use this product on the face or scrotum.
	The light intensity is too high.	Reduce the light intensity to a comfortable level.
	Damaged light-transmitting window.	Repair or return the product immediately.
After hair removal, the depilated area turns red.	Slight redness is normal, it is harmless to the body, and it will subside quickly.	Use aloe vera gel to soothe the skin or use a lamp cap for ice soothing.
The hair removal effect Is not satisfactory.	You used a light intensity setting that is too low for you.	Please choose a higher setting next time.
	You didn't shine a flash of light on the area adjacent to the previously irradiated area.	You should emit flashes in areas close to each other, and there should be some overlap between flashing areas.
	This device has no effect on your hair color.	If your hair is light blonde, gray, red or white, the irradiation will not be effective.

	Insufficient frequency of using this device.	If your hair is light blonde, gray, red or white, the recommended irradiation plan.
	Your response to light exposure is slow.	This product should be used continuously for at least 6 months, because it can still inhibit hair regrowth during this period.
The product becomes hot and humid during use.	May be due to long working hours of the instrument.	Turn off the instrument and let the instrument rest and fully dissipate heat before using it again.



Epilátor NURSENSE IPL

Používateľská príručka

Pred použitím si dôkladne prečítajte príručku a potom ju uložte na bezpečné miesto.
Použité obraty slúžia len na ilustráciu.

Model G15

OBSAH

<u>Bezpečnostné opatrenia</u>	52
<u>Štruktúra výrobku</u>	57
<u>Príslušenství</u>	59
<u>Parametre produktu</u>	59
<u>Príprava pred použitím</u>	60
<u>Inštrukcie</u>	61
<u>Starostlivosť o plet'</u>	66
<u>Čistenie a údržba</u>	67
<u>Základ odstraňovania chĺpkov</u>	69
<u>Možné následky</u>	70
<u>Problémy</u>	71

Vlastnosti produktu

Produkt okrem iného obsahuje inovatívnu technológiu chladenia. Kombinácia polovodičovej chladiacej technológie a integrovanej chladiacej technológie vás zbaví pocitu pálenia počas klasickej epilácie. Jedinečná chladiaca technológia dokáže rýchlo upokojiť pokožku, znížiť jej podráždenie a zabezpečiť pohodlnú a bezbolestnú epiláciu.

- Vďaka chladiacej technológii je celý proces epilácie príjemnejší a vyhnete sa pocitu pálenia. Chladiaca technológia umožňuje dosiahnuť bezpečný a príjemný pocit bezbolestnej epilácie. Pri odstraňovaní chĺpkov môže chladenie pri kontakte s pokožkou dosiahnuť teplotu 10 °C, čo môže účinne ochladiť pokožku a zabrániť tak jej spáleniu.

- Technológia intenzívneho pulzného svetla sa často používa v zariadeniach na odstraňovanie chĺpkov v domácnosti.

Naša spoločnosť používa technológiu intenzívneho pulzného svetla (IPL), ktorá je najúčinnnejším spôsobom obmedzenia kontinuálnej regenerácie chĺpkov na trhu. Vďaka úzkej spolupráci s odborníkmi na pleť sme v priebehu rokov zdokonalili túto optickú technológiu, ktorá bola vytvorená pre domáce prostredie. Svetlo zariadenia na odstraňovanie chĺpkov je jemné, ožarovanie je pohodlné a účinné a intenzita svetla spôsobuje, že sa ľudia cítia veľmi príjemne. Po viacnásobnom použití prebytočné chĺpky nakoniec úplne prestanú rásť.

- Jednodielny držiak ožarovacej hlavy s dlhou životnosťou

Toto zariadenie má integrovaný držiak hlavy s dlhou životnosťou, ktorý nie je potrebné vymieňať, a je vhodný na odstraňovanie chĺpkov na viacerých miestach, ako je tvár, chĺpky na perách, chĺpky v podpazuší, oblasť bikín, ruky, nohy atď..

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Ak sa chcete čo najlepšie starať o svoju pokožku, dôkladne si prečítajte túto kapitolu.

- Pred použitím zariadenia si na pokožku nenanášajte žiadny gél ani iný kozmetický prípravok (napríklad aloe vera).
- Zariadenie používajte podľa pokynov uvedených v tejto príručke.
- Dôkladne si prečítajte príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie.
- Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho predajcu.



NEBEZPEČENSTVO Nesprávna manipulácia môže viesť k poškodeniu spotrebiteľa.



POZNÁMKA Nesprávna manipulácia môže viesť k nebezpečenstvu



DÁVAJTE POZOR Nesprávna manipulácia môže mať za následok poškodenie spotrebiteľa alebo zničenie zariadenia.



NEBEZPEČENSTVO

- ⊗ **VAROVANIE:** Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vane, sprchy, umývadla alebo iných predmetov obsahujúcich vodu. Jednotku a adaptér udržiavajte v suchu.
- ⊗ Ak je jednotka poškodená, nepoužívajte ju. Môžete sa vyhnúť úrazu elektrickým prúdom.
- ⊗ Do jednotky nevkladajte žiadne predmety.
- ⊗ Prístroj nepoužívajte v blízkosti očí, počas používania používajte ochranné okuliare. Ak však prístroj používate v blízkosti očí, ochranné okuliare nemôžu zaručiť úplné blokovanie vychádzajúcej energie a svetlo bude očami absorbované.
- ⊗ Pri používaní prístroja odporúčame nosiť ochranné okuliare. Aj keď svetlo zo zariadenia nesmeruje priamo do očí, žiara na ne stále pôsobí.
- ⊗ Ak potrebujete použiť funkciu odstraňovania chĺpkov na chrbte alebo funkciu chladenia, budete potrebovať pomoc inej osoby. V opačnom prípade si môžete ublížiť.
- ⊗ Ak sú vaše chĺpky dlhšie ako 1 mm, pred epiláciou ich oholte. Odporúčame používať holiaci strojček. Nadmerná absorpcia tepla pokožkou môže spôsobiť začervenanie pokožky, opuch alebo vyrážky na vlasoch.
- ⊗ Ak oblasť, ktorú plánujete ožarovať prístrojom, nie je čistá a suchá, môže to ovplyvniť kvalitu epilácie, prístroj v takýchto podmienkach nemusí reagovať na pokožku.

- ⊗ Dávajte veľký pozor na deti mladšie ako 15 rokov, ktoré môžu prísť do kontaktu so zariadením. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 15 rokov.
- ⊗ Používajte rôzne stupne intenzity na rôzne časti tela. Farba kože na rôznych častiach tela nie je rovnaká.
- ⊗ Ak je výkonový pás poškodený, musí ho vymeniť odborník autorizovaný výrobcom.

! POZNÁMKY

- ! Bezprostredne po epilácii nepoužívajte antiperspirant.
- ! Pravidelne kontrolujte a čistite nečistoty z ožarovacej hlavy. Môžete tak zabrániť poškodeniu zariadenia a následnému popáleniu pokožky.
- ! Ožarovaciu hlavu neumiestňujte do blízkosti predmetov, ktoré sa dajú ľahko odmagnetizovať, predídete tak poškodeniu zariadenia.
- ! Ak je ventil zablokovaný, zariadenie nepoužívajte. To môže spôsobiť zadymenie prístroja alebo dokonca požiar.
- ! Nedotýkajte sa čiernych predmetov ožarovacím portom. Prístroj nemôže správne fungovať.
- ! Neozárujte oblečenie, vlasy ani iné predmety.
- ! Prístroj nepoužívajte na zvieratách. Môžete im spôsobiť zranenie.
- ! Nepoužívajte zariadenie v oblasti očí, mohli by ste si spôsobiť poranenie.
- ! Po použití zotrite chĺpky a prípravky na starostlivosť o pokožku pripojené k epilátoru, aby nedošlo k ich poškodeniu a poškodeniu pokožky.
- ! Zariadenie nepoužívajte, ak sú v blízkosti deti. Zariadenie vyžaruje silné svetlo a môže spôsobiť poranenie očí.
- ! Zvoľte správnu úroveň intenzity v závislosti od farby pleti. Pri prvom použití nezabudnite nastaviť úroveň na 1.
- ! Vaša pokožka mierne sčervená, čo je normálny jav, ktorý môžete zmierniť zapnutím funkcie chladenia.
- ! Keď je zariadenie zapnuté, nenechávajte ho bez dozoru. Po použití prístroj vypnite.
- ! Pred použitím sa uistite, že je pokožka čistá, odmastená a chĺpky sú dôkladne oholené.
- ! Ak sa okolitá teplota zmení o 20oC (z nízkej teploty na vysokú), vypnite zariadenie, nechajte ho vypnuté 2 hodiny a potom ho znova zapnite.
- ! Nepoužívajte ho v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov (vrátane postrekovačov, čerpacích staníc), ktoré môžu ľahko viesť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom a iným nebezpečenstvám.

- ❗ Po použití sa nedotýkajte svetelného výstupu, pretože svetelný výstup produkuje vysoké teploty, ktoré môžu ľahko spôsobiť popáleniny.
- ❗ Vyhnite sa priamemu ultrafialovému žiareniu počas 24 hodín po vystavení.
- ❗ Nevystavujte zariadenie vysokej teplote alebo vlhkosti. Takýto postup môže viesť k poškodeniu alebo zničeniu prístroja.
- ❗ Nepoužívajte vstavaný ventilátor, ak po zapnutí zdroja napájania nefunguje (neozýva sa zvuk zbernice). Riziko tlejúceho dreva a požiaru.

Nepoužívajte v prípade:

- Nepoužívajte, ak ste tehotná alebo dojčíte, ak máte menštruáciu, ste diabetička alebo máte citlivú pokožku.
- Nepoužívajte, ak máte závažné ochorenie srdca, stredne ťažkú až ťažkú hypertenziu, malignitu, folikulitídu, infekčnú dermatózu, popáleniny kože, poruchy antikoagulancií.
- Zariadenie je zakázané používať u ľudí s abnormálnym metabolizmom kolagénu, vrátane zjazvených rán a zlého hojenia rán v minulosti.
- V prípade, že trpíte cievny ochorením.
- Nepoužívajte v oblastiach, kde máte kŕčové žily a rozšírené cievy.
- Nepoužívajte, ak je vaša pokožka citlivá na svetlo a náchylná na vyrážky alebo alergie.
- Nepoužívajte, ak je v mieste ožiarenia infekcia, herpes simplex, kožné lézie, hematóm atď.
- Nepoužívajte na potlačenie imunitných ochorení (vrátane infekcie HIV, lupus erythematosus, dysfágie atď.).
- Lokálne používanie izotretinoínu, (AHA), (kyseliny salicylovej, (BHA) alebo kyseliny azelaovej je zakázané u všetkých pacientov s poruchami krvácania.
- Pre tých, ktorí používali chemickú epiláciu v priebehu 30 dní, používali bieliace prípravky alebo kozmetiku obsahujúcu vitamín An v krátkom časovom období.
- Nepoužívajte súčasne s éterickými olejmi. Uistite sa, že pokožka v ožarovanej oblasti je čistá, suchá a bez krémov, mazadiel alebo iných kozmetických výrobkov.
- Ak povrch pokožky nie je čistý a suchý, môže to ovplyvniť konečný účinok a dokonca môže dôjsť k poškodeniu zariadenia.
- Je zakázané používať zariadenie počas užívania aspirínu, psychiatrických liekov, izotretinoínu a iných liekov.
- Neodporúča sa používať prístroj, ak ste nedávno užívali lieky citlivé na svetlo (napr. tetracyklín, sulfónamidy atď.).

- Poškodenie svetlom (spálenie slnkom) Nepoužívajte na citlivé časti, ako sú sliznice.
- Je zakázané používať tento výrobok na rany, ktoré nie sú úplne zahojené.
- Neodporúča sa používať na pokožku postihnutú hirsutizmom a inými ochoreniami.
- Ak užívate lieky proti bolesti, používajte prístroj so zvýšenou opatnosťou, pretože tieto lieky znižujú citlivosť na teplo. Prístroj odporúčame používať až po odznení účinku lieku.
- Ak vaša farba pleti nie je podľa tabuľky vhodná, zariadenie nepoužívajte.

■ Nepoužívajte zariadenie na uvedených častiach tela alebo v uvedených situáciách.

26. Vo vnútri úst, pier, genitálií, slizníc atď.

27. Obsluhované oblasti, implantáty

28. Oči, očné viečka, očné okolie

29. Hlava

30. Husia koža a oblasť akné

31. Akné a materské znamienka

32. Obočie, vlasy, čelo

33. Uši

34. Bradavky a areola

35. Vnútri pupka


36. Veľké žily

37. Tetovanie a iné pomaľované časti tela

(Poznámka: tento zoznam nie je úplný. Ak si nie ste istí, či môžete toto zariadenie používať, odporúčame vám poradiť sa s lekárom.)



BUĎTE OPATRNÍ



Prístroj nepoužívajte na prirodzene tmavú pokožku



Je zakázané používať zariadenie v tmavom prostredí.

Nevystavujte epilovanú pokožku priamemu slnečnému žiareniu pred alebo po použití zariadenia.




Počas používania zariadenia noste ochranné okuliare.



Najprv si dôkladne oholte oblasť, ktorá sa má epilovať (nepoužívajte chemické metódy epilácie)



Pred prvým použitím zariadenia sa uistite, že je nastavené na úroveň intenzity 1.




Zariadenie nepoužívajte na priamom slnečnom svetle.



Zabráňte nárazom alebo otrasom zariadenia.

Názvy častí

- 1) Ožarovacie okno
- 2) Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 3) Tlačidlo (ožarovanie/automatické ožarovanie, chladenie)
- 4) Zobrazenie
- 5) Rozhranie linky DC



Zobrazenie


- 1) Počet zábleskov
- 2) Symbol chladenia
- 3) Symbol pokračovania ožarovania
- 4) Symbol množstva energie



(úrovne 1-5, čím vyššie číslo, tým väčšia intenzita)


Je prísne zakázané blokovať prívod a odvod vzduchu akýmkoľvek predmetom. To môže spôsobiť vážne poškodenie zariadenia.

Štruktúra výrobku



Názvy častí

- 1) Prívod vzduchu
- 2) Výstup vzduchu
- 3) Jednosmerný prúd
- 4) Adaptér



PŘÍSLUŠENSTVÍ

Odstraňovač chlpkov x 1

Adaptér x 1

Priamy prúd x 1



PARAMETRE PRODUKTU

Názov produktu	Epilátor NURSENSE G15 IPL
Rozmery výrobku	185 X 69 X 58 mm
Hmotnosť	217.3 g
Vstup	12 V = 3 A
Výstup	36 W
Oblasť vyžarovania svetla	3.36 cm ²
Intenzita	5 voliteľných úrovní

PRÍPRAVA PRED POUŽITÍM



- Pokožku dôkladne očistite a uistite sa, že oblasť je riadne oholená, úplne suchá a odmastená (od parfumov, telových mliek, kozmetiky na opaľovanie atď.).
- Uistite sa, že na hlave zariadenia nie sú žiadne nečistoty, ako napríklad prach alebo zvyšky vlasov, a tiež skontrolujte, či niektorá z častí nie je poškodená. Ak je znečistený, vyčistite ho, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia a kožným problémom.

- Pred použitím nenanášajte na pokožku žiadny gél alebo kozmetický prípravok (aloe vera gél atď.).

Nastavenie intenzity ožarovania

Tento výrobok je špeciálne vyvinutý na rodinnú epiláciu, takže jeho svetelná energia je jemnejšia a poskytuje 5 rôznych typov svetelnej energie. Zvoľte si úroveň intenzity vhodnú pre vašu farbu pleti, aby ste sa počas procesu cítili pohodlne. Nižšie uvedená porovnávacia tabuľka vám pomôže určiť vhodnú úroveň.

5. Pomocou nasledujúcej tabuľky určte, aká intenzita je vhodná pre vašu farbu pleti a vlasov.
Tip: Priložte si tabuľku na pokožku a porovnajte ich. Pomocou políčka, ktoré zodpovedá vašej farbe pleti, vyberte vhodnú intenzitu.
6. Ak počas epilácie pociťujete neprijemné pocity alebo bolesť, znížte intenzitu epilácie. Ľudia s tmavšou pokožkou absorbujú viac energie zo zariadenia a sú náchylnejší na alergie. Ľuďom s tmavšou pľeňou sa odporúča používať nižšiu úroveň. Ožarovanie môže byť horúce, ale nemalo by byť bolestivé.

Color Hair Color						
	White	Cream-Colored	Light Brown	Medium Brown	Dark Brown	Brown-Black/Darker
White Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light Gold	×	×	×	×	×	×
Dark Gold/Beige Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Dark brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Black	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×

(Poznámka: ak je políčko označené symbolom x, zariadenie nemožno použiť)

Poznámka: Ak chcete vybrať správnu úroveň intenzity, porovnajte aktuálny stav pokožky s tabuľkou.

Poznámka: Z rôznych dôvodov bude vaša pokožka reagovať rôzne v závislosti od času a situácie.

Poznámka: Bez ohľadu na farbu pleti odporúčame začať s prvým stupňom intenzity a potom postupne pridávať.

■ Test farby kože

Ak zariadenie používate prvýkrát alebo ak ste sa nedávno opálili, urobte si test farby pokožky pre každú oblasť, ktorú plánujete ožarovať. Kožný test je potrebný na určenie stupňa, ktorý bude reagovať na farbu vašej pokožky a ktorý bude pohodlný počas používania.

15. Vyberte časť kože, ktorá je súčasťou ožarovanej oblasti.

Poznámka: Nepoužívajte zariadenie v ťažko prístupných oblastiach pokožky alebo v citlivých oblastiach (členky, kosti).

16. Stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy a uistite sa, že ste nastavili prvý stupeň intenzity.

17. Zariadenie priložte vertikálne k pokožke tak, aby bol ožarovací port v kontakte s pokožkou.

18. Stlačte tlačidlo ožarovania. Zariadenie potom vydá blesk.

19. Pohybujte prístrojom po pokožke smerom k ďalšej časti, ktorú chcete epilovať.

20. Postupne zvyšujte nastavenie úrovne, vyšlite záblesk a potom intenzitu posuňte na ďalšiu úroveň. Túto operáciu zopakujte pre všetky úrovne v rámci odporúčaného rozsahu pre váš typ pleti.

21. Po každom teste skontrolujte stav kože po 2 hodinách. Ak sa nevyskytnú žiadne abnormality, napríklad začervenanie alebo opuch, môžete zariadenie naďalej používať.


INŠTRUKCIE

■ Kroky na použitie režimu prerušovaného blesku

01 / Holenie

Pomocou holiaceho strojčeka oholte chlípky v oblasti, ktorú potrebujete epilovať.


- ▲ Pokožka, ktorá nebola oholená alebo vyčistená, môže pri odstraňovaní chlípok zachytiť zlé veci.



03 / Dezinfekcia ožiarenej oblasti

Dezinfikujte ožiarený povrch vlhkým vatovým tampónom alebo vatovou tyčinkou.


- ▲ Čistenie sa vykonáva, ak zariadenie nie je zapojené do zásuvky.



02 / Zvlhčenie pokožky

Po holení môžete pokožku navlhčiť tonikom a potom začať epilovať, proces bude príjemnejší.

04 / Pripojenie k napájaniu



05 / Zapnutie zariadenia

Ak chcete zapnúť operačné okno, stlačte a podržte tlačidlo "⏻" na 3 sekundy.



07 / Porovnanie pokožky s tabuľkou, výber intenzity.

Pomocou tabuľky porovnajte farbu svojej pokožky a vyberte vhodnú úroveň intenzity. Ak je políčko označené symbolom x, zariadenie nemožno použiť na farbu vašej pokožky.

- ▲ Krátkym stlačením tlačidla  vyberte úroveň intenzity. Tmavšia pleť potrebuje nižšiu úroveň. Pri prvom použití odporúčame použiť prvú úroveň.
- ▲ Platí pravidlo: čím vyšší stupeň, tým lepší účinok odstraňovania chlpkov.



06 / Zapnutí indikátoru

Po zapnutí se zobrazí rychlostní stupeň (ve výchozím nastavení 1. rychlostní stupeň) a režim přerušovaného záblesku.

Dlouze držte tlačítko  pro zapnutí/vypnutí režimu kontinuálního záření, a pro zapnutí/vypnutí chlazení, zmákněte krátce tlačítko dvakrát.



08 / Nasadenie ochranných okuliarov

Používajte profesionálne ochranné okuliare na ochranu očí počas procesu.



09 / Odstraňovanie chlpkov a chladiaca aplikácia

Priložte výrobok vertikálne na pokožku, ktorú chcete depilovať, aby epilátor dokonale prilnul

k pokožke. Stlačením tlačidla spustíte blesk. Začnite s odstraňovaním chlpkov a zároveň použite chladenie.



10 / Starostlivosť o pokožku po epilácii

Po odstránení chlpkov použite esenciu z aloe na hydratáciu a starostlivosť o pokožku.



■ Kroky na použitie kontinuálneho ožarovania

01 / Vyberte režim

nepretržitého ožarovania

Stlačením a podržaním tlačidla blesku na 3 sekundy prepnete na režim kontinuálneho blesku.



02 / Ožarovanie a chladenie


vlasov

Po zapnutí zariadenia je predvolene nastavený režim chladenia. Stlačením a podržaním tlačidla blesku na 5 sekúnd vypnete režim zmrazenia. Ak chcete dosiahnuť bezbolestnú epiláciu, odporúčame zapnúť režim chladenia.



03 / Začnite odstraňovať chĺpky

Držte zariadenie blízko pokožky a pomaly ním pohybujte, aby ste zmenili polohu. Zariadenie sa môže automaticky rozsvietiť bez toho, aby ste museli stlačiť tlačidlo blesku. Opätovným dlhým stlačením tlačidla blesku ukončíte nepretržitý záblesk a prejdete do režimu prerušovaného záblesku.



- ▲ Epilátor sa vypne po 5 minútach nečinnosti vo všetkých režimoch.


STAROSTLIVOSŤ O PLEŤ

- Ak pokožka po odstránení chlčkov svetelným žiarením sčervená, použite na ošetrovanie režim ošetrovania. Odporúča sa vyhnúť sa kontaktu s vodou do 6 hodín po odstránení chlčkov.
- Po odstránení chlčkov nepoužívajte parfumy, masky ani kozmetiku obsahujúcu exfoliačné perličky.
- Počas 24 hodín po odstránení chlčkov sa vyhnite vystaveniu ultrafialovému žiareniu. V prípade potreby použite opaľovací krém.
- Ak máte akékoľvek problémy, poraďte sa so svojím lekárom.
- Opálenie môže spôsobiť stmavnutie alebo spálenie povrchu kože. Epilácia intenzívnym pulzným svetlom môže spôsobiť začervenanie, opuch, zápal atď. Preto odporúčame vyhýbať sa opaľovaniu počas obdobia, keď sa pravidelne epilujete.
- Počas cieleného odstraňovania chlčkov nie je povolené používať umelé svetlo na opálenie pokožky.

Poznámka: Aj keď dodržíte všetky pokyny, môže sa vyskytnúť kožná reakcia. V takom prípade prestaňte toto zariadenie používať a kontaktujte predajcu.

Odporúčané trvanie činnosti

Opakujte 3-krát
týždenne počas 1.-
4. týždňa
5.-8. týždeň,
používajte 2 krát
týždenne.
8.-12. týždeň
opakujte 1x
týždenne



- ▲ Používajte viackrát v závislosti od rastu vlasov. V prípade hustých vlasov je vhodné intenzitu primerane zvýšiť. Každý jednotliviec si vyberie vhodné prostredie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Skladovanie a preprava

Na dosiahnutie najlepších výsledkov a dlhej životnosti výrobku je potrebné zariadenie čistiť pred a po použití a v prípade potreby aj počas samotnej epilácie. Ak sa zariadenie priebežne nečistí, jeho funkcie môžu byť nedostatočné.



- Skontrolujte prístroj, najmä hlavu a časti tela. Uistite sa, že sú všetky časti čisté.
 - Prístroj a jeho časti nečistite pod tečúcou vodou ani v umývačke riadu.
 - Na čistenie výrobku nepoužívajte drôtenú tkaninu, abrazívne čistiace prostriedky (zubnú pastu) ani korozívne kvapaliny (benzín, motorový olej, acetón atď.).
- Poznámka: Ak je hlava tak znečistená, že sa nedá vyčistiť, prestaňte zariadenie používať.



- Vypnite spotrebič, odpojte ho od elektrickej zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Ožarovací port sa počas používania prístroja zahrieva. Pred čistením sa uistite, že vychladol.
- V prípade potreby vyčistite vonkajšiu časť prístroja handričkou.
- Navlhčite handričku niekoľkými kvapkami vody a potom ňou vyčistite okienko blesku.

Poznámka: Ak čistenie prístroja čistou vodou neprinesie požadované výsledky, môžete použiť vysoko koncentrovaný alkohol (najviac 96 %).

Ochrana prírodného prostredia



Pri likvidácii výrobku ho nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, ale odneste ho do určeného recyklačného strediska. Likvidujte odpad s ohľadom na životné prostredie.

Elektromagnetické polia (EMP)

Tento výrobok spĺňa všetky platné normy a predpisy týkajúce sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

ZÁKLAD ODSTRAŇOVANIA CHĺPKOV

Pred použitím strojčka oholte všetky viditeľné chĺpky na všetkých častiach a potom navlhčite epilovanú oblasť tonizujúcim uterákom, aby ste predišli nepríjemným pocitom spôsobeným suchou pokožkou.

■ Základňa na odstraňovanie chĺpkov

Ak používate epilátor s ostrým ožarovačom, dodržiavajte nasledujúce body.

- Odstraňovanie chĺpkov v podpazuší
 - ❖ Pred depiláciou si očistite pokožku od antiperspirantu, parfumu, krému a iných kozmetických prípravkov.
 - ❖ Tam, kde je pokožka ovisnutá, ju prstami napnite a potom depilujte. Bežný je mierny pocit pálenia.

- Odstraňovanie chĺpkov v oblasti bikín
 - ❖ V oblastiach s vyššou pigmentáciou, a teda tmavšou pokožkou, použite zariadenie najprv v prvej fáze.

- Epilácia rúk a nôh
 - ❖ Je normálne, že kosti, jamky a hrboly sú náchylnejšie k začervenaniu a bolesti ako iné časti.

- ▲ Nepoužívajte na miestach uvedených nižšie:

Miesta popálenín a tmavej pokožky, očné viečka, oči, okolie očí, čelo a znamienka, obočie, vlasy a spáleniny od slnka.

 - ❖ Po epilácii sa 24 hodín vyhýbajte miestam s ultrafialovým svetlom, aby ste predišli spáleniu.
 - ❖ Dávajte pozor, aby ste sa nepozerali priamo do blesku.

MOŽNÉ NÁSLEDKY

Nežiaduce účinky

- Červená alebo mierne svrbivá či teplá pokožka je normálny jav, ktorý je pre telo neškodný a čoskoro zmizne.
- Reakcia pokožky po epilácii sa na krátky čas podobá pokožke vystavenej slnku. Ak tieto príznaky neustúpia do 48 hodín, odporúča sa konzultácia s lekárom.
- Holenie a epilácia spoločne vysušujú pokožku a majú dráždivý účinok. Podráždená pokožka môže zhoršiť reakciu na epiláciu. O svoju pokožku sa môžete starať pomocou chladiacej funkcie alebo po 24 hodinách môžete použiť jemný a nedráždivý hydratačný krém.

Zriedkavé vedľajšie účinky

9. Popáleniny, silné začervenanie a nadúvanie: tieto reakcie sú zriedkavé a zvyčajne sú spôsobené použitím svetla, ktoré je príliš silné pre vašu farbu pleti. Ak tieto reakcie nezmiznú do troch dní, odporúčame vyhľadať lekára. Pred ďalšou epiláciou počkajte, kým sa pokožka nezahojí, a nezabudnite použiť svetlo s nižšou intenzitou.
10. Zmena farby kože: tento jav je zriedkavý. Zmenené sfarbenie holene sa zvyčajne javí tmavšie alebo svetlejšie ako okolie. Dôvodom je príliš vysoká intenzita svetla použitá pre farbu pleti.
11. Kožné infekcie a zápal: sú zriedkavé a môžu byť spôsobené zarastajúcimi chlpkami alebo používaním epilátora na miestach s ranami po holení, rezmi a existujúcimi ranami.
12. Extrémna bolesť: môže sa vyskytnúť, ak používate tento výrobok na neholenú pokožku; intenzita svetla, ktoré používate, je príliš vysoká pre farbu vašej pokožky; mnohokrát žmurkáte v rovnakej polohe; používate tento výrobok na otvorené rany, zápal, infekcie, tetovanie alebo popáleniny, táto reakcia sa môže vyskytnúť počas epilácie alebo po nej.

PROBLÉMY

Táto kapitola opisuje problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť pri používaní tohto produktu. Ak sa vám nepodarí vyriešiť problém podľa tabuľky, obráťte sa na svojho predajcu.

Problém	Možný dôvod	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Zariadenie nie je pripojené.	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené.
Zariadenie nevyžaruje svetlo.	Teplota hlavy zariadenia alebo pokožky používateľa je príliš vysoká alebo je hlava príliš blízko pokožky.	Pred použitím počkajte, kým zariadenie prirodzene vychladne.
Indikátor sa nezapne.	Zariadenie je zlé.	Skontrolujte, či napájanie funguje správne. Stroj okamžite opravte alebo vymeňte.
Vzniká zvláštny zápach a časti chĺpkov sú červené.	Filter je špinavý a znečistený a zanecháva na pokožke chĺpky.	Filter utrite, aby ste sa zbavili chĺpkov a znížili intenzitu svetla.
Bolesť spôsobená pri odstraňovaní chĺpkov je neznesiteľná.	Oblasť, ktorá sa má epilovať, sa neholí.	Pred použitím prístroja si oblasť dôkladne oholte. Ak holenie spôsobuje podráždenie pokožky, skráťte ju na čo najkratšiu dĺžku.
	Výrobok nie je vhodný pre oblasť pokožky.	Prístroj nepoužívajte na vnútorné pysky, vagínu, konečník, bradavky a areolu. Muži by nemali používať tento výrobok na tvár a oblasť mieška
	Intenzita žiarenia je príliš vysoká.	Znížte intenzitu žiarenia na príjemnú úroveň.
	Ožarovací port je poškodený.	Zariadenie okamžite opravte alebo vymeňte.
Po depilácii voskom je časť pokožky červená.	Mierne začervenanie je normálne, pre telo neškodné a rýchlo ustúpi.	Na upokojenie pokožky použite gél z aloe vera alebo ľadovú čiapku.
Epilácia vlasov nie je dostatočná.	Intenzita ožarovania je pre danú oblasť príliš nízka.	Pri ďalšom pokuse zvoľte vyššiu intenzitu.
	Oblasť susediaca s predtým ožiarenou oblasťou nebola osvetlená bleskom.	Záblesky by ste mali vysielat' v oblastiach blízko seba a oblasti zábleskov by sa mali prekrývať.
	Zariadenie nereaguje na farbu vašich vlasov.	Ak sú vaše chĺpky blond, sivé, červené alebo biele, zariadenie na ne nebude reagovať.
	Nedostatočná frekvencia používania tohto zariadenia.	Ak sú vaše chĺpky blond, sivé, červené alebo biele, odporúčame dodržiavať plán epilácie.
	Reakcia vašej pokožky na ožiarenie je pomalá.	Epilácia by sa mala vykonávať najmenej 6 mesiacov, aby sa zabránilo rastu nových chĺpkov.

Počas používania sa zariadenie zahrieva a namáča.	Môže byť spôsobené dlhodobým používaním zariadenia.	Pred ďalším použitím zariadenie vypnite a nechajte ho úplne vychladnúť.
---	---	---



NURSENSE IPL Epilátor

Felhasználói kézikönyv

Használat előtt alaposan olvassa el a kézikönyvet, majd tárolja biztonságos helyen. A felhasznált forgalmak csak szemléltető célokat szolgálnak.

G15 modell

TARTALOM

<u>Biztonsági intézkedések</u>	76
<u>Termékszerkezet</u>	81
<u>Tartozékok</u>	83
<u>Termékparaméterek</u>	83
<u>Használat előtti előkészítés</u>	84
<u>Útmutató</u>	85
<u>A redő ápolása</u>	90
<u>Tisztítás és karbantartás</u>	91
<u>A szőrtelenítés alapja</u>	93
<u>Lehetséges hatások</u>	94
<u>Problémák</u>	94

Termékjellemzők

A termék többek között innovatív hűtési technológiát tartalmaz. A félvezető hűtési technológia és az integrált hűtési technológia kombinációja megszabadítja Önt a klasszikus szőrtelenítési folyamat során jelentkező égő érzéstől. Az egyedülálló hűtési technológia gyorsan megnyugtatja a bőrt, csökkenti a bőrirritációt és kényelmes és fájdalommentes epilálást biztosít.

- A hűtési technológiának köszönhetően az egész szőrtelenítési folyamat kellemesebb, és elkerülhető az égő érzés.

A hűtési technológia lehetővé teszi a biztonságos és kellemes érzésű, fájdalommentes epilálást.

A szőr eltávolításakor a hűtés a bőrrel érintkezve elérheti a 10°C-os hőmérsékletet, ami hatékonyan hűti a bőrt, és így elkerülhető a bőr égése.

- Az intenzív impulzusfény-technológiát gyakran alkalmazzák a háztartási szőrtelenítő készülékekben.

Cégünk az Intenzív Pulzusfény (IPL) technológiát használja, amely a piacon a leghatékonyabb módja a folyamatos szőrszálak regenerálódásának korlátozására. Az évek során bőrszakértőkkel szorosan együttműködve tökéletesítettük ezt az otthoni környezetre kifejlesztett optikai technológiát. A szőrtelenítő készülék fénye lágy, a besugárzás kényelmes és hatékony, és a fény intenzitása miatt az emberek nagyon jól érzik magukat. Többszöri használat után a felesleges szőrzet végül teljesen leáll.

- Hosszú élettartamú, egyrészes besugárzófej-tartó

Ez a készülék beépített, hosszú élettartamú fejtartóval rendelkezik, amelyet nem kell cserélni, és több szőrtelenítési területre alkalmas, például arcra, ajakszőrzetre, hónaljszőrzetre, bikinivonalra, karokra, lábakra stb..

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Bőre legjobb ápolása érdekében olvassa el alaposan ezt a fejezetet.

- A készülék használata előtt ne kenje be a bőrét géllal vagy más kozmetikai termékkel (például aloe verával).
- Használja a készüléket a jelen kézikönyvben található utasításoknak megfelelően.
- Olvassa el alaposan a kézikönyvet, és őrizze meg a későbbi használatra.
- Ha bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a márkakereskedőjéhez.



VESZÉLY

A helytelen kezelés a fogyasztó károsodásához vezethet..



MEGJEGYZÉS

A helytelen kezelés veszélyt okozhat



LEGYEN ÓVATOS

A helytelen kezelés a fogyasztó károsodásához vagy a készülék megsemmisüléséhez vezethet..



VESZÉLYES

- ⊗ **FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó, mosogató vagy más vizet tartalmazó tárgyak közelében. Tartsa a készüléket és az adaptert szárazon.
- ⊗ Ha a készülék sérült, ne használja. Elkerülheti az áramütést.
- ⊗ Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékbe.
- ⊗ Ne használja a készüléket a szeme közelében, használat közben viseljen védőszemüveget. Ha azonban a műszert a szeme közelében használja, a védőszemüveg nem tudja garantálni a kimenő energia teljes blokkolását, és a fényt a szeme elnyeli.
- ⊗ Javasoljuk, hogy a készülék használatakor mindig viseljen védőszemüveget. Bár a készülék fénye nem közvetlenül a szemére irányul, a ragyogás mégis hatással van a szemére.
- ⊗ Ha a hátsó szőrtelenítést vagy a hűtőfunkciót kell alkalmaznia, akkor egy másik személy segítségére lesz szüksége. Ellenkező esetben megsérülhet.
- ⊗ Ha a szőrszálak 1 mm-nél hosszabbak, borotválja le őket epilálás előtt. Javasoljuk, hogy használjon borotvát. A bőr túlzott hőfelvétele bőrpírt, duzzanatot vagy hajhullást okozhat.
- ⊗ Ha a készülékkel besugározni kívánt terület nem tiszta és száraz, ez befolyásolhatja az epilálás minőségét, a készülék ilyen körülmények között nem is reagálhat a bőrre.
- ⊗ Nagyon vigyázzon a 15 év alatti gyermekekre, akik érintkezésbe kerülhetnek a készülékkel.
- ⊗ Tartsa a készüléket 15 év alatti gyermekek elől elzárva.

- ⊗ Használjon különböző intenzitást a test különböző részein. A bőr színe a különböző testrészeken nem egyforma.
- ⊗ Ha a tápegység megsérül, azt a gyártó által felhatalmazott szakembernek kell kicserélnie.

! MEGJEGYZÉSEK

- ! Ne használjon izzadásgátlót közvetlenül epilálás után.
- ! Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a besugárzófejet a szennyeződésektől. Ez megakadályozhatja a készülék sérülését és a bőr leforrzását.
- ! Ne helyezze a besugárzófejet olyan tárgyak közelébe, amelyek könnyen demagnetizálhatók, ezzel elkerülheti a készülék károsodását.
- ! Ne használja a készüléket, ha a szelep eltömődött. Ez füstölést vagy akár tüzet is okozhat a készülékben.
- ! Ne érintsen meg fekete tárgyakat a besugárzónyílással. A készülék nem tud megfelelően működni.
- ! Ne sugározza be a ruházatot, haját vagy más tárgyakat.
- ! Ne használja a készüléket állatokon. Sérülést okozhat nekik.
- ! Ne használja a készüléket a szem környékén, sérülést okozhat magának.
- ! Használat után törölje le az epilátorhoz csatlakoztatott haj- és bőrápolási termékeket, hogy elkerülje a törést és a bőr sérülését.
- ! Ne használja a készüléket, ha gyermekek vannak a közelben. A készülék erős fényt bocsát ki, és szemsérülést okozhat.
- ! Válassza ki a megfelelő intenzitási szintet a bőrszínétől függően. Első használatkor mindenképpen állítsa a szintet 1-re.
- ! Bőre enyhén kipirosodik, ami normális jelenség, és a hűtőfunkció bekapcsolásával enyhíthető.
- ! Ne hagyja felügyelet nélkül a gépet, ha az be van kapcsolva. Használat után kapcsolja ki a készüléket.
- ! Használat előtt győződjön meg róla, hogy a bőr tiszta, zsírtalanított és a szőrszálak alaposan leborotválva.
- ! Ha a környezeti hőmérséklet 20°C-kal változik (alacsony hőmérsékletről magas hőmérsékletre), kapcsolja ki a készüléket, hagyja kikapcsolva 2 órán át, majd kapcsolja be újra.

- ❗ Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében (beleértve a sprinklereket, szivattyúállomásokat), amelyek könnyen tüzet, áramütést és egyéb veszélyeket okozhatnak.
- ❗ Használat után ne érintse meg a fénykimenetet, mivel a fénykimenet magas hőmérsékletet termel, ami könnyen égési sérüléseket okozhat.
- ❗ Az expozíciót követő 24 órán belül kerülje a közvetlen ultraibolya sugárzást.
- ❗ Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek vagy páratartalomnak. Ez károsíthatja vagy tönkretelheti a készüléket.
- ❗ Ne használja a beépített ventilátort, ha a tápegység bekapcsolása után nem működik (nincs buszhang). Parázslás és tűzveszély.

Ne használja a következő esetekben:

- Ne használja, ha terhes vagy szoptat, ha menstruál, ha cukorbeteg, vagy ha érzékeny a bőre.
- Ne használja, ha súlyos szívbetegsége, mérsékelt vagy súlyos magas vérnyomása, rosszindulatú daganatos betegsége, folliculitis, fertőző bőrgyulladás, bőregés, véralvadásgátló rendellenesség van.
- Tilos a készüléket olyan személyeknél használni, akiknek rendellenes a kollagén anyagcseréje, beleértve a hegesedést és a rossz sebgyógyulást.
- Amennyiben Ön érrendszeri betegségben szenved.
- Ne használja olyan területeken, ahol visszér és tágult erek vannak.
- Ne használja, ha bőre fényérzékeny, kiütésekre vagy allergiára hajlamos.
- Ne használja, ha a besugárzás helyén fertőzés, egyszerű herpesz, bőrelváltozás, vérömleny stb. van.
- Ne használja immunbetegségek (beleértve a HIV-fertőzést, lupus erythematosus, dysphagia, stb.,) elnyomására.
- Az izotretinoin, (AHA), (szalicilsav, (BHA) vagy azelainsav helyi alkalmazása tilos minden vérzési rendellenességben szenvedő betegnél..
- Azok számára, akik 30 napon belül használtak kémiai epilálást, rövid időn belül fehéritő termékeket vagy An-vitamint tartalmazó kozmetikumokat.
- Ne használja egyidejűleg illóolajokkal. Győződjön meg róla, hogy a besugárzott terület bőre tiszta, száraz és mentes a krémektől, kenőanyagoktól vagy más kozmetikai termékektől.
- Ha a bőrfelület nem tiszta és száraz, az befolyásolhatja a végső hatást, és akár károsíthatja a készüléket.

- Tilos a készülék használata aszpirin, pszichiátriai gyógyszerek, izotretinoin és egyéb gyógyszerek szedése mellett.
- Nem ajánlott a készülék használata, ha Ön nemrégiben fényérzékeny gyógyszereket (pl. tetraciklin, szulfonamidok stb.) szedett.
- Fénykárosodás (leégés) Ne használja érzékeny részekben, például nyálkahártyákon.
- Tilos ezt a terméket olyan sebek körül használni, amelyek nem teljesen gyógyultak be.
- Nem ajánlott a hirsutizmus és más betegségek által érintett bőrön való használat.
- Ha fájdalomcsillapítót szed, használja a készüléket fokozott óvatossággal, mivel a gyógyszerek csökkentik a hőérzékenységet. Javasoljuk, hogy a készüléket a gyógyszer hatásának elmúlása után használja.
- Ha az Ön bőrszíne nem megfelelő a táblázat szerint, ne használja a készüléket.

■ Ne használja a készüléket a felsorolt testrészekben vagy a felsorolt helyzetekben.

- | | |
|---|---|
| 38. A szájbán, az ajkakon, a nemi szerveken, a nyálkahártyákon stb. | 44. Szemöldök, haj, homlok |
| 39. Működtetett területek, implantátumok | 45. Füle |
| 40. Szem, szemhéj, szemkörnyék | 46. Áll és mellbimbó |
| 41. Fej | 47. A köldök belsejében |
| 42. Libabőr és akne terület | 48. Nagy vénák |
| 43. Pattanások és anyajegyek | 49. Tetoválások és egyéb festett testrészek |


(Megjegyzés: ez a lista nem teljes. Ha nem biztos benne, hogy használhatja-e ezt a készüléket, javasoljuk, hogy konzultáljon orvosával.)



VIGYÁZZON VIGYÁZATOSAN



Ne használja a készüléket természetesen sötét bőrön



Ne tegye ki az epilált bőrt közvetlen napfénynek a készülék használata előtt vagy után.



Tilos a készüléket sötét környezetben használni.



A készülék használata közben viseljen védőszemüveget.



Először borotválja meg alaposan az epilálandó területet (ne használjon kémiai szőrtelenítési módszereket).



A készülék első használata előtt győződjön meg róla, hogy az 1. intenzitási szintre van állítva.




Ne használja a készüléket közvetlen napfényben.



Kerülje a készülék ütközését vagy rázkódását..

Az alkatrészek neve

- 1) Besugárzási ablak
- 2) Be/ki gomb
- 3) gomb (besugárzás/automatikus besugárzás, hűtés)
- 4) Kijelző
- 5) DC vonalcsatlakozó




Display

- 1) A villanások száma
- 2) Hűtés szimbólum
- 3) A besugárzás folytatásának szimbóluma
- 4) Energiamennyiség szimbólum

(1-5 szintek, minél magasabb a szám, annál nagyobb az intenzitás)


Szigorúan tilos a levegő be- és kimeneti nyílását bármilyen tárggyal elzárni. Ez komoly károkat okozhat a készülékben.

A termék szerkezete



Az alkatrészek neve

- 1) Levegőellátás
- 2) Légekvezetés
- 3) Egyenáram
- 4) Adapter



TARTOZÉKOK

Szőrtelenítő x 1

Adapter x 1

Egyenáram x 1



TERMÉKPARAMÉTEREK

Termék neve	NURSENSE G15 IPL Epilátor
A termék méretei	185 X 69 X 58 mm
Súly	217.3 g
Bemenet	12 V = 3 A
Kimenet	36 W
Fénykibocsátó terület	3.36 cm ²
Támogatás intenzitása	5 választható szint

HASZNÁLAT ELŐTTI ELŐKÉSZÍTÉS



- Alaposan tisztítsa meg a bőrt, és győződjön meg róla, hogy a terület megfelelően borotvált, teljesen száraz és zsírtalanított (parfümtől, testápolótól, testápolótól, naptejtől stb.).
- Győződjön meg róla, hogy a készülék fején nincs szennyeződés, például por vagy hajmaradványok, és ellenőrizze azt is, hogy nem sérült-e valamelyik alkatrész. Ha piszkos, tisztítsa meg, hogy elkerülje a készülék károsodását és a bőrproblémákat.
- Használat előtt ne vigyen fel semmilyen gélt vagy kozmetikai terméket (aloe vera gélt stb.) a bőrre.

Sugárzási intenzitás beállítása

Ezt a terméket kifejezetten családi epilálásra fejlesztették ki, így fényenergiája kíméletesebb, és 5 különböző típusú fényenergiát biztosít. Válassza ki a bőrszínének megfelelő intenzitási szintet, hogy kényelmesen érezze magát a folyamat során. Az alábbi ajánlott bőr összehasonlító táblázat segít a megfelelő szint meghatározásában.

7. Az alábbi táblázat segítségével határozza meg, hogy milyen intenzitású a bőr- és hajszínének megfelelő.

Tipp: Helyezze a táblázatot a bőrre, és hasonlítsa össze őket. Használja a bőrszínének megfelelő mezőt a megfelelő intenzitás kiválasztásához.

8. Ha epilálás közben kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztal, csökkentse az intenzitást. A sötétebb bőrű emberek több energiát vesznek fel a készülékből, és hajlamosabbak az allergiára. A sötétebb bőrűeknek alacsonyabb szint használata ajánlott. A sugárzás forró lehet, de nem lehet fájdalmas.

Color Hair Color						
	White	Cream-Colored	Light Brown	Medium Brown	Dark Brown	Brown-Black/Darker
White Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light Gold	×	×	×	×	×	×
Dark Gold/Beige Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Dark brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Black	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×

(Megjegyzés: ha a négyzetben egy x van jelölve, az eszköz nem alkalmazható.)

Megjegyzés: A megfelelő intenzitási szint kiválasztásához hasonlítsa össze a bőr aktuális állapotát a táblázatban szereplő értékekkel.

Megjegyzés: Különböző okok miatt a bőrdöd időtől és helyzettől függően másképp reagál.

Megjegyzés: Bőrszíntől függetlenül javasoljuk, hogy az első intenzitási szinttel kezdje, majd fokozatosan növelje.

Bőrszínteszt

Ha először használja a készüléket, vagy ha nemrégiben barnult le, végezzen bőrszíntesztet minden egyes besugárzandó területen. A bőrpróba szükséges annak meghatározásához, hogy milyen mértékben reagáljon az Ön bőrszínére, és hogy kényelmes legyen a használat során.

22. 1. Válassza ki a bőr azon részét, amely a besugárzott terület részét képezi.

Megjegyzés: Ne használja a készüléket a bőr nehezen hozzáférhető területein vagy érzékeny területeken (boka, csontok).

23. Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, és győződjön meg róla, hogy az első intenzitási szintet állította be.

24. Helyezze a készüléket függőlegesen a bőréhez úgy, hogy a besugárzónyílás érintkezzen a bőrrel.

25. Nyomja meg a besugárzás gombot. Ezután a készülék villanást bocsát ki.

26. Mozgassa a készüléket a bőrén a következő epilálni kívánt rész felé.

27. Fokozatosan növelje a szintbeállítást, adjon ki egy villanást, majd állítsa át az intenzitást a következő szintre. Ismételje meg ezt a műveletet a bőrtípusának ajánlott tartományon belüli összes szintre.

28. A bőrpróbát követően 2 óra múlva ellenőrizze a bőr állapotát. Ha nincs rendellenesség, például bőrpír vagy duzzanat, akkor továbbra is használhatja a készüléket.

ÚTMUTATÓ

A szakaszos vaku üzemmód használatának lépései

01 / Borotválkozás

Használja a borotvát az epilálendő terület szőrzetének leborotválásához.


- ▲ A nem borotvált vagy nem tisztított bőr a szőrtelenítés során rossz dolgokat foghat meg.



03 / A besugárzott terület fertőtlenítése

Fertőtlenítse a besugárzott felületet nedves vattakoronggal vagy vattakoronggal.


- ▲ A tisztítás akkor történik, ha a készülék nincs csatlakoztatva a konnektorhoz.



02 / A bőr nedvesítése

Borotválkozás után nedvesítse meg bőrét tonikkal, majd kezdje el az epilálást, a folyamat kellemesebb lesz.

04 / Csatlakozás a tápegységhez



05 / A készülék bekapcsolása

A kezelőablak bekapcsolásához tartsa lenyomva

a "⏻" gombot 3 másodpercig.



07 / Bőr összehasonlítása a táblázattal, intenzitás kiválasztása.

Használja a táblázatot bőrszínének összehasonlításához, hogy kiválaszthassa a megfelelő intenzitási szintet. Ha a négyzetben egy x van jelölve, a készülék nem alkalmazható az Ön bőrszínére..

- ▲ Nyomja meg röviden a gombot "❖" az intenzitási szint kiválasztásához. Sötétebb bőrűeknek alacsonyabb szintre van szükségük. Első használatra az első szintet javasoljuk.
- ▲ Az ökölszabály a következő: minél magasabb a fokozat, annál jobb a szőrtelenítő hatás..



06 / A kijelző bekapcsolása

Bekapcsoláskor megjelenik a sebességfokozat (alapértelmezés szerint az 1. sebességfokozat) és az időszakos villogási mód.

A folyamatos sugárzási üzemmód "❖❖❖" be/ki kapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a gombot, a hűtés be/ki kapcsolásához pedig nyomja meg kétszer röviden a gombot.



08 / Védőszemüveg felhelyezése


Viseljen professzionális védőszemüveget, hogy megvédje szemét a folyamat során..



09 / Szőrtelenítés és hűtés alkalmazása


Helyezze a terméket függőlegesen az epilálandó bőrre, hogy az epilátor tökéletesen tapadjon a

bőrhöz. Nyomja meg a gombot a vaku elindításához. Kezdje el a szőrtelenítést és egyidejűleg alkalmazzon hűtést.



10 / Bőrápolás epilálás után

Szőrtelenítés után alkalmazzon aloe esszenciát, hogy hidratálja és ápolja a bőrt.



A folyamatos besugárzás alkalmazásának lépései

01 / Folyamatos besugárzási mód kiválasztása

Váltson folyamatos vaku üzemmódra a vaku gomb 3 másodpercig történő nyomva tartásával.




02 / Haj besugárzás és hűtés

A készülék bekapcsolásakor alapértelmezés szerint a hűtési üzemmód van beállítva. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vaku gombot 5 másodpercig a fagyasztási pont üzemmód kikapcsolásához. A fájdalommentes epilálás érdekében javasoljuk, hogy kapcsolja be a hűtő üzemmódot.



03 / Kezdje el a szőr eltávolítását

Tartsa a készüléket a bőrhez közel, és lassan mozgatva változtassa a pozícióját. A készülék automatikusan világíthat anélkül, hogy meg kellene nyomnia a vaku gombot. Nyomja meg ismét hosszan a vaku gombot a folyamatos vakuzás befejezéséhez és a szakaszos vaku üzemmódba lépéshez..



▲ Az epilátor minden üzemmódban 5 perc inaktivitás után kikapcsol..


A REDŐ ÁPOLÁSA

- Ha a bőr a fénysugárzással történő szőrtelenítés után kipirosodik, használja a kezelési módot a kezeléshez. A szőrtelenítést követő 6 órán belül ajánlott kerülni a vízzel való érintkezést.
- Szőrtelenítés után ne használjon parfümöket, maszkokat vagy hámlasztó gyöngyöket tartalmazó kozmetikumokat.
- A szőrtelenítést követő 24 órán belül kerülje az ultraibolya sugárzásnak való kitettséget. Szükség esetén használjon naptejet.
- Ha bármilyen problémája van, forduljon orvosához.
- A barnítás a bőrfelület sötétedését vagy égését okozhatja. Az intenzív impulzusfénnel történő epilálás bőrpírt, duzzanatot, gyulladást stb. okozhat. Ezért javasoljuk, hogy kerülje a barnulást abban az időszakban, amikor rendszeresen epilál.
- A célzott szőrtelenítés ideje alatt a bőr barnítására mesterséges fény használata nem megengedett.

Megjegyzés: Még akkor is előfordulhat bőrreakció, ha betartja az összes utasítást. Ebben az esetben hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a kereskedőhöz.

Ajánlott hatástartam

Ismételje meg
hetente 3-szor az
1-4. héten.
5-8. hét, hetente 2
alkalommal.
8-12. hét ismétlés
1x hetente



- ▲ A haj növekedésétől függően többször használja. Vastag haj esetén célszerű arányosan növelni az intenzitást. Minden egyén kiválasztja a megfelelő beállítást.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Tárolás és szállítás

A legjobb eredmény és a termék hosszú élettartama érdekében a készüléket használat előtt és után, illetve szükség esetén az epilálás során is meg kell tisztítani. Ha a készüléket nem tisztítják folyamatosan, a funkciói elégtelenek lehetnek.



- Ellenőrizze a műszert, különösen a fejet és a testrészeket. Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész tiszta.
- Ne tisztítsa a készüléket és alkatrészeit folyó víz alatt vagy mosogatógépben.
- A termék tisztításához ne használjon drótszövetet, súrolószereket (fogkrém) vagy maró hatású folyadékokat (benzin, motorolaj, aceton stb.)

Megjegyzés: Ha a fej annyira szennyezett, hogy nem lehet megtisztítani, hagyja abba a készülék használatát.



- Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a konnektorból, és hagyja, hogy a készülék lehűljön.
- A besugárzónyílás a műszer használata közben felforrósodik. Tisztítás előtt győződjön meg róla, hogy lehűlt.
- Ha szükséges, tisztítsa meg a készülék külsejét egy ronggyal.
- Nedvesítse meg a ruhát néhány csepp vízzel, majd tisztítsa meg vele a vaku ablakát.

Megjegyzés: Ha a műszer sima vízzel történő tisztítása nem hozza meg a kívánt eredményt, használhat magas koncentrációjú (legfeljebb 96%-os) alkoholt.

A természeti környezet védelme



A termék ártalmatlanításakor ne a normál kommunális hulladékkal együtt dobja ki, hanem vigye el egy kijelölt újrahasznosító központba. A hulladékok környezetkímélő ártalmatlanítása.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez a termék megfelel az elektromágneses mezőknek való kitettségére vonatkozó valamennyi vonatkozó szabványnak és előírásnak.

A SZÖRTELENÍTÉS ALAPJA

A gép használata előtt borotváljon le minden látható szőrszálat minden részen, majd nedvesítse meg az epilált területet egy tonizáló törülközővel, hogy megelőzze a száraz bőr okozta kellemetlenségeket..

Szőrtelenítő alap

Ha éles besugárzóval ellátott epilátort használ, kérjük, kövesse a következő pontokat.

- Szőrtelenítés a hónaljban
 - ❖ Gyantázás előtt tisztítsa meg bőrét az izzadásgátlótól, parfümtől, krémtől és egyéb kozmetikumtól.
 - ❖ Ahol a bőr megereszkedett, ujjával húzza meg, majd szőrtelenítse. Enyhe égő érzés gyakori.

- Szőrtelenítés a bikini területen
 - ❖ A magasabb pigmentációjú és ezért sötétebb bőrű területeken használja a készüléket először az első szakaszhoz.

- A kezek és lábak szőrtelenítése
 - ❖ Normális, hogy a csontok, gödrök és dudorok hajlamosabbak a bőrpírra és fájdalomra, mint más részek.

- ▲ Ne használja az alább felsorolt területeken:
Égési sérülések és sötét bőrfelületek, szemhéjak, szemek, szem körüli területek, homlok és anyajegyek, szemöldök, haj és leégés.

- ❖ A szőrtelenítés után 24 órán át kerülje az ultraibolya fényt tartalmazó területeket, hogy elkerülje a leégést.
- ❖ Vigyázzunk, hogy ne nézzünk közvetlenül a villámba.

LEHETSÉGES HATÁSOK

Mellékhatások

- A vörös vagy enyhén viszkető vagy meleg bőr normális jelenség, amely ártalmatlan a szervezetre nézve, és hamarosan elmúlik.
- Az epilálás utáni bőrreakció rövid ideig a napozásnak kitett bőrre hasonlít. Ha ezek a tünetek 48 órán belül nem szűnnek meg, ajánlott orvoshoz fordulni.
- A borotválkozás és az epilálás együttesen szárítja a bőrt és irritáló hatású. Az irritált bőr ronthatja az epilálásra adott reakciót. Bőrét a hűtő funkcióval ápolhatja, vagy 24 óra elteltével gyengéd és nem irritáló hidratáló krémet használhat.

Ritka mellékhatások

13. Égési sérülések, súlyos bőrpír és puffadás: ezek a reakciók ritkák, és általában az Ön bőrszínéhez túl erős fény használata okozza őket. Ha ezek a reakciók három napon belül nem szűnnek meg, javasoljuk, hogy forduljon orvoshoz. Várja meg, amíg a bőre begyógyul, mielőtt újra epilálna, és mindenképpen alacsonyabb intenzitású fényt használjon.
14. Bőrelszíneződés: ez a jelenség ritka. A sáncsont elszíneződése általában sötétebb vagy világosabb, mint a környező terület. Ez azért van, mert az alkalmazott fényintenzitás túl magas a bőrszínhez képest.
15. Bőrfertőzések és gyulladások: ezek ritkán fordulnak elő, és a benőtt szőrszálak okozhatják, vagy ha az epilátort borotválkozási sebek, vágások és meglévő sebek területén használják.
16. Extrém fájdalom: előfordulhat, ha ezt a terméket borotvátlan bőrön használja; az Ön bőrszínéhez képest túl nagy intenzitású fényt használ; sokszor pislog ugyanabban a helyzetben; nyílt sebek, gyulladások, fertőzések, tetoválások vagy égési sérülések esetén használja ezt a terméket, ez a reakció szőrtelenítés közben vagy után jelentkezhet.

PROBLÉMÁK

Ez a fejezet a termék használata során felmerülő problémákat írja le. Ha nem tudja a problémát a táblázatban leírtak szerint megoldani, forduljon a márkakereskedőhöz.

A probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem kapcsolható be.	A készülék nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a készülék megfelelően van-e csatlakoztatva.
A készülék nem bocsát ki fényt.	A készülék fejének vagy a felhasználó bőrének hőmérséklete túl magas, vagy a fej túl közel van a bőrhöz.	Használat előtt várja meg, amíg a gép természetes módon lehűl.
A kijelző nem kapcsol be.	A készülék rossz.	Ellenőrizze, hogy a tápegység megfelelően működik-e. Azonnal javítsa meg vagy cserélje ki a gépet.
Furcsa szag keletkezik, és a szőrszálak egyes részei vörösre színeződnek.	A szűrő piszkos és szennyezett, és szőrszálakat hagy a bőrön.	Törölje le a szűrőt, hogy megszabaduljon a szőrszálaktól és csökkentse a fényerősséget.
A szőrtelenítés során okozott fájdalom elviselhetetlen.	Az epilálendő területet nem borotválják.	A készülék használata előtt borotválja meg alaposan a területet. Ha a borotválkozás bőrirritációt okoz, vágja a szőrt a lehető legrövidebbre.
	A termék nem alkalmas a bőrfelületre.	Ne használja a készüléket a belső szeméremajkakon, a hüvelyben, a végbélnyíláson, a mellbimbókon és az areolán. Férfiak nem használhatják ezt a terméket az arcon és a herezacskó területén.
	A sugárzás intenzitása túl magas.	Csökkentse a sugárzás intenzitását kényelmes szintre.
	A besugárzónyílás megsérült.	Azonnal javítsa meg vagy cserélje ki a készüléket.
A gyantázás után a bőr egy része piros.	Az enyhe bőrpír normális, ártalmatlan a szervezet számára, és gyorsan elmúlik.	Használjon aloe vera gélt vagy jégsapkát a bőr megnyugtatósára.
A haj szőrtelenítése nem elegendő.	A besugárzás intenzitása a területre nézve alacsony.	Legközelebb, amikor megpróbálja, válasszon magasabb intenzitási szintet.

	A korábban besugárzott területtel szomszédos területet nem világította meg a villám.	A villanásokat egymáshoz közeli területeken kell kibocsátania, és a villanási területeknek át kell fedniük egymást.
	A készülék nem reagál a hajszínre.	Ha a hajszálak szőkék, szürkék, vörösek vagy fehérek, a készülék nem reagál rájuk.
	Az eszköz használatának nem megfelelő gyakorisága.	Ha szőkék, szürkék, vörösek vagy fehérek a szőrei, akkor javasoljuk, hogy kövesse az epilálási ütemtervet.
	A bőr reakciója a sugárzásra lassú.	A szőrtelenítést legalább 6 hónapig kell végezni, hogy megakadályozza az új szőrnövekedést.
Használat közben a készülék felforrósodik és nedves lesz.	Ennek oka lehet a készülék hosszan tartó használata.	Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja teljesen kihűlni, mielőtt újra használná.



Epilator NURSENSE IPL

Uporabniški priročnik

Pred uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite na varnem mestu. Uporabljeni obrati so le za ponazoritev.

Model G15

VSEBINE

Bezpečnostné opatrenia **Chyba! Záložka není definována.**

Štruktúra výrobku 105

Príslušenstvo . **Chyba! Záložka není definována.**

Parametre produktu **Chyba! Záložka není definována.**

Príprava pred použitím **Chyba! Záložka není definována.**

Inštrukcie **Chyba! Záložka není definována.**

Starostlivosť o plet' 66

Čistenie a údržba 67

Základ odstraňovania chĺpkov 69

Možné následky 70

Problémy 71

■ Lastnosti izdelka

Izdelek med drugim vključuje inovativno tehnologijo hlajenja. Kombinacija polprevodniške hladilne tehnologije in integrirane hladilne tehnologije vas razbremeni pekočega občutka med klasično epilacijo. Edinstvena tehnologija hlajenja lahko hitro pomiri kožo, zmanjša draženje kože ter zagotovi udobno in nebolečo epilacijo.

- Zaradi tehnologije hlajenja je celoten postopek epilacije prijetnejši in se izognete pekočemu občutku.

Tehnologija hlajenja omogoča varen in prijeten občutek epilacije brez bolečin. Pri odstranjevanju dlak lahko hlajenje v stiku s kožo doseže temperaturo 10 °C, kar lahko učinkovito ohladi kožo in prepreči opekline.

- Tehnologija intenzivne pulzne svetlobe se pogosto uporablja v domačih napravah za odstranjevanje dlak.

Naše podjetje uporablja tehnologijo intenzivne pulzne svetlobe (IPL), ki je najučinkovitejši način omejevanja neprekinjenega obnavljanja dlak na trgu. Z dolgoletnim tesnim sodelovanjem s strokovnjaki za kožo smo izpopolnili to optično tehnologijo, ki je bila ustvarjena za domače okolje. Svetloba naprave za odstranjevanje dlak je nežna, obsevanje je udobno in učinkovito, zaradi intenzivnosti svetlobe pa se ljudje počutijo zelo udobno. Po večkratni uporabi bodo odvečni lasje sčasoma popolnoma prenehali rasti.

- Enodelno držalo za obsevalno glavo z dolgo življenjsko dobo

Ta naprava ima vgrajeno držalo za glavo z dolgo življenjsko dobo, ki ga ni treba zamenjati, in je primerna za odstranjevanje dlak na več mestih, kot so obraz, dlake na ustnicah, dlake pod pazduho, bikini, roke, noge itd..

VARNOSTNI UKREPI

Če želite kar najboljše skrbeti za svojo kožo, natančno preberite to poglavje.

- Pred uporabo naprave na kožo ne nanašajte gela ali drugih kozmetičnih izdelkov (na primer aloe vere).
- Napravo uporabljajte v skladu z navodili v tem priročniku.
- Natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.
- Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na svojega prodajalca..



NEVARNOST

Neustrezno ravnanje lahko povzroči škodo potrošniku.



OPOMBA:

Nepravilno ravnanje lahko povzroči nevarnosti.



OPOZORILO

Neustrezno ravnanje lahko povzroči poškodbe ali uničenje naprave..



OGROŽENJA

- ⊘ OPOZORILO: Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, prhe, umivalnika ali drugih predmetov, ki vsebujejo vodo. Enoto in adapter hranite na suhem.
- ⊘ Če je enota poškodovana, je ne uporabljajte. Tako se lahko izognete električnemu udaru.

- ⊗ V enoto ne vstavljajte nobenih predmetov.
- ⊗ Enote ne uporabljajte v bližini oči, med uporabo nosite zaščitna očala. Če napravo uporabljate v bližini oči, zaščitna očala ne morejo zagotoviti popolne blokade odhajajoče energije in oči bodo svetlobo absorbirale.
- ⊗ Priporočamo, da pri uporabi instrumenta nosite zaščitna očala. Tudi če svetloba iz naprave ni usmerjena neposredno v oči, je žarek še vedno prisoten v njih.
- ⊗ Če želite uporabiti funkcijo odstranjevanja dlak na hrbtu ali funkcijo hlajenja, boste potrebovali pomoč druge osebe. V nasprotnem primeru se lahko poškodujete.
- ⊗ Če so dlačice daljše od 1 mm, jih pred epilacijo obrijte. Priporočamo uporabo britvice. Prevelika absorpcija toplote s kožo lahko povzroči rdečino kože, otekanje ali izpuščaje na laseh.
- ⊗ Če območje, ki ga nameravate obsevati z napravo, ni čisto in suho, lahko to vpliva na kakovost epilacije, saj se naprava v takšnih razmerah morda ne bo odzvala na kožo.
- ⊗ Pazite na otroke, mlajše od 15 let, ki bi lahko prišli v stik z napravo. Napravo hranite zunaj dosega otrok, mlajših od 15 let.
- ⊗ Na različnih delih telesa uporabljajte različne stopnje intenzivnosti. Barva kože na različnih delih telesa ni enaka.
- ⊗ Če je pogonski jermen poškodovan, ga mora zamenjati strokovnjak, ki ga je pooblastil proizvajalec.

! OPOMBE

- ! Ne uporabljajte antiperspiranta takoj po epilaciji.
- ! Redno preverjajte in čistite obsevalno glavo od umazanije. Tako lahko preprečite poškodbe naprave in posledične opekline na koži.
- ! Ne postavljajte obsevalne glave v bližino predmetov, ki jih je mogoče zlahka razmagnetizirati, saj s tem preprečite poškodbe naprave.
- ! Če je ventil blokiran, naprave ne uporabljajte. To lahko povzroči dimljenje naprave ali celo požar.
- ! Ne dotikajte se črnih predmetov s priključkom za obsevanje. Naprava morda ne bo delovala pravilno.
- ! Ne obsevajte oblačil, las ali drugih predmetov.
- ! Naprave ne uporabljajte na živalih. Lahko jih poškodujete.
- ! Naprave ne uporabljajte v predelu oči, saj se lahko poškodujete.

- ❗ Po uporabi obrišite dlačice in izdelke za nego kože, ki so pritrjeni na epilator, da se ne poškodujejo in poškodujejo kože.
- ❗ Naprave ne uporabljajte, če so v bližini otroci. Naprava oddaja močno svetlobo in lahko povzroči poškodbe oči.
- ❗ Glede na barvo kože izberite ustrezno stopnjo intenzivnosti. Ob prvi uporabi nastavite stopnjo na 1.
- ❗ Vaša koža bo rahlo pordela, kar je normalen pojav, ki ga lahko ublažite z vklopom funkcije hlajenja.
- ❗ Vključene naprave ne puščajte brez nadzora. Po uporabi napravo izklopite.
- ❗ Pred uporabo se prepričajte, da je vaša koža čista, razmaščena in dlake temeljito obrite.
- ❗ Če se temperatura okolice spremeni za 20 °C (z nizke na visoko temperaturo), izklopite napravo, pustite jo izklopljeno 2 uri in jo nato znova vklopite.
- ❗ Ne uporabljajte ga v bližini vnetljivih ali eksplozivnih materialov (vključno z razpršilci, črpališči), kar lahko povzroči požar, električni udar in druge nevarnosti.
- ❗ Po uporabi se ne dotikajte svetlobnega izhoda, saj svetlobni izhod proizvaja visoke temperature, ki lahko zlahka povzročijo opekline.
24 ur po izpostavljenosti se izogibajte neposrednemu ultravijoličnemu sevanju.
- ❗ Naprave ne izpostavljajte visoki temperaturi ali vlagi. To lahko poškoduje ali uniči instrument.
- ❗ Vgrajenega ventilatorja ne uporabljajte, če ob vklopu napajalnika ne deluje (ni zvoka avtobusa). Nevarnost tlelnega lesa in požara.

■ Ne uporabljajte v primeru:

- Ne uporabljajte, če ste noseči ali dojite, če imate menstruacijo, sladkorno bolezen ali občutljivo kožo.
- Ne uporabljajte, če imate hudo srčno bolezen, zmerno do hudo hipertenzijo, malignom, folikulitis, infekcijsko dermatozo, kožne opekline, antikoagulantne motnje.
- Naprava je prepovedana za uporabo pri ljudeh z nenormalno presnovo kolagena, vključno z brazgotinami na ranah in slabim celjenjem ran v preteklosti.
- Če imate bolezen ožilja.
- Ne uporabljajte na mestih, kjer imate krčne žile in razširjene krvne žile.
- Ne uporabljajte, če je vaša koža občutljiva na svetlobo in nagnjena k izpuščajem ali alergijam.

- Ne uporabljajte, če je na mestu izpostavljenosti sevanju okužba, herpes simplex, kožne spremembe, hematomi itd.
- Ne uporabljajte pri imunski oslabitvi (vključno z okužbo s HIV, lupus eritematosusom, disfagijo itd.).
- Lokalna uporaba izotretinoina, (AHA), (salicilne kisline, (BHA) ali azelainske kisline je prepovedana pri vseh bolnikih z motnjami krvavitve.
- Za tiste, ki so v 30 dneh uporabili kemično odstranjevanje dlak, v kratkem času uporabiti izdelke za beljenje ali kozmetiko, ki vsebuje vitamin A.
- Ne uporabljajte sočasno z eteričnimi olji. Prepričajte se, da je koža na obsevanem območju čista, suha in brez krem, mazil ali drugih kozmetičnih izdelkov.
- Če površina kože ni čista in suha, lahko to vpliva na končni učinek in celo poškoduje opremo.
- Napravo je prepovedano uporabljati med jemanjem aspirina, psihiatričnih zdravil, izotretinoina in drugih zdravil.
- Naprave ni priporočljivo uporabljati, če ste pred kratkim jemali zdravila, občutljiva na svetlobo (npr. tetraciklin, sulfonamidi itd.).
- Poškodbe zaradi svetlobe (sončne opekline) Ne uporabljajte na občutljivih delih, kot so sluznice.
- Izdelek je prepovedano uporabljati na rane, ki niso popolnoma zaceljene.
- Ni priporočljiva za uporabo na koži, ki jo prizadenejo hirzutizem in druge bolezni.
- Če jemljete zdravila proti bolečinam, napravo uporabljajte previdneje, saj ta zdravila zmanjšujejo občutljivost na toploto. Napravo je priporočljivo uporabljati šele po prenehanju učinka zdravila.
- Če vaša barva kože ni primerna glede na tabelo, naprave ne uporabljajte.

■ Naprave ne uporabljajte na naštetih delih telesa ali v naštetih primerih.

50. V ustih, ustnicah, spolovilu, sluznicah

51. Območja, na katerih se uporabljajo,

vsadki

52. Oči, veke, okolica oči

53. Vodja

54. Gosja koža in območje aken

55. Akne in znamenja

56. Obrvi, lasje, čelo

8. Ušesa

9. Brada in areola

10. znotraj popka


12. Tetovaže in drugi poslikani deli telesa

11. Velike žile

(Opomba: ta seznam ni popoln. Če niste prepričani, ali lahko uporabljate to napravo, vam priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom..)



BODITE PREVIDNI



Naprave ne uporabljajte na naravno temni koži.



Pred uporabo naprave ali po njej epilirane kože ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.



Napravo je prepovedano uporabljati v temnem okolju.



Pri uporabi naprave nosite zaščitna očala.



Najprej temeljito obrijte področje, ki ga želite epilirati (ne uporabljajte kemičnih metod epilacije).



Pred prvo uporabo naprave se prepričajte, da je nastavljena na stopnjo intenzivnosti 1.



Naprave ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.




Izogibajte se udarcem ali udarcem v opremo.

STRUKTURA IZDELKA

Imena delov

- 1) Okno za obsevanje
- 2) Gumb za vklop/izklop
- 3) gumb (obsevanje/avtomatsko obsevanje, hlajenje)
- 4) Zaslona
- 5) Linijski vmesnik za enosmerni tok




Zaslonska slika



- 1) Število bliskov
- 2) Simbol hlajenja
- 3) Simbol za nadaljevanje obsevanja
- 4) Simbol količine energije
(stopnje 1-5, večja kot je številka,
večja je intenzivnost)


Strogo je prepovedano blokirati dovod in odvod zraka s kakršnim koli predmetom. To lahko povzroči resne poškodbe enote.

Struktura izdelka



Imena delov

- 1) Oskrba z zrakom
- 2) Izhod za zrak
- 3) enosmerni tok
- 4) Adapter



ČLANSTVO

Odstranjevalec las x 1

Adapter x 1

Neposredni tok x 1



PARAMETRI IZDELKA

Ime izdelka	Epilator NURSENSE G15 IPL
Dimenzije izdelka	185 X 69 X 58 mm
Teža	217.3 g
Vhod	12 V = 3 A
Izhod	36 W
Območje oddajanja svetlobe	3.36 cm ²
Intenzivnost	5 izbirnih ravni

PRIPRAVA PRED UPORABO



- Kožo temeljito očistite in se prepričajte, da je področje ustrezno obrito, popolnoma suho in razmaščeno (brez parfuma, losjona, kozmetike za telo, kreme za sončenje itd.).

- Prepričajte se, da na glavi naprave ni umazanije, na primer prahu ali ostankov las, in preverite, ali je kateri od delov poškodovan. Če je umazana, jo očistite, da preprečite poškodbe naprave in težave s kožo.

- Pred uporabo na kožo ne nanesite nobenega gela ali kozmetičnega izdelka (gela aloe vere itd.).

Prilagoditev intenzivnosti obsevanja

Ta izdelek je razvit posebej za odstranjevanje dlak v družini, zato je njegova svetlobna energija nežnejša in zagotavlja 5 različnih vrst svetlobne energije. Izberite stopnjo intenzivnosti, ki je primerna za vašo barvo kože, da se boste med postopkom počutili udobno. Spodnja primerjalna tabela vam bo pomagala določiti ustrezno raven.

9. S pomočjo naslednje preglednice določite, kakšna jakost je primerna za vašo barvo kože in las. Nasvet. V polju, ki ustreza vaši barvi kože, izberite ustrezno intenzivnost.

10. Če med epilacijo čutite nelagodje ali bolečino, zmanjšajte intenzivnost. Ljudje s temnejšo kožo absorbirajo več energije iz naprave in so bolj nagnjeni k alergijam. Ljudem s temnejšo kožo svetujemo, da uporabijo nižjo raven. Obsevanje je lahko vroče, vendar ne sme biti boleče.

Color Hair Color						
	White	Cream-Colored	Light Brown	Medium Brown	Dark Brown	Brown-Black/Darker
White Grey	×	×	×	×	×	×
Red	×	×	×	×	×	×
Light Gold	×	×	×	×	×	×
Dark Gold/Beige Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Dark brown	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Black	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×

(Opomba: če je polje označeno z x, naprave ni mogoče uporabiti)

Opomba: Če želite izbrati pravilno stopnjo intenzivnosti, primerjajte trenutno stanje kože z diagramom.

Opomba: Zaradi različnih razlogov se bo vaša koža odzvala različno, odvisno od časa in okoliščin.

Opomba: Ne glede na barvo kože priporočamo, da začnete s prvo stopnjo intenzivnosti in nato postopoma dodajate.

■ Test barve kože

Če napravo uporabljate prvič ali če ste se pred kratkim zagoreli, opravite test barve kože za vsako področje, ki ga nameravate obsevati. Kožni test je potreben za določitev stopnje, ki se bo odzvala na barvo vaše kože in bo med uporabo udobna.

29. Odstranite del kože, ki je del obsevanega območja.

Opomba: Naprave ne uporabljajte na težko dostopnih delih kože ali na občutljivih mestih (gležnji, kosti).

30. Pritisnite in držite gumb za vklop za 3 sekunde ter se prepričajte, da ste nastavili prvo stopnjo intenzivnosti.

31. Napravo položite navpično na kožo tako, da se vrata za obsevanje dotikajo kože.

32. Pritisnite gumb za obsevanje. Naprava bo nato začela utripati.

33. Napravo premikajte po koži proti naslednjemu področju, ki ga želite epilirati.

34. Postopoma povečajte stopnjo nastavitve, pošljite blisk in nato prestavite intenzivnost na naslednjo stopnjo. Postopek ponovite za vse ravni v priporočenem območju za vaš tip kože.

35. Po kožnem testu preverite stanje kože po 2 urah. Če ni nepravilnosti, kot sta rdečica ali oteklina, lahko napravo še naprej uporabljate.


NAVODILA

■ Koraki za uporabo prekinitvenega načina bliskavice

01 / Britje

Z britvico obrijte dlake na območju, ki ga želite epilirati.


- ▲ Na kožo, ki ni bila obrita ali očiščena, se pri odstranjevanju dlak lahko ujamejo napačne stvari.



03 / Razkuževanje obsevanega območja

Razkužite obsevano površino z vlažno bombažno krpico ali vatirano palčko.


- ▲ Čiščenje poteka, ko naprava ni priključena v vtičnico.



02 / Vlaženje kože

Po britju lahko kožo navlažite s tonikom in nato začnete z epilacijo, saj bo postopek prijetnejši.

04 / Priklučitev na napajanje



05 / Vklop naprave


Če želite vklopiti okno za upravljanje, pritisnite in držite "⏻" gumb 3 sekunde.



07 / Primerjava kože s tabelo, izbira intenzivnosti.

S tabelo primerjajte barvo kože in izberite ustrezno stopnjo intenzivnosti. Če je polje označeno z x, naprave ni mogoče uporabljati na vaši barvi kože.

- ▲ Za izbiro stopnje intenzivnosti na kratko pritisnite gumb . Temnejša koža potrebuje nižjo raven. Za prvo uporabo priporočamo uporabo prve stopnje.
- ▲ Velja pravilo: višja kot je kakovost, boljši je učinek odstranjevanja dlak.



06 / Vklop indikatorja

Ob vklopu se prikažeta prestava (privzeto 1. prestava) in način prekinjenega utripanja.

Z dolgim pritiskom na gumb vklopite/izklopite način neprekinjenega svetenja, s kratkim dvojnim pritiskom na gumb pa vklopite/izklopite način hlajenja.



08 / Nalaganje zaščitnih očal

Nosite profesionalna zaščitna očala za zaščito oči med postopkom.



09 / Odstranjevanje dlak in uporaba hlajenja


Izdelek položite navpično na kožo, ki jo želite epilirati, da se epilator popolnoma prilepi na

kožo. Pritisnite gumb za sprožitev bliskavice.
Začnite odstranjevati dlake z uporabo hlajenja.



10 / Nega kože po epilaciji

Po odstranjevanju dlak kožo navlažite in
negujte z esenco iz aloje.



Koraki za uporabo neprekinjenega obsevanja

01 / Izberite način

neprekinjenega obsevanja

Če želite preklopiti v način neprekinjenega fotografiranja z bliskavico, pritisnite in držite gumb za bliskavico 3 sekunde.




02 / Obsevanje in hlajenje las

Ob vklopu naprave je privzeto nastavljen način hlajenja. Če želite izklopiti način zamrzovanja, pritisnite in 5 sekund držite gumb za bliskavico. Če želite doseči nebolečo epilacijo, priporočamo, da vklopite način hlajenja.



03 / Začnite odstranjevati lase

Napravo držite blizu kože in jo počasi premikate, da spremenite položaj. Naprava se lahko samodejno prižge, ne da bi vam bilo treba pritisniti gumb za bliskavico. Ponovno dolgo pritisnite gumb za bliskavico, da končate neprekinjeno bliskavico in preklopite v način prekinjene bliskavice.



▲ Epilator se izklopi po 5 minutah neaktivnosti v vseh načinih.

NEGA KOŽE

- Če koža po svetlobnem odstranjevanju dlak postane rdeča, za zdravljenje uporabite način zdravljenja. Priporočljivo je, da se do 6 ur po odstranjevanju dlak izogibate stiku z vodo.

- Po odstranjevanju dlak ne uporabljajte parfumov, mask ali kozmetike, ki vsebujejo piling kroglice.
- 24 ur po odstranitvi dlak se izogibajte izpostavljanju ultravijoličnim žarkom. Po potrebi uporabite zaščito pred soncem.
- Če imate kakršne koli težave, se posvetujte z zdravnikom.
- Sončenje lahko povzroči potemnitev ali pekoč občutek na površini kože. Epilacija z intenzivno pulzno svetlobo lahko povzroči rdečico, oteklino, vnetje itd. Zato vam priporočamo, da se v obdobju rednega depiliranja izogibate sončenju.
- Med ciljnim odstranjevanjem dlak ni dovoljeno uporabljati umetne svetlobe za porjavitev kože.


Opomba: Tudi če upoštevate vsa navodila, lahko pride do kožne reakcije. V tem primeru prenehajte uporabljati napravo in se obrnite na prodajalca.

■ Priporočeno trajanje dejavnosti

Ponovite trikrat
na teden med 1-4.
tedensko

5.-8. teden,
uporabljajte 2-krat
na teden.

8.-12. teden,
ponovite 1 krat na
teden



Uporabite večkrat, odvisno od rasti las. Pri gostih laseh je priporočljivo ustrezno povečati intenzivnost. Vsak posameznik izbere ustrezno okolje.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Skladiščenje in prevoz

Za najboljše rezultate in dolgo življenjsko dobo izdelka je treba napravo očistiti pred in po uporabi ter po potrebi tudi med epilacijo. Če naprave ne čistite neprekinjeno, lahko pride do nezadostnega delovanja.



- Preverite napravo, zlasti glavo in dele telesa. Prepričajte se, da so vsi deli čisti.
- Instrumenta in njegovih delov ne čistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
- Za čiščenje izdelka ne uporabljajte žične krpe, abrazivnih čistil (zobna pasta) ali jedkih tekočin (bencin, motorno olje, aceton itd.).

Opomba: Če je glava tako umazana, da je ni mogoče očistiti, prenehajte uporabljati stroj.



- Izklopite aparat, ga izključite iz električne vtičnice in počakajte, da se ohladi.
- Vrata za obsevanje se med uporabo aparata segrejejo. Pred čiščenjem se prepričajte, da se je ohladil.
- Po potrebi očistite zunanost naprave s krpo.
- Krpo navlažite z nekaj kapljicami vode in z njo očistite okno bliskavice

Opomba: Če čiščenje instrumenta z navadno vodo ne daje želenih rezultatov, lahko uporabite visoko koncentriran alkohol (največ 96 %).

Varstvo naravnega okolja



Pri odstranjevanju izdelka ga ne odlagajte med običajne komunalne odpadke, temveč ga odnesite v določen center za recikliranje. Odstranjevanje odpadkov s spoštovanjem do okolja.

Elektromagnetna polja (EMP)

Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

OSNOVA ODSTRANJEVANJA DLAK

Pred uporabo naprave obrijte vse vidne dlake na vseh delih, nato pa epilirano območje navlažite s tonizirajočo brisačo, da preprečite nelagodje zaradi suhe kože.

■ Podlaga za odstranjevanje dlak

Če uporabljate epilator z ostrim obsevalnikom, upoštevajte naslednje točke.

- Odstranjevanje dlak v pazduhah
 - ❖ Pred voskanjem kožo očistite antiperspiranta, parfuma, kreme in drugih kozmetičnih izdelkov.
 - ❖ Na mestih, kjer je koža povešena, jo napnite s prsti in nato depilirajte. Običajen je rahel pekoč občutek.

- Odstranjevanje dlak v predelu bikinija
 - ❖ Na območjih z večjo pigmentacijo in zato temnejšo kožo uporabite napravo najprej v prvi fazi.

- Epilacija rok in stopal
 - ❖ Normalno je, da so kosti, vdolbinice in izbokline bolj nagnjene k rdečici in bolečini kot drugi deli.

- ▲ Ne uporabljajte na spodaj navedenih mestih:
Opekline in temna koža, veke, oči, okolica oči, čelo in znamenja, obrvi, lasje in sončne opekline.
 - ❖ Po epilaciji se 24 ur izogibajte območjem z ultravijolično svetlobo, da preprečite opekline.
 - ❖ Pazite, da ne gledate neposredno v bliskavico.

Neželeni učinki

- Rdeča ali rahlo srbeča ali topla koža je normalen pojav, ki je za telo neškodljiv in bo kmalu izginil.
- Reakcija kože po epilaciji je podobna koži, ki je bila za kratek čas izpostavljena soncu. Če ti simptomi ne izzvenijo v 48 urah, je priporočljiv posvet z zdravnikom.
- Britje in epilacija skupaj izsušita kožo in delujeta dražeče. Razdražena koža lahko poslabša odziv na epilacijo. Za kožo lahko poskrbite z uporabo funkcije hlajenja ali pa po 24 urah uporabite nežen in nedražeč vlažilni izdelek.

Redki neželeni učinki

17. Opekline, huda rdečica in napihnenost: te reakcije so redke in so običajno posledica uporabe svetlobe, ki je premočna za vašo barvo kože. Če te reakcije ne izzvenijo v treh dneh, vam priporočamo, da obiščete zdravnika. Pred ponovnim epilacijo počakajte, da se koža zaceli, in uporabljajte svetlobo manjše jakosti.
18. Razbarvanje kože: ta pojav je redek. Obarvanost goleni je običajno temnejša ali svetlejša od okolice. To je posledica prevelike jakosti svetlobe, ki se uporablja za barvo kože.
19. Okužbe in vnetja kože: te so redke in jih lahko povzročijo vraščene dlake ali uporaba epilatorja na mestih z ranami po britju, urezninami in obstoječimi ranami.
Močna bolečina: lahko se pojavi, če izdelek uporabljate na neobrite koži; če je jakost svetlobe, ki jo uporabljate, previsoka za barvo vaše kože; če večkrat mežikate v istem položaju; če izdelek uporabljate na odprtih ranah, vnetjih, okužbah, tetovažah ali opeklinah; ta reakcija se lahko pojavi med epilacijo ali po njej.

PROBLEMI

V tem poglavju so opisane težave, ki se lahko pojavijo pri uporabi tega izdelka. Če težave ne morete odpraviti v skladu s tabelo, se obrnite na prodajalca.

Težava	Možen razlog	Rešitev
Naprave ni mogoče vklopiti.	Naprava ni povezana.	Preverite, ali je naprava pravilno priključena.
Naprava ne oddaja svetlobe.	Temperatura glave naprave ali uporabnikove kože je previsoka ali pa je glava preblizu kože.	Pred uporabo počakajte, da se naprava naravno ohladi.
Indikator se ne vklopi.	Naprava je slaba.	Preverite, ali napajanje pravilno deluje. Stroj takoj popravite ali zamenjajte.
Pojavlja se nenavaden vonj, deli dlak pa so rdeči.	Filter je umazan in umazan ter pušča dlake na koži.	Obrišite filter, da se znebite dlačic in zmanjšate jakost svetlobe.
Bolečina, ki jo povzroča odstranjevanje dlak, je neznosna.	Območje, ki ga je treba epilirati, ni obrito.	Pred uporabo naprave temeljito obrijte območje. Če britje povzroča draženje kože, jo skrajšajte na najkrajšo možno dolžino.
	Izdelek ni primeren za področje kože.	Naprave ne uporabljajte na notranjih sramnih ustnicah, nožnici, zadnjični odprtini, bradavicah in areoli. Moški ne smejo uporabljati tega izdelka na obrazu in mošnjičku.
	Intenzivnost sevanja je prevelika.	Zmanjšajte intenzivnost sevanja na udobno raven.
	Vrata za obsevanje so poškodovana.	Napravo takoj popravite ali zamenjajte.
Po voskanju je del kože rdeč.	Rahla rdečica je normalna, za telo neškodljiva in bo hitro izzvenela.	Za pomiritev kože uporabite gel aloe vere ali ledeno kapo.
Epilacija las ni dovolj.	Intenzivnost sevanja je za to območje prenizka.	Pri naslednjem poskusu izberite višjo intenzivnost.
	Območje, ki meji na predhodno obsevano območje, ni bilo osvetljeno z bliskavico.	Bliski se morajo oddajati na območjih, ki so blizu skupaj, območja bliskov pa se morajo prekrivati.
	Naprava se ne odziva na barvo vaših las.	Če so vaši lasje svetli, sivi, rdeči ali beli, se naprava nanje ne bo odzvala.
	Premajhna pogostost uporabe pripomočka.	Če so vaše dlake svetle, sive, rdeče ali bele, priporočamo, da upoštevate urnik epilacije.
	Odziv kože na obsevanje je počasen.	Epilacijo je treba izvajati vsaj 6 mesecev, da se prepreči rast novih dlak.

Med uporabo se naprava segreje in zmoči.	Vzrok je lahko dolgotrajna uporaba naprave.	Izklopite napravo in počakajte, da se popolnoma ohladi, preden jo ponovno uporabite.
--	---	--

