

Děkujeme za zakoupení digitálního analyzátoru 1T07, který měří obsah zbytkového alkoholu ve Vašem dechu a ukazuje možnou míru intoxikace.

Návod k použití

1. Do přístroje vložte dvě 1,5V **alkalické** baterie velikosti AAA. Přístroj přejde ihned do fáze zahřívání, na displeji je blikat nápis INITIALIZE. Během zahřívání proběhne automatické vyčištění a aktivace senzoru a přístroj je po cca jedné minutě připraven.
2. Před použitím analyzátoru si vypláchněte ústa čistou vodou. Před měřením je třeba nejméně 10 minut nekouřit a nepít alkohol.
!!! Měření ihned nebo velmi krátce po vypití alkoholu je nepřesné a většinou dojde i k poškození měřícího senzoru. Reklamáce z tohoto důvodu je poté neoprávněná.
3. Vyklopte otočný náustek kolmo k přístroji. Pro test je možné používat pouze tento výklopný náustek. V případě testování více osob, z hygienických důvodů nasadte na náustek dodávanou trubičku, pro každou osobu jinou.
4. Stiskem tlačítka přístroj zapnete, proběhne aktivace testovacího senzoru pro dobu cca 20 sekund. Na displeji se objeví „PH“, potom „WAIT“ a na displeji běží odpočet do nuly. Na konci odpočtu zazní zvukový signál a krátce se objeví nápis „READY“. Poté začne blikat nápis „BLOW“, který upozorňuje uživatele k zahájení testu.
Poznámka: Po dlouhé době nepoužívání se místo symbolů „PH“ a „WAIT“ objeví symbol „INITIALIZE“.
5. Stiskněte a držte tlačítko, ozve se dlouhé pípnutí a nápis „BLOW“ svítí nepřerušovaně. V této chvíli vložte náustek do úst a foukejte nepřetržitě po dobu cca 6-7 sekund.
6. Po zaznění dvojitého pípnutí přestaňte foukat, přístroj analyzuje, na displeji bliká nápis „READING“.
7. Naměřená hodnota se zobrazí na displeji.
 - Při naměřené hodnotě nižší než 0,2 ‰ se na displeji zobrazí 0,0 ‰ nebo 0,1 ‰ alkoholu v dechu.
 - Naměřil-li přístroj hodnotu mezi 0,2 ‰ a 1,5 ‰ alkoholu v dechu, zobrazí se naměřená hodnota.
 - Přednastavená úroveň 0,2 ‰ upozorňuje barevným podsvícením displeje na překročený limit tolerované hodnoty pro řízení motorového vozidla.
 - Při hodnotě vyšší než 1,6 ‰ alkoholu v dechu začne na displeji blikat „HI“ a „NO DRIVING“.
8. Pro další měření stiskněte znovu tlačítko.
9. Po čtyřech po sobě jdoucích měřeních ponechte přístroj 2 minuty v klidu.
10. Stiskem tlačítka po dobu 2 sekund přístroj vypnete. Přístroj se vypne automaticky po cca 35 sekundách.

Napájení

1. Baterie – používejte výhradně alkalické baterie 1,5V, nabíjecí baterie s napětím 1,2V jsou pro práci výrobku nedostačující. Zejména při částečně vybitých nabíjecích bateriích může klesnout zobrazovací schopnost displeje a zařízení vyhodnotí baterie jako vybité.

Poznámky

1. Pro dosažení co nej přesnějších výsledků, doporučujeme co nejdůkladnější vyčištění testovací komory od předchozího dechu, zejména při opakovaných měřeních jdoucích po sobě. Toho lze dosáhnout protřepáním přístroje v ruce po směru foukacího náustku několikrát tam a zpět. Dokonalé vyčištění zajistíte proudem čistého vzduchu např. z ventilátoru.
2. Jsou-li slabé baterie, bliká ikona na displeji. Baterie v takovém případě ihned vyměňte za nové.
3. Vypnutí přístroje tlačítkem nebo automaticky po 35 sekundách znamená přechod do úsporného režimu. Pokud víte, že nebudete přístroj delší dobu používat a chcete ušetřit baterie pomalému vybíjení, vyjměte je.
4. Pokud není tester používán delší dobu, mohou se výsledky prvních dvou testů lišit od skutečných hodnot. Je-li rozdíl mezi dvěma měřeními větší než 0,3 ‰, měli byste provést další měření.
5. Při foukání do přístroje neblokuje výstup vzduchu z přístroje – došlo by k nepřesnému měření.

Skladování a používání

1. Přístroj skladujte v suchém prostředí bez výskytu chlorových nebo korozivních plynů.
2. Za normálních okolností činí životnost polovodičového čidla více než 2 roky.
3. Nevystavujte přístroj pádům, nárazům nebo otřesům. V případě poškození nárazem je přístroj prakticky neopravitelný.
4. Čistěte suchým hadříkem bez použití abrazivních prostředků nebo rozpouštědel.
5. V souladu s předpisy a normami by měl být přístroj překalibrován každých 6 měsíců.
6. !!! Měření ihned nebo velmi krátce po vypití alkoholu je nepřesné a většinou dojde i k poškození měřícího senzoru. Reklamáce z tohoto důvodu je poté neoprávněná.

Upozornění:

Digitální analyzátor 1T07 by měl být používán pouze jako obecné vodítko pro zjištění hladiny alkoholu ve vašem těle.

Hladinu alkoholu v dechu může ovlivňovat řada faktorů (např. plyny ze vzduchu, kouř, různé pachy z úst apod.). Naměřené hodnoty jsou proto pouze orientační. Výsledek testu by neměl být považován za nespornou určovací schopnost bezpečně řídit vozidlo, provozovat zařízení nebo vykonávat jiné nebezpečné činnosti. Prodejce ani výrobce nenesou žádnou zodpovědnost vyplývající z používání tohoto přístroje. NEPIJTE ALKOHOL PŘED JÍZDOU! Technické parametry se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Technická data

1.	Rozsah měření:	0,00 ‰, 0,10 ~ 1,5 ‰, přesnost měření $\pm 0,2$ ‰
2.	Napájení:	2 ks 1,5V alkalických baterií typ AAA
3.	Displej:	digitální s dvoubarevným podsvícením
4.	Úsporný režim:	cca 35 sekund po skončení posledního testu
5.	Délka měřeného výdechu:	přibližně 6-7 sekund nepřerušovaného proudu vzduchu
6.	Rozměry:	105 x 39 x 12 mm
7.	Hmotnost:	45g (bez baterií)
8.	Nastavená hodnota pro upozornění:	0,2‰ BAC
9.	Norma:	CE
10.	Příslušenství:	2 ks náustků
11.	Provozní teplota:	+5 °C / 45 °C

Ďakujeme Vám za zakúpenie digitálneho analyzátoru 1T07, ktorý meria obsah zvyškového alkoholu vo Vašom dychu a ukazuje možnú mieru intoxikácie.

Návod na použitie

1. Do prístroja vložte dve 1,5V **alkalické** batérie veľkosti AAA. Prístroj prejde ihneď do fázy zahrievanie, na displeji bliká nápis INITIALIZE. Počas zahrievania prebehne automatické vyčistenie a aktivácia senzoru a prístroj je po cca jednej minúte pripravený.
2. Pred použitím analyzátoru si vypláchnite ústa čistou vodou. Pred meraním je treba najmenej 10 minút nefajčiť a nepiť alkohol.
!!! Meranie ihneď alebo veľmi krátko po vypití alkoholu je nepresné a väčšinou dôjde i k poškodeniu meracieho senzora. Reklamácia z tohto dôvodu je potom neoprávnená.
3. Vyklopte otočný náustok kolmo k prístroju. Pre test je možné používať len tento výklopný náustok. V prípade testovania viacerých osôb, z hygienických dôvodov nasadzte na náustok dodávanú trubičku, pre každú osobu inú.
4. Stlačením tlačidla prístroj zapnete, prebehne aktivácia testovacieho senzora na dobu cca 20 sekúnd. Na displeji sa objaví „PH“, potom „WAIT“ a na displeji beží odpočítavania do nuly. Na konci odpočítavania zaznie zvukový signál a krátko sa objaví nápis „READY“. Potom začne blikáť nápis „BLOW“, ktorý upozorňuje užívateľa k zahájeniu testu.
Poznámka: Po dlhej dobe nepoužívania sa namiesto symbolov "PH" a "WAIT" objaví symbol "INICIALIZER".
5. Stlačte a držte tlačidlo, ozve sa dlhé pípnutie a nápis „BLOW“ svieti neprerušovane. V tejto chvíli vložte náustok do úst a fúkajte nepretržite po dobu cca 6-7 sekúnd.
6. Po zaznení dvojitého pípnutia prestaňte fúkať, prístroj analyzuje, na displeji bliká nápis „READING“.
7. Nameraná hodnota sa zobrazí na displeji.
 - Pri nameranej hodnote nižšej než 0,2 ‰ sa na displeji zobrazí 0,0 ‰ alebo 0,1 ‰ alkoholu v dychu.
 - Ak nameria prístroj hodnotu medzi 0,2 ‰ a 1,5 ‰ alkoholu v dychu, zobrazí sa nameraná hodnota.
 - Prednastavená úroveň 0,2 ‰ upozorňuje farebným podsvietením displeja na prekročený limit tolerovanej hodnoty pre riadenie motorového vozidla.
 - Pri hodnote vyššej než 1,6 ‰ alkoholu v dychu začne na displeji blikáť „HI“ a „NO DRIVING“.
8. Pre ďalšie meranie znova stlačte tlačidlo.
9. Po štyroch po sebe idúcich meraniach nechajte prístroj 2 minúty v pokoji.
10. Stlačením tlačidla po dobu 2 sekúnd prístroj vypnete. Prístroj sa vypne automaticky po cca 35 sekundách.

Napájanie

1. Batérie – používajte výhradne alkalické batérie 1,5V, nabíjacie batérie s napätím 1,2V sú pre pracovnú činnosť výrobku nedostačujúce. Najmä pri čiastočne vybitých nabíjajúcich batériách môže klesnúť zobrazovacia schopnosť displeja a zariadenie vyhodnotí batérie ako vybité.

Poznámky

1. Na dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov, odporúčame čo najdôkladnejšie vyčistenie testovacej komory od predchádzajúceho dychu, najmä pri opakovaných meraniach idúcich po sebe. Tohto môžete dosiahnuť pretrepaním prístroja v ruke po smeru fúkacieho náustku niekoľkokrát tam a späť. Dokonalé vyčistenie zaistíte prúdom čistého vzduchu napr. z ventilátora.
2. Ak sú slabé batérie, bliká ikona na displeji. Batérie v takomto prípade ihneď vymeňte za nové.
3. Vypnutie prístroja tlačidlom alebo automaticky po 35 sekundách znamená prechod do úsporného režimu. Pokiaľ viete, že nebudete prístroj dlhšiu dobu používať a chcete ušetriť batérie pred pomalým vybíjaním, vyberte ich.
4. Pokiaľ nie je tester používaný dlhšiu dobu, môžu sa výsledky prvých dvoch testov líšiť od skutočných hodnôt. Pokiaľ je rozdiel medzi dvoma meraniami väčší než 0,3 ‰, mali by ste uskutočniť ďalšie meranie.
5. Pri fúkaní do prístroja neblokujte výstup vzduchu z prístroja – došlo by k nepresnému meraniu.

Skladovanie a používanie

1. Prístroj skladujte v suchom prostredí bez výskytu chlórových alebo korozívnych plynov.
2. Za normálnych okolností činí životnosť polovodičového čidla viac než 2 roky.
3. Nevystavujte prístroj pádom, nárazom alebo otrasom. V prípade poškodenia nárazom je prístroj prakticky neopraviteľný.
4. Čistite suchou utierkou bez použitia abrazívnych prostriedkov alebo rozpúšťadiel.

5. V súlade s predpismi a normami by mal byť prístroj prekalibrovaný každých 6 mesiacov.
6. !!! Meranie ihneď alebo veľmi krátko po vypití alkoholu je nepresné a väčšinou dôjde i k poškodeniu meracieho senzora. Reklamácia z tohto dôvodu je potom neoprávnená.

Upozornenie:

Digitálny analyzátor 1T07 by mal byť používaný len ako obecné vodítko pre zistenie hladiny alkoholu vo vašom tele.

Hladinu alkoholu v dychu môže ovplyvňovať rada faktorov (napr. plyny zo vzduchu, fajčenie, rôzne pachy z úst apod.). Namerané hodnoty sú preto len orientačné. Výsledok testu by nemal byť považovaný za nespornú určovaciu schopnosť bezpečne riadiť vozidlo, prevádzkovať zariadenie alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti. Predajca ani výrobca nenesú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z používania tohto prístroja. **NEPITE ALKOHOL PRED JAZDOU!** Technické parametre sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Technické dáta

1.	Rozsah merania:	0,00 ‰, 0,10 ~ 1,5 ‰, presnosť merania $\pm 0,2$ ‰
2.	Napájanie:	2 ks 1,5V alkalických batérií typ AAA
3.	Displej:	digitálny s dvoj farebným podsvietením
4.	Úsporný režim:	cca 35 sekúnd po skončení posledného testu
5.	Dĺžka meraného výdychu:	približne 6-7 sekúnd neprerušovaného prúdu vzduchu
6.	Rozmery:	105 x 39 x 12 mm
7.	Hmotnosť:	45g (bez batérií)
8.	Nastavená hodnota na upozornenie:	0,2‰ BAC
9.	Norma:	CE
10.	Príslušenstvo:	2 ks náustkov
11.	Prevádzková teplota:	+5 °C / 45 °C

Thank you for buying our 1T07 digital breath analyser, which measures residual alcohol content in your breath and indicates the possible level of intoxication.

Instructions for use

1. Insert two 1.5V AAA size **alkaline** batteries into your device. The device will immediately start to warm up and indicate INITIALIZE on the display. The device heat-up includes an automatic sensor cleaning, sensor activation and the device will be ready for use after approx. one minute.
2. Prior to using the breath analyser, wash out your mouth with clean water. Do not smoke or drink alcohol for at least 10 minutes prior to measurement.
!!! Measuring immediately or shortly after drinking alcohol is inaccurate and usually also causes damage to the measuring sensor. Claim due to this cause would be unjustified.
3. Tilt the swivel mouthpiece perpendicular to the device. Only this swivel mouthpiece can be used for testing. When testing several persons, for hygiene, put the tube (delivered along with the device) onto the mouthpiece. Use a new blow-in tube for each person.
4. Push the button to turn the device on, followed by testing sensor activation lasting for approximately 20 seconds. "PH", followed by "WAIT" will appear on the display and a countdown to zero will appear. At the end of the countdown, an audible signal will sound and "READY" text will appear shortly on the display. Thereafter, "BLOW" will start flashing on the display, indicating that the user can start the test.
5. Push and hold the button. A long beep will sound and "BLOW" will light steadily. At this moment, insert the mouthpiece into your mouth and blow-in uninterruptedly for around 6 to 7 seconds.
6. Stop blowing after a double beep. The device will now start analysing, which is indicated by "READING" text flashing on the display.
7. The measured value will be displayed.
 - If the measured value is lower than 0.2 ‰, the value on the display will indicate 0.0 ‰ or 0.1 ‰ alcohol in breath.
 - If the device measures a value between 0.2 ‰ and 1.5 ‰ of alcohol in breath, the measured value will appear.
 - A pre-set value of 0.2 ‰ will alert excess of the tolerated value limit for driving motor vehicles by activating the display background.
 - When the value exceeds 1.6 ‰ of alcohol in breath, the "HI" and "NO DRIVING" texts will start flashing on the display.
8. For new measurement, press button again.
9. After four subsequent measurements, leave the device at standstill for 2 minutes.
10. By pushing the button for 2 seconds you will turn the device off. The device will power off automatically after approx. 35 seconds.

Power supply

1. Batteries – use exclusively 1.5V alkaline batteries. 1.2 V rechargeable batteries are insufficient for device operation. Especially when using partially discharged rechargeable batteries, the display intensity may be reduced and the device will interpret this condition as result of discharged batteries.

Notes

1. To achieve the most accurate results, we recommend you to clean the testing chamber with utmost care from previous blowing, especially in case of repetitive subsequent measuring cycles. This can be done by shaking the device in your hand, following the direction of the blow-in mouthpiece a few times in both directions. A perfect cleaning can be achieved by fresh air stream - e.g. using a fan.
2. When the batteries are low, an icon will flash on the display. In that case immediately replace batteries with new ones.
3. Powering the device off using push-button or automatically after 35 seconds means that the device will turn into stand-by mode. If you know that you won't use the device for a longer period of time and wish to avoid slow battery discharging, remove them from your device.
4. If the tester has not been in use for a prolonged period, the results of the first two tests may differ from actual values. If the difference between two measurements exceeds 0.3 ‰, you should carry out one more measurement.
5. When blowing into the device, do not obstruct air outlet from the device – this would cause inaccurate measurement.

Storage and use

1. Store the device in dry environment without the presence of chlorine or corrosive gases.
2. Under usual conditions, the service life of the semi-conductor sensor is longer than 2 years.
3. Do not let the device fall down on the ground or expose it to impacts and vibrations. In the event of damage by dropping, the device is virtually irreparable.
4. For cleaning, use dry cloth and avoid using abrasive agents or solvents.
5. According to the regulations and standards, the device should be re-calibrated every 6 months.
6. !!! Measuring immediately or shortly after drinking alcohol is inaccurate and usually also causes damage to the measuring sensor. Claim due to this cause would be unjustified.

Warning:

The 1T07 Digital Breath Analyser should be only used as a general guide for detecting alcohol level in your body.

The level of alcohol in breath can be affected by a number of factors (such as gases in air, smoke, several mouth odours etc.). Therefore, the measured values are merely approximate. The test result should not be interpreted as an indisputable ground for determining the safe capability of driving, running equipment or carrying out other dangerous activities. Neither the seller nor the manufacturer accept any liability resulting from the use of this device. DO NOT DRINK ALCOHOL BEFORE DRIVING! Technical parameters are subject to change without prior notice!

Technical data

1	Measurement range:	0.00 ‰, 0.10 ~ 1.5 ‰, measuring accuracy ± 0.2 ‰
2	Power supply:	2 pc. of 1.5V alkaline AAA batteries
3	Display:	digital with dual-colour backlight
4	Standby mode:	approx. 35 seconds after the latest test
5	Length of measured breathe-out:	approx. 6-7 seconds of uninterrupted air flow
6	Dimensions:	105 x 39 x 12 mm
7	Weight:	45g (without batteries)
8	Pre-set warning value:	0.2‰ BAC
9	Standard:	CE
10	Accessories:	2 pc. of mouthpieces
11	Operating:	+5 °C / 45 °C