

CZ

AD-06

Uživatelský manuál

PL: Výrobek splňuje požadavky směrnice Evropské unie.

V souladu se směrnicí 2012/19/EU podléhá tento produkt oddělenému sběru. Výrobek by neměl být likvidován s komunálním odpadem, protože může představovat hrozbu pro životní prostředí a lidské zdraví. Použitý výrobek by měl být vrácen do recyklačního místa pro elektrická a elektronická zařízení.

Úvod

Vážený kliente!

Děkujeme, že jste nám věřili a vybrali si značku Overmax.

Díky použití vysoce kvalitních materiálů a moderních technologických řešení vám poskytujeme produkt perfektní pro každodenní použití. Jsme si jisti, že díky velké pečlivosti při zpracování splní vaše požadavky. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující uživatelskou příručku.

Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy k zakoupenému produktu, kontaktujte nás:

podpora@overmax

Popis

- A. Vstup do náustku
- B. Zobrazit
- C. spustit test / zobrazit výsledky testu
- D. zkontrolovat výsledky testů
- E. zapnout a vypnout / zobrazit počet provedených testů / zobrazit poslední výsledek

BATERIE

Alkoster vyžaduje k provozu dvě baterie AA. Výměna baterií: Stiskněte kryt a vysuňte jej z prostoru pro baterie (umístěný na zadní straně zařízení). Vyjměte staré baterie a vložte nové, přičemž věnujte zvláštní pozornost jejich polaritě. Zavřte přihrádku na baterie.

15 MINUT PŘED MĚŘENÍM

Před zahájením testu počkejte alespoň 15 minut po poslední konzumaci alkoholu. Před provedením testu si vypláchněte ústa vodou.

Během těchto patnácti minut nepijte alkohol ani nekuřte cigarety. Pokud pijete alkohol nebo si nevyplachujete ústa, může být výsledek testu uměle vysoký kvůli zbytkům alkoholu. Pokud se nebudete řídit těmito doporučeními, výsledek testu může být nesprávný a navíc můžete poškodit senzor!

OPTIMÁLNÍ TEPLOTA PRO MĚŘENÍ

Doporučuje se provést testy a skladovat zařízení při pokojové teplotě. Neskladujte výrobek na místech s extrémními teplotami nebo velmi vlhkými podmínkami (například v autě v zimě nebo v létě).

PROVÁDĚNÍ MĚŘENÍ

Vložte náustek na příslušné místo (levý horní roh zařízení, vyznačeno na obr. 2).

Poznámka – testy provedené bez náustku mohou poskytovat nepřesné výsledky. Při každém měření se doporučuje vyměnit náustek.

Podržte tlačítko napájení po dobu 2 sekund. Po zapnutí začne zařízení zahřívát senzory. Celý proces trvá do 20 sekund (na displeji se objeví počítadlo, viz obr. 3).

Poté si vyberte z následujících dvou režimů: **automatický** nebo **manuální**.

Automatický režim – jednodušší režim měření. AD-06 monitoruje dech uživatele a poté nezávisle detekuje nejvhodnější okamžik pro odběr vzorku (konec výdechu).

Manuální režim – obvykle se používá, když není možný automatický režim.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Když uvidíte slovo „rdy“ (zkratka pro „ready“, viz obr. 4) a zařízení vydá krátký zvuk, zhluboka se nadechněte a foukněte do náustku, který byl předtím připojen k zařízení. Ujistěte se, že vydechujete dlouho a rovnoměrně (ne příliš rychle, konstantním tempem).

Zařízení vydá zvuk a zobrazí zprávu na displeji (viz obr. 5). To bude znamenat, že nastal správný výdech. Pokračujte ve foukání, dokud neuslyšíte dvojité cvaknutí, což znamená, že zařízení nasbíralo vzorek vydechovaného vzduchu.

Alkoster začne analyzovat nasbíraná data (obr. 5). Počkejte prosím chvíli, než se objeví výsledky.

MANUÁLNÍ REŽIM

Když uvidíte slovo „rdy“ (zkratka pro „ready“, viz obr. 4) a zařízení vydá krátký zvuk, stiskněte levé tlačítko (C) pro spuštění manuálního režimu.

Na displeji se zobrazí zpráva (obr. 5) a bude vydávat nepřetržitý zvukový signál.

Zhluboka se nadechněte a nepřetržitě foukejte do náustku. Foukejte, dokud neuslyšíte dvojité „cvaknutí“. V tomto okamžiku byste měli přestat foukat vzduch.

Zařízení začne analyzovat vhněný vzduch a zobrazí "[--- " (počítá). Chvilí počkejte a zobrazí se výsledek množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu.

Výsledek alkoholu v dechu se zobrazí v libovolném formátu (% , mg/l) podle formátu zobrazení BAC specifického pro danou zemi. V případě, že chcete změnit formát zobrazení, stiskněte levé tlačítko (C) pro změnu formátu zobrazení.

DŮLEŽITÉ!

V některých případech může zařízení před fouknutím do zařízení automaticky prodloužit pipnutí a zobrazit výsledek jako 0,00. Je totiž možné změřit velmi nízkou přítomnost další látky v senzoru po dlouhém skladování bez použití. V takovém případě spusťte test znovu.

V některých případech může zařízení zobrazit výsledek jako . Test byl totiž proveden v příliš chladném nebo příliš horkém prostředí. Před dalším testováním možná budete muset počkat několik minut, než se senzor uvnitř zařízení stabilizuje na pokojovou teplotu.

Výsledek množství alkoholu ve vydechovaném vzduchu se zobrazí na displeji po dobu 30 sekund. Zařízení se později automaticky vypne. Zařízení můžete také kdykoli vypnout stisknutím a podržením tlačítka zapnutí/vypnutí. (E) po dobu 3 sekund.

DOPORUČENÝ ČAS ČEKÁNÍ MEZI TESTY

Jakmile dokončíte svůj první test a chcete provést další atd., doporučuje se mezi testy počkat alespoň několik minut (nejlépe 5-10 minut), aby se zabránilo hromadění zbytků alkoholu na senzoru a aby byl zachován správný stav senzoru. .

TESTOVACÍ REŽIM NAHRÁVÁNÍ PAMĚTI:

Chcete-li zkontrolovat celkový počet provedených testů na alkohol v dechu, postupujte takto:

Během odpočítávání stiskněte tlačítko on/off. (E) pro zobrazení celkového počtu provedených testů. Toto číslo také pomáhá rozhodnout, kdy je potřeba kalibrace. Další informace naleznete v části „Kalibrace“.

Pokud chcete toto počítadlo vynulovat, dlouze stiskněte levé tlačítko (C), dokud neuvidíte, že počítadlo bylo vynulováno.

Zařízení se doporučuje rekalibrovat jednou ročně nebo po 300 testech, podle toho, co nastane dříve.

ZOBRAZIT POSLEDNÍCH 50 TESTŮ:

Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí. (E) pro zobrazení historie provedených testů (objeví se na obrazovce, označeny pořadovým číslem „1“ a následně odpovídajícím výsledkem)

Stisknutím pravého tlačítka (D) zobrazíte předchozí výsledky.
Chcete-li ukončit režim paměti zkušebního záznamu, stiskněte znovu tlačítko zapnutí/vypnutí prohlášení. (E).

SYSTÉMOVÉ HLÁŠENÍ

Oznámení	Význam zprávy
	Zařízení detekovalo vysokou koncentraci alkoholu (nad 4,00‰ BAC / 0,400 ‰BAC /2,00 mg/L).
	Byla zjištěna nedostatečná nebo nerovnoměrná koncentrace vyfukovaného vzduchu. Měl by být proveden další test.
	Snímač zařízení není připraven. K tomu dochází, když byla na senzoru zjištěna vysoká koncentrace zbytků alkoholu nebo nečistot z posledního testu. V takovém případě vypněte zařízení a počkejte několik minut, než provedete další test.
	Zařízení nemohlo dokončit test. Zopakujte test.
	Test byl proveden při příliš nízké nebo příliš vysoké teplotě. Vraťte zařízení na normální pokojovou teplotu. Před dalším testováním počkejte několik minut, než se senzor uvnitř zařízení stabilizuje na pokojovou teplotu.
	Slabá baterie. Vyměňte za nové alkalické baterie AA.

OPATŘENÍ

Po požití alkoholu a kouření před testem počkejte alespoň 15-20 minut. Nezapomeňte si vypláchnout ústa vodou.
Pro přesnější výsledky se doporučuje kalibrovat zařízení každých 12 měsíců nebo každých 300 testů.
Zařízení pracuje v teplotním rozsahu 10 – 40 °C s optimální přesností pro testy prováděné při pokojové teplotě (tj. přibližně 20 – 26 °C).
Pokud je výsledek vašeho testu nižší než 0,10 ‰ nebo 0,10 ‰ BAC nebo 0,050 mg/l, je to normální, pokud jste předtím nepili alkohol. V některých případech je totiž možné ve vydechaném vzduchu naměřit i jinou látku než alkohol.
Nepoužívejte zařízení jako nástroj ke zjišťování nebo rozhodování o vaší schopnosti řídit. Zobrazený výsledek alkoholu v dechu má pouze informativní charakter. Výrobce a prodejce se zřikají jakékoli právní odpovědnosti za naměřenou/odhadovanou hodnotu testu.

ÚDRŽBA

Pro udržení zařízení v dobrém stavu se doporučuje používat zařízení alespoň jednou měsíčně.

KALIBRACE

Přesnost alkohol testerů v dechu se může po 6 - 12 měsících běžného používání lišit v závislosti na počtu provedených testů a provozních podmínkách.
Pokud zařízení poskytuje nekonzistentní výsledky testů, neposkytuje žádné výsledky testů nebo poskytuje abnormálně vysoké či nízké výsledky testů, měl by být produkt zkalibrován.
Pro kalibraci kontaktujte servisní středisko.

Fotografie jsou pouze ilustrační, skutečný vzhled produktů se může lišit od vyobrazení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

- 1. ČERNÁ: 5902581659354
- 2. Jméno a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce:
BrandLine Group Sp. z o. o
ulice A. Kręglewskiego 1,
61-248 Poznań, POLSKO
- 3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce: BrandLine Group Sp. z o. o
- 4. Předmět prohlášení: AD-06
- 5. Výše uvedený předmět tohoto prohlášení je v souladu s příslušnými požadavky harmonizačních právních předpisů Unie:

2014/30/EU – směrnice EMC	2011/65/EU – směrnice RoHS
---------------------------	----------------------------

6. Odkazy na příslušné použité harmonizované normy nebo na jiné technické specifikace, ve vztahu k nimž se prohlašuje shoda:

EN 55011:2016 PN-EN 55011:2016 EN 61326-1:2013 PN-EN 61326-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017	IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
--	--

7. Další informace:

Podepsáno jménem:
BrandLine Group Sp. z o. o

Poznań, 07.06.2021
(místo a datum vydání)

SK

AD-06

Užívateľský manuál

PL: Výrobok spĺňa požiadavky smernice Európskej únie.

V súlade so smernicou 2012/19/EÚ podlieha tento produkt oddelenému zberu. Výrobok by nemal byť likvidovaný s komunálnym odpadom, pretože môže predstavovať hrozbu pre životné prostredie a ľudské zdravie. Použitý výrobok by mal byť vrátený do recyklačného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia.

Úvod

Vážení klienti!

Ďakujeme, že ste nám verili a vybrali si značku Overmax.

Vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov a moderných technologických riešení vám poskytujeme produkt perfektný na každodenné použitie. Sme si istí, že vďaka veľkej starostlivosti pri spracovaní spĺňa vaše požiadavky. Pred použitím produktu si prosím pozorne prečítajte nasledujúcu používateľskú príručku.

Ak máte nejaké pripomienky alebo otázky k zakúpenému produktu, kontaktujte nás:

podpora@overmax

Popis

- F. Vstup do náustku**
- G. Zobrazit'**
- H. spustiť test / zobrazit' výsledky testu**
- I. skontrolovať výsledky testov**
- J. zapnúť a vypnúť / zobrazit' počet vykonaných testov / zobrazit' posledný výsledok**

BATÉRIE

Alkoster vyžaduje na prevádzku dve batérie AA. Výmena batérií: Stlačte kryt a vysuňte ho z priestoru pre batérie (umiestnený na zadnej strane zariadenia). Vyberte staré batérie a vložte nové, pričom venujte zvláštnu pozornosť ich polarite. Zatvorte priehradku na batérie.

15 MINÚT PRED MERANÍM

Pred začatím testu počkajte aspoň 15 minút po poslednej konzumácii alkoholu. Pred vykonaním testu si vypláchnite ústa vodou.

Počas týchto pätnástich minút nepite alkohol ani nefajčite cigarety. Pokiaľ pijete alkohol alebo si nevyplachujete ústa, môže byť výsledok testu umelo vysoký kvôli zvýškom alkoholu. Pokiaľ sa nebudete riadiť týmito odporúčaniami, výsledok testu môže byť nesprávny a navyše môžete poškodiť senzor!

OPTIMÁLNA TEPLOTA NA MERANIE

Odporúča sa vykonať testy a skladovať zariadenie pri izbovej teplote. Neskladujte výrobok na miestach s extrémnymi teplotami alebo veľmi vlhkými podmienkami (napríklad v aute v zime alebo v lete).

VYKONÁVANIE MERANIA

Vložte náustok na príslušné miesto (ľavý horný roh zariadenia, vyznačené na obr. 2).

Poznámka – testy vykonané bez náustku môžu poskytovať nepresné výsledky. Pri každom meraní sa odporúča vymeniť náustok.

Podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd. Po zapnutí začne zariadenie zahrievať senzory. Celý proces trvá do 20 sekúnd (na displeji sa objaví počítadlo, viď obr. 3).

Potom si vyberte z nasledujúcich dvoch režimov: **automatický** alebo **manuálny**.

Automatický režim – jednoduchší režim merania. AD-06 monitoruje dych užívateľa a potom nezávisle detekuje najvhodnejší okamih pre odber vzorky (koniec výdychu).

Manuálny režim – obvykle sa používa, keď nie je možný automatický režim.

AUTOMATICKÝ REŽIM

Keď uvidíte slovo „rdy“ (skratka pre „ready“, viď obr. 4) a zariadenie vydá krátky zvuk, zhlboka sa nadýchnite a fúknite do náustku, ktorý bol predtým pripojený k zariadeniu. Uistite sa, že vydychujete dlho a rovnomerne (nie príliš rýchlo, konštantným tempom).

Zariadenie vydá zvuk a zobrazí správu na displeji (viď obr. 5). To bude znamenať, že nastal správny výdych. Pokračujte vo fúkaní, kým nebudete počuť dvojité cvaknutie, čo znamená, že zariadenie nazbieralo vzorku vydychovaného vzduchu.

Alkoster začne analyzovať nazbierané dáta (obr. 5). Počkajte prosím chvíľu, kým sa objavia výsledky.

MANUÁLNY REŽIM

Keď uvidíte slovo „rdy“ (skratka pre „ready“, viď obr. 4) a zariadenie vydá krátky zvuk, stlačte ľavé tlačidlo (C) pre spustenie manuálneho režimu.

Na displeji sa zobrazí správa (obr. 5) a bude vydávať nepretržitý zvukový signál.

Zhlboka sa nadýchnite a nepretržite fúkajte do náustku. Fúkajte, kým nebudete počuť dvojité „cvaknutie“. V tomto okamihu by ste mali prestať fúkať vzduch.

Zariadenie začne analyzovať vŕhnaný vzduch a zobrazí "[---" (počíta). Chvíľu počkajte a zobrazí sa výsledok množstva alkoholu vo vydychovanom vzduchu.

Výsledok alkoholu v dychu sa zobrazí v ľubovoľnom formáte (%o, %, mg/l) podľa formátu zobrazenia BAC špecifického pre danú krajinu. V prípade, že chcete zmeniť formát zobrazenia, stlačte ľavé tlačidlo (C) pre zmenu formátu zobrazenia.

DÔLEŽITÉ!

V niektorých prípadoch môže zariadenie pred fúknutím do zariadenia automaticky predĺžiť pípnutie a zobrazíť výsledok ako 0,00. Je totiž možné zmerať veľmi nízku prítomnosť ďalšej látky v senzore po dlhom skladovaní bez použitia. V takom prípade spustíte test znova.

V niektorých prípadoch môže zariadenie zobrazíť výsledok ako . Test bol totiž vykonaný v príliš chladnom alebo príliš horúcom prostredí. Pred ďalším testovaním možno budete musieť počkať niekoľko minút, kým sa senzor vo vnútri zariadenia stabilizuje na izbovú teplotu.

Výsledok množstva alkoholu vo vydychovanom vzduchu sa zobrazí na displeji po dobu 30 sekúnd. Zariadenie sa neskôr automaticky vypne. Zariadenie môžete tiež kedykoľvek vypnúť stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia. (E) po dobu 3 sekúnd.

ODPORÚČANÝ ČAS ČAKANIA MEDZI TESTY

Akonáhle dokončíte svoj prvý test a chcete vykonať ďalšie atď., odporúča sa medzi testami počkať aspoň niekoľko minút (najlepšie 5-10 minút), aby sa zabránilo hromadeniu zvyškov alkoholu na senzore a aby bol zachovaný správny stav senzora. .

TESTOVACÍ REŽIM NAHRÁVANIA PAMÄTE:

Ak chcete skontrolovať celkový počet vykonaných testov na alkohol v dychu, postupujte takto:
Počas odpočítavania stlačte tlačidlo on/off. (E) na zobrazenie celkového počtu vykonaných testov. Toto číslo tiež pomáha rozhodnúť, kedy je potrebná kalibrácia. Ďalšie informácie nájdete v časti „Kalibrácia“.

Ak chcete toto počítadlo vynulovať, dlho stlačte ľavé tlačidlo (C), kým neuvidíte, že počítadlo bolo vynulované.

Zariadenie sa odporúča recalibrovať raz ročne alebo po 300 testoch, podľa toho, čo nastane skôr.

ZOBRAZIŤ POSLEDNÝCH 50 TESTOV:

Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia. (E) pre zobrazenie histórie vykonaných testov (objaví sa na obrazovke, označené poradovým číslom „1“ a následne zodpovedajúcim výsledkom)

Stlačením pravého tlačidla (D) zobrazíte predchádzajúce výsledky.

Ak chcete ukončiť režim pamäte skúšobného záznamu, stlačte znovu tlačidlo zapnutia/vypnutia prezerania. (E).

Oznámenie	Význam správy
	Zariadenie detekovalo vysokú koncentráciu alkoholu (nad 4,00 ‰ BAC / 0,400 ‰ BAC / 2,00 mg/L).
	Bola zistená nedostatočná alebo nerovnomerná koncentrácia vyfukovaného vzduchu. Mal by byť vykonaný ďalší test.
	Snímač zariadenia nie je pripravený. K tomu dochádza, keď bola na senzore zistená vysoká koncentrácia zvyškov alkoholu alebo nečistôt z posledného testu. V takom prípade vypnite zariadenie a počkajte niekoľko minút, kým vykonáte ďalší test.
	Zariadenie nemohlo dokončiť test. Zopakujte test.
	Test bol vykonaný pri príliš nízkej alebo príliš vysokej teplote. Vráťte zariadenie na normálnu izbovú teplotu. Pred ďalším testovaním počkajte niekoľko minút, kým sa senzor vo vnútri zariadenia stabilizuje na izbovú teplotu.
	Slabá batéria. Vymeňte za nové alkalické batérie AA.

OPATRENIA

Po požití alkoholu a fajčení pred testom počkajte aspoň 15-20 minút. Nezabudnite si vypláchnuť ústa vodou.

Pre presnejšie výsledky sa odporúča kalibrovať zariadenie každých 12 mesiacov alebo každých 300 testov.

Zariadenie pracuje v teplotnom rozsahu 10 – 40 °C s optimálnou presnosťou pre testy vykonávané pri izbovej teplote (tj približne 20 – 26 °C).

Ak je výsledok vášho testu nižší ako 0,10 ‰ alebo 0,10 ‰ BAC alebo 0,050 mg/l, je to normálne, pokiaľ ste predtým nepili alkohol. V niektorých prípadoch je totiž možné vo vydychovanom vzduchu namerať aj inú látku ako alkohol.

Nepoužívajte zariadenie ako nástroj na zisťovanie alebo rozhodovanie o vašej schopnosti riadiť. Zobrazený výsledok alkoholu v dychu má iba informatívny charakter. Výrobca a predajca sa zriekajú akejkoľvek právnej zodpovednosti za nameranú/odhadovanú hodnotu testu.

ÚDRŽBA

Na udržanie zariadenia v dobrom stave sa odporúča používať zariadenie aspoň raz mesačne.

KALIBRÁCIA

Presnosť alkoholu testerov v dychu sa môže po 6 - 12 mesiacoch bežného používania líšiť v závislosti od počtu vykonaných testov a prevádzkových podmienok.

Ak zariadenie poskytuje nekonzistentné výsledky testov, neposkytuje žiadne výsledky testov alebo poskytuje abnormálne vysoké alebo nízke výsledky testov, mal by byť produkt kalibrovaný.

Pre kalibráciu kontaktujte servisné stredisko.

Fotografie sú iba ilustračné, skutočný vzhľad produktov sa môže líšiť od vyobrazenia.

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

1. ČÍERNA: 5902581659354

2. Meno a adresa výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu:

BrandLine Group Sp. z o. o

ulica A. Kręglewskiego 1,

61-248 Poznań, POLSKO

3. Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu: BrandLine Group Sp. z o. o

4. Predmet vyhlásenia: AD-06

5. Vyššie uvedený predmet tohto vyhlásenia je v súlade s príslušnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie:

2014/30/EÚ – smernica EMC	2011/65/EÚ – smernica RoHS
---------------------------	----------------------------

6. Odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo na iné technické špecifikácie, vo vzťahu ku ktorým sa vyhlasuje zhoda:

EN 55011:2016 PN-EN 55011:2016 EN 61326-1:2013 PN-EN 61326-1:2013 IEC 62321-3-1:2013 IEC 62321-4:2013+A1:2017	IEC 62321-5:2013 IEC 62321-6:2015 IEC 62321-7-1:2015 IEC 62321-7-2:2017 IEC 62321-8:2017
--	--

7. Ďalšie informácie:

Podpísané menom:

BrandLine Group Sp. z o. o

Poznań, 07.06.2021

(miesto a dátum vydania)

HU

AD-06

Használati utasítás

PL: A termék megfelel az Európai Unió irányelvek követelményeinek.

A 2012/19/EU irányelv értelmében ez a termék szelektív gyűjtés tárgyát képezi. A terméket nem szabad a kommunális hulladékkal együtt kidobni, mert veszélyt jelenthet a környezetre és az emberi egészségre. A használt terméket vissza kell juttatni az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítási helyére.

Bevezetés

Kedves ügyfél!

Köszönjük, hogy megbízott bennünk, és az Overmax márkát választotta.

A kiváló minőségű anyagok felhasználásának és a modern technológiai megoldásoknak köszönhetően a mindennapi használatra tökéletes terméket biztosítunk. Biztosak vagyunk benne, hogy a feldolgozás során végzett nagy gondossággal megfelelnek az Ön igényeinek. Kérjük, a termék használata előtt figyelmesen olvassa el az alábbi használati útmutatót.

Ha bármilyen észrevétele, kérdése van a vásárolt termékkel kapcsolatban, forduljon hozzánk:

podpora@overmax

Leírás

A. Szájrész bemenet

B. Nézet

C. teszt futtatása / teszteredmények megtekintése

D. tekintse át a vizsgálati eredményeket

E. be- és kikapcsolása / az elvégzett tesztek számának megtekintése / az utolsó eredmény megtekintése

AKKUMULÁTOROK

Az Alkoster működéséhez két AA elem szükséges. Elemcsere: Nyomja meg a fedelet, és csúsztassa ki az elemtartóból (a készülék hátulján található). Vegye ki a régi elemeket, és helyezze be az újakat, különös figyelmet fordítva a polaritásukra. Csukja be az elemtartó rekeszt.

15 perccel a MÉRÉS ELŐTT

A vizsgálat megkezdése előtt várjon legalább 15 percet az utolsó alkoholfogyasztás után. A vizsgálat megkezdése előtt öblítse ki a száját vízzel.

Ez alatt a tizenöt perc alatt ne igyon alkoholt és ne dohányozzon. Ha alkoholt fogyaszt, vagy nem öblíti ki a száját, a teszt eredménye mesterségesen magas lehet a maradék alkohol miatt. Ha nem tartja be

ezeket az ajánlásokat, a teszt eredménye hibás lehet, és az érzékelőt is károsíthatja!

OPTIMÁLIS HŐMÉRSÉKLET A MÉRÉSHOZ

Javasoljuk, hogy teszteket végezzen és a készüléket szobahőmérsékleten tárolja. Ne tárolja a terméket szélsőséges hőmérsékletű vagy nagyon párás helyen (például autóban télen vagy nyáron).

MÉRÉS VÉGREHAJTÁSA

Helyezze be a fúvókát a megfelelő helyre (a készülék bal felső sarkába, jelölve a 2. ábrán).

Megjegyzés – a szájrész nélkül végzett tesztek pontatlan eredményeket adhatnak. Javasoljuk, hogy minden mérésnél cserélje ki a szájrészt.

Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 2 másodpercig. Bekapcsolás után a készülék elkezd felmelegíteni az érzékelőket. A teljes folyamat legfeljebb 20 másodpercig tart (a kijelzőn megjelenik egy számláló, lásd a 3. ábrát).

Ezután válasszon a következő két üzemmód közül: automatikus vagy kézi.

Automatikus üzemmód – egyszerűbb mérési mód. Az AD-06 figyeli a felhasználó lélegzetét, majd önállóan érzékeli a mintavételhez legmegfelelőbb pillanatot (a kilégzés vége).

Kézi üzemmód – általában akkor használatos, ha az automatikus üzemmód nem lehetséges.

AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD

Amikor az „rdy” szót látja (a „ready” rövidítése, lásd a 4. ábrát), és a készülék rövid hangot ad ki, vegyen egy mély lélegzetet, és fújjon bele a korábban a készülékhez csatlakoztatott szájrészbe. Ügyeljen arra, hogy hosszan és egyenletesen lélegezzen ki (ne túl gyorsan, állandó ütemben).

A készülék hangot ad ki és egy üzenetet jelenít meg a kijelzőn (lásd 5. ábra). Ez azt jelenti, hogy megfelelő kilégzés történt. Folytassa a fújást, amíg dupla kattánást nem hall, ami azt jelzi, hogy a készülék mintát vett a kilélegzett levegőből.

Az Alkoster megkezdi az összegyűjtött adatok elemzését (5. ábra). Kérjük, várjon egy kicsit, amíg az eredmények megjelennek.

KÉZI ÜZEMMÓD

Amikor megjelenik az "rdy" szó (a "ready" rövidítése, lásd a 4. ábrát), és a készülék rövid hangot ad ki, nyomja meg a bal gombot (C) a kézi üzemmód elindításához.

Egy üzenet jelenik meg a kijelzőn (5. ábra), és folyamatos hangjelzés hallható.

Vegyel egy mély lélegzetet, és folyamatosan fúj a szájrészbe. Fújja, amíg dupla kattánást nem hall. Ezen a ponton abba kell hagynia a levegő fújását.

A készülék elkezd elemezni a befújt levegőt, és megjelenik a „[---” (számlál). Várjon egy kicsit, és megjelenik a kilélegzett levegőben lévő alkohol mennyiségének eredménye.

A leheletalkohol eredmény bármilyen formátumban (‰, ‰, mg/l) megjelenik az országspecifikus BAC megjelenítési formátumnak megfelelően. Ha módosítani szeretné a megjelenítési formátumot, nyomja meg a bal gombot (C) a megjelenítési formátum megváltoztatásához.

FONTOS!

Egyes esetekben a készülék automatikusan meghosszabbíthatja a hangjelzést, és az eredményt 0,00-ként jeleníti meg, mielőtt belefújna a készülékbe. Lehetőség van egy másik anyag nagyon alacsony jelenlétének mérésére az érzékelőben hosszú használat nélküli tárolás után. Ebben az esetben futtassa újra a tesztet.

Egyes esetekben a készülék a következőképpen jelenítheti meg az eredményt. A tesztet túl hideg vagy túl meleg környezetben végezték. Előfordulhat, hogy várnia kell néhány percet, amíg a készülék belsejében lévő érzékelő szobahőmérsékletre stabilizálódik, mielőtt ismét tesztelné.

A kilélegzett levegőben lévő alkohol mennyiségének eredménye 30 másodpercig megjelenik a kijelzőn. A készülék később automatikusan kikapcsol. A készüléket bármikor kikapcsolhatja a bekapcsológomb lenyomásával és nyomva tartásával. (E) 3 másodpercig.

A VÁRAKOZÁSI IDŐ A TESZTEK KÖZÖTT

Miután befejezte az első tesztet, és többet szeretne tenni