

RENPHO



Handheld Massager

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 21
Čeština	22 – 40
Slovenčina	41 – 59
Magyar	60 – 78
Deutsch	79 – 97

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt




+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Diagram



Charging and Battery Life

Charging Instructions

Before using the massager for the first time, it is essential to charge the device fully to ensure optimal performance.

- **Important Safety Note:** To prevent any potential hazards, the massager is designed to not function while it is connected to the charger. Therefore, always unplug the charger before using the massager. Additionally, the massager is equipped with an automatic safety feature that will shut the device down after 20 minutes of continuous use to prevent overheating and prolong the life of the unit.

- **Charger Specifications:**


Specification	Details
Charger Input Voltage	100 V – 240 V, 50 / 60 Hz, 0.5 A
Charger Output Voltage	9 V = 1A
Rated Power	9 W
Battery Capacity	2600 mAh (19.24 Wh)
Battery Voltage	7.4 V

Please ensure you use the included charger or a compatible one with the same specifications to avoid damage to the device.

Steps for Charging the Massager

Follow these steps carefully to charge your massager:


- Step 1: Connect the charger to an available power outlet. Once plugged in, the indicator light on the charger will turn green, signaling that the power supply is connected correctly.



- Step 2: Insert the charger plug into the massager's designated charging port. Ensure the plug is firmly seated for proper connection.



- Step 3: Place the massager on the provided stand so that the charging contacts are aligned and touching. When the contacts are properly aligned, the indicator light on the charger will turn red, confirming that the device is now charging.



- Step 4: Once charging is complete, the indicator light on the charger will switch back to green, signaling that the battery is fully charged.



- Step 5: To prolong battery life and maintain performance, it is recommended that you unplug the charger once charging is finished.



Battery Life and Maintenance

The massager is powered by two 18650 lithium-ion battery cells with a total capacity of 2600mAh. A full charge typically requires about 3 hours. After fully charging the unit, you can expect up to 140 minutes of continuous operation, depending on usage.

Battery life can vary based on the settings you use and the conditions under which the massager is operated. To ensure the longevity of the battery:

- If you do not plan to use the massager for an extended period, turn off the device and store it in a cool, dry place.
- Charge the massager at least once every month, even if it is not in use, to keep the batteries in good condition.

Important Usage Tips:

- Keep the massager away from high temperatures and avoid using it in environments where the surrounding temperature is excessively warm. Extreme heat can reduce battery efficiency and may cause damage to the device.
- Avoid overcharging the device by unplugging it once it reaches full charge, as this can help preserve the battery's shelf life.

Operating Instructions

To ensure the best experience with your massager, please follow these step-by-step instructions carefully:


- **Charge the Device:** Before using the massager, ensure that it is fully charged. This will guarantee optimal performance and battery life.
- **Disconnect from Charger:** Once the indicator light on the charger turns green, indicating a full charge, unplug the charger from both the device and the power outlet. This ensures that the massager is ready for operation and prevents unnecessary power consumption.
- **Attach a Massage Head (Optional):** If desired, you can select a massage stick or attachment suited to your massage needs. To remove an existing massage stick, twist it counterclockwise. To attach a new one, twist clockwise until it is securely in place. Make sure the attachment is fastened properly to avoid any interruptions during use.
- **Power On the Device:** Press the Power On / Off button to activate the massager. Once powered on, the device's power indicator light will illuminate, signaling that the unit is operational and ready to use.

- **Select a Mode:**

- Press the Mode button to choose between different massage modes, each offering a unique type of massage rhythm and intensity.
- To adjust the intensity of the massage, use the up (Λ) or down (V) buttons to either increase or decrease the power of the percussion.
- There are four available percussion modes, each offering five different speed levels. Experiment with different modes and speed levels to find the combination that best suits your preferences or therapy needs.

The control panel features the following buttons:

- **Mode:** Allows you to switch between massage modes.
- **Up Arrow (Λ):** Increases the intensity of the massage.
- **Down Arrow (V):** Reduces the intensity.
- **Power On/Off:** Turns the device on or off.




Targeted Massage Areas

This massager is designed for versatile use and can be applied to various areas of the body, providing relief and relaxation. Below are some of the recommended target areas and their corresponding illustrations:


- **Shoulder Massage:** Relieves tension in the shoulders, often a result of poor posture or stress.



- **Back Massage:** Eases muscle tightness in the upper or lower back.




- **Foot Massage:** Provides soothing relief after a long day on your feet.




- **Arm Massage:** Targets muscle strain or soreness in the arms.



- **Waist Massage:** Helps to alleviate stiffness or discomfort in the waist region.



- **Leg Massage:** Relaxes sore leg muscles, perfect after workouts or long periods of standing.



Safety Feature: Automatic Power Off

For your safety, the massager is equipped with a protective feature that automatically shuts the device down if too much pressure is applied. This prevents damage to both the massager and your body.

If the device powers off due to excessive pressure, follow these steps to reset it:

- Turn the device off if it has not already powered down.
- Place the massager into the charging stand and connect the charger.
- Wait for approximately 3 seconds.
- Unplug the charger from the massager and the power outlet simultaneously.
- Turn the device back on and resume your massage session.

Massage Sticks

Your full-body massager comes equipped with five unique massage sticks, each designed to provide a different style of massage. Depending on whether you prefer a firmer, deeper massage or a softer, more gentle approach, you can select the attachment that best suits your needs.

Below is a guide to help you choose the most appropriate massage stick for different parts of the body and massage techniques:

- **Round Stick:**
 - The Round Stick is designed to deliver a powerful, deep-tissue massage. It is ideal for targeting larger muscle groups where you may need stronger pressure to relieve tension and soreness. This stick provides broad, firm contact, making it effective for intense massage sessions.



- **3-Points Stick (or 3-Head Stick):**

- The 3-Points Stick is perfect for improving blood circulation and relieving muscle stiffness. Its three rounded contact points allow for a focused massage, making it ideal for areas where there is a significant amount of muscle over bone, such as the shoulders and upper back. The design helps to evenly distribute pressure, enhancing relaxation and promoting muscle recovery.



- **Curved Head:**

- The Curved Head is shaped to comfortably contour to the arms and legs, providing a more targeted massage for those regions. It's great for releasing muscle tension in the limbs and can be particularly useful for athletes or those with frequent muscle strain. Its curved shape makes it perfect for applying even pressure along the curves of your body.



- **One-Point Head:**

- The One-Point Head is intended for more precise application, such as massaging acupuncture points. This stick delivers focused pressure to small, specific areas, making it ideal for relieving tension in tight spots. Use this attachment carefully, especially when applying it to sensitive areas.



Important Safety Note:

None of the massage sticks are designed for use on the head. Please avoid using any of the attachments on your head or face to prevent injury or discomfort.

Warnings & Safety Precautions

Important – Please Read All Instructions Before Use

- **Intended Use:** This appliance is not designed for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or those who lack experience and knowledge, unless they have been given proper supervision or instruction by a person responsible for their safety.
- **Supervision of Children:** Children should be closely supervised to ensure they do not play with the massager. It is not a toy and can pose a risk if mishandled.
- **Maintenance:** Cleaning and user maintenance should not be performed by children without supervision to ensure proper care and avoid accidents.

Safety Notice: To prevent serious injury, death, or damage to property, read this manual thoroughly and use the massager only as instructed. Improper use can result in hazardous situations.

Usage Restrictions

- **Age Recommendation:** Due to the high power of this device, it is recommended for use only by individuals aged 16 and above. Keep the massager out of the reach of children and pets to avoid accidental injury.
- **DO NOT Use the Massager On:**
 - **Sensitive or Damaged Skin:** Avoid using the massager on areas with sensitive, swollen, or inflamed skin. Also, refrain from using it where skin infections, rashes, or eruptions are present, or where you experience unexplained abdominal pain, as this could worsen the condition.
 - **Head:** The massager is not designed for head use. Applying pressure to the head can be dangerous.
 - **Varicose Veins:** Do not use the massager on areas with varicose veins, as this could exacerbate the condition.
 - **Throat Area:** The throat is a sensitive area, and using the massager here could pose a risk to your airway and vital structures.
 - **Genital Area:** This is not a personal or sexual massager. Using it on the genital area can cause severe bodily harm due to its strong power.
 - **Unconscious or Sleeping Individuals:** Never use the massager on someone who is unconscious or sleeping, as they cannot provide feedback on pressure or discomfort.
 - **Pregnant Women:** The powerful vibrations and intensity of this massager may not be safe for use during pregnancy. Always consult a healthcare provider before using the device if you are pregnant.
- **Use Only Original Accessories:** Always use the original charger and massage sticks provided by RENPHO. Using third-party chargers, adapters, or massage sticks can result in overheating, explosion, electric shock, or fire. Additionally, non-compatible attachments may cause damage to the massager and void the warranty.
- **Avoid Wet Conditions:** Never operate the massager with wet hands, and do not allow moisture to come into contact with the charger or the device itself. Water can cause severe damage to the massager and may increase the risk of electric shock. Do not insert foreign objects into the charging port, as this can lead to electric hazards.

- **Keep Away from Heat Sources:** Do not place the massager near heat-emitting appliances, such as ovens, microwaves, or high-pressure cookers. Avoid storing it in overly hot environments, such as inside a parked car on a hot day or near windows with direct sunlight. Excessive heat can damage the internal batteries, degrade the product's performance, and cause malfunction.
- **No Disassembly:** Under no circumstances should you attempt to disassemble or modify the massager or its batteries. Drilling into the device or tampering with its components can lead to electric shock, fire, or irreparable damage. Altering the product will also void your warranty, and you may be held responsible for any resulting damages.
- **Temperature Guidelines:** For optimal performance and safety, the massager should only be used in environments where the temperature ranges between 5°C (41°F) and 35°C (95°F). Avoid exposing the device to extreme temperature fluctuations or high humidity, as this may cause damage to the electrical circuits or batteries.
- **Handle with Care:** Do not drop or apply excessive force to the massager. Applying heavy weight or impact can cause internal damage, malfunctions, and reduce the lifespan of the device. Always store and handle the massager with care to avoid unnecessary wear and tear.
- **Intended Use Only:** The massager is intended solely for personal, non-commercial use. Using it for any purpose other than that described in the manual could result in malfunction and premature product failure. This product is not designed for continuous industrial or commercial operation.
- **Magnetic Fields:** Keep the massager away from areas with strong magnetic fields. Prolonged exposure to magnetic fields can affect the device's functionality and cause battery discharge or other issues.
- **Warning Against Overheating:** Do not operate the massager under blankets, pillows, or any enclosed surface where heat cannot dissipate properly. Excessive heat buildup may result in fire, electric shock, or injury to the user.

Additional Warnings

- **Supervision Required:** Close supervision is necessary when the massager is being used near children, individuals with disabilities, or those who require assistance. The massager should not be used by anyone unable to fully understand its operation or risks.
- **No Wet Environments:** Do not use the massager while bathing, showering, or near any water source. The risk of electric shock is significantly increased in wet environments. Never allow the massager to come into contact with water or any other liquid.
- **Ventilation & Placement:** Do not operate the massager on soft surfaces (such as beds or couches) where the ventilation openings could become blocked. This could cause the device to overheat and result in malfunction or fire.
- **Original Power Supply Only:** Always use the power supply unit that came with the massager. Using a non-recommended power source can lead to electrical issues, short-circuiting, or potential injury.

Battery Safety Information

- **Battery Handling:** Be mindful of the risk of short-circuiting the terminals of the battery-operated device. Metal objects such as keys, coins, or jewelry can cause a short circuit if they come into contact with the battery terminals.
- **Non-Replaceable Battery:** This massager contains non-replaceable batteries. If the batteries reach the end of their life, the device should be properly disposed of following local guidelines for electronic waste. The batteries should only be removed or replaced by qualified personnel.
- **Temperature Considerations:** Avoid exposing the massager and its batteries to extreme temperatures. Excessive heat or cold can damage the batteries, reducing their efficiency or causing them to fail altogether.

Product Care & Maintenance

- **Storage:** Always store the massager in a safe, cool, and dry place when it is not in use. This will help preserve its functionality and prolong its lifespan.
- **Unplug Before Cleaning:** Before performing any cleaning or maintenance, make sure the massager is unplugged from the charger to avoid electrical hazards.
- **Cleaning:** After each use, gently wipe the massager with a soft, damp cloth. It is important to use only non-abrasive cleaners to avoid scratching or damaging the surface of the device. If necessary, you may also sterilize the massager with appropriate sterilizing products to ensure cleanliness, but avoid harsh chemicals.
- **Avoid Water Submersion:** Never submerge the massager in water or any other liquid. Doing so may cause internal damage to the device's electrical components, leading to malfunction or safety hazards.
- **Keep Away from Harsh Chemicals:** Avoid exposing the massager to solvents, bleach, or harsh detergents. These substances can degrade the materials and affect the massager's performance.
- **No User Repairs:** Do not attempt to repair the massager yourself. There are no user-serviceable parts inside the device, and opening it could void your warranty. If the product malfunctions, please contact customer service for assistance or repairs.
- **Proper Disposal:** The massager contains a lithium-ion battery and other electronic components that are classified as hazardous E-waste. Do not dispose of the device in a landfill. Instead, follow local recycling programs or E-waste disposal guidelines to ensure the unit is properly and safely discarded.

Troubleshooting

Issue 1: The Massager Won't Turn On

If your massager is not powering on, try the following steps:

- **Check the Charge:** Ensure that the massager is fully charged by connecting it to the charger and verifying that the indicator light turns on.
- **Reset the Massager:**
 - Turn off the massager completely.
 - Place it in the charging stand and connect the charger.
 - After waiting approximately 3 seconds, unplug both ends of the charger simultaneously (from the massager and the wall socket).
 - Press the Power button to turn the massager back on.
- **Battery Life:** If the massager still does not turn on after charging, it is possible that the lithium-ion battery has reached the end of its life cycle. In this case, you may need to replace the unit or consult customer support for further assistance.

Issue 2: The Massager Doesn't Start Immediately

- **Start-Up Delay:** The massager may take up to 3 seconds to start after pressing the power button. During this time, the motor is initializing.
- **Adjusting Speed/Intensity:** If the device is slow to start, press the Mode button to increase the speed or intensity settings. The Power Light on the massager should turn solid green when the device is ready for use.

Frequently Asked Questions (FAQ)

If you encounter issues with your massager, consult the following troubleshooting guide to resolve common problems.

Problem	Status	Solutions
No power on charger's indicator light.	The charger's indicator light does not turn on.	Try using a different power outlet. If the problem persists, the outlet may be faulty, or the charger itself may need replacement.
Charger's indicator light still not lighting up.	The indicator light on the charger fails to light up, even after trying different outlets.	The charger may be defective. Please contact the seller or support team for assistance with a replacement or repair.
Charger light turns from red to green too quickly or never turns green.	The charger's indicator light behaves unusually, changing too quickly or failing to change to green when fully charged.	This may indicate an issue with the battery. The massager could be defective. Please contact the seller or support for troubleshooting and possible replacement.
Massager shuts off automatically.	The massager powers down on its own during use.	The device's built-in overheat protection may have been triggered. Allow the massager to cool down for a few minutes, then try turning it back on. If the issue recurs, consider checking the environment or usage duration to ensure the device isn't being overheated.

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt




+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Schéma



Nabíjení a životnost baterie

Pokyny pro nabíjení

Před prvním použitím masážního přístroje je nutné jej plně nabít, aby byl zajištěn jeho optimální výkon.

- **Důležité bezpečnostní upozornění:** Aby se předešlo případnému nebezpečí, je masážní přístroj navržen tak, aby nefungoval, pokud je připojen k nabíječce. Proto před použitím masážního přístroje vždy odpojte nabíječku ze zásuvky. Masážní přístroj je navíc vybaven automatickou bezpečnostní funkcí, která po 20 minutách nepřetržitého používání přístroj vypne, aby se zabránilo přehřátí a prodloužila se jeho životnost.

- **Specifikace nabíječky:**

Specifikace	Podrobnosti
Vstupní napětí nabíječky	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,5 A
Výstupní napětí nabíječky	9 V = 1A
Jmenovitý výkon	9 W
Kapacita baterie	2600 mAh (19,24 Wh)
Napětí baterie	7.4 V

Ujistěte se, že používáte přiloženou nabíječku nebo kompatibilní nabíječku se stejnými specifikacemi, aby nedošlo k poškození zařízení.

Kroky pro nabíjení masážního přístroje

Při nabíjení masážního přístroje postupujte pečlivě podle následujících kroků:

- Krok 1: Připojte nabíječku k dostupné elektrické zásuvce. Po zapojení se kontrolka na nabíječce rozsvítí zeleně, což signalizuje, že je napájení správně připojeno.



- Krok 2: Zasuňte zástrčku nabíječky do určeného nabíjecího portu masážního přístroje. Ujistěte se, že je zástrčka pevně zasunutá, aby došlo ke správnému připojení.



- Krok 3: Umístěte masážní přístroj na dodaný stojan tak, aby byly nabíjecí kontakty zarovnané a dotýkaly se. Když jsou kontakty správně zarovnané, kontrolka na nabíječce se rozsvítí červeně, což potvrzuje, že se zařízení nyní nabíjí.



- Krok 4: Po dokončení nabíjení se kontrolka na nabíječce přepne zpět na zelenou, což signalizuje, že je baterie plně nabitá.



- Krok 5: Pro prodloužení životnosti baterie a zachování jejího výkonu doporučujeme po ukončení nabíjení odpojit nabíječku od sítě.



Životnost a údržba baterie

Masážní přístroj je napájen dvěma lithium-iontovými akumulátory 18650 s celkovou kapacitou 2600 mAh. Plné nabití obvykle trvá přibližně 3 hodiny. Po úplném nabití přístroje můžete v závislosti na způsobu použití očekávat až 140 minut nepřetržitého provozu.

Výdrž baterie se může lišit v závislosti na použitém nastavení a podmínkách, za kterých je masážní přístroj provozován. Chcete-li zajistit dlouhou životnost baterie:

- Pokud masážní přístroj neplánujete delší dobu používat, vypněte jej a uložte na chladném a suchém místě.
- Masážní přístroj nabíjejte alespoň jednou za měsíc, i když jej nepoužíváte, abyste udrželi baterie v dobrém stavu.

Důležité rady pro používání:

- Masážní přístroj uchovávejte mimo dosah vysokých teplot a nepoužívejte jej v prostředí, kde je okolní teplota příliš vysoká. Extrémní teplo může snížit účinnost baterie a může způsobit poškození zařízení.
- Zabraňte přebíjení zařízení tím, že jej po dosažení plného nabití odpojíte od sítě, protože to může pomoci zachovat životnost baterie.

Návod k obsluze

Abyste si zajistili co nejlepší zkušenosti s masážním přístrojem, postupujte pečlivě podle těchto pokynů krok za krokem:

- **Nabíjení zařízení:** Před použitím masážního přístroje se ujistěte, že je plně nabitý. To zaručí optimální výkon a životnost baterie.
- **Odpojení od nabíječky:** Jakmile se kontrolka na nabíječce rozsvítí zeleně, což znamená plné nabití, odpojte nabíječku od zařízení i od elektrické zásuvky. Tím zajistíte, že je masážní přístroj připraven k provozu, a zabráníte zbytečné spotřebě energie.
- **Připojte masážní hlavu (volitelně):** V případě potřeby si můžete vybrat masážní tyč nebo nástavec vhodný pro vaše potřeby. Chcete-li stávající masážní tyč vyjmout, otočte ji proti směru hodinových ručiček. Chcete-li připojit novou, otáčejte jí ve směru hodinových ručiček, dokud nebude pevně na svém místě. Ujistěte se, že je nástavec řádně upevněn, aby nedocházelo k přerušení během používání.

- **Zapnutí zařízení:** Stisknutím tlačítka Power On / Off aktivujte masážní přístroj. Po zapnutí se rozsvítí kontrolka napájení zařízení, což signalizuje, že je přístroj funkční a připraven k použití.
- **Vyberte režim:**
 - Stisknutím tlačítka Mode můžete volit mezi různými masážními režimy, z nichž každý nabízí jedinečný typ masážního rytmu a intenzity.
 - Chcete-li upravit intenzitu masáže, použijte tlačítka nahoru (Λ) nebo dolů (V) pro zvýšení nebo snížení síly úderů.
 - K dispozici jsou čtyři režimy bicích nástrojů, z nichž každý nabízí pět různých úrovní rychlosti. Experimentujte s různými režimy a úrovněmi rychlosti, abyste našli kombinaci, která nejlépe vyhovuje vašim preferencím nebo terapeutickým potřebám.

Ovládací panel je vybaven následujícími tlačítky:


- **Režim:** Umožňuje přepínat mezi masážními režimy.
- **Šipka nahoru (Λ):** Zvyšuje intenzitu masáže.
- **Šipka dolů (V):** Snižuje intenzitu.
- **Zapnutí/vypnutí:** Zapnutí nebo vypnutí zařízení.




Cílové oblasti masáže

Tento masážní přístroj je navržen pro všestranné použití a lze jej aplikovat na různé části těla, čímž poskytuje úlevu a uvolnění. Níže jsou uvedeny některé doporučené cílové oblasti a jejich odpovídající ilustrace:


- **Masáž ramen:** Uvolňuje napětí v ramenou, které je často důsledkem špatného držení těla nebo stresu.



- **Masáž zad:** Uvolňuje svalové napětí v horní nebo dolní části zad.




- **Masáž nohou:** Poskytuje uklidňující úlevu po dlouhém dni stráveném na nohou.



- **Masáž paží:** Masáž paží: zaměřuje se na svalové napětí nebo bolestivost paží.



- **Masáž pasu:** Pomáhá zmírnit ztuhlost nebo nepohodlí v oblasti pasu.



- **Masáž nohou:** Uvolňuje bolavé svaly nohou, ideální po tréninku nebo dlouhém stání.



Bezpečnostní prvek: Automatické vypnutí

Masážní přístroj je pro vaši bezpečnost vybaven ochrannou funkcí, která přístroj automaticky vypne, pokud je na něj vyvíjen příliš velký tlak. Tím se zabrání poškození masážního přístroje i vašeho těla.

Pokud se zařízení vypne v důsledku nadměrného tlaku, resetujte jej podle následujících kroků:

- Vypněte zařízení, pokud ještě nebylo vypnuto.
- Umístěte masážní přístroj do nabíjecího stojanu a připojte nabíječku.
- Počkejte přibližně 3 sekundy.
- Odpojte nabíječku od masážního přístroje a současně od elektrické zásuvky.
- Zapněte přístroj a pokračujte v masáži.

Masážní tyčinky

Masážní přístroj na celé tělo je vybaven pěti jedinečnými masážními tyčemi, z nichž každá je navržena pro jiný styl masáže. Podle toho, zda dáváte přednost tvrdší a hlubší masáži, nebo jemnějšímu a šetrnějšímu přístupu, si můžete vybrat nástavec, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Níže je uveden průvodce, který vám pomůže vybrat nejvhodnější masážní hůl pro různé části těla a masážní techniky:

- **Koule:**
 - Koule je navržena tak, aby poskytovala silnou, hloubkovou masáž. Je ideální pro cílení na větší svalové skupiny, kde můžete potřebovat silnější tlak pro zmírnění napětí a bolestivosti. Koule poskytuje široký a pevný kontakt, takže je účinná pro intenzivní masážní sezení.



- **Hokejka se třemi body** (nebo hokejka se třemi hlavami):
 - Tyčinka 3-Points Stick je ideální pro zlepšení krevního oběhu a zmírnění svalové ztuhlosti. Její tři zaoblené kontaktní body umožňují cílenou masáž, takže je ideální pro oblasti, kde je značné množství svalů nad kostmi, jako jsou ramena a horní část zad. Konstrukce pomáhá rovnoměrně rozložit tlak, což zvyšuje uvolnění a podporuje regeneraci svalů.



- **Zakřivená hlava:**
 - Zakřivená hlava je tvarovaná tak, aby se pohodlně přizpůsobila pažím a nohám a poskytovala cílenější masáž těchto oblastí. Je skvělá pro uvolnění svalového napětí v končetinách a může být užitečná zejména pro sportovce nebo osoby s častým svalovým přetížením. Díky svému zakřivenému tvaru je ideální pro rovnoměrné vyvíjení tlaku podél křivek těla.



- **Jednobodová hlava:**

- Hlavice One-Point Head je určena k přesnějšímu použití, například k masáži akupunkturálních bodů. Tato tyč vyvíjí soustředěný tlak na malé, specifické oblasti, takže je ideální pro uvolnění napětí v úzkých místech. Tento nástavec používejte opatrně, zejména při aplikaci na citlivá místa.



Důležité bezpečnostní upozornění:

Žádná z masážních tyčí není určena k použití na hlavě. Nepoužívejte prosím žádný z nástavců na hlavě nebo obličeji, abyste předešli zranění nebo nepohodlí.

Upozornění a bezpečnostní opatření

Důležité - před použitím si přečtěte všechny pokyny

- **Určené použití:** Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod řádným dohledem nebo nebyly poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- **Dohled nad dětmi:** Děti by měly být pod přísným dohledem, aby si s masážním přístrojem nehrály. Není to hračka a při nesprávné manipulaci může představovat riziko.
- **Údržba:** Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dozoru, aby byla zajištěna správná péče a předešlo se nehodám.

Bezpečnostní upozornění: Abyste předešli vážnému zranění, smrti nebo škodám na majetku, přečtěte si důkladně tento návod a používejte masážní přístroj pouze podle pokynů. Nesprávné použití může vést k nebezpečným situacím.

Omezení používání

- **Doporučený věk:** Vzhledem k vysokému výkonu tohoto zařízení se doporučuje používat pouze osobám starším 16 let. Masážní přístroj uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat, aby nedošlo k náhodnému poranění.
- **Masážní přístroj NEPOUŽÍVEJTE zapnutý:**
 - **Citlivá nebo poškozená pokožka:** Vyvarujte se používání masážního přístroje na citlivé, oteklé nebo zanícené pokožce. Nepoužívejte jej také v místech, kde se vyskytují kožní infekce, vyrážky nebo vyrážky, nebo tam, kde pociťujete nevysvětlitelné bolesti břicha, protože by to mohlo stav zhoršit.
 - **Hlava:** Masážní přístroj není určen k použití na hlavě. Tlak na hlavu může být nebezpečný.
 - **Křečové žíly:** Masážní přístroj nepoužívejte v místech s křečovými žilami, protože by mohlo dojít k jejich zhoršení.
 - **Oblast krku:** Masážní přístroj by mohl ohrozit dýchací cesty a životně důležité struktury.
 - **Oblast genitálií:** Toto není osobní ani sexuální masážní přístroj. Použití na oblast genitálií může způsobit vážné tělesné poškození vzhledem k jeho silné síle.
 - **Osoby v bezvědomí nebo spící osoby:** Masážní přístroj nikdy nepoužívejte na osoby v bezvědomí nebo spící osoby, protože nemohou poskytnout zpětnou vazbu o tlaku nebo nepohodlí.
 - **Těhotné ženy:** Silné vibrace a intenzita tohoto masážního přístroje nemusí být bezpečné pro použití v těhotenství. Pokud jste těhotná, vždy se před použitím přístroje poraďte s lékařem.
- **Používejte pouze originální příslušenství:** Vždy používejte originální nabíječku a masážní tyčinky dodané společností RENPHO. Použití nabíječek, adaptérů nebo masážních tyčí jiných výrobců může vést k přehřátí, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nekompatibilní nástavce mohou navíc způsobit poškození masážního přístroje a ztrátu záruky.
- **Vyhnete se mokřým podmínkám:** Nikdy nepoužívejte masážní přístroj s mokřými rukama a nedovolte, aby se vlhkost dostala do kontaktu s nabíječkou nebo samotným přístrojem. Voda může způsobit vážné poškození masážního přístroje a může zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem. Do nabíjecího portu nekládejte cizí předměty, protože to může vést k ohrožení elektrickým proudem.

- **Uchovávejte mimo dosah zdrojů tepla:** Masážní přístroj neumísťujte do blízkosti spotřebičů vyzařujících teplo, jako jsou trouby, mikrovlnné trouby nebo vysokotlaké sporáky. Neukládejte jej v příliš horkém prostředí, například v zaparkovaném autě za horkého dne nebo v blízkosti oken s přímým slunečním světlem. Nadměrné teplo může poškodit vnitřní baterie, snížit výkon výrobku a způsobit jeho poruchu.
- **Ne Demontáž:** V žádném případě se nepokoušejte rozebírat nebo upravovat masážní přístroj nebo jeho baterie. Vrtání do přístroje nebo zásahy do jeho součástí mohou vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo nenapravitelnému poškození. Změny na výrobku také vedou ke ztrátě záruky a můžete být odpovědní za případné škody, které z toho vzniknou.
- **Pokyny pro teplotu:** Pro optimální výkon a bezpečnost by měl být masážní přístroj používán pouze v prostředí s teplotou v rozmezí od 5°C do 35°C. Nevystavujte přístroj extrémním výkyvům teplot nebo vysoké vlhkosti, protože by mohlo dojít k poškození elektrických obvodů nebo baterií.
- **Zacházejte s ním opatrně:** Masážní přístroj nepouštějte na zem ani na něj nepůsobte nadměrnou silou. Silné zatížení nebo nárazy mohou způsobit vnitřní poškození, poruchy a zkrátit životnost přístroje. Masážní přístroj vždy skladujte a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili jeho zbytečnému opotřebení.
- **Pouze k určenému použití:** Masážní přístroj je určen výhradně pro osobní, nekomerční použití. Použití k jinému účelu, než je popsáno v návodu, může mít za následek nesprávnou funkci a předčasné selhání výrobku. Tento výrobek není určen pro nepřetržitý průmyslový nebo komerční provoz.
- **Magnetická pole:** Udržujte masážní přístroj mimo oblasti se silnými magnetickými poli. Dlouhodobé působení magnetických polí může ovlivnit funkčnost přístroje a způsobit vybití baterie nebo jiné problémy.
- **Varování před přehřátím:** Masážní přístroj nepoužívejte pod přikrývkami, polštáři nebo jakýmkoli uzavřeným povrchem, kde se teplo nemůže řádně odvádět. Nadměrné zahřívání může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění uživatele.

Další upozornění

- **Požadovaný dohled:** V případě, že je masážní přístroj používán v blízkosti dětí, osob se zdravotním postižením nebo osob vyžadujících pomoc, je nutný přísný dohled. Masážní přístroj by neměly používat osoby, které nejsou schopny plně porozumět jeho fungování a rizikům.
- **Žádné vlhké prostředí:** Masážní přístroj nepoužívejte při koupání, sprchování nebo v blízkosti jakéhokoli zdroje vody. Ve vlhkém prostředí se výrazně zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedovolte, aby se masážní přístroj dostal do kontaktu s vodou nebo jinou tekutinou.
- **Větrání a umístění:** Masážní přístroj nepoužívejte na měkkých površích (jako jsou postele nebo pohovky), kde by mohlo dojít k ucpání větracích otvorů. Mohlo by to způsobit přehřátí přístroje a následnou poruchu nebo požár.
- **Pouze originální napájecí zdroj:** Vždy používejte napájecí zdroj dodaný s masážním přístrojem. Použití nedoporučeného zdroje napájení může vést k elektrickým problémům, zkratu nebo možnému zranění.

Bezpečnostní informace o bateriích

- **Manipulace s baterií:** Dbejte na riziko zkratu na svorkách zařízení napájených z baterie. Kovové předměty, jako jsou klíče, mince nebo šperky, mohou způsobit zkrat, pokud se dostanou do kontaktu se svorkami baterie.
- **Nevyměnitelná baterie:** Tento masážní přístroj obsahuje nevyměnitelné baterie. Pokud baterie doslouží, měl by být přístroj řádně zlikvidován podle místních směrnic pro elektronický odpad. Baterie by měl vyjmout nebo vyměnit pouze kvalifikovaný personál.
- **Zohlednění teploty:** Masážní přístroj a jeho baterie nevystavujte extrémním teplotám. Nadměrné teplo nebo chlad mohou poškodit baterie a snížit jejich účinnost nebo způsobit jejich úplné selhání.

Péče o výrobek a údržba

- **Skladování:** Vždy skladujte masážní přístroj na bezpečném, chladném a suchém místě, pokud jej nepoužíváte. Pomůže to zachovat jeho funkčnost a prodloužit životnost.
- **Před čištěním odpojte zástrčku:** Před čištěním nebo údržbou se ujistěte, že je masážní přístroj odpojen od nabíječky, abyste předešli elektrickému nebezpečí.
- **Čištění:** Po každém použití masér jemně otřete měkkým vlhkým hadříkem. Je důležité používat pouze neabrazivní čisticí prostředky, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození povrchu přístroje. V případě potřeby můžete masážní přístroj také sterilizovat vhodnými sterilizačními prostředky, abyste zajistili čistotu, ale vyhněte se drsným chemikáliím.
- **Vyhněte se ponoření do vody:** Masážní přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Může to způsobit vnitřní poškození elektrických součástí přístroje, což může vést k poruše nebo ohrožení bezpečnosti.
- **Nepoužívejte drsné chemické látky:** Masážní přístroj nevystavujte působení rozpouštědel, bělidel nebo drsných čisticích prostředků. Tyto látky mohou znehodnotit materiály a ovlivnit výkon masážního přístroje.
- **Žádné uživatelské opravy:** Nepokoušejte se opravovat masážní přístroj sami. Uvnitř přístroje nejsou žádné díly, které by mohl uživatel opravovat, a jeho otevření by mohlo vést ke ztrátě záruky. V případě poruchy výrobku se obraťte na zákaznický servis a požádejte o pomoc nebo opravu.
- **Správná likvidace:** Masážní přístroj obsahuje lithium-iontovou baterii a další elektronické komponenty, které jsou klasifikovány jako nebezpečný elektronický odpad. Zařízení nelikvidujte na skládce. Místo toho se řiďte místními recyklačními programy nebo pokyny pro likvidaci elektronického odpadu, abyste zajistili správnou a bezpečnou likvidaci přístroje.

Řešení problémů

Problém 1: Masážní přístroj se nechce zapnout

Pokud se masážní přístroj nezapíná, zkuste provést následující kroky:

- **Zkontrolujte náboj:** Zkontrolujte, zda je masážní přístroj plně nabitý: připojte jej k nabíječce a zkontrolujte, zda se rozsvítí kontrolka.
- **Resetujte masážní přístroj:**
 - Masážní přístroj zcela vypněte.
 - Umístěte jej do nabíjecího stojanu a připojte nabíječku.
 - Po uplynutí přibližně 3 sekund odpojte oba konce nabíječky současně (z masážního přístroje i ze zásuvky).
 - Stisknutím tlačítka napájení masážní přístroj znovu zapněte.
- **Životnost baterie:** Pokud se masážní přístroj po nabití stále nezapíná, je možné, že lithium-iontová baterie dosáhla konce svého životního cyklu. V takovém případě bude možná nutné přístroj vyměnit nebo se obrátit na zákaznickou podporu, která vám poskytne další pomoc.

Problém 2: Masážní přístroj se nespustí okamžitě

- **Zpoždění spuštění:** Masážní přístroj se může po stisknutí tlačítka napájení spustit až za 3 sekundy. Během této doby probíhá inicializace motoru.
- **Nastavení rychlosti/intenzity:** Pokud se zařízení spouští pomalu, stiskněte tlačítko Mode a zvýšte nastavení rychlosti nebo intenzity. Kontrolka napájení na masážním přístroji by měla svítit zeleně, když je přístroj připraven k použití.

Často kladené otázky (FAQ)

Pokud se setkáte s problémy s masážním přístrojem, podívejte se do následujícího průvodce řešením běžných problémů.

Problém	Stav	Řešení
Kontrolka nabíječky nesvítí.	Kontrolka nabíječky se nerozsvítí.	Zkuste použít jinou zásuvku. Pokud problém přetrvává, může být vadná zásuvka nebo je třeba vyměnit samotnou nabíječku.
Kontrolka nabíječky stále nesvítí.	Kontrolka na nabíječce se nerozsvítí ani po vyzkoušení různých zásuvek.	Nabíječka může být vadná. Obraťte se na prodejce nebo tým podpory, který vám pomůže s výměnou nebo opravou.
Světlo nabíječky se mění z červené na zelenou příliš rychle nebo se nikdy nezmění na zelenou.	Kontrolka nabíječky se chová neobvykle, mění se příliš rychle nebo se po úplném nabití nezmění na zelenou.	To může znamenat problém s baterií. Masážní přístroj může být vadný. Obraťte se prosím na prodejce nebo podporu pro odstranění problémů a případnou výměnu.
Masážní přístroj se automaticky vypne.	Masážní přístroj se během používání sám vypne.	Mohla se spustit vestavěná ochrana proti přehřátí zařízení. Nechte masážní přístroj několik minut vychladnout a poté jej zkuste znovu zapnout. Pokud se problém opakuje, zvažte kontrolu prostředí nebo délky používání, abyste se ujistili, že se zařízení nepřehřívá.

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt




+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Schéma



Nabíjanie a životnosť batérie

Pokyny na nabíjanie

Pred prvým použitím masážneho prístroja je potrebné ho úplne nabiť, aby sa zabezpečil optimálny výkon.

- **Dôležité bezpečnostné upozornenie:** Aby sa zabránilo akémukoľvek možnému nebezpečenstvu, masážny prístroj je navrhnutý tak, aby nefungoval, keď je pripojený k nabíjačke. Preto pred použitím masážneho prístroja vždy odpojte nabíjačku od elektrickej siete. Okrem toho je masážny prístroj vybavený automatickou bezpečnostnou funkciou, ktorá po 20 minútach nepretržitého používania prístroj vypne, aby sa zabránilo prehriatiu a predĺžila sa životnosť prístroja.

- **Špecifikácia nabíjačky:**

Špecifikácia	Podrobnosti
Vstupné napätie nabíjačky	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,5 A
Výstupné napätie nabíjačky	9 V = 1A
Menovitý výkon	9 W
Kapacita batérie	2600 mAh (19,24 Wh)
Napätie batérie	7.4 V

Uistite sa, že používate dodanú nabíjačku alebo kompatibilnú nabíjačku s rovnakými špecifikáciami, aby ste zabránili poškodeniu zariadenia.

Kroky na nabíjanie masážneho prístroja

Pri nabíjaní masážneho prístroja postupujte starostlivo podľa týchto krokov:

- Krok 1: Pripojte nabíjačku k dostupnej elektrickej zásuvke. Po zapojení sa kontrolka na nabíjačke rozsvieti na zeleno, čo signalizuje, že je napájanie správne pripojené.



- Krok 2: Zasuňte zástrčku nabíjačky do určeného nabíjacieho portu masážneho prístroja. Uistite sa, že je zástrčka pevne zasunutá, aby došlo k správnejmu pripojeniu.



- Krok 3: Umiestnite masážny prístroj na dodaný stojan tak, aby boli nabíjacie kontakty zarovnané a dotýkali sa. Keď sú kontakty správne zarovnané, kontrolka na nabíjačke sa rozsvieti na červeno, čo potvrdzuje, že zariadenie sa práve nabíja.



- Krok 4: Po dokončení nabíjania sa kontrolka na nabíjačke prepne späť na zelenú, čo signalizuje, že batéria je úplne nabitá.



- Krok 5: Aby sa predĺžila životnosť batérie a zachoval sa jej výkon, po skončení nabíjania sa odporúča odpojiť nabíjačku od siete.



Životnosť batérie a údržba

Masážny prístroj je napájaný dvoma lítium-iónovými batériami 18650 s celkovou kapacitou 2 600 mAh. Plné nabitie si zvyčajne vyžaduje približne 3 hodiny. Po úplnom nabití zariadenia môžete očakávať až 140 minút nepretržitej prevádzky v závislosti od spôsobu používania.

Životnosť batérie sa môže líšiť v závislosti od použitých nastavení a podmienok, v ktorých sa masážny prístroj používa. Ak chcete zabezpečiť dlhú životnosť batérie:

- Ak masážny prístroj neplánujete používať dlhší čas, vypnite ho a uložte na chladnom a suchom mieste.
- Masážny prístroj nabíjajte aspoň raz za mesiac, aj keď ho nepoužívate, aby ste udržali batérie v dobrom stave.

Dôležité rady na používanie:

- Masážny prístroj uchovávajte mimo dosahu vysokých teplôt a nepoužívajte ho v prostredí, kde je okolitá teplota príliš vysoká. Extrémne teplo môže znížiť účinnosť batérie a môže spôsobiť poškodenie zariadenia.
- Vyhnite sa nadmernému nabíjaniu zariadenia tým, že ho po dosiahnutí plného nabitia odpojte zo zásuvky, pretože to pomôže zachovať životnosť batérie.

Návod na obsluhu


Aby ste si zabezpečili čo najlepšie skúsenosti s masážnym prístrojom, pozorne dodržiavajte tieto pokyny krok za krokom:

- **Nabíjanie zariadenia:** Pred použitím masážneho prístroja sa uistite, že je plne nabitý. To zaručí optimálny výkon a životnosť batérie.
- **Odpojenie od nabíjačky:** Po rozsvietení kontrolky na nabíjačke na zeleno, čo znamená plné nabitie, odpojte nabíjačku od zariadenia aj od elektrickej zásuvky. Tým zabezpečíte, že masážny prístroj je pripravený na prevádzku, a predídete zbytočnej spotrebe energie.
- **Pripojte masážnu hlavu (voliteľné):** V prípade potreby si môžete vybrať masážnu tyč alebo nástavec vhodný pre vaše potreby. Ak chcete odstrániť existujúcu masážnu tyč, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek. Ak chcete pripevniť novú, otáčajte ňou v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne na svojom mieste. Uistite sa, že je nástavec správne upevnený, aby nedochádzalo k prerušovaniu počas používania.

- **Zapnutie zariadenia:** Stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie aktivujte masážny prístroj. Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka napájania zariadenia, čo signalizuje, že zariadenie je funkčné a pripravené na použitie.
- **Vyberte režim:**
 - Stlačením tlačidla Mode si môžete vybrať z rôznych masážnych režimov, z ktorých každý ponúka jedinečný typ masážneho rytmu a intenzity.
 - Ak chcete upraviť intenzitu masáže, použite tlačidlá nahor (Λ) alebo nadol (V) na zvýšenie alebo zníženie sily perkusie.
 - K dispozícii sú štyri režimy bicích nástrojov, z ktorých každý ponúka päť rôznych úrovní rýchlosti. Experimentujte s rôznymi režimami a úrovňami rýchlosti, aby ste našli kombináciu, ktorá najlepšie vyhovuje vašim preferenciám alebo potrebám terapie.

Na ovládacom paneli sa nachádzajú tieto tlačidlá:

- **Režim:** Umožňuje prepínať medzi masážnymi režimami.
- **Šípka nahor (Λ):** Zvyšuje intenzitu masáže.
- **Šípka nadol (V):** Znižuje intenzitu.
- **Zapnutie/vypnutie:** Zapnutie alebo vypnutie zariadenia.




Cieľové oblasti masáže

Tento masážny prístroj je navrhnutý na všestranné použitie a možno ho použiť na rôzne časti tela, čím poskytuje úľavu a uvoľnenie. Nižšie sú uvedené niektoré z odporúčaných cieľových oblastí a ich príslušné ilustrácie:


- **Masáž ramien:** Uvoľňuje napätie v ramenách, ktoré je často dôsledkom zlého držania tela alebo stresu.



- **Masáž chrbta:** Uvoľňuje svalové napätie v hornej alebo dolnej časti chrbta.




- **Masáž chodidiel:** Poskytuje upokojujúcu úľavu po dlhom dni strávenom na nohách.




- **Masáž paží:** Zameriava sa na svalové napätie alebo bolesť v pažiach.



- **Masáž pása:** Pomáha zmierniť stuhnutosť alebo nepohodlie v oblasti pása.



- **Masáž nôh:** Uvoľňuje boľavé svaly nôh, ideálne po tréningu alebo dlhom stáťí.



Bezpečnostný prvok: Automatické vypnutie

Pre vašu bezpečnosť je masážny prístroj vybavený ochrannou funkciou, ktorá ho automaticky vypne, ak je naň vyvíjaný príliš veľký tlak. Tým sa zabráni poškodeniu masážneho prístroja aj vášho tela.

Ak sa zariadenie vypne v dôsledku nadmerného tlaku, postupujte podľa týchto krokov a resetujte ho:

- Vypnite zariadenie, ak ešte nie je vypnuté.
- Umiestnite masážny prístroj do nabíjacieho stojana a pripojte nabíjačku.
- Počkajte približne 3 sekundy.
- Odpojte nabíjačku od masážneho prístroja a súčasne od elektrickej zásuvky.
- Zapnite zariadenie a pokračujte v masáži.

Masážne tyčinky

Masážny prístroj na celé telo je vybavený piatimi jedinečnými masážnymi tyčami, z ktorých každá je navrhnutá na iný štýl masáže. Podľa toho, či dávate prednosť tvrdšej a hlbšej masáži, alebo jemnejšiemu a šetrnejšiemu prístupu, si môžete vybrať nastavtec, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

Nížšie je uvedený sprievodca, ktorý vám pomôže vybrať najvhodnejšiu masážnu tyč na rôzne časti tela a masážne techniky:

- **Okrúhla tyč:**
 - Okrúhla tyč je navrhnutá tak, aby poskytovala silnú, hĺbkovú masáž. Je ideálna na zameranie sa na väčšie svalové skupiny, kde môžete potrebovať silnejší tlak na uvoľnenie napätia a bolesti. Táto tyč poskytuje široký a pevný kontakt, vďaka čomu je účinná pri intenzívnych masážach.



- **Hokejka s tromi bodmi** (alebo 3-Head Stick):
 - Tyčinka 3-Points je ideálna na zlepšenie krvného obehu a zmiernenie svalovej stuhnutosti. Jej tri zaoblené kontaktné body umožňujú cielenú masáž, takže je ideálna na miesta, kde je značné množstvo svalov nad kosťami, ako sú ramená a horná časť chrbta. Konštrukcia pomáha rovnomerne rozložiť tlak, čím zvyšuje uvoľnenie a podporuje regeneráciu svalov.



- **Zakrivená hlava:**
 - Zakrivená hlava je tvarovaná tak, aby sa pohodlne prispôsobila pažiam a nohám a poskytovala cielenejšiu masáž týchto oblastí. Je skvelá na uvoľnenie svalového napätia v končatinách a môže byť užitočná najmä pre športovcov alebo osoby s častým svalovým napätím. Vďaka svojmu zakrivenému tvaru je ideálny na vyvíjanie rovnomerného tlaku pozdĺž kriviek vášho tela.



- **Jednobodová hlava:**

- Jednobodová hlavica je určená na presnejšie použitie, napríklad na masáž akupunktúrnych bodov. Táto tyč vyvíja cielený tlak na malé, špecifické oblasti, takže je ideálna na uvoľnenie napätia v napätých miestach. Tento nástavec používajte opatrne, najmä pri aplikácii na citlivé miesta.



Dôležité bezpečnostné upozornenia:

Žiadna z masážnych tyčíniek nie je určená na použitie na hlave. Nepoužívajte žiaden z nástavcov na hlave alebo tvári, aby ste predišli zraneniu alebo nepohodliu.

Upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Dôležité - pred použitím si prečítajte všetky pokyny

- **Určené použitie:** Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osobami, ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla náležitý dohľad alebo pokyny.
- **Dohľad nad deťmi:** Deti by mali byť pod prísny dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa s masážnym prístrojom nebudú hrať. Nie je to hračka a pri nesprávnej manipulácii môže predstavovať riziko.
- **Údržba:** Čistenie a užívateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru, aby sa zabezpečila správna starostlivosť a predišlo sa nehodám.

Bezpečnostné upozornenie: Aby ste predišli vážnemu zraneniu, smrti alebo poškodeniu majetku, prečítajte si dôkladne tento návod a používajte masážny prístroj len podľa pokynov. Nesprávne používanie môže viesť k nebezpečným situáciám.

Obmedzenie používania

- **Odporúčaný vek:** Vzhľadom na vysoký výkon tohto zariadenia sa odporúča, aby ho používali len osoby staršie ako 16 rokov. Masážny prístroj uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat, aby nedošlo k náhodnému poraneniu.
- **Masážny prístroj NEPOUŽÍVAJTE zapnutý:**
 - **Citlivá alebo poškodená pokožka:** Vyhnite sa používaniu masážneho prístroja na miestach s citlivou, opuchnutou alebo zapálenou pokožkou. Taktiež ho nepoužívajte na miestach s kožnými infekciami, vyrážkami alebo vyrážkami alebo na miestach, kde pociťujete nevysvetliteľné bolesti brucha, pretože by to mohlo zhoršiť stav.
 - **Hlava:** Masážny prístroj nie je určený na používanie na hlave. Tlak na hlavu môže byť nebezpečný.
 - **Krčové žily:** Masážny prístroj nepoužívajte na miestach s krčovými žilami, pretože by to mohlo zhoršiť ich stav.
 - **Oblasť krku:** Hrdlo je citlivá oblasť a používanie masážneho prístroja v tejto oblasti by mohlo predstavovať riziko pre dýchacie cesty a životne dôležité štruktúry.
 - **Oblasť pohlavných orgánov:** Toto nie je osobný alebo sexuálny masážny prístroj. Použitie na oblasť genitálií môže spôsobiť vážne telesné poškodenie vzhľadom na jeho silnú silu.
 - **Osoby v bezvedomí alebo spiace osoby:** Nikdy nepoužívajte masážny prístroj na osobách v bezvedomí alebo spiacich, pretože nemôžu poskytnúť spätnú väzbu o tlaku alebo nepohodlí.
 - **Tehotné ženy:** Silné vibrácie a intenzita tohto masážneho prístroja nemusia byť bezpečné počas tehotenstva. Ak ste tehotná, pred použitím zariadenia sa vždy poraďte s lekárom.
- **Používajte len originálne príslušenstvo:** Vždy používajte originálnu nabíjačku a masážne tyčinky dodané spoločnosťou RENPHO. Používanie nabíjačiek, adaptérov alebo masážnych tyčí iných výrobcov môže mať za následok prehriatie, výbuch, úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Okrem toho nekompatibilné príslušenstvo môže spôsobiť poškodenie masážneho prístroja a stratu záruky.
- **Vyhnite sa mokrému podmienkam:** Nikdy nepoužívajte masážny prístroj s mokрыmi rukami a nedovoľte, aby sa vlhkosť dostala do kontaktu s nabíjačkou alebo samotným prístrojom. Voda môže spôsobiť vážne poškodenie masážneho prístroja a môže zvýšiť riziko úrazu elektrickým prúdom. Do nabíjacieho portu nevkladajte cudzie predmety, pretože to môže viesť k ohrozeniu elektrickým prúdom.

- **Uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla:** Masážny prístroj neumiestňujte do blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú rúry, mikrovlnné rúry alebo vysokotlakové sporáky. Neukladajte ho v príliš horúcom prostredí, napríklad v zaparkovanom aute počas horúceho dňa alebo v blízkosti okien s priamym slnečným svetlom. Nadmerné teplo môže poškodiť vnútorné batérie, znížiť výkon výrobku a spôsobiť poruchu.
- **Žiadna demontáž:** V žiadnom prípade sa nepokúšajte masážny prístroj alebo jeho batérie rozoberať alebo upravovať. Vŕtanie do zariadenia alebo manipulácia s jeho súčastami môže viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo nenapraviteľnému poškodeniu. Zmenou výrobku tiež zaniká záruka a môžete byť zodpovední za všetky vzniknuté škody.
- **Pokyny pre teplotu:** Pre optimálny výkon a bezpečnosť by sa mal masážny prístroj používať len v prostredí s teplotou od 5 °C do 35 °C. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotným výkyvom alebo vysokej vlhkosti, pretože to môže spôsobiť poškodenie elektrických obvodov alebo batérií.
- **Zaobchádzajte s ním opatrne:** Masážny prístroj nepúšťajte na zem ani naň nevyvíjajte nadmernú silu. Silné zaťaženie alebo nárazy môžu spôsobiť vnútorné poškodenie, poruchy a skrátiť životnosť zariadenia. Masážny prístroj vždy skladujte a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili jeho zbytočnému opotrebovaniu.
- **Určené len na použitie:** Masážny prístroj je určený výlučne na osobné, nekomerčné použitie. Používanie na iné účely, ako sú popísané v návode, môže mať za následok nesprávnu funkciu a predčasné zlyhanie výrobku. Tento výrobok nie je určený na nepretržitú priemyselnú alebo komerčnú prevádzku.
- **Magnetické polia:** Udržujte masážny prístroj mimo oblastí so silnými magnetickými poľami. Dlhodobé pôsobenie magnetických polí môže ovplyvniť funkčnosť zariadenia a spôsobiť vybitie batérie alebo iné problémy.
- **Varovanie pred prehriatím:** Masážny prístroj nepoužívajte pod prikrývkami, vankúšmi alebo akýmkoľvek iným uzavretým povrchom, kde sa teplo nemôže riadne rozptýliť. Nadmerné nahromadenie tepla môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie používateľa.

Ďalšie upozornenia

- **Potrebný dohľad:** Ak sa masážny prístroj používa v blízkosti detí, osôb so zdravotným postihnutím alebo osôb, ktoré potrebujú pomoc, je potrebný prísny dohľad. Masážny prístroj by nemali používať osoby, ktoré nie sú schopné plne pochopiť jeho činnosť alebo riziká.
- **Žiadne vlhké prostredie:** Nepoužívajte masážny prístroj počas kúpania, sprchovania alebo v blízkosti akéhokoľvek zdroja vody. Vo vlhkom prostredí sa výrazne zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedovoľte, aby sa masážny prístroj dostal do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou.
- **Vetranie a umiestnenie:** Ventilačné otvory by sa mohli zablokovat'. Mohlo by to spôsobiť prehriatie zariadenia a následnú poruchu alebo požiar.
- **Iba originálny napájací zdroj:** Vždy používajte napájací zdroj dodaný s masážnym prístrojom. Použitie neodporúčaného zdroja napájania môže viesť k elektrickým problémom, skratu alebo možnému zraneniu.

Bezpečnostné informácie o batériách

- **Manipulácia s batériou:** Dbajte na riziko skratu na póloch zariadenia napájaného z batérie. Kovové predmety, ako sú kľúče, mince alebo šperky, môžu spôsobiť skrat, ak sa dostanú do kontaktu s pólmi batérie.
- **Nevymeniteľná batéria:** Tento masážny prístroj obsahuje nevymeniteľné batérie. Ak batérie dosiahnu koniec svojej životnosti, zariadenie by malo byť riadne zlikvidované podľa miestnych smerníc pre elektronický odpad. Batérie by mal vyberať alebo vymieňať len kvalifikovaný personál.
- **Zohľadnenie teploty:** Masážny prístroj a jeho batérie nevystavujte extrémnym teplotám. Nadmerné teplo alebo chlad môžu poškodiť batérie, znížiť ich účinnosť alebo spôsobiť ich úplné zlyhanie.

Starostlivosť o výrobok a údržba

- **Skladovanie:** Vždy skladujte masážny prístroj na bezpečnom, chladnom a suchom mieste, ak ho nepoužívate. Pomôže to zachovať jeho funkčnosť a predĺžiť životnosť.
- **Pred čistením odpojte zástrčku:** Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je masážny prístroj odpojený od nabíjačky, aby ste predišli elektrickému nebezpečenstvu.
- **Čistenie:** Po každom použití jemne utrite masážny prístroj mäkkou vlhkou handričkou. Je dôležité používať len neabrazívne čistiace prostriedky, aby ste predišli poškriabaniu alebo poškodeniu povrchu zariadenia. V prípade potreby môžete masážny prístroj aj sterilizovať vhodnými sterilizačnými prostriedkami, aby ste zabezpečili čistotu, ale vyhnite sa drsným chemikáliám.
- **Vyhnite sa ponoreniu do vody:** Nikdy neponárajte masážny prístroj do vody alebo inej tekutiny. Môže to spôsobiť vnútorné poškodenie elektrických komponentov zariadenia, čo môže viesť k poruche alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- **Nepoužívajte drsné chemické látky:** Vyhnite sa pôsobeniu rozpúšťadiel, bieliadiel alebo drsných čistiacich prostriedkov. Tieto látky môžu znehodnotiť materiály a ovplyvniť výkon masážneho prístroja.
- **Žiadne opravy používateľa:** Nepokúšajte sa opravovať masážny prístroj sami. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne časti, ktoré by mohol používateľ opravovať, a jeho otvorenie by mohlo viesť k strate záruky. V prípade poruchy výrobku sa obráťte na zákaznícky servis a požiadajte o pomoc alebo opravu.
- **Správna likvidácia:** Masážny prístroj obsahuje lítium-iónovú batériu a ďalšie elektronické komponenty, ktoré sú klasifikované ako nebezpečný elektronický odpad. Zariadenie nelikvidujte na skládke. Namiesto toho sa riadte miestnymi recyklačnými programami alebo pokynmi na likvidáciu elektronického odpadu, aby ste zabezpečili správnu a bezpečnú likvidáciu zariadenia.

Riešenie problémov

Problém 1: Masážny prístroj sa nechce zapnúť

Ak sa masážny prístroj nezapína, skúste vykonať nasledujúce kroky:

- **Skontrolujte batériu:** Skontrolujte, či je masážny prístroj plne nabitý, pripojte ho k nabíjačke a skontrolujte, či sa rozsvieti kontrolka.
- **Resetujte masážny prístroj:**
 - Masážny prístroj úplne vypnite.
 - Umiestnite ho do nabíjacieho stojana a pripojte nabíjačku.
 - Po uplynutí približne 3 sekúnd odpojte oba konce nabíjačky súčasne (z masážneho prístroja aj zo zásuvky).
 - Stlačením tlačidla napájania masážny prístroj opäť zapnite.
- **Životnosť batérie:** Ak sa masážny prístroj po nabití stále nezapína, je možné, že lítium-iónová batéria dosiahla koniec svojho životného cyklu. V takom prípade bude možno potrebné vymeniť zariadenie alebo sa obrátiť na zákaznícku podporu, ktorá vám poskytne ďalšiu pomoc.

Problém 2: Masážny prístroj sa nespustí okamžite

- **Oneskorenie spustenia:** Masážny prístroj sa môže spustiť až po 3 sekundách od stlačenia tlačidla napájania. Počas tejto doby sa motor inicializuje.
- **Nastavenie rýchlosti/intenzity:** Ak sa zariadenie spúšťa pomaly, stlačením tlačidla Mode zvýšte nastavenie rýchlosti alebo intenzity. Kontrolka napájania na masážnom prístroji by mala svietiť na zeleno, keď je zariadenie pripravené na použitie.

Často kladené otázky (FAQ)

Ak sa vyskytnú problémy s masážnym prístrojom, prečítajte si nasledujúcu príručku na riešenie bežných problémov.

Problém	Stav	Riešenia
Kontrolka nabíjačky nesvieti.	Kontrolka nabíjačky sa nerozsvieti.	Skúste použiť inú elektrickú zásuvku. Ak problém pretrváva, zásuvka môže byť chybná alebo môže byť potrebná výmena samotnej nabíjačky.
Kontrolka nabíjačky sa stále nerozsvietila.	Kontrolka na nabíjačke sa nerozsvieti ani po vyskúšaní rôznych zásuviek.	Nabíjačka môže byť chybná. Obráťte sa na predajcu alebo tím podpory, ktorý vám pomôže s výmenou alebo opravou.
Svetlo nabíjačky sa mení z červenej na zelenú príliš rýchlo alebo sa nikdy nezmení na zelenú.	Kontrolka nabíjačky sa správa nezvyčajne, mení sa príliš rýchlo alebo sa po úplnom nabití nezmení na zelenú.	To môže znamenať problém s batériou. Masážny prístroj môže byť chybný. Obráťte sa na predajcu alebo podporu pre odstránenie problémov a prípadnú výmenu.
Masážny prístroj sa automaticky vypne.	Masážny prístroj sa počas používania sám vypína.	Mohla sa spustiť zabudovaná ochrana proti prehriatiu zariadenia. Nechajte masážny prístroj niekoľko minút vychladnúť a potom ho skúste znova zapnúť. Ak sa problém opakuje, zvážte kontrolu prostredia alebo dĺžky používania, aby ste sa uistili, že sa zariadenie neprehrieva.

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptácie s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat




+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Ábra



Töltés és akkumulátor élettartam

Töltési utasítások

A masszírozó első használata előtt feltétlenül töltsé fel teljesen a készüléket az optimális teljesítmény biztosítása érdekében.

- **Fontos biztonsági megjegyzés:** A lehetséges veszélyek elkerülése érdekében a masszírozó úgy van kialakítva, hogy ne működjön, amíg a töltőhöz van csatlakoztatva. Ezért a masszírozó használata előtt mindig húzza ki a töltőt a hálózathoz. Ezenkívül a masszírozó automatikus biztonsági funkcióval van felszerelve, amely 20 perc folyamatos használat után kikapcsolja a készüléket a túlmelegedés megelőzése és a készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében.

- **Töltő specifikációk:**


Specifikáció	Részletek
Töltő bemeneti feszültség	100 V - 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
Töltő kimeneti feszültség	9 V = 1A
Névleges teljesítmény	9 W
Az akkumulátor kapacitása	2600 mAh (19,24 Wh)
Akkumulátor feszültség	7.4 V

Kérjük, a készülék károsodásának elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a mellékelt töltőt vagy egy azonos specifikációjú kompatibilis töltőt használ.

A masszírozó töltésének lépései

A masszírozó feltöltéséhez gondosan kövesse az alábbi lépéseket:

- 1. lépés: Csatlakoztassa a töltőt egy szabad konnektorhoz. A csatlakoztatás után a töltőn lévő jelzőfény zöldre vált, jelezve, hogy a tápegység megfelelően csatlakoztatva van.



- 2. lépés: Helyezze a töltő csatlakozóját a masszírozó kijelölt töltőportjába. Győződjön meg róla, hogy a dugó szilárdan ül a megfelelő csatlakozáshoz.



- 3. lépés: Helyezze a masszírozót a mellékelt állványra úgy, hogy a töltőérintkezők egy vonalban legyenek és összeérjenek. Ha az érintkezők megfelelően igazodnak egymáshoz, a töltőn lévő jelzőfény pirosra vált, ami megerősíti, hogy a készülék most töltődik.



- 4. lépés: A töltés befejezése után a töltő jelzőfénye ismét zöldre vált, jelezve, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődött.



- 5. lépés: Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása és a teljesítmény fenntartása érdekében a töltés befejezése után ajánlott kihúzni a töltőt a hálózathoz.



Az akkumulátor élettartama és karbantartása

A masszírozó két 18650-es lítium-ion akkumulátorcellával működik, amelyek teljes kapacitása 2600mAh. Egy teljes feltöltéshez általában körülbelül 3 óra szükséges. A készülék teljes feltöltése után a használatától függően akár 140 perc folyamatos működésre is számíthat.

Az akkumulátor élettartama az Ön által használt beállításoktól és a masszírozó üzemeltetési körülményeitől függően változhat. Az akkumulátor hosszú élettartamának biztosítása érdekében:

- Ha hosszabb ideig nem tervezi használni a masszírozót, kapcsolja ki a készüléket, és tárolja hűvös, száraz helyen.
- Havonta legalább egyszer töltsse fel a masszírozót, még akkor is, ha nem használja, hogy az akkumulátorok jó állapotban maradjanak.

Fontos használati tippek:

- Tartsa a masszírozót magas hőmérséklettől távol, és kerülje a használatát olyan környezetben, ahol a környező hőmérséklet túlságosan meleg. Az extrém meleg csökkentheti az akkumulátor hatékonyságát, és károsíthatja a készüléket.
- Kerülje el a készülék túltöltését azzal, hogy kihúzza a készüléket, ha elérte a teljes töltöttségi szintet, mivel ez segíthet megőrizni az akkumulátor élettartamát.

Használati utasítás


A masszírozó készülékkel kapcsolatos legjobb élmény biztosítása érdekében kérjük, gondosan kövesse az alábbi lépésről lépésre követendő utasításokat:

- **Töltsse fel a készüléket:** A masszírozó használata előtt győződjön meg róla, hogy teljesen fel van töltve. Ez garantálja az optimális teljesítményt és az akkumulátor élettartamát.
- **Válassza le a töltőről:** Amint a töltő jelzőfénye zöldre vált, ami a teljes töltöttséget jelzi, húzza ki a töltőt a készülékből és a konnektorból is. Ez biztosítja, hogy a masszírozó készülék készen álljon a működésre, és megakadályozza a felesleges energiafogyasztást.
- **Masszázsfej csatlakoztatása (opcionális):** Ha kívánja, kiválaszthatja a masszázsigényeinek megfelelő masszázsféjet vagy tartozékot. A meglévő masszázsféj eltávolításához csavarja el az óramutató járásával ellentétes irányba. Egy új masszírozó felhelyezéséhez csavarja az óramutató járásával megegyező irányba, amíg biztosan a helyére nem kerül. Győződjön meg róla, hogy a tartozék megfelelően rögzítve van, hogy használat közben ne legyen fennakadás.

- **Kapcsolja be a készüléket:** A masszírozó aktiválásához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot. A bekapcsolást követően a készülék bekapcsolásjelző lámpája kigyullad, jelezve, hogy a készülék működőképés és használatra kész.
- **Válasszon ki egy üzemmódot:**
 - A Mód gomb megnyomásával választhat a különböző masszázsmódok közül, amelyek mindegyike egyedi masszázsritmust és intenzitást kínál.
 - A masszázs intenzitásának beállításához használja a fel (Λ) vagy a le (V) gombokat a masszázs erejének növeléséhez vagy csökkentéséhez.
 - Négy masszázs üzemmód áll rendelkezésre, mindegyik öt különböző sebességszintet kínál. Kísérletezzen a különböző üzemmódokkal és sebességszintekkel, hogy megtalálja a preferenciáinak vagy terápiás igényeinek leginkább megfelelő kombinációt.

A kezelőpanelen a következő gombok találhatók:

- **Mód:** Lehetővé teszi a masszázsmódok közötti váltást.
- **Nyíl felfelé (Λ):** Növeli a masszázs intenzitását.
- **Lefelé nyíl (V):** Csökkenti az intenzitást.
- **Be-/kikapcsolás:** A készülék be- vagy kikapcsolása.




Célzott masszázsterületek

Ezt a masszírozót sokoldalú használatra tervezték, és a test különböző területein alkalmazható, megkönnyebbülést és relaxációt biztosítva. Az alábbiakban néhány ajánlott célterületet és a hozzájuk tartozó illusztrációkat mutatjuk be:


- **Vállmasszázs:** Enyhíti a vállak feszültségét, amely gyakran a rossz testtartás vagy a stressz következménye.



- **Hátmasszázs:** Enyhíti az izomfeszülést a hát felső vagy alsó részén.




- **Lábmasszázs:** Nyugtató enyhülést nyújt egy hosszú, lábon töltött nap után.




- **Karmasszázs:** A karok izomfeszültsége vagy fájdalma ellen.



- **Derékmasszázs:** Segít enyhíteni a deréktáji merevséget vagy kellemetlenséget.



- **Lábmasszázs:** Tökéletes edzés vagy hosszú ideig tartó állás után.



Biztonsági funkció: Automatikus kikapcsolás

Az Ön biztonsága érdekében a masszírozó olyan védelmi funkcióval van ellátva, amely automatikusan kikapcsolja a készüléket, ha túl nagy nyomást gyakorol. Ez megakadályozza mind a masszírozó, mind az Ön testének károsodását.

Ha a készülék a túlzott nyomás miatt kikapcsol, kövesse az alábbi lépéseket a visszaállításhoz:

- Kapcsolja ki a készüléket, ha még nem kapcsolta ki.
- Helyezze a masszírozót a töltőállványba, és csatlakoztassa a töltőt.
- Várjon körülbelül 3 másodpercet.
- Egyszerre húzza ki a töltőt a masszírozó készülékből és a konnektorból.
- Kapcsolja vissza a készüléket, és folytassa a masszázst.

Masszázs fejek

A teljes testet masszírozó készülék öt egyedi masszázsfajljal van felszerelve, amelyek mindegyike más-más masszázstílust biztosít. Attól függően, hogy a feszesebb, mélyebb masszázst vagy a lágyabb, gyengédebb megközelítést kedveli, kiválaszthatja az igényeinek leginkább megfelelő tartozékot.

Az alábbiakban egy útmutatót talál, amely segít kiválasztani a legmegfelelőbb masszázsfajlat a különböző testrészekhez és masszázstechnikákhoz:

- **Kerek fej:**
 - A kerek fejlet úgy tervezték, hogy erőteljes, mélyszöveti masszázst nyújtson. Ideális a nagyobb izomcsoportok megcélzásához, ahol erősebb nyomásra lehet szükség a feszültség és a fájdalmak enyhítéséhez. Ez a fej széleskörű, határozott érintkezést biztosít, így hatékony az intenzív masszázstechnikákhoz.



- **3 pontos fej (vagy 3 fejes):**

- A 3-Point Stick tökéletesen alkalmas a vérkeringés javítására és az izommerevség enyhítésére. Három lekerekített érintkezési pontja lehetővé teszi a koncentrált masszázst, így ideális olyan területeken, ahol jelentős mennyiségű izom van a csontok felett, mint például a vállak és a hát felső része. A kialakítás segít a nyomás egyenletes eloszlásában, fokozza a relaxációt és elősegíti az izmok regenerálódását.



- **Ívelt fej:**

- Az ívelt fejet úgy alakították ki, hogy kényelmesen illeszkedjen a karokhoz és a lábakhoz, célzottabb masszázst biztosítva ezeknek a régióknak. Remekül alkalmas a végtagok izomfeszültségének oldására, és különösen hasznos lehet sportolók vagy gyakori izomfeszültséggel küzdők számára. Ívelt formája tökéletesen alkalmas arra, hogy egyenletes nyomást gyakoroljon a test ívek mentén.



- **Egypontos fej:**

- Az egypontos fej pontosabb alkalmazásra, például akupunktúrák pontok masszírozására szolgál. Ez a fej fókuszált nyomást gyakorol kis, meghatározott területekre, így ideális a feszült pontok feszültségének enyhítésére. Használja ezt a tartozékot óvatosan, különösen, ha érzékeny területekre alkalmazza.



Fontos biztonsági megjegyzés:

Egyik masszázsféjet sem fejre való használatra tervezték. Kérjük, hogy a sérülések és kellemetlenségek elkerülése érdekében ne használja a tartozékokat a fején vagy az arcán.

Figyelmeztetések és biztonsági óvintézkedések

Fontos - használat előtt olvassa el az összes utasítást

- **Rendeltetésszerű használat:** Ezt a készüléket nem olyan személyek (beleértve a gyermekeket is) általi használatra tervezték, akik csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkeznek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy megfelelő felügyeletet vagy utasítást adott nekik.
- **A gyermekek felügyelete:** A gyermekeket szigorúan felügyelni kell, hogy ne játszanak a masszírozóval. Ez nem játék, és veszélyt jelenthet, ha rosszul kezelik.
- **Karbantartás:** A megfelelő gondoskodás biztosítása és a balesetek elkerülése érdekében a tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.

Biztonsági figyelmeztetés: A súlyos sérülés, halál vagy anyagi kár megelőzése érdekében alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet, és csak az utasításoknak megfelelően használja a masszírozót. A nem megfelelő használat veszélyes helyzeteket eredményezhet.

Felhasználási korlátozások

- **Életkori ajánlás:** A készülék nagy teljesítménye miatt csak 16 éves vagy annál idősebb személyek számára ajánlott. A véletlen sérülések elkerülése érdekében tartsa a masszírozót gyermekek és háziállatok számára elérhetetlen helyen.
- **NE használja a masszírozót:**
 - **Érzékeny vagy sérült bőr:** Kerülje a masszírozó használatát érzékeny, duzzadt vagy gyulladt bőrű területeken. Továbbá tartózkodjon a használatától ott, ahol bőrfertőzések, kiütések vagy bőrkiütések vannak jelen, vagy ahol megmagyarázhatatlan fájdalmat tapasztal, mivel ez súlyosbíthatja az állapotot.
 - **Fej:** A masszírozót nem fejhasználatra tervezték. A fejre gyakorolt nyomás veszélyes lehet.
 - **Visszerek:** Ne használja a masszírozót visszeres területeken, mivel ez súlyosbíthatja az állapotot.
 - **Torok terület:** A torok érzékeny terület, és a masszírozó használata itt veszélyeztetheti a légutakat és a létfontosságú struktúrákat.
 - **Genitális terület:** Ez nem szexuális masszírozó. A nemi szervi területen történő használata erős ereje miatt súlyos testi sérüléseket okozhat.
 - **Eszméletlen vagy alvó egyének:** Soha ne használja a masszírozót öntudatlan vagy alvó személyen, mivel nem tud visszajelzést adni a nyomásról vagy a kellemetlenségről.
 - **Terhes nők:** A masszírozó erőteljes rezgései és intenzitása nem biztonságos a terhesség alatti használatra. Terhesség esetén a készülék használata előtt mindig konzultáljon orvosával.
- **Csak eredeti tartozékokat használjon:** Mindig a RENPHO által biztosított eredeti töltőt és masszázsfejeket használja. Harmadik féltől származó töltők, adapterek vagy masszázsbotok használata túlmelegedést, robbanást, áramütést vagy tüzet okozhat. Ezenkívül a nem kompatibilis tartozékok károsíthatják a masszírozót, és érvényteleníthetik a garanciát.
- **Kerülje a nedves körülményeket:** Soha ne használja a masszírozót nedves kézzel, és ne engedje, hogy nedvesség érintkezzen a töltővel vagy magával a készülékkel. A víz súlyos károkat okozhat a masszírozó készülékben, és növelheti az áramütés kockázatát. Ne dugjon idegen tárgyakat a töltőportba, mert ez elektromos veszélyt okozhat.

- **Tartsa távol a hőforrástól:** Ne helyezze a masszírozót hőkibocsátó készülékek, például sütők, mikrohullámú sütők vagy nagynyomású tűzhelyek közelébe. Kerülje a túlzottan meleg környezetben való tárolását, például forró napon egy parkoló autóban vagy közvetlen napsütéses ablakok közelében. A túlzott hő károsíthatja a belső akkumulátorokat, ronthatja a termék teljesítményét, és meghibásodást okozhat.
- **Ne szerelje szét:** Semmilyen körülmények között ne próbálja meg szétszerelni vagy módosítani a masszírozót vagy annak elemeit. A készülék megfúrása vagy az alkatrészek megbolygatása áramütéshez, tűzhöz vagy helyrehozhatatlan károkhoz vezethet. A termék megváltoztatása a garancia érvényét is veszti, és Önt felelősségre vonhatják az ebből eredő károkért.
- **Hőmérsékleti irányelvek:** A masszírozó készüléket az optimális teljesítmény és biztonság érdekében csak olyan környezetben szabad használni, ahol a hőmérséklet 5°C (41°F) és 35°C (95°F) között van. Kerülje, hogy a készüléket szélsőséges hőmérséklet-ingadozásnak vagy magas páratartalomnak tegye ki, mivel ez károsíthatja az elektromos áramköröket vagy az akkumulátorokat.
- **Óvatosan kezelje:** Ne ejtse le a masszírozót, és ne alkalmazzon rá túlzott erőt. A nagy súly vagy ütés alkalmazása belső sérüléseket, meghibásodásokat okozhat, és csökkentheti a készülék élettartamát. A masszírozót mindig óvatosan tárolja és kezelje, hogy elkerülje a felesleges kopást.
- **Kizárólag rendeltetésszerű használatra:** A masszírozó kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra szolgál. A kézikönyvben leírtaktól eltérő célú használata hibás működést és a termék idő előtti meghibásodását eredményezheti. Ezt a terméket nem tervezték folyamatos ipari vagy kereskedelmi használatra.
- **Mágneses mezők:** Tartsa távol a masszírozót az erős mágneses mezőkkel rendelkező területektől. A mágneses mezőknek való tartós kitettség befolyásolhatja a készülék működését, és az akkumulátor lemerülését vagy más problémákat okozhat.
- **Figyelmeztetés a túlmelegedés ellen:** Ne üzemeltesse a masszírozót takaró, párna vagy bármilyen zárt felület alatt, ahol a hő nem tud megfelelően elvezetődni. A túlzott hőfelhalmozódás tüzet, áramütést vagy a felhasználó sérülését okozhatja.

További figyelmeztetések

- **Felügyelet szükséges:** Ha a masszírozó készüléket gyermekek, fogyatékkal élő vagy segítségre szoruló személyek közelében használják, szoros felügyeletre van szükség. A masszírozó készüléket nem használhatja olyan személy, aki nem képes teljes mértékben megérteni a készülék működését vagy kockázatait.
- **Nem nedves környezetben:** Ne használja a masszírozót fürdés, zuhanyzás közben, illetve bármilyen vízforrás közelében. Vizes környezetben jelentősen megnő az áramütés veszélye. Soha ne engedje, hogy a masszírozó vízzel vagy bármilyen más folyadékkal érintkezzen.
- **Szellőzés és elhelyezés:** Ne használja a masszírozót puha felületeken (például ágyon vagy kanapén), ahol a szellőzőnyílások elzáródhatnak. Ez a készülék túlmelegedését okozhatja, ami meghibásodást vagy tüzet okozhat.
- **Csak eredeti tápegység:** Mindig a masszírozó készülékhez mellékelt tápegységet használja. Nem ajánlott tápegység használata elektromos problémákhoz, rövidzárlathoz vagy esetleges sérüléshez vezethet.

Akkumulátor biztonsági információk

- **Akkumulátor kezelése:** Figyeljen az akkumulátorral működő készülék kapcsainak rövidzárlatveszélyére. Fém tárgyak, például kulcsok, érmék vagy ékszerek rövidzárlatot okozhatnak, ha érintkeznek az akkumulátor csatlakozóival.
- **Nem cserélhető akkumulátor:** Ez a masszírozó nem cserélhető elemeket tartalmaz. Ha az elemek elérik élettartamuk végét, a készüléket megfelelően kell ártalmatlanítani az elektronikai hulladékra vonatkozó helyi irányelveknek megfelelően. Az elemeket csak szakképzett személyzetnek szabad eltávolítani vagy kicserélni.
- **Hőmérsékleti megfontolások:** Kerülje, hogy a masszírozót és az elemeket szélsőséges hőmérsékletnek tegye ki. A túlzott meleg vagy hideg károsíthatja az akkumulátorokat, csökkentve azok hatékonyságát, vagy akár teljes meghibásodásukat is okozhatja.

Termékápolás és karbantartás

- **Tárolás:** Mindig biztonságos, hűvös és száraz helyen tárolja a masszírozót, ha nem használja. Ez segít megőrizni a funkcionalitását és meghosszabbítja az élettartamát.
- **Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról:** Az elektromos veszélyek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a masszírozó ki van húzva a töltőből.
- **Tisztítás:** Minden használat után óvatosan törölje le a masszírozót egy puha, nedves ruhával. Fontos, hogy csak nem koptató hatású tisztítószereket használjon, hogy elkerülje a készülék felületének megkarcolását vagy károsodását. Szükség esetén a tisztaság biztosítása érdekében a masszírozót megfelelő sterilizáló szerekkel is sterilizálhatja, de kerülje a durva vegyszereket.
- **Kerülje a vízbe merülést:** Soha ne merítse a masszírozót vízbe vagy más folyadékba. Ez a készülék elektromos alkatrészeinek belső károsodását okozhatja, ami meghibásodáshoz vagy biztonsági kockázathoz vezethet.
- **Tartsa távol a durva vegyi anyagoktól:** Kerülje, hogy a masszírozó készüléket oldószereknek, fehérítőszereknek vagy durva tisztítószereknek tegye ki. Ezek az anyagok lebonthatják az anyagokat és befolyásolhatják a masszírozó teljesítményét.
- **Nincs felhasználói javítás:** Ne próbálja meg saját maga megjavítani a masszírozót. A készülék belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek, és a készülék felnyitása a garancia érvényét veszítheti. Ha a termék meghibásodik, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz segítségért vagy javításért.
- **Megfelelő ártalmatlanítás:** A masszírozó lítium-ion akkumulátort és egyéb elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek veszélyes elektromos hulladéknak minősülnek. Ne dobja ki a készüléket a hulladéklerakóba. Ehelyett kövesse a helyi újrahasznosítási programokat vagy az E-hulladék ártalmatlanítási irányelveket, hogy a készüléket megfelelően és biztonságosan ártalmatlanítsa.

Hibaelhárítás

Probléma 1: A masszírozó nem kapcsol be

Ha a masszírozó nem kapcsol be, próbálja meg a következő lépéseket:

- **Ellenőrizze a töltést:** Győződjön meg róla, hogy a masszírozó teljesen feltöltődött, csatlakoztassa a töltőhöz, és ellenőrizze, hogy a jelzőfény kigyulladt-e.
- **Állítsa vissza a masszírozót:**
 - Kapcsolja ki teljesen a masszírozót.
 - Helyezze a töltőállványba, és csatlakoztassa a töltőt.
 - Körülbelül 3 másodperc várakozás után egyszerre húzza ki a töltő mindkét végét (a masszírozóból és a fali aljzatból).
 - Nyomja meg a bekapcsológombot a masszírozó készülék visszakapcsolásához.
- **Az akkumulátor élettartama:** Ha a masszírozó a töltés után sem kapcsol be, lehetséges, hogy a lítium-ion akkumulátor elérte az élettartamának végét. Ebben az esetben szükség lehet a készülék cseréjére, vagy további segítségért forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Probléma 2: A masszírozó nem indul el azonnal

- **Indítási késedelem:** A bekapcsológomb megnyomása után a masszírozónak akár 3 másodpercig is eltarthat, amíg elindul. Ez alatt az idő alatt a motor inicializálódik.
- **A sebesség/intenzitás beállítása:** Ha a készülék lassan indul, nyomja meg a Mode gombot a sebesség vagy az intenzitás beállításainak növeléséhez. A masszírozó készülék bekapcsolási lámpájának zöld színűre kell világítania, amikor a készülék használatra kész.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK)

Ha problémái adódnak a masszírozó készülékkel, a leggyakoribb problémák megoldásához tekintse meg az alábbi hibaelhárítási útmutatót.

Probléma	Állapot	Megoldások
Nincs áram a töltő jelzőfényén.	A töltő jelzőfénye nem világít.	Próbáljon meg másik konnektort használni. Ha a probléma továbbra is fennáll, lehet, hogy a konnektor hibás, vagy maga a töltő szorul cserére.
A töltő jelzőfénye még mindig nem világít.	A töltőn lévő jelzőfény nem világít, még akkor sem, ha különböző konnektorokat próbáltunk ki.	Lehet, hogy a töltő hibás. Kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval vagy az ügyfélszolgálattal a cserével vagy javítással kapcsolatos segítségért.
A töltő lámpája túl gyorsan vált pirosról zöldre, vagy soha nem vált zöldre.	A töltő jelzőfénye szokatlanul viselkedik, túl gyorsan változik, vagy nem vált zöldre, amikor teljesen feltöltődött.	Ez az akkumulátorral kapcsolatos problémára utalhat. Lehet, hogy a masszírozó készülék hibás. A hibaelhárítás és az esetleges csere érdekében forduljon az eladóhoz vagy az ügyfélszolgálathoz.
A masszírozó automatikusan kikapcsol.	A masszírozó használat közben magától kikapcsol.	Előfordulhat, hogy a készülék beépített túlmelegedés elleni védelme működésbe lépett. Hagyja a masszírozót néhány percre hűlni, majd próbálja meg újra bekapcsolni. Ha a probléma megismétlődik, fontolja meg a környezetet vagy a használat időtartamának ellenőrzését, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a készülék nem melegedett túl.

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt




+43 720 815 999

Lieferant

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Diagramm



Aufladen und Batterielebensdauer

Anweisungen zum Aufladen

Bevor Sie das Massagegerät zum ersten Mal benutzen, sollten Sie es unbedingt vollständig aufladen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

- **Wichtiger Sicherheitshinweis:** Um mögliche Gefahren zu vermeiden, ist das Massagegerät so konstruiert, dass es nicht funktioniert, während es an das Ladegerät angeschlossen ist. Ziehen Sie daher immer den Stecker des Ladegeräts, bevor Sie das Massagegerät verwenden. Außerdem ist das Massagegerät mit einer automatischen Sicherheitsfunktion ausgestattet, die das Gerät nach 20 Minuten Dauerbetrieb abschaltet, um eine Überhitzung zu vermeiden und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

- **Spezifikationen des Ladegeräts:**

Spezifikation	Einzelheiten
Eingangsspannung des Ladegeräts	100 V - 240 V, 50 / 60 Hz, 0,5 A
Ausgangsspannung des Ladegeräts	9 V = 1A
Nennleistung	9 W
Batteriekapazität	2600 mAh (19,24 Wh)
Akku-Spannung	7.4 V

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das mitgelieferte Ladegerät oder ein kompatibles Ladegerät mit denselben Spezifikationen verwenden, um Schäden am Gerät zu vermeiden.

Aufladen des Massagegeräts

Befolgen Sie diese Schritte sorgfältig, um Ihr Massagegerät aufzuladen:


- Schritt 1: Schließen Sie das Ladegerät an eine freie Steckdose an. Nach dem Einstecken leuchtet die Kontrollleuchte am Ladegerät grün und zeigt damit an, dass die Stromversorgung korrekt angeschlossen ist.



- Schritt 2: Stecken Sie den Stecker des Ladegeräts in den dafür vorgesehenen Ladeanschluss des Massagegeräts. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker fest sitzt, um eine ordnungsgemäße Verbindung herzustellen.



- Schritt 3: Stellen Sie das Massagegerät so auf den mitgelieferten Ständer, dass die Ladekontakte ausgerichtet sind und sich berühren. Wenn die Kontakte richtig ausgerichtet sind, leuchtet die Anzeigeleuchte am Ladegerät rot auf und bestätigt, dass das Gerät jetzt geladen wird.



- Schritt 4: Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Anzeige am Ladegerät wieder grün und signalisiert, dass der Akku vollständig geladen ist.



- Schritt 5: Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und die Leistung zu erhalten, wird empfohlen, das Ladegerät nach Beendigung des Ladevorgangs auszustecken.



Lebensdauer und Wartung der Batterie

Das Massagegerät wird von zwei 18650 Lithium-Ionen-Akkuzellen mit einer Gesamtkapazität von 2600 mAh betrieben. Eine vollständige Aufladung dauert in der Regel etwa 3 Stunden. Nach dem vollständigen Aufladen des Geräts können Sie je nach Nutzung bis zu 140 Minuten Dauerbetrieb erwarten.

Die Lebensdauer der Batterie hängt von den Einstellungen ab, die Sie verwenden, und von den Bedingungen, unter denen das Massagegerät betrieben wird. Um die Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten:

- Wenn Sie das Massagegerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen wollen, schalten Sie es aus und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Laden Sie das Massagegerät mindestens einmal im Monat auf, auch wenn es nicht benutzt wird, um die Batterien in gutem Zustand zu halten.

Wichtige Tipps für die Verwendung:

- Halten Sie das Massagegerät von hohen Temperaturen fern und verwenden Sie es nicht in Umgebungen, in denen die Umgebungstemperatur übermäßig warm ist. Extreme Hitze kann die Leistungsfähigkeit des Akkus verringern und das Gerät beschädigen.
- Vermeiden Sie eine Überladung des Geräts, indem Sie den Stecker ziehen, sobald die volle Ladung erreicht ist, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.

Betriebsanleitung


Damit Sie Ihr Massagegerät optimal nutzen können, befolgen Sie bitte sorgfältig diese Schritt-für-Schritt-Anleitung:

- **Laden Sie das Gerät auf:** Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Massagegeräts, dass es vollständig aufgeladen ist. Dies garantiert eine optimale Leistung und Lebensdauer des Akkus.
- **Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät:** Sobald die Kontrollleuchte am Ladegerät grün leuchtet und damit anzeigt, dass das Gerät voll aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät sowohl vom Gerät als auch von der Steckdose. Dadurch wird sichergestellt, dass das Massagegerät betriebsbereit ist, und unnötiger Stromverbrauch vermieden.
- **Befestigen Sie einen Massagekopf (optional):** Falls gewünscht, können Sie einen Massagestab oder einen Aufsatz auswählen, der Ihren Massagebedürfnissen entspricht. Um einen vorhandenen Massagestab zu entfernen, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn. Um einen neuen Aufsatz anzubringen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er fest sitzt. Achten Sie darauf, dass der Aufsatz richtig befestigt ist, um Unterbrechungen während der Benutzung zu vermeiden.

- **Schalten Sie das Gerät ein:** Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste, um das Massagegerät einzuschalten. Nach dem Einschalten leuchtet die Netzkontrollleuchte des Geräts auf und signalisiert, dass das Gerät betriebsbereit und einsatzbereit ist.
- **Wählen Sie einen Modus:**
 - Drücken Sie die Modustaste, um zwischen verschiedenen Massagemodi zu wählen, von denen jeder einen anderen Massagerhythmus und eine andere Intensität bietet.
 - Um die Intensität der Massage einzustellen, verwenden Sie die Aufwärts- (Λ) oder Abwärts-Tasten (V), um die Stärke der Perkussion zu erhöhen oder zu verringern.
 - Es gibt vier verfügbare Perkussionsmodi, die jeweils fünf verschiedene Geschwindigkeitsstufen bieten. Experimentieren Sie mit verschiedenen Modi und Geschwindigkeitsstufen, um die Kombination zu finden, die Ihren Vorlieben oder Therapieanforderungen am besten entspricht.

Das Bedienfeld verfügt über die folgenden Tasten:

- **Modus:** Ermöglicht den Wechsel zwischen den Massagemodi.
- **Pfeil nach oben (Λ):** Erhöht die Intensität der Massage.
- **Pfeil nach unten (V):** Verringert die Intensität.
- **Power On/Off:** Schaltet das Gerät ein oder aus.




Gezielte Massagebereiche

Dieses Massagegerät ist vielseitig einsetzbar und kann an verschiedenen Stellen des Körpers angewendet werden, um für Linderung und Entspannung zu sorgen. Nachfolgend finden Sie einige der empfohlenen Zielbereiche und die entsprechenden Abbildungen:


- **Schultermassage:** Löst Verspannungen in den Schultern, die oft auf eine schlechte Haltung oder Stress zurückzuführen sind.



- **Rückenmassage:** Löst Muskelverspannungen im oberen oder unteren Rückenbereich.




- **Fußmassage:** Bietet wohltuende Entspannung nach einem langen Tag auf den Beinen.




- **Arm-Massage:** Zur Behandlung von Muskelverspannungen oder Muskelkater in den Armen.



- **Tailenmassage:** Hilft, Steifheit oder Beschwerden im Bereich der Taille zu lindern.



- **Bein-Massage:** Entspannt schmerzende Beinmuskeln, ideal nach dem Training oder langem Stehen.



Sicherheitsmerkmal: Automatische Abschaltung

Zu Ihrer Sicherheit ist das Massagegerät mit einer Schutzfunktion ausgestattet, die das Gerät automatisch ausschaltet, wenn zu viel Druck ausgeübt wird. Dies verhindert Schäden sowohl am Massagegerät als auch an Ihrem Körper.

Wenn sich das Gerät aufgrund von übermäßigem Druck abschaltet, führen Sie die folgenden Schritte aus, um es zurückzusetzen:

- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht bereits ausgeschaltet ist.
- Stellen Sie das Massagegerät in die Ladestation und schließen Sie das Ladegerät an.
- Warten Sie etwa 3 Sekunden lang.
- Ziehen Sie das Ladegerät gleichzeitig aus dem Massagegerät und aus der Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät wieder ein und setzen Sie Ihre Massage fort.

Massage-Köpfe

Ihr Ganzkörpermassagegerät ist mit fünf einzigartigen Massagestäben ausgestattet, von denen jeder für einen anderen Massagestil ausgelegt ist. Je nachdem, ob Sie eine festere, tiefere Massage oder eine weichere, sanftere Methode bevorzugen, können Sie den Aufsatz auswählen, der Ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Im Folgenden finden Sie einen Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl des am besten geeigneten Massagestabs für verschiedene Körperteile und Massagetechniken hilft:

- **Runder Stab:**
 - Der Round Stick ist für eine kraftvolle, tiefgehende Massage konzipiert. Er ist ideal, um größere Muskelgruppen zu massieren, bei denen Sie einen stärkeren Druck benötigen, um Verspannungen und Schmerzen zu lösen. Dieser Stab bietet einen breiten, festen Kontakt und ist daher für intensive Massagesitzungen geeignet.



- **3-Punkte-Stick (oder 3-Kopf-Stick):**

- Der 3-Points Stick eignet sich perfekt zur Verbesserung der Blutzirkulation und zur Linderung von Muskelverspannungen. Seine drei abgerundeten Kontaktpunkte ermöglichen eine gezielte Massage und sind ideal für Bereiche, in denen viele Muskeln auf den Knochen liegen, wie z. B. die Schultern und der obere Rücken. Das Design trägt dazu bei, den Druck gleichmäßig zu verteilen, was die Entspannung fördert und die Erholung der Muskeln unterstützt.



- **Gebogener Kopf:**

- Der gebogene Kopf ist so geformt, dass er sich bequem an Arme und Beine anschmiegt und eine gezieltere Massage dieser Regionen ermöglicht. Er eignet sich hervorragend zum Lösen von Muskelverspannungen in den Gliedmaßen und kann besonders für Sportler oder Menschen mit häufigen Muskelverspannungen nützlich sein. Durch seine gebogene Form ist er perfekt geeignet, um gleichmäßigen Druck entlang der Kurven Ihres Körpers auszuüben.



- **Ein-Punkt-Kopf:**

- Der Ein-Punkt-Kopf ist für eine präzisere Anwendung gedacht, z. B. für die Massage von Akupunkturpunkten. Dieser Stab übt gezielten Druck auf kleine, spezifische Bereiche aus und ist daher ideal, um Verspannungen an engen Stellen zu lösen. Verwenden Sie diesen Aufsatz vorsichtig, insbesondere wenn Sie ihn an empfindlichen Stellen anwenden.



Wichtiger Sicherheitshinweis:

Keiner der Massagestäbe ist für die Verwendung am Kopf vorgesehen. Bitte vermeiden Sie es, die Aufsätze am Kopf oder im Gesicht zu verwenden, um Verletzungen oder Unwohlsein zu vermeiden.

Warnhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Wichtig - Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor dem Gebrauch

- **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person angemessen beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen.
- **Beaufsichtigung von Kindern:** Kinder sollten genau beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Massagegerät spielen. Es ist kein Spielzeug und kann bei falscher Handhabung ein Risiko darstellen.
- **Wartung:** Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden, um eine ordnungsgemäße Pflege zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden.

Sicherheitshinweis: Um schwere oder tödliche Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und verwenden Sie das Massagegerät nur entsprechend den Anweisungen. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu gefährlichen Situationen führen.

Verwendungsbeschränkungen

- **Altersempfehlung:** Aufgrund der hohen Leistung dieses Geräts wird empfohlen, dass es nur von Personen ab 16 Jahren verwendet wird. Bewahren Sie das Massagegerät außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- **Verwenden Sie das Massagegerät NICHT auf:**
 - **Empfindliche oder geschädigte Haut:** Vermeiden Sie die Verwendung des Massagegeräts an Stellen mit empfindlicher, geschwollener oder entzündeter Haut. Verwenden Sie das Gerät auch nicht an Stellen mit Hautinfektionen, Hautausschlägen oder Hautausbrüchen oder an Stellen mit unerklärlichen Unterleibsschmerzen, da dies den Zustand verschlimmern könnte.
 - **Kopf:** Das Massagegerät ist nicht für die Anwendung am Kopf vorgesehen. Die Anwendung von Druck auf den Kopf kann gefährlich sein.
 - **Krampfadern:** Verwenden Sie das Massagegerät nicht an Stellen mit Krampfadern, da dies den Zustand verschlimmern könnte.
 - **Kehlkopfbereich:** Der Hals ist ein empfindlicher Bereich, und die Verwendung des Massagegeräts in diesem Bereich könnte ein Risiko für Ihre Atemwege und lebenswichtigen Strukturen darstellen.
 - **Genitalbereich:** Es handelt sich nicht um ein Massagegerät für den persönlichen oder sexuellen Gebrauch. Die Verwendung im Genitalbereich kann aufgrund der starken Leistung schwere körperliche Schäden verursachen.
 - **Bewusstlose oder schlafende Personen:** Verwenden Sie das Massagegerät niemals bei Personen, die bewusstlos sind oder schlafen, da sie keine Rückmeldung über Druck oder Unbehagen geben können.
 - **Schwangere Frauen:** Die starken Vibrationen und die Intensität dieses Massagegeräts sind möglicherweise nicht sicher für die Verwendung während der Schwangerschaft. Konsultieren Sie immer einen Arzt, bevor Sie das Gerät verwenden, wenn Sie schwanger sind.

- **Verwenden Sie nur Originalzubehör:** Verwenden Sie immer das Original-Ladegerät und die Massagestäbe von RENPHO. Die Verwendung von Ladegeräten, Adaptern oder Massagestäben anderer Hersteller kann zu Überhitzung, Explosion, Stromschlag oder Feuer führen. Außerdem kann nicht kompatibles Zubehör das Massagegerät beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen.
- **Vermeiden Sie nasse Bedingungen:** Bedienen Sie das Massagegerät niemals mit nassen Händen, und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in Kontakt mit dem Ladegerät oder dem Gerät selbst kommt. Wasser kann das Massagegerät schwer beschädigen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen. Stecken Sie keine Fremdkörper in den Ladeanschluss, da dies zu elektrischen Gefahren führen kann.
- **Von Wärmequellen fernhalten:** Stellen Sie das Massagegerät nicht in der Nähe von Wärme abstrahlenden Geräten wie Öfen, Mikrowellen oder Hochdruckkochen auf. Vermeiden Sie es, das Gerät in übermäßig heißen Umgebungen aufzubewahren, wie z. B. in einem geparkten Auto an einem heißen Tag oder in der Nähe von Fenstern mit direkter Sonneneinstrahlung. Übermäßige Hitze kann die internen Batterien beschädigen, die Leistung des Produkts beeinträchtigen und Fehlfunktionen verursachen.
- **Keine Demontage:** Versuchen Sie unter keinen Umständen, das Massagegerät oder seine Batterien zu zerlegen oder zu verändern. Das Aufbohren des Geräts oder das Herumbasteln an seinen Komponenten kann zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder irreparablen Schäden führen. Wenn Sie das Produkt verändern, erlischt außerdem die Garantie, und Sie können für alle daraus resultierenden Schäden haftbar gemacht werden.
- **Temperaturrichtlinien:** Um eine optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten, sollte das Massagegerät nur in Umgebungen mit einer Temperatur zwischen 5°C (41°F) und 35°C (95°F) verwendet werden. Vermeiden Sie es, das Gerät extremen Temperaturschwankungen oder hoher Luftfeuchtigkeit auszusetzen, da dies zu Schäden an den elektrischen Schaltkreisen oder Batterien führen kann.
- **Seien Sie vorsichtig:** Lassen Sie das Massagegerät nicht fallen und wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Starke Gewichte oder Stöße können interne Schäden und Fehlfunktionen verursachen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen. Bewahren Sie das Massagegerät immer sorgfältig auf und behandeln Sie es vorsichtig, um unnötigen Verschleiß zu vermeiden.

- **Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch:** Das Massagegerät ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Verwendung für einen anderen als den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck kann zu Fehlfunktionen und vorzeitigem Produktausfall führen. Dieses Produkt ist nicht für den industriellen oder gewerblichen Dauerbetrieb ausgelegt.
- **Magnetische Felder:** Halten Sie das Massagegerät von Bereichen mit starken Magnetfeldern fern. Längerer Kontakt mit Magnetfeldern kann die Funktion des Geräts beeinträchtigen und zu einer Entladung der Batterie oder anderen Problemen führen.
- **Warnung vor Überhitzung:** Betreiben Sie das Massagegerät nicht unter Decken, Kissen oder anderen geschlossenen Oberflächen, wo die Wärme nicht richtig abgeleitet werden kann. Ein übermäßiger Wärmestau kann zu Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen des Benutzers führen.

Zusätzliche Warnhinweise

- **Beaufsichtigung erforderlich:** Wenn das Massagegerät in der Nähe von Kindern, Personen mit Behinderungen oder Personen, die Hilfe benötigen, verwendet wird, ist eine strenge Aufsicht erforderlich. Das Massagegerät sollte nicht von Personen benutzt werden, die nicht in der Lage sind, den Betrieb oder die Risiken vollständig zu verstehen.
- **Keine nassen Umgebungen:** Verwenden Sie das Massagegerät nicht beim Baden, Duschen oder in der Nähe einer Wasserquelle. In nassen Umgebungen ist die Gefahr eines elektrischen Schlages deutlich erhöht. Lassen Sie das Massagegerät niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen.
- **Belüftung und Platzierung:** Betreiben Sie das Massagegerät nicht auf weichen Oberflächen (wie Betten oder Sofas), wo die Lüftungsöffnungen blockiert werden könnten. Dies könnte zu einer Überhitzung des Geräts führen und eine Fehlfunktion oder einen Brand zur Folge haben.
- **Nur Original-Netzteil:** Verwenden Sie immer das Netzteil, das mit dem Massagegerät geliefert wurde. Die Verwendung einer nicht empfohlenen Stromquelle kann zu elektrischen Problemen, Kurzschlüssen und möglichen Verletzungen führen.

Informationen zur Batteriesicherheit

- **Handhabung der Batterie:** Achten Sie auf die Gefahr eines Kurzschlusses an den Anschlüssen des batteriebetriebenen Geräts. Metallgegenstände wie Schlüssel, Münzen oder Schmuck können einen Kurzschluss verursachen, wenn sie in Kontakt mit den Batteriepolen kommen.
- **Nicht austauschbare Batterie:** Dieses Massagegerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterien das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben, sollte das Gerät gemäß den örtlichen Richtlinien für Elektroschrott ordnungsgemäß entsorgt werden. Die Batterien sollten nur von qualifiziertem Personal entfernt oder ersetzt werden.
- **Hinweise zur Temperatur:** Vermeiden Sie es, das Massagegerät und seine Batterien extremen Temperaturen auszusetzen. Übermäßige Hitze oder Kälte kann die Batterien beschädigen und ihre Leistungsfähigkeit verringern oder sie sogar ganz ausfallen lassen.

Produktpflege und Wartung

- **Aufbewahrung:** Bewahren Sie das Massagegerät immer an einem sicheren, kühlen und trockenen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird. Auf diese Weise bleibt seine Funktionalität erhalten und seine Lebensdauer wird verlängert.
- **Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen:** Vergewissern Sie sich vor jeder Reinigung oder Wartung, dass das Massagegerät vom Ladegerät getrennt ist, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- **Reinigung:** Wischen Sie das Massagegerät nach jedem Gebrauch vorsichtig mit einem weichen, feuchten Tuch ab. Es ist wichtig, dass Sie nur nicht scheuernde Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche des Geräts nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen. Falls erforderlich, können Sie das Massagegerät auch mit geeigneten Sterilisationsmitteln sterilisieren, um die Sauberkeit zu gewährleisten, vermeiden Sie jedoch scharfe Chemikalien.
- **Vermeiden Sie das Eintauchen in Wasser:** Tauchen Sie das Massagegerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein. Andernfalls können die elektrischen Komponenten des Geräts beschädigt werden, was zu Fehlfunktionen oder Sicherheitsrisiken führen kann.
- **Von aggressiven Chemikalien fernhalten:** Vermeiden Sie es, das Massagegerät mit Lösungsmitteln, Bleichmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln in Kontakt zu bringen. Diese Substanzen können die Materialien zersetzen und die Leistung des Massagegeräts beeinträchtigen.

- **Keine Eigenreparaturen:** Versuchen Sie nicht, das Massagegerät selbst zu reparieren. Im Inneren des Geräts befinden sich keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können, und das Öffnen des Geräts kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen. Bei Fehlfunktionen des Geräts wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, um Hilfe zu erhalten oder das Gerät zu reparieren.
- **Ordnungsgemäße Entsorgung:** Das Massagegerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku und andere elektronische Komponenten, die als gefährlicher Elektroschrott eingestuft sind. Entsorgen Sie das Gerät nicht auf einer Mülldeponie. Befolgen Sie stattdessen die örtlichen Recyclingprogramme oder die Richtlinien zur Entsorgung von Elektroschrott, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher entsorgt wird.

Fehlersuche

Problem 1: Das Massagegerät lässt sich nicht einschalten

Wenn sich Ihr Massagegerät nicht einschalten lässt, versuchen Sie die folgenden Schritte:

- **Prüfen Sie die Ladung:** Vergewissern Sie sich, dass das Massagegerät vollständig aufgeladen ist, indem Sie es an das Ladegerät anschließen und überprüfen, ob die Kontrollleuchte aufleuchtet.
- **Setzen Sie das Massagegerät zurück:**
 - Schalten Sie das Massagegerät vollständig aus.
 - Stellen Sie es in die Ladestation und schließen Sie das Ladegerät an.
 - Nachdem Sie etwa 3 Sekunden gewartet haben, ziehen Sie beide Enden des Ladegeräts gleichzeitig ab (aus dem Massagegerät und aus der Steckdose).
 - Drücken Sie die Einschalttaste, um das Massagegerät wieder einzuschalten.
- **Batterielebensdauer:** Wenn sich das Massagegerät nach dem Aufladen immer noch nicht einschalten lässt, ist es möglich, dass der Lithium-Ionen-Akku das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat. In diesem Fall müssen Sie das Gerät austauschen oder den Kundendienst um weitere Unterstützung bitten.

Problem 2: Das Massagegerät startet nicht sofort

- **Einschaltverzögerung:** Es kann bis zu 3 Sekunden dauern, bis das Massagegerät nach dem Drücken der Einschalttaste startet. Während dieser Zeit wird der Motor initialisiert.
- **Einstellen der Geschwindigkeit/Intensität:** Wenn das Gerät nur langsam anläuft, drücken Sie die Modustaste, um die Geschwindigkeit oder Intensität zu erhöhen. Wenn das Gerät betriebsbereit ist, sollte die Betriebsanzeige am Massagegerät dauerhaft grün leuchten.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Wenn Sie Probleme mit Ihrem Massagegerät haben, lesen Sie die folgende Anleitung zur Fehlerbehebung, um häufige Probleme zu beheben.

Problem	Status	Lösungen
Die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet nicht.	Die Anzeigeleuchte des Ladegeräts leuchtet nicht.	Versuchen Sie, eine andere Steckdose zu verwenden. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise die Steckdose defekt, oder das Ladegerät selbst muss ausgetauscht werden.
Die Kontrollleuchte des Ladegeräts leuchtet immer noch nicht.	Die Anzeigelampe am Ladegerät leuchtet nicht auf, auch wenn Sie verschiedene Steckdosen ausprobieren.	Das Ladegerät ist möglicherweise defekt. Bitte wenden Sie sich an den Verkäufer oder das Support-Team, um Unterstützung bei einem Austausch oder einer Reparatur zu erhalten.
Die Ladelampe wechselt zu schnell von Rot auf Grün oder wird nie grün.	Die Anzeigeleuchte des Ladegeräts verhält sich ungewöhnlich, wechselt zu schnell oder schaltet nicht auf grün, wenn sie voll geladen ist.	Dies kann auf ein Problem mit der Batterie hinweisen. Das Massagegerät könnte defekt sein. Wenden Sie sich bitte an den Verkäufer oder den Kundendienst, um das Problem zu beheben und das Gerät möglicherweise auszutauschen.
Das Massagegerät schaltet sich automatisch ab.	Das Massagegerät schaltet sich während der Benutzung von selbst aus.	Der integrierte Überhitzungsschutz des Geräts wurde möglicherweise ausgelöst. Lassen Sie das Massagegerät einige Minuten lang abkühlen und versuchen Sie dann, es wieder einzuschalten. Wenn das Problem erneut auftritt, sollten Sie die Umgebung oder die Nutzungsdauer überprüfen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht überhitzt wird.

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

