

RENPHO



Massage Gun

User Manual • Uživatelský manuál •
Uživatelský manuál • Használati utasítás • Benutzerhandbuch

English	3 – 15
Čeština	16 – 29
Slovenčina	30 – 42
Magyar	43 – 56
Deutsch	57 – 71

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please contact the customer line.



www.alza.co.uk/kontakt



+44 (0)203 514 4411

Importer

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions carefully before using.

Before using the device, it is crucial to consult your doctor if you fall into any of the following categories:

- **Pregnant or postpartum women**
Pregnancy or postpartum recovery may pose certain risks when using the device, so consulting with a healthcare provider is necessary.
- **Persons with blood stasis, fractures, or severe inflammatory injuries**
Conditions involving circulatory issues or severe inflammation can exacerbate with the device's stimulation.
- **Persons with hypertension (high blood pressure)**
Individuals with severe varicose veins or other blood vessel conditions should avoid using the device without medical consultation.
- **Persons with heart disease**
If you have a pacemaker, defibrillator, or metal implants, avoid using the device near the heart or chest area due to potential interference with the implanted devices.
- **Persons recovering from joint surgery**
After surgery, certain areas might be sensitive to pressure and vibrations, so the device should not be used on or near recent surgical incisions.

If you experience any discomfort or unusual sensations while using the device, discontinue use immediately and seek medical advice.

Caution

- The device is intended for household use only and is not designed for medical purposes. Do not use it to treat or diagnose any conditions.
- Children aged 8 years and above, as well as those with reduced physical, sensory, or cognitive capabilities, should only use the device under supervision and guidance from someone who understands the hazards.
- Children should not play with the device. Cleaning and maintenance should not be performed by children without adult supervision.

Danger – To reduce the risk of electric shock:

- DO NOT use the device while bathing or showering.
- DO NOT place or store the device in places where it may fall into water, such as bathtubs, sinks, or pools. Avoid dropping the device into water or other liquids.

Warning – To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons:

- Always use the device for its intended purpose as described in this manual. Do not use attachments that are not recommended by the manufacturer, as these could cause damage or injury.
- Supervision is required when the device is used by, or near, children, individuals with disabilities, or persons with reduced cognitive abilities.
- Keep the air openings of the device clear. DO NOT block the air openings with hair, lint, or other objects. Never drop or insert items into the openings.
- DO NOT operate the device under blankets or pillows. Excessive heating can occur, leading to a fire hazard or risk of electric shock.
- DO NOT use the device in areas where aerosol spray products are in use or where oxygen is being administered.
- DO NOT keep the device near magnetic fields as it can interfere with the device's functionality or cause battery discharge.
- Always store the device away from extreme heat. Avoid using it in environments where the temperature is too high.


About the Battery

- Chemical Exposure: If the battery pack leaks, do not allow the liquid to come into contact with your skin or eyes. If exposed, wash the area immediately with water and seek medical advice.
- Battery life varies based on usage. If the device is not in use for an extended period, power it off and charge it once a month to maintain the battery's lifespan.
- DO NOT expose the battery or device to extreme temperatures, as this may cause malfunction.
- Short-circuit risks: Be cautious of metal objects that may come into contact with the battery's terminals, potentially causing a short circuit.
- This device contains non-replaceable batteries. When the battery reaches the end of its life, it must be properly disposed of. Do not throw the device into a fire or expose it to high heat. Place the device in a sealed bag and dispose of it according to local environmental regulations.

Packaging

- 1 × Massage Gun
- 5 × Massage Heads
- 1 × Type-C Charging Cable
- 2 × Rubber Sleeves
- 1 × Travel Case
- 1 × User Manual

Diagram



Massage Head Attachments

- **Heating & Cooling Massage Head (Rechargeable):**

- Suitable for use on all body parts, providing both heating and cooling therapy for enhanced muscle recovery and relaxation.
- Note: This head has its own charging system.



- **Ball Head:**

- Ideal for large muscle groups such as the quadriceps, glutes, and muscles prone to extreme soreness.



- **Bullet Head:**

- Designed for precise deep tissue massages, targeting joints, trigger points, and smaller muscles like those in the wrist or feet.



- **Flat Head:**

- Best for working on the shoulder blades and IT bands, offering a relaxing, full-body massage experience.



- **U-shaped Head:**

- Specially designed for the spine, neck, and Achilles tendon, allowing safe and effective massage around these sensitive areas.



- **Rubber Sleeve:**

- Each massage head is pre-installed with a rubber sleeve that ensures a secure fit. If the sleeve becomes damaged, replace it with the included spare.



- **Warning:**

- Do NOT use massage heads on your head.


Charging Instructions

- **Before First Use:**

- Make sure to fully charge the massage gun and the heating & cooling massage head before using them for the first time.

- **How to Charge:**

- Plug the provided Type-C charging cable into the charging port on the device.
- Connect the other end to a power source such as a laptop, mobile charger, or power bank.
- The device's battery indicators will flash while charging, and the respective indicator lights will show charging progress.




- **Charging Indicators:**
 - **Massage Gun:**
 - During charging: 4 battery indicators will flash BLUE in sequence.
 - When fully charged: 4 indicators will remain solid BLUE.
 - **Heating & Cooling Massage Head:**
 - During charging: 4 indicators will flash RED in sequence.
 - When fully charged: 4 indicators will remain solid BLUE.
- **Important Note:**
 - Do not use the device while it is charging to prevent any damage or safety hazards.

Attaching the Massage Head

- **Select the Desired Massage Head:**
 - Choose the appropriate massage head based on the type of massage you want (refer to the previous section on massage head types for guidance).
- **Insert the Massage Head:**
 - Align the joint of the massage head with the slot on the device.
 - Firmly press and fully insert the head until it clicks into place.

- **Ensure Safety:**


- Make sure the device is turned off before switching or attaching any massage heads to avoid injury or malfunction.



Using the Product

Massage Gun

-  **Power On/Off:**
 - Long press to turn on the device. The speed indicator will activate.
 - Short press to cycle through the speed levels: 1-2-3-4-5.
 - Long press to turn off the device.




Heating & Cooling Massage Head



Heating Function:

- Long press to enable the heating function. The red indicator will turn on.
- Short press to cycle through the heating levels: 1-2-3-4.
- Long press to disable the heating function.
 - Heating Temperature: 99 – 113 °F / 37 – 45 °C.
 - Auto-off Timer: 10 minutes.



- **Cooling Function:**

- Long press to enable the cooling function. The blue indicator will turn on.
- Short press to cycle through the cooling levels: 1-2-3-4.
- Long press to disable the cooling function.
 - Cooling Temperature: 47 – 61 °F / 8 – 16 °C.
 - Auto-off Timer: 5 minutes.

Notes:

- **Auto Shut-off Function:**

- The device and the heating function will automatically shut off after 10 minutes of continuous use.
- The cooling function will shut off automatically after 5 minutes of continuous use.

- **Locked-motor Protection:**
 - If excessive pressure is applied during a session, the device will stall to prevent injury or bruising.
- **Recommendation:**
 - Start each massage session with minimal intensity before increasing it. Do not use for more than 30 minutes at a time.

Cleaning and Maintenance

- **Step 1:** Before cleaning, ensure the device is turned off. This will help prevent any electrical issues during the cleaning process.
- **Step 2:** Use a soft towel or cloth to gently wipe the outer surface of the device. Avoid using any harsh chemicals or abrasive materials that could damage the exterior. If needed, a damp cloth with mild soap can be used, but make sure no water enters any openings.
- **Step 3:** Avoid disassembling or attempting to repair the device yourself, as it contains no user-serviceable parts. If any part of the device seems damaged or malfunctioning, contact the manufacturer for proper support.
- **Step 4:** When not in use, store the device in a cool, dry place. High heat or humid environments can degrade the device's materials and battery life over time.

Troubleshooting Guide

Problem	Cause	Solution
The device cannot be turned on	The battery is empty.	Charge the device using the provided Type-C charging cable.
The device stops working suddenly	Auto-off timer: The device automatically shuts off after 10 minutes of continuous use.	Simply restart the device and resume use if necessary.
	Built-in locked-motor protection: When the massage head is pressed too firmly, the motor protection activates to prevent damage.	Release pressure on the massage head and restart the device.
	Built-in overheat protection: The device will shut off if it becomes too hot during use.	Wait for the device to cool down before turning it back on.
	Built-in overload protection: When the input voltage exceeds the safe limit (6.5 -30 V), this protection will activate to prevent damage.	Make sure that the input voltage does not exceed 5 V.

Specifications

Specification	Massage Gun	Heating & Cooling Massage Head
Product Name	Massage Gun	
Model	R-C003H	
Input	5 V == 3 A	5 V == 1 A
Amplitude	10 mm	
RPM	1800 / 2200 / 2500 / 2900 / 3200 r / min	
Auto-off Timer	10mins	10mins (heating); 5mins (cooling)
Battery Voltage	DC 7.4 V	
Battery Capacity	2000 mAh 14.8 Wh	900 mAh
Charging Time	2 H	1 H
Working Time	2-3 H	1 H
Product Dimensions	7.3 × 5.7 × 2.3 inch / 186 × 147 × 60 mm	
Product Weight	1.5 lbs / 680 g	

Warranty Conditions

A new product purchased in the Alza.cz sales network is guaranteed for 2 years. If you need repair or other services during the warranty period, contact the product seller directly, you must provide the original proof of purchase with the date of purchase.

The following are considered to be a conflict with the warranty conditions, for which the claimed claim may not be recognized:

- Using the product for any purpose other than that for which the product is intended or failing to follow the instructions for maintenance, operation, and service of the product.
- Damage to the product by a natural disaster, the intervention of an unauthorized person or mechanically through the fault of the buyer (e.g., during transport, cleaning by inappropriate means, etc.).
- Natural wear and aging of consumables or components during use (such as batteries, etc.).
- Exposure to adverse external influences, such as sunlight and other radiation or electromagnetic fields, fluid intrusion, object intrusion, mains overvoltage, electrostatic discharge voltage (including lightning), faulty supply or input voltage and inappropriate polarity of this voltage, chemical processes such as used power supplies, etc.
- If anyone has made modifications, modifications, alterations to the design or adaptation to change or extend the functions of the product compared to the purchased design or use of non-original components.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the European Union directives.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se na zákaznickou linku.



www.alza.cz/kontakt



+420 225 340 111

Dovozce

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny.

Před použitím přístroje je nezbytné poradit se s lékařem, pokud spadáte do některé z následujících kategorií:

- **Těhotné ženy nebo ženy po porodu**
Těhotenství nebo rekonvalescence po porodu mohou při používání přístroje představovat určitá rizika, proto je nutná konzultace s lékařem.
- **Osoby s krevní stázou, zlomeninami nebo těžkými zánětlivými poraněními**
Stavy zahrnující problémy s krevním oběhem nebo těžké záněty se mohou stimulací zařízení zhoršit.
- **Osoby s hypertenzí (vysokým krevním tlakem)**
) Osoby se závažnými křečovými žilami nebo jinými onemocněními cév by se měly vyhnout používání přístroje bez konzultace s lékařem.
- **Osoby s onemocněním srdce**
Pokud máte kardiostimulátor, defibrilátor nebo kovové implantáty, nepoužívejte zařízení v blízkosti srdce nebo v oblasti hrudníku kvůli možnému rušení implantovaných zařízení.
- **Osoby, které se zotavují po operaci kloubů**
Po operaci mohou být některé oblasti citlivé na tlak a vibrace, proto by zařízení nemělo být používáno na nedávných chirurgických řezech nebo v jejich blízkosti.

Pokud při používání přístroje pocítíte jakékoliv potíže nebo neobvyklé pocity, okamžitě přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékařskou pomoc.

Upozornění

- Zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a není určeno pro lékařské účely. Nepoužívejte jej k léčbě nebo diagnostice jakýchkoli onemocnění.
- Děti od 8 let a starší, stejně jako děti se sníženými fyzickými, smyslovými nebo kognitivními schopnostmi, by měly zařízení používat pouze pod dohledem a vedením osoby, která rozumí jeho nebezpečnosti.
- Děti by si se zařízením neměly hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru dospělé osoby.

Nebezpečí - ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem:

- Zařízení NEPOUŽÍVEJTE při koupání nebo sprchování.
- Zařízení NEUMÍSTŇUJTE ani neukládejte na místa, kde by mohlo spadnout do vody, například do vany, umyvadla nebo bazénu. Vyvarujte se pádu zařízení do vody nebo jiných tekutin.

Varování - Snižte riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob:

- Zařízení vždy používejte k určenému účelu, jak je popsáno v tomto návodu. Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem, protože by mohla způsobit poškození nebo zranění.
- Pokud zařízení používají děti, osoby se zdravotním postižením nebo osoby se sníženými kognitivními schopnostmi nebo v jejich blízkosti, je nutný dohled.
- Udržujte vzduchové otvory přístroje volné. Neucpávejte vzduchové otvory vlasy, žmolky nebo jinými předměty. Do otvorů nikdy nevhazujte ani nevkládejte žádné předměty.
- Zařízení NEpoužívejte pod příkrývkami nebo polštáři. Může dojít k nadměrnému zahřátí, což může vést k nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj NEPOUŽÍVEJTE v místech, kde se používají aerosolové spreje nebo kde se podává kyslík.
- NENECHÁVEJTE zařízení v blízkosti magnetických polí, protože mohou narušit funkčnost zařízení nebo způsobit vybití baterie.
- Zařízení vždy skladujte mimo dosah extrémního tepla. Nepoužívejte jej v prostředí s příliš vysokou teplotou.


O baterii

- Působení chemických látek: Pokud dojde k úniku z akumulátoru, nedovolte, aby se kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě zasažení okamžitě omyjte místo vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Životnost baterie se liší v závislosti na způsobu používání. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a jednou za měsíc jej nabijte, abyste udrželi životnost baterie.
- Nevystavujte baterii ani zařízení extrémním teplotám, protože by to mohlo způsobit poruchu.
- Rizika zkratu: Dávejte pozor na kovové předměty, které se mohou dostat do kontaktu s póly baterie a způsobit zkrat.
- Toto zařízení obsahuje nevyměnitelné baterie. Po skončení životnosti baterie je třeba ji řádně zlikvidovat. Zařízení nevhazujte do ohně ani jej nevystavujte vysokému teple. Zařízení vložte do uzavřeného sáčku a zlikvidujte jej v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí.

Balení

- 1 × masážní pistole
- 5 × masážní hlavice
- 1 × nabíjecí kabel typu C
- 2 × gumové návleky
- 1 × cestovní pouzdro
- 1 × uživatelská příručka

Schéma



Masážní nástavce hlavy

- **Masážní hlava s vyhříváním a chlazením (dobíjecí):**

- Je vhodný pro použití na všechny části těla a poskytuje jak zahřívací, tak chladicí terapii pro lepší regeneraci a uvolnění svalů.
- Poznámka: Tato hlava má vlastní nabíjecí systém.



- **Kulová hlava:**

- Ideální pro velké svalové skupiny, jako jsou čtyřhlavý sval stehenní, hýžděvé svaly a svaly náchylné k extrémní bolestivosti.



- **Kulová hlava:**

- Navrženo pro přesné masáže hlubokých tkání, zaměřené na klouby, spoušťové body a menší svaly, například v zápěstí nebo na chodidlech.



- **Plochá hlava:**

- Nejlépe působí na lopatky a IT pásy a nabízí relaxační masáž celého těla.



- **Hlava ve tvaru U:**

- Je speciálně navržen pro páteř, krk a Achillovu šlachu a umožňuje bezpečnou a účinnou masáž těchto citlivých oblastí.



- **Gumová objímka:**

- Každá masážní hlavice je předem vybavena gumovou objímkou, která zajišťuje bezpečné uchycení. Pokud se objímka poškodí, vyměňte ji za náhradní, která je součástí dodávky.



- **Varování:**

- NEPOUŽÍVEJTE masážní hlavice na hlavu.


Pokyny pro nabíjení

- **Před prvním použitím:**

- Před prvním použitím masážní pistoli a vyhřívací a chladicí masážní hlavici plně nabijte.

- **Jak nabíjet:**

- Zapojte dodaný nabíjecí kabel typu C do nabíjecího portu zařízení.
- Druhý konec připojte ke zdroji napájení, například k notebooku, mobilní nabíječce nebo powerbance.
- Během nabíjení budou blikat indikátory baterie zařízení a příslušné kontrolky budou ukazovat průběh nabíjení.




- **Indikátory nabíjení:**
 - **Masážní pistole:**
 - Během nabíjení: 4 indikátory baterie budou blikat postupně MODŘE.
 - Při plném nabití: 4 indikátory zůstanou svítit MODŘE.
 - **Vytápění a chlazení Masážní hlava:**
 - Během nabíjení: 4 kontrolky budou blikat postupně ČERVENĚ.
 - Při plném nabití: 4 indikátory zůstanou svítit MODŘE.
- **Důležité upozornění:**
 - Během nabíjení zařízení nepoužívejte, aby nedošlo k jeho poškození nebo ohrožení bezpečnosti.

Přípevnění masážní hlavice

- **Vyberte požadovanou masážní hlavu:**
 - Vyberte vhodnou masážní hlavici podle typu masáže, kterou chcete provádět (viz předchozí část o typech masážních hlavic).
- **Vložte masážní hlavu:**
 - Vyrovnajte kloub masážní hlavice se štěrbinou na zařízení.
 - Pevně zatlačte a zcela zasuňte hlavu, dokud nezapadne na místo.

- **Zajištění bezpečnosti:**


- Před přepnutím nebo nasazením masážních hlavic se ujistěte, že je přístroj vypnutý, aby nedošlo ke zranění nebo poruše.



Používání produktu

Masážní pistole

-  **Zapnutí/vypnutí napájení:**
 - Dlouhým stisknutím zařízení zapnete. Aktivuje se ukazatel rychlosti.
 - Krátkým stisknutím procházíte úrovněmi rychlosti: 1-2-3-4-5.
 - Dlouhým stisknutím zařízení vypnete.




Vytápění a chlazení Masážní hlava



Funkce vytápění:

- Dlouhým stisknutím zapnete funkci ohřevu. Rozsvítí se červený indikátor.
- Krátkým stisknutím procházíte úrovněmi ohřevu: 1-2-3-4.
- Dlouhým stisknutím vypnete funkci ohřevu.
 - Teplota ohřevu: 99 - 113 °F / 37 - 45 °C.
 - Časovač automatického vypnutí: 10 minut.



Funkce chlazení:

- Dlouhým stisknutím povolíte funkci chlazení. Rozsvítí se modrý indikátor.
- Krátkým stisknutím procházíte úrovněmi chlazení: 1-2-3-4.
- Dlouhým stisknutím vypnete funkci chlazení.
 - Teplota chlazení: 47 - 61 °F / 8 - 16 °C.
 - Časovač automatického vypnutí: 5 minut.

Poznámky:

Funkce automatického vypnutí:

- Zařízení a funkce ohřevu se automaticky vypnou po 10 minutách nepřetržitého používání.
- Funkce chlazení se automaticky vypne po 5 minutách nepřetržitého používání.

- **Ochrana uzamčeného motoru:**
 - Pokud je během sezení vyvíjen nadměrný tlak, přístroj se zastaví, aby nedošlo ke zranění nebo vzniku modřin.
- **Doporučení:**
 - Každou masáž začněte s minimální intenzitou a teprve poté ji zvyšujte. Nepoužívejte masáž déle než 30 minut.

Čištění a údržba

- **Krok 1:** Před čištěním se ujistěte, že je zařízení vypnuté. Předejdete tak případným problémům s elektrickým proudem během čištění.
- **Krok 2:** Měkkým ručníkem nebo hadříkem jemně otřete vnější povrch zařízení. Nepoužívejte žádné drsné chemikálie nebo abrazivní materiály, které by mohly vnější povrch poškodit. V případě potřeby lze použít vlhký hadřík s jemným mýdlem, ale dbejte na to, aby se do žádného otvoru nedostala voda.
- **Krok 3:** Zařízení nerozebírejte ani se nepokoušejte sami opravovat, protože neobsahuje žádné díly, které by mohl opravovat uživatel. Pokud se vám zdá, že je některá část zařízení poškozená nebo nefunkční, obraťte se na výrobce, který vám poskytne náležitou podporu.
- **Krok 4:** Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej na chladném a suchém místě. Vysoké teplo nebo vlhké prostředí může časem zhoršit kvalitu materiálů zařízení a životnost baterie.

Průvodce řešením problémů

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení nelze zapnout	Baterie je vybitá.	Nabíjejte zařízení pomocí dodaného nabíjecího kabelu typu C.
	Časovač automatického vypnutí: Zařízení se automaticky vypne po 10 minutách nepřetržitého používání.	V případě potřeby jednoduše restartujte zařízení a pokračujte v používání.
Zařízení náhle přestane fungovat	Vestavěná ochrana zablokovaného motoru: Při příliš silném stlačení masážní hlavice se aktivuje ochrana motoru, aby se zabránilo jejímu poškození.	Uvolněte tlak na masážní hlavici a znovu přístroj spusťte.
	Vestavěná ochrana proti přehřátí: Přístroj se vypne, pokud se během používání příliš zahřeje.	Před opětovným zapnutím počkejte, až zařízení vychladne.
	Vestavěná ochrana proti přetížení: Pokud vstupní napětí překročí bezpečnou mez (6,5-30 V), aktivuje se tato ochrana, aby se zabránilo poškození.	Ujistěte se, že vstupní napětí nepřesahuje 5 V.

Specifikace

Specifikace	Masážní pistole	Vytápění a chlazení Masážní hlava
Název produktu	Masážní pistole	
Model	R-C003H	
Vstup	5 V == 3 A	5 V == 1 A
Amplituda	10 mm	
RPM	1800 / 2200 / 2500 / 2900 / 3200 ot / min	
Časovač automatického vypnutí	10 minut	10 minut (ohřev); 5 minut (chlazení)
Napětí baterie	DC 7,4 V	
Kapacita baterie	2000 mAh 14,8 Wh	900 mAh
Doba nabíjení	2 H	1 H
Pracovní doba	2-3 H	1 H
Rozměry výrobku	7,3 × 5,7 × 2,3 palce / 186 × 147 × 60 mm	
Hmotnost výrobku	1,5 libry / 680 g	

Záruční podmínky

Na nový výrobek zakoupený v prodejní síti Alza.cz se vztahuje záruka 2 roky. V případě potřeby opravy nebo jiného servisu v záruční době se obraťte přímo na prodejce výrobku, je nutné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Za rozpor se záručními podmínkami, pro který nelze reklamaci uznat, se považují následující skutečnosti:

- Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je výrobek určen, nebo nedodržování pokynů pro údržbu, provoz a servis výrobku.
- Poškození výrobku živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanicky vinou kupujícího (např. při přepravě, čištění nevhodnými prostředky apod.).
- přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterií atd.).
- Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření a jiné záření nebo elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny, vniknutí předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí a nevhodná polarita tohoto napětí, chemické procesy, např. použité zdroje atd.
- Pokud někdo provedl úpravy, modifikace, změny konstrukce nebo adaptace za účelem změny nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupené konstrukci nebo použití neoriginálních součástí.

EU prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje právní požadavky směrnic Evropské unie.



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k zariadeniu, obráťte sa na zákaznícku linku.



www.alza.sk/kontakt



+421 257 101 800

Dovozca

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Praha 7, www.alza.cz

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrického spotrebiča by sa mali vždy dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Pred použitím si pozorne prečítajte všetky pokyny.

Pred použitím zariadenia je nevyhnutné poradiť sa s lekárom, ak patríte do niektorej z nasledujúcich kategórií:

- **Tehotné ženy alebo ženy po pôrode**
Tehotenstvo alebo rekonvalescencia po pôrode môže pri používaní pomôcky predstavovať určité riziká, preto je potrebná konzultácia s lekárom.
- **Osoby so stázou krvi, zlomeninami alebo ťažkými zápalovými poraneniami**
Stavy zahŕňajúce problémy s krvným obehom alebo ťažký zápal sa môžu pri stimulácii zariadenia zhoršiť.
- **Osoby s hypertenziou (vysokým krvným tlakom)**
Osoby so závažnými kŕčovými žilami alebo inými ochoreniami ciev by sa mali vyhnúť používaniu zariadenia bez konzultácie s lekárom.
- **Osoby s ochorením srdca**
Ak máte kardiostimulátor, defibrilátor alebo kovové implantáty, vyhnite sa používaniu zariadenia v blízkosti srdca alebo v oblasti hrudníka z dôvodu možnej interferencie s implantovanými zariadeniami.
- **Osoby, ktoré sa zotavujú po operácii kĺbov**
Po operácii môžu byť niektoré oblasti citlivé na tlak a vibrácie, preto by sa zariadenie nemalo používať na nedávnych chirurgických rezoch alebo v ich blízkosti.

Ak sa počas používania zariadenia vyskytnú akékoľvek nepríjemné pocity alebo nezvyčajné pocity, okamžite ho prestaňte používať a vyhľadajte lekársku pomoc.

Upozornenie

- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti a nie je určené na lekárske účely. Nepoužívajte ho na liečbu alebo diagnostiku akýchkoľvek ochorení.
- Deti vo veku od 8 rokov, ako aj deti so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo kognitívnymi schopnosťami by mali zariadenie používať len pod dohľadom a vedením osoby, ktorá rozumie nebezpečenstvám.
- Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru dospelých.

Nebezpečenstvo - na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom:

- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE počas kúpania alebo sprchovania.
- Zariadenie NEUMIESTŇUJTE ani neukladajte na miesta, kde by mohlo spadnúť do vody, napríklad do vane, umývadla alebo bazéna. Zabráňte pádu zariadenia do vody alebo iných kvapalín.

Varovanie - znížte riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

- Zariadenie vždy používajte na určený účel, ako je opísané v tejto príručke. Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré nie sú odporúčané výrobcom, pretože by mohli spôsobiť poškodenie alebo zranenie.
- Ak zariadenie používajú deti, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby so zníženými kognitívnymi schopnosťami alebo ak sa používa v ich blízkosti, vyžaduje sa dohľad.
- Udržujte vzduchové otvory zariadenia voľné. Vzduchové otvory NEZABLOKUJTE vlasmi, žmolkami ani inými predmetmi. Do otvorov nikdy nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety.
- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE pod prikrývkami alebo vankúšmi. Môže dôjsť k nadmernému zahriatiu, čo môže viesť k nebezpečenstvu požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Zariadenie NEPOUŽÍVAJTE v priestoroch, kde sa používajú aerosólové rozprašovače alebo kde sa podáva kyslík.
- NEUCHOVÁVAJTE zariadenie v blízkosti magnetických polí, pretože to môže narušiť funkčnosť zariadenia alebo spôsobiť vybitie batérie.
- Zariadenie vždy skladujte mimo dosahu extrémneho tepla. Nepoužívajte ho v prostredí s príliš vysokou teplotou.

O batérii


- Pôsobenie chemických látok: Ak batéria vytečie, nedovoľte, aby sa kvapalina dostala do kontaktu s pokožkou alebo očami. V prípade zasiahnutia okamžite umyte miesto vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- Výdrž batérie sa líši v závislosti od používania. Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, vypnite ho a raz za mesiac ho nabite, aby sa zachovala životnosť batérie.
- Batériu ani zariadenie nevystavujte extrémnym teplotám, pretože to môže spôsobiť poruchu.

- Riziká skratu: Dávajte pozor na kovové predmety, ktoré môžu prísť do kontaktu s pólmi batérie a spôsobiť skrat. Toto zariadenie obsahuje nevymeniteľné batérie. Po skončení životnosti batérie je potrebné ju riadne zlikvidovať. Zariadenie nevhadzujte do ohňa ani ho nevystavujte vysokému teplu. Zariadenie vložte do uzavretého vrečka a zlikvidujte ho v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia.

Balenie

- 1 × masážna pištoľ
- 5 × masážne hlavice
- 1 × nabíjací kábel typu C
- 2 × gumové puzdrá
- 1 × cestovné puzdro
- 1 × používateľská príručka

Schéma



Masážne nadstavce hlavice

- **Masážna hlavica s vyhrievaním a chladením (dobíjateľná):**

- Vhodná na použitie na všetky časti tela, poskytuje terapiu zahrievaním aj chladením na lepšiu regeneráciu a uvoľnenie svalov.
- Poznámka: Táto hlava má vlastný nabíjací systém.



- **Guľová hlava:**

- Ideálna pre veľké svalové skupiny, ako sú štvorhlavý sval stehna, sedacie svaly a svaly náchylné na extrémnu bolestivosť.



- **Guľová hlava:**

- Je určená na presnú masáž hlbokých tkanív, zameranú na kĺby, spúšťacie body a menšie svaly, ako sú svaly zápästia alebo chodidiel.



- **Plochá hlava:**

- Najlepšie sa hodí na masáž lopatiek a IT pásov a ponúka uvoľňujúcu masáž celého tela.



- **Hlava v tvare U:**

- Špeciálne navrhnutá na chrbticu, krk a Achillovu šľachu, čo umožňuje bezpečnú a účinnú masáž týchto citlivých oblastí.



- **Gumová objímka:**

- Každá masážna hlavica je vopred vybavená gumovou objímkou, ktorá zaisťuje bezpečné uchytienie. Ak sa objímka poškodí, vymeňte ju za dodanú náhradnú.



- **Varovanie:**

- NEPOUŽÍVAJTE masážne hlavice na hlavu.


Pokyny na nabíjanie

- **Pred prvým použitím:**

- Pred prvým použitím masážnej pištole a vyhrievacej a chladiacej masážnej hlavice ich úplne nabite.

- **Ako nabíjať:**

- Pripojte dodaný nabíjací kábel typu C do nabíjacieho portu zariadenia.
- Druhý koniec pripojte k zdroju napájania, napríklad k notebooku, mobilnej nabíjačke alebo powerbanke.
- Indikátory batérie zariadenia budú počas nabíjania blikať a príslušné kontrolky budú zobrazovať priebeh nabíjania.




- **Indikátory nabíjania:**
 - **Masážna pištoľ:**
 - Počas nabíjania: 4 indikátory batérie budú postupne blikať MODRO.
 - Po úplnom nabití: 4 indikátory zostanú svietiť na MODRO.
 - **Vykurovanie a chladenie masážnej hlavice:**
 - Počas nabíjania: 4 indikátory budú postupne blikať na červeno.
 - Po úplnom nabití: 4 indikátory zostanú svietiť na MODRO.
- **Dôležité upozornenie:**
 - Zariadenie nepoužívajte počas nabíjania, aby ste zabránili poškodeniu alebo ohrozeniu bezpečnosti.

Pripevnenie masážnej hlavice

- **Vyberte požadovanú masážnu hlavicu:**
 - Vyberte si vhodnú masážnu hlavicu podľa typu masáže, ktorú chcete vykonávať (pokyny nájdete v predchádzajúcej časti o typoch masážnych hlavíc).
- **Vložte masážnu hlavu:**
 - Zarovnajte kĺb masážnej hlavice so štrbinou na zariadení.
 - Pevne zatlačte a úplne zasuňte hlavu, kým nezacvakne na miesto.

- **Zaistite bezpečnosť:**


- Pred prepnutím alebo nasadením masážnych hlavíc sa uistite, že je zariadenie vypnuté, aby ste predišli zraneniu alebo poruche.



Používanie produktu

Masážna pištoľ

-  **Zapnutie/vypnutie napájania:**
 - Dlhým stlačením zapnete zariadenie. Aktivuje sa indikátor rýchlosti.
 - Krátkym stlačením prechádzate medzi jednotlivými úrovňami rýchlosti: 1-2-3-4-5.
 - Dlhým stlačením vypnete zariadenie.




Ohrievanie a chladenie masážnej hlavice



Funkcia ohrievania:

- Dlhým stlačením aktivujete funkciu ohrevu. Rozsvieti sa červený indikátor.
- Krátkym stlačením prechádzate úrovňami ohrevu: 1-2-3-4.
- Dlhým stlačením vypnete funkciu vyhrievania.
 - Teplota ohrevu: 99 - 113 °F / 37 - 45 °C.
 - Časovač automatického vypnutia: 10 minút.



Funkcia chladenia:

- Dlhým stlačením aktivujete funkciu chladenia. Rozsvieti sa modrý indikátor.
- Krátkym stlačením prechádzate medzi jednotlivými úrovňami chladenia: 1-2-3-4.
- Dlhým stlačením vypnete funkciu chladenia.
 - Teplota chladenia: 47 - 61 °F / 8 - 16 °C.
 - Časovač automatického vypnutia: 5 minút.

Poznámky:

Funkcia automatického vypnutia:

- Zariadenie a funkcia ohrevu sa automaticky vypnú po 10 minútach nepretržitého používania.
- Funkcia chladenia sa automaticky vypne po 5 minútach nepretržitého používania.

- **Ochrana uzamknutého motora:**
 - Ak sa počas sedenia použije nadmerný tlak, zariadenie sa zastaví, aby sa zabránilo poraneniu alebo vzniku modrín.
- **Odporúčanie:**
 - Každú masáž začnite s minimálnou intenzitou a až potom ju zvýšte. Nepoužívajte masáž dlhšie ako 30 minút.

Čistenie a údržba

- **Krok 1:** Pred čistením sa uistite, že je zariadenie vypnuté. Predídete tak akýmkoľvek problémom s elektrickým prúdom počas čistenia.
- **Krok 2:** Mäkkou utierkou alebo handričkou jemne utrite vonkajší povrch zariadenia. Nepoužívajte žiadne drsné chemikálie ani abrazívne materiály, ktoré by mohli poškodiť vonkajší povrch. V prípade potreby môžete použiť vlhkú handričku s jemným mydlom, ale dbajte na to, aby sa voda nedostala do žiadnych otvorov.
- **Krok 3:** Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte opravovať sami, pretože neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opravovať používateľ. Ak sa zdá, že niektorá časť zariadenia je poškodená alebo nefunguje správne, obráťte sa na výrobcu a požiadajte ho o náležitú podporu.
- **Krok 4:** Ak zariadenie nepoužívate, uložte ho na chladnom a suchom mieste. Vysoké teplo alebo vlhké prostredie môže časom znížiť životnosť batérie.

Príručka riešením problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť	Batéria je vybitá.	Nabíjajte zariadenie pomocou dodaného nabíjacieho kábla typu C.
Zariadenie náhle prestane fungovať	Časovač automatického vypnutia: Zariadenie sa automaticky vypne po 10 minútach nepretržitého používania.	V prípade potreby jednoducho reštartujte zariadenie a pokračujte v používaní.
	Zabudovaná ochrana zablokovaného motora: Pri príliš silnom stlačení masážnej hlavice sa aktivuje ochrana motora, aby sa zabránilo poškodeniu.	Uvoľnite tlak na masážnu hlavicu a znovu spustite zariadenie.
	Zabudovaná ochrana proti prehriatiu: Prístroj sa vypne, ak sa počas používania príliš zahreje.	Pred opätovným zapnutím počkajte, kým zariadenie vychladne.
	Zabudovaná ochrana proti preťaženiu: Keď vstupné napätie prekročí bezpečnú hranicu (6,5 -30 V), táto ochrana sa aktivuje, aby sa zabránilo poškodeniu.	Uistite sa, že vstupné napätie nepresahuje 5 V.

Špecifikácia

Špecifikácia	Masážna pištoľ	Ohrievanie a chladenie masážnej hlavice
Názov produktu	Masážna pištoľ	
Model	R-C003H	
Vstup	5 V == 3 A	5 V == 1 A
Amplitúda	10 mm	
RPM	1 800/2 200/2 500/2 900/3 200 ot./min	
Časovač automatického vypnutia	10 minút	10 minút (ohrev); 5 minút (chladenie)
Napätie batérie	DC 7,4 V	
Kapacita batérie	2000 mAh 14,8 Wh	900 mAh
Čas nabíjania	2 H	1 H
Pracovný čas	2-3 H	1 H
Rozmery výrobku	7,3 × 5,7 × 2,3 palca / 186 × 147 × 60 mm	
Hmotnosť výrobku	1,5 libry/680 g	

Záručné podmienky

Na nový výrobok zakúpený v predajnej sieti Alza.cz sa vzťahuje záruka 2 roky. V prípade potreby opravy alebo iných služieb počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku, je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.

Za rozpor so záručnými podmienkami, pre ktorý nemožno uznať uplatnenú reklamáciu, sa považujú nasledujúce skutočnosti:

- Používanie výrobku na iný účel, než na aký je výrobok určený alebo nedodržiavanie pokynov na údržbu, prevádzku a servis výrobku.
- Poškodenie výrobku živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanicky vinou kupujúceho (napr. pri preprave, čistení nevhodnými prostriedkami atď.).
- Prirodzené opotrebovanie a starnutie spotrebného materiálu alebo komponentov počas používania (napr. batérie atď.).
- Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie a iné žiarenie alebo elektromagnetické polia, vniknutie tekutín, vniknutie predmetov, prepätie v sieti, elektrostatické výbojové napätie (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie a nevhodná polarita tohto napätia, chemické procesy, ako sú použité napájacie zdroje atď.
- Ak niekto vykonal úpravy, modifikácie, zmeny dizajnu alebo adaptáciu s cieľom zmeniť alebo rozšíriť funkcie výrobku v porovnaní so zakúpeným dizajnom alebo použitím neoriginálnych komponentov.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento výrobok spĺňa právne požiadavky smerníc Európskej únie.



WEEE

Tento výrobok sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ - 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste recyklovateľného odpadu. Zabezpečením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohlo spôsobiť nevhodné nakladanie s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto druhu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Kedves vásárló,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra. Fordítson különös figyelmet a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon az ügyfélvonalhoz.



www.alza.hu/kapcsolat



+36-1-701-1111

Importőr

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prága 7, www.alza.cz

Fontos biztonsági utasítások

Elektromos készülék használatakor mindig be kell tartani az alapvető óvintézkedéseket, beleértve a következőket:

Használat előtt figyelmesen olvassa el az összes használati utasítást.

A készülék használata előtt feltétlenül konzultáljon orvosával, ha az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozik:

- **Terhes vagy szülés utáni nők**
A terhesség vagy a szülés utáni felépülés bizonyos kockázatokat jelenthet a készülék használata során, ezért konzultálni kell az egészségügyi szolgáltatóval.
- **Vérszűkületben, törésekben vagy súlyos gyulladásos sérülésekben szenvedő személyek**
A keringési problémákkal vagy súlyos gyulladással járó állapotok súlyosbodhatnak az eszköz stimulációjával.
- **Magas vérnyomásban (magas vérnyomásban) szenvedő**
személyek Súlyos visszereességben vagy egyéb érbetegségben szenvedő személyek orvosi konzultáció nélkül kerüljék a készülék használatát.
- **Szívbetegségben szenvedő személyek**
Ha pacemakerrel vagy fém implantátummal rendelkezik, kerülje a készülék használatát a szív vagy a mellkas közelében a beültetett eszközökkel való esetleges interferencia miatt.
- **Ízületi műtét után lábadozó személyek**
A műtét után bizonyos területek érzékenyek lehetnek a nyomásra és a rezgésekre, ezért a készüléket nem szabad a nemrég végzett műtéti bemetszéseken vagy azok közelében használni.

Ha a készülék használata közben bármilyen kellemetlenséget vagy szokatlan érzést tapasztal, azonnal hagyja abba a használatát, és forduljon orvoshoz.

Vigyázat

- A készüléket kizárólag háztartási használatra szánják, és nem orvosi célokra készült. Ne használja semmilyen állapot kezelésére vagy diagnosztizálására.
- A 8 éves és annál idősebb gyermekek, valamint a csökkent fizikai, érzékszervi vagy kognitív képességekkel rendelkezők csak olyan személy felügyelete és útmutatása mellett használhatják a készüléket, aki tisztában van a veszélyekkel.
- Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhetik.

Veszély - Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

- NE használja a készüléket fürdés vagy zuhanyozás közben.
- NE helyezze vagy tárolja a készüléket olyan helyen, ahol vízbe eshet, például fürdőkádban, mosdókagylóban vagy medencében. Kerülje, hogy a készüléket vízbe vagy más folyadékba ejtse.

Figyelmeztetés - A tűz, áramütés vagy személyi sérülés veszélyének csökkentése érdekében:

- A készüléket mindig a rendeltetésszerű használatra használja a jelen kézikönyvben leírtak szerint. Ne használjon a gyártó által nem ajánlott tartozékokat, mert ezek kárt vagy sérülést okozhatnak.
- Felügyeletre van szükség, ha a készüléket gyermekek, fogyatékkal élő vagy csökkent kognitív képességű személyek használják, vagy ha a készüléket gyermekek, fogyatékkal élő vagy csökkent kognitív képességű személyek közelében használják.
- Tartsa tisztán a készülék szellőzőnyílásait. NE tömítse el a levegőnyílásokat hajjal, szőszökkel vagy más tárgyakkal. Soha ne ejtsen vagy dugjon tárgyakat a nyílásokba.
- NE működtesse a készüléket takarók vagy párnák alatt. Túlmelegedés léphet fel, ami tűzveszélyhez vagy áramütés veszélyéhez vezethet.
- NE használja a készüléket olyan helyiségekben, ahol aeroszolos permetszereket használnak, vagy ahol oxigént adnak be.
- NE tartsa a készüléket mágneses mezők közelében, mivel ez zavarhatja a készülék működését, vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- A készüléket mindig extrém hőtől távol tárolja. Kerülje a használatát olyan környezetben, ahol túl magas a hőmérséklet.

Az akkumulátorról


- Kémiai expozíció: Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje, hogy a folyadék a bőrével vagy a szemével érintkezzen. Ha érintkezésbe kerül, azonnal mossa le a területet vízzel, és forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor élettartama a használat függvényében változik. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki és havonta egyszer töltsen fel az akkumulátor élettartamának megőrzése érdekében.
- NE tegye ki az akkumulátort vagy a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, mert ez meghibásodást okozhat.

- Rövidzárlati kockázatok: Vigyázzon a fémtárgyakkal, amelyek érintkezhetnek az akkumulátor csatlakozóival, és rövidzárlatot okozhatnak.
- Ez a készülék nem cserélhető elemeket tartalmaz. Amikor az akkumulátor eléri élettartama végét, azt megfelelően kell megsemmisíteni. Ne dobja a készüléket tűzbe, és ne tegye ki nagy hőnek. Tegye a készüléket egy lezárt zacskóba, és a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

Csomagolás

- 1 × Masszázpisztoly
- 5 × masszázsfaj
- 1 × C típusú töltőkábel
- 2 × gumiköpeny
- 1 × utazótáska
- 1 × Felhasználói kézikönyv

Ábra



Masszázsfej tartozékok

- **Fűtő és hűtő masszázsfaj (újratölthető):**

- Minden testrészen használható, melegítő és hűsítő terápiát egyaránt biztosít az izmok regenerálódásának és relaxációjának fokozásához.
- Megjegyzés: Ez a fej saját töltőrendszerrel rendelkezik.



- **Gömbfej:**

- Ideális nagy izomcsoportok, például a négyfejű combizom, a farizom és az extrém fájdalmakra hajlamos izmok számára.



- **Golyófej:**

- Pontos mélyszöveti masszázsról tervezték, amely az ízületeket, a kiváltó pontokat és a kisebb izmokat, például a csuklóban vagy a lábokban lévő izmokat célozza meg.



- **Lapos fej:**

- A legjobb a lapockák és az IT-szalagok megdolgozására, pihentető, teljes testmasszázs élményt nyújtva.



- **U-alakú fej:**

- Kifejezetten a gerinc, a nyak és az Achilles-ín számára készült, lehetővé téve a biztonságos és hatékony masszázst ezeken az érzékeny területeken.



- **Gumihüvely:**

- Minden masszázsfaj előszerelt gumiköpennyel van ellátva, amely biztosítja a biztos illeszkedést. Ha a hüvely megsérül, cserélje ki a mellékelt tartalékkal.



- **Figyelmeztetés:**

- NE használjon masszázsfeket a fején.


Töltési utasítások

- **Első használat előtt:**

- Győződjön meg róla, hogy a masszázspisztolyt és a fűtő és hűtő masszázsfeket teljesen feltöltötte, mielőtt először használná őket.

- **Hogyan kell tölteni:**

- Csatlakoztassa a mellékelt C típusú töltőkábelt a készülék töltőportjához.
- Csatlakoztassa a másik végét egy áramforráshoz, például laptophoz, mobiltöltőhöz vagy power bankhoz.
- A készülék akkumulátorjelzői villogni fognak töltés közben, és a megfelelő jelzőfények jelzik a töltés előrehaladását.



- **Töltésjelzők:**

- **Masszázsasztó:**

- Töltés közben: 4 akkumulátorjelző villog KÉK színnel egymás után.
 - Teljesen feltöltve: A 4 kijelző folyamatosan KÉK marad.

- **Fűtő és hűt Masszázsfej:**

- Töltés közben: A töltés alatt 4 jelzőfény pirosan villog egymás után.
 - Teljesen feltöltve: A 4 kijelző folyamatosan KÉK marad.

- **Fontos megjegyzés:**

- Ne használja a készüléket töltés közben, hogy elkerülje a sérüléseket vagy a biztonsági kockázatokat.

A masszázsfaj rögzítése

- **Válassza ki a kívánt masszázsfajt:**


- Válassza ki a megfelelő masszázsfajt a kívánt masszázs típusának megfelelően (útmutatásért olvassa el a masszázsfajtípusokról szóló előző részt).

- **Helyezze be a masszázsfajt:**

- Igazítsa a masszázsfaj illesztését a készülék nyílásához.
 - Erősen nyomja meg és helyezze be teljesen a fejet, amíg be nem kattann a helyére.

- **Biztonság biztosítása:**


- A sérülések vagy meghibásodások elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt bármelyik masszázsféjet átkapcsolja vagy felcsatolja.



A termék használata

Masszázpisztoly

-  **Bekapcsolás/kikapcsolás:**
 - Hosszan nyomja meg a készülék bekapcsolásához. A sebességjelző aktiválódik.
 - Rövid megnyomásával lépkedhet a sebességszinteken: 1-2-3-4-5.
 - Hosszan nyomja meg a készülék kikapcsolásához.




Fűtés és hűtés Masszázsfej



Fűtési funkció:

- Hosszan nyomja meg a fűtési funkció engedélyezéséhez. A piros kijelző bekapcsol.
- A fűtési szintek váltakozásához rövid megnyomásával: 1-2-3-4.
- Hosszan nyomja meg a fűtési funkció kikapcsolásához.
 - Fűtési hőmérséklet: 99 - 113 °F / 37 - 45 °C.
 - Automatikus kikapcsolási időzítő: 10 perc.



Hűtési funkció:

- Hosszan nyomja meg a hűtési funkció engedélyezéséhez. A kék kijelző bekapcsol.
- A hűtési szintek rövid megnyomásával lépkedhet a hűtési szinteken: 1-2-3-4.
- Hosszan nyomja meg a hűtési funkció kikapcsolásához.
 - Hűtési hőmérséklet: 47 - 61 °F / 8 - 16 °C.
 - Automatikus kikapcsolási időzítő: 5 perc.

Megjegyzések:

- **Automatikus kikapcsolási funkció:**
 - A készülék és a fűtési funkció 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
 - A hűtési funkció 5 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.
- **Zárolt motoros védelem:**
 - Ha a kezelés során túlzott nyomást alkalmaznak, a készülék leáll, hogy elkerülje a sérüléseket vagy zúzódásokat.
- **Ajánlás:**
 - Kezdje az egyes masszázsokat minimális intenzitással, mielőtt növelné azt. Egyszerre ne használjon 30 percnél hosszabb ideig.

Tisztítás és karbantartás

- **1. lépés:** A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ez segít megelőzni az elektromos problémákat a tisztítási folyamat során.
- **2. lépés:** Egy puha törülközővel vagy ruhával óvatosan törölje át a készülék külső felületét. Kerülje a durva vegyszerek vagy csiszolóanyagok használatát, amelyek károsíthatják a készülék külsejét. Szükség esetén enyhe szappant tartalmazó nedves ruhát is használhat, de ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a nyílásokba.
- **3. lépés:** Kerülje a készülék szétszerelését vagy javítási kísérleteit, mivel az nem tartalmaz a felhasználó által szervizelhető alkatrészeket. Ha a készülék bármelyik része sérültnek vagy hibásan működőnek tűnik, forduljon a gyártóhoz a megfelelő támogatásért.
- **4. lépés:** Amikor nem használja, tárolja a készüléket hűvös, száraz helyen. A nagy meleg vagy a párás környezet idővel ronthatja a készülék anyagait és az akkumulátor élettartamát.

Hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsolható be	Az akkumulátor lemerült.	Töltse a készüléket a mellékelt C típusú töltőkábellel.
A készülék hirtelen leáll	Automatikus kikapcsolási időzítő: A készülék 10 perc folyamatos használat után automatikusan kikapcsol.	Egyszerűen indítsa újra a készüléket, és szükség esetén folytassa a használatot.
	Beépített zárolt motorvédelem: Ha a masszázsfjet túl erősen nyomják, a motorvédelem aktiválódik a sérülések elkerülése érdekében.	Engedje fel a masszázskészülékre gyakorolt nyomást, és indítsa újra a készüléket.
	Beépített túlmelegedés elleni védelem: A készülék kikapcsol, ha használat közben túlságosan felmelegszik.	Várja meg, amíg a készülék lehűl, mielőtt újra bekapcsolja.
	Beépített túlterhelés elleni védelem: Ha a bemeneti feszültség meghaladja a biztonságos határértéket (6,5-30 V), ez a védelem aktiválódik a károk megelőzése érdekében.	Győződjön meg róla, hogy a bemeneti feszültség nem haladja meg az 5 V-ot.

Műszaki adatok

Specifikáció	Masszázsasztó	Fűtés és hűtés Masszázsfej
Termék neve	Masszázsasztó	
Modell	R-C003H	
Bemenet	5 V == 3 A	5 V == 1 A
Amplitúdó	10 mm	
RPM	1800 / 2200 / 2500 / 2900 / 3200 r / perc	
Automatikus kikapcsolási időzítő	10perc	10 perc (fűtés); 5 perc (hűtés)
Akkumulátor feszültség	DC 7,4 V	
Az akkumulátor kapacitása	2000 mAh 14.8 Wh	900 mAh
Töltési idő	2 H	1 H
Munkaidő	2-3 H	1 H
Termék méretei	7,3 × 5,7 × 2,3 hüvelyk / 186 × 147 × 60 mm	
Termék súlya	1,5 font / 680 g	

Jótállási feltételek

Az Alza.cz értékesítési hálózatában vásárolt új termékre 2 év garancia vonatkozik. Ha a garanciális időszak alatt javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége, forduljon közvetlenül a termék eladójához, a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot kell bemutatnia.

Az alábbiak a jótállási feltételekkel való ellentétnek minősülnek, amelyek miatt az igényelt követelés nem ismerhető el:

- A terméknek a termék rendeltetésétől eltérő célra történő használata, vagy a termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó utasítások be nem tartása.
- A termék természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy a vevő hibájából bekövetkezett mechanikai sérülése (pl. szállítás, nem megfelelő eszközökkel történő tisztítás stb. során).
- A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és öregedése a használat során (pl. akkumulátorok stb.).
- Káros külső hatásoknak való kitettség, például napfény és egyéb sugárzás vagy elektromágneses mezők, folyadék behatolása, tárgyak behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség (beleértve a villámlást), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és e feszültség nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, például használt tápegységek stb.
- Ha valaki a termék funkcióinak megváltoztatása vagy bővítése érdekében a megvásárolt konstrukcióhoz képest módosításokat, átalakításokat, változtatásokat végzett a konstrukción vagy adaptációt végzett, vagy nem eredeti alkatrészeket használt.

EU-megfelelőségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel az Európai Unió irányelvek jogi követelményeinek.



WEEE

Ez a termék nem ártalmatlanítható normál háztartási hulladékként az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló uniós irányelvvel (WEEE - 2012/19 / EU) összhangban. Ehelyett vissza kell juttatni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az újrahasznosítható hulladékok nyilvános gyűjtőhelyén. Azzal, hogy gondoskodik a termék megfelelő ártalmatlanításáról, segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladék nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően pénzbírságot vonhat maga után.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice.



www.alza.de/kontakt



0800 181 45 44



www.alza.at/kontakt



+43 720 815 999

Lieferant

Alza.cz a.s., Jankovcova 1522/53, Holešovice, 170 00 Prag 7, www.alza.cz

Wichtige Sicherheitshinweise

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, darunter die folgenden:

Lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch.

Bevor Sie das Gerät verwenden, sollten Sie unbedingt Ihren Arzt konsultieren, wenn Sie unter eine der folgenden Kategorien fallen:

- **Schwangere oder Wöchnerinnen**
Eine Schwangerschaft oder die Erholung nach der Geburt kann bei der Verwendung des Geräts gewisse Risiken bergen, weshalb eine Rücksprache mit einem Arzt erforderlich ist.
- **Personen mit Blutstau, Frakturen oder schweren entzündlichen Verletzungen**
Zustände mit Durchblutungsstörungen oder schweren Entzündungen können sich durch die Stimulation des Geräts verschlimmern.
- **Personen mit Bluthochdruck (Hypertonie)**
Personen mit schweren Krampfadern oder anderen Blutgefäßerkrankungen sollten das Gerät nicht ohne ärztliche Beratung verwenden.
- **Personen mit Herzerkrankungen**
Wenn Sie einen Herzschrittmacher, einen Defibrillator oder Metallimplantate tragen, sollten Sie das Gerät nicht in der Nähe des Herzens oder des Brustbereichs verwenden, da es zu Interferenzen mit den implantierten Geräten kommen kann.
- **Personen, die sich von einer Gelenkoperation erholen**
Nach einer Operation können bestimmte Bereiche empfindlich auf Druck und Vibrationen reagieren, daher sollte das Gerät nicht auf oder in der Nähe von kürzlich erfolgten chirurgischen Eingriffen verwendet werden.

Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Beschwerden oder ungewöhnliche Empfindungen verspüren, brechen Sie die Verwendung sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf.

Vorsicht

- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Verwenden Sie es nicht zur Behandlung oder Diagnose von Krankheiten.
- Kinder ab 8 Jahren sowie Kinder mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder kognitiven Fähigkeiten sollten das Gerät nur unter Aufsicht und Anleitung von Personen benutzen, die mit den Gefahren vertraut sind.
- Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht von Erwachsenen durchgeführt werden.

Warnung - Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern:

- Verwenden Sie das Gerät NICHT beim Baden oder Duschen.
- Stellen oder lagern Sie das Gerät NICHT an Orten, an denen es ins Wasser fallen kann, wie z. B. in Badewannen, Waschbecken oder Schwimmbecken. Vermeiden Sie es, das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten fallen zu lassen.

Warnung - Um die Gefahr eines Brandes, eines elektrischen Schlages oder einer Verletzung von Personen zu verringern:

- Verwenden Sie das Gerät immer für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie keine Anbaugeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen sind, da diese Schäden oder Verletzungen verursachen können.
- Eine Beaufsichtigung ist erforderlich, wenn das Gerät von oder in der Nähe von Kindern, Menschen mit Behinderungen oder Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten verwendet wird.
- Halten Sie die Luftöffnungen des Geräts frei. Blockieren Sie die Luftöffnungen NICHT mit Haaren, Flusen oder anderen Gegenständen. Lassen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen fallen oder stecken Sie sie hinein.
- Betreiben Sie das Gerät NICHT unter Decken oder Kopfkissen. Es kann zu einer übermäßigen Erwärmung kommen, was zu einer Brandgefahr oder der Gefahr eines Stromschlags führen kann.
- Verwenden Sie das Gerät NICHT in Bereichen, in denen Aerosolsprays verwendet werden oder in denen Sauerstoff verabreicht wird.
- Halten Sie das Gerät NICHT in der Nähe von Magnetfeldern, da diese die Funktion des Geräts beeinträchtigen oder eine Entladung der Batterie verursachen können.
- Bewahren Sie das Gerät immer vor extremer Hitze auf. Verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit zu hohen Temperaturen.


Über die Batterie

- Chemikalienexposition: Wenn der Akku ausläuft, darf die Flüssigkeit nicht mit Haut oder Augen in Berührung kommen. Waschen Sie die betroffene Stelle sofort mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung ab. Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie es aus und laden Sie es einmal im Monat auf, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern.
- Setzen Sie den Akku oder das Gerät KEINEN extremen Temperaturen aus, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
- Gefahr eines Kurzschlusses: Seien Sie vorsichtig mit Metallgegenständen, die mit den Batteriepolen in Berührung kommen und einen Kurzschluss verursachen könnten.
- Dieses Gerät enthält nicht austauschbare Batterien. Wenn die Batterie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss sie ordnungsgemäß entsorgt werden. Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und setzen Sie es keiner großen Hitze aus. Legen Sie das Gerät in einen versiegelten Beutel und entsorgen Sie es entsprechend den örtlichen Umweltvorschriften.

Packungsinhalt

- 1 × Massagepistole
- 5 × Massageköpfe
- 1 × USB-C-Ladekabel
- 2 × Gummimanschetten
- 1 × Reiseetui
- 1 × Benutzerhandbuch

Diagramm



Massagekopf-Aufsätze

- **Heizender und kühlender Massagekopf (wiederaufladbar):**

- Geeignet für die Anwendung auf allen Körperteilen, bietet sowohl Wärme- als auch Kühltherapie für eine verbesserte Muskelerholung und Entspannung.
- Hinweis: Dieser Kopf hat ein eigenes Ladesystem.



- **Kugelkopf:**

- Ideal für große Muskelgruppen wie Quadrizeps, Gesäßmuskeln und Muskeln, die zu extremem Muskelkater neigen.



- **Kugelkopf:**

- Entwickelt für präzise Tiefengewebsmassagen, die auf Gelenke, Triggerpunkte und kleinere Muskeln wie die im Handgelenk oder in den Füßen abzielen.



- **Flacher Kopf:**

- Sie eignet sich am besten für die Arbeit an den Schulterblättern und den IT-Bändern und bietet ein entspannendes Ganzkörpermassageerlebnis.



- **U-förmiger Kopf:**

- Speziell für die Wirbelsäule, den Nacken und die Achillessehne entwickelt, ermöglicht sie eine sichere und effektive Massage in diesen empfindlichen Bereichen.



- **Gummi-Manschette:**

- Jeder Massagekopf ist mit einer Gummimanschette vorinstalliert, die einen sicheren Sitz gewährleistet. Wenn die Manschette beschädigt wird, ersetzen Sie sie durch die mitgelieferte Ersatzmanschette.



- **Warnung:**

- Verwenden Sie KEINE Massageköpfe auf Ihrem Kopf.


Anweisungen zum Aufladen

- **Vor dem ersten Gebrauch:**

- Achten Sie darauf, die Massagepistole und den Heiz- und Kühlmassagekopf vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

- **Wie man auflädt:**

- Stecken Sie das mitgelieferte Typ-C-Ladekabel in den Ladeanschluss des Geräts.
- Verbinden Sie das andere Ende mit einer Stromquelle, z. B. einem Laptop, einem mobilen Ladegerät oder einer Powerbank.
- Während des Ladevorgangs blinken die Akkuanzeigen des Geräts, und die entsprechenden Kontrollleuchten zeigen den Ladevorgang an.



- **Ladeindikatoren:**

- **Massagepistole:**

- Während des Ladevorgangs: Die 4 Batterieanzeigen blinken nacheinander BLAU.
- Wenn vollständig aufgeladen: Die 4 Anzeigen leuchten dauerhaft BLAU.

- **Heiz- & Kühl-Massagekopf:**


- Während des Ladevorgangs: 4 Anzeigen blinken nacheinander ROT.
- Wenn vollständig aufgeladen: Die 4 Anzeigen leuchten dauerhaft BLAU.

- **Wichtiger Hinweis:**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, während es aufgeladen wird, um Schäden oder Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Anbringen des Massagekopfes


- **Wählen Sie den gewünschten Massagekopf:**
 - Wählen Sie je nach gewünschter Massageart den passenden Massagekopf aus (siehe den vorhergehenden Abschnitt über die Massagekopftypen als Anleitung).
- **Setzen Sie den Massagekopf ein:**
 - Richten Sie das Gelenk des Massagekopfes auf den Schlitz am Gerät aus.
 - Drücken Sie den Kopf fest und setzen Sie ihn vollständig ein, bis er einrastet.
- **Gewährleistung der Sicherheit:**
 - Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Massageköpfe wechseln oder anbringen, um Verletzungen oder Fehlfunktionen zu vermeiden.



Verwendung des Produkts


Massagepistole

-  **Einschalten/Ausschalten:**
 - Drücken Sie lange, um das Gerät einzuschalten. Die Geschwindigkeitsanzeige wird aktiviert.
 - Kurz drücken, um die Geschwindigkeitsstufen zu durchlaufen: 1-2-3-4-5.
 - Lang drücken, um das Gerät auszuschalten.



Heiz- & Kühl-Massagekopf

-  **Heizfunktion:**
 - Lang drücken, um die Heizfunktion zu aktivieren. Die rote Anzeige leuchtet auf.
 - Kurz drücken, um die Heizstufen zu durchlaufen: 1-2-3-4.
 - Lang drücken, um die Heizfunktion zu deaktivieren.
 - Heiztemperatur: 99 - 113 °F / 37 - 45 °C.
 - Automatische Abschaltfunktion: 10 Minuten.



- **Kühlende Funktion:**

- Drücken Sie lange, um die Kühlfunktion zu aktivieren. Die blaue Anzeige leuchtet auf.
- Drücken Sie kurz, um die Kühlstufen zu durchlaufen: 1-2-3-4.
- Lang drücken, um die Kühlfunktion zu deaktivieren.
 - Kühlung Temperatur: 47 - 61 °F / 8 - 16 °C.
 - Automatische Abschaltfunktion: 5 Minuten.

Anmerkungen:

- **Automatische Abschaltfunktion:**

- Das Gerät und die Heizfunktion schalten sich nach 10 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.
- Die Kühlfunktion schaltet sich nach 5 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.

- **Schutz bei blockiertem Motor:**

- Wenn während einer Sitzung zu viel Druck ausgeübt wird, schaltet das Gerät ab, um Verletzungen oder Blutergüsse zu vermeiden.

- **Empfehlung:**

- Beginnen Sie jede Massagesitzung mit geringer Intensität, bevor Sie sie steigern. Nicht länger als 30 Minuten am Stück anwenden.

Reinigung und Wartung

- **Schritt 1:** Stellen Sie vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Dadurch werden elektrische Probleme während des Reinigungsvorgangs vermieden.
- **Schritt 2:** Verwenden Sie ein weiches Handtuch oder Tuch, um die Außenfläche des Geräts vorsichtig abzuwischen. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel, die das Äußere beschädigen könnten. Bei Bedarf können Sie ein feuchtes Tuch mit milder Seife verwenden, aber achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen eindringt.
- **Schritt 3:** Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zu reparieren, da es keine Teile enthält, die vom Benutzer gewartet werden können. Sollte ein Teil des Geräts beschädigt sein oder nicht richtig funktionieren, wenden Sie sich bitte an den Hersteller, damit dieser Sie unterstützen kann.
- **Schritt 4:** Wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Hohe Hitze oder feuchte Umgebungen können die Materialien des Geräts und die Lebensdauer des Akkus mit der Zeit beeinträchtigen.

Leitfaden zur Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Das Gerät lässt sich nicht einschalten	Die Batterie ist leer.	Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Typ-C-Ladekabel auf.
Das Gerät funktioniert plötzlich nicht mehr	Auto-Off-Timer: Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Dauerbetrieb automatisch ab.	Starten Sie das Gerät einfach neu und nehmen Sie es bei Bedarf wieder in Betrieb.
	Eingebauter Schutz für den blockierten Motor: Wenn der Massagekopf zu fest gedrückt wird, aktiviert sich der Motorschutz, um Schäden zu vermeiden.	Lassen Sie den Druck auf den Massagekopf los und starten Sie das Gerät neu.
	Eingebauter Überhitzungsschutz: Das Gerät schaltet sich ab, wenn es während des Gebrauchs zu heiß wird.	Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wieder einschalten.
	Eingebauter Überlastungsschutz: Wenn die Eingangsspannung den sicheren Grenzwert (6,5 - 30 V) überschreitet, wird dieser Schutz aktiviert, um Schäden zu vermeiden.	Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung 5 V nicht überschreitet.

Spezifikationen

Spezifikation	Massagepistole	Heizung & Kühlung Massagekopf
Produktname	Massagepistole	
Modell	R-C003H	
Eingabe	5 V == 3 A	5 V == 1 A
Amplitude	10 mm	
RPM	1800 / 2200 / 2500 / 2900 / 3200 r / min	
Auto-off Timer	10Minuten	10 Min. (Heizung); 5 Min. (Kühlung)
Akku-Spannung	DC 7,4 V	
Batteriekapazität	2000 mAh 14,8 Wh	900 mAh
Aufladezeit	2 H	1 H
Ausdauer	2-3 H	1 H
Abmessungen	7,3 × 5,7 × 2,3 Zoll / 186 × 147 × 60 mm	
Gewicht	1,5 Pfund / 680 g	

Garantiebedingungen

Auf ein neues Produkt, das im Vertriebsnetz von Alza gekauft wurde, wird eine Garantie von 2 Jahren gewährt. Wenn Sie während der Garantiezeit eine Reparatur oder andere Dienstleistungen benötigen, wenden Sie sich direkt an den Produktverkäufer. Sie müssen den Originalkaufbeleg mit dem Kaufdatum vorlegen.

Als Widerspruch zu den Garantiebedingungen, für die der geltend gemachte Anspruch nicht anerkannt werden kann, gelten:

- Verwendung des Produkts für einen anderen Zweck als den, für den das Produkt bestimmt ist, oder Nichtbeachtung der Anweisungen für Wartung, Betrieb und Service des Produkts.
- Beschädigung des Produkts durch Naturkatastrophe, Eingriff einer unbefugten Person oder mechanisch durch Verschulden des Käufers (z. B. beim Transport, Reinigung mit unsachgemäßen Mitteln usw.).
- Natürlicher Verschleiß und Alterung von Verbrauchsmaterialien oder Komponenten während des Gebrauchs (wie Batterien usw.).
- Exposition gegenüber nachteiligen äußeren Einflüssen wie Sonnenlicht und anderen Strahlungen oder elektromagnetischen Feldern, Eindringen von Flüssigkeiten, Eindringen von Gegenständen, Netzüberspannung, elektrostatische Entladungsspannung (einschließlich Blitzschlag), fehlerhafte Versorgungs- oder Eingangsspannung und falsche Polarität dieser Spannung, chemische Prozesse wie verwendet Netzteile usw.
- Wenn jemand Änderungen, Modifikationen, Konstruktionsänderungen oder Anpassungen vorgenommen hat, um die Funktionen des Produkts gegenüber der gekauften Konstruktion zu ändern oder zu erweitern oder nicht originale Komponenten zu verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Union.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE - 2012/19 / EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Stattdessen muss es an den Ort des Kaufs zurückgebracht oder bei einer öffentlichen Sammelstelle für wiederverwertbare Abfälle abgegeben werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Abfallbehandlung dieses Produkts verursacht werden könnten. Wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde oder an die nächstgelegene Sammelstelle, um weitere Informationen zu erhalten. Die unsachgemäße Entsorgung dieser Art von Abfall kann gemäß den nationalen Vorschriften zu Geldstrafen führen.

