

MG FE-3000 Masážny elektrostimulátor

Návod na použitie (SK)

1. Používanie ovládača

Zapnutie

- Stlačte tlačidlo napájania — rozsvieti sa kontrolka prevádzky.
- Ovládač sa zapne v predvolenom režime „PÁS“ s intenzitou 0.
- Poznámka: Ovládač sa automaticky vypne po 10 sekundách, ak nie je pripevnený k náplasti a nalepený na telo.

Zmena režimu

Stlačením tlačidla režimu prepínate medzi:

PÁS → RAMENÁ → PREDLAKTIE → HORNÁ ČASŤ RAMENA → CHRÁT → BRUCHO

Zvýšenie intenzity

- Stlačte tlačidlo „+“. Každé stlačenie zvýši úroveň o 1 (max. 9).

Zníženie intenzity

- Stlačte tlačidlo „-“. Každé stlačenie zníži úroveň o 1 (min. 1).

Vypnutie

- Stlačte „-“ a nastavte hodnotu 0, potom stlačte tlačidlo napájania.

2. Vlastnosti produktu

1. EMS technológia na spaľovanie tuku, budovanie svalov a formovanie postavy.
2. Vhodný na brucho, pás, ramená, predlaktia, chrbát, stehná, lýtky a zadok.
3. Viacero režimov, každý s 9 úrovňami intenzity.
4. LCD displej pre prehľadné ovládanie.
5. Kompaktný, ľahký, vhodný na cestovanie.

3. Príprava a použitie

1. Otvorte kryt batérií a vložte 2× AAA batérie.
2. Pripojte ovládač k náplasti.
3. Odstráňte ochrannú fóliu z náplasti.
4. Očistite a osušte pokožku, potom prilepte náplast’.
5. Po použití náplast’ zakryte fóliou.

4. Pokyny na používanie

- Začínajúce s nízkou intenzitou.
- Po 15 minútach sa zariadenie vypne.

- Odstráňte náplast' opatrne.
- Odporúčanie: 1 – 2× denne.

5. Technické špecifikácie

- Frekvencia: 1 – 100 Hz
- Výkon: 0,005 W
- Napätie: 4,2 V
- Napájanie: 2 × AAA batérie (4,5 V)

6. Nebezpečenstvo: Nepoužívať, ak máte:

1. Kardiosťimulátor
2. Elektronické umelé srdce
3. Srdcové elektródy

7. Upozornenia

- Nepoužívať na krk, hlavu, tvár, hrudník, lopatky, oblasť srdca.
- Nepoužívať na poranenú pokožku.
- Nepoužívať do 30 min po jedle.
- Odporúča sa použitie po sprche.
- Prilepte náplast' pred zapnutím.
- Nedotýkajte sa elektród suchými rukami.
- Pri strate lepivosti umyte alebo vymeňte.
- Nie je vodotesný – čistite vlhkou handričkou.
- Pri dlhšom nepoužití nabiť.
- Nevystavovať teplu, slnku, vlhkosti a ohňu.
- Uchovávať mimo dosahu detí.

8. Bezpečnosť, likvidácia, vyhlásenie o zhode

- Symbol WEEE: nevyhadzovať s bežným odpadom.
- Odovzdať na zber elektronického odpadu.
- Zariadenie je v súhale so smernicou EMC 2014/30/EÚ.

Dovozca: SHOPLINK s.r.o., Venevská 27, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko

Výrobca: Shenzhen Yibaoneng Electronics Co., LTD, Shenzhen, Čína

Vyrobené v Číne



MG FE-3000 Masážní elektrostimulátor

Návod k použití (CZ)

1. Použití ovladače

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko napájení — rozsvítí se kontrolka provozu.
- Ovladač se zapne ve výchozím režimu „PAS“ s intenzitou 0.
- Poznámka: Ovladač se automaticky vypne po 10 sekundách, pokud není připevněn k náplasti a nalepen na tělo.

Změna režimu

Stisknutím tlačítka režimu přepínáte mezi:

PAS → RAMENA → PŘEDLOKTÍ → HORNÍ ČÁST PAŽE → ZÁDA → BŘICHO

Zvyšování intenzity

- Stiskněte tlačítko „+“. Každé stisknutí zvyšuje úroveň o 1 (max. 9).

Snižování intenzity

- Stiskněte tlačítko „-“. Každé stisknutí snižuje úroveň o 1 (min. 1).

Vypnutí

- Stiskněte „-“ a nastavte hodnotu 0, poté stiskněte tlačítko napájení.

2. Vlastnosti produktu

1. EMS technologie pro spalování tuku, budování svalů a formování postavy.
2. Vhodný pro břicho, pas, ramena, předloktí, záda, stehna, lýtka a hýždě.
3. Více režimů, každý s 9 úrovněmi intenzity.
4. LCD displej pro snadné ovládání.
5. Kompaktní, lehký, vhodný na cesty.

3. Příprava a použití

1. Otevřete kryt baterií a vložte 2× AAA baterie.
2. Připojte ovladač k náplasti.
3. Odstraňte ochrannou fólii z náplasti.
4. Očistěte a osušte pokožku, poté nalepte náplast.
5. Po použití náplast zakryjte fólií.

4. Pokyny k použití

- Začnete s nízkou intenzitou.
- Po 15 minutách se zařízení vypne.

- Náplast opatrně odstraňte.
- Doporučení: 1 – 2× denně.

5. Technické specifikace

- Frekvence: 1 – 100 Hz
- Výkon: 0,005 W
- Napětí: 4,2 V
- Napájení: 2 × AAA baterie (4,5 V)

6. Nebezpečí: Nepoužívejte, pokud máte:

1. Kardiostimulátor
2. Elektronické umělé srdce
3. Srdeční elektrody

7. Upozornění

- Nepoužívejte na krk, hlavu, obličej, hrudník, lopatky, oblast srdce.
- Nepoužívejte na poraněnou pokožku.
- Nepoužívejte do 30 min po jídle.
- Doporučuje se použití po sprše.
- Náplast přiložte před zapnutím.
- Nedotýkejte se elektrod suchýma rukama.
- Při ztrátě lepidlosti omyjte nebo vyměňte.
- Není vodotěsný – čistěte vlhkým hadříkem.
- Při delším nepoužití dobijte.
- Nevystavujte teplu, slunci, vlhkosti a ohni.
- Uchovávejte mimo dosah dětí.

8. Bezpečnost, likvidace, prohlášení o shodě

- Symbol WEEE: nevyhazovat s běžným odpadem.
- Odevzdejte do sběru elektroodpadu.
- Zařízení odpovídá směrnici EMC 2014/30/EU.

Dovozce: SHOPLINK s.r.o., Venevská 27, 99001 Veľký Krtíš, Slovensko

Výrobce: Shenzhen Yibaoneng Electronics Co., LTD, Shenzhen, Čína

Vyrobeno v Číně



MG FE-3000 Masszázs elektrostimulátor

Használati útmutató (HU)

1. A vezérlő használata

Bekapcsolás

- Nyomja meg a bekapcsoló gombot — a működést jelző fény világít.
- A vezérlő alapértelmezetten "DERÉK" módban indul, 0 intenzitással.
- Megjegyzés: A vezérlő 10 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nincs a tapaszhoz csatlakoztatva és a testen elhelyezve.

Módváltás

Nyomja meg a "mód" gombot a következő módok közötti váltáshoz:

DERÉK → VÁLL → ALKAR → FELKAR → HÁT → HAS

Intenzitás növelése

- A "+" gomb megnyomásával minden alkalommal 1 szinttel nő (max. 9).

Intenzitás csökkentése

- A "-" gomb megnyomásával minden alkalommal 1 szinttel csökken (min. 1).

Kikapcsolás

- A "-" gombbal állítsa 0-ra, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot.

2. Termékjellemzők

1. EMS technológia: zsírégetés, izomépítés, alakformálás.
2. Alkalmas derékra, hasra, vállra, alkarra, hátra, combra, lábszárra, fenékre.
3. Több edzésmód, mindegyik 9 intenzitási szinttel.
4. LCD kijelző a működés nyomon követéséhez.
5. Kompakt és könnyű, utazáshoz is alkalmas.

3. Előkészítés és használat

1. Nyissa ki a fedőt és helyezzen be 2 db AAA elemet.
2. Csatlakoztassa a vezérlőt a tapaszhoz.
3. Húzza le a védőfóliát.
4. Tisztítsa meg és szárítsa meg a bőrfelületet, majd ragassza fel a tapaszt.
5. Használat után fedje le a tapaszt a fóliával.

4. Használati utasítások

- Kezdje alacsony intenzitással.

- 15 perc után az eszköz automatikusan kikapcsol.
- Használat után óvatosan távolítsa el a tapaszt.
- Ajánlott napi 1–2 alkalommal.

5. Műszaki adatok

- Frekvencia: 1 – 100 Hz
- Teljesítmény: 0,005 W
- Kimeneti feszültség: 4,2 V
- Tápellátás: 2 × AAA elem (4,5 V)

6. Figyelmeztetés: Ne használja, ha:

1. Pacemakere van
2. Elektronikus műszíve van
3. Szívelektrodát visel

7. Figyelmeztetések

- Ne használja nyakon, fejen, arcon, mellkason, lapockán, szívtájékon.
- Ne használja sérült bőrfelületen.
- Ne használja evés után 30 percig.
- Zuhanyzás után használja.
- Bekapcsolás előtt ragassza fel.
- Ne érintse a tappancsokat száraz kézzel.
- Ha elveszti tapadását, tisztítsa vagy cserélje ki.
- Nem vízálló, nedves kendővel tisztítsa.
- 3 hónapnál hosszabb szünet után töltsse fel.
- Ne tegye ki napsütésnek, hőnek, párának, tűznek.
- Gyermekektől tartsuk távol.

8. Biztonság, hulladékkezelés, megfelelőségi nyilatkozat

- WEEE jel: ne dobja háztartási hulladékba.
- Adja le elektromos hulladék gyűjtőhelyen.
- EMC 2014/30/EU irányelvnek megfelel.

Forgalmazó: SHOPLINK s.r.o., Venevská 27, 99001 Veľký Krtíš, Szlovákia

Gyártó: Shenzhen Yibaoneng Electronics Co., LTD, Shenzhen, Kína

Gyártási hely: Kína



MG FE-3000 Masažni elektrostimulator

Navodila za uporabo (SL)

1. Upravljanje naprave

Vklop

- Pritisnite gumb za vklop – zasvetila bo kontrolna lučka.
- Krmilnik se bo vklopil v privzetem načinu »PAS« z intenzivnostjo 0.
- *Opomba:* Če krmilnik ni pritrjen na obliž in nameščen na telo, se samodejno izklopi po 10 sekundah.

Spreminjanje načina delovanja

Z gumbom **NAČIN** preklapljate med območji:

PAS → RAMENA → PODLAKT → ZGORNJI DEL ROKE → HRBET → TREBUH

Nastavitev intenzivnosti

- Povečanje: Pritisnite gumb „+“ – vsakič se intenzivnost poveča za 1 (maks. 9).
- Zmanjšanje: Pritisnite gumb „-“ – vsakič se intenzivnost zmanjša za 1 (min. 1).

Izklop

- Znižajte intenzivnost na 0 z gumbom „-“ in nato pritisnite gumb za vklop/izklop.

2. Lastnosti izdelka

1. EMS-tehnologija za kurjenje maščob, gradnjo mišic in oblikovanje telesa.
2. Primerno za trebuh, pas, ramena, podlakti, hrbet, stegna, meča in zadnjico.
3. Več načinov z 9 stopnjami intenzivnosti.
4. LCD-zaslon za preprosto upravljanje.
5. Kompaktna in lahka zasnova – primerna za potovanja.

3. Priprava in uporaba

1. Odprite pokrovček za baterije in vstavite 2× AAA bateriji.
2. Povežite krmilnik z obližem.
3. Odstranite zaščitno folijo z obliža.
4. Očistite in osušite kožo, nato pritrdite obliž na zeleno mesto.
5. Po uporabi znova pokrijte obliž z zaščitno folijo.

4. Navodila za uporabo

- Začnite z nizko intenzivnostjo.
- Naprava se samodejno izklopi po 15 minutah.

- Obliž odstranite previdno.
- **Priporočena uporaba:** 1–2× na dan.

5. Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 1 – 100 Hz
- Moč: 0,005 W
- Napetost: 4,2 V
- Napajanje: 2 × AAA bateriji (1,5 V vsaka)

6. Nevarnosti – naprave ne uporabljajte, če imate:

1. Srčni spodbujevalnik (pacemaker)
2. Elektronsko umetno srce
3. Vgrajene elektrode v predelu srca

7. Varnostna opozorila

- Ne uporabljajte na vratu, glavi, obrazu, prsih, lopaticah ali v bližini srca.
- Ne uporabljajte na poškodovani ali razdraženi koži.
- Ne uporabljajte v 30 minutah po obroku.
- Priporočena uporaba po tuširanju (na čisti koži).
- Vedno pritrdite obliž pred vklopom naprave.
- Elektrod se ne dotikajte s suhimi rokami.
- Če obliž izgubi lepljivost, ga operite ali zamenjajte.
- Naprava ni vodoodporna – čistite jo z vlažno krpo.
- Če je dlje časa ne uporabljate, odstranite baterije.
- Hranite izven dosega otrok.
- Ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, toploti, vlagi ali ognju.

8. Odpadki in skladnost z zakonodajo

- **Simbol WEEE:** Ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke.
- Odpeljite na zbirno mesto za elektronske odpadke.
- Naprava je skladna z direktivo **EMC 2014/30/EU**.

Uvoznik:

SHOPLINK s.r.o.

Venevská 27, 990 01 Veľký Krtíš, Slovaška

Proizvajalec:

Shenzhen Yibaoneng Electronics Co., LTD

Shenzhen, Kitajska

Izdelano na Kitajskem



MG FE-3000 Masažni elektrostimulator

Upute za uporabu (HR)

1. Upravljanje uređajem

Uključivanje

- Pritisnite tipku za uključivanje – zasvijetlit će kontrolna lampica.
- Upravljač će se uključiti u zadanim postavkama načina „**POJAS**“ s intenzitetom 0.
- *Napomena:* Ako upravljač nije spojen na elektrodu i postavljen na tijelo, automatski će se isključiti nakon 10 sekundi.

Promjena načina rada

Pritiskom na tipku **NAČIN** mijenjate područja:**POJAS → RAMENA → PODLAKTICA → GORNJI DIO RUKE → LEĐA → TRBUH**

Podešavanje intenziteta

- Povećanje: Pritisnite tipku „+“ – svaki pritisak povećava intenzitet za 1 (maks. 9).
- Smanjenje: Pritisnite tipku „-“ – svaki pritisak smanjuje intenzitet za 1 (min. 1).

Isključivanje

- Smanjite intenzitet na 0 pomoću tipke „-“ i zatim pritisnite tipku za isključivanje.

2. Značajke uređaja

1. EMS tehnologija za sagorijevanje masti, jačanje mišića i oblikovanje tijela.
2. Pogodno za trbuh, struk, ramena, podlaktice, leđa, bedra, listove i stražnjicu.
3. Više načina rada, svaki s 9 razina intenziteta.
4. LCD zaslon za jednostavno i pregledno upravljanje.
5. Kompaktan i lagan dizajn – idealan za putovanja.

3. Priprema i uporaba

1. Otvorite poklopac i umetnite 2× AAA baterije.
2. Spojite upravljač na elektrodu.
3. Uklonite zaštitnu foliju s elektrode.
4. Očistite i osušite kožu, zatim zalijepite elektrodu na željeno mjesto.

5. Nakon korištenja ponovno pokrijte elektrodu zaštitnom folijom.

4. Upute za korištenje

- Počnite s niskom razinom intenziteta.
- Uređaj se automatski isključuje nakon 15 minuta.
- Uklanjajte elektrodu pažljivo.
- **Preporučena uporaba:** 1–2 puta dnevno.

5. Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 1 – 100 Hz
- Snaga: 0,005 W
- Izlazni napon: 4,2 V
- Napajanje: 2 × AAA baterije (1,5 V svaka)

6. Upozorenje – Ne koristiti ako imate:

1. Pacemaker (srčani elektrostimulator)
2. Elektroničko umjetno srce
3. Ugrađene elektrode u području srca

7. Sigurnosne napomene

- Ne koristiti na vratu, glavi, licu, prsima, lopaticama ni blizu srca.
- Ne koristiti na oštećenoj, upaljenoj ili iritiranoj koži.
- Ne koristiti unutar 30 minuta nakon obroka.
- Preporučuje se korištenje nakon tuširanja (na čistoj koži).
- Elektrodu zalijepite prije uključivanja uređaja.
- Ne dirajte elektrode suhim rukama.
- Ako elektrode izgube ljepljivost, operite ih ili zamijenite.
- Uređaj nije vodootporan – čistite ga vlažnom krpom.
- Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, izvadite baterije.
- Čuvajte izvan dohvata djece.
- Ne izlažite ga suncu, toplini, vlazi ili vatri.

8. Odlaganje i usklađenost

- **Simbol WEEE:** Ne odlagati s komunalnim otpadom.
- Predati na mjesto za zbrinjavanje elektroničkog otpada.

- Uređaj je u skladu s direktivom **EMC 2014/30/EU**.

Uvoznik:

SHOPLINK s.r.o.

Venevská 27, 990 01 Veľký Krtíš, Slovačka

Proizvođač:

Shenzhen Yibaoneng Electronics Co., LTD

Shenzhen, Kina

Proizvedeno u Kini

MG FE-3000 Electrostimulator de masaj

Instrucțiuni de utilizare (RO)

1. Operarea dispozitivului

Pornire

- Apăsați butonul de pornire – indicatorul luminos se va aprinde.
- Controlerul va porni în modul implicit „**CENTURĂ**” cu intensitate 0.
- *Notă:* Dacă controlerul nu este atașat la plasture și aplicat pe corp, se va opri automat după 10 secunde.

Schimbarea modului de funcționare

Prin apăsarea butonului **MOD**, se comută între zonele:

CENTURĂ → UMERI → ANTEBRAȚ → BRAȚ SUPERIOR → SPATE → ABDOMEN

Ajustarea intensității

- **Creștere:** Apăsați „+” – fiecare apăsare crește nivelul cu 1 (maxim 9).
- **Reducere:** Apăsați „-” – fiecare apăsare scade nivelul cu 1 (minim 1).

Oprire

- Setați intensitatea la 0 folosind „-”, apoi apăsați butonul de pornire pentru oprire.

2. Caracteristici ale produsului

1. Tehnologie EMS pentru arderea grăsimilor, tonifierea mușchilor și modelarea corpului.
2. Potrivit pentru abdomen, talie, umeri, antebrațe, spate, coapse, gambe și fese.
3. Mai multe moduri de funcționare, fiecare cu 9 niveluri de intensitate.
4. Ecran LCD pentru control facil și clar.
5. Design compact și ușor – ideal pentru călătorii.

3. Pregătire și utilizare

1. Deschideți capacul bateriei și introduceți 2 baterii AAA.

2. Conectați controlerul la plasture.
3. Îndepărtați folia de protecție de pe plasture.
4. Curățați și uscați pielea, apoi aplicați plasturele pe zona dorită.
5. După utilizare, acoperiți din nou plasturele cu folia de protecție.

4. Instrucțiuni de utilizare

- Începeți cu o intensitate scăzută.
- Dispozitivul se oprește automat după 15 minute.
- Îndepărtați plasturele cu grijă.
- **Recomandare:** 1–2 utilizări pe zi.

5. Specificații tehnice

- Frecvență: 1 – 100 Hz
- Putere: 0,005 W
- Tensiune de ieșire: 4,2 V
- Alimentare: 2 × baterii AAA (1,5 V fiecare)

6. Pericole – Nu utilizați dispozitivul dacă aveți:

1. Stimulator cardiac (pacemaker)
2. Inimă artificială electronică
3. Electrozi implantați în zona inimii

7. Avertismente de siguranță

- Nu utilizați pe gât, cap, față, piept, omoplați sau în zona inimii.
- Nu aplicați pe piele rănită, inflamată sau iritată.
- Nu utilizați în primele 30 de minute după masă.
- Se recomandă utilizarea după duș (pe pielea curată).
- Aplicați plasturele înainte de a porni dispozitivul.
- Nu atingeți electrozii cu mâinile uscate.
- Dacă plasturele își pierde aderența, spălați-l sau înlocuiți-l.
- Dispozitivul nu este rezistent la apă – curățați cu o cârpă umedă.
- Dacă nu este utilizat o perioadă mai lungă, scoateți bateriile.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu expuneți la soare, căldură, umiditate sau foc.

8. Eliminare și conformitate

- **Simbol WEEE:** Nu aruncați cu deșeurile menajere.
- Predați la un centru de colectare a deșeurilor electronice.
- Dispozitivul este conform cu directiva **EMC 2014/30/UE**.

Importator:

SHOPLINK s.r.o.

Venevská 27, 990 01 Veľký Krtíš, Slovakia

Producător:

Shenzhen Yibaoneng Electronics Co., LTD

Shenzhen, China

Fabricat în China

