

CZ Ulike Air 3 / Air 2 IPL zařízení na odstraňování chloupků

Uživatelský manuál



Bezpečnostní opatření

Sestavte a použijte Air3 IPL zařízení na odstraňování chloupků přesně podle pokynů v tomto návodu. Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. Máte-li jakékoli dotazy týkající se používání produktu, požádejte o pomoc zákaznický servis Ulike.

- **NEBEZPEČÍ:** Zranění osob v důsledku nesprávného použití
- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí v důsledku nesprávného použití
- **POZOR:** Ohrožení osobní bezpečnosti / ztráta majetku v důsledku nesprávného použití

Nebezpečí



- Nepoužívejte zařízení přímo na oči; Silné světlo může způsobit poranění očí.
- Když je zařízení zapnuté a používáno, nedotýkejte se bočního ventilačního otvoru, protože by mohlo dojít k popálení.
- Nevkládejte do zařízení žádné předměty, mohlo by dojít k poškození osob.
- Nejsou k dispozici žádné údaje pro použití dětmi mladšími 18 let. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí mladších 18 let a nedovolte jim jej používat
- Zařízení by neměly používat osoby s fyzickým, smyslovým nebo duševním postižením nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem nebo pokyny osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Varování



- Antiperspirant neaplikujte bezprostředně po ošetření oblasti podpaží.
- Abyste předešli popáleninám a mechanickým problémům, pravidelně čistěte světelné okno.
- Udržujte světelné okno mimo dosah předmětů, které mohou snadno způsobit demagnetizaci, aby nedošlo k selhání nebo poškození zařízení.
- Zařízení nepoužívejte, pokud je ucpaný ventilační otvor, protože to může vést k kouři nebo požáru.
- Nemiřte světelným okénkem na černé předměty, oblečení, vlasy nebo jiné předměty, aby nedošlo k zčernání, změně barvy nebo rozbití.
- Nepoužívejte přípravek u domácích zvířat.
- Nedodržení uživatelské příručky může mít za následek poškození očí (slepota) nebo kůže – pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte je.
- Nepoužívejte zařízení nadměrně ani znovu nepoužívejte na jedné oblasti, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Chraňte si oči; Nepoužívejte zařízení nad očními víčky nebo v blízkosti očí.
- Před použitím zařízení otestujte na kůži a po 2 hodinách zkontrolujte, zda nedochází k abnormálním reakcím. Použijte pouze v případě, že oblast vypadá normálně.
- Během používání noste přiložené ochranné brýle a světelné okénko držte blízko pokožky.
- Po použití očistěte ze zařízení vlasy, nečistoty a zbytky oleje, abyste předešli poruše a poškození kůže.
- Upravte úroveň intenzity podle typu vaší pokožky a začněte s jemným režimem pro první použití.
- Mírné teplo a zarudnutí po použití je normální.
- Nikdy nenechávejte zařízení bez dozoru, když je zapnuté; vypnout, když se nepoužívá.
- Pokud dojde k výrazné změně teploty zařízení, vypněte jej a počkejte asi 2 hodiny, než jej znovu použijete.
- Nepoužívejte v blízkosti hořlavých nebo výbušných materiálů.
- Zařízení používejte pouze při teplotách mezi 5-30°C; Před použitím zkontrolujte pokojovou teplotu.
- Po dobu 48 hodin po použití se vyhněte vystavení ošetřené oblasti UV záření.
- Nevystavujte zařízení po delší dobu slunečnímu nebo UV záření.
- Pokud vestavěný ventilátor nefunguje, zařízení nepoužívejte.
- Nepoužívejte po delší dobu; Po jedné hodině používání vypněte na 10 minut.
- Pokud je poškozen kryt, čočka nebo napájecí zdroj, okamžitě přestaňte zařízení používat a nepokoušejte se sami o opravu; Kontaktujte oprávněné pracovníky.

Nevhodné populace a situace



Toto zařízení může způsobit nepohodlí nebo nepříznivé účinky osobám s alergiemi, kožními chorobami, alergickou dermatitidou nebo citlivou pokožkou. Pokud se vyskytnou nežádoucí účinky, přestaňte používat. Nepoužívejte na poškozenou pokožku, jako jsou popáleniny, puchýře, rány, aktivní kožní onemocnění nebo infekce. Pokud užíváte fotosenzitivní léky, před použitím se poraďte s lékařem.

- Nevhodné pro těhotné, kojící nebo menstrující ženy nebo osoby s jizvami, cukrovkou nebo křehkou kůží.
- Zakázáno pro osoby se závažným srdečním onemocněním, středně těžkou až těžkou hypertenzí, zhoubnými nádory, folikulitidou, infekčními kožními onemocněními, spálenou kůží nebo poruchami krvácení.
- Nepoužívejte, pokud máte abnormální metabolismus kolagenu (včetně zjizvení a špatného hojení ran) nebo cévní onemocnění (např. křečové žíly, hemangioektázie) v ošetřované oblasti.
- Nepoužívejte, pokud je vaše pokožka citlivá na světlo nebo náchylná k vyrážkám/alergiím.
- Nepoužívejte na infikované oblasti, herpes simplex, kožní léze nebo hematomy.
- Nevhodné pro osoby s onemocněními suprese imunity (např. HIV, lupus, porfyrie).
- Zakázáno pro osoby užívající léky, jako je isotretinoin, AHA, BHA, kyselina azalka, aspirin, imunosupresiva, tetracyklin, sulfa, nebo nedávno

injekčně s plnivý / toxiny.

- Používejte opatrně, pokud jste podstoupili chemickou epilaci do 30 dnů nebo jste v poslední době použili přípravky na bělení pokožky/kosmetiku s vitamínem A.
- Nepoužívejte s produkty s esenciálními oleji; Zajistěte, aby pokožka v ošetřované oblasti byla čistá a suchá.

Oblasti a podmínky, kde je použití zakázáno

1. Ústní dutina, pohlavní orgány, sliznice atd.
2. Acnes
3. Uvnitř pupku
4. Plastická chirurgie nebo jiný chirurgický zákrok
5. Skvrny a mateřská znaménka
6. Velká žíla
7. Hrdlo
8. Obočí, vlasy
9. Tetování, malování na tělo
10. Oční bulva, oční víčko, kolem očí
11. Ucho
12. Hlava
13. Bradavka, dvorec

(Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Pokud si nejste jisti, poraďte se s lékařem.)


Možné nežádoucí účinky po použití

1. Pálí
2. Oteklé vlasové folikuly a puchýře
3. Svědění a bolest
4. Lokální zarudnutí a otok
5. Erytém a pigmentace
6. Zjizvení

(Poznámka: Tento seznam není vyčerpávající. Pokud zaznamenáte jakékoli nepohodlí, poraďte se se zákaznickým servisem Ulike nebo lékařem.)

Další oznámení

- Tento produkt není určen k léčbě nemocí.
- Nepoužívejte k odstranění bílých nebo šedivých vlasů.
- Nevhodné pro přirozeně tmavou pleť.
- Před použitím se vyhněte slunečnímu záření.
- Při prvním použití otestujte na malé ploše v jemném režimu.
- Ujistěte se, že světlé okénko je blízko pokožky; Nepoužívejte v tmavých podmínkách nebo na přímém slunci.
- Nenarážejte na zařízení ani s ním prudce netřeste. Před odpojením jej vypněte.
- Po dokončení umístěte větrací otvor nahoru a ošetřovací okénko dolů, aby se ochladilo.



Představení produktu

O zařízení na odstraňování chloupků Ulike IPL

Zařízení pro odstraňování chloupků Air3 IPL je vybaveno technologií klinického kontaktního chlazení safírem s patentovanou technologií chlazení safírovým ledem společnosti Ulike. Tento systém účinně chladí pokožku, snižuje teplo, zabraňuje popálení a chrání kožní bariéru během používání. Safírová plochá špička stlačuje pokožku, čímž přivádí vlasové folikuly blíže ke zdroji energie pro lepší vstřebávání, což vede k lepšímu odstranění chloupků. Plochá špička se také snadno čistí a zajišťuje efektivní přenos světla. Díky dlouhé životnosti lampy a všestrannému použití (obličej, rty, podpaží, bikiny, paže, nohy) zařízení eliminuje potřebu výměny a šetří náklady na příslušenství. Účinně filtruje neefektivní vlnové délky a škodlivé světlo pomocí špičkového filtru.

Struktura produktu a příslušenství






V níže uvedeném pořadí:

- Hostitelské zařízení
- Napájecí adaptér a napájecí kabel
- Ochranné brýle IPL
- Břitva





Mezi klíčové komponenty patří

1. safírové světelné okénko (1)
2. Kontrolky (2) (pro automatické klouzání, chladicí systém, senzor kůže)
3. indikátor chlazení ledem (3)
4. indikátor automatického klouzání (4)
5. ošetřovací tlačítko (5)
6. Tlačítko pro nastavení výkonu/intenzity (6)
7. Tlačítko ON/OFF (7)
8. napájecí vstupní rozhraní (8)

Řada Air 3





Řada Air 2



Před použitím

1. Důkladně si očistěte pokožku. Ujistěte se, že na pokožce nezůstávají žádné vlasy, mastnota ani kosmetické zbytky a že je pokožka zcela suchá.
2. Ujistěte se, že expoziční port není znečištěn prachem, vlasy a nečistotami a není poškozen.
3. Před prvním použitím proveďte kožní test. Po 2 hodinách zkontrolujte oblast; Pokud se neobjeví žádné abnormální příznaky, pokračujte v používání.



Nastavení intenzity expozice


V případě Air 3 nabízí zařízení tři energetické režimy, které se přizpůsobí různým citlivostem pokožky a typům vlasů:

- Měkký režim: Pro citlivé oblasti (rty), osoby s tmavou nebo citlivou pokožkou.
- Režim těla: Pro středně nebo nízkou tvrdé husté vlasy (paže, nohy atd.).
- Silný režim: Pro husté a tvrdé vlasy (paže, nohy atd.); Může být teplejší, ale je to normální.

V případě Air 2, Produkt má pět rychlostních stupňů nastavení energie, které mohou vyhovět potřebám různé citlivosti pokožky a různých barev vlasů. Níže jsou uvedeny doporučené pokyny.

V případě barvy pleti 4 použijte nastavení 1-3 Ulike Air 2 a měkký režim / režim těla Air 3.

Pokud během používání cítíte bolest nebo nepohodlí, snižte energetický stupeň (pokud cítíte teplo nebo mírné pálení bez bolesti, je to normální); Lidé s tmavší pletí jsou náchylní ke kožním alergiím, proto se doporučuje používat jej s nižším energetickým vybavením; Pro lidi s hustými vlasy se doporučuje použít vyšší energetický převod (4/5 nebo silný režim); Pro lidi s malými vlasy se doporučuje použít nižší rychlostní stupeň (1-3 nebo měkký režim). Konkrétní situace se liší od člověka k člověku, ale poprvé jej použijte z režimu 1 nebo měkkého režimu.




Návod k použití

1. Chloupky z ošetřované oblasti holte opatrně, pomocí pěny nebo holení během sprchování, aby nedošlo k poškrábání.
2. Připojte napájecí kabel k adaptéru a poté ke vstupu napájení zařízení. Zapojte do elektrické zásuvky.
3. Krátkým stisknutím tlačítka Power On/Off zapnete zařízení a zobrazíte úroveň energie a stav chlazení.
4. Mezi režimy přepínejte krátkým stisknutím tlačítka Power/Mode.
5. Před zahájením odstraňování chloupků si nasadte ochranné brýle.
6. Umístěte výstup světla na ošetřovanou oblast a zajistěte plný kontakt s pokožkou, aby se rozsvítila senzorová lampka. Stisknutím tlačítka blesku zahájíte odstraňování chloupků. Pokud lampka nesvítí, zajistěte správný kontakt.
7. Po dokončení zařízení vypněte dlouhým stisknutím tlačítka Power On/Off (neodpojujte bez předchozího vypnutí).

Léčebné metody


- Metoda automatického klouzání (pro velké plochy): Umístěte výstup světla na pokožku a udržte plný kontakt. Rozsvítí se indikátor senzoru. Dlouhým stisknutím blikajícího tlačítka po dobu 1.2 sekundy aktivujete režim inteligentního nepřetržitého přehrávání. Pohybujte zařízením dvakrát tam a zpět po oblasti, abyste dosáhli rovnoměrného pokrytí. Přizpůsobte svůj pohyb frekvenci záblesků.
- Bodová metoda (pro malé plochy): Umístěte výstup světla na pokožku. Rozsvítí se indikátor senzoru. Krátce stiskněte tlačítko blesku, poté přejděte do další oblasti a opakujte.

Tip: Pokud cítíte nadměrné teplo, zastavte se a nechte zařízení vychladnout, než budete pokračovat.



Tipy pro používání řady Ulike Air

- Zařízení se zahřívá v důsledku trvalých záblesků. Pro optimální chlazení použijte světlé okno na ošetřené ploše po dobu asi 30 sekund, než se přesunete do další oblasti.
- Světlé okénko pevně přitlačte k pokožce pro lepší chlazení a ochranu.



Frekvence používání

- Používejte třikrát týdně po dobu 1.–4. týdne.
- Od 5. týdne dále používejte každý půl měsíc nebo měsíc podle potřeby na základě růstu vlasů.
- Podle potřeby zvyšte frekvenci/rychlost pro hustší vlasy.

Péče po použití

- Po dobu 6 hodin po ošetření se vyhněte kontaktu vody s ošetřenou oblastí; poté hydratujte.
- Na ošetřovanou oblast po odstranění chloupků nepoužívejte parfémy, pleťové masky ani exfoliační kosmetiku.
- Po dobu 48 hodin po odstranění chloupků se vyvarujte vystavení UV záření a v případě potřeby použijte opalovací krém.
- Během léčby je zakázáno umělé opalování.
- Pokud plánujete operaci ošetřené oblasti, poraďte se s lékařem.
- Pokud se objeví nepohodlí, přestaňte přípravek používat a poraďte se s lékařem.

Čištění a údržba

- Před a po každém použití zařízení vyčistěte, abyste zabránili usazování vlasů a prachu.
- Před čištěním zařízení vždy vypněte, odpojte a nechte vychladnout.
- K čištění světelného okna použijte měkký suchý hadřík. Skladujte v suchém, bezprašném prostředí mezi -10 a 55 °C.
- Nemyjte zařízení ani příslušenství pod vodou nebo v myčce na nádobí.
- Při čištění se vyhněte abrazivním čisticím prostředkům nebo korozivním kapalinám.
- V případě potřeby použijte k čištění několik kapek alkoholu s vysokou koncentrací (pod 95 %).



Ekologicky bezpečná likvidace

Zlikvidujte zařízení v určeném recyklačním středisku; Nepatří do běžného domovního odpadu.

FAQ

Tato část se zabývá běžnými problémy, které mohou nastat během používání. Pokud problémy přetrvávají, kontaktujte zákaznický servis Ulike. Uschovejte si fakturu a záruční list pro případ servisu.

Vyhovění

Toto zařízení vyhovuje následujícím normám: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-23, IEC 60335-2-113, IEC 62471, BS EN 60335-2-23, BS EN 60335-1, BS EN 62233, BS EN 55014-1, BS EN 55014-2, BS EN IEC 61000-3-2, BS EN 61000-3-3.

Chyby a řešení

Problém	Možný důvod	Řešení
Produkt se nezapne	Není připojeno k napájení	Zkontrolujte, zda je zapojen
Výrobek nevyzařuje světlo	Hlava hlavní jednotky je příliš horká nebo není v plném kontaktu s pokožkou	Nechte zařízení vychladnout, zajistěte plný kontakt a zkontrolujte kontrolku
Pracovní kontrolka nesvítí	Výrobek je vadný nebo nefunguje správně	Zkontrolujte napájení, opravte nebo vraťte výrobek
Zápach při blikání produktu	Zrcadlo filtrace světla znečištěné vlasy	Vyčistěte zrcadlo, oholte oblast, snižte intenzitu
Nesnesitelná bolest při odstraňování chloupků	Vlasy nejsou v oblasti oholené	Před použitím oblast holení oholte, v případě potřeby použijte nižší intenzitu
Oblast nevhodná k ošetření	Viz pokyny k zakázaným oblastem	Nepoužívejte v zakázaných oblastech; Muži by neměli používat na obličej/genitálie
Úroveň intenzity je příliš vysoká		Snižte intenzitu, dokud se nebudete cítit pohodlně
Světelné okno je poškozené		Kontaktujte zákaznický servis Ulike pro opravu nebo vrácení
Zarudnutí po odstranění chloupků	Mírné zarudnutí je normální	Použijte gel z aloe vera nebo ochlaďte s hlavou safírové lampy
Neuspokojivé odstranění chloupků	Příliš nízká intenzita	Vyberte vyšší intenzitu
Nestiskl jsem tlačítko blesku v další oblasti		Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko blesku a překryli ošetřenou oblast
Žádný vliv na některé barvy vlasů	Světle blond, šedé, zrzavé nebo bílé vlasy	Ozařování není pro tyto barvy účinné
Zařízení se nepoužívá dostatečně často		Pro dosažení nejlepších výsledků dodržujte doporučený režim
Reakce těla je pomalejší, než se očekávalo		Používejte zařízení nepřetržitě po dobu nejméně 5 měsíců
Produkt se zahřeje a zvlhčí	Rozšířené používání	Před opětovným použitím nechte zařízení vychladnout

Základní parametry

Série Air	Specifikace Air 3	Specifikace Air 2
Jméno výrobku	IPL zařízení na odstraňování chloupků	IPL zařízení na odstraňování chloupků
Model produktu	UI06	UI04
Velikost produktu	179 * 58 * 34 mm	170 * 61 * 38 mm
Jmenovitý vstup	24V / 2,8A	24V / 2,8A
Moc	67.2W	67.2W
Energetická hladina	3 úrovně	5 úrovní
Velikost bodu	3,3 cm ² ±0,25 cm ²	3,3 cm ² ±0,25 cm ²
Spektrum	550-1200 nm	550-1200 nm
Doba trvání pulzu	1,12 ms až 7,44 ms	0,7 ms až 1,7 ms
Opakovací frekvence pulzu	0,33 Hz - 2,5 Hz	0,60 Hz až 1,40 Hz
Výrobce	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, budova 1, Xunmei Science and Technology Plaza, č. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, PR Čína	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, budova 1, Xunmei Science and Technology Plaza, č. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, PR Čína

Skladování a provozní podmínky

Skladovací teplota	-10–55°C	Provozní teplota	5–30°C
Vlhkost	≤90% relativní vlhkost	Vlhkost	≤80% RH
Relativní tlak	50–106 kPa	Relativní tlak	80–106 kPa

SK Ulike Air 3 / Air 2 Zariadenie na odstraňovanie chĺpkov IPL

Manuál



Bezpečnostné opatrenia

Zostavte a používajte zariadenie na odstraňovanie chĺpkov Air3 IPL striktno podľa pokynov v tomto návode. Pozorne si prečítajte používateľskú príručku a uschovajte si ju pre budúce použitie. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania produktu, požiadať o pomoc zákaznícky servis Ulike.

- NEBEZPEČENSTVO: Zranenie osôb v dôsledku nesprávneho použitia
- VAROVANIE: Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho použitia
- POZOR: Nebezpečenstvo osobnej bezpečnosti / strata majetku v dôsledku nesprávneho použitia

Nebezpečenstvo



- Nepoužívajte zariadenie priamo na oči; Silné svetlo môže spôsobiť poranenie očí.
- Keď je zariadenie zapnuté a používané, nedotýkajte sa bočného vetracieho otvoru, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny.
- Do zariadenia nekladajte žiadne predmety, pretože by to mohlo viesť k zraneniu osôb.
- Nie sú k dispozícii žiadne údaje o používaní deťmi mladšími ako 18 rokov. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 18 rokov a nedovoľte im ho používať
- Zariadenie by nemali používať osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím alebo osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo nie sú poučené niekým zodpovedným za ich bezpečnosť.

Varovanie



- Neaplikujte antiperspirant ihneď po ošetrení oblasti podpazušia.
- Aby ste predišli popáleninám a mechanickým problémom, pravidelne čistite svetelné okno.
- Udržujte svetelné okienko mimo dosahu predmetov, ktoré môžu ľahko spôsobiť demagnetizáciu, aby ste predišli zlyhaniu alebo poškodeniu zariadenia.
- Zariadenie nepoužívajte, ak je ventilačný otvor zablokovaný, pretože to môže viesť k dymu alebo požiaru.
- Nemierte svetelným okienkom na čierne predmety, oblečenie, vlasy alebo iné predmety, aby ste predišli sčerneniu, zmene farby alebo rozbitiu.
- Výrobok nepoužívajte na domáce zvieratá.
- Nedodržanie používateľskej príručky môže mať za následok poškodenie očí (slepota) alebo kože – pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny.
- Zariadenie nepoužívajte nadmerne ani opakovane na jednej ploche, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Chráňte svoje oči; Prístroj nepoužívajte nad viečkami alebo v blízkosti očí.
- Pred použitím prístroj otestujte na pokožke a po 2 hodinách skontrolujte, či nedochádza k abnormálnym reakciám. Používajte iba vtedy, ak sa oblasť javí ako normálna.
- Počas používania noste dodané ochranné okuliare a svetelné okienko držte blízko pokožky.
- Po použití očistite zo zariadenia vlasy, nečistoty a zvyšky oleja, aby ste predišli poruche a poškodeniu pokožky.
- Upravte úroveň intenzity podľa typu pleti a pri prvom použití začnite s jemným režimom.
- Mierne teplo a začervenanie po použití je normálne.
- Nikdy nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapnuté; vypnite, keď sa nepoužíva.
- Ak zariadenie zaznamená výraznú zmenu teploty, vypnite ho a pred opätovným použitím počkajte asi 2 hodiny.
- Nepoužívajte v blízkosti horľavých alebo výbušných materiálov.
- Zariadenie používajte iba pri teplotách medzi 5-30 °C; Pred použitím skontrolujte izbovú teplotu.
- Vyhnite sa UV žiareniu ošetrovanej oblasti 48 hodín po použití.
- Nevystavujte zariadenie slnečnému žiareniu alebo UV žiareniu dlhší čas.
- Ak vstavaný ventilátor nefunguje, zariadenie nepoužívajte.
- Nepoužívajte dlhší čas; vypnite na 10 minút po jednej hodine používania.
- Ak je kryt, šošovka alebo napájací zdroj poškodený, okamžite prestaňte zariadenie používať a nepokúšajte sa sami o opravu; kontaktujte autorizovaný personál.

Nevhodné populácie a situácie



Toto zariadenie môže spôsobiť nepohodlie alebo nepriaznivé účinky u osôb s alergiami, kožnými ochoreniami, alergickou dermatitídou alebo citlivou pokožkou. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, prestaňte používať. Nepoužívajte na poškodenú pokožku, ako sú popáleniny, pluzgieri, rany, aktívne kožné ochorenia alebo infekcie. Ak užívate fotosenzitívne lieky, pred použitím vyhľadajte lekársku pomoc.

- Nevhodné pre tehotné, dojčiace alebo menštruujúce ženy alebo osoby s jazvami, cukrovkou alebo krehkou pokožkou.
- Zakázané pre ľudí so závažným srdcovým ochorením, stredne ťažkou až ťažkou hypertenziou, zhubnými nádormi, folikulitídou, infekčnými kožnými ochoreniami, popálenou kožou alebo poruchami krvácania.
- Nepoužívajte, ak máte abnormálny metabolizmus kolagénu (vrátane zjazvenia a zlého hojenia rán) alebo cievne ochorenia (napr. krčové rázy, hemangiektázie) v ošetrovanej oblasti.
- Nepoužívajte, ak je vaša pokožka citlivá na svetlo alebo náchylná na vyrážky/alergie.

- Nepoužívajte na infikované miesta, herpes simplex, kožné lézie alebo hematómy.
- Nevhodné pre osoby s imunosupresívnymi chorobami (napr. HIV, lupus, porfýria).
- Zakázané pre osoby užívajúce lieky ako izotretinoín, AHA, BHA, kyselina azalka, aspirín, imunosupresíva, tetracyklín, sulfa alebo nedávno injekčne s plnivami/toxínmi.
- Používajte opatrne, ak ste podstúpili chemické odstránenie chĺpkov do 30 dní alebo ste nedávno použili produkty na bielenie pokožky/kozmetiku s vitamínom A.
- Nepoužívajte s výrobkami z éterických olejov; Uistite sa, že pokožka v ošetrovanej oblasti je čistá a suchá.

Oblasti a podmienky, kde je používanie zakázané

1. Ústna dutina, genitálie, sliznica atď.
2. Acnes
3. Vo vnútri pupka
4. Plastická chirurgia alebo iný chirurgický zákrok
5. Škvrry a krtky
6. Veľká žila
7. Hrdlo
8. Obočie, vlasy
9. Tetovanie, maľovanie na telo
10. Očná bulva, očné viečko, okolo očí
11. Ucho
12. Hlava
13. Bradavka, dvorec

(Poznámka: Tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Ak si nie ste istí, poraďte sa s lekárom.)


Možné vedľajšie účinky po použití

1. Popáleniny
2. Opuchnuté vlasové folikuly a pľuzgieri
3. Svrbenie a bolesť
4. Lokálne začervenanie a opuch
5. Erytém a pigmentácia
6. Zjazvenie

(Poznámka: Tento zoznam nie je vyčerpávajúci. Ak pociťujete akékoľvek nepohodlie, poraďte sa so zákazníckym servisom Ulike alebo lekárom.)

Ďalšie oznámenia

- Tento produkt nie je určený na liečbu chorôb.
- Nepoužívajte na odstránenie bielych alebo sivých vlasov.
- Nie je vhodný pre prirodzene tmavú pleť.
- Pred použitím sa vyhnite slnečnému žiareniu.
- Pri prvom použití vyskúšajte na malej ploche v jemnom režime.
- Uistite sa, že svetelné okienko je blízko pokožky; Nepoužívajte v tme alebo na priamom slnku.
- Neudierajte do zariadenia ani ním prudko netraste. Pred odpojením vypnite.
- Po dokončení umiestnite vetrací otvor nahor a ošetrovacie okienko nadol na chladenie.



Predstavenie produktu

O zariadení na odstraňovanie chĺpkov Ulike IPL

Zariadenie na odstraňovanie chĺpkov Air3 IPL je vybavené technológiou klinického zafrívového kontaktného chladenia s patentovanou technológiou chladenia zafrívovým ľadom spoločnosti Ulike. Tento systém účinne ochladzuje pokožku, znižuje teplo, zabraňuje popáleninám a chráni kožnú bariéru počas používania. Zafrívový plochý hrot stláča pokožku a približuje vlasové folikuly k zdroju energie pre lepšiu absorpciu, čo vedie k lepšiemu odstraňovaniu chĺpkov. Plochý hrot sa tiež ľahko čistí a zaisťuje efektívnu priepustnosť svetla. Vďaka dlhej životnosti lampy a všestrannému použitiu (tvár, pery, podpažšie, bikiny, ruky, nohy) zariadenie eliminuje potrebu výmeny, čím šetrí náklady na príslušenstvo. Účinne filtruje neefektívne vlnové dĺžky a škodlivé svetlo pomocou špičkového filtra.

Štruktúra produktu a príslušenstvo


V poradí vzhľadu nižšie:

- Hostiteľské zariadenie
- Napájací adaptér a napájací kábel
- IPL ochranné okuliare
- Britva









Medzi kľúčové zložky patrí

1. Zafrívové svetelné okienko (1)
2. kontrolky (2) (pre automatické kĺzanie, chladiaci systém, kožný senzor)
3. Indikátor chladenia ľadom (3)
4. Indikátor automatického kĺzania (4)
5. Liečebné tlačidlo (5)
6. Tlačidlo nastavenia výkonu/intenzity (6)
7. Tlačidlo zapnutia/vypnutia (7)
8. Vstupné rozhranie napájania (8)

Séria Air 3





Séria Air 2



Pred použitím

1. Dôkladne si vyčistite pokožku. Uistite sa, že nezostali žiadne vlasy, mastnota alebo kozmetické zvyšky a pokožka je úplne suchá.
2. Uistite sa, že expozičný port je bez prachu, vlasov a nečistôt a nie je poškodený.
3. Pred prvým použitím vykonajte kožný test. Skontrolujte oblasť po 2 hodinách; Ak sa nevyskytnú žiadne abnormálne príznaky, pokračujte v používaní.



Nastavenie intenzity expozície

V prípade Air 3 ponúka zariadenie tri energetické režimy, ktoré sa prispôbia rôznej citlivosti pokožky a typom vlasov:


- Mäkký režim: Pre citlivé oblasti (pery), ľudí s tmavou alebo citlivou pokožkou.
- Režim tela: Pre husté vlasy so strednou alebo nízkou tvrdosťou (ruky, nohy atď.).
- Silný režim: Pre husté a tvrdé vlasy (ruky, nohy atď.); môže byť teplejší, ale je normálny.

V prípade Air 2 má produkt päť prevodových stupňov nastavenia energie, ktoré môžu vyhovovať potrebám rôznej citlivosti pokožky a rôznych farieb vlasov. Nasledujú odporúčané pokyny.

V prípade farby pleti 4 použite nastavenie 1-3 Ulike Air 2 a režim Soft / Body režim Air 3.

Ak počas používania pociťujete bolesť alebo nepohodlie, znížte energetický prevod (ak cítite teplo alebo mierne pálenie bez bolesti, je to normálne); Ľudia s tmavšou pokožkou sú náchylní na kožné alergie, preto sa odporúča používať ho s nižšou energiou;

Pre ľudí s hustými vlasmi sa odporúča použiť vyšší energetický prevod (4/5 alebo silný režim); Pre ľudí s malými vlasmi sa odporúča použiť nižší prevodový stupeň (1-3 alebo mäkký režim). Konkrétna situácia sa líši od človeka k človeku, ale prvýkrát ho použite z režimu 1 alebo mäkkého režimu.




Použitie

1. Opatrne oholte chĺpky z ošetrovanej oblasti, použite penu alebo oholte počas sprchovania, aby ste predišli poškrabaniu.
2. Pripojte napájací pás k adaptéru a potom k napájaciemu vstupu zariadenia. Zapojte do elektrickej zásuvky.
3. Krátkym stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia zapnete zariadenie a zobrazíte úroveň energie a stav chladenia.
4. Prepínajte medzi režimami krátkym stlačením tlačidla napájania/režimu.
5. Pred začatím odstraňovania chĺpkov noste ochranné okuliare.
6. Umiestnite svetelný výstup na ošetrovanú oblasť a zabezpečte úplný kontakt s pokožkou, aby sa rozsvietil senzor lamp. Stlačením tlačidla blesku spustíte odstraňovanie chĺpkov. Ak lamp nesvieti, zabezpečte správny kontakt.
7. Po dokončení zariadenie vypnite dlhým stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (neodpájajte ho bez predchádzajúceho vypnutia).

Liečebné metódy


- Metóda automatického kĺzania (pre veľké plochy): Umiestnite svetelný výstup na pokožku a udržiavajte plný kontakt. Rozsvieti sa indikátor snímača. Dlhým stlačením blikajúceho tlačidla na 1.2 sekundy aktivujete režim inteligentného nepretržitého prehrávania. Pohybujte zariadením dvakrát tam a späť po ploche, aby ste dosiahli rovnomerné pokrytie. Upravte svoj pohyb tak, aby zodpovedal frekvencii záblesku.
- Bodová metóda (pre malé plochy): Umiestnite výstup svetla na pokožku. Rozsvieti sa indikátor snímača. Krátko stlačte tlačidlo blesku, potom prejdite do ďalšej oblasti a opakujte.

Tip: Ak pociťujete nadmerné teplo, pred pokračovaním zariadenie pozastavte a nechajte ho vychladnúť.



Tipy na používanie série Ulike Air

- Zariadenie sa zahrieva v dôsledku nepretržitých zábleskov. Pre optimálne chladenie použite svetelné okienko na ošetrovanú oblasť asi 30 sekúnd a potom sa presuňte do ďalšej oblasti.
- Svetelné okienko pevne pritlačte k pokožke pre lepšie chladenie a ochranu.



Frekvencia používania

- Používajte trikrát týždenne počas 1. – 4. týždňa.
- Od 5. týždňa používajte každý pol mesiac alebo mesiac podľa potreby na základe rastu vlasov.
- Podľa potreby zvýšte frekvenciu/prevodovku pre hustejšie vlasy.

Starostlivosť po použití

- Zabráňte kontaktu vody s ošetrovanou oblasťou 6 hodín po ošetrovaní; potom zvlhčite.
- Po odstránení chĺpkov na ošetrovanú oblasť nepoužívajte parfumsy, pleťové masky ani exfoliačnú kozmetiku.
- Vyhnite sa UV žiareniu 48 hodín po odstránení chĺpkov a v prípade potreby naneste opaľovací krém.
- Počas liečby je zakázané umelé opaľovanie.
- Ak plánujete operáciu na ošetrovanej oblasti, poraďte sa s lekárom.
- Ak sa vyskytne nepríjemné pocity, prestaňte výrobok používať a poraďte sa s lekárom.

Čistenie a údržba

- Pred a po každom použití zariadenie vyčistite, aby ste zabránili hromadeniu vlasov a prachu.
- Pred čistením zariadenie vždy vypnite, odpojte a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie svetelného okienka použite mäkkú suchú handričku. Skladujte v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote -10 až 55 °C.
- Zariadenie ani príslušenstvo neumývajte pod vodou ani v umývačke riadu.
- Na čistenie sa vyhnite abrazívnym čistiacim prostriedkom alebo korozívnym kvapalinám.
- Ak je to potrebné, použite na čistenie niekoľko kvapiek alkoholu s vysokou koncentráciou (pod 95%).



Ekologicky bezpečná likvidácia

Zariadenie zlikvidujte v určenom recyklačnom stredisku; Nezahŕňajte do bežného domového odpadu.

FAQ

Táto časť sa zaoberá bežnými problémami, ktoré sa môžu vyskytnúť počas používania. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte zákaznícky servis Ulike. Uschovejte si faktúru a záručný list na servis.

Zhoda

Toto zariadenie je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-23, IEC 60335-2-113, IEC 62471, BS EN 60335-2-23, BS EN 60335-1, BS EN 62233, BS EN 55014-1, BS EN 55014-2, BS EN IEC 61000-3-2, BS EN 61000-3-3.

Poruchy a riešenia

Problém	Možný dôvod	Riešenie
Produkt sa nezapne	Nie je pripojené k napájaniu	Skontrolujte, či je zapojený
Výrobok nevyžaruje svetlo	Hlava hlavnej jednotky je príliš horúca alebo nie je v úplnom kontakte s pokožkou	Nechajte zariadenie vychladnúť, zabezpečte úplný kontakt a skontrolujte kontrolku
Pracovná kontrolka nesvieti	Produkt je chybný alebo nefunguje správne	Skontrolujte napájanie, opravte alebo vráťte výrobok
Zápach, keď produkt bliká	Zrkadlo filtrácie svetla kontaminované vlasmi	Vyčistite zrkadlo, oholte oblasť, znížte intenzitu
Nezniesiteľná bolesť pri odstraňovaní chĺpkov	Vlasy neoholené v oblasti	Pred použitím oholte oblasť, v prípade potreby použite nižšiu intenzitu
Oblasť nie je vhodná na ošetrovanie	Pozrite si pokyny pre zakázané oblasti	Nepoužívajte v obmedzených priestoroch; Muži by nemali používať na tvár/genitálie
Príliš vysoká úroveň intenzity		Znížte intenzitu, kým nebudete mať pocit pohody
Svetelné okno je poškodené		Kontaktujte zákaznícky servis Ulike pre opravu alebo vrátenie
Začervenanie po odstránení chĺpkov	Mierne začervenanie je normálne	Použite gél z aloe vera alebo ochlaďte zařífovou hlavou lampy
Neuspokojivé odstránenie chĺpkov	Príliš nízka intenzita	Zvoľte vyššiu intenzitu
Nestlačil som tlačidlo blesku v ďalšej oblasti		Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo blesku a prekryvali ošetrované oblasti
Žiadny vplyv na niektoré farby vlasov	Svetlé blond, sivé, ryšavé alebo biele vlasy	Ožarovanie nie je pre tieto farby účinné
Zariadenie sa nepoužíva dostatočne často		Dodržiavajte odporúčaný režim pre dosiahnutie najlepších výsledkov
Reakcia tela je pomalšia, ako sa očakávalo		Zariadenie používajte nepretržite najmenej 5 mesiacov
Produkt sa stáva horúcim a vlhkým	Predĺžené používanie	Pred opätovným použitím nechajte zariadenie vychladnúť

Základné parametre

Séria Air	Špecifikácia Air 3	Špecifikácia Air 2
Názov produktu	Zariadenie na odstraňovanie chĺpkov IPL	Zariadenie na odstraňovanie chĺpkov IPL
Model produktu	UI06	UI04
Veľkosť produktu	179 * 58 * 34 mm	170 * 61 * 38 mm
Menovitý vstup	24 V / 2,8 A	24 V / 2,8 A
Síla	67,2 W	67,2 W
Energetická hladina	3 úrovne	5 úrovní
Veľkosť bodu	3,3 cm ² ±0,25 cm ²	3,3 cm ² ±0,25 cm ²
Spektrum	550-1200nm	550-1200nm
Trvanie impulzu	1,12 ms – 7,44 ms	0,7 ms – 1,7 ms
Frekvencia opakovania pulzov	0,33 Hz - 2,5 Hz	0,60 Hz – 1,40 Hz
Výrobca	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, budova 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, PR Čína	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, budova 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, PR Čína

Skladovanie a prevádzkové podmienky

Skladovacia teplota	-10–55 °C	Prevádzková teplota	5–30 °C
Vlhkosť	≤90 % relatívnej vlhkosti	Vlhkosť	≤80 % relatívnej vlhkosti
Relatívny tlak	50–106 kPa	Relatívny tlak	80–106 kPa

HU Ulike Air 3 / Air 2

IPL szőrtelenítő eszköz

Használati utasítás



Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, szerelje össze és használja az Air3 IPL szőrtelenítő készüléket szigorúan a kézikönyv utasításai szerint. Figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra. Ha bármilyen kérdése van a termék használatával kapcsolatban, forduljon segítségért az Ulike ügyfélszolgálatához.

- **VESZÉLY:** Személyi sérülés a helytelen használat miatt
- **FIGYELEM:** Veszély a helytelen használat miatt
- **VIGYÁZAT:** Személyi biztonsági veszély / anyagi veszteség a helytelen használat miatt

Veszély



- Ne használja a készüléket közvetlenül a szemére; Az erős fény szemsérülést okozhat.
- Amíg a készülék be van kapcsolva és használatban van, ne érintse meg az oldalsó szellőzőnyílást, mert égési sérüléseket okozhat.
- Ne helyezzen tárgyakat a készülékbe, mert ez személyi sérülést okozhat.
- A 18 év alatti gyermekek számára nem állnak rendelkezésre adatok. Tartsa távol a készüléket 18 év alatti gyermekektől, és ne engedje, hogy használják
- A készüléket nem használhatják fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékosággal élő személyek, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy utasítja.

Figyelmeztetés



- Ne alkalmazzon izzadásgátlót közvetlenül a hónalj kezelése után.
- Az égési sérülések és mechanikai problémák elkerülése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a világító ablakot.
- Tartsa távol a világító ablakot olyan tárgyaktól, amelyek könnyen demagnetizálódhatnak, hogy elkerülje a készülék meghibásodását vagy károsodását.
- Ne használja a készüléket, ha a szellőzőnyílás el van zárva, mert ez fűtőhöz vagy tűzhez vezethet.
- Kerülje a világos ablak fekete tárgyakra, ruhákra, hajra vagy egyéb tárgyakra való irányítását, hogy elkerülje a feketedést, elszíneződést vagy törést.
- Ne használja a terméket háziállatokon.
- A felhasználói kézikönyv be nem tartása szem- (vaktságot) vagy bőrkárosodást okozhat – olvassa el és kövesse figyelmesen az utasításokat.
- A bőrkárosodás elkerülése érdekében ne használja túlzottan vagy újra a készüléket egy területen.
- Védje a szemét; Ne használja a készüléket a szemhéj felett vagy a szem közelében.
- Használat előtt tesztelje a készüléket a bőrén, és 2 óra elteltével ellenőrizze, hogy nincsenek-e rendellenes reakciók. Csak akkor használja, ha a terület normálisnak tűnik.
- Használat közben viselje a mellékelt védőszemüveget, és tartsa a fényablakot a bőrhöz közel.
- Használat után tisztítsa meg a hajtat, a szennyeződések és az olajmaradványokat a készülékről, hogy elkerülje a meghibásodást és a bőrkárosodást.
- Állítsa be az intenzitási szintet a bőrtípusának megfelelően, és kezdje a Gyengéd móddal az első használatkor.
- Használat utáni enyhe hő és bőrpír normális.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket bekapcsolt állapotban; Kapcsolja ki, ha nem használja.
- Ha a készülék jelentős hőmérséklet-változást tapasztal, kapcsolja ki, és várjon körülbelül 2 órát az újbóli felhasználás előtt.
- Ne használja gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- A készüléket csak 5-30°C közötti hőmérsékleten használja; használat előtt ellenőrizze a szobahőmérsékletet.
- Használat után 48 órán keresztül kerülje a kezelt terület UV-sugárzását.
- Ne tegye ki a készüléket huzamosabb ideig napfénynek vagy UV-fénynek.
- Ha a beépített ventilátor nem működik, ne használja a készüléket.
- Ne használja hosszabb ideig; egy óra használat után kapcsolja ki 10 percre.
- Ha a burkolat, a lencse vagy a tápegység megsérült, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és ne kísérelje meg saját maga a javítást; Vegye fel a kapcsolatot a felhatalmazott személyzettel.

Nem megfelelő populációk és helyzetek



Ez az eszköz kellemetlenséget vagy káros hatásokat okozhat allergiás, bőrbetegségben, allergiás dermatitiszben vagy érzékeny bőrű egyének számára. Hagyja abba a használatát, ha káros hatások jelentkeznek. Ne használja sérült bőrön, például égési sérüléseken, hólyagokon, sebekben, aktív bőrbetegségeken vagy fertőzéseken. Ha fényérzékeny gyógyszereket szed, használat előtt forduljon orvoshoz.

- Nem alkalmas terhes, szoptató vagy menstruáló nők, illetve hegekkel, cukorbetegséggel vagy törékeny bőrrel rendelkező egyének számára.
- Tilos súlyos szívbetegségben, közepesen súlyos vagy súlyos magas vérnyomásban, rosszindulatú daganatos daganatosokban, tüszőgyulladásban, fertőző bőrbetegségeken, égett bőrben vagy vérzési rendellenességekben szenvedőknek.
- Ne használja, ha káros kollagéncseréje van (beleértve a hegeseződést és a rossz sebgyógyulást) vagy érrendszeri betegségei (pl. visszér, hemangiectasis) a kezelt területen.
- Ne használja, ha bőre fényérzékeny vagy hajlamos a kiütésekre/allergiákra.
- Ne használja fertőzött területeken, herpes simplexen, bőrelváltozásokon vagy hematómákon.

- Nem alkalmas immunszuppressziós betegségekben (pl. HIV, lupus, porfíria) szenvedők számára.
- Tilos olyan gyógyszereket használó személyek számára, mint az izotretinoin, AHA, BHA, azáleasav, aszpirin, immunszuppresszánsok, tetraciklin, szulfát, vagy nemrégiben töltőanyagokkal/toxinokkal injektáltak.
- Óvatosan használja, ha 30 napon belül kémiai szőrtelenítésen esett át, vagy nemrégiben bőrfehéritő termékeket/A-vitamin kozmetikumokat használt.
- Ne használja illóolaj-termékekkel; Győződjön meg arról, hogy a kezelt területen a bőr tiszta és száraz.

Területek és körülmények, ahol tilos a használat

1. Szájüreg, nemi szervek, nyálkahártya stb.
2. Acnes
3. A köldök belsejében
4. Plasztikai sebészet vagy egyéb sebészeti beavatkozás
5. Foltok és anyajegyek
6. Nagy véna
7. Torok
8. Szemöldök, haj
9. Tetoválás, testfestés
10. Szemgolyó, szemhéj, szem körül
11. Fül
12. Fej
13. Mellbimbó, bimbóudvar

(Megjegyzés: Ez a lista nem teljes. Ha bizonytalan, forduljon orvoshoz.)


Lehetséges mellékhatások használat után

1. Burns
2. Duzzadt szőrtüszők és hólyagok
3. Viszketés és fájdalom
4. Helyi bőrpír és duzzanat
5. Erythema és pigmentáció
6. Hegesedés

(Megjegyzés: Ez a lista nem teljes. Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, forduljon az Ulike ügyfélszolgálatához vagy orvosához.)

Egyéb megjegyzések

- Ez a termék nem betegségek kezelésére szolgál.
- Ne használja fehér vagy ősz haj eltávolítására.
- Nem alkalmas természetesen sötét bőrre.
- Használat előtt kerülje a napsugárzást.
- Az első használatkor tesztelje egy kis területen kíméletes módon.
- Győződjön meg arról, hogy a fényablak közel van a bőrhöz; Ne használja sötétben vagy közvetlen napfényben.
- Ne üsse meg és ne rázza meg hevesen a készüléket. Húzza ki a konnektorból.
- Ha végzett, állítsa a szellőzőnyílást felfelé, a kezelőablakot pedig lefelé a hűtéshez.



A termék bemutatása

Az Ulike IPL szőrtelenítő készülékről

Az Air3 IPL szőrtelenítő készülék klinikai zafír kontakt hűtési technológiával rendelkezik az Ulike szabadalmaztatott zafír jég-hűtési technológiájával. Ez a rendszer hatékonyan hűti a bőrt, csökkenti a hőt, megakadályozza az égési sérüléseket és védi a bőr védőrétegét használat közben. A zafír lapos hegy összenyomja a bőrt, közelebb hozza a szőrtüszőket az energiaforráshoz a jobb felszívódás érdekében, ami jobb szőrtelenítést eredményez. A lapos hegy könnyen tisztítható, és hatékony fényáteresztést biztosít. A lámpa hosszú élettartamával és sokoldalú alkalmazásával (arc, ajkak, hónalj, bikini, karok, lábak) a készülék szükségtelenné teszi a cserét, így megtakarítja a tartozékköltségeket. Hatékonyan kiszűri a hatástalan hullámhosszakokat és a káros fényt egy kiváló minőségű szűrő segítségével.

A termék felépítése és tartozékai



Az alábbi megjelenési sorrendben:

- Gazdagép eszköz
- Hálózati adapter és tápkábel
- IPL védőszemüveg
- Borotva


A legfontosabb összetevők közé tartozik a

1. Zafír fényablak (1)
2. Jelzőlámpák (2) (automatikus sikláshoz, hűtőrendszerhez, bőrzékelőhöz)
3. Jég-hűtés jelző (3)
4. Automatikus csúszás jelző (4)
5. Kezelő gomb (5)
6. Teljesítmény/intenzitás beállító gomb (6)
7. Be/Ki gomb (7)
8. Tápellátás interfész (8)


Air 3 sorozat




1



- 2
- 4
- 3
- 5
- 6





7




8


Air 2 sorozat



1





- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



8

Használat előtt

1. Alaposan tisztítsa meg a bőrét. Ügyeljen arra, hogy ne maradjon haj, olaj vagy kozmetikai maradvány, és a bőr teljesen száraz.
2. Győződjön meg arról, hogy az expozíciós nyílás portól, szőrtől és szennyeződéstől mentes, és nem sérült.
3. Az első használat előtt végezzen bőrtesztet. 2 óra elteltével ellenőrizze a területet; Ha nincsenek rendellenes jelek, folytassa a használatot.



Expozíciós intenzitás beállítása

Az Air 3 esetében a készülék három energiamódot kínál a különböző bőrérzékenységek és szőrtípusok befogadására:

- Lágymód: Érzékeny területekre (ajkakra), sötét vagy érzékeny bőrűekre.
- Testmód: Közepes vagy alacsony keménységű vastag hajhoz (karok, lábak stb.).
- Erősmód: Vastag és kemény hajra (karok, lábak stb.); melegebbnek érezheti magát, de normális.


Az Air 2 esetében a termék öt energiabeállítási fokozattal rendelkezik, amelyek megfelelnek a különböző bőrérzékenység és a különböző hajszínek igényeinek. Az alábbiakban bemutatjuk az ajánlott utasításokat.

4-es bőrszín esetén kérjük, használja az Ulike Air 2 1-3-as beállítását, valamint az Air 3 Soft mód / Body üzemmódját.

Ha használat közben fájdalmat vagy kellemetlen érzést érez, engedje le az energiefokozatot (ha meleget vagy enyhe égő érzést érez fájdalom nélkül, az normális);

A sötétebb bőrűek hajlamosak a bőralergiára, ezért ajánlott alacsonyabb energiefokozattal használni;

Vastag hajú emberek számára ajánlott nagyobb energiájú sebességfokozatot használni (4/5 vagy erős üzemmód); Kevés hajú emberek számára ajánlott az alsó sebességfokozat használata (1-3 vagy lágymód). A konkrét helyzet személyenként változik, de most először használja az 1. módból vagy a puha módból.




Hogyan kell használni

1. Óvatosan borotválja le a szőrt a kezelt területről, habot használva vagy borotválkozva zuhany közben, hogy elkerülje a karcolásokat.
2. Csatlakoztassa a tápkábelt az adapterhez, majd az eszköz tápbemenetéhez. Dugja be a konnektorba.
3. Nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához, valamint az energiaszint és a hűtési állapot megjelenítéséhez.
4. Váltson az üzemmódok között a bekapcsoló/mód gomb rövid megnyomásával.
5. A szőrtelenítés megkezdése előtt viseljen védőszemüveget.
6. Helyezze a fénykimenetet a kezelt területre, biztosítva a bőrrel való teljes érintkezést, hogy az érzékelő lamp világítson. Nyomja meg a vaku gombot a szőrtelenítés elindításához. Ha a lámpa nem világít, biztosítsa a megfelelő érintkezést.
7. A befejezés után nyomja meg hosszasan a be-/kikapcsoló gombot a készülék kikapcsolásához (ne húzza ki a konnektorból anélkül, hogy először kikapcsolná).

Kezelési módszerek


- Auto-Glide módszer (nagy területekre): Helyezze a fénykimenetet a bőrre, és tartsa fenn a teljes érintkezést. Az érzékelő jelzőfénye kigyullad. Tartsa lenyomva a villogó gombot 1.2 másodpercig az intelligens folyamatos lejátszási mód aktiválásához. Mozgassa a készüléket kétszer előre-hátra a területen az egyenletes lefedettség érdekében. Állítsa be a mozgást a vaku frekvenciájához.
- Spot módszer (kis területekre): Helyezze a fénykimenetet a bőrre. Az érzékelő jelzőfénye világít. Nyomja meg röviden a vaku gombot, majd lépjen a következő területre, és ismételje meg.



Tipp: Ha túlzott hőt érez, szüneteltesse és hagyja kihűlni a készüléket, mielőtt folytatná.

Tippek az Ulike Air sorozat használatához

- A készülék folyamatos villogás miatt felmelegszik. Az optimális hűtés érdekében használja a világító ablakot a kezelt területen körülbelül 30 másodpercig, mielőtt a következő területre lépne.
- Nyomja szorosan a fényablakot a bőrhöz a jobb hűtés és védelem érdekében.



Használati gyakoriság

- Használja hetente háromszor az 1–4. héten.
- Az 5. héttől kezdve félhavonta vagy havonta használja a hajnövekedés alapján.
- Szükség szerint növelje a gyakoriságot/sebességfokozatot a vastagabb hajhoz.

Ápolás használat után

- A kezelés után 6 órán keresztül kerülje a vízzel való érintkezést a kezelt területtel; utána hidratáljon.
- Szőrtelenítés után ne használjon parfümöt, arcmaszkot vagy hámlasztó kozmetikumokat a kezelt területen.
- A szőrtelenítés után 48 órán keresztül kerülje az UV-sugárzást, és szükség esetén használjon fényvédőt.
- A kezelés során tilos a mesterséges barnulás.
- Forduljon orvoshoz, ha műtétet tervez egy kezelt területen.
- Ha kellemetlen érzés jelentkezik, hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

Tisztítás és karbantartás

- Minden használat előtt és után tisztítsa meg a készüléket, hogy megakadályozza a haj és a por felhalmozódását.
- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.
- Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a világító ablakot. Száraz, pormentes környezetben, -10 és 55°C között tárolandó.
- Ne mossa a készüléket vagy a tartozékokat víz alatt vagy mosogatógépben.
- Kerülje a súroló hatású tisztítószerkeket vagy maró hatású folyadékokat a tisztításhoz.
- Ha szükséges, használjon néhány csepp magas koncentrációjú alkoholt (95% alatt) a tisztításhoz.



Környezetbarát ártalmatlanítás

A készüléket egy kijelölt újrahasznosító központban dobja ki; Ne tegye a szokásos háztartási hulladék közé.

GYIK

Ez a szakasz a használat során felmerülő gyakori problémákkal foglalkozik. Ha a problémák továbbra is fennállnak, forduljon az Ulike ügyfélszolgálatához. Őrizze meg számláját és jótállási jegyét a szervizeléshez.

Engedélyesség

Ez az eszköz megfelel a következő szabványoknak: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-23, IEC 60335-2-113, IEC 62471, BS EN 60335-2-23, BS EN 60335-1, BS EN 62233, BS EN 55014-1, BS EN 55014-2, BS EN IEC 61000-3-2, BS EN 61000-3-3.

Hibák és megoldások

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem kapcsol be	Nincs csatlakoztatva az áramforráshoz	Ellenőrizze, hogy csatlakoztatva van-e
A termék nem bocsát ki fényt	A főegység feje túl forró vagy nem érintkezik teljesen a bőrrel	Hagyja kihűlni a készüléket, győződjön meg a teljes érintkezésről és ellenőrizze a jelzőfényt
A működésjelző lámpa nem világít	A termék hibás vagy hibásan működik	Ellenőrizze az áramellátást, javítsa meg vagy küldje vissza a terméket
Szag, amikor a termék villog	Hajjal szennyezett fényszűrő tükör	Tisztítsa meg a tükröt, borotválkozzon területet, csökkentse az intenzitást
Elviselhetetlen fájdalom a szőrtelenítés során	A haj nem borotvált a környéken	Használat előtt borotválkozzon le a területen, szükség esetén használjon alacsonyabb intenzitást
A kezelésre nem alkalmas terület	Tekintse meg a korlátozás hatálya alá tartozó területekre vonatkozó irányelveket	Ne használja korlátozott területeken; A férfiak nem használhatják az arcon/nemi szerveken
Túl magas intenzitási szint		Csökkentse az intenzitást, amíg kényelmesen nem érzi magát
A világító ablak sérült		Javítás vagy visszaküldés céljából forduljon az Ulike ügyfélszolgálatához
Bőrpír szőrtelenítés után	Az enyhe bőrpír normális	Használjon aloe vera gélt, vagy hűtse le a zafír lámpafejjel
Nem kielégítő szőrtelenítés	Túl alacsony intenzitás	Válasszon nagyobb intenzitást
Nem nyomta meg a vaku gombot a következő területen		Ügyeljen arra, hogy megnyomja a vaku gombot, és átfedje a kezelt területeket
Nincs hatással bizonyos hajszínekre	Világosszőke, szürke, vörös vagy fehér haj	A besugárzás nem hatékony ezeknél a színeknél
A készüléket nem használják elég gyakran		Kövesse az ajánlott kezelési rendet a legjobb eredmény érdekében
A szervezet reakciója a vártnál lassabb		Használja a készüléket folyamatosan legalább 5 hónapig
A termék forró és párás lesz	Kiterjesztett használat	Hagyja kihűlni a készüléket az újrahaználat előtt

Alapvető paraméterek

Air sorozat	Air 3 specifikáció	Air 2 specifikáció
Termék név	IPL szőrtelenítő eszköz	IPL szőrtelenítő eszköz
Termék modell	UI06	UI04
Termék mérete	179 * 58 * 34mm	170 * 61 * 38mm
Névleges bemenet	24V / 2,8A	24V / 2,8A
Hatalom	67,2 W	67,2 W
Energiaszint	3 szint	5 szint
Spot mérete	3,3 cm ² ±0,25 cm ²	3,3 cm ² ±0,25 cm ²
Spektrum	550-1200 nm	550-1200 nm
Impulzus időtartama	1,12 ms-7,44 ms	0,7 ms-1,7 ms
Impulzus ismétlési gyakoriság	0,33-2,5 Hz	0,60-1,40 Hz
Gyártó	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, 1. épület, Xunmei Tudományos és Technológiai Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai alkerület, Nanshan kerület, Shenzhen, 518000, Guangdong, PR Kína	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, 1. épület, Xunmei Tudományos és Technológiai Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai alkerület, Nanshan kerület, Shenzhen, 518000, Guangdong, PR Kína

Tárolási és üzemeltetési feltételek

Tárolási hőmérséklet	-10–55°C	Üzemi hőmérséklet	5–30°C
Páratartalom	≤90% relatív páratartalom	Páratartalom	≤80% relatív páratartalom
Relatív nyomás	50–106 kPa	Relatív nyomás	80–106 kPa

EN Ulike Air 3 / Air 2

IPL Hair Removal Device

User Manual



Safety Precautions

Please assemble and use the Air3 IPL Hair Removal Device strictly according to the instructions in this manual. Carefully read the User Manual and keep it for future reference. If you have any questions about using the product, contact Ulike customer service for assistance.

- DANGER: Personal injury due to incorrect use
- WARNING: Danger due to incorrect use
- CAUTION: Personal safety hazard / property loss due to incorrect use

Danger



- Do not use the device directly on your eyes; the strong light may cause eye injury.
- While the device is turned on and in use, avoid touching the side ventilation outlet as it may cause burns.
- Do not insert objects into the device, as this could result in personal harm.
- No data is available for usage by children under 18 years. Keep the device away from children under 18 and do not allow them to use it
- The device should not be used by individuals with physical, sensory, or mental impairments, or by those lacking experience and knowledge, unless supervised or instructed by someone responsible for their safety.

Warning



- Do not apply antiperspirant immediately after treating the armpit area.
- To prevent burns and mechanical issues, regularly clean the light window.
- Keep the light window away from items that may easily cause demagnetization to avoid device failure or damage.
- Do not use the device if the ventilation outlet is blocked, as this can lead to smoke or fire.
- Avoid pointing the light window at black objects, clothes, hair, or other items to prevent blackening, discoloration, or breakage.
- Do not use the product on pets.
- Failure to follow the User Manual may result in eye (blindness) or skin damage—read and follow instructions carefully.
- Do not overuse or reuse the device on one area to avoid skin harm.
- Protect your eyes; do not use the device above the eyelids or near the eyes.
- Test the device on your skin before use and check for abnormal reactions after 2 hours. Only use if the area appears normal.
- Wear the provided safety glasses during use and keep the light window close to the skin.
- After use, clean hair, dirt, and oil residue from the device to prevent malfunction and skin damage.
- Adjust the intensity level according to your skin type and start with Gentle Mode for the first use.
- Slight heat and redness after use is normal.
- Never leave the device unattended while on; turn off when not in use.
- If the device experiences a significant temperature change, turn it off and wait about 2 hours before reuse.
- Do not use near flammable or explosive materials.
- Only use the device at temperatures between 5-30°C; check room temperature before use.
- Avoid UV exposure to the treated area for 48 hours after use.
- Do not expose the device to sunlight or UV light for extended periods.
- If the built-in fan does not operate, do not use the device.
- Do not use for extended periods; turn off for 10 minutes after one hour of use.
- If the casing, lens, or power supply is damaged, stop using the device immediately and do not attempt repairs yourself; contact authorized personnel.

Unsuitable Populations and Situations



This device may cause discomfort or adverse effects for individuals with allergies, skin diseases, allergic dermatitis, or sensitive skin. Discontinue use if adverse effects occur. Do not use on damaged skin, such as burns, blisters, wounds, active skin diseases, or infections. If taking photosensitive medications, seek medical advice before use.

- Not suitable for pregnant, lactating, or menstruating women, or individuals with scars, diabetes, or fragile skin.
- Prohibited for people with severe heart disease, moderate to severe hypertension, malignant tumors, folliculitis, infectious skin conditions, burned skin, or bleeding disorders.
- Do not use if you have abnormal collagen metabolism (including scarring and poor wound healing) or vascular diseases (e.g., varicosity, hemangiectasis) in the treatment area.
- Do not use if your skin is light-sensitive or prone to rashes/allergies.
- Do not use on infected areas, herpes simplex, skin lesions, or hematomas.
- Not suitable for those with immune suppression diseases (e.g., HIV, lupus, porphyria).
- Prohibited for individuals using medications such as isotretinoin, AHA, BHA, azalea acid, aspirin, immunosuppressants, tetracycline, sulfa, or recently injected with fillers/toxins.
- Use with caution if you have had chemical hair removal within 30 days or used skin whitening products/Vitamin A cosmetics recently.
- Do not use with essential oil products; ensure the skin in the treatment area is clean and dry.

Areas and Conditions Where Use Is Prohibited

1. Oral cavity, genitals, mucosa, etc.
2. Acnes
3. Inside the navel
4. Plastic surgery or other surgical procedure
5. Spots and moles
6. Large vein
7. Throat
8. Eyebrow, hair
9. Tattoo, body painting
10. Eyeball, eyelid, around the eyes
11. Ear
12. Head
13. Nipple, areola

(Note: This list is not exhaustive. Consult a doctor if unsure.)


Possible Side Effects After Use

1. Burns
2. Swollen hair follicles and blisters
3. Itchiness and pain
4. Local redness and swelling
5. Erythema and pigmentation
6. Scarring

(Note: This list is not exhaustive. If you experience any discomfort, consult Ulike customer service or a doctor.)

Other Notices

- This product is not intended to treat diseases.
- Do not use to remove white or gray hair.
- Not suitable for naturally dark skin.
- Avoid sun exposure before use.
- On first use, test on a small area in Gentle Mode.
- Ensure the light window is close to the skin; do not use in dark conditions or direct sunlight.
- Do not hit or shake the device violently. Turn off before unplugging.
- When finished, position the ventilation outlet upwards and the treatment window downwards for cooling.



Product Introduction

About the Ulike IPL Hair Removal Device

The Air3 IPL Hair Removal Device features clinical sapphire contact cooling technology with Ulike's patented sapphire ice-cooling technology. This system effectively cools the skin, reduces heat, prevents burns, and protects the skin barrier during use. The sapphire flat tip compresses the skin, bringing hair follicles closer to the energy source for improved absorption, resulting in better hair removal. The flat tip is also easy to clean and ensures effective light transmission. With a long lamp lifetime and versatile application (face, lips, underarms, bikini, arms, legs), the device eliminates the need for replacement, saving on accessory costs. It efficiently filters out ineffective wavelengths and harmful light using a top-grade filter.

Product Structure and Accessories






In order of appearance below:

- Host device
- Power adaptor and power cord
- IPL safety glasses
- Razor





Key components include the

1. sapphire light window (1)
2. indicator lights (2) (for auto-glide, cooling system, skin sensor)
3. ice cooling indicator (3)
4. auto-glide indicator (4)
5. treatment button (5)
6. power/intensity adjustment button (6)
7. on/off button (7)
8. power input interface (8)

Air 3 Series





Air 2 Series



Before Use

1. Clean your skin thoroughly. Ensure no hair, oil, or cosmetic residue is left and the skin is completely dry.
2. Make sure the exposure port is clear of dust, hair, and dirt, and is not damaged.
3. Perform a skin test before first use. Check the area after 2 hours; if there are no abnormal signs, proceed with use.



Setting Exposure Intensity

In case of Air 3, the device offers three energy modes to accommodate different skin sensitivities and hair types:

- Soft Mode: For sensitive areas (lips), people with dark or sensitive skin.
- Body Mode: For medium or low hardness thick hair (arms, legs, etc.).
- Strong Mode: For thick and hard hair (arms, legs, etc.); may feel hotter but is normal.


In case of Air 2, The product has five gears of energy adjustment, which can meet the needs of different skin sensitivity and different hair colors. The following are the recommended instructions.

In case of skin colour 4, please use the 1-3 setting of Ulike Air 2, and the Soft mode / Body mode of Air 3.

If you feel pain or discomfort during use, please lower the energy gear (if you feel warm or slight burning without pain, it is normal);

People with darker skin are prone to skin allergies, so it is recommended to use it with a lower energy gear;

For people with thick hair, it is recommended to use a higher energy gear (4/5 or strong mode); For people with little hair, it is recommended to use the lower gear (1-3 or soft mode). The specific situation varies from person to person, but for the first time, Please use it from Mode 1 or Soft mode.




How to Use

1. Shave hair from the treatment area with care, using lather or shaving during a shower to avoid scratches.
2. Connect the power chord to the adapter and then to the device's power input. Plug into a power outlet.
3. Short press the Power On/Off button to turn on the device and display energy level and cooling status.
4. Switch between the modes by short pressing the Power/Mode button.
5. Wear safety glasses before starting hair removal.
6. Place the light outlet on the treatment area, ensuring full contact with the skin so the sensor lamp lights up. Press the flash key to start hair removal. If the lamp is not lit, ensure proper contact.
7. After finishing, long press the Power On/Off button to turn off the device (do not unplug without turning off first).

Treatment Methods


- Auto-Glide Method (for large areas): Place the light outlet on the skin and maintain full contact. The sensor indicator will light up. Long press the flashing button for 1.2 seconds to activate Smart Continuous Play Mode. Move the device back and forth twice over the area for even coverage. Adjust your movement to match the flash frequency.
- Spot Method (for small areas): Place the light outlet on the skin. The sensor indicator lights up. Short press the flash button, then move to the next area and repeat.

Tip: If you feel excessive heat, pause and let the device cool before continuing.



Tips for Using Ulike Air Series

- The device heats up due to continuous flashes. For optimal cooling, use the light window on a treated area for about 30 seconds before moving to the next area.
- Press the light window tightly against the skin for better cooling and protection.



Usage Frequency

- Use three times a week for weeks 1–4.
- From week 5 onward, use every half month or month as needed based on hair growth.
- Increase frequency/gear for thicker hair as needed.

Care After Using

- Avoid water contact with the treated area for 6 hours post-treatment; moisturize after that.
- Do not use perfumes, facial masks, or exfoliating cosmetics on the treated area after hair removal.
- Avoid UV exposure for 48 hours following hair removal and apply sunscreen if necessary.
- Artificial tanning is prohibited during treatment.
- Consult a doctor if you plan surgery on a treated area.
- If discomfort occurs, stop using the product and consult a doctor.

Cleaning and Maintenance

- Clean the device before and after each use to prevent hair and dust buildup.
- Always turn off, unplug, and let the device cool before cleaning.
- Use a soft, dry cloth to clean the light window. Store in a dry, dust-free environment between -10 and 55°C.
- Do not wash the device or accessories under water or in the dishwasher.
- Avoid abrasive cleaners or corrosive liquids for cleaning.
- If necessary, use a few drops of high-concentration alcohol (below 95%) for cleaning.



Environmentally Safe Disposal

Dispose of the device at a designated recycling center; do not include with regular household waste.

FAQ

This section addresses common issues that may arise during use. If issues persist, contact Ulike customer service. Keep your invoice and warranty card for service.

Compliance

This device complies with the following standards: EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62233, EN 60335-1, EN 60335-2-23, IEC 60335-2-113, IEC 62471, BS EN 60335-2-23, BS EN 60335-1, BS EN 62233, BS EN 55014-1, BS EN 55014-2, BS EN IEC 61000-3-2, BS EN 61000-3-3.

Faults and Solutions

Problem	Possible Reason	Solution
The product will not turn on	Not connected to power	Check that it is plugged in
The product does not emit light	Main unit head too hot or not in full contact with skin	Let device cool, ensure full contact and check indicator light
The working indicator light is not on	Product is defective or malfunctioning	Check power supply, repair or return the product
Odor when product flashes	Light filtration mirror contaminated by hair	Clean mirror, shave area, reduce intensity
Unbearable pain during hair removal	Hair not shaven in area	Shave area before use, use lower intensity if needed
Area not suitable for treatment	Refer to guidelines on restricted areas	Do not use on restricted areas; men should not use on face/genitalia
Intensity level too high		Reduce intensity until comfortable
Light window is damaged		Contact Ulike customer service for repair or return
Redness after hair removal	Slight redness is normal	Use aloe vera gel or cool with sapphire lamp head
Unsatisfactory hair removal	Intensity too low	Select higher intensity
Did not press flash button on next area		Ensure to press flash button and overlap treated areas
No effect on certain hair colors	Light blond, gray, red, or white hair	Irradiation not effective for these colors
Device not used frequently enough		Follow recommended regimen for best results
Body's response slower than expected		Use device continuously for at least 5 months
Product becomes hot and humid	Extended use	Let device cool down before reuse

Basic Parameters

Air Series	Air 3 Specification	Air 2 Specification
Product Name	IPL Hair Removal Device	IPL Hair Removal Device
Product Model	UI06	UI04
Product Size	179*58*34mm	170*61*38mm
Rated Input	24V / 2.8A	24V / 2.8A
Power	67.2W	67.2W
Energy Level	3 levels	5 levels
Spot Size	3.3cm ² ±0.25cm ²	3.3cm ² ±0.25cm ²
Spectrum	550-1200nm	550-1200nm
Pulse Duration	1.12ms-7.44ms	0.7ms-1.7ms
Pulse Repetition Rate	0.33Hz-2.5Hz	0.60Hz-1.40Hz
Manufacturer	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, P.R. China	Shenzhen Ulike Smart Electronics Co., Ltd., 810, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8 Keyuan Road, Science Park Community, Yuehai Sub-District, Nanshan District, Shenzhen, 518000, Guangdong, P.R. China

Storage and Operating Conditions

Storage Temperature	-10–55°C	Operating Temperature	5–30°C
Humidity	≤90% RH	Humidity	≤80% RH
Relative Pressure	50–106 kPa	Relative Pressure	80–106 kPa