



Therabody

TheraFace Mask Glo

User Manual & Unit Warnings

Clinically-Proven LED Technology

Table of Contents

1.	Product Overview		
2.	What's in the Box		
3.	Getting to Know Your Device		
4.	Using Your Device		
5.	How Your Device Works	EN	3-15
6.	Care, Cleaning, and Charging	CS	16-29
		SK	30-43

TheraFace Mask Glo

1. Product Overview

TheraFace Mask Glo is an LED skincare mask to help you achieve younger looking, healthier skin with anti-aging, restoring and rejuvenating benefits. This mask combines 504 full-face Red, Red + Infrared, and Blue LED lights.



Indications for Use

- Red Light is intended to treat full face wrinkles
- Blue Light is intended to treat mild to moderate inflammatory acne
- Red + Infrared Light is intended to treat full face wrinkles

The device is safe for use on all skin types (Fitzpatrick Types 1 - 6).


2. What's In the Box

- A. TheraFace Mask Glo device
- B. USB-C cable
- C. Instruction manual



EN 3. Getting to Know Your Device

1. Head massage units
2. Multi-color LEDs
3. Pre-installed eyeshield (assembled)
4. USB-C port
5. LED indicator
6. LED power button
7. Vibration power button



4. Using Your Device

- 1. Charge the device.** Charge the device before use.
- 2. Prepare for treatment.** Begin with a clean, dry face. Do not allow the device to come in contact with colored solids or liquids, as it is hard to clean after being dyed. Remove all makeup, wash hands thoroughly, and ensure that cosmetics (such as lipstick) and oils do not come into contact with the device.
- 3. Put on the device.** Place the device on your face, and adjust both of the Velcro straps to your desired fit. The device should feel snug but not too tight on your face.
- 4. Turn on the device.** Press and hold the LED power button to begin a light and vibration treatment. Press and hold the vibration power button to turn on the vibration treatment only. At any point during the light and vibration treatment, press and hold the vibration button to turn off the vibration for light treatment only.
- 5. Select your desired LED light treatment setting.** The device will guide you through a 12-minute science-backed treatment that automatically cycles through three LED light treatment types: red light, red + infrared light, and blue light. Each treatment will be 4 minutes long. Press the LED power button at any point to cycle through light therapy types. You will hear a beep when the light therapy type changes.
- 6. Select your desired vibration treatment setting.** There are two vibrating motors located in the headstrap. Press the vibration button to toggle through the three vibration modes (Relax: low-frequency continuous; Refresh: higher-frequency continuous; and Relieve: wave). Use vibration as a standalone treatment without LED light by pressing and holding the LED button while vibration is on. If vibration is used as a standalone treatment, it will run for 12 minutes.
- 7. Sit back and enjoy.** Relax and enjoy your treatment.
- 8. Turn off the device.** Press and hold the power button at any point during the treatment to turn off the device. The LED light will turn off when the device is off. The device will automatically shut off after the 12-minute treatment is complete.

*This device has built-in eyeshields. Normal use of the eyeshields may result in redness around your eye area. Some redness is normal and should subside within 5-10 minutes of using the device.

5. How Your Device Works

Therapy	Intended Benefit	Settings
Red light therapy	Red Light is intended to treat full-face wrinkles.	12-14 J/cm ² of energy generated across the entire device in a 4-minute treatment when therapy is on
Red + infrared light therapy	Red + Infrared Light is intended to treat full-face wrinkles.	Red light: 12-14 J/cm ² of energy generated across the entire device in a 4-minute treatment when therapy is on Infrared light: 9-11 J/cm ² of energy generated across the entire device in a 4-minute treatment when therapy is on
Blue light therapy	Blue Light is intended to treat mild to moderate inflammatory acne.	10-12 J/cm ² of energy generated across the entire device in a 4-minute treatment when therapy is on

Recommended Use: 6 days per week

To learn more about the science and benefits behind the modalities included in this device, visit therabody.com/science

6. Care, Cleaning, & Cleaning

Device Maintenance

The following maintenance instructions are important to ensure that your device continues to work as it was designed. Failure to follow these instructions may cause your device to stop working.

Cleaning the Device

Read the following instructions carefully before cleaning the device to ensure longevity of the device and its components.

1. Before cleaning, turn off the device. Ensure that the device is not connected to a charging cable or power source before cleaning.
2. Visually inspect the device for any obvious signs of debris build-up.
3. Wipe off any visible dirt with a disposable cloth moistened with a mild detergent. Be sure to wipe the interior surfaces of the mask. Next, use a soft cloth dampened with 70% isopropyl alcohol to wipe and disinfect the mask for three (3) minutes, especially the inner surface of the mask. Repeat this process three times. Finally, wipe the disinfectant with a clean, dry cloth or towel until there is no visible residue. Do not submerge the device in water or apply excessive cleaning solution or disinfectant when cleaning.
4. After cleaning, allow the device to dry thoroughly before storing or beginning another treatment. A properly cleaned device should have no visible signs of debris or moisture.
5. For best hygiene practice, clean the device after every use.

Note: This device is NOT waterproof. Only clean the device as noted above. Do not submerge the device in water or clean it under running water. Do not allow the device to come into contact with corrosive solutions, which can damage the device's appearance and function.

Charging the Device

1. The device is USB-C enabled and comes with a charging cable. Before charging the device, ensure that it is powered off.
2. Connect one end of the charging cable to the USB-C charging port on the device. It is located on the side of the device. Connect the other end of the charging cable to a power adapter.
3. The LED light will indicate the battery status when the device is on or charging. Turn the device on to check the battery status.
 - Flashing Orange: Recharge
 - Solid Orange: Low battery
 - Solid Green: High battery

The battery life of the device is up to 60 minutes, depending on the settings used. Use a USB-C power adapter of at least 20W when charging the device. **Note: If using a charger from a third party, ensure that it is from a certified manufacturer and has not suffered any structural damage. Do not try to use the device while charging.

Store and Transport the Device

To store and transport the device, handle it gently. Store the device in a cool and dry place (Temperature: 0°C/32°F - 35°C/95°F Relative humidity: 10~90% RH). Do not store the device where temperatures may exceed 35°C/95°F, such as in direct sunlight or in a vehicle.

Troubleshooting Guide

Scenario	Error Code Displayed	Potential Cause	Potential Solutions
The device does not power on	The battery indicator blinks orange, blue, and green for 5 cycles and then turns off	The battery pack may be overheating	Let the device rest for 60 minutes and then try again. If the issue still persists after verifying all of the above, contact Therabody for further assistance. Visit https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html for the available contact methods
	The battery indicator blinks white at 4 Hz for 5 seconds	Battery NTC short circuit or open circuit	Contact Therabody for further assistance. Visit https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html for the available contact methods
Vibration motor stops running	The battery indicator blinks orange	Low battery level	Charge the device.
	The battery indicator blinks orange, blue, and green for 5 cycles and then turns off	The battery pack may be overheating	Let the device rest for 60 minutes and then try again. If the issue still persists after verifying all of the above, contact Therabody for further assistance. Visit https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html for the available contact methods
	—	Motor may be broken	Contact Therabody for further assistance. Visit https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html for the available contact methods
The battery won't charge	—	The ambient temperature is too high or too low	Charge the device when the ambient temperature is between 5°C and 35°C
	—	The power adapter cable is not well connected to the adapter socket on the console	Unplug the power adapter cable and plug in again. Make sure they are connected
	—	The power adapter cable is dirty	Clean the power adapter cable
	The battery indicator blinks white at 4 Hz for 5 seconds	Battery NTC short circuit or open circuit	Contact Therabody for further assistance. Visit https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html for the available contact methods
	—	Battery may be broken	Contact Therabody for further assistance. Visit https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html for the available contact methods

Warnings and Guidance (Precautions and Contraindications)

Background

Therabody products are designed to unlock the body's natural ability to achieve health and well-being. Through science and technology, the Therabody portfolio of products allows people to access the therapeutic benefits of different natural phenomena to meet both their needs and preferences. There will be times when it is advisable to modify how devices are used (precautions) or times when it is not appropriate to use certain devices (contraindications). Read the following safety information for the device in its entirety prior to use.

Important Safety Information

General Device Use

This device is intended for use by people in good health. This device is contraindicated against and should not be used by or on anyone with a history of epilepsy, seizures or cardiopathy.

The device is not recommended for anyone with an electronic implanted device (such as a pacemaker), cardiac arrhythmia, tumors, or acute episodes of inflammatory diseases. The device is not recommended for those who have arteriosclerosis, thromboses, or implants in the body region being treated. The device should not be used if you have dark brown or black spots, such as large freckles, birthmarks, moles, or warts, on the area being treated. The device is not recommended if you have eczema, psoriasis, lesions, open wounds, or active infections other than mild to moderate acne, such as cold sores, in the area being treated. Wait for the infected area to heal before using the device. The device should not be used if you have abnormal skin conditions caused by diabetes or other systemic or metabolic diseases. If you have a history of herpes outbreaks in the area of treatment, use of the device is not recommended unless you have consulted with your physician and have received preventive treatment.

Please consult your physician prior to using the device if you are pregnant and/or nursing. **Immediately stop using the device at the first sign of discomfort.** If you have any medical considerations please consult your doctor before using the device.

Safety, Precautions and Contraindications

These recommendations are derived from consultation with medical experts and published research regarding precautions and contraindications as of the printing date. For up-to-date information, please visit us online at <https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contraindications.html>.

LED Light Therapy: Red, Red + Infrared, and Blue Light Therapy

Precautions:

Due care is required in these circumstances and device use may need to be modified. Consult with a medical professional if you currently have or suspect you may have any of the following conditions or if you have any questions.

- Have face piercings/jewelry that cannot be removed
- Recent injury or surgery to the face or eyes
- Recent facial treatment, including but not limited to neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and chemical peel until the skin has fully healed.
- Current Herpes Simplex Virus breakout
- Broken skin
- Retinol application before use of red LED light

Contraindications:

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Eye-related disorders such as e.g. retinitis pigmentosa, ocular albinism, other congenital retinal disorders
- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infection, bruises, or tumors
- Pregnancy/nursing
- Abnormal sensations (e.g., numbness)
- Cancer/tumors
- Epilepsy
- Cardiopathy (heart disease)
- Photo allergy or disorder (e.g., Lupus, porphyria)
- Medications that cause light sensitivity
- Medications for severe acne
- Extreme sensitivity to light
- Melasma or hyperpigmentation (especially if exacerbated by mild warmth)
- Suspicious lesions or skin cancer – please consult your physician
- If taking or using any retinol or other sun-sensitive medications, products, or benzoyl peroxide, do not use infrared light
- Allergy to the device material (Lycra fabric and medical grade transparent TPE and silicone)

Vibration Therapy**Precautions:**

Due care is required in these circumstances and device use may need to be modified. Consult with a medical professional if you currently have or suspect you may have any of the following conditions or if you have any questions.

- Recent injury, surgery, or facial treatment, including neurotoxin, dermal filler, microneedling, laser, and chemical peel until the skin has fully healed.
- Current Herpes Simplex Virus breakout
- Broken skin
- Hypertension (controlled)
- Abnormal sensations (e.g., numbness)
- Sensitivity to pressure
- Medications that may alter sensations

Contraindications:

The following are circumstances where the potential risks may outweigh the benefits. Consult a medical professional before use.

- Skin rash, open wounds, blisters, local tissue inflammation, infection, bruises, or tumors
- Active acne breakout
- Bone fracture or myositis ossificans
- Hypertension (uncontrolled)
- Acute or severe cardiac, liver, or kidney disease
- Neurologic conditions resulting in loss or altered sensation
- Bleeding disorders
- Recent surgery or injury
- Connective tissue disorders
- Peripheral vascular insufficiency or disease
- Medications that thin the blood or alter sensations
- Direct placement over surgical site or hardware
- Extreme discomfort or pain
- Pacemaker, ICD, or history of embolism

Limited Warranty

For full warranty information, please visit www.therabody.com/warranty. Customers who are in need of product support should visit <https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html> for the available contact methods.

Limited Warranty Only With Authorized Retailer Purchase

© 2025 Therabody, Inc. All Rights Reserved.
Patents at www.therabody.com/patents

Manufactured for and Distributed by:
Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda
Suite 300
Los Angeles, CA 90025
USA

Therabody International Limited
5th Floor, 40 Mespil Road,
DO4C2N4 Dublin, Ireland

Therabody UK Limited
Portsoken House 155-157
The Minorities, London,
United Kingdom, EC3N1LJ






Device Battery Information - EU
The weight: 23g
The capacity: 1200 mAh
The chemistry: Lithium polymer battery

UNIT WARNINGS

READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL, ON THE CHARGER, AND ON THE DEVICE BEFORE USING OR CHARGING THE DEVICE AND ITS ACCESSORIES.

1. **USE ONLY AS INSTRUCTED.** Use only Therabody recommended accessories and replacement parts. This device is not intended to diagnose, mitigate, or treat diseases. The device is an advanced mechanical tool with electric components. If the device and its accessories are not used or maintained properly, there is a risk of fire, electric shock, or injury. Failure to use and maintain the device and corresponding attachments in accordance with the instructions outlined in this manual will void the warranty and may result in product damage or physical injury. The device is intended for commercial and home use.
2. **NOT FOR CHILDREN.** The device is not intended for use by those under 18 years of age or persons with reduced physical, sensory, or reasoning capabilities or lack of experience and knowledge. The device is not a toy. Do not play with, bend, or pull the electrical components.
3. **CHARGING.** If your device doesn't turn on or the battery indicator displays a low battery level, please charge before first use. Charge the battery using the USB-C cable (included). When you use the charging cable (included), make sure its USB-C connector is fully inserted into a compatible power adapter before you plug the adapter into a power outlet. You can also charge the battery with third party cables that are compliant with USB-C and with applicable country regulations and international and regional safety standards. Other adapters may not meet applicable safety standards, and charging with such adapters could pose a risk of death or injury. Do not force the cable into place. Fully charge the device at least once every six months to prevent device and battery damage. Unplug the power adapter and charging cable when not in use.
4. **DO NOT OVERCHARGE.** Do not leave the device connected to the power adapter for more than one hour after the battery has been fully charged. The battery includes a protection system to avoid the risk of overcharging. However, overcharging may reduce its life over time.

5. **CHARGING LOCATIONS.** Ensure that the battery status LED is OFF before charging. Insert the USB-C cable into the port (behind the power button) to charge the device. Do not use the device while charging. Avoid skin contact when the USB-C is plugged into a power source as it may cause discomfort or injury. Do not sleep or sit on the USB-C connector. The device should be charged indoors in a well-ventilated, dry location. Do not charge the device outdoors, in a bathroom, or within 10 feet (3.1 meters) of a bathtub or pool. Do not use the device or charger on wet surfaces, and do not expose the charger to moisture, rain, or snow. Do not use the device or its compatible charger in the presence of explosive atmospheres (gaseous fumes, dust, grain, metal powders, or flammable materials). Sparks may be generated, possibly causing a fire.
6. **UNPLUGGING THE CHARGER.** Pull the plug, not the cord, to reduce the risk of damage to the electrical plug and cord. Never carry the charger by its cord. Keep the cord away from heat, oil, and sharp edges. Do not stretch the charger cord or place the cord under strain. Do not handle the charger, terminals, or the device with wet hands. Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning. Store cable to ensure it is not stepped on, tripped over, or otherwise subjected to damage or stress. Do not use a power adapter or charging cable that has received a sharp blow, been dropped, run over, or damaged in any way. For long-term storage, store with a fully charged battery.
7. **USAGE AND SKIN SENSITIVITIES.** Adjust the device to fit comfortably on your face. Always adjust the device while the device is OFF. Press and hold the Power Button to turn off the device. Make sure the Battery status LED is OFF. Discontinue the use of the device if you feel any discomfort. Some people may experience reactions to certain materials used in wearable items that are in prolonged contact with their skin. This can be due to allergies, environmental factors, extended exposure to irritants like sweat or other causes. You may be more likely to experience irritation from any wearable device if you have allergies or other sensitivities. If you have known sensitivities, take special care when using the device and accessories. If you experience redness, swelling, itchiness, or any other irritation or discomfort on your skin around, or beneath, your device, remove the device and consult your physician before resuming use. Continued use, even after symptoms subside, may result in renewed or increased irritation.
8. **DO NOT OPERATE UNDER BLANKET AND PILLOW.** Excessive heating can occur and cause fire, electric shock, or injury.
9. **DEVICE CARE AND SERVICE.** Handle the device with care. The device contains electronic components that can be damaged if dropped, burned, punctured, or crushed. Do not disassemble the device or attempt to repair the device yourself. Disassembling the device may damage it, result in loss of water resistance, and may cause injury. If the device is damaged or if malfunctions occur, contact Therabody Customer service. The warranty will be void if the device, batteries, or charger are disassembled or if any parts have been removed. Do not use if damaged as these may cause injury. Avoid heavy exposure to dust or sand. Do not puncture or damage the device. Puncturing the device can lead to incorrect operation.
10. **STORING THE DEVICE AND ACCESSORIES.** Store in a cool, dry place. Only charge the device when the ambient temperature is between 35°C/95°F and 0°C/32°F. Do not store the device or charging cable where temperatures may exceed 35°C/95°F, such as in direct sunlight, in a vehicle, or in a metal building during the summer.
11. **DEVICE DISPOSAL.** This device contains a lithium-ion battery, and care must be taken upon disposal of the device. Before disposal of this device, please review your local laws and requirements surrounding Lithium-Ion Battery disposal. The preferred method of disposal is recycling the whole device.

Label	Description	Location of Label
IP 22	Degree of protection against ingress of water	On rating label
	Read instructions before use	On rating label
	Level of protection type BF applied part	On rating label
	In accordance with Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility	On rating label
	UKCA Mark for UK	On rating label (Only in the EU)
	Therabody, Inc. 1640 S. Sepulveda Blvd. Suite 300 Los Angeles, CA 90025	On rating label

Please scan QR code for a copy of the Declaration of Conformity under Regulation (EU) 2019/1020



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Medical EMC + Safety

IEC 60601-1 and IEC60601-11 Requirement (Warning)---For Medical device apply for US, CA.

This device is Class III equipment with type BF applied. It complies with Medical Electrical Safety Standards (IEC 60601-1).

This device also complies with Medical EMC Standard (IEC 60601-1-2).

The has been tested and found to comply with the electromagnetic compatibility (EMC) limits for medical devices to IEC 60601-1-2: 2014. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a typical medical installation.

1* **WARNING:** Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating normally.

2* **WARNING:** Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

3* **WARNING:** Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of the ME EQUIPMENT, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this equipment could result.

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic emission – for all EQUIPMENT AND SYSTEMS


GUIDANCE AND MANUFACTURER'S DECLARATION – ELECTROMAGNETIC EMISSION

The TheraFace Mask Glo is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of TheraFace Mask Glo should assure that it is used in such an environment.		
EMISSIONS TEST	COMPLIANCE	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
RF emissions CISPR 11	Group 1	The TheraFace Mask Glo uses RF energy only for its internal function. There for, its RF emissions are very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11	Class B	The TheraFace Mask Glo suitable for use in all establishments, including domestic establishments and those directly connected to the public low-voltage power supply network that supplies buildings used for domestic purposes.
Harmonic emissions IEC 61000-3-2	Class A	
Voltage function / flicker emissions IEC 61000-3-3	Complies	

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity

The TheraFace Mask Glo is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TheraFace Mask Glo should assure that it is used in such an environment.			
IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Electrostatic discharge (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air	± 8 kV contact ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV air	Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are covered with synthetic material, the relative humidity should be at least 30 %.
Electrostatic transient / burst IEC 61000-4-4	±2kV for power supply lines ±1kV for input/output lines	±2kV for power supply lines	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment.
Surge IEC 61000-4-5	±1kV differential mode ±2kV common mode	±1kV differential mode	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment.
Voltage dips, short interruptions and voltage variations on power supply input lines IEC 61000-4-11	0% UT; 0.5 cycle g) At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° and 315° 0 % UT; 1 cycle and 70 % UT; 25/30 cycles Single phase: at 0° 0 % UT; 250/300 cycle	Mains power quality should be that of a typical commercial or home environment. If the user of the TheraFace Mask Glo requires continued operation during power mains interruptions, it is recommended that the TheraFace Mask Glo be powered from an uninterruptible power supply or a battery.
Power frequency (50/60 Hz magnetic field) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Power frequency magnetic fields should be at levels characteristic of a typical location in a typical commercial or home environment.
NOTE U_i is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.			

The TheraFace Mask Glo is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TheraFace Mask Glo should assure that it is used in such an environment.

IMMUNITY TEST	IEC 60601 TEST LEVEL	COMPLIANCE LEVEL	ELECTROMAGNETIC ENVIRONMENT - GUIDANCE
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150kHz to 80MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	3 Vrms 150kHz to 80MHz 6 V in ISM and amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the TheraFace Mask Glo, including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3.5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.7 GHz
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80MHz to 2.5GHz 385MHz-5785MHz Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communication equipment (Refer to table 9 of IEC 60601-1-2:2014)	10 V/m 80MHz to 2.5GHz 385MHz-5785MHz Test specifications for ENCLOSURE PORT IMMUNITY to RF wireless communication equipment (Refer to table 9 of IEC 60601-1-2:2014)	where p is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). ^a Field strengths from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, ^a should be less than the compliance level in each frequency range. ^a Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:  NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

a The ISM (industrial, scientific and medical) bands between 150 kHz and 80 MHz are 6,765 MHz to 6,795 MHz; 13,553 MHz to 13,567 MHz; 26,957 MHz to 27,283 MHz; and 40,66 MHz to 40,70 MHz. The amateur radio bands between 0,15 MHz and 80 MHz are 1,8 MHz to 2,0 MHz, 3,5 MHz to 4,0 MHz, 5,3 MHz to 5,4 MHz, 7 MHz to 7,3 MHz, 10,1 MHz to 10,15 MHz, 14 MHz to 14,2 MHz, 18,07 MHz to 18,17 MHz, 21,0 MHz to 21,4 MHz, 24,89 MHz to 24,99 MHz, 28,0 MHz to 29,7 MHz and 50,0 MHz to 54,0 MHz.

b Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the TheraFace Mask Glo is used exceeds the applicable RF compliance level above, the TheraFace Mask Glo should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, such as re-orienting or relocating the TheraFace Mask Glo.

c Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM - for EQUIPMENT and SYSTEMS

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and the TheraFace Mask Glo

The TheraFace Mask Glo is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the TheraFace Mask Glo can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) and the TheraFace Mask Glo as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment

Rated maximum output of transmitter W	Separation distance according to frequency of transmitter m			
	150 kHz to 80 MHz outside ISM and amateur radio bands $d = \left[\frac{3.5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	150 kHz to 80 MHz in ISM and amateur radio bands $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.20	0.035	0.07
0.1	0.38	0.63	0.11	0.22
1	1.2	2.00	0.35	0.70
10	3.8	6.32	1.10	2.21
100	12	20.00	35	70

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.



NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

Je čas na Glo.



Naskenujte pro přístup k úplné uživatelské příručce a stáhněte si aplikaci Therabody.

Začít

1. Začněte s čistým a suchým obličejem.
2. Nasaďte si masku a upravte popruhy , dokud vám nebudou pevně sedět.
3.  Dlouhým stisknutím tlačítka LED jej zapnete.
4. Automaticky se spustí 12minutová přednastavená terapie. Krátkým stisknutím přepnete mezi ošetřeními.
5.  Krátkým stisknutím vibračního tlačítka přepínáte mezi 3 vibračními režimy: relaxace, osvěžení a úleva.
6. Pokračujte ve své běžné péči o pleť.

TheraFace Mask Glo

1. Přehled produktu

TheraFace Mask Glo je LED pleťová maska, která vám pomůže dosáhnout mladšího vzhledu a zdravější pleti s omlazujícími, regeneračními a omlazujícími účinky. Tato maska kombinuje 504 celoobličejových červených, červených + infračervených a modrých LED světél.



Indikace k použití

- Červené světlo je určeno k ošetření vrásek na celém obličejí.
- Modré světlo je určeno k léčbě mírné až středně těžce zánětlivé akné
- Červené + infračervené světlo je určeno k ošetření vrásek na celém obličejí

Přístroj je bezpečný pro použití na všech typech pleti (Fitzpatrickova klasifikace 1–6).

2. Co je v krabici


- A. Zařízení TheraFace Mask Glo
- B. Kabel USB-C
- C. Návod k použití



3. Seznámení se zařízením

CS

1. Masážní jednotky hlavy
2. Vícebarevné LED diody
3. Předinstalovaný ochranný štít (smontovaný)
4. Port USB-C
5. LED indikátor
6. LED tlačítko napájení
7. Tlačítko vibračního napájení



4. Používání zařízení

1. **Nabijte zařízení.** Před použitím zařízení nabijte.
2. **Připravte se na ošetření.** Začněte s čistým a suchým obličejem. Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s barevnými pevnými látkami nebo tekutinami, protože po barvení se obtížně čistí. Odstraňte veškerý make-up, důkladně si umyjte ruce a ujistěte se, že kosmetika (například rtěnka) a oleje nepřijdou do kontaktu se zařízením.
3. **Nasad'te si zařízení.** Přiložte si zařízení na obličej a upravte oba suché zipy dle potřeby. Zařízení by mělo na obličej přiléhat, ale ne příliš těsně.
4. **Zapněte zařízení.** Stiskněte a podržte tlačítko napájení LED diodou pro zahájení ošetření světlem a vibracemi. Stiskněte a podržte tlačítko napájení vibrací pro zapnutí pouze vibrační ošetření. Kdykoli během ošetření světlem a vibracemi stiskněte a podržte tlačítko vibrací pro vypnutí vibrací pouze pro ošetření světlem.
5. **Vyberte požadované nastavení ošetření LED světlem.** Přístroj vás provede 12minutovou vědecky podloženou léčbou, která automaticky přepíná mezi třemi typy ošetření LED světlem: červené světlo, červené + infračervené světlo a modré světlo. Každá léčba bude trvat 4 minuty. Stisknutím tlačítka napájení LED můžete kdykoli přepínat mezi typy světelné terapie. Při změně typu světelné terapie uslyšíte pípnutí.
6. **Vyberte požadované nastavení vibrační terapie.** V hlavovém popruhu jsou umístěny dva vibrační motory. Stisknutím tlačítka vibrací přepínáte mezi třemi režimy vibrací (Relax: nízkofrekvenční kontinuální; Refresh: vysokofrekvenční kontinuální; a Relieve: vlna). Vibrace můžete použít jako samostatnou terapii bez LED světla stisknutím a podržením tlačítka LED, když jsou vibrace zapnuté. Pokud se vibrace používají jako samostatná terapie, poběží 12 minut.
7. **Pohodlně se usad'te a užívejte si.** Relaxujte a užívejte si svou léčbu.
8. **Vypněte zařízení.** Během ošetření stiskněte a podržte tlačítko napájení, abyste zařízení vypnuli. LED světlo zhasne, když je zařízení vypnuté. Zařízení se automaticky vypne po dokončení 12 minutového ošetření.

*Toto zařízení má vestavěné ochranné brýle. Normální používání očních štítů může způsobit zarudnutí v okolí očí. Mírné zarudnutí je normální a mělo by odeznít do 5–10 minut od použití zařízení.

5. Jak vaše zařízení funguje

Terapie červeným světlem	Červené světlo je určeno k ošetření vrásek na celém obličejí.	12–14 J/cm ² energie generované v celém zařízení během 4 minutového ošetření, když je terapie zapnutá
Terapie červeným + infračerveným světlem	Červené + infračervené světlo je určeno k ošetření vrásek na celém obličejí.	Červené světlo: 12–14 J/cm ² energie generované v celém zařízení během 4minutového ošetření, když je terapie zapnutá. Infračervené světlo: 9–11 J/cm ² energie generované v celém zařízení během 4minutového ošetření, když je terapie zapnutá
Terapie modrým světlem	Modré světlo je určeno k léčbě mírného až středně závažného zánětlivého akné.	10–12 J/cm ² energie generované v celém zařízení během 4minutového ošetření, když je terapie zapnutá

Doporučené užívání: 6 dní v týdnu

Chcete-li se dozvědět více o vědeckých poznatcích a výhodách metod obsažených v tomto zařízení, navštivte stránky therabody.com/science

6. Péče, čištění a čištění

Údržba zařízení

Následující pokyny k údržbě jsou důležité pro zajištění toho, aby vaše zařízení i nadále fungovalo tak, jak bylo navrženo. Nedodržení těchto pokynů může způsobit, že vaše zařízení přestane fungovat.

Čištění zařízení

Před čištěním zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny, abyste zajistili jeho dlouhou životnost a životnost jeho součástí.

1. Před čištěním zařízení vypněte. Před čištěním se ujistěte, že zařízení není připojeno k nabíjecímu kabelu ani ke zdroji napájení.
2. Vizuálně zkontrolujte zařízení, zda nevykazuje zjevné známky nahromadění nečistot.
3. Veškeré viditelné nečistoty setřete jednorázovým hadříkem navlhčeným v jemném čisticím prostředku. Nezapomeňte otřít vnitřní povrchy masky. Poté použijte měkký hadřík navlhčený 70% isopropylalkoholem k otírání a dezinfekci masky po dobu tří (3) minut, zejména jejího vnitřního povrchu. Tento postup opakujte třikrát. Nakonec dezinfekční prostředek setřete čistým, suchým hadříkem nebo ručníkem, dokud nezmizí všechny viditelné zbytky. Při čištění neponořujte zařízení do vody ani na něj nepoužívejte nadměrné množství čisticího roztoku nebo dezinfekčního prostředku.
4. Po vyčištění nechte zařízení důkladně vyschnout, než jej uložíte nebo zahájíte další ošetření. Správně vyčištěné zařízení by nemělo vykazovat žádné viditelné známky nečistot nebo vlhkosti.
5. Pro dosažení nejlepší hygieny zařízení po každém použití vyčistěte.

Poznámka: Toto zařízení NENÍ vodotěsné. Zařízení čistěte pouze dle výše uvedeného návodu. Neponořujte zařízení do vody ani jej nečistěte pod tekoucí vodou. Nedovolte, aby se zařízení dostalo do kontaktu s korozivními roztoky, které by mohly poškodit jeho vzhled a funkci.

Nabíjení zařízení

1. Zařízení je kompatibilní s USB-C a je dodáváno s nabíjecím kabelem. Před nabíjením zařízení se ujistěte, že je vypnuté.
2. Připojte jeden konec nabíjecího kabelu k nabíjecímu portu USB-C na zařízení. Nachází se na boku zařízení. Připojte druhý konec nabíjecího kabelu k napájecímu adaptéru.
3. LED kontrolka bude indikovat stav baterie, když je zařízení zapnuté nebo se nabíjí. Zapněte zařízení a zkontrolujte stav baterie.
 - Blikající oranžová: Dobití
 - Svítí oranžově: Vybitá baterie
 - Svítí zeleně: Vybitá baterie

Výdrž baterie zařízení je až 60 minut v závislosti na použitém nastavení. Pro nabíjení zařízení použijte napájecí adaptér USB-C s výkonem alespoň 20 W. ****Poznámka:**** Pokud používáte nabíječku od třetí strany, ujistěte se, že pochází od certifikovaného výrobce a že neutrpěla žádné strukturální poškození. Nepokoušejte se zařízení používat během nabíjení.

Skladování a přeprava zařízení

Při skladování a přepravě zařízení s ním manipulujte opatrně. Zařízení skladujte na chladném a suchém místě (teplota: 0 °C/32 °F - 35 °C/95 °F, relativní vlhkost: 10–90 % RH). Neskladujte zařízení v místech, kde teploty mohou překročit 35 °C/95 °F, například na přímém slunečním světle nebo ve vozidle.

Průvodce řešením problémů

CS

Scénář	Zobrazený chybový kód	Možná příčina	Možná řešení
Zařízení se nezapne	Indikátor baterie bliká oranžově, modře a zeleně po dobu 5 cyklů a poté zhasne.	Bateriový blok se může přehřívat	Nechte zařízení 60 minut v klidu a poté to zkuste znovu. Pokud problém přetrvává i po ověření všech výše uvedených bodů, kontaktujte Therabody pro další pomoc. Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
	Indikátor baterie bliká bíle s frekvencí 4 Hz po dobu 5 sekund	Zkrat nebo přerušený obvod NTC baterie	Pro další pomoc kontaktujte Therabody. Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
Vibrační motor se zastaví	Indikátor baterie bliká oranžově	Nízká úroveň nabití baterie	Nabijte zařízení.
	Indikátor baterie bliká oranžově, modře a zeleně po dobu 5 cyklů a poté zhasne.	Bateriový blok se může přehřívat	Nechte zařízení 60 minut v klidu a poté to zkuste znovu. Pokud problém přetrvává i po ověření všech výše uvedených bodů, kontaktujte Therabody pro další pomoc. Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
	—	Motor může být rozbitý	Pro další pomoc kontaktujte Therabody. Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
Baterie se nenabíjí	—	Okolní teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká	Nabíjejte zařízení, když je okolní teplota mezi 5 °C a 35 °C.
	—	Kabel napájecího adaptéru není dobře připojen k adaptérové zásuvce na konzoli.	Odpojte kabel napájecího adaptéru a znovu jej zapojte. Ujistěte se, že jsou připojeni
	—	Kabel napájecího adaptéru je znečištěný	Vyčistěte kabel napájecího adaptéru
	Indikátor baterie bliká bíle s frekvencí 4 Hz po dobu 5 sekund	Zkrat nebo přerušený obvod NTC baterie	Pro další pomoc kontaktujte Therabody. Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
	—	Baterie může být rozbitá	Pro další pomoc kontaktujte Therabody. Dostupné kontaktní metody naleznete na adrese https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html

Varování a pokyny (bezpečnostní opatření a kontraindikace)

Pozadí

Produkty Therabody jsou navrženy tak, aby odemkly přirozenou schopnost těla dosáhnout zdraví a pohody. Díky vědě a technologii umožňuje portfolio produktů Therabody lidem přístup k terapeutickým výhodám různých přírodních jevů, které uspokojí jejich potřeby i preference. Budou chvíle, kdy bude vhodné upravit způsob používání zařízení (bezpečnostní opatření), nebo chvíle, kdy nebude vhodné používat určitá zařízení (kontraindikace). Před použitím si přečtěte celé následující bezpečnostní informace pro zařízení.

Důležité bezpečnostní informace

Obecné použití zařízení

Toto zařízení je určeno pro použití osobami v dobrém zdravotním stavu. Toto zařízení je kontraindikováno a nemělo by být používáno osobami s anamnézou epilepsie, záchvatů nebo kardiopatie.

Přístroj se nedoporučuje osobám s implantovaným elektronickým zařízením (například kardiostimulátorem), srdeční arytmií, nádory nebo akutními epizodami zánětlivých onemocnění. Přístroj se nedoporučuje osobám s arteriosklerózou, trombózami nebo implantáty v ošetřované oblasti těla. Přístroj by se neměl používat, pokud máte na ošetřované oblasti tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská znaménka, mateřská znaménka nebo bradavice. Přístroj se nedoporučuje, pokud máte v ošetřované oblasti ekzém, lupénku, léze,

otevřené rány nebo aktivní infekce jiné než mírné až středně těžké akné, jako jsou opary. Před použitím zařízení počkejte, až se infikované místo zahojí. Přístroj by se neměl používat, pokud máte abnormální kožní onemocnění způsobená cukrovkou nebo jinými systémovými či metabolickými onemocněními. Pokud se u vás v oblasti ošetřování vyskytly herpesové vyrážky, používání zařízení se nedoporučuje, pokud jste se neporadili s lékařem a nepodstoupili preventivní léčbu.

Pokud jste těhotná a/nebo kojíte, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem. Při prvních příznacích nepohodlí okamžitě přestaňte zařízení používat. Máte-li jakékoli zdravotní problémy, poraďte se před použitím zařízení se svým lékařem.

Bezpečnost, bezpečnostní opatření a kontraindikace

Tato doporučení vycházejí z konzultací s lékařskými odborníky a publikovaného výzkumu týkajícího se bezpečnostních opatření a kontraindikací k datu tisku. Aktuální informace naleznete na našich webových stránkách <https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contradictions.html>.

LED světelná terapie: červená, červená + infračervená a modrá světelná terapie

Opatření:

Za těchto okolností je nutná náležitá opatrnost a může být nutné upravit používání zařízení. Pokud v současné době máte nebo máte podezření, že byste mohli mít některý z následujících stavů, nebo pokud máte jakékoli dotazy, poraďte se s lékařem.

- Mají piercingy/šperky v obličeji, které nelze odstranit
- Nedávné zranění nebo operace obličeje nebo očí
- Nedávné ošetření obličeje, včetně neurotoxinů, dermálních výplní, mikrojekličkování, laseru a chemického peelingu, dokud se kůže zcela nezahojí.
- Aktuální výskyt viru herpes simplex
- Poškozená kůže
- Aplikace retinolu před použitím červeného LED světla

Kontraindikace:

Následují okolnosti, kdy potenciální rizika mohou převážit nad přínosy. Před použitím se poraďte s lékařem.

- Oční poruchy, jako např.: retinitis pigmentosa, oční albinismus, další vrozené poruchy sítnice
- Kožní vyrážka, otevřené rány, puchýře, lokální zánět tkáně, infekce, modřiny nebo nádory
- Těhotenství/kojení
- Abnormální pocity (např.: necitlivost)
- Rakovina/nádory
- Epilepsie
- Kardiopatie (srdeční onemocnění)

- Fotoalergie nebo porucha (např. lupus, porfyrie)
- Léky, které způsobují citlivost na světlo
- Léky na těžké akné
- Extrémní citlivost na světlo
- Melasma nebo hyperpigmentace (zejména pokud se zhoršuje mírným teplem)
- Podezřelé léze nebo rakovina kůže – poraďte se se svým lékařem
- Pokud užíváte nebo používáte retinol nebo jiné léky, produkty nebo benzoylperoxid citlivé na slunce, nepoužívejte infračervené světlo.
- Alergie na materiál zařízení (Lycra tkanina a průhledný TPE a silikon lékařské kvality)

Vibrační terapie

Opatření:

Za těchto okolností je nutná náležitá opatrnost a může být nutné upravit používání zařízení. Pokud v současné době máte nebo máte podezření, že byste mohli mít některý z následujících stavů, nebo pokud máte jakékoli dotazy, poraďte se s lékařem.

- Nedávné zranění, operace nebo ošetření obličeje, včetně neurotoxinů, dermálních výplní, mikroneedlingu, laseru a chemického peelingu, dokud se kůže zcela nezahojí.
- Aktuální výskyt viru herpes simplex
- Poškozená kůže
- Hypertenze (kontrolovaná)
- Abnormální pocity (např.: necitlivost)

- Citlivost na tlak
- Léky, které mohou měnit pocity

Kontraindikace:

Následují okolnosti, kdy potenciální rizika mohou převážit nad přínosy. Před použitím se poraďte s lékařem.

- Kožní vyrážka, otevřené rány, puchýře, lokální zánět tkáně, infekce, modřiny nebo nádory
- Aktivní akné
- Zlomenina kosti nebo osifikující myositis
- Hypertenze (nekompenzovaná)
- Akutní nebo závažné onemocnění srdce, jater nebo ledvin
- Neurologické stavy vedoucí ke ztrátě nebo změně citlivosti
- Poruchy krvácení
- Nedávná operace nebo zranění
- Poruchy pojivové tkáně
- Periferní cévní insuficience nebo onemocnění
- Léky, které ředí krev nebo mění pocity
- Přímé umístění na místo chirurgického zákroku nebo na hardware
- Extrémní nepohodlí nebo bolest
- Kardiostimulátor, ICD nebo anamnéza embolie

Omezená záruka

Úplné informace o záruce naleznete na webových stránkách www.therabody.com/warranty.

Zákazníci, kteří potřebují podporu k produktu, by měli navštívit stránky <https://>

www.therabody.com/us/en-us/support/support.html, kde najdete dostupné kontaktní informace.

Omezená záruka pouze při nákupu u autorizovaného prodejce

© 2025 Therabody, Inc. Všechna práva vyhrazena.
Patenty na www.therabody.com/patents

Vyrobeno a distribuováno společností:
Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda
Apartmá 300
Los Angeles, Kalifornie 90025
USA

Therabody International Limited
5. patro, Mespil Road 40,
D04C2N4 Dublin, Irsko

Therabody UK Limited
Portsokenův dům 155-157
The Minorities, Londýn,
Spojené království, EC3N1LJ

Informace o baterii zařízení – EU
Hmotnost: 23 g
Kapacita: 1200 mAh
Chemie: Lithium-polymerová baterie

VAROVÁNÍ JEDNOTKY






PŘED POUŽITÍM NEBO NABÍJENÍM ZAŘÍZENÍ A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY A VAROVÁNÍ V TOMTO PŘÍRUČCE, NA NABÍJEČCE A NA ZAŘÍZENÍ.

1. **POUŽÍVEJTE POUZE DLE POKYŇŮ.** Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Therabody. Toto zařízení není určeno k diagnostice, zmírňování ani léčbě onemocnění. Zařízení je pokročilý mechanický nástroj s elektrickými součástkami. Pokud se zařízení a jeho příslušenství nepoužívají nebo neudržují správně, hrozí riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Nepoužívání a údržba zařízení a odpovídajícího příslušenství v souladu s pokyny uvedenými v této příručce ruší platnost záruky a může vést k poškození produktu nebo zranění osob. Zařízení je určeno pro komerční i domácí použití.
2. **NENÍ URČENO PRO DĚTI.** Zařízení není určeno k používání osobami mladšími 18 let, osobami se sníženými fyzickými, smyslovými nebo uvažovacími schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí. Zařízení není hračka. Nehrajte si s elektrickými součástkami, neohýbejte je ani je netahejte.
3. **NABÍJENÍ.** Pokud se zařízení nezapne nebo indikátor baterie ukazuje nízký stav nabití, před prvním použitím jej nabijte. Nabijte baterii pomocí kabelu USB-C (součástí balení). Pokud používáte nabíjecí kabel (součástí balení), ujistěte se, že je jeho konektor USB-C zcela zasunut do kompatibilního napájecího adaptéru, než adaptér zapojíte do elektrické zásuvky. Baterii můžete také nabíjet pomocí kabelů třetích stran, které jsou kompatibilní s USB-C a splňují platné předpisy dané země a mezinárodní a regionální bezpečnostní normy. Jiné adaptéry nemusí splňovat příslušné bezpečnostní normy a nabíjení s takovými adaptéry by mohlo představovat riziko úmrtí nebo zranění. Netlačte kabel na místo silou. Abyste předešli poškození zařízení a baterie, zařízení plně nabijte alespoň jednou za šest měsíců. Pokud adaptér a nabíjecí kabel nepoužíváte, odpojte je ze zásuvky.

4. **NEPŘENOSNĚ NABÍJEJTE.** Nenechávejte zařízení připojené k napájecímu adaptéru déle než jednu hodinu po úplném nabití baterie. Baterie obsahuje ochranný systém, který zabraňuje riziku přebíjení. Přebíjení však může časem zkrátit jeho životnost.
5. **NABÍJECÍ MÍSTO.** Před nabíjením se ujistěte, že LED dioda stavu baterie nesvítí. Zasuňte kabel USB-C do portu (za tlačítkem napájení) pro nabití zařízení. Nepoužívejte zařízení během nabíjení. Zabraňte kontaktu s kůží, když je USB-C připojen ke zdroji napájení, mohlo by dojít ke kontaktu s pokožkou nebo zranění. Nespěte ani nesedejte na konektoru USB-C. Zařízení by mělo být nabíjeno uvnitř na dobře větraném a suchém místě. Nenabíjejte zařízení venku, v koupelně ani do vzdálenosti 3,1 metru od vany či bazénu. Nepoužívejte zařízení ani nabíječku na mokřím povrchu a nevystavujte nabíječku vlhkosti, dešti ani sněhu. Nepoužívejte zařízení ani jeho kompatibilní nabíječku v prostředí s nebezpečím výbuchu (plynné výpary, prach, obilí, kovové prášky nebo hořlavé materiály). Mohou vznikat jiskry, které by mohly způsobit požár.
6. **ODPOJOVÁNÍ NABÍJEČKY.** Tahejte za zástrčku, nikoli za kabel, abyste snížili riziko poškození elektrické zástrčky a kabelu. Nikdy nenoste nabíječku za kabel. Chraňte kabel před teplem, olejem a ostrými hranami. Nenatahujte ani nevystavujte kabel nabíječky napětí. Nemanipulujte s nabíječkou, konektory ani se zařízeními mokřými rukama. Vždy ihned po použití a před čištěním odpojte tento spotřebič od elektrické zásuvky. Kabel skladujte tak, aby se na něj nešlapalo, nezakopávalo o něj ani nebyl jinak poškozen či namáhán. Nepoužívejte napájecí adaptér ani nabíjecí kabel, který utrpěl silný úder, upadl na zem, byl přejet nebo jakkoli poškozen. Pro dlouhodobé skladování skladujte s plně nabitou baterií.
7. **POUŽITÍ A CITLIVOST POKOŽKY.** Upravte si zařízení tak, aby vám pohodlně sedlo na obličej. Vždy nastavujte zařízení, když je VYPNUTÉ. Stiskněte a podržte tlačítko napájení pro vypnutí zařízení. Ujistěte se, že kontrolka stavu baterie nesvítí. Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí, přestaňte zařízení používat. U některých lidí se mohou vyskytnout reakce na určité materiály použité v nositelných předmětech, které jsou v delším kontaktu s jejich pokožkou. To může být způsobeno alergiemi, faktory prostředí, dlouhodobým vystavením dráždivým látkám, jako je pot, nebo jinými příčinami. Pokud

- máte alergie nebo jiné citlivosti, můžete s větší pravděpodobností pociťovat podráždění způsobené jakýmkoli nositelným zařízením. Pokud trpíte známou precitlivělostí, buďte při používání zařízení a příslušenství obzvláště opatrní. Pokud se u vás objeví zarudnutí, otok, svědění nebo jakékoli jiné podráždění či nepříjemné pocity na kůži kolem zařízení nebo pod ním, vyjměte zařízení a před opětovným použitím se poraďte s lékařem. Pokračování v používání, a to i po odeznění příznaků, může vést k obnovení nebo zesílení podráždění.
8. **NEPOUŽÍVEJTE POD PŘEKROU A POLŠTÁŘEM.** Může dojít k nadměrnému zahřátí a způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
 9. **PÉČE O ZAŘÍZENÍ A SERVIS.** S přístrojem zacházejte opatrně. Zařízení obsahuje elektronické součástky, které se mohou poškodit při pádu, spálení, propíchnutí nebo rozdrčení. Nerozebírejte zařízení ani se ho nepokoušejte sami opravovat. Demontáž zařízení může dojít k jeho poškození, ztrátě vodotěsnosti a může způsobit zranění. Pokud je zařízení poškozeno nebo se vyskytnou poruchy, kontaktujte zákaznický servis Therabody. Záruka zaniká, pokud je zařízení, baterie nebo nabíječka rozebrána nebo pokud byly odstraněny jakékoli součásti. Nepoužívejte, pokud jsou poškozené, mohlo by dojít ke zranění. Vyhněte se silnému působení prachu nebo písku. Zařízení nepropíchněte ani nepoškozujte. Propíchnutí zařízení může vést k nesprávné funkci.
 10. **SKLADOVÁNÍ PŘÍSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ.** Skladujte na chladném a suchém místě. Zařízení nabíjejte pouze při okolní teplotě mezi 35 °C/95 °F a 0 °C/32 °F. Neskladujte zařízení ani nabíjecí kabel v místech, kde teploty mohou překročit 35 °C/95 °F, například na přímém slunečním světle, ve vozidle nebo v létě v kovové budově.
 11. **LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ.** Toto zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii a při likvidaci zařízení je třeba dbát opatrnosti. Před likvidací tohoto zařízení si prosím prostudujte místní zákony a požadavky týkající se likvidace lithium-iontových baterií. Preferovanou metodou likvidace je recyklace celého zařízení.

Štítky Význam symbolů

Označení	Popis	Umístění štítku
IP 22	Stupeň ochrany proti vniknutí vody	Na štítku s hodnocením
	Před použitím si přečtěte návod	Na štítku s hodnocením
	Úroveň ochrany aplikované části typu BF	Na štítku s hodnocením
	V souladu se směrnicí 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě	Na štítku s hodnocením
	Značka UKCA pro Spojené království	Na štítku s výkonem (pouze v EU)
	Therabody, Inc. 1640 S. Sepulveda Blvd. Apartmá 300 Los Angeles, Kalifornie 90025	Na štítku s hodnocením

Naskenujte prosím QR kód pro kopii prohlášení o shodě podle nařízení (EU) 2019/1020.



Lékařská EMC + bezpečnost

Požadavky norem IEC 60601-1 a IEC60601-11 (varování) --- Pro zdravotnické prostředky platí v USA a Kalifornii.

Toto zařízení je zařízení třídy III s typem BF. Splňuje normy pro bezpečnost lékařských elektrických zařízení (IEC 60601-1).
Toto zařízení také splňuje normu Medical EMC (IEC 60601-1-2).

Byl testován a splňuje limity elektromagnetické kompatibility (EMC) pro zdravotnické prostředky dle normy IEC 60601-1-2: 2014. Tato omezení jsou navržena tak, aby poskytovala přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v typickém lékařském zařízení.

1* VAROVÁNÍ: Používání tohoto zařízení v blízkosti jiného zařízení nebo na něm stohovaného je třeba se vyhnout, protože by to mohlo vést k nesprávnému provozu. Pokud je takové použití nezbytné, je třeba toto a další zařízení pozorovat, aby se ověřilo, zda fungují normálně.

2* VAROVÁNÍ: Použití příslušenství, měničů a kabelů jiných než těch, které jsou specifikovány nebo dodány výrobcem tohoto zařízení, může vést ke zvýšení elektromagnetického emise nebo ke snížení elektromagnetické imunity tohoto zařízení a následně k nesprávnému provozu.

3* VAROVÁNÍ: Přenosná RF komunikační zařízení (včetně periferních zařízení, jako jsou anténní kabely a externí antény) by se neměla používat blíže než 30 cm (12 palců) od jakékoli části ME ZARÍZENÍ, včetně kabelů specifikovaných výrobcem. Jinak by mohlo dojít ke zhoršení výkonu tohoto zařízení.

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise – pro všechna ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMY

CS


POKYNY A PROHLÁŠENÍ VÝROBCE – ELEKTROMAGNETICKÉ EMISE

Maska TheraFace Mask Glo je určena k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel masky TheraFace Mask Glo by se měl ujistit, že je maska v takovém prostředí používána.		
EMISNÍ TEST	DODRŽOVÁNÍ	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ – POKYNY
VF emise CISPR 11	Skupina 1	Maska TheraFace Mask Glo využívá rádiofrekvenční energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou její rádiofrekvenční emise velmi nízké a pravděpodobně nezpůsobí rušení elektronických zařízení v blízkosti.
VF emise CISPR 11	Třída B	Maska TheraFace Glo je vhodná pro použití ve všech zařízeních, včetně domácností a těch, které jsou přímo připojeny k veřejné síti nízkého napětí, která napájí budovy používané k obytným účelům.
Harmonické emise IEC 61000-3-2	Třída A	
Funkce napětí / emise mihotání IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita

Maska TheraFace Mask Glo je určena k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel masky TheraFace Mask Glo by měl zajistit, aby byla maska v takovém prostředí používána.			
TEST IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ SHODY	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ – POKYNY
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch	Podlahy by měly být dřevěné, betonové nebo z keramické dlažby. Pokud jsou podlahy pokryty syntetickým materiálem, měla by být relativní vlhkost vzduchu alespoň 30 %.
Elektrostatický přechodový stav / výbuch IEC 61000-4-4	±2 kV pro napájecí vedení ±1 kV pro vstupní/výstupní vedení	±2 kV pro napájecí vedení	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo domácímu prostředí.
Přepětí IEC 61000-4-5	±1kV diferenciální režim ±2 kV soufázový režim	±1kV diferenciální režim	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo domácímu prostředí.
Poklesy napětí, krátkodobá přerušení a kolísání napětí na vstupních napájecích vedeních IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu g) Při 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklů Jednofázový: při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklů Jednofázový: při 0° 0 % UT; 250/300 cyklů	Kvalita elektrické sítě by měla odpovídat typickému komerčnímu nebo domácímu prostředí. Pokud uživatel masky TheraFace Mask Glo potřebuje nepřetržitý provoz i během výpadků elektrického proudu, doporučuje se, aby byla maska TheraFace Mask Glo napájena ze zdroje nepřerušitelného napájení nebo z baterie.
Napájecí frekvence (magnetické pole 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetická pole síťové frekvence by měla být na úrovních charakteristických pro typické místo v typickém komerčním nebo domácím prostředí.
POZNÁMKA _{UT} Je střídavé síťové napětí před aplikací zkušební úrovně.			

Maska TheraFace Mask Glo je určena k použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel masky TheraFace Mask Glo by měl zajistit, aby byla maska v takovém prostředí používána.

TEST IMUNITY	ZKUŠEBNÍ ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ SHODY	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTŘEDÍ - POKYNY
Vedená RF IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 V v pásmech ISM a amatérských rádíl mezi 0,15 MHz a 80 MHz	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 V v pásmech ISM a amatérských rádíl mezi 0,15 MHz a 80 MHz	Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení by se neměla používat blíže k žádné části masky TheraFace Mask Glo, včetně kabelů, než je doporučena vzdálenost vypočítaná z rovnice platné pro frekvenci vysílače. Doporučená oddělovací vzdálenost: $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{E_2} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,7 GHz
Vyzařované RF dle IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz až 2,5 GHz 385 MHz–5 785 MHz Specifikace testu pro ODOLNOST KRYTÍ PORTU vůči bezdrátovým RF komunikačním zařízením (viz tabulka 9 v normě IEC 60601-1-2:2014)	10 V/m 80 MHz až 2,5 GHz 385 MHz–5 785 MHz Specifikace testu pro ODOLNOST KRYTÍ PORTU vůči bezdrátovým RF komunikačním zařízením (viz tabulka 9 v normě IEC 60601-1-2:2014)	kde p je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače a d je doporučená oddělovací vzdálenost v metrech (m). ^b Intenzita polí z pevných RF vysílačů, stanovená elektromagnetickým průzkumem místa, ^a by měla být menší než úroveň shody v každém frekvenčním rozsahu. ^b V blízkosti zařízení označených následujícím symbolem může docházet k rušení:  POZNÁMKA 1 Pro frekvence 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.

a Pásmo ISM (průmyslová, vědecká a lékařská) mezi 150 kHz a 80 MHz jsou 6 765 MHz až 6 795 MHz, 13 553 MHz až 13 567 MHz, 26 957 MHz až 27 283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz. Amatérská rádiová pásma mezi 0,15 MHz a 80 MHz jsou 1,8 MHz až 2,0 MHz, 3,5 MHz až 4,0 MHz, 5,3 MHz až 5,4 MHz, 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz až 18,17 MHz, 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz a 50,0 MHz až 54,0 MHz.
b Intenzitu polí z pevných vysílačů, jako jsou základnové stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rádia, AM a FM rozhlasové vysílání a televizní vysílání, nelze teoreticky přesně předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí v důsledku pevných VF vysílačů je třeba zvážit elektromagnetický průzkum lokality. Pokud naměřená síla pole v místě, kde se maska TheraFace Mask Glo používá, překročí výše uvedenou příslušnou úroveň shody s rádiovými frekvencemi, je třeba masku TheraFace Mask Glo pozorovat, aby se ověřil její normální provoz. Pokud je pozorován abnormální výkon, mohou být nutná další opatření, jako je změna orientace nebo přemístění masky TheraFace Mask Glo.

c V frekvenčním rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita pole měla být menší než 3 V/m.

Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a ZAŘÍZENÍM nebo SYSTÉMEM – pro ZAŘÍZENÍ a SYSTÉMY

Doporučené oddělovací vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními a maskou TheraFace Mask Glo

Maska TheraFace Mask Glo je určena k použití v elektromagnetickém prostředí, ve kterém je vyzařované RF rušení kontrolováno. Zákazník nebo uživatel masky TheraFace Mask Glo může pomoci předcházet elektromagnetickému rušení dodržováním minimální vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními RF komunikačními zařízeními (vysílači) a maskou TheraFace Mask Glo, jak je doporučeno níže, v závislosti na maximálním výstupním výkonu komunikačního zařízení.

maximální dovolená hodnota výstup vysílače Z	Oddělovací vzdálenost podle frekvence vysílače m			
	150 kHz až 80 MHz mimo pásma ISM a amatérského rádia	150 kHz až 80 MHz v pásmech ISM a radioamatérských pásmech	80 MHz až 800 MHz	800 MHz až 800 MHz
	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,20	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21
100	12	20,00	3,5 let	7,0

Pro vysílače s maximálním jmenovitým výstupním výkonem, který není uveden výše, lze doporučenou oddělovací vzdálenost d v metrech (m) odhadnout pomocí rovnice platné pro frekvenci vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon vysílače ve wattch (W) podle výrobce vysílače.

POZNÁMKA 1 Pro frekvence 80 MHz a 800 MHz platí oddělovací vzdálenost pro vyšší frekvenční rozsah.



POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Šíření elektromagnetického záření je ovlivněno absorpcí a odrazem od konstrukcí, předmětů a lidí.

Je čas na Glo.



Naskenujte ho a získajte prístup k úplnej používateľskej príručke a stiahnite si aplikáciu Therabody.

Začať

1. Začnite s čistou a suchou tvárou.
2. Nasadíte si masku a upravte popruhy , kým vám nebudú tesne sedieť.
3.  Dlhým stlačením tlačidla LED ho zapnete.
4. Automaticky sa spustí 12-minútová prednastavená liečba. Krátkym stlačením prepínate medzi ošetreniami.
5.  Krátkym stlačením vibračného tlačidla prepínate medzi 3 vibračnými režimami: relax, osvieženie a úľava.
6. Pokračujte vo svojej bežnej starostlivosti o pleť.

TheraFace Mask Glo

1. Prehľad produktu

TheraFace Mask Glo je LED maska na starostlivosť o pleť, ktorá vám pomôže dosiahnuť mladšie vyzerajúcu a zdravšiu pleť s omladzujúcimi, regeneračnými a omladzujúcimi účinkami. Táto maska kombinuje 504 celotvárových červených, červených + infračervených a modrých LED svetiel.



Indikácie na použitie

- Červené svetlo je určené na ošetrovanie vrások na celej tvári
- Modré svetlo je určené na liečbu mierneho až stredne závažného zápalového akné.
- Červené + infračervené svetlo je určené na ošetrovanie vrások na celej tvári

Zariadenie je bezpečné na použitie na všetkých typoch pleti (Fitzpatrickov stupeň 1 – 6).


2. Čo je v krabici

- A. Zariadenie TheraFace Mask Glo
- B. Kábel USB-C
- C. Návod na obsluhu



3. Zoznámenie sa so zariadením

- SK
1. Masážne jednotky hlavy
 2. Viacfarebné LED diódy
 3. Predinštalovaný očný štít (zmontovaný)
 4. Port USB-C
 5. LED indikátor
 6. LED tlačidlo napájania
 7. Tlačidlo napájania vibráciami



4. Používanie zariadenia

1. **Nabite zariadenie.** Pred použitím zariadenie nabite.
2. **Prípravte sa na ošetrovanie.** Začnite s čistou a suchou tvárou. Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s farebnými pevnými látkami alebo tekutinami, pretože po zafarbení sa ťažko čistí. Odstráňte všetok make-up, dôkladne si umyte ruky a dbajte na to, aby sa kozmetika (napríklad rúž) a oleje nedostali do kontaktu so zariadením.
3. **Nasadte si zariadenie.** Priložte si zariadenie na tvár a upravte oba suché zipsy podľa potreby. Zariadenie by malo na tvári priliehať, ale nie príliš tesne.
4. **Zapnite zariadenie.** Stlačte a podržte tlačidlo napájania LED, čím spustíte ošetrovanie svetlom a vibráciami. Stlačte a podržte tlačidlo napájania vibráciami, čím zapnete iba ošetrovanie vibráciami. Kedykoľvek počas ošetrovania svetlom a vibráciami stlačte a podržte tlačidlo vibrácií, čím vypnete vibrácie iba pre ošetrovanie svetlom.
5. **Vyberte si požadované nastavenie ošetrovania LED svetlom.** Zariadenie vás prevedie 12-minútovým vedecky podloženým ošetrovaním, ktoré automaticky prepína medzi tromi typmi ošetrovania LED svetlom: červené svetlo, červené + infračervené svetlo a modré svetlo. Každé ošetrovanie bude trvať 4 minúty. Stlačením tlačidla napájania LED môžete kedykoľvek prepínať medzi typmi svetelnej terapie. Pri zmene typu svetelnej terapie budete počuť pípnutie.
6. **Vyberte si požadované nastavenie vibračnej terapie.** V hlavovom popruhu sa nachádzajú dva vibračné motory. Stlačením tlačidla vibrácií prepínate medzi tromi režimami vibrácií (Relax: nízkofrekvenčný kontinuálny; Refresh: vysokofrekvenčný kontinuálny; a Relief: vlnový). Vibrácie môžete použiť ako samostatnú terapiu bez LED svetla stlačením a podržaním tlačidla LED, kým sú vibrácie zapnuté. Ak sa vibrácie používajú ako samostatná terapia, budú trvať 12 minút.
7. **Pohodlne sa usadte a užívajte si.** Relaxujte a užívajte si liečbu.
8. **Vypnite zariadenie.** Počas ošetrovania kedykoľvek stlačte a podržte tlačidlo napájania, čím zariadenie vypnete. LED svetlo zhasne, keď je zariadenie vypnuté. Zariadenie sa automaticky vypne po skončení 12-minútového ošetrovania.

*Toto zariadenie má zabudované ochranné okuliare. Bežné používanie očných štítov môže spôsobiť začervenanie v okolí očí. Mierne začervenanie je normálne a malo by ustúpiť do 5 – 10 minút od použitia zariadenia.

5. Ako vaše zariadenie funguje

Terapia	Zamýšľaný prínos	Nastavenia
Terapia červeným svetlom	Červené svetlo je určené na liečbu vrások na celej tvári.	12 – 14 J/cm ² energie generovanej v celom zariadení počas 4-minútového ošetrovania, keď je terapia zapnutá
Terapia červeným + infračerveným svetlom	Červené + infračervené svetlo je určené na ošetrovanie vrások na celej tvári.	Červené svetlo: 12 – 14 J/cm ² energie generovanej v celom zariadení počas 4-minútového ošetrovania, keď je terapia zapnutá. Infračervené svetlo: 9 – 11 J/cm ² energie generovanej v celom zariadení počas 4-minútového ošetrovania, keď je terapia zapnutá
Terapia modrým svetlom	Modré svetlo je určené na liečbu mierneho až stredne závažného zápalového akné.	10 – 12 J/cm ² energie generovanej v celom zariadení počas 4-minútového ošetrovania, keď je terapia zapnutá

Odporúčané použitie: 6 dní v týždni

Ak sa chcete dozvedieť viac o vede a výhodách metód zahrnutých v tomto zariadení, navštívte stránku therabody.com/science

6. Starostlivosť, čistenie a upratovanie

Údržba zariadenia

Nasledujúce pokyny na údržbu sú dôležité pre zabezpečenie toho, aby vaše zariadenie naďalej fungovalo tak, ako bolo navrhnuté. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť, že vaše zariadenie prestane fungovať.

Čistenie zariadenia

Pred čistením zariadenia si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny, aby ste zaistili dlhú životnosť zariadenia a jeho komponentov.

1. Pred čistením zariadenie vypnite. Pred čistením sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k nabíjacímu káblu alebo zdroju napájania.
2. Vizuálne skontrolujte zariadenie, či nevykazuje zjavné známky nahromadenia nečistôt.
3. Všetky viditeľné nečistoty utrite jednorazovou handričkou navlhčenou jemným čistiacim prostriedkom. Nezapomnite utrieť vnútorné povrchy masky. Potom použite mäkkú handričku navlhčenú v 70 % izopropylalkohole na utieranie a dezinfekciu masky po dobu troch (3) minút, najmä vnútorného povrchu masky. Tento postup zopakujte trikrát. Nakoniec dezinfekčný prostriedok utrite čistou, suchou handričkou alebo uterákom, kým nezmiznú všetky viditeľné zvyšky. Pri čistení neponárajte zariadenie do vody ani nepoužívajte nadmerné množstvo čistiaceho roztoku alebo dezinfekčného prostriedku.
4. Po vyčistení nechajte zariadenie dôkladne vyschnúť pred uskladnením alebo začatím iného ošetrovania. Správne vyčistené zariadenie by nemalo mať žiadne viditeľné známky nečistôt alebo vlhkosti.
5. Pre zachovanie najlepších hygienických postupov vyčistite zariadenie po každom použití.

Poznámka: Toto zariadenie NIE JE vodotesné. Zariadenie čistite iba podľa vyššie uvedeného návodu. Neponárajte zariadenie do vody ani ho nečistite pod tečúcou vodou. Nedovoľte, aby sa zariadenie dostalo do kontaktu s korozívnymi roztokmi, ktoré môžu poškodiť jeho vzhľad a funkciu.

Nabíjanie zariadenia

1. Zariadenie je vybavené rozhraním USB-C a dodáva sa s nabíjacím káblom. Pred nabíjaním zariadenia sa uistite, že je vypnuté.
2. Pripojte jeden koniec nabíjacieho kábla k nabíjacímu portu USB-C na zariadení. Nachádza sa na boku zariadenia. Pripojte druhý koniec nabíjacieho kábla k napájaciemu adaptéru.
3. LED dióda bude indikovať stav batérie, keď je zariadenie zapnuté alebo sa nabíja. Zapnite zariadenie a skontrolujte stav batérie.
 - Blikajúca oranžová: Dobíť
 - Neprerušovaná oranžová: Nízka hladina batérie
 - Svetiaca zelená: Vybitá batéria

Výdrž batérie zariadenia je až 60 minút v závislosti od použitých nastavení. Pri nabíjaní zariadenia používajte napájací adaptér USB-C s výkonom aspoň 20 W. **Poznámka:** Ak používate nabíjačku od tretej strany, uistite sa, že pochádza od certifikovaného výrobcu a že nemá žiadne štrukturálne poškodenie. Nepokúšajte sa zariadenie používať počas nabíjania.

Skladovanie a preprava zariadenia

Pri skladovaní a preprave zariadenia s ním manipulujte opatrne. Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste (teplota: 0 °C/32 °F – 35 °C/95 °F, relatívna vlhkosť: 10 – 90 % relatívnej vlhkosti). Neskladujte zariadenie na miestach, kde teplota môže presiahnuť 35 °C/95 °F, napríklad na priamom slnečnom svetle alebo vo vozidle.

Spríevodca riešením problémov

Scenár	Zobrazený chybový kód	Potenciálna príčina	Možné riešenia
Zariadenie sa nezapne	Indikátor batérie bliká 5-krát oranžovo, modro a zeleno a potom zhasne.	Batériový blok sa môže prehrievať	Nechajte zariadenie odpočívať 60 minút a potom to skúste znova. Ak problém pretrváva aj po overení všetkých vyššie uvedených krokov, kontaktujte spoločnosť Therabody so žiadosťou o ďalšiu pomoc. Dostupné kontaktné metódy nájdete na stránke https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
	Indikátor batérie bliká bielou farbou s frekvenciou 4 Hz po dobu 5 sekúnd	Skrat alebo prerušený obvod NTC batérie	Pre ďalšiu pomoc kontaktujte spoločnosť Therabody. Dostupné kontaktné metódy nájdete na stránke https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
Vibračný motor sa zastaví	Indikátor batérie bliká oranžovo	Nízka úroveň nabitia batérie	Nabite zariadenie.
	Indikátor batérie bliká 5-krát oranžovo, modro a zeleno a potom zhasne.	Batériový blok sa môže prehrievať	Nechajte zariadenie odpočívať 60 minút a potom to skúste znova. Ak problém pretrváva aj po overení všetkých vyššie uvedených krokov, kontaktujte spoločnosť Therabody so žiadosťou o ďalšiu pomoc. Dostupné kontaktné metódy nájdete na stránke https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
	—	Motor môže byť pokazený	Pre ďalšiu pomoc kontaktujte spoločnosť Therabody. Dostupné kontaktné metódy nájdete na stránke https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
Batéria sa nenabíja	—	Teplota okolia je príliš vysoká alebo príliš nízka	Zariadenie nabíjajte, keď je okolitá teplota medzi 5 °C a 35 °C
	—	Kábel napájacieho adaptéra nie je dobre pripojený k adaptérovej zásuvke na konzole	Odpojte kábel napájacieho adaptéra a znova ho zapojte. Uistite sa, že sú pripojené
	—	Kábel napájacieho adaptéra je znečistený	Vyčistite kábel napájacieho adaptéra
	Indikátor batérie bliká bielou farbou s frekvenciou 4 Hz po dobu 5 sekúnd	Skrat alebo prerušený obvod NTC batérie	Pre ďalšiu pomoc kontaktujte spoločnosť Therabody. Dostupné kontaktné metódy nájdete na stránke https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html
	—	Batéria môže byť poškodená	Pre ďalšiu pomoc kontaktujte spoločnosť Therabody. Dostupné kontaktné metódy nájdete na stránke https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html

Upozornenia a pokyny (preventívne opatrenia a kontraindikácie)

Pozadie

Produkt Therabody sú navrhnuté tak, aby odomkli prirodzenú schopnosť tela dosiahnuť zdravie a pohodu. Vďaka vede a technológii umožňuje portfólio produktov Therabody ľuďom prístup k terapeutickým výhodám rôznych prírodných javov, ktoré uspokojia ich potreby aj preferencie. Budú chvíle, keď bude vhodné upraviť spôsob používania zariadení (bezpečnostné opatrenia) alebo chvíle, keď nie je vhodné používať určité zariadenia (kontraindikácie). Pred použitím si prečítajte celé nasledujúce bezpečnostné informácie pre zariadenie.

Dôležité bezpečnostné informácie

Všeobecné použitie zariadenia

Toto zariadenie je určené na použitie osobami v dobrom zdravotnom stave. Toto zariadenie je kontraindikované a nemalo by ho používať osoba s epilepsiou, záchvatmi alebo kardiopatiou v anamnéze.

Zariadenie sa neodporúča osobám s implantovaným elektronickým zariadením (ako je kardiostimulátor), srdcovou arytmiou, nádormi alebo akútnymi epizódami zápalových ochorení. Zariadenie sa neodporúča osobám s arteriosklerózou, trombózami alebo implantátmi v ošetrovanej oblasti tela. Zariadenie by sa nemalo používať, ak máte na ošetrovanej oblasti tmavohnedé alebo čierne škvrny, ako sú veľké pehy, materské znamienka, materské znamienka alebo bradavice. Zariadenie sa neodporúča, ak máte v ošetrovanej oblasti ekzém, psoriázu, lézie,

otvorené rany alebo aktívne infekcie iné ako mierne až stredne závažné akné, ako sú napríklad opary. Pred použitím zariadenia počkajte, kým sa infikovaná oblasť zahojí. Zariadenie by sa nemalo používať, ak máte abnormálne kožné ochorenia spôsobené cukrovkou alebo inými systémovými či metabolickými ochoreniami. Ak máte v ošetrovanej oblasti v anamnéze výskyt herpesových vyrážok, používanie zariadenia sa neodporúča, pokiaľ ste sa neporadili so svojim lekárom a nepodstúpili preventívnu liečbu.

Ak ste tehotná a/alebo dojčíte, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojim lekárom. Pri prvých príznakoch nepohodlia zariadenie okamžite prestaňte používať. Ak máte akékoľvek zdravotné problémy, poraďte sa pred použitím zariadenia so svojim lekárom.

Bezpečnosť, bezpečnostné opatrenia a kontraindikácie

Tieto odporúčania vychádzajú z konzultácií s lekáskymi odborníkmi a publikovaného výskumu týkajúceho sa preventívnych opatrení a kontraindikácií k dátumu tlače. Aktuálne informácie nájdete na našej webovej stránke <https://www.therabody.com/us/en-us/precautions-and-contradictions.html>.

LED svetelná terapia: červená, červená + infračervená a modrá svetelná terapia

Prevenia:

Za týchto okolností je potrebná náležitá opatrnosť a používanie zariadenia môže byť potrebné upraviť. Ak v súčasnosti máte alebo máte podozrenie, že by ste mohli mať niektorý z nasledujúcich stavov, alebo ak máte akékoľvek otázky, poraďte sa s lekárom.

- Majú piercingy/šperky na tvári, ktoré sa nedajú odstrániť
- Nedávne zranenie alebo operácia tváre alebo očí
- Nedávne ošetrenie tváre vrátane, ale nie výlučne, neurotoxínov, dermálnych výplní, mikroneedlingu, laseru a chemického peelingu, kým sa pokožka úplne nezahojí.
- Aktuálne prepuknutie vírusu herpes simplex
- Poškodená koža
- Aplikácia retinolu pred použitím červeného LED svetla

Kontraindikácie:

Nasledujú okolnosti, kedy potenciálne riziká môžu prevážiť nad prínosmi. Pred použitím sa poraďte s lekárom.

- Očné poruchy, ako napríklad retinitis pigmentosa, očný albinizmus, iné vrodené poruchy sietnice
- Kožná vyrážka, otvorené rany, pľuzgiere, lokálny zápal tkaniva, infekcia, modriny alebo nádory
- Tehotenstvo/dojčenie
- Abnormálne pocity (napr.: necitlivosť)

- Rakovina/nádory
- Epilepsia
- Kardiopatia (ochorenie srdca)
- Fotoalergia alebo porucha (napr.: lupus, porfýria)
- Lieky, ktoré spôsobujú citlivosť na svetlo
- Lieky na ťažké akné
- Extrémna citlivosť na svetlo
- Melazma alebo hyperpigmentácia (najmä ak sa zhoršuje miernym teplom)
- Podozrivé lézie alebo rakovina kože – poraďte sa so svojím lekárom
- Ak užívate alebo používate retinol alebo iné lieky, produkty alebo benzoylperoxid citlivé na slnko, nepoužívajte infračervené svetlo.
- Alergia na materiál zariadenia (Lycra tkanina a priehľadný TPE a silikón lekárskej kvality)

Vibračná terapia

Prevenia:

Za týchto okolností je potrebná náležitá opatrnosť a používanie zariadenia môže byť potrebné upraviť. Ak v súčasnosti máte alebo máte podozrenie, že by ste mohli mať niektorý z nasledujúcich stavov, alebo ak máte akékoľvek otázky, poraďte sa s lekárom.

- Nedávne zranenie, chirurgický zákrok alebo ošetrenie tváre vrátane neurotoxínu, dermálnej výplne, mikroneedlingu, laseru a chemického peelingu, kým sa pokožka úplne nezahojí.
- Aktuálne prepuknutie vírusu herpes simplex

- Poškodená koža
- Hypertenzia (kontrolovaná)
- Abnormálne pocity (napr.: necitlivosť)
- Citlivosť na tlak
- Lieky, ktoré môžu zmeniť pocity

Kontraindikácie:

Nasledujú okolnosti, kedy potenciálne riziká môžu prevážiť nad prínosmi. Pred použitím sa poraďte s lekárom.

- Kožná vyrážka, otvorené rany, pľuzgiere, lokálny zápal tkaniva, infekcia, modriny alebo nádory
- Aktívne vyrážky akné
- Zlomenina kosti alebo osifikujúca myozitída
- Hypertenzia (nekontrolovaná)
- Akútne alebo závažné ochorenie srdca, pečene alebo obličiek
- Neurologické stavy vedúce k strate alebo zmene citlivosti
- Poruchy krvácania
- Nedávna operácia alebo zranenie
- Poruchy spojivového tkaniva
- Periférna vaskulárna insuficiencia alebo ochorenie
- Lieky, ktoré riedia krv alebo menia pocity
- Priame umiestnenie na miesto chirurgického zákroku alebo hardvér
- Extrémne nepohodlie alebo bolesť
- Kardiostimulátor, ICD alebo anamnéza embólie

Obmedzená záruka

Úplné informácie o záruke nájdete na stránke www.therabody.com/warranty. Zákazníci, ktorí potrebujú podporu k produktu, by mali navštíviť stránku <https://www.therabody.com/us/en-us/support/support.html>, kde nájdete dostupné kontaktné metódy.

Obmedzená záruka platí len pri nákupe u autorizovaného predajcu

© 2025 Therabody, Inc. Všetky práva vyhradené.
Patenty na www.therabody.com/patents

Vyrobené a distribuované spoločnosťou:

Therabody, Inc.
1640 S Sepulveda
Apartmán 300
Los Angeles, CA 90025
USA

Therabody International Limited
5. poschodie, Mespil Road 40,
DO4C2N4 Dublin, Írsko

Therabody UK Limited
Portsoken House 155-157
The Minorities, London,
Spojené kráľovstvo, EC3N1LJ

Informácie o batérii zariadenia – EÚ

Hmotnosť: 23 g

Kapacita: 1200 mAh

Chémia: Lítium-polymérová batéria

UPOZORNENIA JEDNOTKY

PRED POUŽITÍM ALEBO NABÍJANÍM ZARIADENIA A JEHO PRÍSLUŠENSTVA SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY A VÝSTRAŽNÉ OZNAČENIA V TOMTO NÁVODE, NA NABÍJAČKE A NA ZARIADENIE.

1. **POUŽÍVAJTE IBA PODĽA POKYNOV.** Používajte iba príslušenstvo a náhradné diely odporúčané spoločnosťou Therabody. Toto zariadenie nie je určené na diagnostikovanie, zmierňovanie alebo liečbu ochorení. Zariadenie je pokročilý mechanický nástroj s elektrickými komponentmi. Ak sa zariadenie a jeho príslušenstvo nepoužívajú alebo neudržiavajú správne, hrozí riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zranenia. Nepoužívanie a údržba zariadenia a príslušených príslušenstva v súlade s pokynmi uvedenými v tejto príručke bude mať za následok stratu záruky a môže viesť k poškodeniu produktu alebo fyzickému zraneniu. Zariadenie je určené na komerčné a domáce použitie.
2. **NIE JE URČENÉ PRE DETI.** Zariadenie nie je určené na používanie osobami mladšími ako 18 rokov alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo uvažovacími schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí. Zariadenie nie je hračka. Nehrajte sa s elektrickými súčiastkami, neohýbajte ich ani ich neťahajte.
3. **NABÍJANIE.** Ak sa zariadenie nezapne alebo indikátor batérie zobrazuje nízky stav nabitia, pred prvým použitím ho nabite. Nabite batériu pomocou kábla USB-C (súčasťou balenia). Keď používate nabíjací kábel (je súčasťou balenia), pred zapojením adaptéra do elektrickej zásuvky sa uistite, že jeho konektor USB-C je úplne zasunutý do kompatibilného napájacieho adaptéra. Batériu môžete nabíjať aj pomocou káblov tretích strán, ktoré sú kompatibilné s USB-C a s platnými národnými predpismi a medzinárodnými a regionálnymi bezpečnostnými normami. Iné adaptéry nemusia spĺňať príslušné bez-






pečnostné normy a nabíjanie s takýmito adaptérami môže predstavovať riziko úmrtia alebo zranenia. Nevkladajte kábel na miesto násilím. Zariadenie úplne nabite aspoň raz za šesť mesiacov, aby ste predišli poškodeniu zariadenia a batérie. Keď sa nepoužívajú, odpojte napájací adaptér a nabíjací kábel.

4. **NEPREPLÁCAJTE.** Nenechávajte zariadenie pripojené k napájacímu adaptéru dlhšie ako jednu hodinu po úplnom nabití batérie. Batéria obsahuje ochranný systém, ktorý zabraňuje riziku prebitia. Prebíjanie však môže časom skrátiť jeho životnosť.
5. **NABÍJACIE MIESTA.** Pred nabíjaním sa uistite, že LED dióda stavu batérie nesvieti. Vložte kábel USB-C do portu (za tlačidlom napájania), aby ste zariadenie nabili. Nepoužívajte zariadenie počas nabíjania. Zabráňte kontaktu s pokožkou, keď je USB-C zapojený do zdroja napájania, pretože to môže spôsobiť nepohodlie alebo zranenie. Nespíte ani nesadajte na konektor USB-C. Zariadenie by sa malo nabíjať v interiéri na dobre vetranom a suchom mieste. Nenabíjajte zariadenie vonku, v kúpeľni ani do vzdialenosti 3,1 metra od vane alebo bazéna. Nepoužívajte zariadenie ani nabíjačku na mokrych povrchoch a nevystavujte nabíjačku vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte zariadenie ani jeho kompatibilnú nabíjačku v prítomnosti výbušného prostredia (plynné výpary, prach, obilie, kovové prášky alebo horľavé materiály). Môžu sa vytvárať iskry, ktoré môžu spôsobiť požiar.
6. **ODPOJENIE NABÍJAČKY.** Ťahajte za zástrčku, nie za kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy nenoste nabíjačku za kábel. Uchovávajte kábel mimo dosahu tepla, oleja a ostrých hrán. Nenaťahujte ani nevystavujte kábel napätiu. Nemanipulujte s nabíjačkou, konektormi ani zariadením mokrymi rukami. Vždy odpojte tento spotrebič od elektrickej zásuvky ihneď po použití a pred čistením. Kábel skladujte tak, aby sa naň nestúpilo, nezakoplo oň ani aby nebol inak vystavený poškodeniu alebo namáhaniu. Nepoužívajte napájací adaptér ani nabíjací kábel, ktorý utrpel silný úder, spadol, prešiel cez neho alebo bol akýmkoľvek spôsobom poškodený. Pre dlhodobé skladovanie skladujte s plne nabitou batériou.
7. **POUŽITIE A CITLIVOSŤ POKOŽKY.** Nastavte si zariadenie tak, aby vám pohodlne sedelo na tvári. Zariadenie vždy nastavujte, keď je VYPNUTÉ. Stlačte a podržte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie vypili. Uistite sa, že LED dióda stavu batérie nesvieti. Ak pocítite akékoľvek nepohodlie, prestaňte zariadenie používať. Niektorí ľudia môžu pociťovať reakcie na určité materiály používané v nositeľných predmetoch, ktoré sú v dlhodobom kontakte s ich

pokožkou. Môže to byť spôsobené alergiami, faktormi prostredia, dlhodobým vystavením dráždivým látkam, ako je pot, alebo inými príčinami. Ak máte alergie alebo iné citlivosti, je pravdepodobnejšie, že pocítite podráždenie z akéhokoľvek nositeľného zariadenia. Ak máte známu precitlivosť, pri používaní zariadenia a príslušenstva buďte obzvlášť opatrní. Ak pocítite začervenanie, opuch, svrbenie alebo akékoľvek iné podráždenie či nepríjemné pocity na pokožke okolo zariadenia alebo pod ním, odstráňte zariadenie a pred opätovným používaním sa poraďte so svojím lekárom. Pokračovanie v používaní, aj po ústupe príznakov, môže viesť k obnoveniu alebo zvýšeniu podráždenia.

8. **NEPOUŽÍVAJTE POD DEKOU A VANKÚŠOM.** Môže dôjsť k nadmernému zahriatiu a spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie.
9. **STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE A SERVIS.** So zariadením manipulujte opatrne. Zariadenie obsahuje elektronické súčiastky, ktoré sa môžu poškodiť pri páde, spálení, prepichnutí alebo rozdrvení. Nerozoberajte zariadenie ani sa ho nepokúšajte sami opraviť. Demontáž zariadenia ho môže poškodiť, viesť k strate vodotesnosti a môže spôsobiť zranenie. Ak je zariadenie poškodené alebo sa vyskytnú poruchy, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti Therabody. Záruka bude neplatná, ak sa zariadenie, batérie alebo nabíjačka rozoberú alebo ak sa odstránia akékoľvek časti. Nepoužívajte, ak sú poškodené, pretože môžu spôsobiť zranenie. Zabráňte silnému pôsobeniu prachu alebo piesku. Zariadenie neprepichujte ani nepoškodzujte. Prepichnutie zariadenia môže viesť k nesprávnej prevádzke.
10. **SKLADOVANIE ZARIADENIA A PRÍSLUŠENSTVA.** Skladujte na chladnom a suchom mieste. Zariadenie nabíjajte iba vtedy, keď je okolitá teplota medzi 35 °C/95 °F a 0 °C/32 °F. Neskladujte zariadenie ani nabíjací kábel na miestach, kde teplota môže presiahnuť 35 °C/95 °F, napríklad na priamom slnečnom svetle, vo vozidle alebo v kovovej budove počas leta.
11. **LIKVIDÁCIA ZARIADENIA.** Toto zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu a pri likvidácii zariadenia je potrebná opatrnosť. Pred likvidáciou tohto zariadenia si prečítajte miestne zákony a požiadavky týkajúce sa likvidácie lítium-iónových batérií. Preferovanou metódou likvidácie je recyklácia celého zariadenia.

Štítky Význam symbolov

Štítok	Popis	Umiestnenie štítku
IP 22	Stupeň ochrany proti vniknutiu vody	Na štítku s hodnotením
	Pred použitím si prečítajte pokyny	Na štítku s hodnotením
	Úroveň ochrany typu BF pre aplikovanú časť	Na štítku s hodnotením
	V súlade so smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite	Na štítku s hodnotením
	Značka UKCA pre Spojené kráľovstvo	Na štítku s údajmi (iba v EÚ)
	Therabody, Inc. 1640 S. Sepulveda Blvd. Apartmán 300 Los Angeles, CA 90025	Na štítku s hodnotením

Naskenujte QR kód a získajte kópiu vyhlásenia o zhode podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020.



Zdravotnícka EMC + bezpečnosť

Požiadavky IEC 60601-1 a IEC60601-11 (upozornenie) --- Pre zdravotnícke pomôcky platí pre USA a Kaliforniu.

Toto zariadenie je zariadenie triedy III s typom BF. Spĺňa normy pre bezpečnosť zdravotníckych elektrických zariadení (IEC 60601-1).
Toto zariadenie je tiež v súlade s normou Medical EMC (IEC 60601-1-2).

Bol testovaný a spĺňa limity elektromagnetickej kompatibility (EMC) pre zdravotnícke pomôcky podľa normy IEC 60601-1-2: 2014. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v typickej zdravotníckej inštalácii.

1* UPOZORNENIE: Používaniu tohto zariadenia v blízkosti iných zariadení alebo na nich umiestnených by sa malo zabrániť, pretože by to mohlo viesť k nesprávnej prevádzke. Ak je takéto použitie nevyhnutné, toto zariadenie a ostatné zariadenia by sa mali pozorovať, aby sa overilo, či fungujú normálne.

2* UPOZORNENIE: Použitie príslušenstva, prevodníkov a káblov iných ako tých, ktoré sú špecifikované alebo dodané výrobcom tohto zariadenia, môže viesť k zvýšeným elektromagnetickým emisiám alebo zníženej elektromagnetickej imunite tohto zariadenia a k nesprávnej prevádzke.

3* UPOZORNENIE: Prenosné RF komunikačné zariadenia (vrátane periférnych zariadení, ako sú anténne káble a externé antény) by sa nemali používať bližšie ako 30 cm (12 palcov) od akejkoľvek časti ME ZARIADENIA vrátane káblov špecifikovaných výrobcom. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k zníženiu výkonu tohto zariadenia.

Pokyny a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetické vyžarovanie – pre všetky ZARIADENIA A SYSTÉMY

POKYNY A VYHLÁSENIE VÝROBCU – ELEKTROMAGNETICKÉ VYŽAROVANIE


SK

Maska TheraFace Mask Glo je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ masky TheraFace Mask Glo by mal zabezpečiť, aby sa maska používala v takomto prostredí.		
EMISNÝ TEST	SÚLAD S PREDPISMI	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTREDIE – USMERNENIE
Rádiofrekvenčné emisie CISPR 11	Skupina 1	Maska TheraFace Mask Glo využíva rádiovú frekvenciu iba pre svoju vnútornú funkciu. Preto sú jej rádiové emisie veľmi nízke a pravdepodobne nespôsobia rušenie elektronických zariadení v blízkosti.
Rádiofrekvenčné emisie CISPR 11	Trieda B	Maska TheraFace Glo je vhodná na použitie vo všetkých prevádzkach vrátane domácností a tých, ktoré sú priamo pripojené k verejnej nízkonapäťovej elektrickej sieti, ktorá zásobuje budovy používané na obytné účely.
Harmonické emisie IEC 61000-3-2	Trieda A	
Funkcia napätia / emisie blikania IEC 61000-3-3	Vyhovuje	

Pokyny a vyhlásenie výrobcu – elektromagnetická imunita

Maska TheraFace Mask Glo je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ masky TheraFace Mask Glo by mal zabezpečiť, aby sa maska používala v takomto prostredí.			
TEST IMUNITY	TESTOVACIA ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ SÚLADU	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTREDIE – USMERNENIE
Elektrostatický výboj (ESD) IEC 61000-4-2	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch	± 8 kV kontakt ± 2 kV, ± 4 kV, ± 8 kV, ± 15 kV vzduch	Podlahy by mali byť drevené, betónové alebo z keramických dlaždíc. Ak sú podlahy pokryté syntetickým materiálom, relatívna vlhkosť vzduchu by mala byť aspoň 30%.
Elektrostatický prechodový stav / výbuch IEC 61000-4-4	±2 kV pre napájacie vedenia ±1 kV pre vstupné/výstupné vedenia	±2 kV pre napájacie vedenia	Kvalita elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo domácejmu prostrediu.
Prepätie IEC 61000-4-5	±1kV diferenciálny režim ±2 kV bežný režim	±1kV diferenciálny režim	Kvalita elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo domácejmu prostrediu.
Poklesy napätia, krátkodobé prerušenia a kolísania napätia na vstupných vedeniach napájania IEC 61000-4-11	0 % UT; 0,5 cyklu (g) pri 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklov Jednofázový; pri 0° 0 % UT; 250/300 cyklov	45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 0 % UT; 1 cyklus a 70 % UT; 25/30 cyklov Jednofázový; pri 0° 0 % UT; 250/300 cyklov	Kvalita elektrickej siete by mala zodpovedať typickému komerčnému alebo domácejmu prostrediu. Ak používateľ masky TheraFace Mask Glo potrebuje nepretržitú prevádzku počas prerušenia napájania zo siete, odporúča sa, aby bola maska TheraFace Mask Glo napájaná z neprerušiteľného zdroja napájania alebo z batérie.
Frekvencia napájania (magnetické pole 50/60 Hz) IEC 61000-4-8	30 A/m	30 A/m	Magnetické polia sieťovej frekvencie by mali byť na úrovni charakteristickej pre typické miesto v typickom komerčnom alebo domácom prostredí.
POZNÁMKA _{UT} Je striedavé sieťové napätie pred aplikáciou testovacej úrovne.			

Maska TheraFace Mask Glo je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí špecifikovanom nižšie. Zákazník alebo používateľ masky TheraFace Mask Glo by mal zabezpečiť, aby sa maska používala v takomto prostredí.

TEST IMUNITY	TESTOVACIA ÚROVEŇ IEC 60601	ÚROVEŇ SÚLADU	ELEKTROMAGNETICKÉ PROSTREDIE – USMERNENIE
Vedená rádiovýfrekvenčná energia IEC 61000-4-6	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 V v pásmach ISM a amatérskych rádii medzi 0,15 MHz a 80 MHz	3 Vrms 150 kHz až 80 MHz 6 V v pásmach ISM a amatérskych rádii medzi 0,15 MHz a 80 MHz	Prenosné a mobilné RF komunikačné zariadenia by sa nemali používať bližšie k žiadnej časti masky TheraFace Mask Glo vrátane káblov, ako je odporúčaná vzdialenosť vypočítaná z rovnice platnej pre frekvenciu vysielača. Odporúčaná odstupová vzdialenosť: $d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{3,5}{E_1} \right] \sqrt{P}$ $d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$ 80 MHz až 800 MHz 800 MHz až 2,7 GHz
Vyžarované rádiovýfrekvenčné zariadenie podľa IEC 61000-4-3	10 W/m 80 MHz až 2,5 GHz 385 MHz – 5 785 MHz Testovacie špecifikácie pre ODOLNOSŤ KRYTIA PORTU voči bezdrôtovým komunikačným zariadeniam RF (pozri tabuľku 9 v norme IEC 60601-1-2:2014)	10 W/m 80 MHz až 2,5 GHz 385 MHz – 5 785 MHz Skušobné špecifikácie pre ODOLNOSŤ KRYTIA PORTU voči bezdrôtovým komunikačným zariadeniam RF (pozri tabuľku 9 v norme IEC 60601-1-2:2014)	kde p je maximálny výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača a d je odporúčaná vzdialenosť v metroch (m). ^a Intenzita poľa z pevných rádiovýfrekvenčných vysielačov, určená elektromagnetickým prieskumom lokality, ^b by mala byť nižšia ako úroveň zhody v každom frekvenčnom rozsahu. ^b V blízkosti zariadení označených nasledujúcim symbolom môže dôjsť k rušeniu:  POZNÁMKA 1 Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah. POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické vlnenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, predmetov a ľudí.

a Pásmo ISM (priemyselné, vedecké a lekárske) medzi 150 kHz a 80 MHz sú 6 765 MHz, 6 795 MHz, 13 553 MHz až 13 567 MHz, 26 957 MHz až 27 283 MHz a 40,66 MHz až 40,70 MHz. Rádiovýamatérske pásmo medzi 0,15 MHz a 80 MHz sú 1,8 MHz až 2,0 MHz, 3,5 MHz až 4,0 MHz, 5,3 MHz až 5,4 MHz, 7 MHz až 7,3 MHz, 10,1 MHz až 10,15 MHz, 14 MHz až 14,2 MHz, 18,07 MHz až 18,17 MHz, 21,0 MHz až 21,4 MHz, 24,89 MHz až 24,99 MHz, 28,0 MHz až 29,7 MHz a 50,0 MHz až 54,0 MHz.
b Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základňové stanice pre rádiové (mobilné/bezdrôtové) telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádiá, AM a FM rozhlasové vysielačie a televízne vysielačie, nemožno teoreticky presne predpovedať. Na posúdenie elektromagnetického prostredia spôsobeného pevnými RF vysielačmi by sa mal zväziť elektromagnetický prieskum lokality. Ak nameraná sila poľa v mieste, kde sa používa maska TheraFace Mask Glo, prekročí vyššie uvedené príslušnú úroveň zhody s rádiovýfrekvenčným zariadením, maska TheraFace Mask Glo by mala byť pozorovaná, aby sa overila jej normálna prevádzka. Ak sa pozoruje abnormálny výkon, môžu byť potrebné ďalšie opatrenia, ako napríklad zmena orientácie alebo premiestnenia masky TheraFace Mask Glo.
c Vo frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by mala byť intenzita poľa menšia ako 3 V/m.

Odporúčaná odstupová vzdialenosť medzi prenosnými a mobilnými rádiovýfrekvenčnými komunikačnými zariadeniami a ZARIADENIAMI alebo SYSTÉMMI – pre ZARIADENIA a SYSTÉMY

Odporúčaná odstupová vzdialenosť medzi prenosnými a mobilnými RF komunikačnými zariadeniami a maskou TheraFace Mask Glo

Maska TheraFace Mask Glo je určená na použitie v elektromagnetickom prostredí, v ktorom sú vyžarované rádiovýfrekvenčné rušenia kontrolované. Zákazník alebo používateľ masky TheraFace Mask Glo môže pomôcť predchádzať elektromagnetickému rušeniu dodržiavaním minimálnej vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými rádiovýfrekvenčnými komunikačnými zariadeniami (vysielačmi) a maskou TheraFace Mask Glo podľa nižšie uvedených odporúčaní, v súlade s maximálnym výstupným výkonom komunikačného zariadenia.

Menovitý maximum výstup vysielača Z	Oddelovacia vzdialenosť podľa frekvencie vysielača m			
	150 kHz až 80 MHz mimo pásiem ISM a amatérskych rádii	150 kHz až 80 MHz v pásmach ISM a amatérskych rádii	80 MHz až 800 MHz	80 MHz až 800 MHz
	$d = \left[\frac{3,5}{V_1} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{12}{V_2} \right] \sqrt{P}$	$d = \left[\frac{7}{E_1} \right] \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,20	0,035	0,07
0,1	0,38	0,63	0,11	0,22
1	1,2	2,00	0,35	0,70
10	3,8	6,32	1,10	2,21
100	12	20,00	3,5	7,0

Pre vysielače s maximálnym menovitým výstupným výkonom, ktorý nie je uvedený vyššie, možno odporúčanú odstupovú vzdialenosť d v metroch (m) odhadnúť pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielača, kde P je maximálny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.

POZNÁMKA 1 Pri frekvenciách 80 MHz a 800 MHz platí odstupová vzdialenosť pre vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2 Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Šírenie elektromagnetického žiarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od konštrukcií, predmetov a ľudí.



Therabody

Born in Los Angeles, CA.
Designed for everybody.



@Therabody