

R1

User Manual • Užívateľský manuál •
Užívateľský manuál • Használati utasítás •
Benutzerhandbuch

English	3 – 8
Čeština	9 – 14
Slovenčina	15 – 20
Magyar	21 – 26
Deutsch	27 – 32

Dear customer,

Thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully before first use and keep this user manual for future reference. Pay particular attention to the safety instructions. If you have any questions or comments about the device, please visit our customer support page: www.alza.cz/EN/kontakt.

App Installation


Do not use the device unless it is successfully connected to your mobile phone via the Android or iOS app and you are streaming live video.

To download the app, search for "Bebird" in your phone's App store or Google Play. Alternatively, scan the QR code to download and install the Bebird app.




App Connection

- Open the app to connect the WiFi in the settings



- Press the power button to turn on the device. A flashing blue light indicates that the device is powered on.
- Connect to the device's WiFi 'bebird-R1-XXXXXX'.
- Return to the app and begin using the device.

Accessory Replacement



For a better user experience, we recommend replacing the ear tip at least every three months. This interval may be adjusted depending on how frequently the device is used.

Accessories


Model bebird R1+



PC ear spoon x 1



Cotton swab ear tip x 1



Charging cable x 1



Storage tube x 1

Model bebird R1+S



Metal and silicone ear spoon x 1




Cotton swab ear tip x 2



PC ear spoon x 3



Storage tube x 1



Charging cable x 1



Storage box x 1

Model Name bebird R1+Plus




Metal and silicone ear spoon x 1




Cotton swab ear tip x 3



PC ear spoon x 5



Charging cable x 1



Standing base x 1

Note: Do not use the charging equipment with output voltage exceeding 5V.

Troubleshooting

Problem	Solution
No response after startup	Use the enclosed charging cable to charge. The charging time is 50 minutes.
The app closes quickly	Delete the existing app and reinstall it
Difficulty replacing the ear tips	Align the replacement ear tip with the camera and tighten it clockwise.
The indicator light blinks quickly	Use the enclosed charging cable to charge. The charging time is 50 minutes.
Abnormal display in app	Interrupt the connection, restart the device to connect again

Product Parameters

Product Name	Smart visual ear cleaner
Pixel	8 Megapixels
Depth	10-50 millimetres
Lens diameter	3.5 millimetres
Image transmission rate	20fps
Battery	180mAh lithium battery
Battery life	70 minutes
Charging time	50 minutes
Input current	DC 5V=0.5A
Gyroscope	6 axis
Network standard	IEEE 802.11b/g
Working frequency	2.4GHz
Rod weight	13 grams
Image sensor	CMOS
Working temperature	-10 to 50°C
Optimum focal length	13.5 millimeters
Maximum wireless output	<20dBm

Attention

- When cleaning the lens, wipe it carefully with professional alcohol cotton swabs.
- Please observe your surroundings before use. Stay at least 0.5 meters away from people, animals, or moving objects. Do not use in a moving vehicle or other unstable environments. Remain stationary while using.
- This product is unsuitable for children under 3 years old.
- This product is not suitable for children to use alone.
- Do not place the product in a humid environment for long periods or soak it in liquids.
- The product has a built-in rechargeable lithium-ion battery. Even if not in use, charge it once a month to prevent long-term battery damage.
- Use a 5V charger to charge the device. Do not use the product while it is charging.
- Avoid direct exposure to sunlight.
- Do not place heavy objects on the product.
- It is normal for the device temperature to rise slightly during use (up to 35°C).

Warranty Conditions

Warranty policies may vary by country or region. For specific details such as the warranty period and coverage, please refer to the after-sales policy provided by the sales channel from which you purchased the product. If you need to request after-sales service, please contact the sales channel or authorized dealer where the product was purchased. Be sure to provide valid proof of purchase, such as an invoice or order number, to confirm your eligibility for service.

EU Declaration of Conformity

This product complies with the legal requirements of the following European Union directive: 2014/53/EU.



WEEE

This product must not be disposed of as normal household waste in accordance with the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19/EU). Instead, it shall be returned to the place of purchase or handed over to a public collection point for the recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. Contact your local authority or the nearest collection point for further details. Improper disposal of this type of waste may result in fines in accordance with national regulations.



Vážený zákazníku

děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k zařízení, navštivte prosím naši stránku zákaznické podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Instalace aplikace

Zařízení nepoužívejte, dokud není úspěšně připojeno k vašemu mobilnímu telefonu prostřednictvím aplikace pro Android nebo iOS a dokud nevysíláte živé video.

Chcete-li aplikaci stáhnout, vyhledejte „**Bebird**“ v obchodě s aplikacemi vašeho telefonu nebo v Google Play. Alternativně můžete naskenovat QR kód a stáhnout a nainstalovat aplikaci Bebird.




Připojení aplikace

- Otevřete aplikaci a v nastavení připojte Wi-Fi.



- Stisknutím tlačítka napájení zařízení zapněte. Blikající modré světlo signalizuje, že je zařízení zapnuté.
- Připojte se k Wi-Fi zařízení „bebird-R1-XXXXXX“.
- Vraťte se do aplikace a začněte zařízení používat.

Výměna příslušenství



Pro lepší uživatelský komfort doporučujeme vyměnit ušní koncovku alespoň jednou za tři měsíce. Tento interval lze upravit v závislosti na tom, jak často zařízení používáte.

Příslušenství


Model bebird R1+



PC ušní lžička x 1



Bavlněný tampón do ucha x 1



Nabíjecí kabel x 1



Úložná trubička x 1


Model bebird R1+S



Kovová a silikonová lžička do ucha x 1



PC lžička do ucha x 3



Nabíjecí kabel x 1



Bavlněná špička do ucha x 2



Skladovací tuba x 1



Úložná krabička x 1


Název modelu bebird R1+Plus



Kovová a silikonová ušní lžička x 1




PC sluchátková lžička x 5



Stojan x 1



Bavlněné špunty do uší x 3



Nabíjecí kabel x 1

Poznámka: Nepoužívejte nabíjecí zařízení s výstupním napětím vyšším než 5 V.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Po spuštění žádná odezva	K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel. Doba nabíjení je 50 minut.
Aplikace se rychle zavírá	Odstraňte stávající aplikaci a nainstalujte ji znovu.
Potíže s výměnou ušních koncovek	Vyrovnejte náhradní ušní koncovku s kamerou a utáhněte ji ve směru hodinových ručiček.
Kontrolka rychle bliká	K nabíjení použijte přiložený nabíjecí kabel. Doba nabíjení je 50 minut.
Abnormální zobrazení v aplikaci	Přerušete připojení, restartujte zařízení a připojte se znovu.

Parametry produktu

Název produktu	Chytrý vizuální čistič uší
Pixel	8 megapixelů
Hloubka	10–50 milimetrů
Průměr objektivu	3,5 milimetrů
Rychlost přenosu obrazu	20 snímků za sekundu
Baterie	180 mAh lithiová baterie
Životnost baterie	70 minut
Doba nabíjení	50 minut
Vstupní proud	DC 5 V=0,5 A
Gyroskop	6 os
Síťový standard	IEEE 802.11b/g
Pracovní frekvence	2,4 GHz
Hmotnost tyče	13 gramů
Obrazový snímač	CMOS
Pracovní teplota	-10–50 °C
Optimální ohnisková vzdálenost	13,5 milimetrů
Maximální bezdrátový výkon	<20 dBm

Upozornění

- Při čištění objektivu jej opatrně otřete profesionálními alkoholovými tampony.
- Před použitím si prosím prohlédněte své okolí. Udržujte vzdálenost minimálně 0,5 metru od lidí, zvířat nebo pohybujících se předmětů. Nepoužívejte v jedoucím vozidle nebo v jiných nestabilních prostředích. Během používání zůstaňte na místě.
- Tento výrobek není vhodný pro děti do 3 let.
- Tento produkt není vhodný pro samostatné používání dětmi.
- Nevystavujte výrobek dlouhodobě vlhkému prostředí a nenamáčejte jej do tekutin.
- Produkt má vestavěnou dobíjecí lithium-iontovou baterii. I když jej nepoužíváte, nabíjejte jej jednou za měsíc, aby nedošlo k dlouhodobému poškození baterie.
- K nabíjení zařízení použijte 5 V nabíječku. Produkt nepoužívejte během nabíjení.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
- Na produkt nepokládejte těžké předměty.
- Je normální, že se teplota zařízení během používání mírně zvýší (až na 35 °C).

Záruční podmínky

Záruční podmínky se mohou lišit v závislosti na zemi nebo regionu. Konkrétní podrobnosti, jako je záruční doba a rozsah záruky, najdete v poprodejních podmínkách poskytovaných prodejním kanálem, u kterého jste produkt zakoupili. Pokud potřebujete požádat o poprodejní servis, obraťte se na prodejní kanál nebo autorizovaného prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Nezapomeňte předložit platný doklad o nákupu, například fakturu nebo číslo objednávky, abyste potvrdili svůj nárok na servis.

Prohlášení o shodě EU

Tento produkt splňuje zákonné požadavky následující směrnice Evropské unie: 2014/53/EU.



OEEZ

Tento produkt nesmí být likvidován jako běžný domácí odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen do místa nákupu nebo odevzdán do veřejného sběrného místa pro recyklovatelný odpad. Správným způsobem likvidace tohoto produktu pomůžete zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s tímto produktem. Další informace získáte u místních úřadů nebo v nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může vést k pokutám v souladu s národními předpisy.



Vážený zákazník,

ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred prvým použitím si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte tento návod na použitie pre budúce použitie. Venujte osobitnú pozornosť bezpečnostným pokynom. Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa zariadenia, navštívte našu stránku zákazníckej podpory:

<http://www.alza.cz/kontakt>

Inštalácia aplikácie


Zariadenie nepoužívajte, pokiaľ nie je úspešne pripojené k vášmu mobilnému telefónu prostredníctvom aplikácie pre Android alebo iOS a pokiaľ neprebieha streamovanie živého videa.

Ak chcete stiahnuť aplikáciu, vyhľadajte „**Bebird**“ v obchode s aplikáciami vášho telefónu alebo v Google Play. Alternatívne môžete naskenovať QR kód, aby ste stiahli a nainštalovali aplikáciu Bebird.




Pripojenie aplikácie

- Otvorte aplikáciu a v nastaveniach pripojte WiFi.



- Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie zapli. Blikajúce modré svetlo signalizuje, že zariadenie je zapnuté.
- Pripojte sa k WiFi zariadenia „bebird-R1-XXXXXX“.
- Vráťte sa do aplikácie a začnite zariadenie používať.

Výmena príslušenstva




Pre lepší používateľský zážitok odporúčame vymeniť ušný nastavtec aspoň raz za tri mesiace. Tento interval je možné upraviť v závislosti od frekvencie používania zariadenia.

Príslušenstvo

Model bebird R1+



PC ušná lyžička x 1



Nabíjací kábel x 1



Bavlnená tyčinka do ucha x 1



Úložná trubička x 1


Model bebird R1+S



Kovová a silikónová ušná lyžička x 1



PC ušná lyžička x 3



Nabíjací kábel x 1



Bavlnená špička do ucha x 2



Úložná trubička x 1



Úložná škatuľka x 1


Názov modelu bebird R1+Plus



Kovová a silikónová ušná lyžička x 1




PC ušná lyžička x 5



Stojan x 1



Bavlnené ušné štuple x 3



Nabíjací kábel x 1

Poznámka: Nepoužívajte nabíjacie zariadenie s výstupným napätím presahujúcim 5 V.

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Žiadna odozva po spustení	Na nabíjanie použite priložený nabíjací kábel. Doba nabíjania je 50 minút.
Aplikácia sa rýchlo zatvára	Odstráňte existujúcu aplikáciu a nainštalujte ju znovu
Problémy s výmenou ušných koncoviek	Vyrovajte náhradnú ušnú špičku s kamerou a utiahnite ju v smere hodinových ručičiek.
Kontrolka rýchlo bliká	Na nabíjanie použite priložený nabíjací kábel. Doba nabíjania je 50 minút.
Neobvyklé zobrazenie v aplikácii	Prerušte pripojenie, reštartujte zariadenie a pripojte sa znovu

Parametre produktu

Názov produktu	Inteligentný vizuálny čistič uší
Pixel	8 megapixelov
Hĺbka	10 – 50 milimetrov
Priemer objektívu	3,5 milimetra
Rýchlosť prenosu obrazu	20 snímok za sekundu
Batéria	180 mAh lítiová batéria
Životnosť batérie	70 minút
Doba nabíjania	50 minút
Vstupný prúd	DC 5 V=0,5 A
Gyroskop	6 osí
Sieťový štandard	IEEE 802.11b/g
Pracovná frekvencia	2,4 GHz
Hmotnosť tyče	13 gramov
Obrazový senzor	CMOS
Pracovná teplota	-10 až 50 °C
Optimálna ohnisková vzdialenosť	13,5 milimetra
Maximálny bezdrôtový výstup	<20 dBm

Upozornenie

- Pri čistení objektívu ho opatrne utrite profesionálnymi vatovými tyčinkami namočenými v alkohole.
- Pred použitím si všimnite svoje okolie. Zostaňte aspoň 0,5 metra od ľudí, zvierat alebo pohybujúcich sa predmetov. Nepoužívajte v pohybujúcom sa vozidle alebo iných nestabilných prostrediach. Počas používania zostaňte na mieste.
- Tento produkt nie je vhodný pre deti mladšie ako 3 roky.
- Tento produkt nie je vhodný na samostatné používanie deťmi.
- Produkt nevystavujte dlhodobo vlhkému prostrediu a nenamáčajte ho do tekutín.
- Produkt má vstavanú dobíjateľnú lítium-iónovú batériu. Aj keď produkt nepoužívate, nabíjajte ho raz za mesiac, aby nedošlo k trvalému poškodeniu batérie.
- Na nabíjanie zariadenia používajte 5V nabíjačku. Produkt nepoužívajte počas nabíjania.
- Vyhnite sa priamemu vystaveniu slnečnému žiareniu.
- Na produkt nekladte ťažké predmety.
- Je normálne, že sa teplota zariadenia počas používania mierne zvýši (až na 35 °C).

Záručné podmienky

Záručné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo regiónu. Konkrétne podrobnosti, ako je záručná doba a rozsah záruky, nájdete v podmienkach popredajného servisu, ktoré poskytuje predajný kanál, v ktorom ste produkt zakúpili. Ak potrebujete požiadať o popredajný servis, kontaktujte predajný kanál alebo autorizovaného predajcu, u ktorého ste produkt zakúpili. Nezabudnite predložiť platný doklad o kúpe, napríklad faktúru alebo číslo objednávky, aby ste potvrdili svoj nárok na servis.

EÚ vyhlásenie o zhode

Tento produkt spĺňa zákonné požiadavky nasledujúcej smernice Európskej únie: 2014/53/EÚ.



WEEE

Tento produkt sa nesmie likvidovať ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE – 2012/19/EÚ). Namiesto toho sa musí vrátiť na miesto nákupu alebo odovzdať na verejnom zbernom mieste pre recyklovateľný odpad. Zabezpečením správneho likvidovania tohto výrobku pomôžete predísť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate od miestnych orgánov alebo v najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže viesť k pokutám v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Tisztelt vásárló!

Köszönjük, hogy termékeinket választotta. Kérjük, hogy az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat, és őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet a jövőbeni használatra. Különös figyelmet fordítson a biztonsági utasításokra. Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van a készülékkel kapcsolatban, kérjük, látogasson el ügyfélszolgálati oldalunkra: <http://www.alza.hu/kontakt>

Alkalmazás telepítése


Ne használja a készüléket, amíg az Android vagy iOS alkalmazáson keresztül sikeresen nem csatlakozott a mobiltelefonjához, és nem közvetít élő videót.

Az alkalmazás letöltéséhez keresse meg a **„Bebird”** nevet a telefonja App Store vagy Google Play áruházában. Alternatív megoldásként olvassa be a QR-kódot a Bebird alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.



Az alkalmazás csatlakoztatása

- Nyissa meg az alkalmazást, és a beállításokban csatlakoztassa a WiFi-t.



- Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához. A villogó kék fény jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva.
- Csatlakozzon a készülék „bebird-R1-XXXXXX” WiFi-jéhez.
- Térjen vissza az alkalmazáshoz, és kezdje el használni a készüléket.

Kiegészítők cseréje

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a fülhegy biztonságosan rögzítve van.



A fülhegy saját menettel rendelkezik, és cseréhez az óramutató járásával megegyező irányba csavarható le.


A jobb felhasználói élmény érdekében javasoljuk, hogy legalább háromhavonta cserélje ki a fülhegyet. Ez az időköz a készülék használatának gyakoriságától függően módosítható.

Tartozékok

Modell bebird R1+



PC fülkanál x 1



Töltőkábel x 1



Vattacsomós fülhegy x 1



Tárolócső x 1


Modell: bebird R1+S



Fém és szilikon fülkanál x 1



PC fülkanál x 3



Töltőkábel x 1



Vattacsomós fülhegy x 2



Tárolócső x 1



Tárolódoboz x 1


Modell neve: bebird R1+Plus



Fém és szilikon fülkanál x 1




PC fülkanál x 5



Állvány x 1



Vattacsomós fülhegy x 3



Töltőkábel x 1

Megjegyzés: Ne használjon 5 V-nál nagyobb kimeneti feszültségű töltőberendezést.

Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
Indítás után nincs válasz	A mellékelt töltőkábel segítségével töltsse fel a készüléket. A töltési idő 50 perc.
Az alkalmazás gyorsan bezárul	Törölje a meglévő alkalmazást, majd telepítse újra
Nehézség a fülhegyek cseréjével	Igazítsa a csere fülhegyet a kamerához, és csavarja be az óramutató járásával megegyező irányba.
A jelzőfény gyorsan villog	A mellékelt töltőkábel segítségével töltsse fel. A töltési idő 50 perc.
Rendellenes kijelzés az alkalmazásban	Szakítsa meg a kapcsolatot, indítsa újra a készüléket, majd csatlakozzon újra

Termékparaméterek

Termék neve	Intelligens vizuális fül tisztító
Pixel	8 megapixel
Mélység	10–50 milliméter
Lencse átmérője	3,5 milliméter
Képatviteli sebesség	20 fps
Akkumulátor	180 mAh lítium akkumulátor
Akkumulátor élettartama	70 perc
Töltési idő	50 perc
Bemeneti áram	DC 5V=0,5A
Giroszkóp	6 tengely
Hálózati szabvány	IEEE 802.11b/g
Működési frekvencia	2,4 GHz
Rúd súlya	13 gramm
Képszenzor	CMOS
Működési hőmérséklet	-10 és 50 °C között
Optimális fókusztávolság	13,5 milliméter
Maximális vezeték nélküli kimeneti teljesítmény	<20 dBm

Figyelem

- A lencse tisztításakor óvatosan törölje le professzionális alkoholos vattacsomóval.
- Használat előtt figyelje meg a környezetét. Tartson legalább 0,5 méter távolságot emberektől, állatoktól vagy mozgó tárgyaktól. Ne használja mozgó járműben vagy más instabil környezetben. Használat közben maradjon mozdulatlan.
- Ez a termék 3 év alatti gyermekek számára nem alkalmas.
- Ez a termék nem alkalmas gyermekek önálló használatára.
- Ne tegye a terméket hosszabb ideig nedves környezetbe, és ne áztassa folyadékba.
- A termék beépített újratölthető lítium-ion akkumulátorral rendelkezik. Használaton kívül is havonta egyszer töltsse fel, hogy megelőzze az akkumulátor hosszú távú károsodását.
- A készülék töltéséhez 5 V-os töltőt használjon. Ne használja a terméket töltés közben.
- Kerülje a közvetlen napfény hatását.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre.
- Normális, ha a készülék hőmérséklete használat közben kissé emelkedik (legfeljebb 35 °C-ra).

Garanciális feltételek

A jótállási feltételek országonként vagy régióként eltérőek lehetnek. A jótállási időszak és a jótállás hatálya stb. konkrét részleteiről kérjük, olvassa el a termék vásárlásának helye szerinti értékesítési csatorna által biztosított értékesítés utáni szolgáltatásokra vonatkozó szabályzatot. Ha értékesítés utáni szolgáltatást igényel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a termék vásárlásának helye szerinti értékesítési csatornával vagy hivatalos kereskedővel. A szolgáltatás igénybevételének jogosultságának igazolásához feltétlenül mutasson be érvényes vásárlási bizonylatot, például számlát vagy rendelési számot.

EU megfeleléségi nyilatkozat

Ez a termék megfelel a következő európai uniós irányelv jogi követelményeinek: 2014/53/EU.



WEEE

Ezt a terméket nem szabad a szokásos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló EU irányelv (WEEE - 2012/19/EU) szerint. Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy át kell adni egy nyilvános gyűjtőhelynek az újrahasznosítható hulladékok számára. A termék megfelelő ártalmatlanításával hozzájárul a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív hatások megelőzéséhez, amelyek a termék nem megfelelő hulladékkezelése esetén jelentkezhetnek. További részletekért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti szabályozásnak megfelelően bírsággal járhat.



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Wenn Sie Fragen oder Kommentare zum Gerät haben, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice: <http://www.alza.de/kontakt>, <http://www.alza.at/kontakt>


App-Installation

- Verwenden Sie das Gerät nur, wenn es erfolgreich mit Ihrem Smartphone über die Bebird-App verbunden ist und Sie Live-Videos streamen.
- Öffnen Sie den App Store oder Google Play und wählen Sie die Bebird-App aus. Alternativ scannen Sie den QR-Code, damit die Bebird-App automatisch auf Ihrem Gerät installiert wird.



App-Verbindung

- Öffnen Sie die App und stellen Sie in den Einstellungen die Verbindung zum WLAN her.



- Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um das Gerät einzuschalten. Ein blinkendes blaues Licht zeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem WLAN „bebird-R1-XXXXXX“ des Geräts.
- Kehren Sie zur App zurück und starten Sie die Nutzung des Geräts.

Ersatz von Zubehör

Bitte stellen Sie sicher, dass die Ohrstöpsel vor der Verwendung fest sitzen.



Die Ohrstöpsel haben ein eigenes Gewinde und können zum Austausch im Uhrzeigersinn abgeschraubt werden.

Für eine bessere Benutzererfahrung empfehlen wir, die Ohrstöpsel mindestens alle drei Monate auszutauschen. Dieser Zeitraum kann je nach Häufigkeit der Nutzung des Geräts angepasst werden.

Zubehör


Modell bebird R1+



PC-Ohrhörer x 1



Wattestäbchen für Ohrstöpsel x 1



Ladekabel x 1



Aufbewahrungsröhre x 1

Modell bebird R1+S



Ohrlöffel aus Metall und Silikon x 1




Wattestäbchen-Ohrstöpsel x 2



PC-Ohrlöffel x 3



Aufbewahrungsröhre x 1



Ladekabel x 1



Aufbewahrungsbox x 1

Modellname bebird R1+Plus




Ohrlöffel aus Metall und Silikon x 1




Ohrstöpsel aus Baumwolle x 3



PC-Ohrlöffel x 5



Ladekabel x 1



Ständer x 1

Hinweis: Verwenden Sie nur Ladegeräte mit einer Ausgangsspannung von maximal 5 V.

Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Keine Reaktion nach dem Start	Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel. Laden Sie das Gerät 50 Minuten.
Die App schließt sich schnell	Löschen Sie die vorhandene App und installieren Sie sie neu.
Schwierigkeiten beim Austauschen der Ohrstöpsel	Richten Sie die Ersatz-Ohrstöpsel an der Kamera aus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn fest.
Die Anzeigeleuchte blinkt schnell	Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und laden Sie das Gerät 50 Minuten.
Anormale Anzeige in der App	Trennen Sie die Verbindung und starten Sie das Gerät neu. Stellen Sie danach die Verbindung erneut her.

Produktparameter

Produktname	Intelligenter visueller Ohrreiniger
Pixel	8 Megapixel
Tiefe	10–50 Millimeter
Objektivdurchmesser	3,5 Millimeter
Bildübertragungsrate	20 Bilder pro Sekunde
Akku	180-mAh-Lithium-Batterie
Batterielebensdauer	70 Minuten
Ladezeit	50 Minuten
Eingangsstrom	DC 5 V=0,5 A
Gyroskop	6 Achsen
Netzwerkstandard	IEEE 802.11b/g

Arbeitsfrequenz	2,4 GHz
Stabgewicht	13 Gramm
Bildsensor	CMOS
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C
Optimale Brennweite	13,5 Millimeter
Maximale Funkleistung	<20 dBm

Achtung

- **Reinigen Sie die Linse vorsichtig mit professionellen Alkoholtupfern.**
- **Achten Sie auf Ihre Umgebung:** Halten Sie mindestens 0,5 Meter Abstand zu Personen, Tieren und sich bewegenden Objekten. Verwenden Sie das Produkt nicht in fahrenden Fahrzeugen oder instabilen Umgebungen. Bleiben Sie während der Nutzung stehen.
- **Dieses Produkt eignet sich nicht für Kinder unter 3 Jahren** und nicht für die alleinige Nutzung durch Kinder.
- **Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit:** Tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten und vermeiden Sie längere feuchte Umgebungen.
- **Akkupflege:** Das Gerät verfügt über einen integrierten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Laden Sie ihn einmal im Monat auf, auch bei Nichtgebrauch, um Schäden zu vermeiden. Verwenden Sie nur ein 5-V-Ladegerät. Nutzen Sie das Produkt nicht während des Ladevorgangs.
- **Schutz vor Umwelteinflüssen:** Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.
- **Betriebstemperatur:** Es ist normal, dass die Temperatur während der Nutzung leicht ansteigt (bis zu 35 °C).

Garantiebedingungen

Die Garantiebedingungen können je nach Land oder Region unterschiedlich sein. Informationen zu Garantiezeit und -umfang finden Sie in den After-Sales-Richtlinien des Kanals, über den Sie das Produkt gekauft haben. Für den After-Sales-Service wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Vertriebskanal oder autorisierten Händler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg wie Rechnung oder Bestellnummer vor, um Ihre Berechtigung nachzuweisen.

EU-Konformitätserklärung

Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der folgenden Richtlinie der Europäischen Union: 2014/53/EU.



WEEE

Dieses Produkt darf gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE – 2012/19/EU) nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Es muss stattdessen zum Kaufort zurückgebracht oder an einer öffentlichen Sammelstelle für recycelbare Abfälle abgegeben werden. Durch die richtige Entsorgung helfen Sie, mögliche negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen könnten. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde oder der nächstgelegenen Sammelstelle. Eine unsachgemäße Entsorgung kann nach nationalen Vorschriften mit Geldstrafen geahndet werden.

