

Gebrauchsanleitung

Soft&Clean, Sicherheits-Nasensauger
Art.Nr.: 79112

DE

Instruction manual

Soft&Clean, Safety nasal aspirator
Art.no.: 79112

GB

Notice d'utilisation

Soft&Clean, Mouche-bébé sécurisé
Art. Núm. : 79112

FR

reer

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor Anwendung sorgfältig durch. Die Sicherheitsfunktion des Artikels könnte sonst beeinträchtigt werden. Bewahren Sie die Anleitung für späteres Nachschlagen auf.

Achtung! Dieser Artikel ist zum Schutz Ihres Kindes entwickelt worden. Er ist kein Spielzeug und ersetzt nicht die Aufsichtspflicht durch Erwachsene.

Sicherheitshinweise: Den Artikel nur zu dem vorgesehenen Zweck verwenden. Bei Anzeichen von Mängeln nicht verwenden. Dieser Artikel ist kein Spielzeug! Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Anwendung: Drücken Sie den Pumpball in der Mitte zusammen und führen die Ansaugspitze vorsichtig in das verstopfte Nasenloch. Halten Sie das andere Nasenloch mit dem Finger etwas zu. Danach verringern Sie den Druck auf dem Pumpball und saugen dadurch das Sekret ab.

Reinigung und Aufbewahrung: Reinigen Sie den Nasensauger vor dem ersten Gebrauch mit mildem Reinigungsmittel und warmen Wasser. Bitte verwenden sie keine Chemikalien, die das Material schädigen können. Desinfektion im Vaporisator oder durch 5 min. abkochen möglich.

Bitte Kaufbeleg, Gebrauchsanleitung und Artikelnummer aufbewahren. Gewährleistungsansprüche oder Ansprüche aus Garantiever sprechen sind ausschließlich mit dem Händler abzuwickeln.

Please read the instructions carefully prior to applying this device. Otherwise, the safety functions of the item could be impaired. Please keep the instructions in a safe place for future reference

Attention! This article has been developed for the benefit of your children. It is not a toy and no substitute for supervision by adults.

Safety instructions: Use the item for its intended purpose only. Do not use the product if there is a sign of damage. This product is not a toy! Store away from children.

Application: Press the pump ball in the middle, and carefully insert the suction tube in the blocked nostril. Gently close the other nostril with the finger. Then reduce the pressure on the pump ball and suction the secretions out.

Cleaning and storage: Clean the nasal aspirator before the first use with a mild cleaning agent and warm water. Please do not use any chemicals that could damage the material. Disinfection in a steriliser or by boiling in water for 5 min.

Please retain your receipt, the user manual and part number. Warranty claims or claims from promises of guarantee must be processed by the dealer.

„Avant l'usage, lisez attentivement le mode d'emploi. Sinon, les fonctions de sécurité de l'article peuvent être restreintes. Conservez le mode d'emploi afin de pouvoir le relire ultérieurement.



Attention ! Cet article a été développé pour le bien-être de vos enfants. Ce n'est pas un jouet et ne dispense pas de l'obligation de surveillance des adultes.

Consignes de sécurité : N'utiliser cet article que pour l'usage auquel il est destiné. N'utilisez pas ce produit en cas de composants endommagés. Cet article n'est pas un jouet ! Le tenir hors de portée des enfants.

Utilisation : Appuyez au centre de la poire d'insufflation et mettez avec précaution l'embout d'aspiration dans la narine bouchée. Bouchez quelque peu l'autre narine avec le doigt. Réduisez ensuite la pression sur la poire d'insufflation et aspirez les sécrétions.



Nettoyage et rangement : Nettoyez le mouche-bébé avant la première utilisation à l'aide d'un nettoyant doux et à l'eau chaude. Veillez à ne pas utiliser de produits chimiques susceptibles d'endommager le matériel. Peut être désinfecté au stérilisateur ou en faisant bouillir 5 min.

Veillez conserver le reçu d'achat, la notice d'utilisation et la référence de l'article. Vous pouvez exclusivement faire valoir votre garantie et toute revendication dans le cadre de la garantie auprès du commerçant.



- zur hygienischen Aufbewahrung
- for hygienic storage
- pour un stockage hygiénique

reer



- per la conservazione igienica
- para almacenamiento higiénico
- voor hygiënische opslag

Istruzioni per l'uso

Soft&Clean, Aspiratore nasale di sicurezza
Art. Nr.: 79112

IT

Legga attentamente queste istruzioni prima dell'utilizzo. La sicurezza del prodotto potrebbe altrimenti essere limitata. Conservi le istruzioni per consultarle in futuro.

Attenzione! Questo articolo è stato progettato per la sicurezza dei vostri bambini. Non è un giocattolo e non sostituisce l'obbligo di sorveglianza da parte di adulti.

Avvertenze di sicurezza: utilizzare l'articolo solo per la finalità prevista. Non utilizzare se difettoso. Questo prodotto non è un giocattolo! Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Uso: premere la pompetta al centro con le dita e inserire con delicatezza la punta nella narice otturata. Chiudere leggermente l'altra narice con il dito. Ridurre la pressione esercitata sulla pompetta per aspirare il muco.

Pulizia e conservazione: prima del primo utilizzo, pulire l'aspiratore nasale con un detergente neutro e acqua calda. Non utilizzare prodotti chimici che potrebbero danneggiare il materiale. Può essere disinfettata nel vaporizzatore o facendola bollire per 5 minuti.

Pregasi conservare la ricevuta d'acquisto, le istruzioni d'uso e il numero d'articolo. Per diritti di garanzia o promesse della garanzia inclusa nel prodotto, rivolgersi esclusivamente al venditore.

Manual de uso

Soft&Clean, Aspirador nasal de seguridad
Nº d'art. : 79112

ES

Para garantizar la seguridad y el uso correcto de este artículo, lea atentamente estas instrucciones de uso antes de utilizar el artículo y consérvelas para futuras consultas.

Atención: este artículo ha sido diseñado especialmente para proteger a sus hijos. No es ningún juguete y tampoco sustituye el deber de cuidado y atención de un adulto hacia sus hijos.

Advertencias de seguridad: Use el artículo solo para la finalidad prevista. En caso de que el artículo presente daños o desperfectos, no lo utilice. Este artículo no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Uso: Comprima la bola de bombeo en el centro y lleve cuidadosamente la punta de aspiración hacia el orificio nasal obstruido. Con el dedo, mantenga el otro orificio nasal un poco cerrado. A continuación reduzca la presión sobre la bola y, así, aspire la secreción.

Lavado y almacenamiento: Antes de usar el aspirador por primera vez, lávelo con un producto de limpieza suave y agua caliente. No utilice productos químicos que puedan dañar el material. Se puede desinfectar en un vaporizador o por cocción durante 5 minutos.

Conservar el ticket de compra, las instrucciones de uso y el número del artículo. Las prestaciones de la garantía o las posibles reclamaciones derivadas de una promesa de garantía serán efectuadas únicamente según lo estipulado por el comercio en el que adquirió este artículo.

Gebruiksaanwijzing

Soft&Clean, Veiligheidsneusreiniger
Art. Nr.: 79112

NL

Leest u alstublieft deze gebruiksaanwijzing voor het gebruiken zorgvuldig door. De veiligheidsfunctie van het artikel zou anders kunnen worden aangetast. Bewaar de handleiding om later na te slaan.

Attentie! Dit artikel is ontwikkeld voor het welzijn van uw kinderen. Het is geen speelgoed en vervangt de toezichtplicht door volwassenen niet.

Veiligheidstips: Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde doel. Gebruik het product niet als het gebreken vertoont. Dit product is geen speelgoed! Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Gebruik: Knijp de pompbal in het midden samen en leid de afzuigtip voorzichtig in het verstopte neusgat. Druk het andere neusgat een beetje dicht met uw vinger. Verlaag vervolgens de druk op de pompbal waardoor de afscheiding wordt opgezogen.

Reinigen en bewaren: Reinig de neusreiniger voorafgaand aan het eerste gebruik met een mild reinigingsmiddel en warm water. Gebruik geen chemicaliën die schade aan het materiaal kunnen veroorzaken. Desinfectie mogelijk in een stoomsterilisator of door het deel 5 min in kokend water te plaatsen.

Bewaar alstublieft de kassabon, gebruiksaanwijzing en het artikelnummer. Garantieclaims of claims baserend op garantiebepalingen worden uitsluitend door de handelaar afgehandeld.