


SIGURO

**Multi-therapy
beauty device**



SGR-SK-R760W

ENGLISH	5
DEUTSCH	10
ČESKY	16
SLOVENSKY	21
MAGYAR	27
FRANÇAIS	33
ITALIANO	39
ROMÂNĂ	45



SAFETY INFORMATION

1. This appliance is not intended for use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, even if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe manner and understand the potential hazards. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
2. Never immerse the appliance in water!
3. The appliance is intended for household and similar use only. It is not intended for use in a beauty salon or other commercial use. Use of this device is not intended as a substitute for medical care.
4. Do not use the appliance if you have hypersensitive, damaged or skin with eczema (e.g. fresh scars, various wounds, burns, redness, swollen cheeks or skin diseases). To prevent the spread of micro-inflammation, do not use it even if you have acne on your skin.
5. If you feel pain or discomfort during cleaning, or if you experience any other health problems, switch off the appliance immediately and consult your doctor or dermatologist about its further use.
6. Do not use the appliance on children, legally incompetent persons or people who are unable to express their feelings.
7. Do not use the appliance with exfoliating or otherwise aggressive gels (e.g. with alcohol)!
8. Do not use the appliance close to sensitive body parts, not intended for this device.
9. Do not use the appliance in one time longer than specified in the operating instructions! Prolonged use may cause skin injuries.

- 1 **Electrodes**
- 2 **LED lights**
- 3 **On / Off button**
- 4 **Mode switching button**
- 5 **+/- buttons for intensity control**
- 6 **Intensity indicator**
- 7 **Operating mode indicators**
- 8 **USB charging connector (with cover)**
- 9 **Charging contacts for wall base**



Package parts not shown: charging bas and cable, cleaning cloth and protective case.

Dimensions (H x W x D)	57 × 170 × 52 mm
Weight	212 g
Power	5.0 V / 2.0 A
Power consumption	4.0 W
Battery	Rechargeable Li-ion 7.4 V, 1000 mAh

USE

Charging

- You can charge the device using the included USB cable or a

- charging base that can be glued to the wall.
- Fully charge the device before using it for the first time, which takes about 3 hours. When fully charged, the battery lasts approximately 60 minutes of continuous operation.
- The charge status will be indicated by the intensity indicator (6). It flashes while charging and once fully charged it is continuously lit.
- When the battery is low, the mode indicator flashes and the device turns off.
- You cannot use the device when it is charging.

Method of use


The device is used to treat the face and support collagen fibers by electro stimulation. It offers three modes: radio frequency (RF), micro current (MC) and LED mask.

1. Take off all the jewelry you wear, including earrings, piercing or necklaces.
2. Treat the face in five zones - forehead, left and right face, chin and neck.




3. Thoroughly cover the electrodes (1) with a layer of treatment

gel before using them. Then place the device on your face and move it slowly in a circular motion.



4. Each time the treated zone of the face is changed, apply a new layer of treatment gel to the electrodes.
5. Move the device in the way shown in the figure below for lifting effect. For the cheeks, move from the inside towards the ears, while for the forehead, move from the eyebrows to the hairline. Follow the order shown in the figure.



Notes on use:

- Use the device in one mode only for one session and not longer than 8 minutes.
- Do not use the device for several days in a row, always let the

face rest for at least 1 day.

- We recommend that you do not use the device more than 2-3 times a week.
- Do not look directly into the LED lamp during use.

Controls

- Turn on the device using **3**.
- Press the **4** button to switch between the required modes of treatment (in the order of RF, MC and LED)
- Use the **5** buttons to set the required intensity. If you feel that the electrodes on your face are too hot, set a lower intensity.
- You can manually turn off the device by pressing the power button again (**3**). The device also switches off automatically depending on the operating mode (after 4 minutes in RF mode, 6 minutes in MC mode and 8 minutes in LED mode).

CLEANING AND MAINTENANCE

- Always make sure that the appliance is switched off before cleaning or storing it.
- Rinse the device under running water. Do not immerse in water or any other liquid. Do not use any cleaning agents, lubricants or polishes.
- Do not dry the device in direct sunlight.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen bestimmt, selbst wenn sie beaufsichtigt oder über die sichere Verwendung des Geräts belehrt wurden und die möglichen Gefahren verstehen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
2. Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser!
3. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und ähnlichen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für die Verwendung in einem Schönheitssalon oder für andere kommerzielle Zwecke bestimmt. Die Verwendung dieses Geräts ersetzt keine ärztliche Behandlung.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht bei empfindlicher, geschädigter oder ekzematisher Haut (z.B. frische Narben, verschiedene Wunden, Verbrennungen, Rötungen, geschwollene Wangen oder Hautkrankheiten). Um die Ausbreitung von Mikroentzündungen zu verhindern, verwenden Sie es nicht, wenn Sie Akne auf Ihrer Haut haben.
5. Wenn Sie während der Reinigung Schmerzen oder Beschwerden verspüren sowie andere gesundheitliche Probleme haben, schalten Sie das Gerät sofort aus und konsultieren Sie Ihren Arzt oder Dermatologen bezüglich der weiteren Verwendung.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Kindern, nicht geschäftsfähigen Personen sowie Personen, die ihre Gefühle nicht ausdrücken können.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht mit Peelinggel oder anderweitig aggressiven Gelen (z.B. mit Alkohol)!

8. Verwenden Sie das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von empfindlichen Körperteilen, für die das Gerät nicht bestimmt ist.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht länger pro Anwendung als in der Gebrauchsanweisung angegeben! Längerer Gebrauch kann zu Hautverletzungen führen.

-
- 1 Elektroden**
 - 2 LED-Lampen**
 - 3 Hauptschalter**
 - 4 Modusschalter**
 - 5 Tasten +/- zur Einstellung der Intensität**
 - 6 Indikátor intenzity**
 - 7 Betriebsmodusanzeigen**
 - 8 USB-Ladeanschluss (mit Abdeckung)**
 - 9 Ladkontakte für die Wandbasis**
-



Nicht abgebildeter Verpackungsinhalt: Ladestation und Kabel, Reinigungstuch und Schutzhülle.

Abmessungen (H × B × T)	57 × 170 × 52 mm
Gewicht	212 g
Stromversorgung	5,0 V / 2,0 A
Leistungsbedarf	4,0 W
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku 7,4 V, 1000 mAh

VERWENDUNG

Laden

- Sie können das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder der Ladestation aufladen, die an die Wand geklebt werden kann.
- Laden Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch vollständig auf, was ungefähr 3 Stunden dauert. Bei vollständiger Aufladung hält der Akku etwa 60 Minuten im Dauerbetrieb.
- Der Ladezustand wird durch die Intensitätsanzeige **(6)** angezeigt. Sie blinkt während des Ladevorgangs, während sie bei vollständiger Ladung kontinuierlich leuchtet.
- Wenn der Akku schwach ist, blinkt die Modusanzeige und das Gerät schaltet sich aus.
- Während des Ladevorgangs kann das Gerät nicht verwendet werden.


Verwendungsmethode

Das Gerät dient zur Behandlung des Gesichts und zur Förderung der Kollagenfasern mittels Elektrostimulation. Es bietet drei Modi: Radiofrequenz- (RF) und Mikrostrommodus (MC) und LED-Maske.


1. Legen Sie Ihren Schmuck, einschließlich Ohrringe, Piercings oder Halsketten.
2. Behandeln Sie das Gesicht in fünf Zonen - Stirn, linkes und rechtes Gesicht, Kinn und Hals.



3. Bedecken Sie die Elektrode **(1)** mit einer ausreichenden Gelschicht, bevor Sie es verwenden. Legen Sie das Gerät nah an Ihr Gesicht und bewegen Sie es langsam in kreisenden Bewegungen.



4. Tragen Sie bei jeder Änderung der behandelten Gesichtszone eine neue Schicht Behandlungsgel auf die Elektroden auf.
5. Für den Lifting-Effekt Gerät gemäß den nachstehenden Abbildungen bewegen. Bewegen Sie das Gerät an den Wangen von innen zu den Ohren und an der Stirn von den Augenbrauen zum Haaransatz. Befolgen Sie die in der Abbildung gezeigte Reihenfolge.



Anwendungstipps:

- Verwenden Sie das Gerät pro Anwendung nur in einem Modus und nicht länger als 8 Minuten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mehrere Tage hintereinander, lassen Sie das Gesicht immer mindestens 1 Tag ruhen.
- Wir empfehlen, das Gerät nicht häufiger als 2-3 Mal pro Woche zu verwenden.
- Schauen Sie während des Gebrauchs nicht direkt in die LED-Lampe.

Bedienung

- Schalten Sie das Gerät mit der Taste **3** ein.
- Mit der Taste **4** können Sie Wischen dem gewünschten Behandlungsmodus wechseln (in der Reihenfolge: RF, MC und LED).
- Stellen Sie mit den Tasten **5** die gewünschte Intensität ein. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Elektroden in Ihrem Gesicht zu heiß sind, stellen Sie eine niedrigere Intensität ein.
- Sie können das Gerät manuell ausschalten, indem Sie den Hauptschalter erneut drücken (**3**). Außerdem schaltet sich das

Gerät je nach Betriebsmodus (nach 4 Minuten im RF-Modus, 6 Minuten im MC-Modus und 8 Minuten im LED-Modus) automatisch aus.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es reinigen oder lagern.
- Spülen Sie das Gerät unter fließendem Wasser ab. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Keine Reinigungsmittel, Schmiermittel oder Polituren verwenden.
- Trocknen Sie das Gerät nicht bei direkter Sonneneinstrahlung.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

1. Tento spotřebič nesmějí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí a to i když jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
2. Spotřebič nikdy neponořujte do vody!
3. Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely. Není určen pro použití v kosmetickém salónu nebo jiné komerční použití. Používání tohoto přístroje nelze chápat jako náhradu lékařské péče.
4. Spotřebič nepoužívejte, pokud máte přecitlivělou, poškozenou nebo exematickou pleť (např. čerstvé jizvy, různé ranky, popáleniny, zarudnutí, oteklé tváře nebo kožní choroby). Abyste zabránili rozšíření mikrozánětů, nepoužívejte jej ani pokud máte na pleti akné.
5. Pokud během čištění pociťujete bolest či nepříjemné pocity, nebo se objeví jakékoliv jiné zdravotní problémy, ihned spotřebič vypněte a jeho další použití konzultujte se svým ošetřujícím lékařem, případně dermatologem.
6. Nepoužívejte přístroj na dětech, nesvéprávných osobách či osobách, které nedokáží vyjádřit své pocity.
7. Nepoužívejte spotřebič s exfoliačními nebo jinak agresivními gely (např. s alkoholem)!
8. Nepoužívejte spotřebič v těsné blízkosti citlivých částí těla, pro které spotřebič není určen.
9. Na jedno použití spotřebič nepoužívejte déle než je uvedeno v návodu k obsluze! Dlouhotrvající použití může způsobit poranění pokožky.

- 1 Elektrody
- 2 LED lampy
- 3 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 4 Tlačítko přepínání režimu
- 5 Tlačítka +/- pro regulaci intenzity
- 6 Indikátor intenzity
- 7 Indikátory režimu provozu
- 8 Nabíjecí USB konektor (s krytem)
- 9 Nabíjecí kontakty pro nástěnnou základnu



Součásti balení bez vyobrazení: nabíjecí základna a kabel, čisticí hadřík a ochranné pouzdro.

Rozměry (V × Š × H)	57 × 170 × 52 mm
Hmotnost	212 g
Napájení	5,0 V / 2,0 A
Příkon	4,0 W
Baterie	Dobíjecí Li-ion 7,4 V, 1000 mAh

POUŽITÍ

Nabíjení

- Zařízení můžete nabíjet pomocí přiloženého USB kabelu nebo nabíjecí základny, kterou lze přilepit na stěnu.

- Před prvním použitím zařízení plně nabijte, což trvá přibližně 3 hodiny. Po úplném nabití vydrží baterie cca 60 minut nepřetržitého provozu.
- Stav nabíjení bude znázorněn pomocí indikátoru intenzity (6). Při nabíjení bliká, zatímco po úplném nabití svítí nepřerušovaně.
- Jakmile bude baterie téměř vybitá, rozbliká se indikátor režimu a zařízení se vypne.
- Zařízení nelze používat během nabíjení.

Způsob použití


Zařízení slouží k ošetření obličeje a podpoře kolagenových vláken pomocí elektrostimulace. Nabízí tři režimy: radiofrekvenční (RF), mikroproudý (MC) a LED masku.

1. Sundejte si veškeré šperky, které nosíte, včetně náušnic, piercingu či náhrdelníků.
2. Obličej ošetřujte v pěti zónách - čelo, levá a pravá tvář, brada a krk.




3. Před použitím elektrody (1) důkladně pokryjte vrstvou ošetřujícího gelu. Poté zařízení přiložte k obličeji a pohybujte jím

pomalou krouživým pohybem.



4. Při každé změně ošetřované zóny obličeje naneste na elektrody novou vrstvu ošetřujícího gelu.
5. Pro liftingový efekt pohybuje zařízením v tazích znázorněných na obrázku níže. U tváří postupujte od vnitřní strany směrem k uším, zatímco u čela postupujte směrem od obočí k linii vlasů. Postupujte v pořadí znázorněném na obrázku.



Poznámky k použití:

- Při jednom sezení zařízení používejte pouze v jednom režimu a ne déle než 8 minut.
- Nepoužívejte zařízení více dnů po sobě, vždy nechte obličej alespoň 1 den odpočinout.

- Doporučujeme zařízení nepoužívat častěji než 2–3krát týdně.
- Při použití se nedívejte přímo do LED lampy.

Ovládání

- Zapněte zařízení pomocí tlačítka **3**.
- Tlačítkem **4** můžete přepínat mezi požadovaným režimem ošetření (v pořadí RF, MC a LED).
- Tlačítky **5** nastavte požadovanou intenzitu. Pokud ucítíte, že jsou elektrody na obličej příliš horké, nastavte nižší intenzitu.
- Zařízení můžete ručně vypnout opětovným stisknutím vypínače (**3**). Zařízení se vypíná také automaticky v závislosti na provozním režimu (po 4 minutách v režimu RF, 6 minutách v režimu MC a 8 minutách v režimu LED).

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo skladováním se vždy ujistěte, že je přístroj vypnutý.
- Přístroj opláchněte pod tekoucí vodou. Neponořujte jej do vody ani jiných kapalin. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, maziva nebo leštidla.
- Nesušte přístroj na přímém slunci.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

1. Tento spotrebič nesmú používať deti ani osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí a to aj keď sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Na deti by sa malo dozerať, aby sa zaistilo, že sa nebudú so spotrebičom hrať.
2. Spotrebič nikdy neponárajte do vody!
3. Spotrebič je určený iba na použitie v domácnostiach a podobné účely. Nie je určený na použitie v kozmetickom salóne alebo iné komerčné použitie. Používanie tohto prístroja nie je možné chápať ako náhradu lekárskej starostlivosti.
4. Spotrebič nepoužívajte, ak máte precitlivenú, poškodenú alebo ekzematickú pleť (napr. čerstvé jazvy, rôzne ranky, popáleniny, začervenania, opuchnutú tvár alebo kožné choroby). Aby ste zabránili rozšíreniu mikrozápalov, nepoužívajte ho ani vtedy, ak máte na pleti akné.
5. Ak počas čistenia pociťujete bolesť či nepríjemné pocity, alebo sa objavia akékoľvek iné zdravotné problémy, ihneď spotrebič vypnite a jeho ďalšie použitie konzultujte so svojím ošetrojúcim lekárom, prípadne dermatológom.
6. Nepoužívajte prístroj na deťoch, nesvojprávnych osobách či osobách, ktoré nedokážu vyjadriť svoje pocity.
7. Nepoužívajte spotrebič s exfoliačnými alebo inak agresívnymi gélmami (napr. s alkoholom)!
8. Nepoužívajte spotrebič v tesnej blízkosti citlivých častí tela, na ktoré spotrebič nie je určený.

9. Na jedno použitie spotrebič nepoužívajte dlhšie než je uvedené v návode na obsluhu! Dlhotrvajúce použitie môže spôsobiť poranenie pokožky.

-
- 1 Elektródy**
 - 2 LED lampy**
 - 3 Tlačidlo zapnutia/vypnutia**
 - 4 Tlačidlo prepínania režimu**
 - 5 Tlačidlá +/- na reguláciu intenzity**
 - 6 Indikátor intenzity**
 - 7 Indikátory režimu prevádzky**
 - 8 Nabíjací USB konektor (s krytom)**
 - 9 Nabíjacie kontakty pre nástennú základňu**
-



Súčasti balenia bez vyobrazenia: nabíjacia základňa a kábel, čistiaca handrička a ochranné puzdro.

Rozmery (V × Š × H)	57 × 170 × 52 mm
Hmotnosť	212 g
Napájanie	5,0 V / 2,0 A
Príkon	4,0 W
Batéria	Dobíjacia Li-ion 7,4 V, 1 000 mAh

POUŽITIE

Nabíjanie

- Zariadenie môžete nabíjať pomocou priloženého USB kábla alebo nabíjacej základne, ktorú je možné prilepiť na stenu.
- Pred prvým použitím zariadenie plne nabite, čo trvá približne 3 hodiny. Po úplnom nabití vydrží batéria cca 60 minút nepretržitej prevádzky.
- Stav nabíjania bude znázornený pomocou indikátora intenzity (6). Pri nabíjaní bliká, zatiaľ čo po úplnom nabití svieti nepretržite.
- Hneď ako bude batéria takmer vybitá, rozbliká sa indikátor režimu a zariadenie sa vypne.
- Zariadenie nie je možné používať počas nabíjania.


Spôsob použitia

Zariadenie slúži na ošetrovanie tváre a podporu kolagénových vlákien pomocou elektrostimulácie. Ponúka tri režimy: rádiový (RF), mikroprúdový (MC) a LED masku.


1. Zložte si všetky šperky, ktoré nosíte, vrátane náušnic, píringu či náhrdelníkov.
2. Tvár ošetríte v piatich zónach – čelo, ľavá a pravá tvár, brada a krk.



3. Pred použitím elektródy **(1)** dôkladne pokryte vrstvou ošetrujúceho gélu. Potom zariadenie priložte k tvári a pohybujte ním pomaly krúživým pohybom.



4. Pri každej zmene ošetrovanej zóny tváre naneste na elektródy novú vrstvu ošetrujúceho gélu.
5. Pre liftingový efekt pohybujte zariadením v ťahoch znázornených na obrázku nižšie. Pri tvári postupujte od vnútornej strany smerom k ušiam, zatiaľ čo pri čele postupujte smerom od obočia k línii vlasov. Postupujte v poradí znázornenom na obrázku.



Poznámky k použitiu:

- Pri jednom sedení zariadenie používajte iba v jednom režime a nie dlhšie než 8 minút.
- Nepoužívajte zariadenie viac dní po sebe, vždy nechajte tvár aspoň 1 deň odpočinúť.
- Odporúčame zariadenie nepoužívať častejšie než 2- až 3-krát týždenne.
- Pri použití sa nepozerajte priamo do LED lampy.

Ovládanie

- Zapnite zariadenie pomocou tlačidla **3**.
- Tlačidlom **4** môžete prepínať medzi požadovaným režimom ošetrovania (v poradí RF, MC a LED).
- Tlačidlami **5** nastavte požadovanú intenzitu. Ak ucítite, že sú elektródy na tvári príliš horúce, nastavte nižšiu intenzitu.
- Zariadenie môžete ručne vypnúť opätovným stlačením vypínača (**3**). Zariadenie sa vypína aj automaticky v závislosti od prevádzkového režimu (po 4 minútach v režime RF, 6 minútach v režime MC a 8 minútach v režime LED).

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo skladovaním sa vždy uistite, že je prístroj vypnutý.
- Prístroj opláchnite pod tečúcou vodou. Neponárajte ho do vody ani iných kvapalín. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky, mazivá alebo leštidlá.
- Nesušte prístroj na priamom slnku.

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

1. A készüléket gyerekek, idős, testi és szellemi fogyatékos személyek, illetve a készülék használatát nem ismerő és hasonló készülék üzemeltetéseknek a tapasztalataival nem rendelkező személyek nem használhatják, még a készülék használati utasítását ismerő és a készülék használatáért felelősséget vállaló személy felügyelete mellett sem. A készülék nem játék, ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játszanak.
2. A készüléket vízbe mártani tilos!
3. A készülék kizárólag csak otthoni használatra készült. A készülék nem használható kozmetikai szalonokban, vagy más, hasonló jellegű üzletekben! A készülék használata nem helyettesíti az orvosi ellátást.
4. Ne használja a készüléket, ha bőre túl érzékeny, sérült vagy valamilyen bőrbetegségben szenved (pl. friss hegek, különböző sebek, égési sérülések, bőrpír, duzzadt arc stb.). A mikro gyulladások terjedésének megelőzése érdekében a készüléket akkor se használja, ha pattanásos a bőre.
5. Ha a tisztítás során fájdalmat vagy kellemetlen érzést tapasztal, vagy bármilyen más egészségügyi probléma jelentkezik, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és a további használattal kapcsolatban kérjen tanácsot az orvosától vagy bőrgyógyásztól.
6. Ne használja a készüléket gyermekeken, cselekvőképtelen személyeken vagy olyan személyeken, akik nem tudják kifejezni érzéseiket.
7. Ne használja a készüléket hámlasztó, vagy más módon agresszív (pl. alkoholt tartalmazó) gélekkel!
8. Ne használja a készüléket olyan érzékeny testrészek közelében,

amelyeknek az ápolásához a készülék nem használható.

9. A készüléket egyszerre csak az útmutatóban megadott ideig használja. A hosszan tartó használat bőrsérülést okozhat.

- 1 Elektroódák**
- 2 LED lámpák**
- 3 Be- és kikapcsoló gomb**
- 4 Üzem mód kiválasztó gomb**
- 5 Intenzitás beállító gombok +/-**
- 6 Intenzitás kijelző**
- 7 Üzem mód kijelzők**
- 8 USB töltőaljzat (dugóval)**
- 9 Töltő érintkezők a fali tartóhoz**



Ábrázolás nélküli tartozékok: töltőállvány és kábel, tisztító ruha és védőtok.

Méretek (ma × szé × mé)	57 × 170 × 52 mm
Tömeg	212 g
Tápellátás	5,0 V / 2,0 A
Teljesítményfelvétel	4,0 W
Akkumulátor	Li-ion, 7,4 V, 1000 mAh

HASZNÁLAT

Az akkumulátor töltése

- A készülék akkumulátorát a mellékelt USB kábellel vagy a falra ragasztható töltőállványban lehet feltölteni.
- Az első használatbavétel előtt az akkumulátort teljesen töltsse fel (körülbelül 3 óra). Teljesen feltöltött akkumulátorról a készüléket kb. 60 percig lehet használni.
- Az akkumulátor töltöttségét az intenzitás kijelző mutatja **(6)**. Töltés közben a kijelző villog, feltöltés után folyamatosan világít.
- Amikor az akkumulátor már majdnem lemerült, akkor az üzemmód kijelző villogni kezd, majd a készülék kikapcsol.
- A készüléket az akkumulátor töltése közben nem lehet használni.


Használati módok

A készüléket az arc kezelésére és a kollagén-rostok elektromos stimulációval történő támogatására lehet használni. Három módban üzemeltethető: rádiófrekvenciás (RF), mikro-áramú (MC) és LED maszk.


1. Vegyen le magáról minden ékszert: fülbevalót, nyakláncot és piercingeket is.
2. Az arcát öt zónában kell ápolni: homlok, bal és jobb arc, áll és nyak.



3. Az elektróda **(1)** használata előtt, az elektródára hordjon fel ápoló gélt. Az elektródát helyezze a bőrére és körkörös mozdulatokkal lassan mozgassa a készüléket a kezelt részen.



4. Zónaváltás előtt az elektródára ismét hordjon fel ápoló gélt.
5. Arcliftinghez a készüléket az alábbi ábrán látható irányokban mozgassa. Az arcon a készüléket az orrtól a fül irányába, a homlokon a szemöldöktől a haj vonala felé mozgassa. Tartsa be az ábrán ápolási sorrendet is.



Megjegyzések a használatához

- Egy alkalommal a készüléket csak egy üzemmódban, és 8 percnél nem hosszabb ideig használja.
- A készüléket ne használja minden nap, az arcát legalább 1 napig hagyja megnyugodni.
- A készüléket hetente legfeljebb 2-3-szor használja.
- Használat közben ne nézzen közvetlenül a bekapcsolt LED lámpákba.

Használat

- A készüléket a **3** gombbal kapcsolja be.
- A **4** gombbal válassza ki a kívánt ápolási módot (RF, MC és LED sorrendben).
- A **5** gombokkal állítsa be az intenzitást. Amennyiben azt érzi, hogy az elektródák túl forrók, akkor állítson be alacsonyabb intenzitást.
- A készüléket a **(3)** gomb ismételt megnyomásával kapcsolja ki. A készülék használat közben automatikusan is lekapcsol (RF üzemmódban 4 perc múlva, MC üzemmódban 6 perc múlva, LED üzemmódban 8 perc múlva).

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- A tisztítás és eltárolás előtt a készüléket kapcsolja le.
- A készüléket folyó víz alatt öblítse le. A készüléket vízbe, vagy más folyadékba mártani tilos. A tisztításhoz tisztítószeret, kenőanyagokat vagy fényesítő készítményeket ne használjon.
- A készüléket ne szárítsa közvetlen napsütésen.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

1. Cet appareil ne peut pas être utilisé par des personnes aux capacités physiques, cognitives ou mentales réduites, ou bien manquant d'expérience et de connaissances, même sous surveillance ou ayant reçu les instructions adéquates sur l'utilisation sûre de l'appareil et comprenant les dangers potentiels. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
2. Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau !
3. L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique et similaire. Il n'est pas destiné à une utilisation dans un salon d'esthétique ou à un autre usage commercial. L'utilisation de cet appareil ne doit pas se substituer à des soins médicaux.
4. N'utilisez pas l'appareil en cas d'hypertension, de dommages cutanés ou d'eczéma (ou des plaies récentes, des blessures diverses, des brûlures, des rougeurs, les joues gonflées ou des maladies cutanées). Afin d'éviter les micro-inflammations, n'utilisez pas l'appareil en cas d'acné.
5. Si vous ressentez de la douleur ou un inconfort, ou si vous souffrez d'autres problèmes de santé, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et consultez votre médecin traitant ou votre dermatologue.
6. N'utilisez pas cet appareil sur des enfants, sur des personnes sous tutelle légale ou non en mesure d'exprimer leur ressenti.
7. N'utilisez pas l'appareil avec des gels exfoliants ou autrement agressifs (par ex. à base d'alcool) !
8. N'utilisez pas l'appareil à proximité des parties sensibles du corps pour lesquelles cet appareil n'est pas prévu.
9. Ne laissez pas l'appareil en marche plus longtemps qu'il est indiqué

dans le manuel ! Une utilisation prolongée peut provoquer des dommages cutanés.

- 1 **Électrodes**
- 2 **Voyants LED**
- 3 **Touche Marche/Arrêt**
- 4 **Touche de sélection du mode**
- 5 **Touches +/- de contrôle d'intensité**
- 6 **Indicateur d'intensité**
- 7 **Indicateurs de mode de fonctionnement**
- 8 **Connecteur de charge USB (avec cache)**
- 9 **Contacts de recharge pour le socle mural**



Éléments fournis non représentés : support et câble de recharge, chiffon de nettoyage et boîtier de protection.

Dimensions (H × L × P)	57 × 170 × 52 mm
Masse	212 g
Puissance	5,0 V / 2,0 A
Consommation	4,0 W
Batterie	Batterie rechargeable Li-ion 7,4 V, 1000 mAh

UTILISATION

Recharge

- Vous pouvez recharger l'appareil avec le câble USB fourni ou un support de recharge pouvant être collé au mur.
- Chargez complètement l'appareil avant la première utilisation, cela prend environ 3 heures. L'appareil peut fonctionner pendant environ 60 minutes d'affilée lorsqu'il est entièrement chargé.
- L'état de charge est signalé par l'indicateur d'intensité **(6)**. Il clignote en cours de charge et s'allume en continu une fois la charge complète.
- Lorsque le niveau de charge est faible, le voyant de mode clignote et l'appareil s'arrête.
- Vous ne pouvez pas utiliser l'appareil lorsqu'il est en charge.


Utilisation

L'appareil est destiné au traitement du visage et à la stimulation électrique de la production des fibres de collagène. Il propose trois modes : fréquence radio (RF), micro-tension (MC) et masque LED.


1. Retirez vos bijoux, y compris les boucles d'oreille, piercings et colliers.
2. Traitez le visage sur cinq zones - front, joue gauche et droite, menton et cou.



3. Couvrez soigneusement les électrodes **(1)** avec une couche de gel de traitement avant de les utiliser. Appliquez ensuite l'appareil sur votre visage et effectuez des mouvements circulaires lents.



4. Appliquez à nouveau du gel de traitement sur les électrodes pour chaque zone du visage.
5. Pour l'effet de lifting, déplacez l'appareil comme indiqué sur la figure ci-dessous. Pour les joues, déplacez de l'intérieur vers les oreilles, pour le front, déplacez des sourcils vers le cuir chevelu. Suivez l'ordre indiqué dans l'illustration.



Notes sur l'utilisation :

- Pour une séance, utilisez un seul mode uniquement et ne dépassez pas 8 minutes.
- N'utilisez pas l'appareil pendant plusieurs jours de suite, faites une pause d'au moins 1 jour.
- Nous recommandons de ne pas utiliser l'appareil plus de 2-3 fois par semaine.
- Ne regardez pas directement la lampe LED pendant l'utilisation.

Contrôles

- Allumez l'appareil avec la touche **3**.
- Appuyez sur la touche **4** afin de basculer entre les modes souhaités (dans l'ordre RF, MC et LED)
- Utilisez les touches **5** afin de régler l'intensité requise. Si les électrodes sont trop chaudes au contact du visage, baissez l'intensité.
- Vous pouvez arrêter manuellement l'appareil en appuyant à nouveau sur la touche **(3)**. L'appareil s'arrête également de manière automatique en fonction du mode d'utilisation (après

4 minutes en mode RF, après 6 minutes en mode MC et après 8 minutes en mode LED).

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Arrêtez toujours cet appareil avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Rincez l'appareil à l'eau courante. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou un autre liquide. N'utilisez pas de produits nettoyants, lubrifiants ou lustrants.
- Ne faites pas sécher l'appareil au soleil.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

1. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, anche se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i potenziali pericoli. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
2. Non immergere mai l'apparecchio in acqua!
3. L'apparecchio è destinato esclusivamente ad un uso domestico e simile. Non è destinato all'uso in un salone di bellezza o ad altri usi commerciali. L'uso di questo dispositivo non è inteso come un sostituto delle cure mediche.
4. Non utilizzare l'apparecchio in caso di pelle ipersensibile, danneggiata o con eczemi (ad esempio cicatrici fresche, ferite varie, ustioni, arrossamenti, guance gonfie o malattie della pelle). Per evitare la diffusione di micro-infiammazioni, non usarlo anche se hai l'acne sulla pelle.
5. Se si sente dolore o disagio durante la pulizia, o se si verificano altri problemi di salute, spegnere immediatamente l'apparecchio e consultare il medico o il dermatologo sul suo ulteriore utilizzo.
6. Non utilizzare l'apparecchio su bambini, persone legalmente incapaci o persone che non sono in grado di esprimere i loro sentimenti.
7. Non utilizzare l'apparecchio con gel esfolianti o comunque aggressivi (ad esempio con alcol)!
8. Non utilizzare l'apparecchio vicino a parti del corpo sensibili, non destinate a questo dispositivo.
9. Non utilizzare l'apparecchio per un tempo superiore a quello indicato

nelle istruzioni per l'uso! L'uso prolungato può causare lesioni alla pelle.

- 1 Elettrodi**
- 2 Luci a LED**
- 3 Pulsante O / Off**
- 4 Pulsante di commutazione della modalità**
- 5 Pulsanti +/- per il controllo dell'intensità**
- 6 Indicatore di intensità**
- 7 Indicatori di modalità di funzionamento**
- 8 Connettore di ricarica USB (con coperchio)**
- 9 Contatti di ricarica per la base a muro**



Parti del pacchetto non mostrate: base di ricarica e cavo, panno per la pulizia e custodia protettiva.

Dimensioni (A x L x P)	57 x 170 x 52 mm
Peso	212 g
Potenza	5,0 V / 2,0 A
Consumo energetico	4,0 W
Batteria	Ricaricabile Li-ion 7,4 V, 1000 mAh

USO

Ricarica

- È possibile caricare il dispositivo utilizzando il cavo USB incluso o una base di ricarica che può essere incollata al muro.
- Caricare completamente il dispositivo prima di usarlo per la prima volta, il che richiede circa 3 ore. Quando è completamente carica, la batteria dura circa 60 minuti di funzionamento continuo.
- Lo stato di carica sarà indicato dall'indicatore di intensità**(6)**. Lampeggia durante la carica e una volta completamente carica è continuamente accesa.
- Quando la batteria è scarica, l'indicatore di modalità lampeggia e il dispositivo si spegne.
- Non è possibile utilizzare il dispositivo quando è in carica.


Metodo di utilizzo

Il dispositivo è utilizzato per trattare il viso e sostenere le fibre di collagene mediante elettrostimolazione. Offre tre modalità: radiofrequenza (RF), micro corrente (MC) e maschera LED.


1. Si tolga tutti i gioielli che indossa, compresi orecchini, piercing o collane.
2. Tratta il viso in cinque zone - fronte, faccia sinistra e destra, mento e collo.



3. Coprire accuratamente gli elettrodi(1) con uno strato di gel di trattamento prima di utilizzarli. Poi metti il dispositivo sul tuo viso e muovilo lentamente con un movimento circolare.



4. Ogni volta che si cambia la zona trattata del viso, applicare un nuovo strato di gel di trattamento agli elettrodi.
5. Spostare il dispositivo nel modo mostrato nella figura qui sotto per l'effetto di sollevamento. Per le guance, muoviti dall'interno verso le orecchie, mentre per la fronte, muoviti dalle sopracciglia all'attaccatura dei capelli. Seguire l'ordine indicato nella figura.



Note sull'uso:

- Utilizzare il dispositivo in una sola modalità per una sola sessione e non più di 8 minuti.
- Non utilizzare il dispositivo per diversi giorni di seguito, lasciare sempre riposare il viso per almeno 1 giorno.
- Si consiglia di non utilizzare il dispositivo più di 2-3 volte a settimana.
- Non guardare direttamente la lampada a LED durante l'uso.

Controllo

- Accendere il dispositivo usando **3**.
- Premere il pulsante **4** per passare tra le modalità di trattamento richieste: *ošetření* (nell'ordine RF, MC e LED)
- Utilizzare i **5** pulsanti per impostare l'intensità desiderata. Se senti che gli elettrodi sul tuo viso sono troppo caldi, imposta un'intensità inferiore.
- È possibile spegnere manualmente il dispositivo premendo nuovamente il pulsante di accensione (**3**). Il dispositivo si spegne anche automaticamente a seconda della modalità

di funzionamento (dopo 4 minuti in modalità RF, 6 minuti in modalità MC e 8 minuti in modalità LED).

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia spento prima di pulirlo o riporlo.
- Sciacquare il dispositivo sotto l'acqua corrente. Non immergere in acqua o in qualsiasi altro liquido. Non usare detergenti, lubrificanti o lucidanti.
- Non asciugare il dispositivo alla luce diretta del sole.

INFORMAȚII PRIVIND SIGURANȚA

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii sau persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, chiar dacă sunt sub supraveghere sau au beneficiat de instruire privitor la utilizarea în siguranță a aparatului și au înțeles potențialele pericole. Copiii trebuie să fie sub supraveghere pentru a vă asigura că nu se vor juca cu aparatul.
2. Nu scufundați niciodată aparatul în apă!
3. Aparatul este destinat numai pentru uz casnic și utilizare similară. Acesta nu este destinat utilizării într-un salon de înfrumusețare sau în alte scopuri comerciale. Utilizarea acestui dispozitiv nu este destinată înlocuirii îngrijirilor medicale.
4. Nu utilizați aparatul dacă aveți hipersensibilitate, vătămări sau piele cu eczeme (de exemplu, cicatrici proaspete, diverse răni, arsuri, roșeață, obraji umflați sau boli ale pielii). Pentru a preveni răspândirea micro-inflamării, nu îl utilizați chiar dacă aveți acnee pe piele.
5. Dacă simțiți durere sau disconfort în timpul curățării sau dacă experimentați alte probleme de sănătate, opriți imediat aparatul și consultați-vă medicul sau dermatologul cu privire la utilizarea ulterioară a acestuia.
6. Nu utilizați aparatul pe copii, persoane incompetente din punct de vedere juridic sau persoane care nu pot să-și exprime sentimentele.
7. Nu utilizați aparatul cu geluri exfoliante sau agresive în alt mod (de exemplu cu alcool)!
8. Nu utilizați aparatul aproape de părțile sensibile ale corpului care nu sunt destinate acestui dispozitiv.
9. Nu utilizați aparatul un timp mai îndelungat decât cel specificat în

instrucțiunile de utilizare! Utilizarea prelungită poate cauza leziuni ale pielii.

- 1 Electrozi**
- 2 Indicatoare cu LED**
- 3 Buton On/Off**
- 4 Buton de comutare a modului**
- 5 Butoane +/- pentru controlul intensității**
- 6 Indicator de intensitate**
- 7 Indicatoare ale modului de utilizare**
- 8 Conector de încărcare USB (cu capac)**
- 9 Contacte de încărcare pentru baza de perete**



Componente din pachet care nu sunt prezentate: bază de încărcare și cablu de încărcare, lavetă pentru curățare și carcasă de protecție.

Dimensiuni (Î × L × A)	57 × 170 × 52 mm
Greutate	212 g
Alimentare cu energie electrică	5,0 V / 2,0 A
Consum de energie	4,0 W
Baterie	Reîncărcabilă, Li-Ion 7,4 V, 1000 mAh

UTILIZARE

Încărcarea

- Puteți încărca dispozitivul utilizând cablul USB inclus sau o bază de încărcare care poate fi lipită pe perete.
- Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată încărcați-l complet, operațiune care durează aproximativ 3 ore. Atunci când este complet încărcată, bateria durează aproximativ 60 de minute de funcționare continuă.
- Starea de încărcare va fi indicată de indicatorul de intensitate (6). Acesta luminează intermitent în timpul încărcării iar după încărcarea completă luminează continuu.
- Atunci când bateria este descărcată, indicatorul de mod luminează intermitent și dispozitivul se oprește.
- Nu puteți utiliza dispozitivul atunci când acesta se încarcă.


Metoda de utilizare

Dispozitivul este utilizat pentru tratarea feței și susținerea fibrelor de collagen prin electrostimulare. Acesta oferă trei moduri: frecvență radio (RF), microcurent (MC) și mască (LED).


1. Scoateți toate bijuteriile pe care le purtați, inclusiv cercei, piercing-uri sau coliere.
2. Tratați fața în cinci zone - frunte, față stânga și dreapta, bărbie și gât.



3. Acoperiți bine electrozii (1) cu un strat de gel de tratament înainte de a-i utiliza. Apoi puneți dispozitivul pe față și deplasați-l încet printr-o mișcare circulară.



4. De fiecare dată când zona tratată a feței este schimbată, aplicați pe electrozi un nou strat de gel de tratament.
5. Deplasați dispozitivul în modul indicat în figura de mai jos pentru efect de lifting. Pentru obraji, deplasați de la interior spre urechi, în timp ce pentru frunte, deplasați de la sprâncene la linia părului. Urmați ordinea prezentată în figură.



Note privind utilizarea:

- Utilizați dispozitivul într-un singur mod numai timp de o sesiune și nu mai mult de 8 minute.
- Nu utilizați dispozitivul câteva zile la rând, lăsați întotdeauna fața să se odihnească cel puțin 1 zi.
- Vă recomandăm să nu utilizați dispozitivul mai mult de 2-3 ori pe săptămână.
- Nu priviți direct spre indicatorul cu LED în timpul utilizării.

Controale

- Porniți dispozitivul utilizând butonul **3**.
- Apăsați butonul **4** pentru a comuta între modurile de tratament necesare (în ordinea RF, MC și LED)
- Utilizați butoanele **5** pentru a seta intensitatea dorită. Dacă simțiți că electrozii de pe față sunt prea fierbinți, setați o intensitate mai scăzută.
- Puteți opri manual dispozitivul apăsând din nou butonul de alimentare (**3**). De asemenea, dispozitivul se oprește automat în funcție de modul de utilizare (după 4 minute în modul RF, după 6 minute în modul MC și după 8 minute în modul LED).

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este oprit înainte de curățarea sau depozitarea acestuia.
- Clătiți dispozitivul cu apă de la robinet. Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide. Nu utilizați agenți de curățare, lubrifianți sau soluții de lustruire.
- Nu uscați dispozitivul în lumina directă a soarelui.

ENGLISH

The use of the WEEE Symbol indicates that this product should not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider, or the shop where you purchased the item.

This product meets all of the related basic EU regulation requirements. The EU declaration of conformity is available on www.alzashop.com/doc.

This product sold in the European Union meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic

equipment (RoHS).

DEUTSCH

Das WEEE-Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Für detailliertere Informationen zum Recycling dieses Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Behörde, Ihren Hausmüllentsorgungsdienstleister oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

Dieses Produkt erfüllt alle relevanten EU-Vorschriften. Die EU-Konformitätserklärung ist unter www.alzashop.com/DoC einsehbar.

Dieses in der Europäischen Union verkaufte Produkt erfüllt die Anforderungen der

EU Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten (RoHS)

ČESKY

Použití symbolu WEEE označuje, že tento výrobek nesmí být považován za domovní odpad. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomáháte chránit životní prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřad zabývající se likvidací domovního odpadu, poskytovatele služby zabývající se likvidací domovního odpadu nebo obchodu, kde jste produkt zakoupili.

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU. EU prohlášení o shodě je k dispozici na www.alzashop.com/doc.

Tento výrobek prodáváný v Evropské unii splňuje požadavky směrnice 2011/65/EU omezující používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

SLOVENSKY

Použitie symbolu WEEE označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Ak výrobok správne zlikvidujete, prispějete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku získate na miestnom zastupiteľstve, u poskytovateľov služieb likvidácie domového odpadu alebo v predajni, v ktorej ste výrobok zakúpili.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ. EÚ Vyhlásenie o zhode je k dispozícii na www.alzashop.com/doc.

com/doc.

Tento výrobok, predávaný v Európskej únii, spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU obmedzujúce používanie niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS).

MAGYAR

A WEEE szimbólum azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási hulladékként.

A termék helyes megsemmisítésének biztosításával segít védeni a környezetet. A termék újrahasznosításával kapcsolatos részletesebb információkért, kérjük, forduljon a helyi hatóságokhoz, a háztartási hulladékkezelő szolgáltatóhoz vagy a bolthoz, ahol a terméket megvásárolta.

Ez a termék megfelel az összes rá vonatkozó EU-s szabályozási követelménynek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozata a www.alzashop.com/DoC címen érhető el.

Az Európai Unióban értékesített termékek megfelelnek az elektromos és elektronikai berendezésekben való egyes veszélyes anyagok használatának korlátozására vonatkozó 2011/65/EU (RoHS) irányelvnek.

FRANÇAIS

Ce produit est conforme à l'ensemble des exigences des normes européennes correspondantes. La déclaration de conformité européenne est disponible sur le site www.alzashop.com/DoC.

Ce produit, vendu en Union européenne, est conforme aux exigences de la Directive 2011/65/EU relative aux restrictions sur certaines substances dangereuses dans les équipements électriques

et électroniques (RoHS). Le symbole WEEE indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers ordinaires. Vous assurerez la protection de l'environnement en éliminant correctement ce produit. Pour davantage d'informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter les autorités locales, votre prestataire de services de traitement des déchets ou le magasin où vous avez effectué l'achat.

ITALIANO

Questo prodotto soddisfa tutti i requisiti della normativa UE di base correlata. La dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.alzashop.com/DoC.

Questo prodotto venduto nell'Unione Europea soddisfa i requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione

dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

L'utilizzo del simbolo RAEE indica che questo prodotto non dev'essere trattato come un normale rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, il fornitore del servizio di smaltimento per i rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato l'articolo.

ROMÂNĂ

Acest produs îndeplinește toate cerințele de reglementare de bază ale UE. Declarația UE de conformitate este disponibilă pe site-ul www.alzashop.com/DoC.

Acest produs vândut în Uniunea Europeană îndeplinește cerințele Directivei 2011/65 UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (RoHS).

Utilizarea simbolului DEEE indică faptul că acest produs nu trebuie tratat drept deșeu menajer. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, veți contribui la protejarea mediului. Pentru informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.



SIGURO

Alza.cz, a. s., Jankovcova 1522/53, 170 00 Prague 7, Czech Republic
© 2021 Alza.cz, a. s. All Rights Reserved.

www.siguro.net