

BAUSCH + LOMB

Hyal-Drop® multi



Vážení uživatelé,

děkujeme Vám, že jste si vybrali přípravek Hyal-Drop® multi. Je to ideální přípravek pro okamžitou úlevu a zvlhčení očí při pocitu jejich suchosti v důsledku působení vnějších vlivů. Vaše suché oči přirozeně osvěžuje a zklidňuje a zmírňuje příznaky unavených, podrážděných nebo i slzících očí. Díky inovativnímu multidávkovacímu systému se složením bez konzervačních látek (preservative free multi-dose system, PFMD) poskytuje přípravek Hyal-Drop® multi veškeré přínosy roztoku bez konzervačních látek v lahvičce s multidávkovacím aplikátorem. Přípravek dodává očím, které jsou vystaveny podmínkám nepříznivým pro jejich zdraví, okamžitou dávku přirozené svěžesti.

- Hyal-Drop® multi je čirý oční roztok
- Hyal-Drop® multi neobsahuje konzervační látky
- Hyal-Drop® multi lze používat 6 měsíců po otevření
- Hyal-Drop® multi obsahuje hyaluronát sodný, přirozený polymer kyseliny hyaluronové přítomný ve strukturách zdravého lidského oka a v přirozeném slzném filmu
- Hyal-Drop® multi je vhodný k vlhčení a opakovanému zvlhčování měkkých i tvrdých kontaktních čoček a znatelně zpřimňuje jejich nošení během dne
- Hyal-Drop® multi se vyznačuje snadným a bezpečným používáním a dobrou snášenlivostí

Prosím, přečtěte si pozorně tyto pokyny k použití – uvádějí důležité informace týkající se správného používání tohoto přípravku. Pokud budete mít jakékoli dotazy, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo nás kontaktujte.

Společnost Bausch + Lomb Vám přeje zdravý zrak!

Složení:

Roztok obsahuje kyselinu hyaluronovou v koncentraci 0,24% (ve formě hyaluronátu sodného) a pomocné látky: sterilní vodu, chlorid sodný, chlorid draselný, hydrogenfosforečnan disodný a fosforečnan sodný primární dihydrát. Neobsahuje žádnou konzervační látku.

Velikost balení:

Přípravek Hyal-Drop® multi je dostupný v balení s obsahem 10 ml.

K čemu se přípravek Hyal-Drop® multi používá:

Přípravek pro zvlhčení očí také vhodný k vlhčení a opakovanému zvlhčování měkkých i tvrdých kontaktních čoček během nošení. Hyal-Drop® multi je určen pro osvěžení a zvlhčení suchých očí po působení vnějších faktorů. Tyto faktory jsou často spojeny s životním stylem a prostředím, ve kterém žijeme. Mezi ně patří dlouhodobá práce u počítače, pobyt v klimatizovaných místnostech, nedostatečné mýkání, cigaretový kouř nebo také větrné počasí.

Také užívání některých léků (například antikoncepčních pilulek, antihistaminik, beta-blokátorů, léků proti křečím a léků s močopudným účinkem), určitá onemocnění a konzervační látky obsažené v některých očních kapkách mohou hrát významnou roli při vzniku poruch zvlhčování oka.

Hyal-Drop® multi zvlhčuje povrch oka a zmírňuje tak hlavní příznaky suchého oka, jako je pocit suchosti, podráždění, únava, pocit přítomnosti cizího tělesa v oku nebo nadměrné slzení.

Vzhledem ke svým vlastnostem může být přípravek prospěšný i u pacientů s chronickým symptomem suchého oka.

Jak často používat přípravek Hyal-Drop® multi?

Kdykoli je potřeba, kápněte si 1 kapku přípravku Hyal-Drop® multi do oka. Jelikož Hyal-Drop® multi neobsahuje konzervační látky, můžete ho používat každý den a jak často chcete.

Důležité informace týkající se používání přípravku Hyal-Drop® multi

Vzácně může tento přípravek vyvolat reakce precitlivlosti, jako jsou lokální alergické reakce. V takovém případě používání přípravku ukončete. Přípravek nepoužívejte v případě precitlivlosti na kteroukoli jeho složku.

Bezpečnostní informace pro pacienty se závažným poškozením rohovky: při užívání očních přípravků obsahujících fosforečnan bylo ve velmi vzácných případech zaznamenáno ukládání fosforečnanu vápenatého na rohovce.

Aby byla snášenlivost přípravku Hyal-Drop® multi vyšší, ve složení není obsažena konzervační látka. Díky pumpičkovému mechanismu můžete



přípravek Hyal-Drop® multi používat po dobu 24 týdnů (6 měsíců) po otevření. Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Přípravek nepoužívejte také tehdy, je-li lahvička poškozená.

Upozornění: před prvním použitím a po delším nepoužívání přípravku je nutné přípravek rozpumpovat. Během pumpování držte lahvičku dnem vzhůru.



Jak se přípravek Hyal-Drop® multi používá:

Díky patentovanému pumpičkovému mechanismu nemusí oční roztok přípravku Hyal-Drop® multi obsahovat konzervační látky, ale jeho lahvička nevypadá jako jiné, které jste možná používali v minulosti.

Na obrázcích je znázorněn jednoduchý způsob používání přípravku Hyal-Drop® multi.



1. Před každou aplikací sejměte z hrotu lahvičky ochranný uzávek. Dávejte pozor, abyste se prsty nedotkli/a hrotu lahvičky.



2. Palec položte na ergonomickou opěrku a dvěma prsty uchopte lahvičku ve spodní části.



3. Držte lahvičku dnem vzhůru, jak je znázorněno na obrázku. Před první aplikací stlačte opěrku na palec asi 7x, dokud se v aplikátoru neobjeví první kapka.



4. Lehce zakloňte hlavu svisle poloze. Pomu odtahněte dolní víčko stisknete opěrku prstem do oka v blízkosti oka. Ujistěte se, že jste k a jemně jim zak rozprostřela po celé sí pro lepší přesnos rukou.

5. Dávejte pozor, aby kontaktu s Vašími k případné kontami 6. Ihned po použití z hrot lahvičky.

CE 0483



Bausch & Lomb GmbH
Brunsbütteler Damm
165-173, DE-13581
Berlin, Německo
www.hyal.cz



Tento zdravotnický prostředek skladujte při teplotě od +1 °C do +25 °C

STERILE A

Sterilizační metoda, aseptická

Hyal-Drop® multi, březen 2014